

A hand in a white lab coat sleeve holds a large white hexagon. The hexagon contains the text 'MEDIZIN PRODUKTE' and '2020 | 2021'. To the left of the hexagon, a cluster of smaller white hexagons contains various medical icons: a microscope, a DNA helix, a syringe, a stethoscope, a biohazard symbol, a large blue cross, a beaker, a test tube, and an ECG line.

MEDIZIN PRODUKTE

2020 | 2021

bender
gruppe

röntgen bender

Produktgruppen-Übersicht

INJEKTION/INFUSION/TRANSFUSION	1
TESTE/DIABETES	2
LABORBEDARF	3
HYGIENE	4
STERILISATION	5
EKG/ULTRASCHALL/SPIROMETRIE	6
RÖNTGEN	7
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE	8
DIAGNOSTIKGERÄTE/INSTRUMENTE	9
NOTFALL	10
VERBANDSTOFFE/WUNDVERSORGUNG	11
REHA/PFLEGETECHNIK	12
PRAXISEINRICHTUNG/ORGANISATION	13
NATURHEILKUNDE/FIT & GESUND	14
DENTALBEDARF	15

Herstellerverzeichnis

 AEscuLAP®	 AKZENTIA	 Ambu* <small>MAKING GREAT IDEAS COME TO LIFE</small>	 AMPri	 analyticon	 Ansell
 ARTZT	 Asam®	 ASCENSIA Diabetes Care	 asiamed	 ASSKEA	 ATMOS <small>Medical-Peripherals</small>
 BAYHA®	 B BRAUN	 BD	 Beiersdorf	 BERGER MED	 berner
Biomet Merck	 BIONIX®	 bisanz	 BlueSensor	 BORGSTROM BOCK	 BOLLMANN
 F. BOSCH MEDIZINTECHNIK GERMANY	 BOSCH +SOHN bosso	 BRAND	 BRAUN	 BROWNE	 BSN medical <small>an Essilor company</small>
 CardinalHealth	 CENDEX	 contacto	 CREATIVE MEDICAL	 DEHAG	 DIETZ Rehab
 dimedica® <small>BIOLOGICAL INSTRUMENTS</small>	 Dräger	 drehkopf+ medical	 3M	 DURACELL®	 ECOLAB®
 ELASTUS <small>immer gut verbunden</small>	 Elma	 EMAG <small>Medical</small>	 entahal <small>ENTHAL</small>	 eppendorf	 epredia
 ERKA.	 ERLER ZIMMER	 ETHICON <small>a Johnson & Johnson company</small>	 FEATHER®	 FRESENIUS KABI <small>caring for life</small>	 Fripa
 Fuhrmann®	 Geratherm®	 GREINER <small>WE DESIGN QUALITY</small>	 G <small>Good Medical</small>	 HAEBERLE	 HARTMANN
 Assistent	 HENKE SASS WOLF	 HENKE SASS WOLF	 Hettich	 Hillrom.	 HIRSCHMANN®
 HITADO	 HOLTSCH <small>Medienprodukte GmbH</small>	 HUM <small>Systems for Life®</small>	 INTERSURGICAL® <small>ENTREPRENEURSHIP • INNOVATION • GROWTH</small>	 kai medical	 KERN®
 Kerr <small>PREVENTION</small>	 Korbody-Clark PROFESSIONAL	 KaWe GERMANY	 dr. paul koch <small>RESEARCH • PRODUCTS</small>	 KORONA®	 ladybag®
 LEINA-WERKE	 Lockwell	 LERNER <small>LOHMEYER & RAUSCHER</small>	 LUXAMED®	 Dr. Mach <small>Medical Lighting • Technology</small>	 MN

Menge

EURO

EINMALSPRITZEN



BD Discardit™ II

zweiteilige Spritzen mit glasklarem Spritzenzylinder, durch den der Inhalt gut zu erkennen ist. Durch die leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung kann sicher und genau appliziert werden. Der Rückhalter verhindert das versehentliche Herausziehen des Kolbens. Mit gut ablesbarer, wischfester Skalenqualität

	Luer , Pack = 100 Stück		
BEC 300928	2 ml , zentrisch	1 Pack	2,70 /Pack
BEC 309050	5 ml , exzentrisch	1 Pack	3,95 /Pack
BEC 309110	10 ml , exzentrisch	1 Pack	6,45 /Pack
BEC 300296	20 ml , exzentrisch Pack = 80 Stück	1 Pack	8,10 /Pack



BD Plastipak™

dreiteilige Spritzen mit fest schließendem doppelten Dichtungsring für ein einfacheres Ablesen des Volumens und perfektes Gleiten des Spritzenkolbens. Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen, latexfrei, PVC-frei

	Luer-Lock , zentrisch		
BEC 309658	3 ml VE = 200 Stück	200 Stück	0,14 /St.
BEC 309649	5 ml VE = 125 Stück	125 Stück	0,21 /St.
BEC 305959	10 ml VE = 100 Stück	100 Stück	0,27 /St.
BEC 300629	20 ml VE = 120 Stück	120 Stück	0,41 /St.
BEC 301229	30 ml VE = 60 Stück	60 Stück	0,57 /St.
BEC 300865	50(60) ml VE = 60 Stück	60 Stück	0,69 /St.
	Luer-Lock , zentrisch		
BEC 309628	1 ml Spritzenzylinder aus Polycarbonat Kolbenstange aus Polypropylen VE = 100 Stück	100 Stück	0,99 /St.
	Luer , exzentrisch		
BEC 301231	30 ml VE = 60 Stück	60 Stück	0,48 /St.
BEC 300866	50(60) ml	60 Stück	0,66 /St.



INSULINSPRITZEN



BD Micro-Fine™+ Insulinspritzen mit Kanüle
spezifischer Facettenschliff für eine schmerzarme
Punktion, silikonbeschichtet für eine zuverlässige
Gleitfähigkeit, Chirurgenstahl, latexfrei, kein Totraum
– zum blasenfreien Aufziehen, kein Insulinverlust,
Skala mit großen Ziffern – deshalb gut lesbar

für **U-40 Insuline**, Pack = 100 Stück

BEC 324876	0,5 ml	20 EH	0,30 x 8 mm	1 Pack	28,45 /Pack
BEC 320801	1 ml	40 EH	0,33 x 12,7 mm	1 Pack	28,45 /Pack

für **U-100 Insuline**, Pack = 100 Stück

BEC 324826 Demi	0,3 ml	30 EH	0,30 x 8 mm	1 Pack	28,45 /Pack
BEC 324825	0,5 ml	50 EH	0,30 x 8 mm	1 Pack	28,45 /Pack
BEC 324824	0,5 ml	50 EH	0,33 x 12,7 mm	1 Pack	23,60 /Pack
BEC 324827	1 ml	100 EH	0,33 x 12,7 mm	1 Pack	23,60 /Pack



U-40

U-100

TUBERKULINSPRITZEN



BD Plastipak™
Tuberkulinspritzen für geringe Medikamentenmengen
(z.B. Impfstoffe, Heparin, etc.), Spritzenzylinder und
Kolbenstange aus Polypropylen, 0,01 ml Graduierung,
latexfrei, PVC-frei

Luer, Pack = 120 Stück

BEC 303172	1 ml	ohne Kanüle		1 Pack	10,05 /Pack
BEC 303175	1 ml	mit Kanüle 0,50 x 16 mm		1 Pack	16,00 /Pack



INSULINSPRITZEN



BD Plastipak™
Insulinspritzen für geringe Medikamentenmengen
(z.B. Impfstoffe, Heparin, etc.), Spritzenzylinder und
Kolbenstange aus Polypropylen, 0,01 ml Graduierung,
latexfrei, PVC-frei

Pack = 120 Stück

BEC 303173	1 ml, U-40	ohne Kanüle		1 Pack	11,05 /Pack
BEC 303174	1 ml, U-100	ohne Kanüle		1 Pack	11,05 /Pack
BEC 303177	1 ml, U-40	mit Kanüle 0,30 x 13 mm		1 Pack	29,40 /Pack



Menge

EURO

TUBERKULINSPRITZEN



Pack = 100 Stück

TER SS01T1	1 ml, ohne Kanüle	1 Pack	13,17 /Pack
TER SS01T25161	1 ml, mit Kanüle, 0,50 x 16 mm	1 Pack	18,24 /Pack
TER SS01T26131	1 ml, mit Kanüle, 0,45 x 12 mm	1 Pack	18,24 /Pack



WUND- UND BLASENSPRITZEN



TER SS50C1	Wund- und Blasenspritze, 50 ml mit Katheteransatz, zentrisch VE = 25 Stück	25 Stück	0,72 /St.
------------	---	----------	-----------



BD Plastipak™

sehr hohe Dichtigkeit durch fest schließenden doppelten Dichtungsring, leichtes und gleichmäßiges Gleiten des Spritzenkolbens, Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen, latexfrei, PVC-frei

BEC 300867	50(60) ml mit Katheteransatz VE = 60 Stück	60 Stück	0,60 /St.
BEC 300605	100 ml mit Luer-Adapter	1 Stück	1,92 /St.



B|BRAUN

PET 4613503F	Omnifix® Solo 50/60 ml , ohne Adapter, 3-teilig, aus Polypropylen, leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring, hochtransparenter Zylinder, Graduierung: 1 ml, integrierter Kolben- stopp, Katheteransatz, zentrisch, einzeln steril verpackt, latex- und PVC-frei VE = 100 Stück	100 Stück	0,95 /St.
--------------	---	-----------	-----------



EINMALSPRITZEN

B | BRAUN

NORM-JECT® 2-teilig

hochtransparenter Zylinder, starker Kontrast durch blaue Skalierung, gute Ablesbarkeit der Skalierung, Kolben aus Polyethylen, Zylinder aus Polypropylen, silikonölfrei, latex- und PVC-frei

Luer Solo, Pack = 100 Stück

PET NJ-4606027	2 ml	1 Pack	2,30 /Pack
PET NJ-4606051	5 ml	1 Pack	3,50 /Pack
PET NJ-4606108	10 ml	1 Pack	5,20 /Pack
PET NJ-4606205	20 ml	1 Pack	8,80 /Pack

Luer-Lock Solo, Pack = 100 Stück

PET NJ-4606701	2 ml	1 Pack	5,15 /Pack
PET NJ-4606710	5 ml	1 Pack	7,50 /Pack
PET NJ-4606728	10 ml	1 Pack	9,50 /Pack
PET NJ-4606736	20 ml	1 Pack	13,05 /Pack

SOFT-JECT® 3-teilig

hochtransparenter Zylinder, starker Kontrast durch blaue Skalierung, gute Ablesbarkeit der Skalierung, Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren, Kolben und Zylinder aus Polypropylen, Kolbenstopfen aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk, latex- und PVC-frei

Luer Solo, Pack = 100 Stück

PET SJ-4616025	3 ml	1 Pack	4,55 /Pack
PET SJ-4616057	5 ml	1 Pack	6,40 /Pack
PET SJ-4616103	10 ml	1 Pack	9,20 /Pack
PET SJ-4616200	20 ml	1 Pack	13,90 /Pack

Luer-Lock Solo, Pack = 100 Stück

PET SJ-4617022	3 ml	1 Pack	6,35 /Pack
PET SJ-4617053	5 ml	1 Pack	8,40 /Pack
PET SJ-4617100	10 ml	1 Pack	10,95 /Pack
PET SJ-4617207	20 ml	1 Pack	14,90 /Pack

TUBERKULINSPRITZEN

B | BRAUN

SOFT-JECT-F® 3-teilig

hochtransparenter Zylinder, starker Kontrast durch schwarze Skalierung, gute Ablesbarkeit der Skalierung, Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren, Kolben aus Polystyrol, Zylinder aus Polypropylen, Kolbenstopfen aus synthetischem Polyisopren-Kautschuk, latex- und PVC-frei

Pack = 100 Stück

PET SJ-9161406	1 ml, Luer-Ansatz	1 Pack	10,35 /Pack
----------------	--------------------------	--------	--------------------



Menge

EURO

GLASMETALLSPRITZEN



HSW ULTRA-ASEPT®

hochwertige Injektionsspritzen aus Glas und Metall mit präzisionsgeschliffenem, graduierten Glaszylinder, eingeschliffenem Edelstahlkolben, komplett zerlegbar, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F

HSW 2450030100	HSW ULTRA-ASEPT®-Standard, Luer Lock 50 ml	1 Stück	131,05 /St.
HSW 2403030124	HSW ULTRA-ASEPT®-3-Ring-Spritze, Luer Lock 3 ml	1 Stück	109,20 /St.
HSW 2405030124	5 ml	1 Stück	109,20 /St.
HSW 2410030124	10 ml	1 Stück	109,20 /St.

HSW ULTRA-JANET Wund- und Blasenspritzen

langlebige Glas-/Metallausführung mit drehbarem 3-Ring Griff, Kolben und Dichtplatte aus Edelstahl, frei von Klebe- oder Dichtstoffen, vollständig zerlegbar und einfach zu reinigen, autoklavierbar bei 134°C, inkl. 1 Ansatz konisch und 1 Ansatz olivenförmig

HSW 2480460185	100 ml	1 Stück	183,90 /St.
HSW 2481460185	150 ml	1 Stück	213,85 /St.



GANZMETALLSPRITZEN



HSW Schimmelbusch

3-Ring-Ganzmetallspritze als Wund-, Blasen- oder HNO-Spritze einsetzbar, graduierte Kolbenstange mit O-Ring, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F, inkl. 1 Ansatz konisch und 1 Ansatz olivenförmig

HSW 2875550036	75 ml	1 Stück	97,20 /St.
HSW 2812550036	125 ml	1 Stück	97,20 /St.

HSW 2806464010	Schutzteller HNO für Schimmelbusch Spritzen	1 Stück	20,05 /St.
----------------	---	---------	-------------------



UNIVERSAL-OHRENSPRITZE



Ganzmetall Selbstfüller-Spritze 10 ml für Einfach- oder Dauerspülung, sichere Handhabung durch bewährtes Griffteil, sterilisierbar bei 134°C oder 273°F, mit Ventilsystem Luer Lock, Schutzteller, Ohr-Olive, Ansatz konisch, Ansatz olivenförmig, Katheter- Ansatz, Saugfuß, Saug-Schlauch 45 cm, O-Ring für Spritzkolben, komplettes Set in hochwertigem Lederetui

HSW 2710036800	10 ml	1 Set	153,90 /Set
----------------	--------------	-------	--------------------



OHRENSPRITZEN



exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Reiner Ganzmetall-Ohrenspritzen

für die Otologie, sterilisierbar zwischen 134°C und 137°C, mit 2 Aufsätzen und 1 Schutzteller

ZEP 44-0906-75	75 ml	1 Set	52,40 /Set
ZEP 44-0907-10	100 ml	1 Set	54,00 /Set
ZEP 44-0907-15	150 ml	1 Set	56,30 /Set



DRUCKINJEKTOR

MEG 670102

DermoJet®

1 Stück

702,00 /St.

Gerät zum Quaddelsetzen ohne Schmerz und ohne Berührung, für die nadelfreie, subkutane Injektion durch Überdruck, 4 ml Zylinder reicht für 40 Quaddeln, autoklavierbar



ALKOHOLTUPFER



MEG 165595

Quickpad® Alkoholtupfer, 44 x 44 mm 1 Dose

3,86 /Do.

eignet sich zum Reinigen und Desinfizieren der Haut, zur Vorbereitung, z. B. einer Punktion oder vor Injektionen, Infusionen und Blutentnahmen, ist gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit, der transparente Behälter erlaubt jederzeit die Kontrolle der Inhaltsmenge, Bestandteil: Vliestupfer aus Polypropylen, arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol (Ph.Eur.) 70% (V/V), VAH gelistet, Dose = 150 Stück (siehe Index-Seite 30)



MEG 165590

Alkoholtupfer, 6 x 3 cm,

1 Pack

1,95 /Pack

mit 70% Isopropylalkohol getränkt, einzeln hygienisch im Aufreißbeutel verpackt, glatte Oberfläche, Material: 70% Rayon, 30% PET Pack = 100 Stück



Menge EURO

ZELLSTOFFTUPFER

Qatomed®

MEG 163006

Zellstofftupfer, 4 x 5 cm
Beutel = 2 Rollen à 500 Stück
 hochgebleicht nach DAB, sterilisierfähig,
 zur äußeren Anwendung, Rolle mit 40 mm
 Innendurchmesser für Abrollhorn, Rolle
 passt in alle gängigen Spender

1 Beutel

4,20 /Btl.



miro

Zellstofftupfer **miro-cell**
 aus hochgebleichtem Zellstoff (nach DAB),
 vorperforiert

MIR 700010000

unsteril, 4 x 5 cm
 Beutel = 2 Rollen à 500 Stück

1 Beutel

7,23 /Btl.

MIR 700050000

Acryl-Spenderbox für eine Rolle

1 Stück

18,95 /St.



HARTMANN

Zellstofftupfer **Pur-Zellin®**
 von der Rolle, gebrauchsfertig vorgestanzt,
 aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach den
 Anforderungen des Deutschen Arzneibuches

HAP 143213

unsteril, 4 x 5 cm
 Beutel = 1 Rolle à 500 Stück

1 Beutel

3,36 /Btl.

HAP 143253

steril, 4 x 5 cm
 Beutel = 1 Rolle à 500 Stück

1 Beutel

3,70 /Btl.



TUPFERSPENDER / TUPFERBEFEUCHTER

HARTMANN

HAP 996857

Pur-Zellin®-Box, leer
 Entnahmebehälter für Pur-Zellin® Rollen

1 Stück

30,17 /St.



HAEBERLE

HAE 09493

Tupferbefeuchter „**Tippfix**“ 250 ml
 Tippen statt Pumpen - der praktische
 Tupferbefeuchter aus grauweißem Kunststoff

1 Stück

39,00 /St.



Menge

EURO

TUPFERSPENDER / TUPFERBEFEUCHTER

KUW 12.15120.002	Tupferbefeuchter Liquimed® 100 ml aus Kunststoff, blau, transparent, für Desinfektionslösungen auf alkoholischer Basis, Einhandbedienung, rutschfeste Standfläche, Ø ca. 10 cm	1 Stück	24,00 /St.
------------------	---	---------	-------------------



KUW 12.15225.002	Tupferbefeuchter Liquifix 250 ml für Alkohol oder Wundbenzin, Einhandbedienung, mit Ventilverschluss, Schraubglas auswechselbar	1 Stück	56,00 /St.
------------------	--	---------	-------------------

EINMALKANÜLENNEOPOINT®

transparenter Kanülenansatz, präziser Schliff mit geringstem Schmerzempfinden

Pack = 100 Stück

Pravaz-Größen

MEG 149201	Nr. 1	0,90 x 40 mm - gelb	1 Pack	2,30 /Pack
MEG 149202	Nr. 2	0,80 x 40 mm - grün		
MEG 149212	Nr. 12	0,70 x 30 mm - schwarz		
MEG 149214	Nr. 14	0,60 x 30 mm - blau		
MEG 149216	Nr. 16	0,60 x 25 mm - blau		
MEG 149217	Nr. 17	0,55 x 25 mm - lila		
MEG 149218	Nr. 18	0,45 x 23 mm - braun		
MEG 149220	Nr. 20	0,40 x 20 mm - grau		

Blutentnahme

MEG 149104	1,10 x 40 mm - beige	1 Pack	3,70 /Pack
MEG 149103	1,20 x 40 mm - rosa	1 Pack	3,70 /Pack

Insulin

MEG 149301	0,40 x 40 mm - grau	1 Pack	3,40 /Pack
MEG 149101	0,45 x 12 mm - braun	1 Pack	3,10 /Pack

Tuberkulin

MEG 149102	0,50 x 16 mm - orange	1 Pack	3,10 /Pack
MEG 149302	0,50 x 40 mm - orange	1 Pack	3,40 /Pack



Menge

EURO

EINMALKANÜLEN



BD Microlance 3™

mit 3-fach Facettenschliff für die schmerzarme Punktion
Pack = 100 Stück

Pravaz-Größen

BEC 301300	Nr. 1	0,90 x 40 mm - gelb	1 Pack	2,30 /Pack
BEC 304432	Nr. 2	0,80 x 40 mm - grün		
BEC 300900	Nr. 12	0,70 x 30 mm - schwarz		
BEC 300700	Nr. 14	0,60 x 30 mm - blau		
BEC 300800	Nr. 16	0,60 x 25 mm - blau		
BEC 304100	Nr. 17	0,55 x 25 mm - lila		
BEC 300400	Nr. 18	0,50 x 25 mm - orange		
BEC 302200	Nr. 20	0,40 x 19 mm - grau		



SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN



BD Eclipse™

mit vollintegriertem Schutzschild mit Einrastmechanismus für
sicheren Schutz vor möglichen Nadelstichverletzungen
Pack = 100 Stück

BEC 305771	0,30 x 13 mm - gelb	1 Pack	17,50 /Pack
BEC 305770	0,40 x 13 mm - grau		
BEC 305889	0,40 x 19 mm - grau		
BEC 302436	0,40 x 40 mm - grau		
BEC 305760	0,50 x 16 mm - orange		
BEC 305891	0,50 x 25 mm - orange		
BEC 305892	0,60 x 25 mm - blau		
BEC 305886	0,60 x 30 mm - blau		
BEC 305887	0,70 x 30 mm - schwarz		
BEC 305894	0,80 x 25 mm - grün		
BEC 305895	0,80 x 40 mm - grün		
BEC 305899	0,90 x 25 mm - gelb		
BEC 305888	0,90 x 40 mm - gelb		
BEC 302437	1,20 x 40 mm - rosa		





PET 4657519
 PET 4657527
 PET 4657624
 PET 4657640
 PET 4657667
 PET 4657675
 PET 4657683
 PET 4657705

EINMALKANÜLEN

B | BRAUN

Sterican® Einmalkanülen

Pack = 100 Stück

Standardprogramm Pravaz-Größen

Nr. 1 0,90 x 40 mm - gelb
 Nr. 2 0,80 x 40 mm - grün
 Nr. 12 0,70 x 30 mm - schwarz
 Nr. 14 0,60 x 30 mm - blau
 Nr. 16 0,60 x 25 mm - blau
 Nr. 17 0,55 x 25 mm - lila
 Nr. 18 0,45 x 25 mm - braun
 Nr. 20 0,40 x 20 mm - grau

Menge EURO

1 Pack **2,45 /Pack**

PET 4665457
 PET 4665406
 PET 4665300

Sterican® Insulin-Kanülen

Lock-Ansatz, einzeln steril verpackt

0,45 x 12 mm
 0,40 x 12 mm
 0,30 x 12 mm

1 Pack **4,35 /Pack**
 1 Pack **4,35 /Pack**
 1 Pack **4,35 /Pack**



Sterican® Sonderkanülen

Pack = 100 Stück

Blutentnahme

PET 4657799
 PET 4665120

1,10 x 40 mm, Langschliff
 1,20 x 40 mm, Kurzschliff

1 Pack **4,60 /Pack**
 1 Pack **4,60 /Pack**



Tuberkulin/Heparin

PET 4657853

0,50 x 16 mm, Langschliff

1 Pack **4,60 /Pack**



Intramuskulär

PET 4665503
 PET 4667123
 PET 4667093

0,80 x 50 mm, Langschliff
 1,20 x 50 mm, Kurzschliff
 0,90 x 50 mm, Kurzschliff

1 Pack **4,60 /Pack**
 1 Pack **4,60 /Pack**
 1 Pack **4,60 /Pack**



Tiefintramuskulär

PET 4665791
 PET 4665465

0,90 x 70 mm, Langschliff
 0,80 x 80 mm, Langschliff

1 Pack **5,85 /Pack**
 1 Pack **7,93 /Pack**




Neuraltherapie

PET 4665600
 PET 4665635
 PET 4665643

0,60 x 60 mm, Langschliff
 0,60 x 80 mm, Langschliff
 0,80 x 120 mm, Langschliff

1 Pack **5,80 /Pack**
 1 Pack **11,40 /Pack**
 1 Pack **18,80 /Pack**




Dentalkanülen

PET 9186158
 PET 9186174
 PET 9186166
 PET 9186182

0,50 x 25 mm, Langschliff
 0,40 x 25 mm, Langschliff
 0,50 x 40 mm, Langschliff
 0,40 x 40 mm, Langschliff

1 Pack **6,20 /Pack**
 1 Pack **6,20 /Pack**
 1 Pack **6,20 /Pack**
 1 Pack **6,20 /Pack**



Menge

EURO

TERUMO EINMALKANÜLEN

Agani™ mit speziell gefertigtem Lancet Point für eine schmerzarme Punktion, bewährte Terumo-Qualität
Pack = 100 Stück

Pravaz-Größen

TER AN2038R1	Nr. 1	0,90 x 38 mm - gelb	1 Pack	2,60 /Pack
TER AN2138R1	Nr. 2	0,80 x 38 mm - grün		
TER AN2232R1	Nr. 12	0,70 x 32 mm - schwarz		
TER AN2332R1	Nr. 14	0,60 x 32 mm - blau		
TER AN2325R1	Nr. 16	0,60 x 25 mm - blau		
TER AN2425R1	Nr. 17	0,55 x 25 mm - lila		
TER AN2623R1	Nr. 18	0,45 x 23 mm - braun		
TER AN2719R1	Nr. 20	0,40 x 19 mm - grau		

Sondergrößen

TER AN1950R1		1,10 x 50 mm	1 Pack	4,80 /Pack
TER AN2150R1		0,80 x 50 mm	1 Pack	4,80 /Pack
TER AN2316R1		0,60 x 16 mm	1 Pack	4,80 /Pack

Blutentnahme

TER AN1838R1		1,20 x 38 mm	1 Pack	4,80 /Pack
TER AN1838S1		1,20 x 38 mm, Kurzschliff	1 Pack	4,80 /Pack
TER AN1938S1		1,10 x 38 mm, Kurzschliff	1 Pack	4,80 /Pack

Tuberkulin

TER AN2516R1		0,50 x 16 mm	1 Pack	4,80 /Pack
--------------	--	--------------	--------	-------------------

Insulin

TER AN2613R1		0,45 x 13 mm	1 Pack	4,80 /Pack
--------------	--	--------------	--------	-------------------

Veterinär

TER AN1925R1		1,10 x 25 mm	1 Pack	4,80 /Pack
TER AN2025R1		0,90 x 25 mm	1 Pack	4,80 /Pack
TER AN2116R1		0,80 x 16 mm	1 Pack	4,80 /Pack
TER AN2125R1		0,80 x 25 mm	1 Pack	4,80 /Pack



TERUMO SICHERHEITS-EINMALKANÜLEN

SurGuard®2 Sicherheits-Einmalkanülen, latexfrei
Pack = 100 Stück

TER SG21825MP		1,20 x 25 mm	1 Pack	11,95 /Pack
TER SG21838MP		1,20 x 38 mm		
TER SG21925MP		1,10 x 25 mm		
TER SG21938MP		1,10 x 38 mm		
TER SG22025MP		0,90 x 25 mm		
TER SG22038MP		0,90 x 38 mm		
TER SG22125MP		0,80 x 25 mm		
TER SG22138MP		0,80 x 38 mm		
TER SG22225MP		0,70 x 25 mm		
TER SG22238MP		0,70 x 38 mm		
TER SG22325MP		0,65 x 25 mm		
TER SG22338MP		0,60 x 38 mm		
TER SG22516MP		0,50 x 16 mm		
TER SG22525MP		0,50 x 25 mm		
TER SG22538MP		0,50 x 38 mm		
TER SG22613MP		0,45 x 13 mm		
TER SG22713MP		0,40 x 13 mm		
TER SG23013MP		0,30 x 13 mm		



VENENVERWEILKANÜLEN



BD Venflon™

Venenverweilkatheter mit integriertem Zuspritz-

ventil, latexfrei

VE = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
BEC 391456	2,0	14	45	orange	50 Stück	1,45 /St.
BEC 391455	1,8	16	45	grau		
BEC 391454	1,5	17	45	weiß		
BEC 391453	1,3	18	45	grün		
BEC 391457	1,3	18	32	grün		
BEC 391452	1,1	20	32	rosa		
BEC 391451	0,9	22	25	blau		



BD Venflon™ Pro Safety

Sicherheits-Venenverweilkatheter, nach der

Punktion wird die Kanüle herausgezogen und

der Sicherheitsmechanismus aktiviert, dabei ras-

tet die Kanüle irreversibel im Kanülenschutz ein,

mit Zuspritzventil, mit Flügeln, PVC- und latexfrei

VE = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
BEC 393230	2,0	14	45	orange	50 Stück	1,50 /St.
BEC 393229	1,8	16	45	grau		
BEC 393228	1,5	17	45	weiß		
BEC 393227	1,3	18	45	grün		
BEC 393226	1,3	18	32	grün		
BEC 393224	1,1	20	32	rosa		
BEC 393222	0,9	22	25	blau		



MANDRINS



Mandrin

für das sichere Verschließen des Katheters

zur Unterbrechung der Infusion / Transfusion,

für BD Venflon™, BD Venflon™ Pro und

BD Venflon™ Pro Safety, PVC- und latexfrei

VE = 50 Stück

	G	mm	Code	Menge	Preis
BEC 394256	14	45	orange	50 Stück	0,39 /St.
BEC 394255	16	45	grau		
BEC 394254	17	45	weiß		
BEC 394253	18	45	grün		
BEC 394257	18	32	grün		
BEC 394252	20	32	rosa		
BEC 394251	22	25	blau		



Menge

EURO

VENENVERWEILKANÜLEN



Surshield® Versatus-WP

Sicherheitsvenenverweilkatheter zum Schutz vor Nadelstichverletzungen, aus Polyurethan, mit Flügeln und Injektionsventil
Pack = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code
TER SRDS1445PX	2,00	14	45	orange
TER SRDS1645PX	1,75	16	45	grau
TER SRDS1745PX	1,50	17	45	weiß
TER SRDS1832PX	1,30	18	32	grün
TER SRDS1845PX	1,30	18	45	grün
TER SRDS2032PX	1,00	20	32	rosa
TER SRDS2225PX	0,90	22	25	blau
TER SRDS2419PX	0,74	24	19	gelb
TER SRDS2619PX	0,64	26	19	lila

1 Pack

70,00 /Pack



PERFUSIONSBESTECKE



Surflo®

Pack = 50 Stück

	G	Code
TER SV18BLK03	18	rosa
TER SV19NL30	19	beige
TER SV21BLK03	21	grün
TER SV22BLK03	22	schwarz
TER SV23NL30	23	blau
TER SV25NL30	25	orange
TER SV27EL	27	grau (Pack = 100 Stück)

1 Pack

22,50 /Pack



Surshield Surflo®

Sicherheits-Perfusionsbesteck, latexfrei
Pack = 50 Stück

	G	Code
TER SVS18NL30	18	rosa
TER SVS19NL30	19	beige
TER SVS21NL30	21	grün
TER SVS22NL30	22	schwarz
TER SVS23NL30	23	blau
TER SVS25NL30	25	orange

1 Pack

33,50 /Pack



Menge

EURO


VENENVERWEILKANÜLEN**B|BRAUN****Vasofix® Safety Braunüle**

Venenverweilkanüle aus FEP mit Zuspritzmöglichkeit mit selbst aktivierender Clip-Technik (Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen)

VE = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
PET 4268130S-01	1,3	18	45	grün	50 Stück	1,50 /St.
PET 4268113S-01	1,1	20	33	rosa		
PET 4268091S-01	0,9	22	25	blau		

**Vasofix® Braunüle**

Venenverweilkanüle aus FEP mit Zuspritzmöglichkeit, Lock-Ansatz

VE = 50 Stück

Außen

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
PET 4268172B	1,7	16	50	grau	50 Stück	1,50 /St.
PET 4268130B	1,3	18	45	grün		
PET 4268113B	1,1	20	33	rosa		
PET 4268091B	0,9	22	25	blau		

PERFUSIONSBESTECKE**B|BRAUN****Venofix® A Venenpunktionssystem**

zur kurzzeitigen Injektion/Infusion/Transfusion; Flügel mit Griffmulden zur Punktion und Fixierung, knickstabiler, flexibler, transparenter 30 cm Schlauch
Pack = 50 Stück

	Ø-mm	G	Code	Menge	Preis
PET 4056337	0,80 x 20	21	grün	1 Pack	23,50 /Pack
PET 4056353	0,65 x 20	23	blau		
PET 4056370	0,50 x 15	25	orange		

**Venofix® Safety Venenpunktionssystem**

mit Sicherheitsmechanismus zur Injektion, kurzzeitigen Infusion/Transfusion und Blutentnahme, Flügel zur Punktion und Fixierung, knickstabiler, flexibler, transparenter 30 cm Schlauch
Pack = 50 Stück

	Ø-mm	G	Code	Menge	Preis
PET 4056504-01	0,80 x 19	21	grün	1 Pack	34,00 /Pack
PET 4056503-01	0,65 x 19	23	blau		
PET 4056506-01	0,80 x 19	21	grün (18 cm Schlauch)		



Menge

EURO

SPINALKANÜLEN



BD™ Spinalkanülen mit Quincke-Schliff

Pack = 25 Stück

BEC 405254	22 G x 1 1/2"	schwarz	1 Pack	52,55 /Pack
BEC 405251	20 G x 1 1/2"	gelb		
BEC 405255	22 G x 3"	schwarz		
BEC 405252	20 G x 3"	gelb		
BEC 405249	19 G x 3"	beige		
BEC 405257	25 G x 3 1/2"	orange		
BEC 405256	22 G x 3 1/2"	schwarz		
BEC 405253	20 G x 3 1/2"	gelb		
BEC 405250	19 G x 3 1/2"	beige		
BEC 405248	18 G x 3 1/2"	rosa		
BEC 405247	18 G x 3"	rosa		
BEC 405258	26 G x 3 1/2"	braun		



Pack = 10 Stück

BEC 405148	22 G x 5"	schwarz	1 Pack	59,90 /Pack
BEC 405149	22 G x 7"	schwarz		

PORTKANÜLEN


pfmmedical

EZ Huber™ Sicherheits-Portnadeln

mit Verlängerung 180 mm, zur Punktion von implantierten Portkathetern, der Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und schützt den Anwender vor Infektionen, die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus erfolgt automatisch beim Herausziehen der Kanüle, ein hörbarer Klick zeigt das geschützte Arretieren der Kanüle im Gehäuse an, ist bis zu einem Druck von 21 bar/300 psi für die Hochdruckinjektion geeignet, die Ausführung der Halteflügel und die transparente Bodenplatte ermöglichen eine visuelle Inspektion der Injektionsstelle zur frühzeitigen Erkennung von z. B. Infektionen, eine ringförmige Schaumstoffauflage verhindert beim Patienten Druckstellen und Hautirritationen, erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 4.2.4 der TRBA 250 an Sicherheitsprodukte, DEHP- und latexfrei

Pack = 25 Stück

		Farbcode		
PFM SHG19-75	19 G x 19 mm	braun	1 Pack	294,00 /Pack
PFM SHG19-100	19 G x 25 mm	braun		
PFM SHG20-100	20 G x 25 mm	gelb		
PFM SHG20-150	20 G x 38 mm	gelb		
PFM SHG20-75	20 G x 19 mm	gelb		
PFM SHG22-100	22 G x 25 mm	schwarz		
PFM SHG22-75	22 G x 19 mm	schwarz		



Menge **EURO**

ZUBEHÖR FÜR KANÜLENABWURFBEHÄLTER

megro®



MEG 193541	Tischbefestigungsadapter mit Saugfuß	1 Stück	12,75 /St.
------------	---	---------	-------------------

Material (Saugfuß): Gummi, Größe: Ø 14 cm, passend für die runden Safe-Box Behälter MEG 193505 bis MEG 193520 von 0,5 Ltr. bis 3,5 Ltr.



MEG 193540	Tischbefestigungsadapter zum Kleben/Schrauben , grau	1 Stück	2,25 /St.
------------	---	---------	------------------

Material: Polycarbonat, Größe: Ø 4 cm, kann mit drei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) oder mit Klebeband (im Lieferumfang enthalten) befestigt werden, passend für die runden Safe-Box Behälter MEG 193505 bis MEG 193520 von 0,5 Ltr. bis 3,5 Ltr.

ZUBEHÖR FÜR KANÜLENABWURFBEHÄLTER

megro®



MEG 193542	Wandbefestigung , grau	1 Stück	3,30 /St.
------------	-------------------------------	---------	------------------

Material: Polycarbonat, Schrauben im Lieferumfang enthalten, Größe: 6 x 8,5 cm, passend für die eckigen Safe-Box Behälter MEG 193513 bis MEG 193530 von 2 Ltr. bis 11 Ltr.

Wandhalterungen

Material: Edelstahl, zur sicheren Platzierung der Safe-Box Kanülenabwurfbehälter an der Wand



MEG 193543	Ø ca. 8 cm	1 Stück	5,30 /St.
------------	-------------------	---------	------------------

passend für den runden 0,5 Ltr. Safe-Box Behälter MEG 193505

MEG 193544	Ø ca. 13,5 cm	1 Stück	6,30 /St.
------------	----------------------	---------	------------------

passend für die runden Safe-Box Behälter MEG 193510 bis MEG 193520 von 1,5 Ltr. bis 3,5 Ltr.

MEG 193545	ca. 13,5 x 13,5 cm	1 Stück	6,90 /St.
------------	---------------------------	---------	------------------

passend für die eckigen Safe-Box Behälter MEG 193513 und MEG 193518 von 2 Ltr. und 3 Ltr.

MEG 193546	ca. 25,5 x 16 cm	1 Stück	8,25 /St.
------------	-------------------------	---------	------------------

passend für die eckigen Safe-Box Behälter MEG 193522 bis MEG 193530 von 4 Ltr., 6 Ltr. und 11 Ltr.

Menge

EURO

KANÜLENABWURFBEHÄLTER

hergestellt aus umweltfreundlichem Polypropylen, Deckel kann temporär oder dauerhaft verschlossen werden, Abstreifschlitze im Deckel für alle Kanülengrößen, extradicke Wände zur Verhinderung von Stichschäden, stapelbar, Markierung für maximale Füllhöhe, auto-klavierbar, UN und ADR geprüft



Safe-Box

sichere, infektionsfreie Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Venenverweilkanülen, handliches Format für die Kitteltasche von Arzt, Krankenschwester, Rettungs- und ambulantes Krankendienst sowie für den Arzt-/Rettungskoffer

MEG 193500	0,25 Ltr.	Maße (HxBxT) ca. 130 x 81 x 50 mm	1 Stück	1,53 /St.
------------	------------------	--------------------------------------	---------	------------------



Safe-Box

für Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten
passend für: Wandbefestigungen MEG 193542 und MEG 193545 (nur für Safe-Box MEG 193513 und MEG 193518) und MEG 193546 (nur für Safe-Box MEG 193522, MEG 193525 und MEG 193530)

MEG 193513	2,0 Ltr.	Maße (HxBxT) ca. 180 x 100 x 100 mm	1 Stück	1,53 /St.
MEG 193518	3,0 Ltr.	ca. 240 x 100 x 100 mm	1 Stück	1,94 /St.
MEG 193522	4,0 Ltr.	ca. 150 x 260 x 170 mm	1 Stück	2,50 /St.
MEG 193525	6,0 Ltr.	ca. 210 x 280 x 190 mm	1 Stück	3,61 /St.
MEG 193530	11,0 Ltr.	ca. 330 x 280 x 190 mm	1 Stück	4,32 /St.



Safe-Box

für Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten
passend für: Tischbefestigungen MEG 193540 und MEG 193541
passend für: Wandbefestigungen MEG 193543 (nur für Safe-Box MEG 193505) und MEG 193544 (nur für Safe-Box MEG 193510, MEG 193515 und MEG 193520)

MEG 193505	0,5 Ltr.	Maße (HxØ) ca. 157 x 86 mm	1 Stück	1,11 /St.
MEG 193510	1,5 Ltr.	ca. 152 x 145 mm	1 Stück	1,33 /St.
MEG 193515	2,2 Ltr.	ca. 204 x 145 mm	1 Stück	1,56 /St.
MEG 193520	3,5 Ltr.	ca. 305 x 145 mm	1 Stück	2,38 /St.



KANÜLENABWURFBEHÄLTER

aus umweltfreundlichem Polypropylen, je nach Größe für Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten, für den Tisch, geprüft nach TRBA 250, UN 3291* und ISO 23907



Multi-Safe quick

runde Gefäßform, unterschiedliche Abzieh-/Abdrehvorrichtung

SAR 77.3891.005	0,5 Ltr.*	1 Stück	1,05 /St.
SAR 77.3891.010	1,0 Ltr.	1 Stück	1,32 /St.
SAR 77.3891.015	1,5 Ltr.	1 Stück	1,20 /St.
SAR 77.3891.020	2,0 Ltr.	1 Stück	1,39 /St.
SAR 77.3891.025	2,5 Ltr.	1 Stück	1,64 /St.



Multi-Safe quick



Multi-Safe sani 200

SAR 77.3890.002	0,2 Ltr., Multi-Safe sani 200*	1 Stück	1,53 /St.
-----------------	---------------------------------------	---------	------------------

für den Rettungsdienst + Arzttasche

Multi-Safe opti*

runde Gefäßform, die Einwurföffnung kann durch Herausbrechen der Kappen stufenweise vergrößert werden, unterschiedliche Abzieh-/Abdrehvorrichtungen, verstärkte Wandung, variabel einsetzbar

SAR 77.3895.005	0,5 Ltr. (Tabletbox)	1 Stück	1,02 /St.
SAR 77.3895.007	0,7 Ltr.	1 Stück	1,20 /St.
SAR 77.3895.017	1,7 Ltr.	1 Stück	1,45 /St.
SAR 77.3895.021	2,1 Ltr.	1 Stück	1,85 /St.
SAR 77.3895.030	3,0 Ltr.	1 Stück	3,10 /St.



Multi-Safe opti

Multi-Safe euroMatic®*

quadratische Gefäßform, innovativer Tages- und Endverschluss ermöglicht die Einhandbedienung des Deckels durch Tastendruck, verstärkte Wandung

SAR 77.3897.030	3,0 Ltr.	1 Stück	3,80 /St.
SAR 77.3897.040	4,0 Ltr.	1 Stück	4,05 /St.
SAR 77.3897.060	6,0 Ltr.	1 Stück	5,15 /St.
SAR 77.3897.070	7,0 Ltr.	1 Stück	5,35 /St.



Multi-Safe euroMatic®

Multi-Safe medi 6

durch die große runde Stellfläche werden keine zusätzlichen Halterungen benötigt, mit Tagesverschluss, unterschiedliche Abzieh-/Abdrehvorrichtungen, mit Tragebügel, 6 Ltr., maximales Füllvolumen 5,1 Ltr.

SAR 77.3898.206	Multi-Safe medi 6	1 Stück	3,50 /St.
-----------------	--------------------------	---------	------------------



Multi-Safe medi 6

Menge EURO

ZUBEHÖR FÜR KANÜLENABWURFBEHÄLTER



SAR 95.963.001	Wandhalter weiß zur Befestigung der Multi-Safe euroMatic® Box an der Wand, passend für: SAR 77.3897.030 bis SAR 77.3897.070	1 Stück	25,00 /St.
SAR 95.963	Wandhalter weiß zur Befestigung der Multi-Safe Boxen an der Wand, kunststoffbeschichtet, mit montiertem Klebeadapter, passend für: SAR 77.3891.005 bis SAR 77.3891.025 SAR 77.3895.007 bis SAR 77.3895.030	1 Stück	15,70 /St.
SAR 95.965.001	Klebeadapter rot für die einfache und sichere Montage der Multi-Safe Boxen auf dem Tisch oder glatten Oberflächen, passend für: SAR 77.3891.005 bis SAR 77.3891.025 SAR 77.3895.007 bis SAR 77.3895.030 SAR 77.3897.030 bis SAR 77.3897.070	1 Stück	2,05 /St.



KANÜLENABWURFBEHÄLTER



MEDI-MÜLL

die sichere Entsorgungsbox mit praktischen
Abstreifhilfen und sicherem Endverschluss,
aus umweltfreundlichem Kunststoff



	ohne Halterung		
HAE 16655	0,5 Ltr. Karton = 170 Boxen	1 Karton	192,00 /Kart.
HAE 16653	1,5 Ltr. Karton = 100 Boxen	1 Karton	148,00 /Kart.
HAE 16654	2,5 Ltr. Karton = 45 Boxen	1 Karton	90,00 /Kart.
HAE 04671	Wandhalterung für „Medi-Müll“ passend für Boxen 1,5 und 2,5 Ltr.	1 Stück	31,00 /St.
HAE 04780	Set 1,5 Ltr. mit Wandhalterung Karton = 20 Boxen	1 Karton	67,00 /Kart.



Medi-Müll mit Wandhalterung



HAE 09490	„Schluckfix“ zur Aufnahme von ca. 500 Kanülen, aus schwarzem Recycle-Kunststoff, Maße (BxTxH): 5,5 x 10 x 17 cm	1 Stück	4,70 /St.
HAE 04667	Halterung für „Schluckfix“ separat, für Tisch oder Wand	1 Stück	40,00 /St.



Schluckfix (Abb. mit Halterung)

1 INJEKTION/INFUSION/TRANSFUSION



KANÜLENABWURFBEHÄLTER

SÖHNGEN*

		Menge	EURO
SÖH 2009068	KONTAMED'chen Kanülensammler ca. 0,175 Ltr., Abziehschlitz und Deckel, verstärktes Bodenteil Behälter ca. 115 mm hoch, Ø ca. 50 mm	1 Stück	1,40 /St.
SÖH 2009069	KONTAMedium Kanülensammler ca. 0,44 Ltr., Entsorgen von Kanülen bis 135 mm Länge, Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen, verstärktes Bodenteil, Behälter ca. 152 mm hoch	1 Stück	4,50 /St.
SÖH 2009067	KONTAMED Sicherheitsbehälter max. 1,7 Ltr. Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen, Einwurfschlitz für Skalpelle etc. und große Abfallöffnung für Handschuhe, Wandhalterung mit Verschlussblende rot, Behälter ca. 225 mm hoch	1 Stück	4,98 /St.

LAGERUNGS- UND FIXIERHILFEN FÜR INJEKTION UND INFUSION

Ratiomed®

Universal-Schlauchhalter OP-FIX, mit Clip

dient der Organisation von Klingelschnüren, Infusionsschläuchen, Kathetern etc. an der Kleidung oder der Bettwäsche des Patienten bzw. an Infusionsständern oder Bettgestellen, nicht am Patienten direkt anbringen.

Der universal-Schlauchhalter stellt **keine** sichere Fixierung von Verweilkanülen, Kathetern etc. im Körper des Patienten dar. Durch regelmäßige Kontrolle durch das medizinische Fachpersonal ist die sichere Positionierung von Kanülen, Kathetern etc. sicher zu stellen

Pack = 25 Stück

MEG 803000	9,5 x 2,5 cm	grün/weiß	1 Pack	45,90 /Pack
MEG 803001	9,5 x 2,5 cm	weiß/rot	1 Pack	45,90 /Pack
MEG 803002	9,5 x 2,5 cm	weiß/blau	1 Pack	45,90 /Pack
MEG 803003	9,5 x 2,5 cm	leuchtend gelb	1 Pack	45,90 /Pack
MEG 803004	9,5 x 2,0 cm	rot	1 Pack	45,90 /Pack
MEG 803005	15,0 x 2,0 cm	rot	1 Pack	54,70 /Pack

Pack = 20 Stück

MEG 803006	18,0 x 2,5 cm	grün/weiß	1 Pack	44,55 /Pack
------------	---------------	-----------	--------	--------------------



Menge

EURO

LAGERUNGS- UND FIXIERHILFEN FÜR INJEKTION UND INFUSION



Injektionskissen

ohne Armfixierung, Kunstleder-Bezug, phthalatfrei, geschweißt, mit Innengewebe verstärkt, abwaschbar, für Injektionen oder Blutentnahme in der Arztpraxis, mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

Maße (LxBxH)

BIS 1341301KL	30 x 15 x 10/5 cm	1 Stück	19,70 /St.
BIS 1341302KL	45 x 15 x 10/5 cm	1 Stück	22,20 /St.



BIS 1341301-1KL.07	30 x 15 x 10/5 cm wie BIS 1341301KL, jedoch royalblau* , Kunstleder-Bezug, phthalatfrei, genäht mit Reißverschluss	1 Stück	25,00 /St.
--------------------	---	---------	-------------------



* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!

LAGERUNGS- UND FIXIERHILFEN FÜR INJEKTION UND INFUSION



dr. paul koch
GESUNDHEITSPRODUKTE

Injektionskissen ohne Armfixierung

die Injektionskissen oder Blutentnahmekissen sind aus Schaumstoff mit abwaschbarem PVC-Bezug

Maße (LxBxH)

PKO 0850000	45 x 15 x 8/4 cm	elfenbeinweiß	1 Stück	16,90 /St.
PKO 0850121	45 x 15 x 8/4 cm	dunkelblau	1 Stück	16,90 /St.
PKO 0850001	30 x 15 x 7,5/4 cm	elfenbeinweiß	1 Stück	13,90 /St.
PKO 0850123	30 x 15 x 7,5/4 cm	dunkelblau	1 Stück	13,90 /St.

PU-beschichtet

Maße (LxBxH)

PKO 0850131	45 x 15 x 8/4 cm	elfenbeinweiß	1 Stück	13,25 /St.
PKO 0850133	45 x 15 x 8/4 cm	dunkelblau	1 Stück	13,25 /St.
PKO 0850130	30 x 15 x 7,5/4 cm	elfenbeinweiß	1 Stück	12,50 /St.
PKO 0850132	30 x 15 x 7,5/4 cm	dunkelblau	1 Stück	12,50 /St.



Injektionskissen mit PVC-Bezug



FRB 5001.11.011

DRUCK(INFUSIONS)MANSCHETTEN



für **500/1000 ml**

komplett mit Manometer und Gebläse, besonders stabil für die hohen Beanspruchungen im Krankenhaus, 300 mmHg Druckbereich, Reißverschluss zum schnellen Austausch des Gummibeutels

Menge

EURO

1 Stück

50,00 /St.



VBM 5808050

VBM 5808100

VBM

zur schnellen Verabreichung von Spül- und Infusionslösungen, Taschenform mit Doppelhaken zur leichten Fixierung aller gängigen Beutel, wiederverwendbar, einfache Reinigung und Desinfektion dank wasserabweisender Oberfläche, mit Handgebläse, Dreivegeahn und Präzisionsmanometer

für **500 ml**

für **1000 ml**

1 Stück

1 Stück

70,60 /St.

92,70 /St.



ERK 82200000

ERK 83200000

ERKA.

Außenhülle Nylongewebe, grün, abwaschbar, 100% Polyamid Gittergewebe, 100% Polyester, für die schnellere Zufuhr von Medikamenten unter erhöhtem Druck, einfache Handhabung bei Transfusion und Infusion mit Lederschlaufe und Manometerbefestigung, mit Manometer Switch 2.0 - 300 mmHg

für **500 ml**

für **1000 ml**

1 Stück

1 Stück

88,62 /St.

102,12 /St.

STAUBINDEN



BD

BEC 367198

BD Vacutainer® Stretch Tourniquet Einmal-Stauschläuche, durch eine Perforation ohne Hilfsmittel zu trennen, latexfrei
Pack = 25 Stück

1 Pack

5,20 /Pack



KUW 12.10210.002

Einmal-Venenstauer, blau
ca. 42 cm lang, hygienisches Einmalprodukt zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen, praktische Lochung mit Knopf für alle Oberarmgrößen kompatibel (vom Säugling bis zur Übergröße), latexfrei, dehnbar
Pack = 2 x 50 Stück

1 Pack

51,00 /Pack



Menge EURO

STAUBINDEN

Qatomed®

MEG 633910 für Einhandbetrieb, blau, Bandlänge 45 cm, Gesamtlänge 47 cm, mit 2-stufigem Sicherheitsverschluss, latexfrei 1 Stück **3,95 /St.**



megro®

MEG 633950 Venenstauer komplett, metallfrei, vermeidet das Einklemmen von Haut und Härchen, einfache Einhandbedienung, geeignet für die Anwendung im MRT, Desinfektion mit handelsüblichen chemischen Mitteln oder im Autoklaven bei 120°C/1 bar, getrennte Funktionen für Entstauen und Lösen, Kunststoffausführung mit Synthetikband 1 Stück **6,10 /St.**



PRAMETA

PRÄ 901 Einfache Handhabung durch bewährte Technik, hautfreundliches, dauerhaftes Baumwollgewebe **Stauer grau** 1 Stück **28,85 /St.**
PRÄ 901-1 **Austauschband grau** 1 Stück **10,95 /St.**



PRÄ 902 2-Tasten-Version für Stauen, Entstauen und gezieltes Entstauen, Latex-frei **Stauer grün** 1 Stück **30,15 /St.**
PRÄ 902-2 **Austauschband grün,** 1 Stück **10,95 /St.** für 2-Tasten-Version



PRÄ 910 A Professionelles Hilfsmittel im Rettungswesen für die Kompression traumatischer Blutungen an Kopf und Extremitäten **Notfallstauer ohne Klemme** 1 Stück **43,70 /St.**
PRÄ 910-20 **Klemmbügel** 1 Stück **14,50 /St.**
PRÄ 910-10 **Austauschband für Notfallstauer** 1 Stück **21,00 /St.**



PRÄ 904 **Easy-Stauer** 1 Stück **34,90 /St.** einfache und schnelle Entnahme von ungestautem Blut aus offener Vene, Blutentnahme mit dicken Kanülen, Fixierung von Problemvenen



Kinderstauer ZOO und MAGIC

PRÄ 906MAGIC attraktive Tier- und Zauberer-Motive, preisgekröntes modernes Design, perfekte Ergonomie, separates fein dosiertes Entstauen, autoklavierbar und metallfrei **Kinderstauer MAGIC** 1 Stück **9,40 /St.**
PRÄ 906ZOO **Kinderstauer ZOO** 1 Stück **9,40 /St.**



INFUSIONSSTÄNDER

Ratiomed®

„Made in Germany“

MEG 80160	Infusionsständer aus Stahl, verchromt , Kunststoff-Flaschenkreuz blau mit 4 Haken, Belastbarkeit: 2 kg pro Haken, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, Arretierung: Schraub-Höhenverstellung, Gesamtgewicht ca. 3,9 kg, Fußgewicht: ca. 1,9 kg, Ausleger: 25 x 25 mm, Fußdurchmesser: ca. 63,5 cm, Kunststoff-Doppellaufrollen 50 mm, 2x antistatisch mit Bremse, 3x normal, 1 Tropfglashalter blau mit Abtropfglas	1 Stück	50,90 /St.
MEG 80161	Infusionsständer aus Stahl, verchromt , Edelstahl-Flaschenkreuz zum Einschrauben, mit 4 Haken, Belastbarkeit 2 kg pro Haken, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, Arretierung: Einhand-Sicherheitshöhenverstellung, Gesamtgewicht ca. 3,9 kg, Fußgewicht ca. 1,9 kg, Ausleger 25 x 25 mm, Fußdurchmesser ca. 63,5 cm, Kunststoff-Doppellaufrollen 50 mm, 2x antistatisch mit Bremse, 3x normal, 1 Tropfglashalter blau mit Abtropfglas	1 Stück	65,00 /St.
MEG 80130	Infusionsständer aus rostfreiem Stahl, max. Tragevermögen 8 kg, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, 4 Aufnahmehaken für Infusionsflaschen, 1 Tropfglashalter blau mit Abtropfglas	1 Stück	60,70 /St.
MEG 80142	Infusionsständer mit Fußbeschwerung aus Stahl verchromt , für die Befestigung von einer oder maximal zwei Infusionsspritzenpumpen, Höhenverstellbarkeit: 1,35 m - 2,15 m, Fußgewicht 4,5 kg, max. Tragevermögen 12 kg, 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch, ableitfähig, 4 Aufnahmehaken für Infusionsflaschen, 1 Tropfglashalter blau mit Abtropfglas	1 Stück	96,15 /St.

MEG 80160
verchromt

MEG 80161
verchromt

MEG 80130
Stahl rostfrei

MEG 80142
verchromt

Menge

EURO

INFUSIONSSTÄNDER

Ratiomed®

„Made in Germany“

Infusionsständer aus Stahl, Ausführung Rollfußausleger, Außenrohr und Kunststoff-Flaschenkreuz mit 4 Haken **farbig**, glänzende Beschichtung, Belastbarkeit: 2 kg pro Haken, Höhe min. 1,35 m / max. 2,15 m, Schraubhöhenverstellung mit **Aquastop**, 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, 1 Tropfglashalter schwarz mit Abtropfglas

MEG 80150
MEG 80151
MEG 80152
MEG 80153
MEG 80154

blau RAL 5002
weiß RAL 1013
rot RAL 3020
gelb RAL 1028
grün RAL 6024

1 Stück

62,00 /St.



ZUBEHÖR

Ratiomed®

MEG 80176

Abtropfglas

1 Stück

4,50 /St.

aus Polycarbonat, transparent, Ø 62/50 x 125 mm, bruchsicher, bis 121°C sterilisierbar, zum Abstellen der eventuell nachtropfenden Kanüle, für Infusionsständer MEG 80130, MEG 80142, MEG 80150 bis MEG 80154, MEG 80160 und MEG 80161



Abtropfglas mit Tropfglashalter MEG 80178S

megro®

Tropfglashalter

Ø 25/50 x 12 mm, für Infusionsständer MEG 80130, MEG 80142, MEG 80150 bis MEG 80154, MEG 80160 und MEG 80161

MEG 80178B
MEG 80178S

blau
schwarz

1 Stück
1 Stück

2,50 /St.
2,50 /St.





INFUSIONSSTÄNDER



KUW 09.11005.002 aus hochwertigem **Edelstahl**, 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand, mit stabilem Kunststoffkreuz, Sicherheitshaken für Infusionsflaschen inkl. Tropfglas aus Kunststoff, stufenlos höhenverstellbar bis ca. 210 cm, geräuscharme Doppelrollen mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle, inkl. Montageschlüssel, einzeln verpackt

1 Stück **67,00 /St.**



ZUBEHÖR

B|BRAUN

PET 3977170 **Mehrfachaufhänger** aus Edelstahl für 50 - 1000 ml Glas-Infusionsflaschen

1 Stück **4,80 /St.**



BLUTENTNAHMEGERÄTE

megro®

PPS-Blutentnahmegерäte mit Venenpunktionskanüle nach Strauß, Anschlusskanüle Ø 1,8 mm, Schlauchlänge 60 cm Pack = 10 Stück



MEG 121550	VPK Ø 1,5 x 43 mm	blau	1 Pack	24,00 /Pack
MEG 121551	VPK Ø 1,8 x 43 mm	rot	1 Pack	24,00 /Pack
MEG 121552	VPK Ø 1,8 x 43 mm	rot, mit Rollklemme	1 Pack	24,00 /Pack

Menge

EURO

HEIDELBERGER VERLÄNGERUNGEN



zur Verlängerung von Infusions- und Transfusionsleitungen, hohe Passgenauigkeit und einfache Handhabung, optimierter Strömungsfluss mit optischer Kontrollmöglichkeit des Durchflusses, Ø 3,0 x 4,1 mm, Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m, druckbeständig bis 2 bar, Luer-Lock-Ansatz, latexfrei
VE = 25 Stück



FRE 2873122	75 cm	25 Stück	1,38 /St.
FRE 2873212	140 cm	25 Stück	1,48 /St.
FRE 2873302	190 cm	25 Stück	1,68 /St.

VERSCHLUSS-STOPFEN



FRE 8501502	IN-Stopfen gelb	100 Stück	0,27 /St.
-------------	------------------------	-----------	------------------

Verschluss-Stopfen mit Zuspritzmöglichkeit, mit flexibler latexfreier Membran zum intermittierenden Zuspritzen von Medikamenten, schützt vor der Berührungskontamination beim Zuspritzen, Druckbeständigkeit bis 2 bar, versenkter Luer-Lock Konus männlich, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 100 Stück



FRE 8502822	Steck-Stopfen gelb	100 Stück	0,18 /St.
-------------	---------------------------	-----------	------------------

Verschluss-Stopfen ohne Zuspritzmöglichkeit, Druckbeständigkeit bis 0,5 bar, Luer-Slip männlich/weiblich, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 100 Stück



Kombistopfen

universell einsetzbarer Verschlusskonus mit Doppelfunktion, ohne Zuspritzmöglichkeit, zum Verschließen aller Luer-/Luer-Lock Ansätze, kontaminationssicher durch versenkten Luer-Konus, Druckbeständigkeit bis 2 bar, Luer-Lock männlich/weiblich, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 100 Stück



FRE 8501512	rot	100 Stück	0,05 /St.
FRE 8501522	orange	100 Stück	0,05 /St.
FRE 8501532	blau	100 Stück	0,05 /St.
FRE 8501542	gelb	100 Stück	0,05 /St.
FRE 8501552	weiß	100 Stück	0,05 /St.



INFUSIONSGERÄTE

megro®

MEG 122011



Infusionsgerät LL 25 Stück **0,65 /St.**
 für die Schwerkraftinfusion, mit Zuspritzmöglichkeit, Schlauchlänge 150 cm, verschließbare Belüftung, Flüssigkeitsfilter 15 µm, latexfrei, sterilisiert mit Ethylenoxid, DEHP-frei
 VE = 25 Stück

MEG 122012



Infusionsgerät LL 25 Stück **0,65 /St.**
 für die Schwerkraftinfusion, **druckfest**, mit Zuspritzmöglichkeit, Schlauchlänge 150 cm, verschließbare Belüftung, Flüssigkeitsfilter 15 µm, latexfrei, sterilisiert mit Ethylenoxid, DEHP-frei
 VE = 25 Stück

INFUSIONSGERÄTE

B | BRAUN

PET 4062955



Intrafix® Air P 100 Stück **0,99 /St.**
 Standardinfusionsbesteck für Druck- und Schwerkraftinfusionen, Lock-Ansatz, latexfrei, 15 µm-Filter, Schlauchlänge 150 cm
 VE = 100 Stück

PET 4063000
 PET 4063001



Intrafix® SafeSet
 Sicherheitsinfusionsgerät mit AirStop-Membran (Schutz vor Luftinfusion) und PrimeStop®-Kappe (automatische Entlüftung), Schlauchlänge 180 cm
 VE = 100 Stück

SafeSet Standard 100 Stück **0,99 /St.**
SafeSet RV mit Rückschlagventil 100 Stück **1,50 /St.**

Menge

EURO

INFUSIONSGERÄTE



BEC 396351

BD™ R 87 P
für Druck- und Schwerkraftinfusionen,
Luer-Lock, Schlauchlänge 150 cm
VE = 100 Stück

100 Stück

1,21 /St.



INFUSIONSGERÄTE



FRE M48403570

Infudrop® matic P
für die Druck- und Schwerkraftinfusion,
Schlauchlänge 180 cm, integrierte, verschließ-
bare, automatische Belüftung mit hydrophobem
Bakterienfilter, das Sicherheitsventil schützt
den Luftfilter vor Kontakt mit der Infusionslö-
sung, Flüssigkeitsfilter 15 µm, Präzisions-Rol-
lenklemme, mit kanülenfreiem, geschlossenem
Zugangssystem K-NECT für intermittierende
Injektion und zur kanülenfreien Konnektion,
Luer-Lock, latexfrei, DEHP-frei
VE = 100 Stück

100 Stück

1,71 /St.



FRE M48403520

Infudrop® 21 P
für die Druck- und Schwerkraftinfusion,
Schlauchlänge 180 cm, integrierte, verschließ-
bare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und
oleophobem Bakterienfilter, Flüssigkeitsfilter
15 µm, Präzisions-Rollenklemme, Luer-Lock,
latexfrei, DEHP-frei
VE = 10 Stück

10 Stück

1,00 /St.



OZON-PERFUSORLEITUNG



MEG 121530

150 cm lang LL
Spritzenpumpenleitung für Infusionen,
Durchmesser 1,5 x 2,8 mm, latexfrei
VE = 100 Stück

100 Stück

1,17 /St.



Menge

EURO

TRANSFER-SET**megro®**

MEG 123001

Überleitkanüle, steril

1 Stück

0,55 /St.

Kanüle zur Überleitung von sterilen Flüssigkeiten im geschlossenen System, mit kurzem Einstechdorn, latex-, PVC- und DEHP-frei
Pack = 100 Stück



FRE 8500432

Transfer Überleitkanüle, steril

50 Stück

0,65 /St.

kurz/kurz, zum Überleiten und/oder Mischen steriler Flüssigkeiten im geschlossenen System, schmale Einstechdorne erlauben das mühelose Durchstechen auch stärkerer Stopfen, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 50 Stück

ENTNAHME-KANÜLEN

FRE 2902802

Extra-Spike® Plus

25 Stück

1,56 /St.

ergonomisches Spike für die Entnahme aus Infusionsbehältnissen und zum Zuspritzen, schlanker, kurzer Einstechdorn, Schutz vor Kontamination durch integrierte Belüftungsmembran, Luer-Lock, latex-, PVC- und DEHP-frei
VE = 25 Stück

**B | BRAUN**

PET 4550242

Mini-Spike®

50 Stück

1,35 /St.

zur hygienischen Entnahme von Injektionslösungen aus Mehrdosenbehältnissen, mit Belüftungsfiter 0,45 µm
VE = 50 Stück



PET 4550590

Mini-Spike® 2

50 Stück

2,87 /St.

Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehälter mit Safeflow-Ventil und Belüftungsfiter 0,45 µm
VE = 50 Stück



Menge EURO

SAUERSTOFF- / OZONTHERAPIE

OZON-TRANSFUSIONSBESTECKE

megro®

PPS Ozon-Transfusionsbestecke

Transfusionsgerät mit Stahlspitze ohne Belüftung, mit 200 µm Filter, Filterfläche 10 cm², transparente Tropfkammer (PVC-frei), flexibles Schlauchsystem, V-Rollenklemme weiß bzw. rot, latexfrei, Schlauchlänge 150 cm, VE = 10 Stück

MEG 121505 **Luer Ansatz** mit flexiblem Injektionszwischenstück 10 Stück **1,65 /St.**



Luer Ansatz

MEG 121506 **Luer Lock Ansatz** ohne Zuspritzmöglichkeit 10 Stück **1,67 /St.**



Luer Lock Ansatz

SAUERSTOFF- / OZONTHERAPIE

OZON-TRANSFUSIONSBESTECKE



FRE 2900082 **Sangodrop® S-P** 10 Stück **1,87 /St.**
Transfusionsgerät mit Stahlspitze, ohne Zuspritzmöglichkeit, transparente Tropfkammer, Präzisions-Rollenklemme, flexibles Schlauchsystem, Luer-Lock Ansatz, Schlauchlänge 150 cm, 200 µm Filter, latexfrei
VE = 10 Stück



FRE 2900092 **Sangodrop® S-G** 10 Stück **2,11 /St.**
Transfusionsgerät mit Stahlspitze, mit flexiblem Injektionszwischenstück, transparente Tropfkammer, Präzisions-Rollenklemme, flexibles Schlauchsystem, Luer-Lock Ansatz, Schlauchlänge 150 cm, 200 µm Filter, latexfrei
VE = 10 Stück



VAKUUMFLASCHEN

Robomed

Vakuum-Flaschen aus Glas

für die Ozon-Therapie (hier muss ein Transfusionsgerät für die Ozon-Sauerstofftherapie mit Stahlspitze eingesetzt werden z.B. MEG 121505 oder MEG 121506), zur Reinfusion, zum Aderlaß, inkl. Flaschenhalter

VE = 10 Flaschen



MEG 121501
MEG 121502

250 ml
500 ml

10 Flaschen **3,90 /Fl.**
10 Flaschen **5,30 /Fl.**



LÖSUNGEN ZUR VERHINDERUNG DER BLUTGERINNUNG

mcgro



MEG 256001
MEG 256000
MEG 256002

PPS Natriumcitrat, 3,13 %
100 ml Stechflasche, steril
PPS Natriumcitrat, 3,13 %
Pack = 10 Ampullen à 10 ml
PPS Natriumcitrat, 3,13 %
Pack = 100 Ampullen à 10 ml

1 Flasche **5,85 /Fl.**
1 Pack **9,95 /Pack**
1 Pack **81,80 /Pack**

Menge

EURO

BLUTZUCKERMESSGERÄTE



BDE 90002582

CONTOUR® NEXT Set mg/dl 1 Set
 sehr einfache Handhabung, sofort messbereit, mit smartLIGHT® Farbsignal, kompatibel mit der CONTOUR®DIABETES App, Teststreifen sparen mit der intelligenten Nachfüloption, benötigt nur 0,6 Mikroliter Blut, Messzeit von 5 Sekunden, mit Etui und Batterie, 1 x 10 CONTOUR® NEXT Sensoren, 1 MICROLET® NEXT Stechhilfe mit verstellbarer Einstichtiefe mit 10 farbigen MICROLET® Lanzetten

19,95 /Set



BDE 84664731

CONTOUR® NEXT ONE Set mg/dl 1 Set
 höchste Messgenauigkeit, Zielwert-Beleuchtung (smartLIGHT®), einfache Bluetooth®-Kopplung, drahtlose Übertragung der Ergebnisse an die CONTOUR® DIABETES App auf kompatiblen Smartphones, Nachfüloption – Möglichkeit des erneuten Auftragens von Blut, wenn die erste Probenmenge zu gering war, codiert automatisch, benötigt nur 0,6 Mikroliter Blut, Messzeit von 5 Sekunden, mit Etui und Schale, 1 x 10 CONTOUR® NEXT Sensoren, 1 MICROLET® NEXT Stechhilfe mit verstellbarer Einstichtiefe mit 10 farbigen MICROLET® Lanzetten

19,95 /Set



Beispielhafte Zielwertbeleuchtung: smartLIGHT®

BDE 84157377

CONTOUR® XT Set mg/dl 1 Set
 sehr einfache Bedienung, großes Display mit gut ablesbaren Zahlen, schlichtes Design, robustes Gehäuse, sofort messbereit und dabei die Einfachheit und Vertrautheit von CONTOUR®, codiert automatisch, benötigt nur 0,6 Mikroliter Blut, Messzeit von 5 Sekunden, mit Etui und Batterie, 1 x 5 CONTOUR® NEXT Sensoren, MICROLET® NEXT Stechhilfe mit verstellbarer Einstichtiefe mit 5 farbigen MICROLET® Lanzetten

19,95 /Set



BLUTZUCKERTESTSTREIFEN



BDE 84167836

CONTOUR® NEXT Sensoren 1 Pack
 Pack = 1 x 50 Sensoren zur Verwendung mit CONTOUR® NEXT, CONTOUR® NEXT ONE, CONTOUR® XT intelligente Nachfüloption – Möglichkeit des erneuten Auftragens von Blut in denselben CONTOUR® NEXT Sensor, wenn die erste Probenmenge zu gering war

25,20 /Pack



BLUTZUCKERMESSGERÄTE**alphacheck professional NFC**

zur quantitativen Messung des Blutzuckerspiegels in frischem Kapillarvollblut, praktischer und hygienischer Teststreifenwurf, beleuchtetes Display, 5 Sekunden Messzeit, es wird nur 0,5 µl Blut benötigt

Inhalt: 1 alphacheck professional NFC Blutzuckermessgerät inkl. Batterien, Aufbewahrungstasche, 10 alphacheck professional Teststreifen, 10 Lanzetten, alphacheck professional Stechhilfe und Tagebuch



ALP 01100035
ALP 01100040

mg/dl
mmol/l

1 Set
1 Set

13,87 /Set
13,87 /Set

BLUTZUCKERTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR**alphacheck professional Stechhilfe**

1 Stück

12,56 /St.

dient zur einfachen Gewinnung von kapillaren Blut für die Blutzuckermessung mit dem alphacheck professional NFC Blutzuckermessgerät, dazu passend können die alphacheck Soft Lanzetten in 2 verschiedenen Stärken verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten), die Stechhilfe ist kompatibel mit allen gängigen Lanzetten, AST - Messung möglich (Alternate Site Testing), blickdichte Schutzkappe



ALP 10708000

alphacheck professional Kontrolllösung A+B

1 Pack

13,45 /Pack

dient zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Gerätes und der dazugehörigen Teststreifen, ausschließlich mit dem alphacheck professional Blutzuckermessgerät (alphacheck professional NFC mg/dl und alphacheck professional NFC mmol/l) zu verwenden
Pack = 2 x 4 ml



ALP 01100045

alphacheck professional Teststreifen

die benötigte geringe Blutmenge von 0,5 µl wird automatisch (Sip-In Technik) in den alphacheck professional Teststreifen eingesogen

Pack = 50 Teste

1 Pack

23,87 /Pack

Pack = 50 Teste (einzeln geblistert)

1 Pack

25,97 /Pack



ALP AK-003
ALP AK-003-BL

Menge

EURO

BLUTZUCKERMESSGERÄTE

YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS

MEG 200300

mylife™ Unio™ Neva Set (mg/dl) 1 Set

14,90 /Set

modernes Blutzuckermesssystem mit intuitiver Bedienung – ultrakompakt, praktisch und diskret im Alltag, automatische Datenübertragung für ein schnelles und einfaches Therapiemanagement, **Vernetzung über Bluetooth®** mit der mylife™ App für eine praktische Bolusberechnung, einfache Datenübertragung über Bluetooth® und Micro-USB an verschiedene PC-basierte Softwareprogramme (z. B. mylife™ Software, Diabass), seitlich einführbarer Teststreifen zur hygienischen Entfernung des Teststreifens ohne Blutkontakt, stabile Teststreifen mit gutem Griff für eine einfache Handhabung, Erinnerungsfunktionen: 4 tägliche Alarme wählbar, Auswahl aus 5 Ereignismarkern pro Messung möglich, nachträglich editierbar, High Definition Signal Transmission (HDST) und Autocoding für zuverlässige Messgenauigkeit und Präzision
Lieferumfang: mylife™ Unio™ Neva Blutzuckermessgerät, 10 mylife™ Unio™ Teststreifen, 10 mylife™ Lancets, mylife™ AutoLance™ Lanzettengerät, mylife™ Softcase, 2 Batterien CR2032/3V, Blutzuckertagebuch



BLUTZUCKERTESTSTREIFEN

YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS

MEG 200305

mylife™ Unio™ Blutzuckerteststreifen 1 Pack

23,00 /Pack

Pack = 2 x 25 Tests
hohe Präzision und Genauigkeit mit dem GDH-FAD-Enzym, großer und stabiler Teststreifen, Teststreifenentnahme ohne Blutkontakt, einfache Entnahme der Teststreifen aus der flachen Dose, Autocoding



BLUTZUCKERMESSGERÄTE



BOE 07400870003

Accu-Chek® Guide Set (mg/dl) 1 Set

38,71 /Set

große und saugstarke Auftragsfläche, Messergebnis in weniger als 4 Sekunden, helles Display und Teststreifenbeleuchtung, Auswurf gebrauchter Teststreifen aus dem Messgerät per Knopfdruck, Übertragung der Ergebnisse an die Accu-Chek Connect App auf dem Smartphone mittels drahtloser Technologie

Inhalt:

Accu-Chek® Guide (mg/dl), 1 Accu-Chek® Fast-Clix Stechhilfe, 1 Accu-Chek® FastClix Lanzetten-Trommel (mit 6 Lanzetten), 10 Accu-Chek® Guide Teststreifen, 2 Batterien, Etui



Menge

EURO

BLUTZUCKERMESSGERÄTE

BOE 06383629003	Accu-Chek® Mobile Set (mg/dl) Blutzucker-Messsystem mit innovativer Testkassette (nicht im Set enthalten) und integrierter 1-Klick-Stechhilfe Inhalt: Accu-Chek® Mobile (mg/dl), 2 Batterien, 1 Accu-Chek® FastClix Stechhilfe, 1 Accu-Chek® FastClix Lanzetten-Trommel mit 6 sterilen Lanzetten	1 Set	50,34 /Set
-----------------	--	-------	-------------------

BLUTZUCKERTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR

Teststreifen zur quantitativen Blutzuckerbestimmung zur Verwendung mit den angegebenen Geräten:



BOE 06453970003	Accu-Chek® Aviva Pack = 50 Teste für Accu-Chek® Aviva, Accu-Chek® Aviva Connect, Accu-Chek® Aviva Nano, Accu-Chek® Aviva Combo, Accu-Chek® Aviva Expert, Accu-Chek® Aviva Insight Diabetes Manager	1 Pack	23,52 /Pack
-----------------	---	--------	--------------------



BOE 05599415003	Accu-Chek® Compact Pack = 50 + 1 Test (die einzelne Teststreifentrommel enthält 17 Accu-Chek® Compact Glucose Teststreifen) für Accu-Chek® Compact Plus Systeme	1 Pack	31,29 /Pack
-----------------	--	--------	--------------------



BOE 07453736003	Accu-Chek® Guide Pack = 50 Teste für Accu-Chek® Guide	1 Pack	21,84 /Pack
-----------------	--	--------	--------------------



BOE 07141254003	Accu-Chek® Mobile Pack = 1 Testkassette mit 50 Testen für Accu-Chek® Mobile Systeme	1 Pack	30,67 /Pack
-----------------	--	--------	--------------------

INSULIN-PEN-NADELN

YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS

mylife™ Clickfine® Pen Nadeln

hörbarer „Click“ für sicheren Halt, Dünwandtechnologie für einen besseren Insulindurchfluss, spezielle Silikon-Oberflächenbehandlung für verbesserten Injektionskomfort, Farbcodierung zur einfachen Unterscheidung der verschiedenen Nadellängen, passt auf alle gängigen Injektionspens, in den Längen 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm als mylife™ Clickfine® DiamondTip mit 6-fach Schliff und 10 mm, 12 mm mit 3-fach Schliff erhältlich

Pack = 100 Stück

MEG	Abmessung	Menge	EURO
MEG 140029	0,23 x 4 mm	1 Pack	25,50 /Pack
MEG 140024	0,25 x 5 mm	1 Pack	25,50 /Pack
MEG 140025	0,25 x 6 mm	1 Pack	25,50 /Pack
MEG 140026	0,25 x 8 mm	1 Pack	25,50 /Pack
MEG 140027	0,33 x 10 mm	1 Pack	25,50 /Pack
MEG 140028	0,33 x 12 mm	1 Pack	25,50 /Pack



mylife™ Optifine® Pen Nadeln

für alle, die ein Stück mehr Sicherheit brauchen, die bewährte Komfort-Nadel, passend für alle gängigen Insulinpens, extra große, leicht greifbare äußere Schutzkappe und blaue, leicht erkennbare innere Schutzkappe, erhältlich in den Nadellängen 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm

Pack = 100 Stück

MEG	Abmessung	Menge	EURO
MEG 140017	0,25 x 6 mm	1 Pack	27,28 /Pack
MEG 140016	0,25 x 8 mm	1 Pack	27,28 /Pack
MEG 140018	0,33 x 10 mm	1 Pack </td <td>27,28 /Pack</td>	27,28 /Pack
MEG 140015	0,33 x 12 mm	1 Pack	27,28 /Pack



mylife™ Clickfine® AutoProtect™

Sicherheits-Pen-Nadeln, verringern das Risiko von Nadelstichverletzungen, konform zur Biostoffverordnung und den Anforderungen der TRBA 250, patentiertes Verriegelungssystem, verschließt sich automatisch nach Verwendung, Spezialsilikonisierung für schmerzarme Injektion, passt auf alle gängigen Injektionspens, erhältlich in den Längen 5 und 8 mm

Pack = 100 Stück

MEG	Abmessung	Menge	EURO
MEG 140009	0,33 x 8 mm	1 Pack	31,85 /Pack
MEG 140050	0,25 x 5 mm	1 Pack	31,85 /Pack



INSULIN-PEN-NADELN**BD Ultra-Fine™ Pen-Nadeln**

mit 5-fach Schliff der Nadelspitze (PentaPoint™-Technologie) bei der 4 mm, 5 mm und der 8 mm Pen-Nadel für noch mehr Komfort bei der Insulininjektion und mit der EasyFlow™-Technologie bei der 4 mm und 5 mm Pen-Nadel für einen schnelleren Insulinfluss. Die Pen-Nadeln mit sicherem Schraubgewinde passen auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie
Pack = 105 Stück

BEC 320561	0,23 x 4 mm	1 Pack	27,01 /Pack
BEC 320522	0,25 x 5 mm	1 Pack	27,01 /Pack
BEC 320524	0,25 x 8 mm	1 Pack	27,01 /Pack

3-fach Schliff, passen auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie
Pack = 105 Stück

BEC 320523	0,25 x 6 mm	1 Pack	27,01 /Pack
------------	--------------------	--------	--------------------

INSULIN-PEN-NADELN**BD AutoShield™ Duo Sicherheits-Pen-Nadeln**

passen auf alle gängigen Pens für die Diabetestherapie und entsprechen den TRBA 250 Vorgaben. Die Kanüle ist nach der Benutzung an beiden Enden sicher abgeschirmt und schützt so zuverlässig vor Nadelstichverletzungen
Pack = 100 Stück

BEC 329525	0,30 x 5 mm	1 Pack	48,75 /Pack
BEC 329608	0,30 x 8 mm	1 Pack	48,75 /Pack



INSULIN-PEN-NADELN



alphacheck professional Pen-Nadeln PLUS
 Injektion aus mehreren Winkeln möglich, sichtbare Nadel vor Injektion trotz Nachgebrauchsverriegelung nach Injektion, garantierter Einmalgebrauch durch Nachgebrauchsverriegelung, kompatibel mit den folgenden Pens: Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Owen Mumford, Berlin Chemie, Ypsomed, B.Braun
 Pack = 100 Stück

Menge

EURO



ALP 11207005
 ALP 11207008

30 G x 5 mm
30 G x 8 mm

1 Pack
 1 Pack

23,87 /Pack
23,87 /Pack

INSULIN-PEN-NADELN



alphacheck DUAL Sicherheits-Pen-Nadeln
 die Sicherheits-Pen-Nadel mit der zweifachen Nachgebrauchsverriegelung, Verringerung der Verletzungsgefahr, DUAL = doppelte Sicherheit in der Anwendung, Nachgebrauchsverriegelung auf Patientenseite, Nachgebrauchsverriegelung auf Pen-Seite, die Nadel ist nach dem Gebrauch sicher verschlossen, passend für alle gängigen Pens für die Diabetestherapie: Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Owen Mumford, Berlin Chemie, Ypsomed, B.Braun, Pendiq, Toujeo Solostar
 Pack = 100 Stück



ALP 12100565
 ALP 12100570

30 G x 5 mm
30 G x 8 mm

1 Pack
 1 Pack

31,01 /Pack
31,01 /Pack



Menge

EURO

INSULIN-PEN-NADELN**NovoFine®**

die geeigneten Injektionsnadeln für alle Typen des Novo-Pen®. Diese Nadeln sind mit der Thin-Wall-Feintechnologie ausgestattet und silikonbeschichtet. Dadurch ermöglichen sie eine sanfte Injektion

Pack = 100 Stück

30 G x 1/3 0,30 x 8 mm

31 G 0,25 x 6 mm

1 Pack

21,50 /Pack

1 Pack

24,10 /Pack

MEG 140011

MEG 140013

BLUTLANZETTEN**megro®****Supra**

Pack = 200 Stück

ein wesentlicher Vorteil ist die optimierte Form der Lanzettenspitze (asymmetrisch). Diese **asymmetrische** Lanzettenspitze erzeugt beim Einstich geringere Schmerzen als z.B. symmetrische Formen und beschleunigt gleichzeitig die Wundheilung

1 Pack

3,32 /Pack

MEG 140002

LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE**megro®****Monoclix Universal-Lanzetten**

Pack = 200 Stück

0,65 mm, für Glucolet, Soft Touch, Autoclix, Hemalet, Penlet, Penlet II, Auto-Lancet, Monjector, Autolet Mark II, Omnican

1 Pack

11,60 /Pack

MEG 140005



Menge

EURO

LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE



alphacheck soft Rainbow Lanzetten
dienen der optimierten kapillaren Blutgewinnung in Verbindung mit der alphacheck professional Stechhilfe, dreifach geebnet: gewährleisten guten Blutfluss, kompatibel mit allen gängigen Stechhilfen, besonders sicher: durch Gammastrahlung sterilisiert, 7 Farben in einer Packung



ALP 02100285	30 G x 3 mm	Pack = 100 Stück	1 Pack	8,82 /Pack
ALP 02100290	30 G x 3 mm	Pack = 200 Stück	1 Pack	15,88 /Pack

alphacheck soft Lanzetten
dienen der optimierten kapillaren Blutgewinnung in Verbindung mit der alphacheck professional Stechhilfe, dreifach geebnet: gewährleisten guten Blutfluss, kompatibel mit allen gängigen Stechhilfen, besonders sicher: durch Gammastrahlung sterilisiert

ALP 02100005	28 G x 3 mm	Pack = 200 Stück	1 Pack	15,88 /Pack
ALP 10207530	30 G x 3 mm	Pack = 200 Stück	1 Pack	15,88 /Pack



SICHERHEITSLANZETTEN



alphacheck comfort Sicherheitslanzetten
Einmal-Sicherheitslanzetten gemäß der geltenden gesetzlichen Vorschriften TRBA 250, keine Stechhilfe notwendig, einfache und sichere Handhabung, automatisch rückziehende Nadel, schmerzminimaler Einstich durch dreifach feingeschliffene Nadel
Pack = 100 Stück



ALP 13100345	21 G x 2,2 mm		1 Pack	19,24 /Pack
ALP 13100280	23 G x 1,6 mm		1 Pack	19,24 /Pack
ALP 13100275	26 G x 1,6 mm		1 Pack	19,24 /Pack
ALP 13100200	28 G x 1,6 mm		1 Pack	19,24 /Pack
ALP 13100270	30 G x 1,6 mm		1 Pack	19,24 /Pack



VeriFine Heel Inzisions-Sicherheitslanzette
schmerzarme Fersen-Inzisions-Sicherheitslanzette zur optimierten kapillaren Blutgewinnung
Pack = 50 Stück



ALP 13000505	0,85 x 1,75 mm	für Frühgeborene	1 Pack	89,50 /Pack
ALP 13000510	1,00 x 2,50 mm	für Neugeborene	1 Pack	89,50 /Pack



Menge

EURO

LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE**Accu-Chek® Softclix Lanzetten**

sterile weiße Lanzetten, besonders schmerzarm, für Accu-Chek® Softclix Classic, Accu-Chek® Softclix, Softclix II und Accu-Chek® Softclix Plus
0,4 mm

BOE 04782372001	Pack = 200 Stück	1 Pack	22,34 /Pack
BOE 03307492001	Pack = 25 Stück	1 Pack	3,42 /Pack

**Accu-Chek® Softclix XL Lanzetten**

sterile gelbe Lanzetten, besonders schmerzarm, für Accu-Chek® Softclix Classic, Accu-Chek® Softclix, Softclix II und Accu-Chek® Softclix Plus
0,8 mm

BOE 03307514001	Pack = 50 Stück	1 Pack	6,92 /Pack
-----------------	-----------------	--------	-------------------

**Accu-Chek® FastClix Lanzetten**

Lanzettentrommeln mit 6 Lanzetten, besonders schmerzarm, für alle Modelle von Accu-Chek® FastClix
0,3 mm

BOE 05353840001	Pack = 204 Stück	1 Pack	22,34 /Pack
-----------------	------------------	--------	--------------------

SICHERHEITSLANZETTEN

BOE 05888662150	Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno	1 Pack	25,13 /Pack
-----------------	----------------------------------	--------	--------------------

Einmalstechhilfen, steril
Einstechtiefe 1,5 mm, für den professionellen Einsatz in Praxis und Klinik (auch bei Neugeborenen), ergonomische T-Form für eine bequeme Handhabung, dreiseitiger, hautschonender Lanzettenschliff für sanftes Durchdringen der Haut
Pack = 200 Stück

BOE 03603539150	Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus	1 Pack	31,01 /Pack
-----------------	-----------------------------------	--------	--------------------

Einmalstechhilfen, steril
mit drei wählbaren Einstechtiefen (1,3 mm, 1,8 mm und 2,3 mm), für den professionellen Einsatz in Praxis und Klinik (auch bei Neugeborenen), ergonomische T-Form für eine bequeme Handhabung, dreiseitiger, hautschonender Lanzettenschliff für sanftes Durchdringen der Haut
Pack = 200 Stück

Menge

EURO

SICHERHEITSLANZETTEN



BDE 85956817

SINGLE-LET® Sicherheitslanzetten 1 Pack

25,13 /Pack

Einmal-Sicherheitslanzetten zur Blutgewinnung von Kapillarblut zur Blutzuckerwertbestimmung an der Fingerkuppe von Patienten, nicht bestimmt zum Gebrauch an Neugeborenen, zum Gebrauch von medizinischem Fachpersonal bestimmt, TRBA 250 konformes Produkt, das vor versehentlichen Nadelstichverletzungen schützt, Größe 28 G, feste Einstichtiefe 1,6 mm, steril
Pack = 200 Stück



megro®

Sterilance Press II Sicherheitslanzetten

die Lanzettenspitze ist vor und nach dem Gebrauch sicher im Gehäuse eingeschlossen, vorgespannter, durch Druck aktivierter Sicherheitsmechanismus, die Druckaktivierung löst den Punktionsmechanismus aus, die definierte Einstichtiefe gewährleistet jederzeit den gewünschten Blutfluß, ultrascharf, für eine schmerzarme Punktion der Haut
Pack = 100 Stück

MEG 140100

Einstichtiefe Größe Code
1,8 mm 18 G grün 1 Pack

10,50 /Pack

Anwendungsbereich: spezielle Babypflege und Entbindungsstationen, für die Punktion der Ferse bei Früh- und Neugeborenen

MEG 140101

1,8 mm 26 G gelb 1 Pack

10,50 /Pack

Anwendungsbereich: Diabeteskliniken/Krankenhausstationen, für die Blutzuckerkontrolle

MEG 140104

1,8 mm 30 G türkis 1 Pack

10,50 /Pack

Anwendungsbereich: Diabeteskliniken/Krankenhausstationen, für die Blutzuckerkontrolle, für geringeren Blutfluss und weniger Schmerzen

MEG 140102

2,2 mm 21 G orange 1 Pack

10,50 /Pack

Anwendungsbereich: Hämoglobin (Blutbanken), Cholesterin, Blutgruppenbestimmung, Koagulation (Blutgerinnung), Blutgas und andere diagnostische Tests

MEG 140103

2,8 mm 21 G pink 1 Pack

10,50 /Pack

wie MEG 140102, jedoch für dickere Haut von Erwachsenen



SICHERHEITSLANZETTEN**YPSOMED**
SELF CARE SOLUTIONS**mylife™ SafetyLancets und
mylife™ SafetyLancets Comfort**

sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen, konform zur Biostoffverordnung und den Anforderungen der TRBA 250, patentiertes Design zur einfachen und sicheren Entnahme kapillarer Blutproben, Einmal-Auslösefunktion und eine versiegelte Schutzkappe garantieren höchste Sicherheit, nahezu schmerzfreie Entnahme der Blutprobe durch Einstich mit hoher Geschwindigkeit, die dreifach angeschrägte Nadelspitze garantiert optimalen Blutfluss bei maximalem Komfort, passt auf alle gängigen Insulinpens

Pack = 200 Stück

28 G x 1,5 mm

1 Pack

25,17 /Pack

MEG 140070

30 G x 1,2 mm Comfort

1 Pack

25,17 /Pack

MEG 140072

Pack = 100 Stück

28 G x 1,5 mm

1 Pack

13,11 /Pack

MEG 140071

30 G x 1,2 mm Comfort

1 Pack

13,11 /Pack

MEG 140073

mylife™ SafetyLancets Comfort

SICHERHEITSLANZETTEN **SARSTEDT****Safety-Lanzette**

für eine sichere und schonende Kapillarblutentnahme, ist bereits vorgespannt und ermöglicht eine einfache Handhabung, das Risiko von Nadelstichverletzungen und Kreuzkontaminationen wird verringert, da sich die Nadel oder Klinge vor und nach Gebrauch im Gehäuse befindet

Pack = 200 Stück

	Einstichtiefe	Größe	Blutmenge		
SAR 85.1015	1,6 mm	28 G	gering	1 Pack	27,00 /Pack
SAR 85.1016	1,8 mm	21 G	mittel	1 Pack	27,00 /Pack
SAR 85.1017	1,8 mm	18 G	mittel bis stark	1 Pack	27,00 /Pack
SAR 85.1018	1,6 mm	1,5 mm (Klinge)	stark	1 Pack	30,00 /Pack
SAR 85.1019	1,2 mm	1,5 mm (Klinge für Säuglingsferse geeignet)	mittel bis stark	1 Pack	30,00 /Pack

Menge

EURO

ANALYSEGERÄTE / ZUBEHÖR



BOE 08071853702 **CoaguChek® INRange** 1 Stück **717,90 /St.**

Systemtasche Analysegerät

speziell für den Einsatz im Patientenbereich entwickelt, liefert zuverlässige INR- bzw. %Quick-Werte innerhalb kürzester Zeit, das CoaguChek® INRange ist ein Diagnostik-System zur Kontrolle der oralen Antikoagulantien-Therapie, der INR-Wert (International Normalized Ratio) / %Quick wird aus einem Tropfen Vollblut bestimmt, leichte Bedienung durch intuitive Benutzerführung und farbiges Display, Messergebnisse lassen sich grafisch und tabellarisch auf dem Display darstellen und ausdrucken, so kann der Therapieverlauf jederzeit überprüft werden

Lieferumfang: 1 CoaguChek® INRange Gerät inkl. 4 Batterien AAA, 1 CoaguChek® XS Softclix, 20 CoaguChek® Softclix Lanzetten, 6 CoaguChek® XS PT Test PST Teststreifen



BOE 07762798003 **CoaguChek® XS PT Test PST** 1 Pack **159,10 /Pack**

zur quantitativen Bestimmung der Thromboplastinzeit (INR/%Quick) mit CoaguChek® INRange und CoaguChek® XS System
Pack = 2 x 24 Tests



LANZETTEN FÜR BLUTENTNAHMEGERÄTE



BOE 03506509001 **CoaguChek® Softclix Lanzetten** 1 Pack **5,40 /Pack**

sterile gelbe Nadeln, besonders schmerzarm; 0,8 mm, für CoaguChek® Softclix, CoaguChek® XS Softclix, Pack = 50 Stück



ANALYSEGERÄTE / ZUBEHÖR

BOE 07210841003 **CoaguChek® Pro II Kit W-LAN DE** 1 Stück **926,30 /St.**

ist ein Point-of-Care-Gerichtungsmessgerät zur Bestimmung der Parameter PT (INR / %Quick) und aPTT (SEC) aus einem Tropfen Vollblut, einfach und zuverlässig, speziell für den Einsatz im niedergelassenen Bereich und in der Klinik entwickelt, erfüllt die Anforderungen der RiliBÄK 2014, bestehend aus: CoaguChek® Pro II System inkl. Akku, Netzkabel, Bedienungsanleitung deutsch



BOE 06688721003 **CoaguChek® PT Test** 1 Pack **159,10 /Pack**

Teststreifen zur quantitativen Bestimmung der Thromboplastinzeit (PT) aus Kapillarblut sowie venösem und arteriellem Vollblut mit dem CoaguChek® Pro II System
Pack = 2 x 24 Teste



BOE 06882382003 **CoaguChek® aPTT Test** 1 Pack **231,20 /Pack**

Teststreifen zur Bestimmung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) aus Kapillarblut sowie venösem und arteriellem Vollblut mit dem CoaguChek® Pro II System
Pack = 2 x 24 Teste



BOE 03012654016 **BM Lactate Teststreifen** 1 Pack **64,40 /Pack**

Pack = 25 Teste
zur Messung der Lactatwerte mit Accutrend® Plus System und Accutrend® Lactate System



BOE 11447335190 **BM-Control-Lactate** 1 Pack **37,30 /Pack**

Pack = 2 x 4 ml
Lactate-Kontrolllösung zur Funktionskontrolle von Accutrend® Plus System und Accutrend® Lactate System

ANALYSEGERÄTE / ZUBEHÖR

Menge

EURO



Accutrend® Plus

Reflexionsphotometer zur quantitativen Bestimmung von Analyten im Blut mit den entsprechenden Accutrend-Teststreifen, geeignet für den professionellen Bereich und zur Selbstanwendung (nicht zur Glucose-Selbstkontrolle geeignet). Einfache Handhabung, klein, schnell und mobil, zuverlässiges Ergebnis.

Speicher: 100 Ergebnisse pro Parameter
Größe: 154 mm x 81 mm x 30 mm
Gewicht: ca. 140 g

BOE 05050472016	mg/dl	1 Stück	126,25 /St.
BOE 05050499016	mmol/l	1 Stück	126,25 /St.



BOE 11447475187	Accutrend® Glucose	1 Pack	15,00 /Pack
	Pack = 25 Teste		
	zur quantitativen Blutzuckerbestimmung mit Accutrend® Plus System und Accutrend® GC System		

BOE 11896466003	Accutrend® Control G	1 Pack	15,00 /Pack
	Pack = 1 x 4 ml		
	Glucose-Kontrolllösung zur Funktionskontrolle von Accutrend® Plus System und Accutrend® GC System		



Accutrend® Cholesterol

zur quantitativen Cholesterinbestimmung mit Accutrend® Plus System und Accutrend® GC System

BOE 11418262171	Pack = 25 Teste	1 Pack	46,55 /Pack
BOE 11418254223	Pack = 5 Teste	1 Pack	14,85 /Pack

BOE 11418289190	Accutrend® Control CH1	1 Pack	13,15 /Pack
	Pack = 1 x 1,5 ml		
	Cholesterin-Kontrolllösung zur Funktionskontrolle von Accutrend® Plus System, Accutrend® GC System		



BOE 11538144016	Accutrend® Triglyceride	1 Pack	53,40 /Pack
	Pack = 25 Teste		
	zur quantitativen Triglyceridebestimmung mit Accutrend® Plus System		

BOE 11538152190	Accutrend® Control TG	1 Pack	40,55 /Pack
	Pack = 1 x 1,5 ml		
	Triglyceride-Kontrolllösung zur Funktionskontrolle von Accutrend® Plus System		



Menge

EURO

HARNTESTSTREIFEN

BOE 11896814191 **Combur³Test®** 1 Pack **11,60 /Pack**
zur Bestimmung von Glucose, Eiweiß
und pH-Wert
Pack = 50 Teste

BOE 11896857191 **Combur³Test® E** 1 Pack **16,70 /Pack**
zur Bestimmung von Glucose, Eiweiß
und Blut
Pack = 50 Teste

BOE 11896822191 **Combur⁴Test® N** 1 Pack **15,05 /Pack**
zur Bestimmung von Nitrit, Glucose,
Eiweiß und pH-Wert
Pack = 50 Teste



BOE 11896954176 **Combur⁵Test® HC** 1 Pack **5,50 /Pack**
zur Bestimmung von Leukozyten, Nitrit,
Glucose, Eiweiß und Blut
Pack = 10 Teste

BOE 11896962257 **Combur⁶Test®** 1 Pack **28,20 /Pack**
zur Bestimmung von Leukozyten, Nitrit,
Glucose, Eiweiß, Urobilinogen und Blut
Pack = 50 Teste

Combur⁹Test®

zur Bestimmung von Leukozyten, Nitrit,
pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Uro-
bilinogen, Bilirubin und Blut

BOE 04510038191 Pack = 50 Teste 1 Pack **30,15 /Pack**
BOE 04510046040 Pack = 100 Teste 1 Pack **57,15 /Pack**

BOE 04510062171 **Combur¹⁰Test®** 1 Pack **62,20 /Pack**
zur Bestimmung von Dichte, Leukozyten,
Nitrit, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton,
Urobilinogen, Bilirubin und Blut
Pack = 100 Teste



BOE 11544373191 **Combur¹⁰Test® UX** 1 Pack **50,50 /Pack**
zur Bestimmung von Dichte, Leukozyten,
Nitrit, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Uro-
bilinogen, Bilirubin und Blut, zur Auswertung
mit dem Teststreifenlesegerät Urisys® 1100
Pack = 100 Teste



BOE 11544039005 **Micral-Test®** 1 Pack **43,90 /Pack**
zur Bestimmung von Albumin (Microalbuminurie)
Pack = 30 Teste

HARNTTESTSTREIFEN



MEDI-TEST

Menge

EURO

MAN	Produktname	Packung	Menge	EURO
	Pack = 50 Teste			
MAN 93001	Glucose		1 Pack	7,20 /Pack
MAN 93004	Protein 2		1 Pack	6,90 /Pack
MAN 93005	Keton		1 Pack	6,30 /Pack
MAN 93006	Nitrit		1 Pack	7,20 /Pack
MAN 93012	Urbi		1 Pack	17,90 /Pack
MAN 93015	Combi 2		1 Pack	8,20 /Pack
MAN 93007	Combi 3 A[®]		1 Pack	9,20 /Pack
MAN 93009	Combi 5		1 Pack	19,00 /Pack
MAN 93035	Combi 5 N[®]		1 Pack	19,50 /Pack
MAN 93018	Combi 6	Pack = 50 Teste	1 Pack	18,50 /Pack
MAN 93010	Combi 7	Pack = 50 Teste	1 Pack	21,40 /Pack
MAN 93022	Combi 7	Pack = 100 Teste	1 Pack	35,70 /Pack
MAN 93011	Combi 9[®]	Pack = 50 Teste	1 Pack	22,90 /Pack
MAN 93023	Combi 9[®]	Pack = 100 Teste	1 Pack	37,90 /Pack
MAN 93079	Combi 10[®] L	Pack = 50 Teste	1 Pack	22,10 /Pack
MAN 93058	Combi 10[®] L	Pack = 100 Teste	1 Pack	38,80 /Pack
MAN 93077	Combi 10[®] SGL	Pack = 50 Teste	1 Pack	23,50 /Pack
MAN 93067	Combi 10[®] SGL	Pack = 100 Teste	1 Pack	38,80 /Pack
MAN 93021	Combi 8 L	Pack = 100 Teste	1 Pack	37,50 /Pack
MAN 93056	Combi 10[®]		1 Pack	38,30 /Pack
MAN 930870	Combi 10[®] VET		1 Pack	38,80 /Pack
MAN 93068	URYXXON[®] Stick 10		1 Pack	43,50 /Pack
MAN 930874	Mikroalbumin	Pack = 24 Teste	1 Pack	36,90 /Pack



Testfelder zum Schnellnachweis von:

	Glucose	Keton	Ascorbinsäure	Protein/Albumin	Blut	Leukozyten	Nitrit	spezif. Gewicht	pH-Wert	Bilirubin	Urobilinogen	Kreatinin
Glucose ¹⁾	x											
Protein 2 ¹⁾				x					x			
Keton ¹⁾		x										
Nitrit ¹⁾							x					
Urbi										x	x	
Combi 2 ¹⁾	x		x									
Combi 3 A[®]	x	x	x						x			
Combi 5	x	x	x	x					x			
Combi 5 N[®]	x	x	x	x		x			x			
Combi 6	x			x	x	x					x	
Combi 6 A	x	x	x	x	x					x	x	
Combi 7	x	x	x	x	x		x			x		
Combi 8 L	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Combi 9[®]	x	x	x	x	x		x		x	x	x	
Combi 10[®]	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
Combi 10[®] L	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Combi 10[®] SGL	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Combi 10[®] VET	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
URYXXON[®] Stick 10²⁾	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Mikroalbumin				x								x

1) auch geeignet zur Patienten-Selbstkontrolle 2) auswertbar mit dem Reflexionsphotometer URYXXON[®] Relax
Hinweis: Ascorbinsäure hat keine diagnostische Bedeutung, es handelt sich hierbei lediglich um ein Prüffeld

HARNCHEMIE

SIEMENS
Healthineers

**Harntests für instrumentelle
und visuelle Auswertung**



BDE 07043714 **Check-Stix® Combo** 1 Pack **62,24 /Pack**
Pack = 1 x je 25 Stück (positiv und negativ),
trockenchemische Teststreifen für die Zubereit-
ung von positiven und negativen Kontroll-
harnen für die Parameter: spez. Gewicht, ph-Wert,
Eiweiß, Glucose, Keton, Leukozyten, Bilirubin,
Blut, Nitrit und Urobilinogen

BDE 06562467 **Hema-Combistix®** 1 Pack **13,72 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best.
von Blut, Eiweiß, Glucose und ph-Wert im Urin
Pack = 50 Teste



BDE 04200746 **Multistix® 8 SG** 1 Pack **51,31 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best.
von spez. Gewicht, ph-Wert, Eiweiß, Glucose,
Keton, Leukozyten, Blut sowie die qualitative
Best. von Nitrit
Pack = 100 Teste

BDE 01526748 **Multistix® 10 SG** 1 Pack **53,55 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best.
von spez. Gewicht, ph-Wert, Eiweiß, Glucose,
Keton, Leukozyten, Blut, Urobilinogen sowie
die qualitative Best. von Bilirubin und Nitrit
Pack = 100 Teste



BDE 03242542 **Multistix® 5** 1 Pack **20,71 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best.
von Eiweiß, Glucose, Leukozyten, Blut sowie
die qualitative Best. von Nitrit
Pack = 50 Teste

BDE 05205326 **Uristix®** 1 Pack **12,93 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best.
von Glucose und Eiweiß
Pack = 50 Teste



HARNCHEMIE

Menge

EURO



Harntests für die instrumentelle Auswertung

BDE 06484105 **Clinitest® hCG** 1 Pack **54,58 /Pack**
für Clinitek Status®, Kassettentest zum Nachweis von humanem Choriongonadotropin im Urin
Pack = 25 Teste

BDE 02924704 **Clinitek® Microalbumin 2** 1 Pack **41,41 /Pack**
für Clinitek® 50 und Status®, Teststreifen für die semiquantitative Best. von Albumin und Kreatinin, Albumin/Kreatinin-Quotient instrumentell berechenbar zur Früherkennung einer Mikroalbuminurie
Pack = 25 Teste

BDE 06916863 **Clinitek® Microalbumin 9** 1 Pack **50,98 /Pack**
für Clinitek® 50, Status® und Advantus™, Teststreifen für die semiquantitative Best. von Albumin, Albumin/Kreatinin-Quotient, Blut, Kreatinin, Glucose, Keton, Leukozyten, pH-Wert, Protein und Protein/Kreatinin-Quotient, qualitativ: Nitrit
Pack = 25 Teste



Harntests für visuelle Auswertung

BDE 02614217 **Albustix®** 1 Pack **7,54 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best. von Eiweiß
Pack = 50 Teste

BDE 02597428 **Hemastix®** 1 Pack **13,05 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best. von Blut im Urin
Pack = 50 Teste

BDE 04960872 **Microalbustix®** 1 Pack **37,35 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best. von Albumin und Kreatinin, Albumin/Kreatinin Quotient, zur Früherkennung einer Mikroalbuminurie
Pack = 25 Teste

BDE 05798300 **Multistix® 10 visual** 1 Pack **108,57 /Pack**
Teststreifen für die semiquantitative Best. von spez. Gewicht, pH-Wert, Eiweiß, Glucose, Keton, Leukozyten, Blut, Urobilinogen sowie die qualitative Best. von Bilirubin und Nitrit
Pack = 5 x 50 Teste



Menge

EURO

HARNCHEMIE**Harn-Analysesystem**


BDE 10379679

Clinitek Status®+

1 Stück

637,00 /St.

halbautomatisches Reflexionsphotometer mit Touchscreen, eingebautem Drucker und Einzelteststreifeneinzug, einfache Vernetzung an die Praxis EDV, Protokollkonverter Software verfügbar. Auswertemöglichkeit für die bewährten Siemens Teststreifen Multistix® 10 SG, Multistix® 8 SG und Multistix® 5 sowie Clinitek® Microalbumin und Clinitek® hCG

**HARNCHEMIE**

AYN UL0100Pro

Urilyzer® 100 Pro

1 Stück

570,00 /St.

kompaktes, intuitiv zu bedienendes Auswertegerät für die halbautomatische Urinanalyse mit den Teststreifen CombiScreen® 11SYS PLUS, 7SYS PLUS und 5SYS PLUS. Sauberer und sicherer Auto-Start der Messung durch Streifenerkennung, komfortables, farbiges Touchscreen, integrierter Easy-Load Drucker, mehrstufige Benutzerverwaltung, erweiterte Anbindungsmöglichkeiten (HL 7, Ethernet, POCT1-A2) und eine automatisierte Qualitätskontrolle, die den Anwender bei den Anforderungen der Riili-BÄK Teil B2 unterstützt. Anschluss an Arztpraxissoftware mittels UriConnect® Pro zur Übertragung der Messdaten in die Patientenakte. Lieferumfang: Auswertegerät, Handbuch (CD), Thermodrucker-Papierrolle, 2 Streifenhalter, Kontrollstreifen, Netzkabel, Adapter 100-240 V, 50/60 Hz



AYN 93107

CombiScreen® GAK

1 Pack

13,18 /Pack

Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Keton
Pack = 100 Teste

HARNTTESTSTREIFEN

AYN 94025

CombiScreen® mALB / CREA

1 Pack

32,90 /Pack

das Albumin-Kreatinin-Verhältnis liefert genaue Informationen über den Albuminspiegel im Urin, unabhängig von der Urinkonzentration, Parameter: Creatinin, Albumin
Pack = 25 Teste



HARTESTSTREIFEN



mit Ascorbinsäure-entstörtem Blut- und Glucose-testfeld, praktisch keine Störung durch Vitamin C

Menge

EURO

AYN 94501 **CombiScreen® Glucose PLUS** 1 Pack **6,39 /Pack**
Parameter: Glucose
Pack = 50 Teste

AYN 94506 **CombiScreen® Nitrit PLUS** 1 Pack **6,39 /Pack**
Parameter: Nitrit
Pack = 50 Teste

CombiScreen® 3 PLUS

Parameter: Glucose, Protein, pH-Wert

AYN 94508 Pack = 50 Teste 1 Pack **8,34 /Pack**
AYN 94108 Pack = 100 Teste 1 Pack **13,18 /Pack**

CombiScreen® 5 + L PLUS

Parameter: Glucose, Protein, Blut, Nitrit, Leukozyten, Urobilinogen

AYN 94517 Pack = 50 Teste 1 Pack **17,00 /Pack**
AYN 94117 Pack = 100 Teste 1 Pack **25,44 /Pack**

CombiScreen® 5+N PLUS

Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit

AYN 94535 Pack = 50 Teste 1 Pack **17,00 /Pack**
AYN 94135 Pack = 100 Teste 1 Pack **25,44 /Pack**

AYN 94115 **CombiScreen® 9 PLUS** 1 Pack **27,19 /Pack**
Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Keton, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Bilirubin, Urobilinogen
Pack = 100 Teste

CombiScreen® 9 + L PLUS

Parameter: Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Leukozyten, Bilirubin, Urobilinogen, Glucose, Ascorbinsäure, Keton

AYN 94250 Pack = 50 Teste 1 Pack **21,22 /Pack**
AYN 94200 Pack = 100 Teste 1 Pack **30,08 /Pack**

AYN 94120 **CombiScreen® 10SL PLUS** 1 Pack **30,18 /Pack**
Parameter: Glucose, Keton, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Bilirubin, Urobilinogen
Pack = 100 Teste

CombiScreen® 11SYS PLUS*

Parameter: Glucose, Keton, Ascorbinsäure, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Bilirubin, Urobilinogen

AYN 94100 Pack = 100 Teste 1 Pack **36,15 /Pack**
AYN 94150 Pack = 150 Teste 1 Pack **50,47 /Pack**

* für Harnauswertegerät Urilizer® 100 Pro



CombiScreen® Glucose PLUS



CombiScreen® 5+N PLUS



CombiScreen® 9 + L PLUS



CombiScreen® 11SYS PLUS



AYN 94100V

HARTESTSTREIFEN

mit **Ascorbinsäure-entstörtem Blut- und Glucose-testfeld**, praktisch keine Störung durch Vitamin C

CombiScreen® VET 11 PLUS*

1 Pack

36,15 /Pack

Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Keton, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Bilirubin, Urobilinogen
Pack = 100 Teste

* zum Einsatz in der Veterinärdiagnostik

HARTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR

AYN 93015

CombiScreen® Drop Check

1 Pack

24,00 /Pack

gebrauchsfertige Lösung zum **Betropfen**,
Haltbarkeit nach Öffnung (bei 2-8°C) 18 Monate
oder (bei 20-25°C) 30 Tage

Test-Lösung zur Kontrolle von CombiScreen®
Urinteststreifen und Urilyzer® Analysegeräten,
Zielwerte für CombiScreen® Teststreifen sowie
andere Teststreifenmarken

Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Glucose, Protein, Blut, pH-Wert, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Kreatinin und hCG
Pack = 2 x 5 ml (Level 1 + Level 2)



AYN 93010

CombiScreen® Dip Check

1 Pack

49,75 /Pack

gebrauchsfertige Lösung zum **Eintauchen**,
Haltbarkeit nach Öffnung (bei 2-8°C) 75 Tage
oder 20 Eintauchungen (je nachdem, was
zuerst eintritt)

Test-Lösung zur Kontrolle von CombiScreen®
Urinteststreifen und Urilyzer® Analysegeräten,
Zielwerte für CombiScreen® Teststreifen sowie
andere Teststreifenmarken,

Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Glucose, Protein, Blut, pH-Wert, Nitrit, Leukozyten, spez. Gewicht, Kreatinin und hCG,
Pack = 2 x 15 ml (Level 1 + Level 2)

HARTESTSTREIFEN / ZUBEHÖR


Menge

EURO

Ratiomed®

Urinteststreifen mit Ascorbinsäureschutz
des Blut- und Glucosetestfeldes

MEG 200235	<u>EASYSscreen 5+N</u> Pack = 100 Teste visuell auswertbare Harnteststreifen zum Schnelldiagnose von Glucose, Ascorbinsäure, Protein, pH-Wert, Blut und Nitrit	1 Pack	17,05 /Pack
MEG 200220	<u>EASYSscreen 10SL</u> Pack = 100 Teste visuell auswertbare Harnteststreifen zum Schnelldiagnose von Glucose, Keton, Protein, pH-Wert, Blut, Nitrit, Bilirubin, Urobilinogen, spez. Gewicht und Leukozyten	1 Pack	19,50 /Pack



ZUBEHÖR

Ratiomed®

MEG 200200	Kontrolle für EASYSscreen Teststreifen Pack = 2 x 15 ml Test-Lösung zur Kontrolle von EASYSscreen Urinteststreifen	1 Pack	49,75 /Pack
------------	--	--------	--------------------



Menge

EURO

HARNTESTSTREIFENHITADO

- | | | | |
|------------------|--|--------|--------------------|
| HIT 309-34651221 | HITADO Mikroalbumin
immunchromatographischer Test für den qualitativen Nachweis erhöhter Albumin-Konzentrationen in Urin mit einer Nachweisgrenze von 20 µg/ml als Hilfsmittel in der Diagnose einer Mikroalbuminurie
Pack = 25 Teste | 1 Pack | 18,90 /Pack |
|------------------|--|--------|--------------------|

SCHWANGERSCHAFTSTESTEHITADO

- | | | | |
|------------------|---|--------|--------------------|
| HIT 307-35285602 | HITADO hCG combo
Teststreifen zum qualitativen Nachweis des Schwangerschaftshormons hCG in Serum- und Urinproben. Die Nachweisgrenze liegt bei 25 mIU/mL
Pack = 25 Teste | 1 Pack | 17,90 /Pack |
|------------------|---|--------|--------------------|

- | | | | |
|------------------|--|--------|--------------------|
| HIT 307-35295601 | HITADO hCG Ultra
chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Chorion-Gonadotropin in Urin zum frühen Nachweis einer Schwangerschaft. Die Ergebnisse werden in Form von Linien angezeigt. Der Test verwendet eine Kombination von Antikörpern, darunter ein monoklonaler hCG-Antikörper für den selektiven Nachweis erhöhter hCG-Konzentrationen
Pack = 25 Teste | 1 Pack | 19,90 /Pack |
|------------------|--|--------|--------------------|

- | | | | |
|------------------|---|--------|--------------------|
| HIT 307-35300601 | HITADO hCG combo (Kassettest)
chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von humanem Chorion-Gonadotropin (hCG) in Urin- oder Serumproben. Die Nachweisgrenze für den Kassettest liegt bei 25 mIU/mL. Für den Test steht eine Qualitätskontrolle (Quantimetrix Urinteststreifenkontrolle) zur Verfügung
Pack = 25 Testkassetten | 1 Pack | 19,90 /Pack |
|------------------|---|--------|--------------------|



Menge

EURO

SCHNELLTESTE

HITADO

HIT 308-37050601 **HITADO BTastat®-Test** 1 Pack **132,00 /Pack**

immunchromatographischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis des Bläsentumor-Antigens hCFHrp (human complement factor H-related protein) im Urin mit Hilfe monoklonaler Antikörper. Einfache Anwendung mit Spontanurin, lediglich drei Tropfen werden benötigt, Auswertung nach nur 5 Minuten, FDA-Zulassung Pack = 10 Testkassetten



HIT 303-34730601 **HITADO Strep A** 1 Pack **31,90 /Pack**

schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Strep A Antigen in Rachenabstrichen zur Diagnose von Infektionen mit Gruppe A Streptokokken Pack = 20 Testkassetten



HIT 303-37002723 **HITADO CRP 10-60** 1 Pack **31,90 /Pack**

schneller, chromatographischer Immunoassay für den semiquantitativen Nachweis von CRP (C-reaktives Protein) in Vollblut, Serum oder Plasma. CRP dient u.a. dem Nachweis und der Beobachtung von akuten und chronischen Entzündungen und bakteriellen Infektionen, die Sensitivität beträgt 10 mg/l mit einer 60 mg/l Referenzlinie Pack = 10 Testkassetten



HIT 311-39651208 **HITADO D-Dimer** 1 Pack **26,00 /Pack**

Schnelltest zum qualitativen Nachweis von D-Dimer in Vollblut und Plasma. Dieser Test wird als Hilfsmittel zur Beurteilung und Bewertung von Patienten mit Verdacht auf disseminierte intravasale Gerinnungsstörungen (DIG), tiefe Venenthrombose (TVT) und Lungenembolie verwendet Pack = 5 Testkassetten



HIT 303-34325101 **HITADO Mononukleose** 1 Pack **34,90 /Pack**

schneller, chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von heterophilen IM Antikörpern in Vollblut, Serum oder Plasma zur Diagnose von infektiöser Mononukleose Pack = 20 Testkassetten



Menge

EURO

SCHNELLTESTE**HITADO****HITADO Troponin I**

immunchromatographischer Schnelltest für die qualitative Bestimmung von kardialem Troponin I (cTnI) in humanem Serum, Plasma und Vollblut. Der Test soll die Diagnose eines Myokardinfarkts in der Notaufnahme, Intensivpflege, am Point-of-Care und in Krankenhäusern unterstützen



HIT 301-33785601	Pack = 5 Testkassetten	1 Pack	20,90 /Pack
HIT 301-33785603	Pack = 10 Testkassetten	1 Pack	39,90 /Pack

**TROPT® sensitive**

kardiologischer Schnelltest zur qualitativen Bestimmung von Troponin T im Blut



BOE 11621947196	Pack = 5 Teste + 5 Dosierpipetten	1 Pack	64,85 /Pack
BOE 11621904193	Pack = 10 Teste ohne Dosierpipetten	1 Pack	116,70 /Pack

DROGENTESTE**HITADO**

HIT 302-32770601	HITADO THC Drogen-Teststreifen für den immunchromatographischen, qualitativen Nachweis von THC (Marihuana) im Urin Pack = 10 Teste	1 Pack	14,90 /Pack
------------------	---	--------	--------------------



HIT 302-32496504	HITADO Multi 6A für die professionelle In-vitro-Diagnostik, Multi-Schnelltestpanels für den qualitativen Nachweis mehrerer Drogen in Urinproben: Amphetamine, Benzodiazepine, Kokain/Crack, Methadon, Marihuana, Opiate Pack = 10 Testkassetten	1 Pack	70,00 /Pack
------------------	--	--------	--------------------



HIT 302-32496601	HITADO Multi 10A für die professionelle In-vitro-Diagnostik, Multi-Schnelltestpanels für den qualitativen Nachweis mehrerer Drogen in Urinproben: Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Kokain/Crack, Methamphetamine, Morphin/Heroin, Methadon, Phencyclidin, trizyklische Antidepressiva, Marihuana Pack = 10 Testkassetten	1 Pack	99,00 /Pack
------------------	--	--------	--------------------



STUHLTESTE

Menge

EURO

HITADO

- | | | | |
|------------------|------------------------------|--------|--------------------|
| HIT 308-23895490 | HITADO Hitadokkult II | 1 Pack | 39,00 /Pack |
|------------------|------------------------------|--------|--------------------|
- visuell auszuwertender, immunchromatographischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben (fäkales okkultes Blut). Er dient als Diagnosehilfe bei der Detektion intestinaler Blutungen. Der Test ist ausschließlich für die professionelle Anwendung im Bereich der In-vitro-Diagnostik vorgesehen. Die Nachweisgrenze liegt bei 40 ng Hämoglobin/ml im Stuhlprobeneluat. Dies entspricht einem Hämoglobingehalt von ca. 2 µg Hämoglobin/g Stuhl
Pack = 25 Testkassetten



- | | | | |
|------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| HIT 308-26063473 | HITADO Hemohapto | 1 Pack | 59,00 /Pack |
|------------------|-------------------------|--------|--------------------|
- weist den Hämoglobin-Haptoglobin-Proteinkomplex (Hb/Hp-Komplex) und Hämoglobin (Hb) in Stuhlproben nach. Da der Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex nach der Freisetzung in den Verdauungstrakt länger stabil bleibt als das ungebundene Hämoglobin, wird die Nachweisqualität insbesondere für intermittierende Blutungen verbessert. Die Nachweisgrenze des Tests für Hämoglobin liegt bei 50 ng/ml und für den Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex bei 80 ng/ml
Pack = 20 Testkassetten



NÄHRBÖDEN / EINTAUCHNÄHRBÖDEN

schülke ->

mikrocount® Keimindikatoren zur schnellen **Hygienekontrolle**
Pack = 20 Stück

- | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------|
| SMH 182811 | Typ TPC/E | 1 Pack | 29,60 /Pack |
| | zur kombinierten Bestimmung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Enterobakterien | | |
| SMH 182812 | Typ TPC | 1 Pack | 29,60 /Pack |
| | zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl | | |
| SMH 70000724 | Typ duo | 1 Pack | 29,60 /Pack |
| | zur kombinierten Bestimmung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefe- und Schimmelpilzen | | |



Menge

EURO

HARTESTSTREIFEN**utit
med**

UTM 006T02CT

Mikroalbumin/Kreatinin

1 Pack

13,45 /Pack

dient zum qualitativen und semi-quantitativen Nachweis von Kreatinin und Albumin in geringen Konzentrationen, das im Urin auch als Mikroalbumin bezeichnet wird. Der Test kann durch visuelles Ablesen auch den Albumin/Kreatinin-Quotienten einer beliebigen Einzelurinprobe anzeigen
Pack = 25 Tests

SCHNELLTESTE**utit
med**

UTM 012L400

Helicobacter Pylori

1 Pack

28,80 /Pack

chromatographischer Immunassay (Schnelltest) für den qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen H. Pylori im Vollblut, Serum oder Plasma, der die Diagnose einer H. Pylori-Infektion unterstützt. Lieferumfang: Testkassetten, Einwegpipette, Kapillarröhrchen 75 µl und Pipettierhilfe (nur für durch Fingerpunktion entnommenes Vollblut), Puffer 3 ml

Pack = 20 Testkassetten

UTM 014D300

Strep A

1 Pack

27,65 /Pack

chromatographischer Immuntest für den qualitativen Nachweis des Strep A-Antigens (Lancefield Antigen) in Rachenabstrichproben. Der Strep A-Schnelltest ist ein diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung von Streptokokkeninfektionen.

Lieferumfang: Testkassetten, Teströhrchen mit Tropfkappe, Reagenz A, Reagenz B, Positivkontrolle, Ständer für Teströhrchen, beflockte Tupfer (steril verpackt)

Pack = 20 Testkassetten

UTM 014L470

Influenza A/B

1 Pack

99,60 /Pack

chromatographischer Immunassay zum qualitativen Nachweis von Influenza A- und B Antigenen in nasopharyngealen Abstrichproben. Er dient der schnellen Differenzialdiagnose von Infektionen mit dem Influenza A- und B-Virus. Lieferumfang: Testkassetten, Extraktionspuffer, Extraktionsröhrchen, Spitzen für Extraktionsröhrchen, Arbeitsstation, Influenza A-Positivkontroll-Tupfer, Influenza B-Positivkontroll-Tupfer, Influenza A/B-Negativkontroll-Tupfer, beflockte Tupfer für nasopharyngealen Abstrich (steril verpackt)

Pack = 20 Testkassetten

SCHWANGERSCHAFTSTESTE



hCG

chromatographischer Immunoassay zum qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin (bei einer Sensitivität von 25 mIU/ml) zur frühzeitigen Erkennung einer Schwangerschaft. Der Test zeigt, ob der festgelegte Cut-off-Wert überschritten wurde

Menge

EURO

UTM 001L023 Beutel = 50 Teste (einzeln verpackt) 1 Beutel
 UTM 001L023-2/25 Pack = 2 x 25 Teste (in der Dose) 1 Pack



9,70 /Btl.
 11,35 /Pack

DROGENTESTE



UTM 008W083-25 **Einzel-Drogen-Tauchtest THC** 1 Pack
 chromatographischer Immunassay zum qualitativen Nachweis von Marihuana Metaboliten im menschlichen Urin. Dieser Schnelltest liefert nur ein vorläufiges analytisches Testergebnis.
 Pack = 25 Teste

12,95 /Pack



UTM 008SL406 **Multi-Drogen-Tauchtest 6** 1 Beutel
 für den gleichzeitigen, qualitativen Nachweis einer beliebigen Kombination aus Amphetamin, Benzodiazepinen, Kokain, Methadon, Marihuana und Opiaten/Morphin im menschlichen Urin. Dieser Schnelltest liefert nur ein vorläufiges analytisches Testergebnis
 Beutel = 10 Testkassetten

35,70 /Btl.



UTM 008SL410 **Multi-Drogen-Tauchtest 10** 1 Beutel
 für den gleichzeitigen, qualitativen Nachweis einer beliebigen Kombination aus Amphetamin, Barbituraten, Benzodiazepine, Kokain, MDMA, Methamphetamin, Morphin, Methadon, trizyklischen Antidepressiva und Marihuana im menschlichen Urin. Dieser Schnelltest liefert nur ein vorläufiges analytisches Testergebnis
 Beutel = 10 Testkassetten

57,90 /Btl.



Menge

EURO

ALKOHOLTEST**ultra
med**

UTM 008TD258/2

Atem-Alkoholtest

1 Beutel

6,99 /Btl.

für den Nachweis von Alkohol in Atemproben. Es wird eine Blutalkoholkonzentration (BAK) ab 0,2 ‰ angezeigt. Der Test basiert auf einer chemischen Reaktion, bei dem Alkohol im Atem einen Farbwechsel beschichteter Kristalle auslöst. Nach 2 Minuten ist das Ergebnis ablesbar
Beutel = 2 Teströhrchen

STUHLTEST**ultra
med**

UTM 010L210

FOB Advanced+

1 Pack

33,40 /Pack

chromatographischer Immunassay zum qualitativen Nachweis von okkultem Humanblut im Stuhl. Lieferumfang: Testkassetten, Stuhlnahmeröhrchen mit Puffer, Stuhlfänger und Patientenanleitung
Pack = 20 Testkassetten

NÄHRBÖDEN / EINTAUCHNÄHRBÖDEN**Orion Diagnostica**

ORD 5136

Uricult

1 Pack

10,50 /Pack

zur Bestimmung von pathogenen Keimen im Harn, Nährbodenträger mit CLED- und MacConkey-Agar, halbquantitativ
Pack = 10 Stück

Roche

BOE 10128198003

Uricult®

1 Pack

11,20 /Pack

zur Bestimmung von pathogenen Keimen im Harn, Nährbodenträger mit CLED- und MacConkey-Agar
Pack = 10 Stück

BOE 11284894003

Uricult® plus

1 Pack

11,45 /Pack

zur Bestimmung von pathogenen Keimen im Harn, Nährbodenträger mit CLED-, MacConkey- und Enterokokken-Agar
Pack = 10 Stück



Menge

EURO

NÄHRBÖDEN / EINTAUCHNÄHRBÖDEN

megro®

megroPlate - Fertignährböden für jedes Einsatzgebiet

Pack = 4 x 5 Fertigplatten

MEG 253.10412	megroPlate Candida-Elektivagar nach NICKERSON zur Isolierung und orientierenden Differenzierung von Candida und anderen Hefen	1 Pack	13,35 /Pack
MEG 253.10413	megroPlate SABOURAUD-2% Glucose-Agar zur Züchtung von Dermatophyten	1 Pack	13,35 /Pack
MEG 253.10415	megroPlate Selektivagar für pathogene Pilze zur Isolierung von pathogenen Pilzen	1 Pack	15,60 /Pack
MEG 253.10421	megroPlate Pilzagar nach KIMMIG zur Züchtung, Isolierung und Identifizierung von Pilzen	1 Pack	13,35 /Pack
MEG 253.10422	megroPlate Dermatophyten-Selektivagar (DTM) nach TAPLIN zur Isolierung und Differenzierung von Dermatophyten	1 Pack	15,60 /Pack



REAGENZIEN FÜR KLEINSTPHOTOMETER

Qtiomed®

Mini Test

für Photometer Dr. Lange wie: Typ LP I, Mini u.a.

MEG 200060	HB	Pack = 40 Stück	1 Pack	25,55 /Pack
MEG 200061	ERY	Pack = 40 Stück	1 Pack	25,55 /Pack



REAGENZIIEN / KLINISCHE CHEMIE



pH-Fix Indikatorstäbchen

zur schnellen, sicheren und einfachen Bestimmung des pH-Wertes, z.B. pH-Bestimmung in Vaginalsekret während der Schwangerschaft mit pH-Fix 3,6-6,1 als erster Hinweis auf bakterielle Infektionen

Pack = 100 Teststäbchen



MAN 92110	0 bis 14,0	1 Pack	12,50 /Pack
MAN 92111	0 bis 14,0 PT	1 Dose	12,50 /Dose
MAN 92115	0 bis 6,0	1 Pack	12,50 /Pack
MAN 92118	2,0 bis 9,0 CE²⁾	1 Pack	12,50 /Pack
MAN 92120	4,5 bis 10,0 CE¹⁾	1 Pack	12,50 /Pack
MAN 92121	4,5 bis 10,0 PT CE²⁾	1 Dose	12,50 /Dose
MAN 92130	3,6 bis 6,1 CE⁴⁾⁵⁾	1 Pack	12,50 /Pack
MAN 92135	3,1 bis 8,3 CE³⁾	1 Pack	12,50 /Pack
MAN 92140	5,1 bis 7,2	1 Pack	12,50 /Pack
MAN 92150	6,0 bis 7,7	1 Pack	12,50 /Pack

pH-Messbereich

CE = Nach der IVD-Direktive 98/79/EG zugelassen für die pH-Bestimmung in

- 1) Harn, auch für die Anwendung durch Endverbraucher
- 2) Magensaft (z.B. zur Kontrolle, ob eine Magensonde richtig eingeführt wurde)
- 3) Speichel
- 4) Vaginalsekret (z.B. in der Schwangerschaft zur Früherkennung von Komplikationen)

Nach der Direktive für Medizinprodukte 93/42/EG zugelassen für die pH-Bestimmung in

- 5) Klarspülösung nach der Desinfektion von Dialysegeräten (Kontrolle auf Rückstände des Desinfektionsmittels)



ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR

Menge EURO



Kleinzentrifugen

HET 1011 **HANDZENTRIFUGE** ohne Rotor 1 Stück **136,00 /St.**
stromunabhängige, wartungsfreie Zentrifuge zum Handbetrieb, die dank einer Klemmvorrichtung leicht an jeder Tischplatte befestigt werden kann



Abbildung zeigt Zentrifuge mit Ausschwingrotor

HET 1014 **Ausschwingrotor** 4 x 15 ml 1 Stück **61,50 /St.**
(für HET 1011)
für konische 15 ml Röhrchen



HET 1025 **Ausschwingrotor** 4 x 15 ml 1 Stück **123,00 /St.**
(für HET 1011)
für zahlreiche gängige Probenröhrchen, auch mit Rundboden, bis 15 ml



HET 1800 **EBA 200**, 8 x 15 ml mit Winkelrotor 1 Stück **1.036,00 /St.**
praktische Kleinzentrifuge, komplett mit 8-fach Winkelrotor, für geringes Probenaufkommen, max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹, max. RCF: 3.461, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Unwuchtabschaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung, einstellbare Bremsstufen



EBA 200

HET 1802 Als Modellvariante **EBA 200 S** 1 Stück **1.923,00 /St.**
gibt es die Zentrifuge auch mit leistungsstärkerem Motor, max. Drehzahl: 8.000 min⁻¹, max. RCF: 6.153

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**Kleinzentrifugen**

EBA 270

HET 2300

EBA 270, 6 x 15 ml, mit Ausschwingrotor 1 Stück **1.115,00 /St.**
praktische Kleinzentrifuge, komplett mit 6-fach Ausschwingrotor und Hülsen, für die optimale Vorbereitung von Probenröhrchen mit Trenngel, max. Drehzahl: 4.000 min⁻¹, max. RCF: 2.254, Deckelverschluss aus Metall, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Display mit Anzeige aller relevanten Parameter, Unwuchtabstaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung, einstellbare Bremsstufen



EBA 280

HET 1101

EBA 280 ohne Rotor 1 Stück **2.110,00 /St.**
kompakte und vielseitige Tischzentrifuge für Arztpraxen und kleine Laboratorien, mit Rotor-Schnellwechselsystem, max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹, max. RCF: 4.146, 9 Programmspeicherplätze, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, beleuchtetes Display mit Anzeige aller relevanten Parameter, Unwuchtabstaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung, einstellbare Bremsstufen

HET 1102

Als Modellvariante **EBA 280 S** 1 Stück **3.068,00 /St.**
gibt es die Zentrifuge auch mit leistungsstärkerem Motor, max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹, max. RCF: 5.071



HET 1146

HET 1146

Ausschwingrotor mit Stehfuß 1 Stück **396,00 /St.**
(für HET 1101 und 1102)
6-fach, ohne Gehänge, Winkel 90°

HET 1142

Ausschwingrotor mit Stehfuß 1 Stück **346,00 /St.**
(für HET 1101 und 1102)
12-fach, ohne Gehänge, Winkel 60°

HET 1139

Winkelrotor (für HET 1101 und 1102) 1 Stück **518,00/St.**
12-fach komplett mit Hülsen, Winkel 35°, für 6 x 15 ml Röhrchen, konisch (Typ Falcon) 17 x 120 mm oder 12 x 15 ml Röhrchen 17 x 100 mm



HET 1142



HET 1139

Menge EURO

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR



Mikroliterzentrifuge

HET 1203 **MIKRO 185 ohne Rotor** 1 Stück **1.182,00 /St.**
 kompakte, leistungsstarke Mikroliterzentrifuge, max. Drehzahl: 14.000 min⁻¹, max. RCF: 18.845, Einhand-Deckelverschluss, Frequenzantrieb, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, beleuchtetes Display mit Anzeige aller relevanten Parameter, Unwuchtab-schaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung



HET 1226-A **Winkelrotor** (für HET 1203) 1 Stück **318,00 /St.**
 24-fach, inkl. Deckel mit Bioabdichtung, autoklavierbar und phenolbeständig, für Mikrolitergefäße 0,2 - 2,0 ml, Winkel 45°



HET 1213-A **Winkelrotor** (für HET 1203) 1 Stück **250,00 /St.**
 18-fach, für spin column kits, Winkel 45°

HET 1246 **Deckel** (für HET 1213-A) 1 Stück **183,00 /St.**
 mit Bioabdichtung, autoklavierbar, phenolbeständig



HET 1213-A + HET 1246

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR



Tischzentrifuge

HET 1206 **ROTOFIX 32 A ohne Rotor** 1 Stück **1.798,00 /St.**
 Tischzentrifuge mit vielseitigem Zubehörprogramm für Arzt-, Krankenhaus- und Kliniklabor, max. Drehzahl: 6.000 min⁻¹, max. RCF: 4.226, Mikroprozessor-Steuerung, einfache Bedienung durch Folientastatur, Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, Display mit Anzeige aller relevanten Parameter, Unwuchtab-schaltung, Notentriegelung, Deckelfallsicherung



HET 1624 **Ausschwingrotor** (für HET 1206) 1 Stück **322,00 /St.**
 4-fach, ohne Gehänge, Winkel 90°



Bild zeigt Rotor mit Gehänge u. Deckel

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**eppendorf**

- EPP 5452 000.018 **Centrifuge MiniSpin® CE*** 1 Stück **990,00 /St.**
 Mikrozentrifuge, mit Drehzahlregelung von 800 1/min bis 13.400 1/min, RZB 12.100 x g, 230 V/50-60 Hz, inkl. Standardrotor F-45-12-11 (Aluminium), 12 Bohrungen, Winkel 45°, zur Aufnahme von 1,5/2 ml-Reaktionsgefäßen mit max. Ø 11 mm, komplett mit Deckel (Edelstahl) und Rotormutter, Abmessungen (BxTxH): 22,6 x 23,9 x 13 cm



- EPP 5453 000.011 **Centrifuge MiniSpin® plus, CE*** 1 Stück **1.287,00 /St.**
 Mikrozentrifuge, mit Drehzahlregelung von 800 1/min bis 14.500 1/min, RZB 14.100 x g, 230 V/50-60 Hz, inkl. „Black-Line“ Rotor F-45-12-11 (Aluminium), 12 Bohrungen, Winkel 45°, zur Aufnahme von 1,5/2 ml-Reaktionsgefäßen mit max. Ø 11 mm, komplett mit Deckel (Edelstahl) und Rotormutter, mit Dauerzentrifugation-Funktion, Abmessungen (BxTxH): 22,6 x 23,9 x 13 cm

* Die MiniSpin®/MiniSpin® plus dient der Trennung von flüssigen Substanzgemischen unterschiedlicher Dichte, insbesondere der Verarbeitung und Analyse von Proben aus dem menschlichen Körper im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Diese Zentrifuge einschließlich ihrer Komponenten ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Eppendorf-Zentrifugen sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

- EPP 5452 727.007 **PCR-Gefäßstreifen-Rotor F-55-16-5-PCR** 1 Stück **259,00 /St.**
 komplett mit Rotordeckel



- EPP 5452 702.000 **Ersatzrotordeckel, Edelstahl** 1 Stück **78,00 /St.**
 nicht aerosoldicht, für Rotor F-45-12-11
- EPP 5452 730.008 **Ersatzrotordeckel** 1 Stück **78,00 /St.**
 für Rotor F-55-16-5-PCR

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR

eppendorf

Menge EURO

EPP 5405 000.417 **Centrifuge 5425** (Drehknöpfe), CE* 1 Stück **2.519,00 /St.**
 Laborzentrifuge (Drehknopfvariante) nicht gekühlt, 230 V/50-60 Hz, inkl. aerosoldichtem Standardrotor FA-24x2 für 24 x 1,5/2,0 ml Gefäße, besonders geräuscharm, ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger, digitale Anzeige, max. Geschwindigkeit: 15.060 rpm, max. RZB 21.300 x g



EPP 5405 000.018 **Centrifuge 5425** (Folientastatur), CE* 1 Stück **2.519,00 /St.**
 inkl. Rotor FA-24x2
 wie 5405 000.417, mit Folientastatur



* Die Centrifuge 5425 dient der Trennung von flüssigen Substanzgemischen unterschiedlicher Dichte, insbesondere der Verarbeitung und Analyse von Proben aus dem menschlichen Körper im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Diese Zentrifuge einschließlich ihrer Komponenten ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Eppendorf-Zentrifugen sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

EPP 5495 500.006 **Rotor FA-24x2** 1 Stück **609,00 /St.**
 aerosoldicht, für 24 x 1,5/2,0-ml-Gefäße, inkl. aerosoldichtem Rotordeckel



Rotor FA-24x2

EPP 5495 503.005 **Rotor FA-24x2-PTFE** 1 Stück **775,00 /St.**
 aerosoldicht, mit PTFE-Beschichtung, für 24 x 1,5/2,0-ml-Gefäße, inkl. aerosoldichtem Rotordeckel



Rotor FA-24x2-PTFE

EPP 5495 505.008 **Rotor FA-10x5** 1 Stück **775,00 /St.**
 aerosoldicht, für 10 x 5,0-ml-Gefäße (Schnapp- u. Schraubdeckel), inkl. aerosoldichtem Rotordeckel



Rotor FA-10-5

EPP 5495 508.007 **Rotor FA-18x2-Kit** 1 Stück **483,00 /St.**
 aerosoldicht, für 18 x 1,5/2,0-ml-Gefäße oder Spin Columns, inkl. aerosoldichtem Rotordeckel



Rotor FA-18x2-Kit

EPP 5495 510.001 **Rotor F-32x0,2-PCR** 1 Stück **443,00 /St.**
 für 32 x 0,2-ml-PCR-Gefäße oder 4 x 8er-PCR-Streifen, inkl. Rotordeckel



Rotor F-32x0,2-PCR

EPP 5495 512.004 **Rotor S-96x0,2-PCR** 1 Stück **609,00 /St.**
 für 96 x 0,2-ml-PCR-Gefäße oder 12 x 8er-PCR-Streifen, inkl. Becher



Rotor S-96x0,2-PCR

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR**eppendorf**

Centrifuge 5430

- | | | | |
|------------------|--|---------|----------------------|
| EPP 5427 000.216 | Centrifuge 5430, CE*
inkl. aerosoldichtem Rotor FA-45-30-11,
230 V/50-60 Hz, 30-Platz Mikrozentrifuge
für 1,5/2,0 ml Reaktionsgefäße, bis 30.130 x g/
17.500 1/min, Wahlmöglichkeit zwischen 12 ver-
schiedenen Rotoren, z.B. MTP-Rotor, Falcon-
Rotor, automatische Rotorkennung, speichert
bis zu 50 Routineprogramme, menügeführte
Bedienung in 4 Sprachen, LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung, automatische Deckel-
öffnung nach Laufende | 1 Stück | 3.605,00 /St. |
| EPP 5427 000.011 | Centrifuge 5430 ohne Rotor | 1 Stück | 3.195,00 /St. |

* Die Centrifuge 5430 dient der Trennung von flüssigen Substanzgemischen unterschiedlicher Dichte, insbesondere der Verarbeitung und Analyse von Proben aus dem menschlichen Körper im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Diese Zentrifuge einschließlich ihrer Komponenten ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Die Eppendorf-Zentrifuge ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

Festwinkelrotor Typ FA 16-17
und Rotordeckel

- | | | | |
|------------------|--|---------|--------------------|
| EPP 5427 750.002 | Festwinkelrotor Typ FA-16-17
Aluminium, aerosoldicht, kompl. mit Rotor-
deckel, für 16 x 5 ml Tubes | 1 Stück | 776,00 /St. |
| EPP 5427 754.008 | Festwinkelrotor Typ FA-45-48-11
Aluminium, aerosoldicht, 48 Bohrungen,
kompl. mit Rotordeckel (Aluminium) | 1 Stück | 676,00 /St. |

Festwinkelrotor Typ FA 45-48-11
und Rotordeckel

- | | | | |
|------------------|---|---------|--------------------|
| EPP 5427 710.000 | Festwinkelrotor FA-45-24-11-HS
Aluminium, aerosoldicht, beschichtet (PTFE),
24 Bohrungen, kompl. mit Rotordeckel (Aluminium) | 1 Stück | 601,00 /St. |
|------------------|---|---------|--------------------|

- | | | | |
|------------------|---|---------|----------------------|
| EPP 5427 700.005 | Ausschwingrotor A-2-MTP
einschl. 2 x MTP-Gehänge und Rotordeckel,
Ausschwingrotor für MTP- und PCR-Platten | 1 Stück | 1.168,00 /St. |
|------------------|---|---------|----------------------|

- | | | | |
|------------------|--|---------|----------------------|
| EPP 5427 716.009 | Festwinkelrotor F-35-6-30
einschl. Rotordeckel und Adapter,
Falcon®-Rotor für 6 x 15/50 ml Gefäße | 1 Stück | 1.168,00 /St. |
|------------------|--|---------|----------------------|

Festwinkelrotor Typ FA 45-24-11-HS
und Rotordeckel

Ausschwingrotor A-2-MTP

Festwinkelrotor Typ F-35-6-30
und Rotordeckel

Menge EURO

ZENTRIFUGEN UND ZUBEHÖR

eppendorf

EPP 5702 000.019 **Centrifuge 5702** ohne Rotor, CE* 1 Stück **1.768,00 /St.**
 230V / 50-60Hz, universelle Tischzentrifuge für höchst effektive Beladung mit max. 4 x 100 ml DIN-Gefäßen, 16 x 20 ml DIN-Gefäßen oder 20 Blutentnahmegefäßen im Ausschwingrotor, 30 x 15 ml Glasgefäßen oder 20 x 15 ml konischen Gefäßen im Festwinkelrotor F-35-30-17, max. RZB 2.750 x g, max. Drehzahl: 4.400 1/min



Centrifuge 5702

EPP 5703 000.012 **Centrifuge 5702 R** ohne Rotor, CE* 1 Stück **4.192,00 /St.**
 230V / 50-60Hz, gekühlt wie 5702, zusätzlich Temperaturbereich von -9°C bis + 40°C, realisierbar auch bei bis zu 40°C Raumtemperatur, Fast-Temp- und Stand-by-Kühlung durch erschütterungsfreies frequenzgesteuertes Kühlaggregat der neuen Generation



Centrifuge 5702 R

EPP 5704 000.016 **Centrifuge 5702 RH** ohne Rotor, CE* 1 Stück **4.738,00 /St.**
 230V / 50-60Hz, gekühlt und geheizt wie 5702, aktive Heizung einstellbar von -9°C bis + 42°C, sofort betriebsbereit durch Stand-by-Erwärmung/Kühlung, Temperatur im eingeschwungenen Zustand bei 4°C und bei 37°C +/- 1°C



Centrifuge 5702 RH

* Die Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH dient der Trennung von flüssigen Substanzgemischen unterschiedlicher Dichte, insbesondere der Verarbeitung und Analyse von Proben aus dem menschlichen Körper im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Diese Zentrifuge einschließlich ihrer Komponenten ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Die Eppendorf-Zentrifuge ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

EPP 5702 746.002 **Festwinkelrotor Typ F-45-24-11** 1 Stück **372,00 /St.**
 für 24 x 1,5/2,0 ml Gefäße

EPP 5702 704.008 **Festwinkelrotor Typ F-35-30-17** 1 Stück **613,00 /St.**
 für 30 x 15 ml Glasgefäße oder 20 x 15 ml konische Gefäße

EPP 5702 720.003 **Ausschwingrotor Typ A-4-38** 1 Stück **927,00 /St.**
 für 4 x 100 ml Gefäße



Festwinkelrotor Typ F-45-24-11



Festwinkelrotor Typ F-35-30-17



Ausschwingrotor Typ A-4-38

KÜHL- / MISCHGERÄTE**ependorf**

EPP 5382 000.015	ThermoMixer® C Grundgerät ohne Thermoblock 220-240 V / 50-60 Hz, Temperieren und Mischen. Der ThermoMixer® C verbindet einzigartige Misch- performance mit überragender Temperaturleistung und sorgt stets für vollständige, zuverlässige und reproduzierbare Versuchsergebnisse, verkürzt die Reaktionszeit der Inkubation durch gleichzeitiges Mischen oder unterstützt die Durchmischung der Probe durch parallele Temperierung, Heizen, Mischen und Kühlen in allen gängigen Gefäß- und Plattenformaten im Volumenbereich von 5 µl bis 50 ml, erhöhte Mischfrequenz bis zu 3.000 rpm (abhängig vom verwendeten Smart- Block), herausragende Mischergebnisse dank einzigartiger Technologie (2 ^o Mix-Control)	1 Stück	2.618,00 /St.
------------------	---	---------	----------------------

**SmartBlocks™**

für den Eppendorf ThermoMixer® C, schnelles und
einfaches Auswechseln durch Eppendorf Quick-
Release™-Technologie, optimiertes Block-Design
gewährleistet beste Temperaturübertragung zur
Probe

	Thermoblock		
EPP 5361 000.031	für 24 Reaktionsgefäße 0,5 ml	1 Stück	543,00 /St.
EPP 5360 000.038	für 24 Reaktionsgefäße 1,5 ml	1 Stück	543,00 /St.
EPP 5362 000.035	für 24 Reaktionsgefäße 2,0 ml	1 Stück	543,00 /St.
	Thermoblock		
EPP 5366 000.021	für 8 konische Gefäße 15 ml	1 Stück	543,00 /St.
EPP 5365 000.028	für 4 konische Gefäße 50 ml	1 Stück	543,00 /St.
EPP 5364 000.024	für 24 Reaktionsgefäße Ø 12 mm	1 Stück	675,00 /St.
EPP 5367 000.025	für 24 Cryo-Gefäße 1,5-2,0 ml, alle Bodenformen	1 Stück	543,00 /St.
EPP 5363 000.039	für Mikrotesplatten und Deepwell-Platten, inkl. Lid	1 Stück	675,00 /St.
	Thermoblock		
EPP 5306 000.006	für PCR-Platten 96, inkl. Lid	1 Stück	675,00 /St.
EPP 5307 000.000	für PCR-Platten 384, inkl. Lid	1 Stück	675,00 /St.



EPP 5308 000.003	ThermoTop® mit condens.protect®-Technologie, vermeidet zuverlässig die Bildung von Kondensat an Gefäßdeckel und -wand	1 Stück	459,00 /St.
------------------	---	---------	--------------------

Menge EURO

REAKTIONSGEFÄßE

megro®

MEG 124012	1,5 ml mit Deckel Farbe natur, aus selektiertem, transparentem Polypropylen, Inhalt optimal sichtbar, leichter Stopfensitz z. B. für Routine-Anwendungen im klinisch-chemischen Labor, Zentrifugation: 18000 g Pack = 1 000 Stück	1 Pack	11,00 /Pack
------------	--	--------	-------------



BRAND

1,5 ml mit Deckel

unsteril, PP, mattiertes Beschriftungsfeld und Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens, Deckelmembran Ø 8,5 mm, ca. 0,3 mm dick, A.-ØxH: 10,75 x 40,8 mm

BRA 780500	farblos Pack = 500 Stück	1 Pack	12,20 /Pack
------------	------------------------------------	--------	-------------



farbig

Pack = 500 Stück

BRA 780521	gelb	1 Pack	14,60 /Pack
BRA 780522	blau		
BRA 780523	grün		
BRA 780524	orange		
BRA 780525	amber*		



* Die amber-farbenen Reaktionsgefäße sind besonders für lichtempfindliche Reagenzien geeignet.



BRAND

BRA 780505	1,5 ml ohne Deckel PP, A.-ØxH: 11 x 39,5 mm Pack = 2 000 Stück	1 Pack	55,90 /Pack
------------	---	--------	-------------



BRA 780507	0,5 ml mit Deckel PP, Deckelmembran Ø 5,4 mm, ca. 0,3 mm dick, A.-ØxH: 7,9 x 31,4 mm Pack = 1 000 Stück	1 Pack	43,00 /Pack
------------	--	--------	-------------

REAKTIONSGEFÄßE**eppendorf****Safe-Lock Reaktionsgefäße**

Pack = 1 000 Stück

2,0 ml

EPP 0030 120.094	farblos	1 Pack	60,50 /Pack
EPP 0030 120.205	gelb	1 Pack	81,30 /Pack
EPP 0030 120.213	rot	1 Pack	81,30 /Pack
EPP 0030 120.221	blau	1 Pack	81,30 /Pack
EPP 0030 120.230	grün	1 Pack	81,30 /Pack
EPP 0030 121.686	als Sortiment in obigen Farben	1 Pack	65,40 /Pack
EPP 0030 120.248	ambra (Lichtschutz)	1 Pack	86,00 /Pack

1,5 ml

EPP 0030 120.086	farblos	1 Pack	44,30 /Pack
EPP 0030 120.159	gelb	1 Pack	62,10 /Pack
EPP 0030 120.167	rot	1 Pack	62,10 /Pack
EPP 0030 120.175	blau	1 Pack	62,10 /Pack
EPP 0030 120.183	grün	1 Pack	62,10 /Pack
EPP 0030 121.694	als Sortiment in obigen Farben	1 Pack	47,40 /Pack
EPP 0030 120.191	ambra (Lichtschutz)	1 Pack	66,40 /Pack

Pack = 500 Stück

0,5 ml

EPP 0030 121.023	farblos	1 Pack	43,80 /Pack
EPP 0030 121.112	gelb	1 Pack	58,00 /Pack
EPP 0030 121.120	rot	1 Pack	58,00 /Pack
EPP 0030 121.139	blau	1 Pack	58,00 /Pack
EPP 0030 121.147	grün	1 Pack	58,00 /Pack
EPP 0030 121.708	als Sortiment in obigen Farben	1 Pack	47,40 /Pack
EPP 0030 121.155	ambra (Lichtschutz)	1 Pack	62,10 /Pack

Safe-Lock PCR clean

farblos, frei von Human-DNA, PCR-Inhibitoren, DNase, RNase

Pack = 1 000 Stück

EPP 0030 123.344	2,0 ml	1 Pack	64,70 /Pack
EPP 0030 123.328	1,5 ml	1 Pack	47,50 /Pack
Pack = 500 Stück			
EPP 0030 123.301	0,5 ml	1 Pack	47,50 /Pack

Safe-Lock Biopur®

farblos, steril, frei von Pyrogen, RNase, DNA, ATP, DNase, PCR-Inhibitoren, einzeln verpackt

Pack = 100 Stück


EPP 0030 121.597	2,0 ml Biopur	1 Pack	40,10 /Pack
EPP 0030 121.589	1,5 ml Biopur	1 Pack	30,10 /Pack
Pack = 50 Stück			
EPP 0030 121.570	0,5 ml Biopur	1 Pack	29,40 /Pack

3810X - 1,5 ml mit Deckel

ab sofort noch sicherer, bis 30.000 x g zentrifugierbar

Pack = 1 000 Stück

EPP 0030 125.150	farblos	1 Pack	37,40 /Pack
EPP 0030 125.177	blau	1 Pack	61,20 /Pack
EPP 0030 125.185	grün	1 Pack	61,20 /Pack
EPP 0030 125.193	rot	1 Pack	61,20 /Pack
EPP 0030 125.207	gelb	1 Pack	61,20 /Pack



REAKTIONSGEFÄßE

eppendorf

	Menge	EURO
EPP 0030 120.973 Micropistill autoklavierbar, zum Resuspendieren von Pellets, für Safe-Lock Reaktionsgefäße 1,5 ml / 2,0 ml und Reaktionsgefäße 3810 X 1,5 ml Satz = 10 Stück	1 Satz	40,70 /Satz



eppendorf

Tubes® 5.0 ml

mit Schraub- oder Schnappdeckel für den Volumenbereich bis 5 ml, hohe g-safe® Stabilität für schnelles und sicheres Zentrifugieren, ergonomische Einhandbedienung beim Schnappdeckel, ausgezeichnete Verschlussicherheit bei der Schraubdeckel-Variante, großes Beschriftungsfeld

mit Schnappdeckel, Pack = 200 Stück

EPP 0030 119.401 Eppendorf Quality	1 Pack	38,20 /Pack
EPP 0030 119.487 steril	1 Pack	47,30 /Pack
EPP 0030 119.460 PCR clean	1 Pack	42,80 /Pack
EPP 0030 119.452 Ambra (Lichtschutz)	1 Pack	48,80 /Pack

mit Schnappdeckel, Pack = 50 Stück

EPP 0030 119.479 Biopur (einzeln verpackt)	1 Pack	47,30 /Pack
--	--------	--------------------

mit Schraubdeckel, Pack = 200 Stück

EPP 0030 122.305 Eppendorf Quality	1 Pack	48,30 /Pack
EPP 0030 122.321 steril	1 Pack	62,20 /Pack
EPP 0030 122.313 PCR clean	1 Pack	55,80 /Pack



eppendorf

Conical Tubes®

für den Volumenbereich bis 15 ml und bis 50 ml, hochwertiger Kunststoff ohne Weichmacher und Biozide, steril, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei
Pack = 500 Stück

EPP 0030 122.151 15 ml	1 Pack	150,00 /Pack
EPP 0030 122.178 50 ml	1 Pack	180,00 /Pack



Conical Tubes® 25 ml

mit Schraub- oder Schnappdeckel für den Volumenbereich bis 25 ml, für die Zellbiologie, z. B. zum Pooling von Medien aus T75-Kolben, zur Bakterienkultur in Midi-Prep-Größe oder für überlappende Anwendungen wie Puffervorbereitung, Lagerung und Transport

mit Schnappdeckel

EPP 0030 118.502 Starterpaket	Pack = 200 Stück	1 Pack	96,90 /Pack
EPP 0030 118.421 steril	Pack = 150 Stück	1 Pack	49,00 /Pack
EPP 0030 118.413 PCR clean	Pack = 200 Stück	1 Pack	59,20 /Pack

mit Schraubdeckel

EPP 0030 122.500 Starterpaket	Pack = 200 Stück	1 Pack	101,00 /Pack
EPP 0030 122.437 steril	Pack = 200 Stück	1 Pack	67,30 /Pack
EPP 0030 122.429 PCR clean	Pack = 200 Stück	1 Pack	63,20 /Pack





MEG 122320

COAGULOMETERRÖHRCHEN**megro®**

mit Rundboden
55 x 12 mm, aus Polystyrol, glasklar,
Volumen 4 ml
Pack = 5 000 Stück

Menge

EURO

1 Pack

63,50 /PackZENTRIFUGENRÖHRCHEN**megro®**

mit Rundboden
aus Polystyrol, 100 x 16 mm, Volumen 12 ml
Pack = 2 000 Stück

1 Pack

57,00 /Pack

MEG 122118

spitz-konisch, ohne Rand

aus Polystyrol, 105 x 16 mm, Volumen 12 ml
Pack = 2 000 Stück

1 Pack

58,40 /Pack

MEG 122117



Zentrifugenröhrchen, Lammellenstopfen

LAMELLENSTOPFEN**megro®**

LD-PE, natur, Pack = 1 000 Stück

für Zentrifugenröhrchen, Ø 16 mm

1 Pack

16,35 /Pack

MEG 122111

für Coagulometerröhrchen, Ø 12 mm

1 Pack

15,26 /Pack

MEG 122112

EINMALRÖHRCHEN**megro®**

aus Polystyrol
75 x 12 mm, rund, Volumen 5 ml
Pack = 4 000 Stück

1 Pack

68,40 /Pack

MEG 122180

COULTER-COUNTER GEFÄßE**megro®**

mit aufgesetztem Deckel
PS/LD-PE, Abmessung 32/60 mm,
Volumen 25 ml, passend für Coulter, Hycell
Pack = 1 000 Stück

1 Pack

59,50 /Pack

MEG 122315



Menge EURO

REAGENZGLASGESTELLE



PP, stabile Konstruktion, für Reagenzröhrchen in allen gängigen Durchmessern, kein Aufschwimmen im Wasserbad, autoklavierbar bei 121°C
Maße (LxBxH): 265 x 126 x 88 mm
Pack = 5 Stück



BRA 4340030
BRA 4340031
BRA 4340032

für 32 Röhrchen bis Ø 25 mm

weiß
blau
rot

5 Stück **10,45 /St.**

BRA 4340040
BRA 4340041
BRA 4340042

für 21 Röhrchen bis Ø 30 mm

weiß
blau
rot

5 Stück **10,45 /St.**



HITACHI-EINWEGGEFÄßE



MEG 122400

3 ml, 38 mm hoch, 15 mm breit, PS
Pack = 250 Stück

1 Pack **4,35 /Pack**



KÜVETTEN



MEG 126005

Einmal-Makro-Küvetten
10 mm Schichttiefe, aus Polystyrol,
Volumen 2 - 4 ml, (eckig) 10 x 10 x 45 mm
Pack = 100 Stück

1 Pack **5,80 /Pack**



MEG 126004

Einmal-Halbmikro-Küvetten
mit Mittelsteg für optimale Wärmeleitung,
aus Polystyrol, Volumen 0,5 - 2 ml,
(eckig) 10 x 4 x 45 mm
Pack = 100 Stück

1 Pack **5,80 /Pack**





MEG 122120

VERSANDGEFÄßE**megro®**

für den sicheren Transport und der Lagerung von Probenmaterial, aus selektiertem, biologisch inerten Polypropylen, zuverlässig dichtender Schraubverschluss aus Polyethylen

16 x 100 mm, 13 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 1 000 Stück

Menge

EURO

1 Karton

54,00 /Kart.

MEG 122123

20 x 76 mm, 15 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 1 000 Stück

1 Karton

63,80 /Kart.

MEG 122124

25 x 107 mm, 30 ml, Verschluss natur, beiliegend, Karton = 500 Stück

1 Karton

72,50 /Kart.**megro®**

Schutzgefäße und Schraubverschlüsse für **diagnostisches Probengut**, Sekundärgefäß (mit Saugeinlage) entsprechend P650, ADR, optimaler Schutz gegen äußere Krafteinwirkung durch zylindrische Formgebung, Saugeinlage umschließt Probengefäß auf vollem Umfang, zusätzlicher Polsterschutz, Schutzgefäße Ø 30 mm passen in gängige Briefkästen mit 35 mm Einwurfschlitz, Schutzgefäß 44/114 mm geeignet für den Versand von gängigen Nährbodenröhrern

MEG 122132

Schutzgefäße 30 x 126 mm, 60 ml, ohne Verschluss, mit Saugeinlage/Symboldruck
Karton = 300 Stück

1 Karton

81,10 /Kart.

MEG 122133

Schraubverschlüsse dazu, mit Standfuß für Röhre Ø 16 mm für Schutzgefäße 30 x 126 mm
Karton = 300 Stück

1 Karton

15,10 /Kart.

MEG 122134

Schutzgefäße 44 x 114 mm, 120 ml, ohne Verschluss, mit Saugeinlage/Symboldruck
Karton = 250 Stück

1 Karton

89,00 /Kart.

MEG 122135

Schraubverschlüsse dazu, mit Standfuß für Röhre Ø 25 mm für Schutzgefäße 44 x 114 mm
Karton = 250 Stück

1 Karton

12,95 /Kart.**SPUTUMGEFÄßE MIT SCHRAUBVERSCHLUSS****megro®**

MEG 122174

70 x 23 mm, 24 ml
Verschluss natur, optimal klarsichtig, Schraubverschluss zuverlässig dicht, montiert
Karton = 200 Stück

1 Karton

41,60 /Kart.

Menge EURO

STUHLRÖHRCHEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

megro

übergreifender Schraubverschluss, optimale Hygiene beim Öffnen, zuverlässig dicht, weitmündiger Löffel für bohnen große Proben, entsprechen P650, ADR für den Versand von Stuhlproben

MEG 122171	20 x 76 mm, 15 ml , Stopfen braun, montiert, Karton = 1 000 Stück	1 Karton	122,80 /Kart.
MEG 122172	16 x 100 mm, 13 ml , Stopfen braun, montiert, Karton = 1 000 Stück	1 Karton	107,10 /Kart.
MEG 122173	25 x 107 mm, 30 ml , Stopfen braun, montiert, Karton = 500 Stück	1 Karton	81,45 /Kart.



UNIVERSALCONTAINER

megro

formalindicht, aus selektiertem, besonders klarsichtigem Polypropylen, graduiert, mit dichtem Schraubverschluss, mit speziell abgerundetem Boden zur leichten Entnahme kleinerer Gewebeproben, stabiler Standfuß, Deckel (blau) beiliegend

MEG 122137	31 x 48 mm, 20 ml Karton = 1 000 Stück	1 Karton	68,25 /Kart.
MEG 122138	39 x 55 mm, 35 ml Karton = 500 Stück	1 Karton	44,20 /Kart.
MEG 122139	39 x 74 mm, 50 ml Karton = 500 Stück	1 Karton	51,90 /Kart.
MEG 122140	48 x 80 mm, 100 ml Karton = 250 Stück	1 Karton	36,30 /Kart.



STUHLRÖHRCHEN MIT EINDRÜCKSTOPFEN

megro

MEG 122170	22 x 62 mm, 20 ml Eindrückstopfen blau, glasklar, flacher Boden, Eindrückstopfen mit anhängendem Löffelträger, weitmündiger Löffel für bohnen große Proben, montiert Karton = 1 000 Stück	1 Karton	83,80 /Kart.
------------	--	----------	---------------------





MEG 124008
MEG 124007
MEG 124009

PIPETTENSPITZEN



PP, Universal-Pipettenspitzen passend für Eppendorf, Brand, Gilson, Labsystems, Finn, BioHit sowie zahlreiche andere Pipettentypen, einheitliches ergonomisch optimiertes Design, langer Soft-Konus für bessere Abdichtung, optimiert für Zugang zu langen/ hohen Gefäßen und Arbeit mit kleinen Volumina, autoklavierbar (bei 121 °C)

Pack = 1 000 Stück

	Menge	EURO
gelb 2 - 200 µl	53 mm	1 Pack 10,65 /Pack
blau 50 - 1000 µl	71 mm	1 Pack 10,65 /Pack
krystall 0,1 - 20 µl	40 mm	1 Pack 10,65 /Pack



BRAND Pipettenspitzen lose oder palettiert

PP, frei von DiHEMA und Oleamid, getestet für BRAND und die meisten Pipettenmodelle von GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPE®[®], Eppendorf® und BIOHIT®/sartorius®, autoklavierbar bei 121 °C (2 bar)

Lose: im wiederverschließbaren Beutel

Beutel = 1 000 Stück

BRA 732008	gelb 2 - 200 µl	1 Beutel	19,40 /Btl.
BRA 732012	blau 50 - 1000 µl	1 Beutel	21,95 /Btl.

Palettiert: in TipBox mit Klapp-/Stülpedeckel,

stapelbar, Trägerplatte gelb eingefärbt, Spitzen farblos (frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP)
Pack = 480 Stück (5 Boxen á 96 Stück)

BRA 732208	farblos 2 - 200 µl	1 Pack	33,20 /Pack
------------	---------------------------	--------	--------------------

PD-TIPS II (PRÄZISIONS DISPENSER-TIPS)



durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch und HandyStep® electronic von BRAND das Volumen der Tips automatisch. Aber auch mit allen anderen Geräten der Handy-Step® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller sind die Tips kompatibel (z. B. Rainin Auto-Rep™ M/S, Eppendorf® Multipette® 4780 und EDOS® 5221)

unsteril

BRA 705700	0,1 ml , Pack = 100 Stück	1 Pack	72,30 /Pack
BRA 705702	0,5 ml , Pack = 100 Stück	1 Pack	64,75 /Pack
BRA 705704	1,0 ml , Pack = 100 Stück	1 Pack	64,75 /Pack
BRA 705706	1,25 ml , Pack = 100 Stück	1 Pack	64,75 /Pack
BRA 705708	2,5 ml , Pack = 100 Stück	1 Pack	64,75 /Pack
BRA 705710	5 ml , Pack = 100 Stück	1 Pack	64,75 /Pack
BRA 705712	10,0 ml , Pack = 100 Stück	1 Pack	64,75 /Pack
BRA 705714	12,5 ml , Pack = 100 Stück	1 Pack	64,75 /Pack
BRA 705716	25 ml* , Pack = 50 Stück	1 Pack	36,45 /Pack
BRA 705718	50 ml* , Pack = 25 Stück	1 Pack	19,66 /Pack

* inkl. 1 Adapter

BRA 702398	Adapter	1 Pack	18,15 /Pack
------------	----------------	--------	--------------------

für 25 und 50 ml PD-Tips und PD-Tips II, PP, autoklavierbar, Pack = 10 Stück




PIPETTENSPIZTEN epT.I.P.S.[®], CE*


eppendorf

Menge EURO


0,1 - 10 µl, 34 mm

EPP 0030 073.363	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	71,60 /Satz	
EPP 0030 073.746	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	75,70 /Satz	
EPP 0030 073.002	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	35,70 /Satz	
EPP 0030 073.207	Set-Box , inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	58,30 /Satz	


0,1 - 20 µl, 40 mm

EPP 0030 073.380	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	71,60 /Satz	
EPP 0030 073.762	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	77,50 /Satz	
EPP 0030 073.029	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	35,70 /Satz	
EPP 0030 073.223	Set-Box , inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	58,30 /Satz	
EPP 0030 010.019	Singles , Biopur, Satz = 100 Tips	1 Satz	28,90 /Satz	
EPP 0030 075.005	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	55,80 /Satz	


0,5 - 20 µl L, 46 mm

EPP 0030 073.401	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	64,60 /Satz	
EPP 0030 073.789	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	71,90 /Satz	
EPP 0030 073.045	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	31,70 /Satz	
EPP 0030 073.240	Set-Box , inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	53,70 /Satz	


2 - 200 µl, 53 mm

EPP 0030 073.428	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	61,30 /Satz	
EPP 0030 073.800	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	68,00 /Satz	
EPP 0030 073.061	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	31,70 /Satz	
EPP 0030 073.266	Set-Box , inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	51,70 /Satz	
EPP 0030 010.035	Singles , Biopur, Satz = 100 Tips	1 Satz	28,90 /Satz	
EPP 0030 075.021	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	51,90 /Satz	





20 - 300 µl, 55 mm

EPP 0030 073.444	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	61,30 /Satz	
EPP 0030 073.827	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	68,00 /Satz	
EPP 0030 073.088	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	31,70 /Satz	
EPP 0030 073.282	Set-Box , inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	51,70 /Satz	
EPP 0030 075.048	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	51,90 /Satz	

50 - 1.000 µl, 71 mm

EPP 0030 073.460	Reloads , Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	61,30 /Satz	
EPP 0030 073.843	Reloads , PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	68,00 /Satz	
EPP 0030 073.100	Box , inkl. 96 Tips	1 Satz	31,70 /Satz	
EPP 0030 073.304	Set-Box , inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	55,00 /Satz	
EPP 0030 010.051	Singles , Biopur, Satz = 100 Tips	1 Satz	28,90 /Satz	
EPP 0030 075.064	Racks , Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	51,90 /Satz	

* Die Pipettenspitzen epT.I.P.S.[®] in den Verpackungseinheiten Reloads, Box, Set, Singles und Racks sind für die kontaminationsarme Übertragung von Flüssigkeiten konzipiert und konstruiert, insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Die oben erwähnten epT.I.P.S.[®] sind In-vitro-Diagnostika im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Sie sind ausschließlich für den Einmalgebrauch und die Verwendung durch qualifiziertes Personal vorgesehen.

		Menge	EURO
PIPETTENSPITZEN epT.I.P.S.®, CE*			
eppendorf			
	50 - 1.250 µl, 76 mm		
	EPP 0030 073.487 Reloads, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	74,40 /Satz
	EPP 0030 073.860 Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 96 Tips	1 Satz	83,00 /Satz
	EPP 0030 073.126 Box, inkl. 96 Tips	1 Satz	35,70 /Satz
	EPP 0030 073.320 Set-Box, inkl. 5 x 96 Tips	1 Satz	71,80 /Satz
	EPP 0030 075.080 Racks, Biopur, Satz = 5 x 96 Tips	1 Satz	51,90 /Satz
	250 - 2.500 µl, 115 mm		
	EPP 0030 073.509 Reloads, Satz = 10 x 48 Tips	1 Satz	51,90 /Satz
	EPP 0030 073.886 Reloads, PCR-clean, Satz = 10 x 48 Tips	1 Satz	57,10 /Satz
	EPP 0030 073.142 Box, inkl. 48 Tips	1 Satz	42,10 /Satz
	EPP 0030 073.347 Set-Box, inkl. 5 x 48 Tips	1 Satz	50,40 /Satz
	EPP 0030 075.102 Racks, Biopur, Satz = 5 x 48 Tips	1 Satz	46,40 /Satz
	100 - 5.000 µl, 120 mm		
	EPP 0030 073.169 Box, inkl. 24 Tips	1 Satz	37,50 /Satz
	EPP 0030 075.137 Racks, Biopur, Satz = 5 x 24 Tips	1 Satz	51,70 /Satz
	0,5 - 10 ml, 165 mm		
	EPP 0030 075.145 Racks, Biopur, Satz = 5 x 24 Tips	1 Satz	61,90 /Satz

* die Pipettenspitzen epT.I.P.S.® in den Verpackungseinheiten Reloads, Box, Set, Singles und Racks sind für die kontaminationsarme Übertragung von Flüssigkeiten konzipiert und konstruiert, insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Die oben erwähnten epT.I.P.S.® sind In-vitro-Diagnostika im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Sie sind ausschließlich für den Einmalgebrauch und die Verwendung durch qualifiziertes Personal vorgesehen.



		Menge	EURO
FILTERSPITZEN ep Dualfilter T.I.P.S.®			
eppendorf			
	PCR clean, sterile		
	frei von human-DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitoren		
	Satz = 10 x 96 Tips		
	EPP 0030 077.512 0,1 - 10 µl M, 40 mm	1 Satz	166,00 /Satz
	EPP 0030 077.520 0,5 - 20 µl L, 46 mm	1 Satz	159,00 /Satz
	EPP 0030 077.539 2 - 20 µl, 53 mm	1 Satz	159,00 /Satz
	EPP 0030 077.547 2 - 100 µl, 53 mm	1 Satz	159,00 /Satz
	EPP 0030 077.555 2 - 200 µl, 55 mm	1 Satz	159,00 /Satz
	EPP 0030 077.563 20 - 300 µl, 55 mm	1 Satz	159,00 /Satz
	Satz = 5 x 96 Tips		
	EPP 0030 077.750 50 - 1.250 µl L, 103 mm	1 Satz	88,10 /Satz
	Satz = 5 x 24 Tips		
	EPP 0030 077.725 200 - 5.000 µl L, 175 mm	1 Satz	85,80 /Satz
	Satz = 100 Tips, einzeln verpackt		
	EPP 0030 077.598 0,5 - 10 ml, 243 mm	1 Satz	71,60 /Satz

PIPETTENSPITZEN

Combitips advanced®

eppendorf

Pack = 4 Beutel à 25 Stück

EPP 0030 089.405 **0,1 ml**
 EPP 0030 089.413 **0,2 ml**
 EPP 0030 089.421 **0,5 ml**
 EPP 0030 089.430 **1,0 ml**
 EPP 0030 089.448 **2,5 ml**
 EPP 0030 089.456 **5,0 ml**
 EPP 0030 089.464 **10 ml**

Pack = 4 Boxen à 25 Stück

EPP 0030 089.472 **25 ml**
 EPP 0030 089.480 **50 ml**

Menge

EURO

1 Pack

89,70 /Pack

1 Pack

106,00 /Pack

1 Pack

117,00 /Pack



Abbildung zeigt Combitips advanced – 25 ml und 50 ml jeweils mit Adapter (nicht im Lieferumfang)

Adapter für Combitips advanced®

EPP 0030 089.715 25 ml, rot
 EPP 0030 089.723 50 ml, hellgrau

1 Stück

9,90 /St.

1 Stück

9,90 /St.

EPP 0030 089.936 **Sortimentspack Combitip advanced®**
 1 Stück von jeder Größe
 inkl. je 1 Stück Adapter 50 ml und 25 ml

1 Pack

13,10 /Pack

EPP 0030 089.758 **Combitip Rack** (Box mit Deckel)
 zur Aufnahme von Combitips advanced®
 (0,1 ml - 10 ml)

1 Stück

35,00 /St.



Combitip Rack

eppendorf

ViscoTip®

Eppendorf Quality™
 Pack = 4 Beutel à 25 Stück

EPP 0030 089.502 **10 ml**

1 Pack

98,60 /Pack



PIPETTENSPITZEN

Combitips advanced® Eppendorf Biopur®

eppendorf

steril, PCR clean, frei von Pyrogen, RNase, DNase, DNA, ATP, einzeln verpackt

Pack = 100 Stück

EPP 0030 089.618 **0,1 ml**
 EPP 0030 089.626 **0,2 ml**
 EPP 0030 089.634 **0,5 ml**
 EPP 0030 089.642 **1,0 ml**
 EPP 0030 089.650 **2,5 ml**
 EPP 0030 089.669 **5,0 ml**
 EPP 0030 089.677 **10 ml**

1 Pack

165,00 /Pack



Menge

EURO

PIPETTEN**ependorf****Research® plus fix**

, CE*

ultraleichte Festvolumenpipette mit separatem Spitzenabwurf



	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipettenspitzen		
EPP 3121 000.023	10 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.040	20 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.058	25 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.066	50 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.074	100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.082	200 µl	gelb	200 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.090	200 µl	blau	1000 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.104	250 µl	blau	1000 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.112	500 µl	blau	1000 µl	1 Stück	166,00 /St.
EPP 3121 000.120	1 000 µl	blau	1000 µl	1 Stück	166,00 /St.

Research® plus variabel

, CE*

mit separatem Spitzenabwurf, verfederter** Spitzenkonus, ultraleicht und vollständig autoklavierbar, inkl. epT.I.P.S.® Box mit Spitzen**



	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipetten- spitzen		
EPP 3120 000.011	0,1 - 2,5 µl	dunkelgrau	10 µl	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.097	2 - 20 µl	hellgrau	20 L µl	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.020	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.038	2 - 20 µl	gelb	200 µl	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.046	10 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.054	20 - 200 µl	gelb	200 µl	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.100	30 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.062	100 - 1 000 µl	blau	1000 µl	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.070	500 - 5 000 µl	lila	5 ml	1 Stück	264,00 /St.
EPP 3120 000.089	1 000 - 10 000 µl	türkis	10 ml	1 Stück	264,00 /St.

** nicht bei 5 ml- und 10 ml-Pipetten

Research® plus Mehrkanal

, CE*

8-Kanal, Arbeitsumfeld der Mehrkanalpipette: lange Serien in Reihen und mit Platten. Effektiv, schnell und präzise, unterschiedlichste Applikationen können durchgeführt werden



	Volumen	Bedienungs- knopf	für Pipetten- spitzen		
EPP 3122 000.019	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	768,00 /St.
EPP 3122 000.035	10 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	768,00 /St.
EPP 3122 000.051	30 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	768,00 /St.

* Die Pipette Research® plus ist für die kontaminationsarme Übertragung von Flüssigkeiten konzipiert und konstruiert, insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Diese Pipette ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Sie ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

Menge EURO

PIPETTEN

eppendorf

Xplorer® Mehrkanalpipette

elektronische Mehrkanalpipette, intuitiv zu bedienen mit Multifunktionswippe, reproduzierbar Dispensieren und Pipettieren, optimal ergonomisch, verfederter Spitzenkonus



Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipetten-spitzen
---------	------------------	----------------------

8-Kanal

EPP 4861 000.104	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	849,00 /St.
EPP 4861 000.120	5 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	849,00 /St.
EPP 4861 000.147	15 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	849,00 /St.

12-Kanal

EPP 4861 000.112	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	995,00 /St.
EPP 4861 000.139	5 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	995,00 /St.
EPP 4861 000.155	15 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	995,00 /St.



PIPETTEN

eppendorf

Reference® 2, 8- und 12-Kanal, variabel

die Mehrkanalvariante der Reference 2 bietet eine hohe Flexibilität und einen verfederter Spitzenkonus, der bei Bedarf auch deaktiviert werden kann



Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipetten-spitzen
---------	------------------	----------------------

8-Kanal

EPP 4922 000.013	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	971,00 /St.
EPP 4922 000.030	10 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	971,00 /St.
EPP 4922 000.056	30 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	971,00 /St.

12-Kanal

EPP 4922 000.021	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	1.063,00 /St.
EPP 4922 000.048	10 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	1.063,00 /St.
EPP 4922 000.064	30 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	1.063,00 /St.

* Die Pipette Reference® 2 ist für die kontaminationsarme Übertragung von Flüssigkeiten konzipiert und konstruiert, insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Diese Pipette ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Sie ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

PIPETTEN**eppendorf****Reference® 2 fix**  , CE*

Ein-Knopf-Bedienung, mit integriertem Spitzenabwurf, verfederter Spitzenkonus reduziert Aufsteckkräfte, vollautoklavierbar

	Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipetten-spitzen		
EPP 4921 000.010	1 µl	dunkelgrau	10 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.028	2 µl	dunkelgrau	10 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.036	5 µl	mittelgrau	10 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.044	10 µl	mittelgrau	10 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.052	10 µl	gelb	20 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.079	20 µl	gelb	200 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.087	25 µl	gelb	200 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.095	50 µl	gelb	200 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.109	100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.125	200 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.133	250 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.141	500 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.150	1 000 µl	blau	1 000 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.168	2 000 µl	rot	2 500 µl	1 Stück	190,00 /St.
EPP 4921 000.176	2 500 µl	rot	2 500 µl	1 Stück	190,00 /St.

**eppendorf****Reference® 2 variabel**  , CE*

Ein-Knopf-Bedienung, verfederter Spitzenkonus, RFID Chip integriert, spezielle Oberfläche, leicht zu reinigen, vollautoklavierbar, inkl. epT.I.P.S.® Box mit Spitzen (außer bei 2,5 ml, 5 ml und 10 ml)

	Volumen	Bedienungs-knopf	für Pipetten-spitzen		
EPP 4920 000.016	0,1 - 2,5 µl	dunkelgrau	10 µl	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.024	0,5 - 10 µl	mittelgrau	20 µl	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.032	2 - 20 µl	hellgrau	20 µl	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.040	2 - 20 µl	gelb	200 µl	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.059	10 - 100 µl	gelb	200 µl	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.067	20 - 200 µl	gelb	200 µl	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.075	30 - 300 µl	orange	300 µl	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.083	100 - 1000 µl	blau	1000 µl	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.091	250 - 2500 µl	rot	2,5 ml	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.105	500 - 5000 µl	lila	5 ml	1 Stück	345,00 /St.
EPP 4920 000.113	1000 - 10000 µl	türkis	10 ml	1 Stück	345,00 /St.



* Die Pipette Reference® 2 ist für die kontaminationsarme Übertragung von Flüssigkeiten konzipiert und konstruiert, insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen einer in-vitro-diagnostischen Anwendung, um den Einsatz des In-vitro-Diagnostikums gemäß dessen Zweckbestimmung zu ermöglichen. Diese Pipette ist ein In-vitro-Diagnostikum im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Sie ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen.

PIPETTEN

eppendorf

Menge

EURO

EPP 3116 000.015 **Pipettenkarussell 2** 1 Stück **136,00 /St.**
für 6 Eppendorf Research®, Research® plus,
Reference®, Reference® 2 oder Biomaster®



EPP 3116 000.023 **Ladekarussell 2** 1 Stück **431,00 /St.**
für 6 Eppendorf Xplorer® oder Xplorer® plus,
inklusive Steckernetzteil

HANDDISPENSER


eppendorf

EPP 4982 000.012 **Multipette® M4** 1 Stück **362,00 /St.**
ergonomischer Handdispenser für Serien-
dosierungen im Volumenbereich von 1 µl bis
10 ml, inkl. Halterung für Wand und / oder
Pipettenkarussell



Pipettenhalter 2

EPP 3116 000.147 **Pipettenhalter 2 für eine Multipette® M4** 1 Stück **36,40 /St.**
für Pipettenkarussell 2 und Ladekarussell 2
oder Wandmontage, Klebestreifen enthalten



Multipette® M4

EPP 3116 000.058 **Pipettenständer 2** 1 Stück **106,00 /St.**
für eine Eppendorf Multipette® M4,
ohne Ladefunktion



Pipettenständer 2

EPP 4987 000.010 **Multipette® E3** 1 Stück **627,00 /St.**
elektronischer Handdispenser für lange Dis-
pensierserien und nichtwässrige Flüssigkeiten,
mit vergrößertem Farbdisplay, klarer Benutzer-
führung und der Möglichkeit Favoriten zu spei-
chern, Volumenbereich 1 µl bis 50 ml mit auto-
matischer Erkennung der Combitips® advanced



Multipette® E3

EPP 3116 000.040 **Ladeständer 2** 1 Stück **227,00 /St.**
für eine Multipette® E3/E3x oder Multipette®
stream/Xstream, Betrieb mit dem im Lieferum-
fang der Multipette® E3/E3x oder Multipette®
stream/Xstream enthaltenen Steckernetzteil



Ladeständer 2

PIPETTEN**Transferpette® S, Typ Variabel**

komfortable Einhandbedienung, ergonomisches Design, Volumenverstellungsschutz verhindert versehentliche Verstellung, kurzer Hubweg und geringe Bedienkräfte, leicht und ohne Werkzeug justierbar dank Easy Calibration Technik, Color Code am Volumeneinstellrad, Schaft und Volumenverstellungsschutz, schlanker Schaft zur Entnahme aus engen Gefäßen, universeller Spitzenaufnahmekonus, Lieferumfang: Transferpette® S Typ Variabel, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter, Beschriftungsfolien und Silikonfett

	Volumen	Modell	für Pipettenspitzen		
BRA 705868	0,1 - 1 µl	D-1	0,1 - 20 µl	1 Stück	247,50 /St.
BRA 705869	0,1 - 2,5 µl	D-2,5	0,5 - 20 µl	1 Stück	247,50 /St.
BRA 705870	0,5 - 10 µl	D-10	0,5 - 20 µl	1 Stück	247,50 /St.
BRA 705872	2 - 20 µl	D-20	2 - 200 µl	1 Stück	221,20 /St.
BRA 705873	5 - 50 µl	D-50	2 - 200 µl	1 Stück	221,20 /St.
BRA 705874	10 - 100 µl	D-100	2 - 200 µl	1 Stück	221,20 /St.
BRA 705878	20 - 200 µl	D-200	2 - 200 µl	1 Stück	221,20 /St.
BRA 705880	100 - 1000 µl	D-1000	50 - 1000 µl	1 Stück	221,20 /St.
BRA 705882	500 - 5000 µl	D-5000	0,5 - 5 ml	1 Stück	247,50 /St.
BRA 705884	1000 - 10000 µl	D-10000	1 - 10 ml	1 Stück	247,50 /St.

PIPETTIERHELFER

BRA 25800

micro-Pipettierhelfer

1 Stück

40,10 /St.

für die Probenahme mit Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und vielen anderen kleinvolumigen Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmisch- und Blutzuckerpipetten mit Ansaugende Ø max. 5 mm), mit integrierter Abwurfvorrichtung, autoklavierbar bei 121°C

BRA 25900

micro-classic Pipettierhelfer

1 Stück

43,70 /St.

für das Arbeiten unter dem Mikroskop, IVF-Labor oder im medizinischen Labor, geeignet für Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und andere kleinvolumige Pipetten bis 1 ml (z. B. Blutmischpipetten) mit Ansaugende-Ø max. 5 mm, der Adapter ist nach links und rechts drehbar, Adapter und Saugschlauch sind autoklavierbar bei 121°C, der micro-classic verringert die Infektionsgefahr beim Umgang mit infektiösem Material



Menge EURO

PIPETTIERHELFER



HCT 40558001

ASSISTENT Micro-Pipex

1 Stück

36,60 /St.

zur Probenentnahme mit Einmal-Mikropipetten mit Ringmarke und vielen anderen Pipetten bis 1 ml, mit der im Gerät integrierten Abwurfvorrichtung können kontaminierte Einmal-Mikropipetten bis 50 µl berührungsfrei abgeworfen werden, Pipettenaufnahmekonus max. 5 mm Ø, autoklavierbar bei 121 °C



HIRSCHMANN®

HIR 9609900

Pipettierhilfe micropipetter

1 Stück

22,50 /St.

komplett mit 2 Adaptern, zum Halten und Entleeren von Ringmarkenkapillaren



RINGCAPS + ZUBEHÖR FÜR REFLOTRON SYSTEM

HIRSCHMANN®

HIR 9550532

ringcaps® für Reflotron®

1 Set

39,60 /Set

32 µl Li-heparinisiert
Set = 5 x 100 Stück



HIR 9609801

Adapter für applicator

10 Stück

0,80 /St.

inkl. Gummistopfen
VE = 10 Stück



HIR 9609800

applicator

1 Stück

28,70 /St.

Pipettierhilfe zum Halten und Entleeren von ringcaps® for Reflotron®, mit Abwurfmechanik und auswechselbarem Adapter



BOE 10997935001

RTN Kapillaren Capilette

1 Pack

36,30 /Pack

Glaskapillare zur Abnahme von 32 µl Kapillarblut, Li-Heparinbeschichtet
Pack = 500 Stück



Menge

EURO

MIKRO-KAPILLARPIPETTEN**megro**

mit Ringmarke, farbcodiert, hervorragende Qualität aus reinem Borsilikatglas, chemisch neutral, Länge 125 mm
VE = 250 Stück in der Dose

MEG 110010	10 µl	1 Dose	15,20 /Do.
MEG 110020	20 µl	1 Dose	15,20 /Do.
MEG 110025	25 µl	1 Dose	15,20 /Do.
MEG 110040	40 µl	1 Dose	15,20 /Do.
MEG 110050	50 µl	1 Dose	15,20 /Do.
MEG 110100	100 µl	1 Dose	15,20 /Do.
MEG 110005	1-2-3-4-5 µl	1 Dose	15,20 /Do.
MEG 110015	5 + 10 µl	1 Dose	15,40 /Do.
MEG 110024	20 + 40 µl	1 Dose	15,20 /Do.
MEG 110150	50 + 100 µl	1 Dose	15,20 /Do.



BLAUBRAND® intraMARK, mit Ringmarke
DIN ISO 7550, DE-M gekennzeichnet ab 5 µl
gemäß Eichordnung, justiert auf "In", Länge 125 mm,
Color-Code nach ISO für klare Identifizierung
VE = 250 Stück in der Dose

	Volumen	Color-Code		
BRA 708709	10 µl	orange	1 Dose	26,60 /Do.
BRA 708718	20 µl	schwarz	1 Dose	26,60 /Do.
BRA 708722	25 µl	2 x weiß	1 Dose	26,60 /Do.
BRA 708727	40 µl	2 x rot	1 Dose	26,60 /Do.
BRA 708733	50 µl	grün	1 Dose	26,60 /Do.
BRA 708744	100 µl	blau	1 Dose	27,55 /Do.
BRA 708707	1*/2*/3*/4*/5 µl	weiß	1 Dose	30,75 /Do.
BRA 708728	20 + 40 µl	2 x rot	1 Dose	27,55 /Do.
BRA 708745	50 + 100 µl	blau	1 Dose	27,55 /Do.
BRA 708757	200 µl	rot	1 Dose	39,25 /Do.



* nicht DE-M gekennzeichnet

BLAUBRAND® intraEND, ohne Ringmarke

DIN ISO 7550, DE-M gekennzeichnet ab 5 µl gemäß
Eichordnung, justiert auf "In", Volumenbegrenzung
durch beide Enden, Länge 29 mm (100 µl: 60 mm)
VE = 250 Stück in der Dose

BRA 709101	1 µl	1 Dose	18,80 /Do.
BRA 709103	2 µl	1 Dose	18,80 /Do.
BRA 709105	3 µl	1 Dose	18,80 /Do.
BRA 709107	5 µl	1 Dose	18,80 /Do.
BRA 709109	10 µl	1 Dose	18,80 /Do.
BRA 709118	20 µl	1 Dose	17,30 /Do.
BRA 709122	25 µl	1 Dose	18,80 /Do.
BRA 709133	50 µl	1 Dose	17,30 /Do.
BRA 709144	100 µl	1 Dose	18,80 /Do.



Menge EURO

MIKRO-KAPILLARPIPETTEN



BRA 709110

**Pipettierhilfe für Mikropipetten
BLAUBRAND® intraEND (> 1µl)**
PET-Kunststoffrohr, Silikonadapter und TPE-Saugbalg mit Belüftungsloch, VE = 10 Stück

10 Stück

1,55 /St.



PASTEURPIPETTEN UND ZUBEHÖR

megro®

PE-LD, zum Einmalgebrauch, ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen, stabil gegen Gas oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
Pack = 500 Stück

MEG 126001

max. Saugvolumen **3,5 ml**
graduirt 1/0,25 ml, Länge 152 mm

1 Pack

22,85 /Pack

MEG 126003

max. Saugvolumen **3,5 ml**
graduirt 3/0,5 ml, Länge 152 mm

1 Pack

22,85 /Pack



PE-LD, sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter, daher ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen, stabil gegen Gas oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
Pack = 500 Stück

BRA 747750

3,0 ml, ungraduirt

1 Pack

27,45 /Pack

BRA 747755

3,5 ml, graduirt 0,25/0,5/0,75/1 ml

1 Pack

27,45 /Pack

BRA 747760

3,5 ml, graduirt 0,5/1/1,5/2/2,5/3 ml

1 Pack

27,45 /Pack

BRA 747765

2,0 ml, graduirt 0,5/1/1,5/2 ml

1 Pack

28,55 /Pack

BRA 747770

4,0 ml, ungraduirt

1 Pack

78,80 /Pack

BRA 747775

1,0 ml, graduirt 0,25/0,5/0,75/1 ml

1 Pack

80,25 /Pack



Natron-Kalk-Glas, zum Einmalgebrauch, lang ausgezogene, feine Spitze, Saugrohr-ende mit Verengung für Wattestopfen
Pack = 1 000 Stück

BRA 747715

ca. **1,5 ml**, Länge 145 mm

1 Pack

51,05 /Pack

BRA 747720

ca. **1,5 ml**, Länge 225 mm

1 Pack

56,05 /Pack

BRA 124700

Gummihütchen
aus Naturkautschuk, Pipettierhilfe für Pasteurpipetten aus Glas
Pack = 100 Stück

1 Pack

65,00 /Pack



Gummihütchen



Pasteurpipetten
Natron-Kalk-Glas

Menge

EURO

KURZZEITMESSER

MEG 690206

**megro®****Laborwecker**

mechanischer Kurzzeitmesser, 60 Min., weiß, mit Signalton (Klingel), auch **zum Aufhängen** geeignet, Maße: ca. 6,5 x 6,5 x 4 cm (bis Wandaufhängung)

1 Stück

5,50 /St.

MEG 690207

Laborwecker

mechanischer Kurzzeitmesser, 60 Min., weiß, mit Signalton (Klingel) Maße: ca. 5,5 x 5,5 x 2,4 cm

1 Stück

4,95 /St.

HCT 41977020

**Digital-Kurzzeitmesser weiß, CE**

aus Kunststoff, Countdown-Zählung auf LCD-Anzeige, 4-stellige Anzeige für Minuten (mit „M“ gekennzeichnet) und Sekunden (mit „S“ gekennzeichnet), Zeitmesser bis max. 99 Min. und 59 Sek. programmierbar, Alarmton: 30 Sek., Speicherabruffunktion, separates Einstellen von Minuten und Sekunden, Magnet auf der Rückseite, inkl. 1 Batterie (Knopfzelle LR44 1,5 V)

1 Stück

15,35 /St.

MEG 690203

STOPP-UHREN**megro®****Digital Stoppuhr, schwarz/silber**

6-stellige Anzeige, geeignet für kleine Hände, gummiertes Kunststoffgehäuse, 1/100 Sek. bis 23 Stunden 59 Minuten, Wahl zwischen 12 und 24 Stunden-Anzeige, Alarmfunktion, mit Umhängekordel, Anzeige: Uhrzeit, Datum, Wochentag, Zwischenzeit, inkl. 1 Batterie, Gewicht: ca. 31 g Maße: 7,8 x 5,4 x 1,7 cm

1 Stück

15,90 /St.

Menge EURO

COMPACT TIMER

megro®

MEG 690201

Digital Timer mit kleinem Display 1 Stück
Eieruhr, Timer, Kurzzeitmesser, silber, mit 4-stelliger LCD-Anzeige, mit Signalton, magnetisch, bis 99 Minuten 59 Sekunden Laufzeit, inkl. 1 Batterie, Maße: ca. 7 x 5,3 x 0,7 cm


5,35 /St.



MEG 690200

Digital Timer mit großem Display 1 Stück
Eieruhr, Uhr, Wecker, Küchentimer, silber, mit 4-stelliger LCD-Anzeige, mit Signalton, magnetisch per Clip oder zum Hinstellen, bis 99 Minuten 59 Sekunden Laufzeit, inkl. 1 Batterie, Maße: ca. 8 x 7 x 2,5 cm

8,30 /St.



LABORRÜHRSTÄBCHEN

megro®

MEG 122190

mit Steg und Rührplatte 1 Beutel
aus Polystyrol, 120 mm lang, Stabdurchmesser 3 mm, Mischen von Proben und Lösungen, verschleppungsfreie Zugabe von kleinen Mengen Reagenz, Ablösen des Blutkuchens von der Röhrenwand usw. Beutel = 500 Stück

7,30 /Btl.



BRAND

BRA 759800

Einmal-Rührspatel 1 Beutel
aus Polystyrol, 120 mm lang, Stabdurchmesser 3 mm
Beutel = 500 Stück

9,83 /Btl.



Menge

EURO

THERMOMETER

HCT 43600010

Kühl-Gefrier-Thermometer

1 Stück

2,51 /St.

zylindrisches Plastikgehäuse, weiß,
drehbar, zum Aufhängen, farbige Füllung,
Messbereich: -40°C bis +50°C
Abmessungen: ca. 21 x 3 x 2 cm
Gewicht: 25 g

HCT 43698010

Badethermometer

1 Stück

12,80 /St.

zylindrisch, weiß-blau, in Stabform, senkrecht schwimmend, Kunststoffgehäuse wasserdicht, farbige Füllung, vollständig geschlossene Ausführung, Kapillare stoßgeschützt, Messbereich: 0 bis +60°
Abmessungen: ca. 26,5 x 2,1 cm



HCT 43656010

Maxima-Minima-Thermometer

1 Stück

14,10 /St.

elektronisch, CE, für Innen- und Außentemperaturmessung, aktuelle Temperatur/Tageshöchst- und -tiefsttemperatur, zum Hängen oder Stellen, extra dünnes Kabel zum problemlosen Durchführen durch Fensterdichtungen, wasserdichter Außenfühler, inklusive Batterie 1,5 V AA, Kabel ca. 3 m lang, wählbar: Celsius/Fahrenheit
Messbereich innen: -10 °C bis +50 °C
Messbereich außen: -50 °C bis +70 °C



HCT 43647010

Maxima-Minima-Thermometer

Kunststoffgehäuse mit Druckstastenmagnet, zum Hängen, umweltfreundliche Kapillarfüllung, quecksilberfrei, Messbereich: -35° bis +50°C

1 Stück

9,75 /St.**mit Dach, beige**

Abmessungen: 8,5 x 4,5 x 23,2 cm
Gewicht: 88 g

HCT 43646010

ohne Dach, schwarz

1 Stück

12,05 /St.

Abmessungen: 6 x 2,8 x 20 cm
Gewicht: 76 g

Menge EURO

BRUTSCHRANK

megro®

MEG 690000

Mini-Laborbrutschrank CULTURA M

1 Stück

215,00 /St.

der kleine Brutschrank für den großen Einsatz, für 12 Petrischalen oder 18 Eintauchnährböden, Temperatureinstellung zw. 25 und 45°C möglich, inklusive Einlegeboden und Thermometer Außenmaße (BxHxT) 31 x 15,5 x 16,8 cm



PETRISCHALEN

megro®

MEG 122090

für die Bakteriologie, aus glasklarem **Polystyrol (PS)**, Durchmesser 94 mm, Höhe 16 mm

VE = 20 Stück im Beutel

1 Beutel

1,70 /Btl.

MEG 122091

mit Nocken

ohne Nocken

1 Beutel

1,70 /Btl.



BRAND

Petrischale, Natron-Kalk-Glas

Boden und Deckel außen und innen eben, blasen- und schlierenfrei, Schnittkanten feuerpoliert

VE = 10 Stück

Deckel-Ø

Höhe Unterteil

BRA 455701

40 mm

12 mm

10 Stück

1,87 /St.

BRA 455717

60 mm

15 mm

10 Stück

1,87 /St.

BRA 455732

80 mm

15 mm

10 Stück

2,08 /St.

BRA 455742

100 mm

15 mm

10 Stück

2,29 /St.

BRA 455743

100 mm

20 mm

10 Stück

2,29 /St.

BRA 455751

150 mm

25 mm

10 Stück

4,62 /St.



SCHUTZBRILLE

megro®

MEG 820320

Besucher-Schutzbrille

1 Stück

2,95 /St.

nach Kategorie II EN 166 F, Sichtscheiben und Gestell aus Polycarbonat, mit großer Panoramascheibe, großes Sichtfeld, indirekte **Belüftung** durch Lamellenkonstruktion in den Bügeln, leicht, mit Seiten- und Augenbrauen-schutz, für Brillenträger geeignet



EIMER**Eimer, PE-HD**

weiß, ohne Ausguss, mit Teilung in 1 Liter Segmenten, stabiler Henkel mit Verstärkung in der Mitte zum bequemen Tragen, festschließende, transparente Deckel aus PE-LD (Deckel separat bestellen)

	Volumen	Höhe	Ø		
VIT 96093	5 l	240 mm	250 mm	1 Stück	12,50 /St.
VIT 96393	10 l	300 mm	290 mm	1 Stück	14,95 /St.
VIT 96293	für 5 l Eimer			1 Stück	3,50 /St.
VIT 96593	für 10 l Eimer			1 Stück	3,85 /St.

**SPRITZFLASCHEN****Spritzflaschen**

Eng- und Weithalsflaschen aus PE-LD, transparent, Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP, präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs, ohne Aufdruck

	Volumen		Gewinde GL		
VIT 94688	100 ml	Enghals	18	1 Stück	3,23 /St.
VIT 94988	250 ml	Enghals	25	1 Stück	3,82 /St.
VIT 95088	500 ml	Enghals	25	1 Stück	4,88 /St.
VIT 95188	1 000 ml	Enghals	32	1 Stück	6,04 /St.
VIT 93788	250 ml	Weithals	45	1 Stück	4,19 /St.
VIT 93988	500 ml	Weithals	45	1 Stück	5,26 /St.
VIT 94188	1 000 ml	Weithals	63	1 Stück	7,24 /St.

**Spritzflaschen farbig**

Enghalsflaschen aus PE-LD, transparent, Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP, präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs, ohne Aufdruck

	Volumen		Gewinde GL		
VIT 132703	500 ml	rot	25	1 Stück	5,12 /St.
VIT 132705	500 ml	grün	25	1 Stück	5,12 /St.
VIT 132706	500 ml	gelb	25	1 Stück	5,12 /St.
VIT 132708	500 ml	blau	25	1 Stück	5,12 /St.



Abbildung zeigt unterschiedliche Größen

Menge

EURO

MESSBECHER

VITLAB

Messbecher* aus Polypropylen, hochtransparent, mit gut lesbaren, erhabenen, blau geprägter Skala und stabilem, griffigen Henkel

	Inhalt	Teilung	Höhe	Ø		
VIT 446081	50 ml	2 ml	70 mm	40 mm	1 Stück	1,40 /St.
VIT 447081	100 ml	2 ml	80 mm	50 mm	1 Stück	1,62 /St.
VIT 440081	250 ml	5 ml	120 mm	74 mm	1 Stück	2,75 /St.
VIT 441081	500 ml	10 ml	140 mm	92 mm	1 Stück	3,10 /St.
VIT 442081	1000 ml	10 ml	181 mm	117 mm	1 Stück	4,18 /St.
VIT 443081	2000 ml	20 ml	213 mm	152 mm	1 Stück	8,02 /St.
VIT 444081	3000 ml	50 ml	242 mm	172 mm	1 Stück	11,08 /St.
VIT 445081	5000 ml	50 ml	270 mm	204 mm	1 Stück	16,42 /St.

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011



VITLAB

Messbecher* aus Polypropylen, hochtransparent, **stapelbar**, mit gut lesbarer, aufgedruckter schwarzer Skala auf beiden Seiten, somit für Links- und Rechtshänder gleichermaßen gut ablesbar, stabiler Griff mit Aussparung für einen besseren Wasserablauf in der Spülmaschine

	Volumen	Teilung	Höhe	Ø		
VIT 480941	250 ml	5 ml	115 mm	75 mm	1 Stück	2,62 /St.
VIT 481941	500 ml	10 ml	140 mm	97 mm	1 Stück	2,85 /St.
VIT 482941	1000 ml	10 ml	167 mm	125 mm	1 Stück	4,05 /St.
VIT 483941	2000 ml	20 ml	212 mm	148 mm	1 Stück	8,25 /St.
VIT 484941	3000 ml	50 ml	242 mm	170 mm	1 Stück	11,15 /St.

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011



VITLAB

Messbecher*, **SAN**, glasklar, mit erhabener Skala und stabilem, griffigem Henkel, geschlossener Griff, nicht sterilisierbar

	Volumen	Teilung	Höhe	Ø		
VIT 44091	250 ml	5 ml	120 mm	70 mm	1 Stück	3,43 /St.
VIT 44191	500 ml	10 ml	133 mm	91 mm	1 Stück	4,68 /St.
VIT 44291	1000 ml	10 ml	170 mm	116 mm	1 Stück	5,70 /St.
VIT 44391	2000 ml	20 ml	215 mm	150 mm	1 Stück	9,65 /St.
VIT 44491	3000 ml	50 ml	242 mm	170 mm	1 Stück	12,34 /St.

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011



MESSBECHER

Material: PP (Polypropylen), teilkristalliner Thermoplast mit hoher Bruchfestigkeit, milchig transparent, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinengeeignet, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

Inhalt	Höhe	Ø		
250 ml	115 mm	60 mm	1 Stück	2,90 /St.
500 ml	140 mm	80 mm	1 Stück	3,20 /St.
1000 ml	170 mm	100 mm	1 Stück	4,10 /St.
2000 ml	210 mm	140 mm	1 Stück	8,20 /St.
3000 ml	240 mm	150 mm	1 Stück	10,30 /St.
5000 ml	270 mm	180 mm	1 Stück	14,90 /St.



Messbecher mit Fuß, aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduert, Maßeinheit: Liter und Pint, mittelschwere Qualität

Inhalt	Höhe	Maßzahlen alle		
500 ml	11 cm	100 ml	1 Stück	9,15 /St.
1000 ml	14 cm	500 ml	1 Stück	12,75 /St.
1500 ml	16 cm	500 ml	1 Stück	20,00 /St.
2000 ml	20 cm	500 ml	1 Stück	23,50 /St.

MESSCHAUFELN

Messschaufel* aus Polypropylen, weiß, auch als Wägeschaufel geeignet, präzise geformte Füllkante, stabiler Griff, gut lesbare Volumenangabe auf der Oberseite des Griffs

Inhalt	Länge		
2 ml	60 mm	1 Stück	0,33 /St.
5 ml	82 mm	1 Stück	0,38 /St.
50 ml	160 mm	1 Stück	0,88 /St.
100 ml	200 mm	1 Stück	1,32 /St.

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011

TRICHTER

Trichter* aus Polypropylen, transparent, schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel, praktischer Griff mit Öse zum Aufhängen

	Ø	Länge	Auslauf-Ø		
VIT 41094	30 mm	47 mm	4 mm	1 Stück	0,49 /St.
VIT 41194	40 mm	65 mm	4 mm	1 Stück	0,56 /St.
VIT 41294	50 mm	85 mm	7 mm	1 Stück	0,69 /St.
VIT 41394	75 mm	110 mm	6 mm	1 Stück	0,84 /St.
VIT 41494	100 mm	155 mm	8 mm	1 Stück	1,41 /St.

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011

Menge

EURO

MÖRSER / PISTILLEN



Reibschale

Melamin-Formaldehyd (MF), weiß, mit Ausguss, stabiler umlaufender Rand, standfest

	Volumen	Höhe	Ø		
VIT 72898	300 ml	75 mm	125 mm	1 Stück	16,32 / St.
VIT 72998	500 ml	90 mm	150 mm	1 Stück	19,97 / St.



Pistill

Melamin-Formaldehyd (MF), weiß, schwere Ausführung, mit ergonomisch geformtem Griff

	Länge	Kopf-Ø	Gewicht		
VIT 73498	125 mm	30 mm	55 g	1 Stück	19,07 / St.
VIT 73598	145 mm	35 mm	85 g	1 Stück	20,65 / St.
VIT 73698	160 mm	40 mm	120 g	1 Stück	23,12 / St.



Mörser

aus Porzellan, mit Ausguss, innen rau, außen glasiert

	Volumen	Höhe	Ø-Außen		
HCT 47030106	25 ml	32 mm	51 mm	1 Stück	5,80 / St.
HCT 47030108	70 ml	41 mm	63 mm	1 Stück	7,10 / St.
HCT 47030110	110 ml	50 mm	83 mm	1 Stück	9,55 / St.



Pistill

aus Porzellan, mit rauer Reibfläche

	Länge	Kopf-Ø		
HCT 47031106	115 mm	24 mm	1 Stück	3,30 / St.
HCT 47031108	135 mm	30 mm	1 Stück	4,00 / St.
HCT 47031110	150 mm	36 mm	1 Stück	4,75 / St.



CON 0244/110	Mörser mit Stößel, Ø 11 cm	1 Stück	19,10 / St.
aus Edelstahl, matt gebürstet, Fuß des Mörsers aus Kunststoff, Gewicht des Stößels: 0,25 kg, schwere Qualität, Höhe gesamt: 8 cm, Mörser-Volumen 0,5 Ltr., Stößellänge: 17,5 cm			



Menge

EURO

BECHER UND SPENDER**Becher 200 ml**

Ø 65 mm, Höhe 114 mm

VE = 10 Stück

WAL 1721.700

glasklar

10 Stück

0,70 /St.

Material: **SAN** (Styrol-Acrylnitril), max. Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, spülmaschinengeeignet, schlagfest, oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

WAL 1721.900

brillantklar

10 Stück

1,00 /St.

Material: **PC** (Polycarbonat), max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -100°C, hohe Festigkeit, Zähigkeit, unzerbrechlich, begrenzte Medienbeständigkeit, Lösungsmittel und Alkalien können das Material anlösen, Sterilisation: Autoklav max. 121°C 20 Min., Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), β - γ -Strahlen 25 kGy

**megro**

MEG 122240

Becherspender zur Wandmontage

1 Stück

22,50 /St.

aus Plexiglas, Höhe ca. 38,5 cm, für 100 Universalbecher ab 80 bis 250 ml, einfach unten zu entnehmen

Rotomed**Universalbecher**

Ø 70,3 mm, weiß, aus Polypropylen

MEG 122233 E

200 ml Beutel = 100 Stück

1 Beutel

3,10 /Btl.

MEG 122234 E

150 ml Beutel = 100 Stück

1 Beutel

3,10 /Btl.

MEG 122245

Ø 95 mm, weiß, aus Polypropylen

500 ml Beutel = 50 Stück

1 Beutel

5,70 /Btl.**megro**

MEG 122235 E

Deckel aus PET, Ø 70,3 mm

1 Beutel

3,40 /Btl.

für 150 ml, 180 ml und 200 ml
Beutel = 100 Stück



Becherspender



200 + 150 ml

500 ml



Deckel

Menge EURO

URINBECHER UND DECKEL

megro

Urinbecher mit Schnappdeckel

ideal für Sammeln und Lagern von Urinproben,
Inhalt optimal sichtbar, graduiert, Schreibfeld auf
Becher und mattierte Beschriftungsfläche auf Deckel

MEG 122510	Uringefäße 125 ml PP/LD-PE, mit rotem Deckel Karton = 500 Stück (Unterverpackung: 10 x 50 Becher und 5 x 100 Deckel)	1 Karton	50,00 /Kart.
MEG 122511	Urinbecher ohne Deckel 125 ml PP, Karton = 1 000 Stück (Unterverpackung: 20 x 50 Becher)	1 Karton	49,50 /Kart.
MEG 122513	Schnappdeckel rot LD-PE, mit Ausguss für MEG 122511 Karton = 2 x 500 Stück	1 Karton	39,00 /Kart.



megro

Urinbecher mit Schraubverschluss

ideal für Sammeln und Lagern von Proben aller Art,
Inhalt optimal sichtbar, graduiert, Schreibfeld auf
Becher und mattierte Beschriftungsfläche auf Deckel

MEG 122500	Urinbecher 100/125 ml PP/HD-PE, mit grünem Schraubdeckel Karton = 500 Stück	1 Karton	62,00 /Kart.
MEG 122501	Urinbecher ohne Deckel 100/125 ml PP, Karton = 1 000 Stück	1 Karton	67,50 /Kart.
MEG 122502	Schraubverschlussdeckel HD-PE, grün, für MEG 122501 Karton = 4 x 250 Stück	1 Karton	70,00 /Kart.



megro

Urinbecher mit Selbstklebedeckel

ideal für Sammeln und Lagern von Urinproben
Deckel schnell und eindeutig zu beschriften,
keine speziellen Laborschreiber notwendig

MEG 122512	Urinbecher 100 ml PP, mit Selbstklebedeckel (bedruckt) Karton = 1 000 Stück	1 Karton	107,00 /Kart.
------------	--	----------	----------------------



Menge

EURO

URINSAMMELGEFÄßE

SAR 77.575

Urinsammelflasche 3 Ltr.

1 Karton

48,30 /Kart.

graduier, lichtecht, mit ergonomischer Griffmulde, braun, großer Öffnungsdurchmesser, mit Schraubdeckel, mit transparentem Sichtstreifen, einschließlich lose beiliegendem Etikett
Karton = 30 Stück

UriSet 24

das Komplett-Set für die standardisierte und patientenfreundliche 24 Stunden Urinsammlung bestehend aus:

- Sammelflasche
Volumen 3 000 ml, ergonomischer Griff, Öffnungsdurchmesser 80 mm und transparenter Sichtstreifen zum Ablesen der Füllmenge
- Auffang- und Umfüllbecher
der integrierte 500 ml Auffangbecher ermöglicht ein patientenfreundliches Sammeln, sowie ein Umfüllen des Urins aus der Sammelflasche in die Transportröhre
- Stabilisator
die Salzsäure (9 ml 20%) ist in einer Glasflasche mit Sicherheitstropfer vordosiert

VE = 30 Sets

SAR 77.578

inkl. Stabilisator und 30 ml Transportgefäß

30 Sets

2,40 /Set

nur das beiliegende Transportgefäß gelangt zum Arzt oder ins Labor.
Die Urin-Sammelflasche verbleibt beim Patienten und wird von diesem entsorgt.
Für die Patientenanzuordnung liegt der Transportröhre ein selbstklebendes Etikett bei

SAR 77.578.252

inkl. Stabilisator und weißer Urin-Monovette®

30 Sets

2,40 /Set

SAR 77.578.010

ohne Stabilisator mit weißer Urin-Monovette®

30 Sets

2,20 /Set

SAR 77.578



SAR 77.578.252



SAR 77.578.010

Menge EURO

URINSAMMELGEFÄßE

megro

MEG 122514

Urinsammelflasche 2 Ltr.
PE, graduiert, lichteht, braun, mit Schraubdeckel, großer Öffnungsdurchmesser, einschließlich lose beiliegendem Etikett

1 Stück **1,95 /St.**



VITLAB

VIT 978941
VIT 97891

Urinsammelgefäß*, erhabene Skala, mit Deckel PC, 2 Ltr. Teilung 20 ml, Höhe 220 mm, Ø 150 mm

PP
SAN

1 Stück **11,20 /St.**
1 Stück **13,77 /St.**

* Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011



PP



SAN

URO-FILTER

**drehkopf+
medical**

DRE 1

URO-Filter Drehkopf®
Papierfilter, CE
mit Nylonsiebgebe, 230 my, Einweg-Filter zur Kontrolle des Steinabgangs bei Nierenerkrankungen, Patient filtert selbst, der Stein geht für die Analyse nicht verloren
Beutel = 125 Stück

1 Beutel **25,80 /Btl.**



ENTSORGUNGSBEUTEL UND ZUBEHÖR



BRAND

BRA 759705

Entsorgungsbeutel
aus Polypropylen, L x B 300 x 200 mm, zum Sammeln und Entsorgen gebrauchter Einmalartikel. Keine scharfen Gegenstände wie Injektionsnadeln etc. in Kunststoffbeutel geben. Verletzungsgefahr! Beutel stets unverschlossen autoklavieren bei 121°C
Pack = 100 Stück

1 Pack **12,70 /Pack**

BRA 759700

Ständer
mit 100 Entsorgungsbeuteln aus PP, Ständer aus Stahldraht, epoxidharzbeschichtet, mit Gummifüßen. Nicht autoklavierbar
Innen-Ø x H 12 x 25 cm

1 Stück **20,45 /St.**



MIKROSKOPE**KERN**

KSB OBE112



Der voll ausgestattete Allrounder für die Arztpraxis

Durchlichtmikroskop OBE 112, binokular 1 Stück durch den robusten und ergonomischen Standfuß ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet, der höhenverstellbare und dadurch fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensator mit Aperturblende sorgt für eine optimale Lichtbündelung, die Höhenverstellung des vollausgestatteten Kreuztisches findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt, ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über den ergonomisch gestalteten koaxialen Trieb, mit einer starken, stufenlos dimmbaren 3 W LED Beleuchtung (nicht aufladbar), inkl. Netzteil 230 V, Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Betriebsanleitung

540,00 /St.**Technische Daten:**

Finite Optik
4-fach Objektivrevolver
(Objektive 4x/10x/40x/100x inklusive)
Siedentopf 30° geneigt / 360° drehbar
Dioptrienausgleich einseitig
Binokular
Abmessungen (BxTxH): 320 x 180 x 365 mm
Eigengewicht: ca. 5,5 kg

KERN

KSB OBL127



Das vielseitige Mikroskop mit Infinity Optik, fix-vorzentrierter Köhler Beleuchtung und LED-Beleuchtung

Durchlichtmikroskop OBL 127, binokular 1 Stück zeichnet sich durch die Infinity Optik aus und ist daher für anspruchsvolle Durchlicht-Anwendungen bestens geeignet, durch den robusten und ergonomischen Standfuß ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet, der fix-vorzentrierte und fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensator mit Apertur- und Leuchtfeldblende ermöglicht eine vereinfachte Köhler-Beleuchtung, ohne dass das Zentrum verstellt werden kann, der große mechanische Kreuztisch und sein Objekthalter halten bis zu zwei Präparate gleichzeitig und fokussiert durch einen beidseitigen koaxialen Grob- und Feintrieb schnell und einfach, mit einer starken, stufenlos dimmbaren 3 W LED Beleuchtung (nicht aufladbar), inkl. Netzteil 230 V, Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Betriebsanleitung

910,00 /St.**Technische Daten**

Infinity Optik
4-fach Objektivrevolver
(Objektive 4x/10x/40x/100x inklusive)
Siedentopf 30° geneigt / 360° drehbar
Dioptrienausgleich einseitig
Binokular
Abmessungen (BxTxH): 395 x 200 x 380 mm
Eigengewicht: ca. 6,7 kg

Menge

EURO

MIKROSKOPE

KERN

Das vielseitige Mikroskop mit Infinity Optik, fix-vorzentrierter Köhler Beleuchtung, LED-Beleuchtung, 3,1 MP-Kamera ODC 824, Software OXM901 und C-Mount Adapter OBB-A1515

KSB OBL137KAM **Durchlichtmikroskop OBL 137, trinokular** 1 Stück **1.390,00 /St.**

zeichnet sich durch die Infinity Optik aus und ist für anspruchsvolle Durchlicht-Anwendungen bestens geeignet, durch den robusten und ergonomischen Standfuß ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet, der fix-vorzentrierte und fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensator mit Apertur- und Leuchtfeldblende ermöglicht eine vereinfachte Köhler-Beleuchtung, ohne dass das Zentrum verstellt werden kann, die starke, stufenlos einstellbare 3 W LED Beleuchtung sorgt für ein kontrastreiches Bild, der große mechanische Kreuztisch und sein Objekthalter halten bis zu zwei Präparate gleichzeitig und fokussiert durch einen beidseitigen koaxialen Grob- und Feintrieb schnell und einfach, inkl. Netzteil 230 V, Staubschutzhaube, Augenmuscheln und Betriebsanleitung

Technische Daten

Infinity Optik, 4-fach Objektivrevolver (Objektive 4x/10x/40x/100x inklusive), Siedentopf 30° geneigt / 360° drehbar, Dioptrienausgleich einseitig, Trinokular Abmessungen (BxTxH): 395 x 200 x 380 mm Eigengewicht: ca. 6,7 kg

Kamera ODC 824

durch die bewährte CMOS-Technik, in Verbindung mit USB 2.0 oder USB 3.0, werden die Bilder schnell und klar dargestellt, 3,1 Megapixel, FPS 11,5-45, Sensorgröße: 1/2", inkl. mehrsprachiger Kamerasoftware Microscope VIS KERN OXM 901, USB-Kabel 2 m, diverser Okularadapter und Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software



REFRAKTOMETER

KERN

KSB ORT1RS **Abbe-Refraktometer ORT 1RS** 1 Stück **690,00 /St.**

das universelle, analoge Abbe-Refraktometer, die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag, die integrierte Skala ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungsbereichen und bietet die bestmögliche Sicherheit um die Messergebnisse genau ablesen zu können, es sind flüssige, feste sowie pastöse Proben auswertbar, gemessen wird der Brechungsindex nD, im Lieferumfang enthalten: Kalibrierlösung, Kalibrierblock, Pipette, Schraubenzieher, Reinigungstuch, digitales Thermometer

Technische Daten:

Messbereich: 1,3000 - 1,7000 nD, Teilung: 0,0005 nD, Messtemperatur: 20°C, Abmessungen (BxTxH): 180 x 90 x 240 mm, Eigengewicht: ca. 1,95 kg





MEZ 101818
MEZ 101824
MEZ 102020
MEZ 102222
MEZ 102424

DECKGLÄSER



MENZEL Deckgläser werden aus reinweißem Glas hergestellt und sind gebrauchsfertig für den sofortigen Einsatz

quadratisch und rechteckig

Stärke ca. 0,13 bis 0,16 mm

VE = 100 Stück pro Schachtel
10 x 100 Stück im Karton

		Menge	EURO
18 x 18 mm		1 Schachtel	1,31 /Sch.
18 x 24 mm		1 Schachtel	2,17 /Sch.
20 x 20 mm		1 Schachtel	1,77 /Sch.
22 x 22 mm		1 Schachtel	1,94 /Sch.
24 x 24 mm		1 Schachtel	2,42 /Sch.



MEZ 102126
MEZ 102232
MEZ 102240
MEZ 102250
MEZ 102432
MEZ 102436
MEZ 102440
MEZ 102450
MEZ 102460

VE = 100 Stück pro Schachtel
10 x 100 Stück im Karton

21 x 26 mm		1 Schachtel	2,50 /Sch.
22 x 32 mm		1 Schachtel	3,01 /Sch.
22 x 40 mm		1 Schachtel	3,74 /Sch.
22 x 50 mm		1 Schachtel	4,35 /Sch.
24 x 32 mm		1 Schachtel	3,18 /Sch.
24 x 36 mm		1 Schachtel	3,85 /Sch.
24 x 40 mm		1 Schachtel	3,86 /Sch.
24 x 50 mm		1 Schachtel	4,44 /Sch.
24 x 60 mm		1 Schachtel	5,13 /Sch.



MEZ 101026
MEZ 101126

OBJEKTTRÄGER UND ZUBEHÖR



MENZEL Objektträger

76 x 26 (Toleranz +0/-1 mm) x 1 mm, aus extra weißem Glas, Kanten geschnitten
– für die Routinemikroskopie
Pack = 50 Stück

Standard mit und ohne Mattrand

geschnitten		1 Pack	1,86 /Pack
geschnitten mit doppelseitigem Mattrand		1 Pack	2,57 /Pack

OBJEKTTRÄGER UND ZUBEHÖR



MENZEL Superfrost®


76 x 26 (Toleranz +0/-1 mm) x 1 mm, aus extra weißem Glas, diese Objektträger haben ein Beschriftungsfeld in 7 Standardfarben: weiß, blau, rosa, gelb, grün, orange und lila. Unterschiedliche Präparate können so identifiziert, bzw. nach Dringlichkeit, Untersuchungsmethode, Färbtechnik etc. gekennzeichnet werden
Pack = 50 Stück

- MEZ 021200.0
- MEZ 021200.1
- MEZ 021200.2
- MEZ 021200.3
- MEZ 021200.4
- MEZ 021200.5
- MEZ 021200.6

geschnitten weiß
blau
rosa
gelb
grün
orange
lila

1 Pack

3,30 /Pack



- MEZ 021202.0
- MEZ 021202.1
- MEZ 021202.2
- MEZ 021202.3
- MEZ 021202.4
- MEZ 021202.5
- MEZ 021202.6

geschliffen 45° weiß
blau
rosa
gelb
grün
orange
lila

1 Pack

4,58 /Pack



OBJEKTTRÄGER UND ZUBEHÖR



MENZEL SuperFrost/Plus- und Polysine-Adhäsionsobjektträger

75 x 25 x 1 mm, Kanten geschliffen
Schachtel = 72 Stück

- MEZ 021329
- MEZ 021330

SuperFrost/Plus 90°
Polysine 90°

1 Schachtel

19,99 /Sch.

1 Schachtel

17,80 /Sch.



SuperFrost/Plus



Polysine

Wir liefern das gesamte Menzel-Sortiment!

Menge EURO

ZUBEHÖR


MEZ 021390	MENZEL 50-Slides-Box zum Aufbewahren und Registrieren von bis zu 50 Objektträgern, bis -50°C einfrzierbar, Größe 172 x 82 x 30 mm	1 Stück	5,32 /St.
MEZ 021391	MENZEL 5-Slide-Box diese stabile Kunststoffbox hat Platz für 5 Objektträger, Größe 80 x 28 x 15 mm	1 Stück	1,05 /St.



50-Slide-Box



5-Slide-Box

ZUBEHÖR**megro®**

MEG 122136	Versandgefäß für Objektträger für Transport oder Lagerung von Objekt- trägern, Material: HD-PE, Farbe: natur Karton = 500 Stück	1 Karton	60,30 /Kart.
------------	---	----------	---------------------

SALBENDOSEN**megro®****Salbendosen mit Schraubdeckel**

Universalbehälter für Salben und Proben aus
weißem, hygienischen Kunststoff (Polypropylen)

	Größe	Maße	Volumen		
MEG 123600	5 g	Ø 29 x 17 mm	6 ml	1 Stück	0,21 /St.
MEG 123605	10 g	Ø 29 x 31 mm	12 ml	1 Stück	0,21 /St.
MEG 123610	20 g	Ø 34 x 40 mm	25 ml	1 Stück	0,22 /St.
MEG 123615	30 g	Ø 38 x 48 mm	35 ml	1 Stück	0,23 /St.
MEG 123620	50 g	Ø 45 x 56 mm	60 ml	1 Stück	0,24 /St.
MEG 123625	100 g	Ø 56 x 67 mm	125 ml	1 Stück	0,49 /St.
MEG 123630	150 g	Ø 73 x 60 mm	185 ml	1 Stück	0,79 /St.
MEG 123635	200 g	Ø 73 x 78 mm	250 ml	1 Stück	0,84 /St.
MEG 123640	250 g	Ø 81 x 81 mm	310 ml	1 Stück	0,99 /St.



Menge EURO

EINMAL-PINZETTEN

VITLAB

Pinzetten PMP weiß (Polymethylpenten)
spitz, elastisch, sehr gutes Rückstellvermögen
autoklavierbar

VIT 67895	11,5 cm	VE = 10 Stück	10 Stück	1,40 /St.
VIT 67995	14,5 cm	VE = 10 Stück	10 Stück	1,70 /St.



Pinzetten POM gelb (Polyoxymethylen)
stumpf, elastisch, gutes Rückstellvermögen

VIT 68099	11,5 cm	VE = 50 Stück	50 Stück	1,43 /St.
VIT 68199	14,5 cm	VE = 50 Stück	50 Stück	1,67 /St.
VIT 68299	18,0 cm	VE = 25 Stück	25 Stück	3,12 /St.
VIT 68399	25,0 cm	VE = 25 Stück	25 Stück	4,95 /St.



Qotomed

MEG 126310	unsteril , glasklar, 12,5 cm anatomische Form, zum sicheren Erfassen im medizinischen Arbeitsfeld, aus Polystyrol Pack = 100 Stück	1 Pack	12,00 /Pack
------------	--	--------	--------------------



Qotomed

MEG 126300	steril , glasklar, 12,5 cm einzeln steril verpackt, anatomische Form, zum sicheren Erfassen im medizinischen Arbeitsfeld, aus Polystyrol Pack = 50 Stück	1 Pack	12,00 /Pack
------------	---	--------	--------------------



LABORWASSER

Qotomed

für medizinische, chemische, technische,
pharmazeutische Zwecke geeignet, nicht
geeignet für Injektionen, Infusionen und
Augentropfen, nicht steril

Aqua-Bidest

MEG 260.1000	1 Liter	1 Flasche	2,95 /Fl.
MEG 260.9010	10 Liter Kanister	1 Kanister	13,50 /Kan.

Aqua-Dest

MEG 261.1000	1 Liter	1 Flasche	1,95 /Fl.
MEG 261.5000	5 Liter	1 Flasche	5,30 /Fl.
MEG 261.9010	10 Liter Kanister	1 Kanister	10,50 /Kan.





		Menge	EURO
<u>BLUTMISCHPIPETTE</u>			
megro			
MEG 622104	Typ LEUCO , nach Thoma weiße Mischkugel, 1:10 Mischungsverhältnis Pack = 10 Stück	10 Stück	4,55 /St.



		Menge	EURO
<u>BLUTSENKUNGSSTÄNDER / -PIPETTEN + ZUBEHÖR</u>			
G GUEST Medical			
MEG 123170	Dispetten Blutsenkungspipetten aus Kunststoff, gradu- iert nach DIN-Norm, komplett mit Füllkappe, Methode Westergren Pack = 100 Stück	1 Pack	24,50 /Pack
MEG 123171	Ständer für 3 x 10 Dispetten für Standard- und Schräg-/Schnellmethode	1 Stück	9,15 /St.



		Menge	EURO
SARSTEDT			
geschlossenes System von der Blutentnahme bis zur Blutsenkung. Bei der S-Sedivette® erfolgt die Senkungsmessung in dem Entnahmesystem, ohne dass das System geöffnet werden muss. Dadurch ist die S-Sedivette® gegenüber der klassischen Methode deutlich hygienischer und einfacher in der Handhabung			
SAR 06.1690.001	S-Sedivette® 3,5 ml, 130 x 8 mm, BSG/Citrat-Puffer, Standard-etikett, steril, Pack = 50 Stück	1 Pack	13,24 /Pack
SAR 90.1090	Senkungs-Ständer mit Graduierung, für 10 S-Sedivetten®	1 Stück	33,75 /St.



		Menge	EURO
<u>ANTI-BESCHLAGMITTEL</u>			
Ultra-Stop			
glasklare Flüssigkeit (alkoholische Lösung), verhindert dünn aufgetragen ein Beschlagen und sorgt gleichzeitig für klare Sicht, besonders während der Arbeit im OP ist das Beschlagen von Brillengläsern sehr hinderlich, dasselbe gilt für das Beschlagen von Optiken und Endoskopen			
HSW 8167900030	unsteril 15 ml Sprühflasche	1 Flasche	9,00 /Fl.
HSW 8167900010	unsteril 25 ml Tropfflasche	1 Flasche	9,75 /Fl.
HSW 8167900020	steril 30 ml Durchstichflasche	1 Flasche	11,20 /Fl.

Menge

EURO

BLUTBILDZÄHLGERÄT

Die herkömmliche manuelle Auswertung des Differentialblutbildes erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit und behindert zusätzlich die Konzentration auf das eigentliche Differenzieren. Das elektronische Speichergerät Counter erleichtert das Auszählen des Blutbildes.



HCT 40345010

COUNTER AC-8, CE

1 Stück

554,50 /St.

elektronisches Blutbildzählgerät mit 8 Speichern elektronisches Zähl- und Speichergerät für die mikroskopische Auswertung des Differentialblutbildes, das Mikroskopbild kann ständig im Auge behalten werden, die Auswertungszahlen werden blind eingetippt, genaue Gebrauchsanweisung liegt jedem Gerät bei, Zählbereich bis max. 1000, mit Schukostecker, 220 V / 50 Hz = 8 V = 400 mA Abmessungen: 19,5 x 15 x 3 cm



ROLLEN-MISCHGERÄT

Das Gerät ist speziell für das gleichmäßige Mischen von Untersuchungsproben (z. B. Vollblut) für hämatologische Bestimmungen und zur schonenden Durchmischung sonstiger Zellsuspensionen konstruiert.



HCT 40346004

Rollen-Mischgerät TR 4, CE

1 Stück

198,00 /St.

Rollenlänge 330 mm, Taumel-Rollenmischer mit vier synchron laufenden Rollen, vier gleichmäßig drehende Rollen ergeben eine einheitlich taumelnde Liegefläche für Probenfläschchen etc., die Geschwindigkeit ist fest auf 30 U/min. eingestellt und kann nicht verändert werden, der Neigungswinkel der Rollen beträgt 3°, die Rollen sind einzeln entnehmbar, um Behältnisse verschiedener Größen aufnehmen zu können, die Entnahme ist ohne Werkzeuge möglich, das Mischen erfolgt im Dauerbetrieb und lautlos, Netzspannung: 110-220 V, Umdrehungen: 30 U/min., Zuladegewicht: max. 1,5 kg Abmessungen (LxBxH): 47,5 x 21 x 8 cm



ZÄHLGERÄT



HCT 40344010

Handzähler, 4-stellig, mit Taster

1 Stück

16,05 /St.

zum mechanischen Zählen von 0-9999, das Gehäuse ist aus verchromten Stahl und liegt gut in der Hand, am Fingerbügel wird der Handzähler mit dem Zeigefinger festgehalten, mit dem seitlichen Rückstellknopf wird der Zähler wieder auf Null gestellt



BLUTENTNAHMESYSTEME UND ZUBEHÖR**Safety-Kanüle für S-Monovette®**spezielle Sicherheitskanüle mit **Kanülenschutz**

zur Blutentnahme mit der S-Monovette®,

einzeln steril verpackt

Pack = 50 Stück

	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
SAR 85.1160.200	0,9	20	38	gelb	1 Pack	12,25 /Pack
SAR 85.1162.200	0,8	21	38	grün	1 Pack	12,25 /Pack
SAR 85.1440.200	0,7	22	38	schwarz	1 Pack	12,25 /Pack

Kanüle für S-Monovette®

spezielle Kanüle zur Blutentnahme mit der

S-Monovette®, einzeln steril verpackt

Pack = 100 Stück



	Ø-mm	G	L-mm	Code	Menge	Preis
SAR 85.1160	0,9	20	38	gelb	1 Pack	17,75 /Pack
SAR 85.1162	0,8	21	38	grün	1 Pack	15,44 /Pack
SAR 85.1440	0,7	22	38	schwarz	1 Pack	17,75 /Pack

**Safety-Multifly®-Kanüle mit Multi-Adapter**für die sichere Blutentnahme mit **Kanülenschutz**

im geschlossenen System mit der S-Monovette®, bei

schlechten Venenverhältnissen, einzeln steril verpackt

Pack = 120 Stück



	Ø-mm	G	L-mm	Code	Schlauch-L-mm	Menge	Preis
SAR 85.1637.235	0,9	20	19	gelb	200	1 Pack	70,20 /Pack
SAR 85.1638.235	0,8	21	19	grün	200	1 Pack	70,20 /Pack
SAR 85.1640.235	0,6	23	19	blau	200	1 Pack	70,20 /Pack
SAR 85.1637.205	0,9	20	19	gelb	80	1 Pack	70,20 /Pack
SAR 85.1638.205	0,8	21	19	grün	80	1 Pack	70,20 /Pack
SAR 85.1640.205	0,6	23	19	blau	80	1 Pack	70,20 /Pack
SAR 85.1642.205	0,5	25	19	orange	80	1 Pack	70,20 /Pack

**Multifly®-Kanüle mit Multi-Adapter**

für die Blutentnahme im geschlossenen System

mit der S-Monovette®, bei schlechten Venen-

verhältnissen, einzeln steril verpackt

Pack = 120 Stück



	Ø-mm	G	L-mm	Code	Schlauch-L-mm	Menge	Preis
SAR 85.1637.035	0,9	20	19	gelb	200	1 Pack	55,25 /Pack
SAR 85.1638.035	0,8	21	19	grün	200	1 Pack	50,44 /Pack
SAR 85.1640.035	0,6	23	19	blau	200	1 Pack	50,44 /Pack
SAR 85.1637.005	0,9	20	19	gelb	80	1 Pack	55,25 /Pack
SAR 85.1638.005	0,8	21	19	grün	80	1 Pack	50,44 /Pack
SAR 85.1640.005	0,6	23	19	blau	80	1 Pack	55,25 /Pack
SAR 85.1642.005	0,5	25	19	orange	80	1 Pack	55,25 /Pack

Menge

EURO

BLUTENTNAHMESYSTEME UND ZUBEHÖR



SAR 14.1205

Multi-Adapter für S-Monovette® 1 Pack
bei Einsatz dieses Adapters ist die Adaption eines Luer-Systems (Katheter, Butterfly etc.) auf die S-Monovette® möglich, einzeln steril verpackt
Pack = 100 Stück

16,52 /Pack




S-Monovette®

das Blutentnahmesystem S-Monovette® ermöglicht die freie Wahl der Abnahmetechnik. Man kann mit dem Aspirations- oder Vakuumprinzip Blut abnehmen. Bei einer Mehrfachentnahme kann die Punktion in der Aspirationstechnik mit aufgesetzter Kanüle durchgeführt werden. Bei der Vakuumtechnik sollte erst nach erfolgreicher Punktion die Monovette konnektiert werden. Ein Wechsel der S-Monovette® zur tropffreien Mehrfachentnahme ist dann möglich.
Pack = 50 Stück



steril, transparentes Kunststoffetikett

SAR 05.1104	4,5 ml	92 x 11 mm	Serum	1 Pack	8,16 /Pack
SAR 01.1601	7,5 ml	92 x 15 mm	Serum	1 Pack	8,16 /Pack
SAR 01.1602	7,5 ml	92 x 15 mm	Serum-Gel	1 Pack	12,81 /Pack
SAR 02.1063	9,0 ml	92 x 16 mm	Serum	1 Pack	8,44 /Pack
SAR 01.1604	7,5 ml	92 x 15 mm	Lithium-Heparin	1 Pack	8,77 /Pack
SAR 05.1073	2,7 ml	66 x 11 mm	Fluorid EDTA / Glucose	1 Pack	8,56 /Pack
SAR 04.1901	2,6 ml	65 x 13 mm	K3-EDTA	1 Pack	7,82 /Pack
SAR 05.1167	2,7 ml	66 x 11 mm	K3-EDTA	1 Pack	8,44 /Pack
SAR 03.1068	4,0 ml	75 x 15 mm	K3-EDTA	1 Pack	8,72 /Pack
SAR 05.1165	3,0 ml	66 x 11 mm	Citrat 3,2%	1 Pack	9,82 /Pack
SAR 05.1071	5,0 ml	92 x 11 mm	Citrat 3,2%	1 Pack	9,82 /Pack



URINENTNAHMESYSTEM




SAR 10.252

Urin-Monovette® 1 Beutel
10 ml, Luer, 102 x 15 mm, inkl. Entnahmespitzen, drei Funktionen in einem Artikel: hygienisches Aufziehen, Gefäß für Streifenfest, Zentrifugenröhre für die Sedimentgewinnung
Beutel = 64 Stück

9,88 /Btl.





MEG 158120

ABSTRICHSPATEL**megro**

Cervix Abstrichspatel aus Holz
Abstrichspatel nach Ayre speziell:
für Endocervix und vergrößerte Cervix,
getrommelt und gewachst, Länge 18 cm
Beutel = 100 Stück

Menge

EURO

1 Beutel

3,15 /Btl.

MEG 156220

WATTESTÄBCHEN**megro**

mit festgedrehtem Wattekopf, für Abstriche
und zum Auftragen von Salben

MEDI-WOOD®

Wispy Holzstäbchen 20 cm lang,
Ø 3 mm, großer Wattekopf Ø 10 mm,
einseitig, Beutel = 50 Stück

1 Beutel

1,95 /Btl.

MEG 156215

Wispy Kunststoffstäbchen 15 cm lang,
Ø 4 mm, großer Wattekopf Ø 10 mm,
einseitig, Beutel = 50 Stück

1 Beutel

2,65 /Btl.

MEG 156023

Holzstäbchen 23 cm lang,
Ø 2,5 mm, kleiner Wattekopf Ø 4 mm,
einseitig, Beutel = 100 Stück

1 Beutel
10 Beutel**2,70 /Btl.**
1,80 /Btl.

MEG 156015

Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, kleiner Wattekopf Ø 4 mm,
einseitig, Beutel = 100 Stück

1 Beutel
10 Beutel**1,54 /Btl.**
1,00 /Btl.

MEG 156115

Holzstäbchen steril 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, Wattekopf Ø 5 mm,
einseitig, Beutel = 100 Stück

1 Beutel

9,20 /Btl.

MEG 157421

Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 3 mm, Wattekopf Ø 9 mm,
einseitig, Beutel = 50 Stück


1 Beutel

0,58 /Btl.

MEG 157422

Holzstäbchen 15 cm lang,
Ø 2,5 mm, großer Wattekopf Ø 10 mm,
einseitig, Beutel = 50 Stück

1 Beutel

2,35 /Btl.

MEG 157423

Holzstäbchen 7 cm lang,
Ø 2,2 mm, kleiner Wattekopf Ø 4 mm,
beidseitig, Beutel = 100 Stück

1 Beutel

0,74 /Btl.

MEG 157426

Aluminiumstäbchen 15 cm lang,
Ø 1 mm, Wattekopf Ø 2 mm, steril,
einseitig, Beutel = 100 Stück

1 Beutel

13,15 /Btl.

Bei den o. g. Abmessungen handelt es sich um ca. Maße. Abweichungen sind möglich!

Menge EURO

MUNDSPATEL / UNIVERSALSPATEL

zum Andrücken der Zungenspitze bei Untersuchungen des Mund- und Rachenraums

megro

MEG 159000	MEDI-WOOD® aus Holz 15 cm, naturbelassenes Birkenholz, abgerundete Kanten, glatte Oberfläche Pack = 100 Stück	1 Pack	1,50 /Pack
MEG 159001	gewachst Gr. 150 x 18 x 1,6 mm Beutel = 100 Stück	1 Beutel 50 Beutel	2,70 /Btl. 1,80 /Btl.
MEG 159002	getrommelt, steril, einzeln verpackt Pack = 50 Stück	1 Pack	4,20 /Pack
MEG 159015	aus Kunststoff weiß, unsteril, 15 cm lang, sterilisierbar mit ETO-Gas, Beutel = 100 Stück	1 Beutel	5,45 /Btl.



HEINE OPTOTECHNIK

OPT B-000.12.304	Einmal-Mundspatel aus Kunststoff , stabil und hygienisch, Länge: 12,5 cm, Breite: 1,6 cm Pack = 100 Stück	1 Pack	11,30 /Pack
------------------	--	--------	--------------------

WATTETRÄGER

megro

einseitig spitz, Hartholzstäbchen Ø 3 mm

Buchenholz, astfrei
Beutel = 100 Stück

MEG 155115	15 cm	1 Beutel	2,60 /Btl.
MEG 155220	25 cm	1 Beutel	4,50 /Btl.
MEG 155230	30 cm	1 Beutel	4,95 /Btl.

ungespitzt, Hartholzstäbchen Ø 3 mm

Beutel = 100 Stück

MEG 155015	15 cm	1 Beutel	1,65 /Btl.
MEG 155030	30 cm	1 Beutel	2,50 /Btl.



Bei den o. g. Abmessungen handelt es sich um ca. Maße. Abweichungen sind möglich!

Menge

EURO

ZÄHLKAMMERN**ASSISTENT-Zählkammer**

doppelt, mit CE-Zeichen, aus optischem Spezialglas gefertigt, Kammertiefe Standard 0,100 mm, doppeltes Zählnetz, mit 2 optisch planen Deckgläsern

nach Thoma

1 Stück

28,80 /St.

zur Thrombo- und Erythrozytenzählung, Zählnetz bestehend aus 1 Großquadrat in der Mitte 1 mm², bestehend aus 16 Gruppenquadraten je 0,04 mm², unterteilt in 400 Kleinquadrate je 0,0025 mm²

nach Thoma neu

1 Stück

33,50 /St.

zur Thrombo- und Erythrozytenzählung, Zählnetz wie Thoma, jedoch ohne Grenzquadrate an deren 3-fachen Linien sich die Erythrozyten leicht zusammenballen

nach Neubauer

1 Stück

28,80 /St.

zur Erythrozyten- und Leukozytenzählung, Zählnetz bestehend aus 9 Großquadraten je 1 mm², vier Eckquadrate jeweils in 16 gleich große Quadrate unterteilt, sonst wie Thoma

nach Neubauer improved

1 Stück

28,80 /St.

zur Erythrozyten- und Leukozytenzählung, Zählnetz bestehend aus 9 Großquadraten je 1 mm², vier Eckquadrate jeweils in 16 gleich große Quadrate unterteilt, zusätzlich dreifache Begrenzungslinien auf allen Seiten der Gruppenquadrate

nach Fuchs-Rosenthal

1 Stück

28,80 /St.

zur Zellzählung im Liquor cerebrospinalis (Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit), Kammertiefe Standard **0,200 mm**, Zählnetz gesamt 16 mm² unterteilt in 16 Großquadrate zu je 1 mm², jeweils unterteilt in 16 Kleinquadrate zu je 0,0625 mm²

VERSCHLUSSFOLIE**PARAFILM® M**

flexible, feuchtigkeitsbeständige, gasdurchlässige Verschlussfolie für den Laborbetrieb, ist frei von Weichmachern und besteht im Wesentlichen aus Polyolefinen und Paraffinwachsen. Reagenzgläser, Zylinder, Kolben, Kulturen etc. werden durch den sich leicht anschmiegenden Film sicher verschlossen. Da sich die Folie bis zu 200% dehnen lässt, schmiegt sie sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen an. Auch als Umhüllung für feuchte Bandagen geeignet

10 cm x 38 m

1 Rolle

31,95 /Ro.**10 cm x 75 m**

1 Rolle

64,00 /Ro.**5 cm x 75 m**

1 Rolle

33,20 /Ro.

HCT 42511010

HCT 42511020

HCT 42512010



CHEMIKALIEN / LÖSUNGSMITTEL

Menge EURO

megro®

Isopropyl-Alkohol 70%

MEG 270.1000	1 l Flasche	1 Flasche	Tagespreis
MEG 270.5000	5 l Kanister	1 Kanister	Tagespreis

Isopropyl-Alkohol DAC 99 %

MEG 271.1000	1 l Flasche	1 Flasche	Tagespreis
MEG 271.5000	5 l Kanister	1 Kanister	Tagespreis

megro®

Wundbenzin DAB

zum Entfetten der Haut und zur Entfernung von Pflasterresten

MEG 275.1000	1 l Kanister	1 Kanister	Tagespreis
MEG 275.5000	5 l Kanister	1 Kanister	Tagespreis



Menge EURO

ULTRASCHALLREINIGER - ZUBEHÖR



Elmasonic Med

MDR-konformes Ultraschallreinigungsgerät* mit 37 kHz Ultraschallfrequenz und den Ultraschallmodi degas, eco, sweep, pulse und dynamic. Leicht zu reinigende Edelstahloberfläche, digitales anwenderfreundliches Bedienfeld mit Rückmeldung vom Gerät, Speicher für vier individuelle Reinigungsprogramme

*Medizinprodukt Klasse I gem. Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745



ELM 1097278 **Elmasonic Med 30** 1 Stück **655,00 /St.**
mit Kunststoffdeckel, Badvolumen: 2,75 Liter
Wanneninnenmaße: 240 x 137 x 100 mm
Geräteaußenmaße: 300 x 179 x 214 mm

ELM 1100677 **Elmasonic Med 60** 1 Stück **1.120,00 /St.**
mit Kunststoffdeckel, Badvolumen: 5,75 Liter
Wanneninnenmaße: 300 x 151 x 150 mm
Geräteaußenmaße: 365 x 186 x 264 mm

ELM 1098779 **Elmasonic Med 300** 1 Stück **2.375,00 /St.**
mit Kunststoffdeckel, Badvolumen: 28 Liter
Wanneninnenmaße: 505 x 300 x 200 mm
Geräteaußenmaße: 568 x 340 x 321 mm

ELM 1004176 **Reinigungskorb aus Edelstahl** 1 Stück **46,00 /St.**
für Elmasonic Med 30
Korbinnenmaß: 198 x 106 x 50 mm

ELM 1004243 **Reinigungskorb aus Edelstahl** 1 Stück **65,00 /St.**
für Elmasonic Med 60
Korbinnenmaß: 255 x 115 x 75 mm

ELM 1004271 **Reinigungskorb aus Edelstahl** 1 Stück **180,00 /St.**
für Elmasonic Med 300
Korbinnenmaß: 455 x 250 x 115 mm



ELM 5804100000 **EC 10 Universal, 1 Liter** 1 Flasche **16,00 /Fl.**
zur gründlichen Ultraschall-Reinigung von Labor-,
medizinischen, zahnärztlichen und -technischen
Instrumenten sowie Gegenständen aus Stahl,
Glas, Kunststoff und Keramik

ELM 5809900000 **EC 60 Acidic Intense, 1 Liter** 1 Flasche **23,00 /Fl.**
zur sauren Grundreinigung von zahn-/medizini-
schen Labor-Instrumenten und Werkstücken aus
Edelstahl, Glas und Kunststoffen

ELM 8000066 **EC 55 Instruments u. Burrs Disinfection** 1 Flasche **39,00 /Fl.**
1 Liter, Konzentrat zur desinfizierenden Reini-
gung im Tauchbad mit und ohne Ultraschall, für
allgemeine und chirurgische ärztliche Instrumente
sowie speziell für rotierende zahnärztliche Instru-
mente und Endoskopie-Zubehör



Menge

EURO

DIGITAL-ULTRASCHALL-REINIGUNGSGERÄTE

EMI 60002

Emmi 05P - 0,5 Ltr. Volumen

1 Stück

104,96 /St.

Leistung: 50 Watt - 49 kHz, inkl. Deckel, Reinigungswanne aus Edelstahl, **abnehmbar**, Gehäuse aus ABS, Digital-Schaltung 1-9 Min. (inkl. 100 ml Universalkonzentrat als Probe-packung, ausreichend für 10 Anwendungen), Wanninnenmaße: 175 x 80 x 40 mm

PROFI-ULTRASCHALL-REINIGUNGSGERÄTE

EMI 60079

Emmi 12 HC - 1,2 Ltr. Volumen

1 Stück

226,89 /St.

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)
Ultraschall-Leistung: max. 120 Watt - ca. 40 kHz, Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edelstahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min. oder Dauerbetrieb, Heizung: 20 - 80°C, 3-Stufen Ultraschall-Leistungs-regler, Wanninnenmaße: 200 x 100 x 70 mm



EMI 60006

Universal

1 Stück

277,31 /St.**Emmi 20 HC - 1,8 Ltr. Volumen**

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)
Ultraschall-Leistung: max. 150 Watt - 40 kHz, Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edelstahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min. oder Dauerbetrieb, Heizung: 20 - 80°C, stufenlos regelbar, 3-Stufen Ultraschall-Leistungsregler, Wanninnenmaße: 230 x 118 x 80 mm



EMI 60010

Emmi 40 HC - 4,0 Ltr. Volumen mit Ablauf

1 Stück

495,80 /St.

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)
Ultraschall-Leistung: max. 240 Watt - 40 kHz, Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edelstahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min. oder Dauerbetrieb, Heizung: 30 - 80°C, stufenlos regelbar, 3-Stufen Ultraschall-Leistungsregler, Wanninnenmaße: 300 x 155 x 100 mm

Menge

EURO

PROFI-ULTRASCHALL-REINIGUNGSGERÄTE



Einsatzbereich:

Heimanwendung, Labor, Optik, Studios

EMI 61033

Emmi 08ST H - 0,8 Ltr. Volumen

1 Stück

151,26 /St.

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)
Ultraschall-Leistung: max. 60 Watt - ca. 45 kHz,
Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus
Edelstahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min. oder
Dauerbetrieb, Heizung: 20 - 80°C,
Wanneninnenmaße: 180 x 90 x 50 mm



EMI 98217

Emmi H22 - 1,65 Ltr. Volumen

1 Stück

235,92 /St.

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)
Ultraschall-Leistung: max. 120 Watt - ca. 40 kHz,
Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edel-
stahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min. oder Dauerbetrieb,
Heizung: 30 - 90°C, 2 PZT Breitstrahlssysteme,
HF-Generator: überlastsicher, leistungskonstant,
Wanneninnenmaße: 240 x 140 x 65 mm



EMI 60098

Emmi D30 - 2,6 Ltr. Volumen mit Ablauf

1 Stück

495,80 /St.

(inkl. 100 ml Universalkonzentrat)
Ultraschall-Leistung: max. 240 Watt - ca. 37 kHz,
Gehäuse, Wanne, Deckel und Korb aus Edel-
stahl, Zeitschaltuhr: 1-60 Min. oder Dauerbetrieb,
Heizung: 20 - 80°C, 2-Stufen Ultraschall-Leis-
tungsregler, Sweeptchnik: Steigerung der nor-
malen Ultraschall-Leistung bei besonders starken
Verschmutzungen, Degasfunktion: Entgasung des
Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor Inbetrieb-
nahme bewirkt eine optimale Ultraschall-Leistung,
Wanneninnenmaße: 240 x 140 x 100 mm



ULTRASCHALLREINIGER - ZUBEHÖR



EMI 60048

Emmi-Rundkorb

1 Stück

21,01 /St.

ideal zur Reinigung von Kleinteilen im Ultra-
schallbad, aus Edelstahl, Maße: 5 x 5 cm (H x B)



Ultraschall-Reinigungs-Konzentrate

biologisch abbaubar, Konzentrate sind 1%ig,
sehr ergiebig und umweltschonend

EMI 61000

Dental-Reiniger 0,5 Ltr.

1 Flasche

15,08 /Fl.

für Zahnspanen und Zahnprothesen

EMI 61003

Universal-Reiniger 0,5 Ltr.

1 Flasche

13,40 /Fl.

für Modellteile, Schmuck, Brille, Gold, etc.



REINIGUNGSKONTROLLESTERIS / **Browne****BROWNE STF Load Check-Indikatoren**

Der BROWNE STF Load Check Indikator bietet eine gleichmäßige und reproduzierbare Methode zur regelmäßigen Überprüfung der Reinigungsleistung des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes. Der Indikator erfüllt die gleiche Funktion wie ein Anschmutzungstest. Der Indikator enthält zwei Arten von Proteinen, Lipiden und Polysacchariden und simuliert die Tests zum Nachweis der Reinigungsleistung. Der Indikator enthält keine Blutprodukte und ist für den Gebrauch in jedem Reinigungszyklus ausgelegt.

Einfach einen Indikator in den Halter (Nr. 2316AB nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen, zusammen mit den Instrumenten in einen Korb geben, einen normalen Reinigungszyklus ausführen und danach den Indikator einer Sichtprüfung auf etwaige Rückstände unterziehen. Der Indikator ist mit einer hellroten Anschmutzungsformulierung bedruckt, die sicher in der Handhabung, leicht zu erkennen und daher auch einfach auszuwerten ist. Den aufbereiteten Indikator gegen einen weißen Hintergrund halten und auf Anschmutzungsrückstände untersuchen



Browne STF Load
Check Indikatoren und Halter

STE 2312AB
STE 2315AB

Pack = 25 Stück
Pack = 100 Stück

1 Pack **42,00** /Pack
1 Pack **75,00** /Pack

STE 2316AB

BROWNE STF Load Check Halter1 Stück **59,90** /St.

Halterung aus Edelstahl zur Aufnahme des BROWNE STF Load Check-Indikators (Artikel-Nr. 2315AB oder 2312AB nicht im Lieferumfang enthalten)



STE 3371AB

BROWNE ResiTEST™ (Pen)1 Beutel **141,10** /Btl.

gebrauchsfertiger, hochempfindlicher und schneller Test zum Nachweis von Proteinen auf der Oberfläche von Instrumenten, Proteine werden ab einer Konzentration von 1 µg nachgewiesen
Beutel = 25 Teste



Menge

EURO

DESINFEKTION UND REINIGUNG FÜR TAUCH- UND ULTRASCHALLBAD



BRAND

mucaso[®], Universalreiniger

flüssiges, alkalisches Hochleistungskonzentrat für das Tauch- und Ultraschallbad, universell einsetzbarer Reiniger für Laborgeräte und Instrumente aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Gummi und Metall, in ca. 10-30 min. wird das Spülgut ohne mechanische Hilfe gereinigt, mucaso[®] ersetzt Chromschwefelsäure, ist frei von Chlor und Ätzalkalien, ungiftig, nicht aggressiv und biologisch abbaubar, längere Einwirkzeiten sind bei Oberflächen aus Zink und nichteloxiertem Aluminium zu vermeiden



BRA 44003
BRA 44005

2 l (2,8 kg) Flasche
5 l (7 kg) Kanister

1 Flasche **67,90 /Fl.**
1 Kanister **126,45 /Kan.**

DESINFEKTION UND REINIGUNG FÜR TAUCH- UND ULTRASCHALLBAD

schülke ->

edisonite[®] classic, Universalreiniger

kraftvoller, alkalischer Schnellreiniger mit breitem Anwendungsspektrum zur manuellen Aufbereitung, entfernt z.B. Blut, Eiweiß, Destillationsrückstände, Öle, Fette, Teer, Wachse, Hahnfette, Silikon und Harze, besitzt eine hohe Materialverträglichkeit, frei von Ätzalkalien und Chlor, greift Gradierungen nicht an und beeinflusst keine empfindlichen Labortests



SMH 230050
SMH 230047

5 kg Eimer
1 kg Dose

1 Eimer **85,70 /Eimer**
1 Dose **21,68 /Do.**

edisonite[®] super, Spezialreiniger

schonender, pH-neutraler Spezialreiniger für die manuelle Aufbereitung, reinigt selbst alkaliempfindliche Materialien (z.B. eloxiertes Aluminium), arbeitet selbsttätig, materialschonend und besonders gründlich, löst auch hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Eiweiß, Öl, Blut, Fette und Wachse), schützt nachhaltig vor Korrosionsschäden



SMH 230088
SMH 230051

5 kg Eimer
1 kg Dose

1 Eimer **85,70 /Eimer**
1 Dose **21,68 /Do.**

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

WASCHMITTEL (DESINFEKTION)**ECOLAB****Eltra™**

zur bioziden Anwendung für desinfizierendes Waschen von weißen und farbigen Textilien aus reiner Baumwolle, Mischgewebe und Synthetik wie Krankenhaus-, Praxis- und Altenheimwäsche, Textilien aus anderen hygienesensiblen Bereichen sowie Berufskleidung aus Küchen und Lebensmittelverarbeitung, Feuchtwischbezüge aus Krankenhäusern. Gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60/70/80°C gemäß RKI (A/B) und VAH



ECO 1011210
ECO 1011200

6 kg Trommel
20 kg Sack

1 Trommel **41,66 /Tr.**
1 Sack **128,14 /Sack**

HÄNDEDESINFEKTION**Qatiomed®****megroMAN**

gebrauchsfertige alkoholische Lösung zum Auftragen auf die Hände zur hygienischen und chirurgischen Desinfektion, dermatologisch getestet, begrenzt viruzid gem. RKI / DVV-Leitlinie, Rotaviren, sehr hautverträglich (auch für Allergiker geeignet), VAH-gelistet, für die hygienische Händedesinfektion



MEG 280.0500
MEG 280.1000
MEG 280.5000

500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche **4,60 /Fl.**
1 Flasche **8,15 /Fl.**
1 Kanister **34,15 /Kan.**

ECOLAB**Skinman™ Foam**

viruzider Händedesinfektions-Schaum für die hygienische Händedesinfektion, geeignet für den täglichen Gebrauch, besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen, breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB), Hefen und Pilzen sowie behüllten und unbehüllten Viren, nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid PLUS und viruzid nach der Norm EN14476



ECO 3092170
ECO 3092270

600 ml Pumpflasche
750 ml Nexa-Kartusche

1 Flasche **15,40 /Fl.**
1 Stück **18,48 /St.**

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

HÄNDEDESINFEKTION

ECOLAB

Skinman™ Complete pure

viruzides Händedesinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, geeignet für den täglichen Gebrauch, besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen, breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB) und Hefen sowie behüllten und unbehüllten Viren, nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV) und viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren), VAH- und RKI-gelistet (A)

(siehe Index-Seite 29)

ECO 3077470	100 ml Flasche	1 Flasche	4,60 /Fl.
ECO 3077490	500 ml Flasche	1 Flasche	6,31 /Fl.
ECO 3077510	1 l Flasche	1 Flasche	12,62 /Fl.

Skinman™ Soft

für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV) und wirksam gegen Rotaviren, VAH- und RKI-gelistet (A)

(siehe Index-Seite 29)

ECO 3017350	100 ml Flasche	1 Flasche	2,62 /Fl.
ECO 3017360	500 ml Flasche	1 Flasche	4,92 /Fl.
ECO 3017370	1 l Flasche	1 Flasche	8,87 /Fl.
ECO 3017380	5 l Kanister	1 Kanister	44,37 /Kan.

Spitacid™

für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, sehr gute Hautverträglichkeit auch bei häufiger Anwendung, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 1/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren, RKI-gelistet (A)

(siehe Index-Seite 30)

ECO 3045630	100 ml Flasche	1 Flasche	3,64 /Fl.
ECO 3003840	500 ml Flasche	1 Flasche	5,99 /Fl.
ECO 3003850	1 l Flasche	1 Flasche	11,97 /Fl.
ECO 3003860	5 l Kanister	1 Kanister	59,87 /Kan.

Skinman™ Clear

für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, sehr gute Hautverträglichkeit, ohne Zusatz von Duft- und Farbstoffen, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 1/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV) und begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren, RKI-gelistet (A)

(siehe Index-Seite 29)

ECO 3046030	100 ml Flasche	1 Flasche	2,67 /Fl.
ECO 3033670	500 ml Flasche	1 Flasche	6,09 /Fl.
ECO 3033690	1 l Flasche	1 Flasche	11,33 /Fl.
ECO 3046050	5 l Kanister	1 Kanister	56,67 /Kan.



HÄNDEDESINFEKTION

BOD 975121	100 ml Flasche	1 Flasche	2,39 /Fl.
BOD 975122	500 ml Flasche	1 Flasche	6,52 /Fl.
BOD 975123	1 l Flasche	1 Flasche	11,58 /Fl.
BOD 975125	5 l Kanister	1 Kanister	53,33 /Kan.

Sterillium® classic pure

das klassische Sterillium® als farbstoff- und parfümfreie Variante, umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren, besonders geeignet für die empfindliche Haut (siehe Index-Seite 28)



BOD 306610	100 ml Flasche	1 Flasche	2,70 /Fl.
BOD 306650	500 ml Flasche	1 Flasche	7,26 /Fl.
BOD 306600	1 l Flasche	1 Flasche	12,76 /Fl.

Sterillium® Virugard

hochwirksames viruzides Hände-Desinfektionsmittel, RKI-A/B gelistet, für alle Arbeitsbereiche mit erhöhter Infektionsgefährdung (siehe Index-Seite 28)



BOD 106610	100 ml Flasche	1 Flasche	2,39 /Fl.
BOD 106650	500 ml Flasche	1 Flasche	6,52 /Fl.
BOD 106600	1 l Flasche	1 Flasche	11,58 /Fl.
BOD 006690	5 l Kanister	1 Kanister	53,33 /Kan.

Sterillium®

Hände-Desinfektionsmittel zum Einreiben, sehr gute Hautverträglichkeit durch Gutachten belegt, umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren, rückfettend (siehe Index-Seite 28)



BOD 981451	100 ml Flasche	1 Flasche	2,44 /Fl.
BOD 981452	475 ml Flasche	1 Flasche	6,68 /Fl.
BOD 981453	1 l Flasche	1 Flasche	11,81 /Fl.

Sterillium® Gel pure ¹⁾

gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibpräparat, das parfüm- und farbstofffreie Hände-Desinfektionsgel basiert auf einem hohen Ethanol-Gehalt und gewährleistet so eine ebenso schnelle wie umfassende Wirksamkeit, geeignet für die besonders empfindliche Haut, für gewerbliche Einrichtungen und Industriebetriebe geeignet, nicht zur Händedesinfektion mit einer medizinischen Zweckbestimmung zugelassen

¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HÄNDEDESINFEKTION



Dr. Schumacher

Aseptoman®

alkoholisches Händedesinfektionsmittel, herausragende Hautverträglichkeit, frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, mit rückfettenden Eigenschaften (siehe Index-Seite 32)

	Menge	EURO
DSM 00-403-0015-11	150 ml Kittelflasche	1 Flasche 3,11 /Fl.
DSM 00-403-005-10	500 ml Spenderflasche	1 Flasche 5,46 /Fl.
DSM 00-403-010-10	1 l Spenderflasche	1 Flasche 9,74 /Fl.
DSM 00-403-050-10	5 l Kanister	1 Kanister 44,74 /Kan.



Descoderm

alkoholisches Hände- und Hautdesinfektionsmittel, dermatologisch empfohlen für Allergiker und hautempfindliche Personen, frei von potentiell allergisierenden Zusatzstoffen, sporenfrei gefiltert (siehe Index-Seite 32)

DSM 00-401-0015-01	150 ml Kittelflasche	1 Flasche 3,11 /Fl.
DSM 00-401-0025	250 ml Sprühflasche	1 Flasche 5,78 /Fl.
DSM 00-401-005	500 ml Spenderflasche	1 Flasche 5,46 /Fl.
DSM 00-401-010	1 l Spenderflasche	1 Flasche 9,74 /Fl.
DSM 00-401-050	5 l Kanister	1 Kanister 44,74 /Kan.



Aseptoman® med ¹⁾

alkoholisches Händedesinfektionsmittel, wirksam gegen Norovirus in 30 Sek., besonders hautverträglich, schnell und umfassend wirksam

DSM 00-457OP-001	100 ml Kittelflasche	1 Flasche 3,25 /Fl.
DSM 00-457OP-005	500 ml Spenderflasche	1 Flasche 5,65 /Fl.
DSM 00-457OP-010	1 l Spenderflasche	1 Flasche 9,98 /Fl.



Aseptoman® forte ¹⁾

viruzides, ethanolisches Händedesinfektionsmittel, erzielt ein umfassendes Wirkungsspektrum bei sehr guter Hautverträglichkeit, begrenzt viruzid Plus und viruzid (gemäß EN 14476) innerhalb von 30 Sek.

DSM 00-485OP-001	100 ml Kittelflasche	1 Flasche 3,25 /Fl.
DSM 00-485OP-005	500 ml Spenderflasche	1 Flasche 5,48 /Fl.
DSM 00-485OP-010	1 l Spenderflasche	1 Flasche 10,04 /Fl.



Aseptoman® viral

alkoholisches Händedesinfektionsmittel, herausragende Hautverträglichkeit, mit Rückfetter und Feuchthaltemittel, RKI-gelistet Wirkungsbereich AB (siehe Index-Seite 33)

DSM 00-410-0015-02	150 ml Kittelflasche	1 Flasche 3,45 /Fl.
DSM 00-410-005	500 ml Spenderflasche	1 Flasche 5,92 /Fl.
DSM 00-410-010	1 l Spenderflasche	1 Flasche 11,27 /Fl.



¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HÄNDEDESINFEKTION**weigoman® und weigoman® parfümfrei**

Händedesinfektionsmittel – gebrauchsfertige Lösung – bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid, wirksam gegen Rota- und Noroviren, alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut, hervorragende Hautverträglichkeit, mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfetttern, für sensible Haut geeignet, VAH-gelistet, in der IHO-Desinfektionsmittel-liste eingetragen

(siehe Index-Seite 33)

weigoman®

NEO 409065	100 ml Flasche	1 Flasche	3,18 /Fl.
NEO 409063	500 ml Flasche	1 Flasche	4,94 /Fl.
NEO 409048	1 l Flasche	1 Flasche	8,90 /Fl.
NEO 409035	5 l EURO-Kanister	1 Kanister	40,58 /Kan.

weigoman® parfümfrei

NEO 409163	500 ml Flasche	1 Flasche	4,94 /Fl.
NEO 409148	1 l Flasche	1 Flasche	8,90 /Fl.
NEO 409135	5 l EURO-Kanister	1 Kanister	40,58 /Kan.

B | BRAUN**Softa-Man®**

Händedesinfektionsmittel für normale bis sensible Haut, angereichert mit hochwertigen Pflegesubstanzen wie Panthenol, Bisabolol und Allantoin, dermatologisch getestet, ohne Zusatzwirkstoffe, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze sowie begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren), VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A) und in der IHO-Viruzidie-Liste (siehe Index-Seite 29)

PET 3865150	100 ml Flasche	1 Flasche	1,98 /Fl.
PET 3865088	500 ml Flasche	1 Flasche	6,42 /Fl.
PET 3865096	1 l Flasche	1 Flasche	9,84 /Fl.
PET 3865290	5 l Kanister	1 Kanister	46,50 /Kan.

Softa-Man® ViscoRub

gelartiges Händedesinfektionsmittel für normale bis sensible Haut, Desinfektion und Pflege in einem, allergenarm, da farbstoff- und parfümfrei, ohne Zusatzwirkstoffe, sehr gute Hautverträglichkeit, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze sowie begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren), VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste (siehe Index-Seite 29)

PET 19158	100 ml Flasche	1 Flasche	2,09 /Fl.
PET 19159	500 ml Flasche	1 Flasche	6,96 /Fl.
PET 19160	1 l Flasche	1 Flasche	10,65 /Fl.
PET 19161	5 l Kanister	1 Kanister	49,50 /Kan.

Menge

EURO

HÄNDEDESINFEKTION

schülke ->

desderman® pure

farbstoff- und parfümfrees alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, aufgrund des Ethanolgehalts mit ausgeprägter mikrobizider und viruzider Wirksamkeit, wirksam gegen Noro-Viren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion, Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettungssystem (siehe Index-Seite 31)

SMH 116823
SMH 116803

100 ml Kittelflasche

1 l Spenderflasche

1 Flasche

1 Flasche

2,21 /Fl.

8,40 /Fl.



desderman® pure gel¹⁾

farbstoff- und parfümfrees alkoholisches Händedesinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, sehr gute Hautverträglichkeit und ein angenehmes Hautgefühl dank bewährtem Rückfettersystem, kein Heruntertropfen von den Händen durch anwenderfreundliche Gel-Formel

SMH 126908
SMH 126902
SMH 126903
SMH 126913

100 ml Kittelflasche

500 ml Flasche

1 l Spenderflasche

1 l Euroflasche

1 Flasche

1 Flasche

1 Flasche

1 Flasche

2,98 /Fl.

5,58 /Fl.

9,58 /Fl.

9,58 /Fl.



desmanol® care

alkoholische Händedesinfektion mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel, farbstoff- und parfümfrei, begrenzt viruzid Plus: inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden (siehe Index-Seite 31)

SMH 70001036
SMH 70001037
SMH 70001038
SMH 70001085
SMH 70001086

100 ml Kittelflasche

500 ml Flasche

1 l Flasche

500 ml Hyclickflasche

1 l Hyclickflasche

1 Flasche

1 Flasche

1 Flasche

1 Flasche

1 Flasche

2,34 /Fl.

5,76 /Fl.

9,00 /Fl.

7,76 /Fl.

11,00 /Fl.



HÄNDE- / WASHDESINFEKTION

schülke ->

primasept® wash¹⁾

antimikrobielle Waschlotion mit 4 % Chlorhexidin zur hygienischen Händewaschung mit begrenzt viruzider Wirksamkeit, enthält hautpflegende und rückfettende Substanzen, farbstoff- und parfümfrei, dermatologisch geprüft

SMH 70002402
SMH 70002404
SMH 70002405

500 ml Flasche

1 l Flasche

5 l Kanister

1 Flasche

1 Flasche

1 Kanister

6,20 /Fl.

10,24 /Fl.

46,20 /Kan.



¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HAUTANTISEPTIK**Cutasept® G**

Hautantiseptikum für die präoperative Anwendung, wirkt schnell und umfassend, ausgezeichnet hautverträglich, gefärbt

(siehe Index-Seite 28)

250 ml Über-Kopf-Sprühflasche

1 l Flasche

5 l Kanister

1 Flasche

7,13 /Fl.

1 Flasche

12,31 /Fl.

1 Kanister

53,11 /Kan.

Cutasept® F

Hautantiseptikum für Stations- und Praxisbereiche, wirkt schnell und umfassend, ausgezeichnet hautverträglich, farblos

(siehe Index-Seite 28)

50 ml Flasche

250 ml Über-Kopf-Sprühflasche

1 l Flasche

5 l Kanister

1 Flasche

1,91 /Fl.

1 Flasche

7,13 /Fl.

1 Flasche

12,31 /Fl.

1 Kanister

53,11 /Kan.

BOD 975052

BOD 975050

BOD 976818

BOD 975041

BOD 975042

BOD 975040

BOD 976808

HAUTANTISEPTIK**ECOLAB****Skinsept™ F**

zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen und Impfungen, farblos, wirksam gegen Bakterien (inkl.

TB und MRSA) sowie Hefen, zusätzlich geeignet

zur hygienischen Händedesinfektion, VAH- und

RKI-gelistet (A)

(siehe Index-Seite 30)

350 ml Flasche

500 ml Flasche

1 l Flasche

5 l Kanister

1 Flasche

10,17 /Fl.

1 Flasche

8,77 /Fl.

1 Flasche

15,27 /Fl.

1 Kanister

71,41 /Kan.

ECO 3003730

ECO 3003740

ECO 3003750

ECO 3003760

Menge EURO

HAUTANTISEPTIK

schülke →

kodan® Tinktur forte - farblos und gefärbt gebrauchsfertiges Hautantiseptikum, breites Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV)
(siehe Index-Seite 31, 32)

farblos

SMH 104021	6 ml Tupfflasche	1 Flasche	1,72 /Fl.
SMH 104005	250 ml Sprühflasche	1 Flasche	6,40 /Fl.
SMH 104007	1 l Spenderflasche	1 Flasche	16,95 /Fl.

gefärbt - orange-rote Färbung zur Kennzeichnung des desinfizierten Hautbereiches

SMH 104802	250 ml Sprühflasche	1 Flasche	6,40 /Fl.
SMH 104804	1 l Spenderflasche	1 Flasche	16,95 /Fl.



octeniderm®

farbloses Hautantiseptikum mit einer Remanenzwirkung von mind. 48 Std., breites antiseptisches Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus Typ 5 und Rotavirus)
(siehe Index-Seite 31)

SMH 118211	250 ml Sprühflasche	1 Flasche	9,00 /Fl.
SMH 118212	1 l Praxisflasche	1 Flasche	17,95 /Fl.



SCHLEIMHAUTANTISEPTIK

schülke →

SMH 121407	octenisept® 15 ml Antiseptikum zur Anwendung vor Katheterisierung der Harnblase, wirkt gegen Bakterien einschl. Chlamydien und Mycoplasmen, Pilze und Hefen (Trichomonaden), Viren (Herpes simplex Viren, HIV HBV, HCV) (siehe Index-Seite 32)	1 Flasche	2,54 /Fl.
------------	---	-----------	------------------



SMH 121418	octenisept® Wund-Desinfektion 50 ml Antiseptikum zur Behandlung von akuten Wunden, schützt vor Wundinfektionen, fördert die Wundheilung, schmerzfreie Anwendung (siehe Index-Seite 32)	1 Flasche	6,03 /Fl.
------------	---	-----------	------------------

Menge

EURO



MEG 281.0250

HAUTDESINFEKTION

Qatiomed®

megroSKIN, 250 ml Sprühflasche
Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid gem. RKI/DVV (HBV, HIV, HCV), VAH-gelistet (siehe Index-Seite 30)

1 Flasche

4,45 /Fl.**B | BRAUN****Softasept® N**

alkoholisches Hautdesinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen, ohne mikrobizide Zusatzwirkstoffe, kurze Einwirkzeiten, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota- und Polioviren, VAH-gelistet (siehe Index-Seite 29)

farblos

PET 3887138

250 ml Sprühflasche

1 Flasche

5,80 /Fl.

PET 3887049

1 l Flasche

1 Flasche

10,50 /Fl.

PET 3887294

5 l Kanister

1 Kanister

44,20 /Kan.

Dr. Schumacher

Aseptoderm®

alkoholisches Hautdesinfektionsmittel, besonders hautverträglich, kurze Einwirkzeit, sporenfrei gefiltert (siehe Index-Seite 33)

DSM 00-501-0025-30

250 ml Sprühflasche

1 Flasche

6,36 /Fl.

DSM 00-501-005-10

500 ml Descoflexflasche

1 Flasche

5,46 /Fl.

DSM 00-501-010-10

1 l Descoflexflasche

1 Flasche

9,74 /Fl.

DSM 00-501-050-10

5 l Kanister

1 Kanister

44,74 /Kan.**MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG**

Dr. Schumacher

Plurazyme®

enzymatischer Reiniger für die Aufbereitung chirurgischer Instrumente und Endoskope, starke Reinigungskraft, ideal für die Ultraschall-Reinigung, gute Materialverträglichkeit

DSM 00-138-005

500 ml Dosierflasche

1 Flasche

11,78 /Fl.

DSM 00-138-020-01

2 l Griffflasche

1 Flasche

37,71 /Fl.

Menge

EURO

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

Dr. Schumacher

Instru Plus

Flüssigreiniger für Instrumente und Endoskope, besonders materialschonend - auch für Endoskope, Zusatzreiniger für die Instrumentendesinfektion, mit allen Instrumentendesinfektionsmitteln kombinierbar

DSM 00-104-020-01	2 l Griffflasche	1 Flasche	22,01 /Fl.
DSM 00-104-050	5 l Kanister	1 Kanister	46,49 /Kan.

**Perfektan® active**

Pulverkonzentrat zur Instrumentendesinfektion auf Wirkstoffbasis von Peressigsäure, viruzid gem. RKI/DVV, sehr gute Materialverträglichkeit, hervorragende Reinigungsleistung, vollständig löslich

DSM 00-155-010	1 kg Dose	1 Dose	32,55 /Do.
DSM 00-155-0004	40 g Beutel (Karton = 100 Beutel)	1 Karton	151,00 /Kart.

**Descoton Forte**

Desinfektionsmittel für Instrumente und Endoskope, viruzid gem. RKI-Empfehlung, materialschonend - zur Endoskopaufbereitung geeignet, RKI-gelistet gem. IfSG zur Desinfektion im Seuchenfall

DSM 00-101-010	1 l Dosierflasche	1 Flasche	26,18 /Fl.
DSM 00-101-020-01	2 l Griffflasche	1 Flasche	42,27 /Fl.
DSM 00-101-050	5 l Kanister	1 Kanister	88,38 /Kan.

**Descoton Extra**

Desinfektionsmittel für Instrumente und Endoskope, viruzid gem. RKI-Empfehlung, formaldehydfreies Präparat mit guter Reinigungskraft, materialschonend - zur Endoskopaufbereitung geeignet

DSM 00-150-010	1 l Dosierflasche	1 Flasche	25,54 /Fl.
DSM 00-150-020-01	2 l Griffflasche	1 Flasche	41,24 /Fl.
DSM 00-150-050	5 l Kanister	1 Kanister	86,22 /Kan.



MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG**schülke ->****rotasept®¹⁾**

Fertiglösung für die Desinfektion und Reinigung rotierender Instrumente, umfassend wirksam, erfüllt die aktuellen VAH Anforderungen, hervorragend geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad, aldehydfrei

SMH 104741
SMH 104742

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

1 Flasche **24,42 /Fl.**
1 Kanister **46,85 /Kan.**

**gigazyme®**

enzymatischer Reiniger auf Basis von nichtionischen Tensiden für die manuelle und halbautomatische Reinigung von Endoskopen und zur manuellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten, sehr gute Reinigungskraft durch 3 Enzyme, für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet, keine Schaumbildung, hinterlässt keine Rückstände

SMH 132105
SMH 132106

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

1 Flasche **60,00 /Fl.**
1 Kanister **142,00 /Kan.**

**gigazyme® X-tra**

multienzymatischer Hochleistungsreiniger mit desinfizierender Basiswirkung zur manuellen Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten, exzellente Reinigungsleistung, mikrobiologische Wirksamkeit für einen aktiven Personal- und Umgebungsschutz, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid, geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad, sehr gute Materialverträglichkeit

SMH 129101
SMH 129102

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

1 Flasche **30,00 /Fl.**
1 Kanister **75,00 /Kan.**

**mucocit® T¹⁾**

aldehydfreies Hochleistungskonzentrat für die manuelle Desinfektion kombiniert mit starker Reinigungsleistung, breites Wirkspektrum bei kurzen Einwirkzeiten, hervorragende Materialverträglichkeit auch gegenüber empfindlichen Materialien

SMH 230120
SMH 230121

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

1 Flasche **82,42 /Fl.**
1 Kanister **184,73 /Kan.**



¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Menge

EURO

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

schülke ->

gigasept® FF neu ¹⁾

auf Bernsteinsäurealdehyd basierendes Präparat für die manuelle Desinfektion von chirurgischen und empfindlichen medizinischen Instrumenten, frei von Formaldehyd und GDA, umfassendes mikrobiologisches Wirkungsspektrum, hervorragende Materialverträglichkeit

SMH 125502
SMH 125503

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

1 Flasche **104,42 /Fl.**
1 Kanister **218,75 /Kan.**



gigasept® instru AF ¹⁾

aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör, etc., sehr gute Reinigungsleistung, umfassende mikrobiologische Wirksamkeit, verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad

SMH 107411
SMH 107412

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

1 Flasche **52,58 /Fl.**
1 Kanister **91,50 /Kan.**



gigasept® pearls ¹⁾

aktivsauerstoffbasiertes Instrumentendesinfektionsmittel zur manuellen Reinigung und Desinfektion, volle mikrobiologische Wirksamkeit durch synergetische Wirkstoffkombination mit Aktiv-Sauerstoff, hervorragende Reinigungsleistung durch Multi-Enzymformel in Kombination mit einem neutralen pH-Wert und leistungsstarken Tensiden, hervorragende Materialverträglichkeit auch gegenüber sensiblen Materialien wie flexiblen Endoskopen, staubfrei

SMH 70000179
SMH 70000178

1,5 kg Eimer
6,0 kg Eimer

1 Eimer **64,80 /Eimer**
1 Eimer **223,20 /Eimer**



MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

Ratiomed®

meicroIDplus

Desinfektionsreinigerkonzentrat für medizinisches Instrumentarium und Endoskopiegeräte, mit Korrosionsschutz, aldehyd- und phenolfrei. Zur Desinfektion und Reinigung von flexiblen und starren Endoskopen sowie chirurgischen Instrumenten aller Art. Geeignet für Ultraschallbäder und Halbautomaten in der Endoskopie. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), VAH-gelistet

MEG 282.2000
MEG 282.5000

2 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche **35,00 /Fl.**
1 Kanister **77,00 /Kan.**



¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

MASCHINELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG**neodisher® MediClean forte**

alkalischer Universalreiniger – Flüssigkonzentrat – enthält Alkalitätsspende, Enzyme und Tenside, exzellente Materialschonung, universell einsetzbar, entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut, vermeidet eine Wiederablagerung von Proteinrückständen

NEO 405042	2 l Flasche	1 Flasche	18,50 /Fl.
NEO 405033	5 l Kanister	1 Kanister	44,97 /Kan.
NEO 405030	10 l Kanister	1 Kanister	87,59 /Kan.
NEO 405026	20 l Kanister	1 Kanister	171,01 /Kan.

**neodisher® MediKlar**

Nachspülmittel – Flüssigkonzentrat – für die schnelle und fleckenfreie Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesie-Utensilien, Instrumentencontainern, flexiblen Endoskopen und Implantaten sowie Babyflaschen, verkürzt die Trocknungszeit signifikant

NEO 404533	5 l Kanister	1 Kanister	46,57 /Kan.
NEO 404530	10 l Kanister	1 Kanister	88,97 /Kan.

**neodisher® N**

saures Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat – auf Basis von Phosphorsäure, frei von Tensiden, zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur Entfernung von Kalk oder anderen säurelöslichen Rückständen bei der maschinellen Aufbereitung

NEO 420187	1 l Flasche	1 Flasche	13,41 /Fl.
NEO 420133	5 l Kanister	1 Kanister	58,41 /Kan.
NEO 420130	12 kg Kanister	1 Kanister	91,15 /Kan.
NEO 420126	25 kg Kanister	1 Kanister	178,77 /Kan.

**neodisher® Z**

saures Neutralisationsmittel – Flüssigkonzentrat – auf Basis organischer Säuren, frei von Tensiden und Phosphaten, zur Neutralisation verschleppter Alkalireste bei der maschinellen Aufbereitung

NEO 420287	1 l Flasche	1 Flasche	12,90 /Fl.
NEO 420233	5 l Kanister	1 Kanister	55,28 /Kan.
NEO 420230	10 l Kanister	1 Kanister	106,24 /Kan.
NEO 420226	20 l Kanister	1 Kanister	203,66 /Kan.

Menge

EURO

MASCHINELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG



neodisher® FA

alkalischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten – Flüssigkonzentrat – sehr gute Reinigungswirkung mit hoher Materialverträglichkeit, frei von Tensiden und oxidativen Zusätzen

NEO 410133
NEO 410130

5 l Kanister
10 l Kanister

1 Kanister
1 Kanister

50,71 /Kan.
96,93 /Kan.



NEO 410776

neodisher® MA, 10 kg

alkalischer Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten – Pulver – sehr gute Reinigungswirkung mit hoher Materialverträglichkeit, frei von oxidativen Zusätzen

1 Eimer

94,72 /Eimer



NEO 407133

neodisher endo® Sept GA¹⁾, 5 Liter

Desinfektionsmittel zur maschinellen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen auf Basis von Glutaraldehyd, bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid. Im Verfahren mit neodisher endo® Clean wirksam gegen Sporen (inkl. Clostridium difficile), in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

1 Kanister

72,80 /Kan.



neodisher endo® Clean

Reinigungsmittel für die manuelle und maschinelle Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, ausgezeichnete Reinigungswirkung durch die einzigartige Formulierung auf Basis von Alkalien, Enzymen und Tensiden, für Endoskope aller führenden Hersteller geeignet

NEO 407442
NEO 407433

2 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche
1 Kanister

21,70 /Fl.
52,67 /Kan.



¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG**neodisher® Septo Fin**

Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat – auf Basis von Aldehyden – bakterizid, fungizid, mykobakterizid, viruzid, sporizid (*C. difficile*) (5,0%, 60 min, 20°C), zum Einsatz im Tauchbad, frei von Formaldehyd und Glyoxal, sehr gute Materialverträglichkeit, VAH-gelistet, in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen, ÖGHMP-gelistet

NEO 420742
NEO 420735

2 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche **43,06 /Fl.**
1 Kanister **100,83 /Kan.**

**neodisher® Septo PreClean**

Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Flüssigkonzentrat auf Basis von Aminen, bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid. Für die manuelle Reinigung und Desinfektion vor der maschinellen Aufbereitung sowie für die Nassentsorgung über längere Zeiträume, mit sehr guter Reinigungswirkung und Materialverträglichkeit, nicht proteinfixierend, frei von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen, VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen

NEO 450344
NEO 450335

1 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche **15,67 /Fl.**
1 Kanister **76,85 /Kan.**

**MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG****ECOLAB****Sekusept™ PLUS**

die leistungsstarke Desinfektion für medizinische Instrumente aus Metall, Kunststoff und Glas, aldehydfrei, mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin®, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung, RKI-gelistet (A)

ECO 3030910
ECO 3011100

2 l Flasche
6 l Kanister

1 Flasche **71,63 /Fl.**
1 Kanister **171,06 /Kan.**

**Sekusept™ Aktiv**

die leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen mit umfassendem Wirkspektrum (inkl. Bakterien, Sporen, Hefen und Viren), Materialverträglichkeit gegen alle gängigen Materialien geprüft und bestätigt, viruzid gem. RKI-Empfehlung, RKI-gelistet (A,B)

ECO 3050470
ECO 3050570

1,5 kg Eimer
6 kg Eimer

1 Eimer **62,33 /Eimer**
1 Eimer **203,78 /Eimer**



*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

B|BRAUN

Helipur®

hochwirksames flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat mit hoher selbsttätiger Reinigungskraft, für thermostabile Materialien, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polyoma- sowie Adenoviren, VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

PET 18894
PET 18895

1 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche
1 Kanister

15,50 /Fl.
68,00 /Kan.



Helipur® H plus N

viruzides flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat mit angenehmem Duft, auf Aldehydbasis, ohne Formaldehyd, wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid, VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

PET 3891950
PET 3892212

1 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche
1 Kanister

19,90 /Fl.
87,50 /Kan.



OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION

B|BRAUN

Hexaquant® XL

aldehydfreies Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Fußböden und Inventar, sehr gute Reinigungswirkung und Materialverträglichkeit, wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, Mykobakterien) und Pilze, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren), VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

PET 19940
PET 19941

1 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche
1 Kanister

14,95 /Fl.
68,00 /Kan.



SCHNELLDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

B|BRAUN

Meliseptol® HBV-Tücher

gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher, getränkt mit Meliseptol rapid, 13,5 x 22 cm

PET 18706
PET 18707

Spenderbox = 100 Tücher
Nachfüllpackung à 100 Tücher

1 Dose
1 Pack

5,50 /Do.
3,80 /Pack



Meliseptol® Wipes sensitive

weiche, gebrauchsfertige Tücher (15,2 x 20 cm) zur Schnelldesinfektion von Ultraschallköpfen und anderen alkoholempfindlichen Oberflächen, getränkt mit Meliseptol® Foam pure

PET 19582
PET 19530

Spenderbox = 60 Tücher
Nachfüllpackung à 60 Tücher

1 Dose
1 Pack

6,40 /Do.
5,20 /Pack



*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**B | BRAUN****Melisepto® New Formula**

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel für Inventar, ohne Zusatzwirkstoffe, besonders umfassend und schnell wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren), VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

PET 19763	250 ml Flasche (mit Sprühkopf)	1 Flasche	4,95 /Fl.
PET 19764	1 l Flasche (ohne Sprühkopf)	1 Flasche	9,95 /Fl.
PET 19758	5 l Kanister	1 Kanister	41,70 /Kan.

Melisepto® rapid

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel, besonders umfassend und schnell wirksam gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB) und Pilze, begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren), VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste

PET 18564	250 ml Sprühflasche	1 Flasche	4,70 /Fl.
PET 18566	250 ml Dosierflasche	1 Flasche	4,50 /Fl.
PET 18565	1 l Sprühflasche (ohne Sprühkopf)	1 Flasche	9,50 /Fl.
PET 18567	5 l Kanister	1 Kanister	39,90 /Kan.

Q | Qiomed®**megroSEPT**

gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen nicht invasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art, auch für unzugängliche Flächen und Inventar in Arztpraxen, Heimen und Kliniken geeignet, aldehydfrei. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, BVDV, Influenza-, Vaccinia-, Rota-, Noro-Viren (MNV)), VAH-gelistet

MEG 283.1000	1 l Flasche (mit Sprühkopf)	1 Flasche	7,40 /Fl.
MEG 283.9010	10 l Kanister	1 Kanister	58,00 /Kan.

OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION**Q | Qiomed®****megroCID**

Flächendesinfektionsreinigerkonzentrat für medizinische Einrichtungen, aldehyd- und phenolfrei. Zur alkoholfreien Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten und Flächen aller Art, besonders gut für Behandlungseinheiten und Kunstleder geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid, virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, BVDV, Influenza-, Vaccinia-, Polyoma-/Papova-, Rota-Viren), VAH-gelistet

MEG 284.2000	2 l Flasche	1 Flasche	15,80 /Fl.
MEG 284.5000	5 l Kanister	1 Kanister	31,00 /Kan.

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN



Mikrobac® Tissues¹⁾ / Mikrobac® XXL Tissues¹⁾

alkohol- und aldehydfreie Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von sensiblen Medizinprodukten und alkoholempfindlichen Flächen

BOD 981387	Flowpack mit 80 Tüchern (18 x 20 cm)	1 Pack	8,67 /Pack
BOD 981339	Flowpack mit 40 Tüchern (25 x 38 cm)	1 Pack	9,29 /Pack



BOD 981531	Mikrobac® Virucidal Tissues¹⁾	1 Pack	10,51 /Pack
------------	---	--------	--------------------

gebrauchsfertige Desinfektionstücher, auch für invasive Medizinprodukte, wie Ultraschallsonden mit Schleimhautkontakt, voll viruzid: umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, inklusive MNV, umfassend wirksam gegen Clostridium difficile-Sporen, für alkoholempfindliche Materialien geeignet, alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
Flowpack mit 80 Tüchern



BODE X-Wipes

universell einsetzbarer Vliestuchspender, geeignet für alle flüssigen BODE-Flächen-Desinfektionsmittel, bestehend aus dem BODE X-Wipes-Spender, der mit einer trockenen Vliestuchrolle aus einzeln abreißbaren BODE X-Wipes befüllt wird, ein im Deckel integriertes Entnahmesystem mit Schutzkappe und einem beschriftbaren Etikett. Farbiger Deckelverschluss zur besseren Unterscheidung des Produkteinsatzes

BOD 981370	Spendersystem Blau	1 Stück	14,15 /St.
BOD 981372	Spendersystem Grün	1 Stück	14,15 /St.
BOD 981371	Spendersystem Rot	1 Stück	14,15 /St.
BOD 976690	Vliesrolle , Rolle à 90 Tücher	6 Rollen	12,15 /Ro.



Bacillo® AF¹⁾

alkoholisches, aldehydfreies Schnell-Desinfektionsmittel, rückstands- und parfümfrei, HBV/HIV-wirksam (Lieferung ohne Sprühkopf)

BOD 973381	50 ml Flasche	1 Flasche	1,80 /Fl.
BOD 973385	500 ml Flasche	1 Flasche	5,40 /Fl.
BOD 973380	1 l Flasche	1 Flasche	9,36 /Fl.
BOD 973389	5 l Kanister	1 Kanister	43,05 /Kan.



¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION**Cleanisept®**

flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung, aldehydfreies Präparat mit guter Reinigungskraft, für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet, parfümfrei

DSM 00-204-010	1 l Dosierflasche	1 Flasche	15,36 /Fl.
DSM 00-204-020-01	2 l Griffflasche	1 Flasche	18,80 /Fl.
DSM 00-204-050	5 l Kanister	1 Kanister	34,28 /Kan.

**Biguanid Fläche N**

flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung, aldehydfreies Präparat mit guter Reinigungskraft, tuberkulozid, Noro-Viren wirksam, angenehmer Geruch

DSM 00-201-0004-01	40 ml Beutel (Karton = 200 Beutel)	1 Karton	172,00 /Kart.
DSM 00-201-010	1 l Dosierflasche	1 Flasche	22,65 /Fl.
DSM 00-201-020-01	2 l Griffflasche	1 Flasche	30,20 /Fl.
DSM 00-201-050	5 l Kanister	1 Kanister	71,18 /Kan.

**Optisal® plus**

flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung, umfassendes Wirkspektrum, hervorragende Reinigungsleistung, ausgezeichnete Materialverträglichkeit

DSM 00-245-010	1 l Dosierflasche	1 Flasche	23,42 /Fl.
DSM 00-245-050	5 l Kanister	1 Kanister	62,35 /Kan.

**Optisept®**

flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung, umfassend wirksames, RKI A- und B-gelistetes Präparat, viruzid gem. RKI-Empfehlung inkl. Noro-Viren, zur Routinedesinfektion und Desinfektion im Seuchenfall

DSM 00-205-010	1 l Dosierflasche	1 Flasche	21,46 /Fl.
DSM 00-205-050	5 l Kanister	1 Kanister	60,71 /Kan.

**Ultrasol® active**

hochwirksames Pulverkonzentrat zur Flächendesinfektion, staubarme Rezeptur, breites Wirkungsspektrum, hervorragende Reinigungsleistung, RKI A- und B-gelistet, viruzid gem. RKI-Empfehlung, sehr gute Materialverträglichkeit, zur Routinedesinfektion und Desinfektion im Seuchenfall

DSM 00-255-0002	20 g Beutel (Karton = 100 Beutel)	1 Karton	187,00 /Kart.
DSM 00-255-010	1 kg Dose	1 Dose	67,99 /Do.



*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

SCHNELLESDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN



Dr. Schumacher

Descosept AF

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel,
aldehydfreies Schnelldesinfektionsmittel mit
frischem Duft, umfassende Virenwirksamkeit
inkl. Noro-Viren (MNV)

DSM 00-311-005	500 ml Keulenflasche	1 Flasche	5,39 /Fl.
DSM 00-311-010	1 l Descoflexflasche	1 Flasche	9,65 /Fl.
DSM 00-311-050	5 l Kanister	1 Kanister	43,59 /Kan.



Descosept Spezial

alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel,
besonders gut geeignet für Acrylglas, hoher
Reinigungseffekt, kurze Einwirkzeiten

DSM 00-208-005	500 ml Descoflexflasche	1 Flasche	5,52 /Fl.
DSM 00-208-010	1 l Descoflexflasche	1 Flasche	9,89 /Fl.
DSM 00-208-050	5 l Kanister	1 Kanister	44,68 /Kan.



Descosept Sensitive

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis
von Ethanol, umfassendes Wirkungsspektrum,
sehr gute Materialverträglichkeit, hinterlässt keine
Streifen und Rückstände

DSM 00-323DS-0075-SF	750 ml Sprühflasche	1 Flasche	7,25 /Fl.
DSM 00-323DS-010	1 l Descoflexflasche	1 Flasche	9,67 /Fl.
DSM 00-323DS-050	5 l Kanister	1 Kanister	48,33 /Kan.



Descosept Pur

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel,
rückstandsfrei, Belagsbildung nach Anwendung
ausgeschlossen, schnell wirksam, besonders für
Allergiker, da parfümfrei

DSM 00-323-010	1 l Descoflexflasche	1 Flasche	9,65 /Fl.
DSM 00-323-050	5 l Kanister	1 Kanister	43,59 /Kan.



Descosept forte

alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel
auf der Basis von Ethanol, ideal geeignet für
alle Bereiche, in denen eine gezielte, viruzide
Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen
benötigt wird, parfümfrei

DSM 00-330-010	1 l Descoflexflasche	1 Flasche	10,47 /Fl.
DSM 00-330-050	5 l Kanister	1 Kanister	44,25 /Kan.
DSM 00-330-100	10 l Kanister	1 Kanister	72,32 /Kan.



*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**Cleanisept® Wipes¹⁾**

alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von Ultraschallköpfen ohne Schleimhautkontakt, schnell wirksam, auch gegen Papova-Viren, besonders materialschonend, Tuchgröße 14 x 20 cm

DSM 00-208-D100-01
DSM 00-208-R100-01

Spenderdose, 100 Tücher
Nachfüllpack, 100 Tücher

1 Dose
1 Pack

10,18 /Do.
8,40 /Pack

**Cleanisept® Wipes Maxi¹⁾**

alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukte-Oberflächen und sonstigen Kontaktflächen im medizinischen Bereich, schnell wirksam, auch gegen Papova-Viren, besonders materialschonend, Tuchgröße 20 x 22 cm

DSM 00-208-T100

Flowpack, 100 Tücher

1 Pack

9,57 /Pack

**Descosept Sensitive Wipes¹⁾**

gebrauchsfertige, vorge tränkte Tücher zur materialschonenden Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen und zur Reinigung und Desinfektion von Displays, streifenfreie Anwendung, umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noro-Viren, Tuchgröße 20 x 22 cm

DSM 00-323DS-T100

Flowpack, 100 Tücher

1 Pack

10,88 /Pack

**Cleanisept® Wipes Forte**

alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher zur viruziden Desinfektion und Reinigung von Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen, Tuchgröße 14 x 20 cm

DSM 00-235-D100

Spenderdose, 100 Tücher

1 Dose

15,45 /Do.

**Cleanisept® Wipes Forte Maxi¹⁾**

alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher zur spori- ziden und viruziden Desinfektion und Reinigung von allgemeinen Oberflächen und Oberflächen von Medizinprodukten wie z.B. Ultraschallsonden, Tuchgröße 20 x 22 cm

DSM 00-235-T100

Flowpack, 100 Tücher

1 Pack

12,07 /Pack

¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN



Dr. Schumacher

Descosept AF Wipes¹⁾

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion, aldehydfreie Schnelldesinfektionstücher mit frischem Duft, umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noro-Viren (MNV), Tuchgröße 14 x 20 cm

DSM 00-312-D120-01	Spenderdose, 120 Tücher	1 Dose	6,60 /Do.
DSM 00-312-R120-01	Nachfüllpack, 120 Tücher	1 Pack	5,60 /Pack



Descosept Spezial Wipes¹⁾

alkoholfreie Tücher zur schnellen Desinfektion großer Flächen, schnell wirksam, besonders materialschonend, praktisch in der Anwendung Tuchgröße 30 x 32 cm

DSM 00-208-ERS100	Vliestuchspender befüllt mit 1 Rolle à 100 Tüchern	1 Set	25,92 /Set
DSM 00-208-RS100-01	Nachfüllpack mit 2 Rollen à 100 Tüchern	1 Pack	35,48 /Pack



Descosept Pur Wipes RTU¹⁾

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion, einfache, schnelle „auf-den-Punkt“-Anwendung, für alle hygienisch sensiblen und patientennahe Bereiche geeignet, wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. Rota- und Noro-Viren, Tuchgröße 17,5 x 36 cm

DSM 00-323-RS120	Nachfüllpack, 120 Tücher	1 Pack	27,03 /Pack
------------------	---------------------------------	--------	--------------------



FLÄCHEN-REINIGER



Dr. Schumacher

Hansa Clean Spezial Cleaner

pH-neutraler Allzweckreiniger, aufgrund seiner Zusammensetzung auch als Zusatzreiniger für alle marktüblichen Flächendesinfektionsmittel verwendbar, materialschonend, mit nichtionischen Tensiden

DSM 00-047-010	1 l Rundflasche	1 Flasche	3,39 /Fl.
----------------	------------------------	-----------	------------------



¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION**schülke -+****quartamon® med**

flüssiges Desinfektionskonzentrat auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art, VAH gelistet, aldehydfrei, besonders gute Reinigungsleistung

SMH 100108
SMH 100109

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

1 Flasche **29,90 /Fl.**
1 Kanister **64,70 /Kan.**

terralin® protect

flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten auf Basis einer Kombination aus aromatischen Alkoholen, quartärer Ammoniumverbindungen, amphoteren Glycinderivaten und nichtionischen Tensiden, aldehydfrei

SMH 181604
SMH 181612

2 l Praxisflasche
5 l Kanister

1 Flasche **23,60 /Fl.**
1 Kanister **56,50 /Kan.**

perform®

pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat auf Basis von aktivem Sauerstoff, der durch Lösung des Produktes in Wasser freigesetzt wird, extrem breites Wirkungsspektrum, geprüft nach den Noro-Viren-Prüfmethoden, **Karton mit 60 Dosierbeuteln à 40 g**

SMH 70001858

1 Karton **73,80 /Kart.**

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**schülke -+****mikrocid® universal wipes premium / premium maxi**

gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets), schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.), dermatologisch getestet, ohne Farb- und Parfümstoffe, hervorragende Reinigungsleistung

SMH 70000038
SMH 70001061

Softpack mit 100 Tüchern (20 x 20 cm)
Softpack mit 80 Tüchern (25 x 25 cm)

1 Pack **11,00 /Pack**
1 Pack **12,00 /Pack**

mikrocid® universal liquid

gering alkoholische Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen, gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets), schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.), dermatologisch getestet, ohne Farb- und Parfümstoffe, hervorragende Reinigungsleistung

SMH 70000998
SMH 70000997

1 l Sprühflasche
5 l Kanister

1 Flasche **11,00 /Fl.**
1 Kanister **45,00 /Kan.**

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

schülke →

pursept® A Xpress

Gebrauchslösung auf Basis von Alkohol zur Schnell-desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten und anderen Flächen in Rekordzeit, für die routinemäßige Desinfektion bereits in 15 Sekunden wirksam, gute Hautverträglichkeit, nahezu rückstandsfreie Abtrocknung

SMH 230131
SMH 230128

1 l | Sprühflasche (ohne Sprühkopf)

1 Flasche

14,92 /Fl.

5 l | Kanister

1 Kanister

65,01 /Kan.



mikrozyd® AF liquid

Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen auf Basis von Alkoholen, sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit, gute Benetzungseigenschaften, schnelle, fleckenfreie Abtrocknung

SMH 109160
SMH 109301
SMH 109102

250 ml Sprühflasche

1 Flasche

4,85 /Fl.

1 l | Flasche

1 Flasche

13,20 /Fl.

10 l | Kanister

1 Kanister

90,50 /Kan.



SMH 165715

mikrozyd® sensitive liquid 1 Ltr.

1 Flasche

15,72 /Fl.

gebrauchsfertige Lösung zur reinigenden Desinfektion empfindlicher Flächen und sensibler Medizinprodukte, alkoholfrei, sehr schnell und gut wirksam, gute Reinigungsleistung



mikrozyd® sensitive wipes

mikrozyd® sensitive wipes premium / premium maxi

gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur reinigenden Desinfektion empfindlicher Flächen und sensibler Medizinprodukte, sehr schnell und gut wirksam, gute Reinigungsleistung

SMH 109184
SMH 70001404

Spenderdose m. 200 Tüchern (20x20 cm)

1 Dose

13,20 /Do.

Nachfüllbeutel m. 200 Tüchern (20x20 cm)

1 Karton

142,80 /Kart.

VE = 12 Beutel im Karton

SMH 70001004
SMH 70000806

Softpack mit 80 Tüchern (25x25 cm)

1 Pack

11,90 /Pack

Softpack mit 50 Tüchern (20x20 cm)

1 Karton

65,40 /Kart.

VE = 12 Softpack im Karton



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

SMH 128101

schülke ->

mikrozid® PAA wipes 1 Dose
sporizide Wischtücher (20 x 30 cm) auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten (z.B. TEE-Sonden, Endovaginalsonden) und Oberflächen aller Art, sporizid nach nur 5 Minuten, sofort einsetzbar - keine Aktivierung notwendig
Spenderdose mit 50 Tüchern

31,80 /Do.SMH 109203
SMH 109204

mikrozid® AF wipes
gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher (14 x 18 cm), sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit, schnelle Abtrocknung

Spenderdose mit 150 Tüchern
Nachfüllbeutel mit 150 Tüchern
VE = 20 Beutel im Karton

1 Dose
1 Karton**7,80 /Do.**
123,05 /Kart.SMH 109157
SMH 70001405

mikrozid® AF wipes Jumbo
gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher (20 x 27 cm), sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit, schnelle Abtrocknung

Spenderdose mit 200 Tüchern
Nachfüllbeutel mit 200 Tüchern
VE = 12 Beutel im Karton

1 Dose
1 Karton**13,20 /Do.**
142,80 /Kart.SMH 70002034
SMH 70002035**kodan® (N) wipes**

gebrauchsfertige Tücher (14 x 22 cm) zur Desinfektion und Reinigung von nicht-medizinischen Flächen, dermatologisch getestet, kurze Einwirkzeiten, breite antimikrobiologische Wirksamkeit: bakterizid inkl. Tb, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza) sowie Noro- und Rotaviren

Spenderdose mit 90 Tüchern
Ergänzungsbeutel mit 90 Tüchern
VE = 20 Beutel im Karton

1 Dose
1 Karton**7,87 /Do.**
123,00 /Kart.

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

ECOLAB

Incidin™ Alcohol Wipes / XL

vorgetränkte gebrauchsfertige Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, farb- und duftstofffrei, breites Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS gem. RKI-Empfehlung und wirksam gegen Noroviren, VAH-gelistet

ECO 3092600
ECO 3092640

Flowpack mit 100 Tüchern (20 x 20 cm) 1 Pack
Flowpack mit 50 Tüchern **XL** (25 x 37 cm) 1 Pack

10,84 /Pack
10,84 /Pack



Sani-Cloth™ Active

viruzide vorgetränkte Tücher zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Flächen und Instrumenten, alkohol- und aldehydfrei, mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (gem. RKI-Empfehlung) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren, VAH-gelistet,

ECO 3051100
ECO 3051120

Tuchgröße 13 x 22 cm
Spenderdose mit 125 Tüchern 1 Dose
Nachfüllbeutel mit 125 Tüchern 1 Beutel

9,30 /Do.
7,38 /Btl.

ECO 3051080

Tuchgröße 20 x 22 cm
Spenderdose mit 200 Tüchern 1 Dose

18,07 /Do.



OBERFLÄCHEN-DESINFEKTION

ECOLAB

Incidin™ PRO

aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion von Oberflächen aller Art, umfassend geprüft und VAH-gelistet, breite Wirksamkeit nach den EN Standards, DGHM- und DVV-Methoden getestet, bakterizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren, farb- und duftstofffrei

ECO 3076680
ECO 3076760

2 l Flasche 1 Flasche
6 l Kanister 1 Kanister

51,32 /Fl.
98,36 /Kan.



Incidin™ Rapid

hocheffizientes Flüssigkonzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, viruzide Wirksamkeit auch bei Standardkonzentrationen, bakterizid, levurozid, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- und Rotaviren sowie sporizid gegen C. difficile, VAH-gelistet

ECO 3040230
ECO 3025510

2 l Flasche 1 Flasche
6 l Kanister 1 Kanister

34,96 /Fl.
94,19 /Kan.



*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**ECOLAB**

ECO 3082160

Incidin™ OxyFoam 750 ml 1 Flasche **14,65 /Fl.**
 Hi-Speed H₂O₂™ Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, sicheres, wirksames alkoholfreies **Schaumspray** zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breiten Spektrum viraler (Durchfall-) Erreger, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung sowie viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren, VAH-gelistet, Wirksamkeit praxisnah nach EN 16615 getestet



ECO 3082360
 ECO 3092080

Incidin™ OxyWipe / Incidin™ OxyWipe XL
 gebrauchsfertige Hi-Speed H₂O₂™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, sichere, wirksame alkoholfreie **Tücher** zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breiten Spektrum viraler (Durchfall-) Erreger, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), sowie viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren, Wirksamkeit abgesichert nach EN 16615

Flowpack mit 100 Tüchern (20 x 20 cm) 1 Pack **20,31 /Pack**
 Flowpack mit 50 Tüchern (25 x 37 cm) 1 Pack **20,31 /Pack**



ECO 3082060
 ECO 3087450

Incidin™ OxyFoam S
 gebrauchsfertiges **sporizides** Hi-Speed H₂O₂™ Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, sicheres, wirksames alkoholfreies **Schaumspray** mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung sowie viruzid und sporizid, VAH-gelistet, Wirksamkeit praxisnah nach EN 16615 getestet

750 ml Flasche 1 Flasche **22,45 /Fl.**
5 l Kanister 1 Kanister **72,92 /Kan.**



ECO 3082240
 ECO 3092040

Incidin™ OxyWipe S / Incidin™ OxyWipe S XL
 gebrauchsfertige **sporizide** Hi-Speed H₂O₂™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, sichere, wirksame alkoholfreie **Tücher** mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), viruzid und sporizid, Wirksamkeit abgesichert nach EN 16615

Flowpack mit 100 Tüchern (20 x 20 cm) 1 Pack **25,45 /Pack**
 Flowpack mit 50 Tüchern (25 x 37 cm) 1 Pack **25,45 /Pack**

*Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

ECOLAB

Incidin™ Foam ¹⁾

gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Oberflächen, Schnelldesinfektion und Reinigung in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung, keine Aerosolbildung, exzellente Schaumbildung bei angenehmem Geruch, bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung sowie wirksam gegen Rota- und Polyoma/SV40-Viren, VAH-gelistet

ECO 3046010
ECO 3013420

750 ml Flasche (mit integriertem Sprühkopf) 1 Flasche
5 l Kanister 1 Kanister

9,95 /Fl.
43,19 /Kan.



Incidin™ Liquid ¹⁾

gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Oberflächen, gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung mit hoher Anwenderakzeptanz, bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid gem RKI-Empfehlung sowie wirksam gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren sowie Noroviren, VAH-gelistet

ECO 3089320
ECO 3011340
ECO 3011350

650 ml Flasche (mit integriertem Sprühkopf) 1 Flasche
1 l Flasche 1 Flasche
5 l Kanister 1 Kanister

14,75 /Fl.
14,75 /Fl.
63,19 /Kan.



ECO 10010279

Incidin™ Premium Wipes

1 Karton

52,50 /Kart.

hochwertiges, trockenes, fusselfreies Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin® Produktreihe, Tuchgröße 20 x 38 cm
Karton = 6 Rollen à 99 Tücher



Incidin™ Wipes FlexPack

hygienischer Einweg-Tuchspender in Form einer stabilen Standtüte mit Tragegriff, transparente Seitenfläche zur Kontrolle des Verbrauchs, enthält eine Tuchrolle (99 Tücher) aus hochwertigem trockenem fusselfreiem Premium-PET-Vliestuch (Tuchgröße 20 x 38 cm) zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™ Produktreihe sowie einer Verschlusskappe mit Aufklebern und Hygienesiegel in drei Farben (grün, rot, blau)
Karton = 6 FlexPack

ECO 10049788
ECO 10049789
ECO 10049790

mit blauer Kappe
mit roter Kappe
mit grüner Kappe

1 Karton
1 Karton
1 Karton


67,37 /Kart.
67,37 /Kart.
67,37 /Kart.



¹⁾ Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**Wiper Bowl® Safe & Clean**

zur gründlichen Desinfektion und Reinigung sensibler Bereiche in Medizin und Lebensmittelindustrie, die Tuchrolle im Eimer mit einer Flächen-desinfektions- oder Reinigungssubstanz (2,5 Ltr.) tränken und das Etikett mit dem gewählten Mittel kennzeichnen, den Deckel verschließen und die Flüssigkeit von den Tüchern aufsaugen lassen, nach einigen Minuten Wartezeit ist Ihr WiperBowl® Spendersystem einsatzbereit, durch das praktische Chargenetikett sind alle relevanten Inhaltsinformationen sicher im Blick



MEG 296.0001	Spendererimer groß, leer	1 Eimer	6,50 /Eimer
MEG 296.0002	Multitex Wipes Rolle für Wiper Bowl® Safe & Clean Spendererimer, Material: 100 % Polyestervlies (PET), Tücher mit glatter Oberfläche Rolle à 60 Tücher, Tuchgröße: 32 x 30 cm	8 Rollen	7,90 /Ro.
MEG 296.0003	Multitex Wipes Rolle für Wiper Bowl® Safe & Clean Spendererimer, Material: 100 % Polyestervlies (PET), Tücher mit fein gelochter Oberfläche Rolle à 100 Tücher, Tuchgröße: 32 x 30 cm	6 Rollen	10,30 /Ro.
MEG 296.0004	Multitex Wipes Rolle für Wiper Bowl® Safe & Clean Spendererimer, Material: 100 % Polyestervlies (PET), Tücher mit glatter Oberfläche Rolle à 100 Tücher, Tuchgröße: 32 x 30 cm	6 Rollen	10,30 /Ro.



Menge

EURO

SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN



megroWIPES System

zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten, trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln, können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen megro Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von megro Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden, megro WIPES können aus einem eigens dafür konzipierten und wieder verschließbaren megro WIPES Spendereimer entnommen werden, die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt



MEG 288.0001

megroWIPES Spendereimer, 5 Liter 1 Stück
unbefüllt, aus Polyethylen und Polypropylen, ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spendereimer, spülmaschinenfest bis 60° C

6,70 /St.

MEG 288.0002

megroWIPES Vliestücher 1 Karton
bestehen aus einem Vliesmaterial (50 g), 100 % PES und sind auf 15 x 32 cm gefaltet, Tuchgröße: 30 x 32 cm
Karton = 6 Rollen à 90 Tücher

41,95 /Kart.



SCHNELLEDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN**schülke ->****schülke wipes safe & easy**

innovatives Einmal-Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln, keine Aufbereitung notwendig, Komplett-Entsorgung des ganzen Systems, Kontaminationschutz durch kleine Öffnung und extra Staubschutz, sehr einfache Handhabung



SMH 119542	schülke wipes safe & easy bag in box system	1 Stück	10,50 /St.
	Spenderbox , leer		
SMH 119544	schülke wipes safe & easy bag system	1 Karton	72,00 /Kart.
	Vliestücher , trocken, Tuchgröße: 30 x 24 cm		
	Karton = 6 Rollen à 111 Tücher		
SMH 7000034	schülke wipes safe & easy bagless system	1 Karton	90,00 /Kart.
	Vliestücher , trocken, Tuchgröße: 30 x 19 cm		
	Karton = 6 Eimer à 130 Tücher		

schülke ->**schülke wipes**

Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln in allen Bereichen von Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen, umfassend einsetzbar, einfache Handhabung, flusenfrei auf der Oberfläche, 70 oder 111 wipes pro Rolle



SMH 119540	Spenderbox für schülke wipes 70, leer	1 Stück	8,00 /St.
	nachfüllbar und fest verschließbar		
SMH 119505	schülke wipes 70	1 Karton	33,50 /Kart.
	Vliestücher aus 100 % Polyester, trocken,		
	Tuchgröße: 23 x 28 cm		
	Karton = 6 Rollen à 70 Tücher		
SMH 119541	Spenderbox für schülke wipes 111, leer	1 Stück	10,50 /St.
	nachfüllbar und fest verschließbar		
SMH 119506	schülke wipes 111	1 Karton	51,50 /Kart.
	Vliestücher aus 100 % Polyester, trocken,		
	Tuchgröße: 30 x 24 cm		
	Karton = 6 Rollen à 111 Tücher		



SCHNELLDESINFEKTION FÜR OBERFLÄCHEN

Dr. Schumacher

Eco Wipes

Vliestuchspendersystem zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln, wiederbefüllbares Spendersystem, gute Abgabe des Wirkstoffs an die Fläche

DSM 00-915-SE001	Spenderimer unbefüllt 5 Ltr. Volumen	1 Eimer	8,11 /Eimer
DSM 00-915-REW5003-01	Packung mit 3 Rollen à 50 Tücher Tuchgröße 32 x 30 cm	1 Pack	24,40 /Pack
DSM 00-915-REW10003-01	Packung mit 3 Rollen à 100 Tücher Tuchgröße 32 x 30 cm	1 Pack	25,96 /Pack
DSM 00-915-REW10006-01	Packung mit 6 Rollen à 100 Tücher Tuchgröße 32 x 30 cm	1 Pack	50,24 /Pack

**one system PLUS**

Einweg-Vliestuchspender zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln (3 Ltr.), geeignet zur Verwendung in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko, einfache, schnelle und hygienische Anwendung, optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche

DSM 00-915-OSEE100	Spenderimer befüllt mit 100 Tüchern Tuchgröße 32 x 30 cm	1 Eimer	15,13 /Eimer
--------------------	--	---------	---------------------

**WASCHLOTIONEN**

Dr. Schumacher

Descosoft Sensitive

hautpflegende Waschlotion, parfüm- und farbstofffrei, pH-hautneutral, mit Rückfetter

DSM 00-631OP-005	500 ml Spenderflasche	1 Flasche	3,37 /Fl.
DSM 00-631OP-010	1 l Spenderflasche	1 Flasche	4,75 /Fl.
DSM 00-631OP-050	5 l Kanister	1 Kanister	21,91 /Kan.

**Descosoft**

hautpflegende Waschlotion mit besonders frischem Duft, pH-hautneutral und rückfettend, blau gefärbt zur besseren Füllstandskontrolle

DSM 00-607-005	500 ml Spenderflasche	1 Flasche	4,12 /Fl.
DSM 00-607-010	1 l Spenderflasche	1 Flasche	5,82 /Fl.
DSM 00-607-050	5 l Kanister	1 Kanister	26,83 /Kan.



WASCHLOTIONEN**Prolind Waschlotion sensitive**

hypoallergene Waschlotion für trockene Haut, mit besonders hautfreundlichen Waschsubstanzen, mit pflegenden Glycerin und Mandelöl, ohne Zusatz von Farbstoffen

DSM 00-614-001-02	100 ml Flasche	1 Flasche	2,85 /Fl.
DSM 00-614-005-02	500 ml Spenderflasche	1 Flasche	4,88 /Fl.
DSM 00-614-010-02	1 l Spenderflasche	1 Flasche	9,09 /Fl.

PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME**Bialind®**

Pflegelotion für Haut und Hände, zieht besonders schnell in die Haut ein ohne zu fetten, fördert die Hautregeneration mit Allantoin, pH-hautneutral

DSM 00-602-001-02	100 ml Tube	1 Tube	3,82 /Tube
DSM 00-602-005-02	500 ml Spenderflasche	1 Flasche	6,34 /Fl.

Prolind Hautschutz- und Pflegecreme sensitive

hypoallergene Hautschutzcreme mit pflegender Wirkung, mit Glycerin und Lipiden sowie natürlichem Deokomplex, besonders für empfindliche und zu Allergie neigende Haut, ohne Zusatz von Farb- und Parfümstoffen

DSM 00-623-001	100 ml Tube	1 Tube	5,90 /Tube
DSM 00-623-005	500 ml Spenderflasche	1 Flasche	19,00 /Fl.

Prolind Pflegecreme sensitive

hypoallergene Pflegecreme für empfindliche und trockene Haut, pflegt mit Vitamin E, Shea Butter und Mandelöl, besonders für empfindliche und zu Allergie neigende Haut, ohne Zusatz von Farb-, Parfüm- und Konservierungsstoffen

DSM 00-620HC-001	100 ml Tube	1 Tube	4,75 /Tube
DSM 00-620HC-005	500 ml Spenderflasche	1 Flasche	8,73 /Fl.

Prolind Intensiv-Pflegecreme sensitive

hypoallergene Pflegecreme für empfindliche und sehr trockene Haut, pflegt mit Vitamin E, Allantoin, Avocadoöl und Panthenol, besonders für empfindliche und zu Allergie neigende Haut, ohne Zusatz von Farb-, Parfüm- und Konservierungsstoffen

DSM 00-620WO-001	100 ml Tube	1 Tube	5,07 /Tube
------------------	--------------------	--------	-------------------

Menge

EURO

PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME



Dr. Schumacher

Desolind Protect Hautschutzcreme

parfümfreie Wasser-in-Öl-Hautschutz- und Pflegecreme, schützt die Haut vor wasserlöslichen Stoffen, hautpflegend mit Vitamin E, Glycerin und Bienenwachs

DSM DT-622OP-001 **100 ml Tube** (Pack = 12 Tuben) 1 Pack **46,80 /Pack**



WASCHLOTIONEN

schülke ->

esemtan® wash lotion

hautfreundliche, seifenfreie Waschlotion mit ausgesuchten Pflegesubstanzen, schont die Haut, reinigt mild, mit dezentem Duft

SMH 116602 **1 l Spenderflasche** 1 Flasche **5,70 /Fl.**
SMH 116604 **5 l Kanister** 1 Kanister **28,50 /Kan.**



sensiva® wash lotion

hautfreundliche, seifenfreie, farbstoff-, wollwachs- und parfümfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid, schont die Haut

SMH 114006 **500 ml Spenderflasche** 1 Flasche **2,24 /Fl.**
SMH 114005 **1 l Euroflasche** 1 Flasche **3,36 /Fl.**
SMH 114003 **5 l Kanister** 1 Kanister **16,80 /Kan.**



PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME

schülke ->

sensiva® dry skin balm

farbstoff- und parfümfreier Pflege-Balsam für die anspruchsvolle und trockene Haut, intensive Pflege, spendet Feuchtigkeit

SMH 141620 **150 ml Kittelflasche** 1 Flasche **3,43 /Fl.**
SMH 141621 **500 ml Spenderflasche** 1 Flasche **7,20 /Fl.**



sensiva® protective emulsion

farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut, leichte Pflege und Schutz, zieht schnell ein

SMH 70000155 **150 ml Kittelflasche** 1 Flasche **3,43 /Fl.**
SMH 70000156 **500 ml Spenderflasche** 1 Flasche **7,20 /Fl.**





BOD 981328
BOD 981329
BOD 981330

WASCHLOTIONEN



Baktolin® pure

Waschlotion für die milde Reinigung empfindlicher Haut, parfüm- und farbstofffrei

500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

Menge	EURO
1 Flasche	2,17 /Fl.
1 Flasche	3,81 /Fl.
1 Kanister	18,91 /Kan.



BOD 981333
BOD 981334
BOD 981335

Baktolin® sensitive

Waschlotion für die milde Reinigung von Haut und Händen, farbstofffrei

500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

1 Flasche	3,34 /Fl.
1 Flasche	5,95 /Fl.
1 Kanister	29,71 /Kan.

WASCHLOTIONEN

B | BRAUN

Lifosan® soft

bewährte Waschlotion für normale bis sensible Haut, alkali- und seifenfrei, reinigt gründlich und schonend, besonders hautfreundlich, dermatologisch getestet, mit angenehm fischem Duft

100 ml Flasche
500 ml Flasche
1 l Flasche
5 l Kanister

PET 18591
PET 18593
PET 18595
PET 18609

1 Flasche	1,60 /Fl.
1 Flasche	3,50 /Fl.
1 Flasche	5,50 /Fl.
1 Kanister	25,00 /Kan.

SEIFEN



iris Creme-Seifen 500 ml

milde, cremige Waschemulsionen, Flaschen mit praktischem Spenderaufsatz

Kokos-Vanille
Apfel

ASA 10773
ASA 10774

1 Flasche	1,65 /Fl.
1 Flasche	1,65 /Fl.



Menge EURO

WASCHLOTIONEN

ECOLAB

Manisoft™

zur schonenden und hautfreundlichen Reinigung der Hände auch bei häufigem Waschen, besonders vor der chirurgischen oder nach der hygienischen Händedesinfektion, eignet sich auch zum Duschen und Baden

ECO 3087070	500 ml Flasche	1 Flasche	4,49 /Fl.
ECO 3087050	1 l Flasche	1 Flasche	8,87 /Fl.
ECO 3087110	6 l Kanister	1 Kanister	53,24 /Kan.



Seraman™ Sensitive

hautfreundliche Waschlotion, für empfindliche Haut, hautschonende Hände- und Körperreinigung, frei von Farbstoff und Parfüm

ECO 3039380	500 ml Flasche	1 Flasche	5,03 /Fl.
ECO 3038710	1 l Flasche	1 Flasche	10,05 /Fl.



PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME

ECOLAB

Silonda™ Sensitive

die parfümfreie Pflege speziell für Personen mit empfindlicher Haut, enthält pflegende Öle, die den Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut regulieren

ECO 3038970	500 ml Flasche	1 Flasche	10,48 /Fl.
-------------	-----------------------	-----------	-------------------



Silonda™ Lipid

Wasser-in-Öl-Emulsion, schützt und regeneriert die Haut, die besonderen Belastungen ausgesetzt ist, verbessert gezielt die Hautelastizität

ECO 3008770	100 ml Tube	1 Tube	4,81 /Tube
ECO 3041070	500 ml Flasche	1 Flasche	13,36 /Fl.





ASA 10478

PFLEGELOTIONEN / PFLEGECREME*Asam*[®]**Kräuterhof® Solecreme mit 30% Sole** 100 ml

Menge

EURO

1 Tube

5,20 /Tube

intensiv pflegende und Feuchtigkeit spendende Solecreme, enthält Aloe Vera, aktive Feuchthaltemittel und hochwertige pflanzliche Lipide wie Shea- und Kakaobutter, Mandelöl und Vitamine. Geeignet zur unterstützenden Pflege bei Hauterkrankungen wie z.B. Neurodermitis oder Ekzemen. Die Creme ist farbstoff- und parfümfrei und schützt die Haut vor Austrocknung

PFLEGE-SHAMPOO*Asam*[®]

ASA 10495

Kräuterhof® Sensitive Shampoo 250 ml 1 Flasche**5,80 /Fl.**

das besonders milde Doppeleffekt Shampoo wirkt gegen Schuppen und reduziert Juckreiz, ein natürlicher Komplex bringt trockene und gereizte Kopfhaut wieder in Balance. Das Shampoo mit dem leichten Duft reinigt sanft und enthält neben feuchtigkeitsspendendem Allantoin, Bisabolol und Panthenol für geschmeidige Haare und beruhigte Kopfhaut

tre fleur DUSCHÖL / -GEL*Asam*[®]

ASA 10808

Exotic 300 ml

1 Flasche

1,30 /Fl.

cremiger Schaum und ein exotisch-frischer Duft steigern Wohlbefinden und verwöhnen Haut und Haare, ph-hautfreundlich

VASELINE*Asam*[®]

ASA 10073

Alter Heideschäfer Vaseline DAB 100 ml 1 Dose**1,20 /Do.**

weiße Vaseline ist ein bewährtes Mittel zum Schutz der Haut, welches die Haut geschmeidig macht. Anwendung zur allgemeinen Pflege bei trockener Haut, Vaseline entspricht den Vorschriften des Deutschen Arzneibuches DAB, ohne Konservierungsstoffe und Parfüm

*Ratiomed*[®]**Vaseline DAB**

weiße Vaseline ist ein bewährtes Mittel zum Schutz der Haut, welches die Haut geschmeidig macht. Anwendung zur allgemeinen Pflege bei trockener Haut, Vaseline entspricht den Vorschriften des Deutschen Arzneibuches DAB, ohne Konservierungsstoffe und Parfüm

MEG 600270
MEG 600272**500 ml Dose**
4 kg Eimer1 Dose
1 Eimer**4,90 /Do.**
30,55 /Eimer

Menge

EURO

PFLEGE GEL*Asam*

ASA 10418

Kräuterhof® Aloe Vera Gel 200 ml 1 Tube
 versorgt die Haut mit kostbaren Wirkstoffen der Aloe Vera, spendet intensiv Feuchtigkeit und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut, Aloe Vera Gel strafft, glättet und pflegt die Haut, das Gel ist geeignet für alle Hauttypen – auch für die Pflege nach dem Sonnenbad, 96% Aloe Vera, erfrischend, pflegend

3,55 /Tube

HAUTCREME*Asam*

ASA 10443

Alter Heideschäfer Melkfett-Salbe mit Ringelblume 250 ml 1 Dose
 zur Behandlung von rauher Haut, zur Pflege beanspruchter Hände und Füße, zur allgemeinen Pflege bei trockener Haut, auch geeignet für spröde Lippen, als Schutz vor Umwelt und Witterungseinflüssen

2,00 /Do.



ASA 10442

Alter Heideschäfer Melkfett-Salbe 250 ml 1 Dose
 bewährtes, pflegendes Hautschutzmittel bei trockener, rauher/rissiger und strapazierter Haut

2,00 /Do.

PFLEGE LOTIONEN / PFLEGE CREME*Asam*

ASA 10464

Kräuterhof® Aloe Vera Pflege- und Fitnessgel 100 ml 1 Dose
 versorgt die Haut mit vielen Wirkstoffen, spendet intensiv Feuchtigkeit und unterstützt die natürliche Regeneration der Haut, bewahrt die natürliche Spannkraft und Geschmeidigkeit der Haut, das Gel ist geeignet für alle Hauttypen - auch für die Pflege nach dem Sonnenbad

1,05 /Do.



ASA 10451

Kräuterhof® Body-Creme mit Shea Butter 250 ml 1 Dose
 für den ganzen Körper, ist leicht aufzutragen und zieht schnell ein, ohne zu fetten, Shea Butter wird aus den Nüssen des afrikanischen Shea-Baumes hergestellt und eignet sich für empfindliche Haut, bietet täglich intensive Pflege für eine zarte und geschmeidige Haut

2,30 /Do.



Menge

EURO

HANDPFLEGE**Asam**

ASA 10854

Kräuterhof® Hand- und Nagelcreme
100 ml

1 Dose

1,05 /Do.HANDPFLEGE**schülke ->**

SMH 100301

sensiva® regeneration cream 50 ml

1 Tube

4,29 /Tube

intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut, gut verteilbar, farbstoff- und parfümfrei, lindert Hautreizungen, gibt der Haut Geschmeidigkeit und Elastizität zurück

SMH 129801

sensiva® protective cream 100 ml

1 Tube

4,50 /Tube

besonders hautverträgliche farbstoff- und parfümfreie Wasser-in-Öl Schutzcreme, stärkt die natürliche Hautbarriere, zieht schnell ein, gut verteilbar, kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman® pure und desmanol® pure angewendet werden

HANDPFLEGEBOD 981137
BOD 981182**Baktolan® protect® pure**

regenerierende Emulsion (W/O/W) für rissige, stark beanspruchte Hände und als Schutz vor wässrigen Lösungen

100 ml Tube

1 Tube

8,05 /Tube**350 ml Flasche**

1 Flasche

12,13 /Fl.

BOD 975023

Baktolan® balm pure 350 ml

1 Flasche

6,42 /Fl.

farbstoff- und parfümfreier Pflegebalsam für trockene und empfindliche Haut (W/O)

INSTRUMENTENWANNEN



Instrumentenwanne

Maße (LxBxH)

			Menge	EURO
NEO 961100	3 Ltr.	22 x 35 x 11,5 cm mit Siebeinsatz und Deckel	1 Stück	64,00 /St.
NEO 961120	10 Ltr.	25 x 55 x 15 cm mit Siebeinsatz und Deckel	1 Stück	84,00 /St.
NEO 961140	30 Ltr.	35 x 70 x 23,2 cm mit Siebeinsatz, Deckel und Ablaufbahn	1 Stück	134,00 /St.



megro®


Desinfektionswanne

zur Desinfektion, Reinigung und chemischen Sterilisation von Instrumenten und Bohrern (Krankenhaus, Arztpraxis und Labor). Die Wanne ist materialbeständig gegen chemische Desinfektionsmittel nach methodischen Hinweisen für Desinfektion, Vorsterilisationsreinigung und Sterilisation medizinischer Instrumente bei einer Temperatur bis +75°C max. Lieferumfang: Deckel, Druckplatte, Siebeinsatz und Behälter

mit Druckplatte und Abtropfvorrichtung

Maße (LxBxH)

MEG 289.0100	1 Ltr.	22,3 x 14,9 x 9,1 cm	1 Stück	31,40 /St.
MEG 289.0103	3 Ltr.	31,5 x 20,6 x 12,5 cm	1 Stück	38,65 /St.
MEG 289.0105	5 Ltr.	39,4 x 26,0 x 15,6 cm	1 Stück	51,95 /St.
MEG 289.0110	10 Ltr.	49,6 x 32,8 x 19,5 cm	1 Stück	89,35 /St.



megro®

Desinfektionswanne

Maße (LxBxH)

MEG 289.0010	1 Ltr.	26,5 x 11,5 x 8,5 cm mit Siebkorb und Klarsichtdeckel	1 Stück	28,30 /St.
MEG 289.0030	3 Ltr.	35,5 x 23,5 x 12,5 cm mit Siebkorb und Deckel	1 Stück	54,00 /St.
MEG 289.0040	4 Ltr.	34 x 21 x 12 cm mit Siebeinsatz und Deckel	1 Stück	48,00 /St.



MEG 289.0010



MEG 289.0030



MEG 289.0040

Menge

EURO

DOSIERPUMPEN UND SPRÜHKÖPFE

Dr. Schumacher

DSM 00-904-010

Dosierflasche, unbefüllt
1000 ml mit 60 ml Kammer

1 Flasche

4,82 /Fl.

DSM 00-907-000

Kanisterumfüllhahn
passend für 2/5/10/30 Ltr. Gebinde

1 Stück

4,81 /St.

DSM 00-909-050

Kanisterschlüssel
passend für 2/5/10 Ltr. Gebinde

1 Stück

3,35 /St.

DSM 00-906-005-02

Dosierpumpe (3 ml Hub)
passend für 500 / 1000 ml Spenderflasche

1 Stück

3,45 /St.

DSM 00-905-010

Handsprüchkopf
passend für 500 / 1000 ml Descoflexflasche

1 Stück

3,73 /St.

DSM 00-912-010

Schaumsprüchkopf
passend für 500 / 1000 ml Descoflexflasche

1 Stück

3,73 /St.

Dosierpumpe

Handsprüchkopf

Schaumsprüchkopf

DOSIERPUMPEN UND SPRÜHKÖPFE

schülke ->

SMH 180212

Sprühpumpe
für 500 ml/1 Ltr. Flaschen, für den Einsatz
für alkoholische Flächensprühdeseinfektionsmittel

1 Stück

4,70 /St.

SMH 180303

Dosierpumpe
für 500 ml/1 Ltr. Flaschen, geeignet für Wasch-
und Cremelotionen, Händedesinfektionsmittel,
exakte Dosierung durch 3 ml pro Pumpenhub,
variabler Einsatz bei 500 ml und 1 Ltr. Schülke-
Flaschen durch zwei beigefügte Steigrohre

1 Stück

3,15 /St.

Sprühpumpe

Dosierpumpe

B | BRAUN

PET 6510094

Sprüchkopf für 1 Ltr. Flaschen
für Meliseptol und Meliseptol rapid, rot

1 Stück

3,50 /St.

BOD 815870

Universalsprüchkopf
für 500 und 1000 ml Flaschen
für Bacillol AF, Bacillol plus und Bacillol 30 Foam,
sowie für Cutasept F und G

1 Stück

4,20 /St.

DOSIERPUMPEN UND SPRÜHKÖPFE

megro®

Menge EURO

MEG 289.0001	Handsprühkopf für 1 Ltr. Flasche, megroSEPT, Ø 28 mm Gewinde	1 Stück	1,55 /St.
MEG 289.0003	Handsprühkopf für 500 ml / 1 Ltr. Flasche, Sprühdesinfektion, Ø 32 mm Gewinde	1 Stück	3,55 /St.
MEG 289.0000	Dispenser für 500 ml /1 Ltr. Flasche megroMAN, Ø 25 mm Gewinde	1 Stück	2,50 /St.
MEG 289.0009	Dispenser für 500 ml /1 Ltr. Flasche 3 ml Hub, Ø 32 mm Gewinde	1 Stück	3,00 /St.
MEG 289.0005	Dosierpumpe für 2/5/10-Ltr. Gebinde, 30 ml Hub, Ø 51 mm Gewinde	1 Stück	4,60 /St.



megroMAN Dispenser

Dosierpumpe

Dispenser



Handsprühkopf megroSEPT

Handsprühkopf Sprühdesinfektion

MEG 289.0004	Auslaufhahn für 2/5/10-Ltr. Gebinde, Deckel-Ø 55 mm	1 Stück	4,60 /St.
MEG 289.0008	Kanisterschlüssel für 2/5/10 Ltr.-Gebinde	1 Stück	3,10 /St.
MEG 289.0002	Dosierflasche 1 Ltr., mit 60 ml Kammer	1 Stück	4,50 /St.



Dosierflasche



Auslaufhahn



Kanisterschlüssel

megro®

Pumpdosierer

anstelle des Verschlusses leicht auf den Kanister aufzuschrauben, zur sauberen und bequemen Produktentnahme, auch passend für Ultraschallgel, 30 ml Hub


MEG 154.9905	für 5 Liter Kanister, hell	1 Stück	10,80 /St.
MEG 154.9910	für 10 Liter Kanister, hell	1 Stück	10,80 /St.





MEG 289.1036

MEG 289.1046



MEG 289.1076

MEG 289.1081



MEG 289.1000

MEG 289.1005

MEG 289.1010

Menge

EURO

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER**megro®**

EURO-Dosierspender, Aluminium
hygienische Dosierung von Desinfektionsmitteln,
mit austauschbarer, autoklavierbarer Edelstahl-
Pumpe, mit langem Armhebel und Leerflasche,
Dosiermenge von 0,7 bis 1,5 ml pro Hub einstellbar

500 ml 1 Stück **52,30 /St.**

Maße: H 283 mm, B 82 mm, T 225 mm

1000 ml 1 Stück **57,95 /St.**

Maße: H 327 mm, B 94 mm, T 225 mm

SCHALENHALTER**megro®**

mit Schale, für Euro-Armhebel-Wandspender
Edelstahlbügel, mit herausnehmbarer Kunststoff-
schale und Sicherungsbügel, verhindert das Ab-
tropfen von Desinfektionsmittel von der Hand auf
den Fußboden, zum Hängen über das Spender-
gehäuse

für 500 ml Spender MEG 289.1036 1 Stück **39,70 /St.**für 1000 ml Spender MEG 289.1046 1 Stück **40,20 /St.****DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER****megro®**

EURO-Dosierspender, Edelstahl matt gebürstet
hygienische Dosierung von Flüssigseifen, Pflege-
lotionen, Desinfektionsmitteln usw., einfaches
Befüllen aus Kanistern oder mit 500 ml Einweg-
flaschen, zur Reinigung mit einem Handgriff von
der Wandplatte abzunehmen, sehr stabil, Wand-
halterung im Lieferumfang enthalten

Maße: H 260 mm, B 95 mm, T 185 mm

500 ml, ohne Frontscheibe 1 Stück **58,00 /St.****500 ml, mit klarer Frontscheibe** 1 Stück **58,00 /St.****500 ml, mit blauer Frontscheibe** 1 Stück **58,00 /St.**

Menge

EURO

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER

Qatiomed®

Kunststoff, weiß/grau, mit kurzem Armhebel
hygienische Dosierung von Desinfektionsmittel und
Flüssigseife, mit Tropfschale und austauschbarer
Kunststoff-Einwegpumpe, auch zur Wandmontage
geeignet, Dosiermenge auf 0,8 ml, 1,2 ml oder
1,8 ml pro Hub einstellbar

MEG 289.1020

500 ml

Maße: H 280 mm, B 90 mm, T 190 mm

1 Stück

28,40 /St.

MEG 289.1025

1000 ml

Maße: H 325 mm, B 99 mm, T 215 mm

1 Stück

33,50 /St.



Qatiomed®

Automatischer, **sensorgesteuerter** Desinfektions-
mittelspender **touchless** aus Kunststoff, weiß/grau,
berührungslose Entnahme, passend für alle gängigen
Euroflaschen, Dosiermenge per Knopfdruck
regulierbar, austauschbare Rollerpumpe, einfach
und schnell zu wechseln, als Stand- oder Wand-
gerät nutzbar

Lieferumfang: Spender mit Rollerpumpe und
Zusatzpumpe, Verschlussblende, Tropfschale,
inkl. Wandbefestigungsmaterial, Steckschlüssel,
inkl. 4 Batterien Mignon AA

MEG 289.1060

500 ml

Maße: H 268 mm, B 96 mm, T 178 mm

1 Stück

139,00 /St.

MEG 289.1061

1000 ml

Maße: H 296 mm, B 101 mm, T 186 mm

1 Stück

143,00 /St.



Menge

EURO

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER**ECOLAB**

ECO 10034385

**NEXA COMPACT Touchless**

1 Stück

111,15 /St.

energieeffizienter, berührungsloser Dosierspender für 750 ml Flaschen aus dem NEXA Handhygiene-system, geschlossenes System zur Verhinderung potentieller Kontamination, kein Pumpenwechsel erforderlich, passende Händedesinfektion z.B. Skinman™ Foam 750 ml, Gewicht: 510 g (ohne Batterien) Abmessungen: 236 x 140 x 102 mm

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER

FRI 2340040

Schaumseifenspender Kunststoff, weiß

1 Stück

38,35 /St.

Maße: ca. 266 x 128 x 129 mm, geeignet für Schaumseifenkartusche FRI 2340045

FRI 2340045

Schaumseifenkartuschen, 0,8 Ltr.

1 Karton

39,60 /Kart.

geeignet für Schaumseifenspender FRI 2340040
Karton = 6 Stück

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER**megro****Seifenspender 550 ml, Kunststoff**

der Spender wird direkt befüllt, mit großem Druckknopf und praktischem Sichtfenster, inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage, abschließbar, Maße (HxBxT): 21,6 x 10,2 x 9 cm

weiß

1 Stück

31,00 /St.**schwarz**

1 Stück

31,00 /St.

MEG 289.1051

MEG 289.1050



Menge

EURO

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER



OPH 4401841

Manueller Desinfektionsmittelspender 1 Stück
RX 5 M (Non-Locking) 500 ml (Euroflasche), weiß, mit Auffangschale (abnehmbar), für Desinfektionsmittel, Alcolgel, Seifen und fließfähige Lotionen, Kunststoff-Gehäuse, Bedienhebel aus Edelstahl, für Wandmontage, austauschbare Standard-Kunststoffpumpe, Dosiermenge 1,5 ml/Hub, inkl. HDPE-Leerflasche
 Maße (BxHxT): 95 (176) x 300 x 144 (192) mm

23,10 /St.



DOSIERPUMPEN UND SPRÜHKÖPFE



OPH 4401860

Einwegkunststoff-Pumpe DHP RX 1 Stück
 für manuelle und berührungslose RX Spender, für 500 ml Flaschen, durch Flaschenentnahme wird die Pumpe unbrauchbar, bei Flaschenwechsel wird eine neue Einwegpumpe eingesetzt, hygienisch einzelverpackt im Polybeutel, Dosierung: 1,5 ml/Hub

1,70 /St.



DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER



hyclick® System

für die Applikation von Händedesinfektionsmittel und Waschlotion, Click-System für den einfachen, schnellen Flaschenwechsel, „Non-Removal“ Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe, optimaler Schutz vor Kontaminationen, verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 + 3 ml, einfache Montage auf gängigen Wandhalteplatten, Lieferung **ohne** Flasche



Adapter 500 ml



Tropfschale

SMH 60000036

Präparate-Spender (inkl. Tropfschale) 1 Stück
 für 1000 ml hyclick®-Flaschen

19,21 /St.

SMH 60000035

Adapter für 500 ml hyclick®-Flaschen 1 Stück

4,90 /St.

SMH 60000045

Präparate-Spender Vario 1 Stück
 (inkl. Adapter und Tropfschale)
 für 500 ml und 1000 ml hyclick®-Flaschen

20,59 /St.

SMH 60000037

Tropfschale für Präparate-Spender/Vario 1 Stück

4,90 /St.



Präparate-Spender Vario

Menge

EURO

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER

OPH 105101

ingo-top® KP 250

1 Stück

15,80 /St.

250 ml Seifenspender zum Nachfüllen, zur Dosierung von Flüssigseifen ohne Reibemittel, Spülmitteln, Duschbädern, Shampoos, Lotionen, etc., Oberteil aus weißem Kunststoff, **Kunststoffpumpe**, Dosiermenge ca. 0,6 ml/Hub, freistehend und für Wandmontage, Maße (BxHxT): 82 x 125 x 80 mm



OPH 111001

ingo-top® EP 250

1 Stück

29,70 /St.

250 ml Seifenspender zum Nachfüllen, zur Dosierung von Flüssigseifen ohne Reibemittel, Spülmitteln, Duschbädern, Shampoos, Lotionen, etc., Oberteil aus weißem Kunststoff, **Edelstahlpumpe**, Dosiermenge ca. 0,6 ml/Hub, freistehend und für Wandmontage, Maße (BxHxT): 82 x 125 x 80 mm



OPH 485400

ingo-top® R 15

1 Stück

29,40 /St.

1500 ml Seifenspender zum Nachfüllen, zur Dosierung von Flüssigseifen ohne Reibemittel, Spülmitteln, Duschbädern, Shampoos, Lotionen, etc., Oberteil und Drucktaste aus weißem Kunststoff, Behälter aus dunkel-transparentem Kunststoff, Kunststoffpumpe, Dosiermenge ca. 1,0 ml/Hub, mit Wandhalter, Maße (BxHxT): 140 x 220 x 130 mm

SCHALENHALTER**ingo-man® Schalenhalter**

Edelstahlbügel, mit herausnehmbarer Kunststoffschale und Sicherungsbügel, verhindert das Abtropfen von Desinfektionsmittel von der Hand auf den Fußboden, zum Hängen über das Spendergehäuse

OPH 263800

SH E26

für 500 ml Spender

1 Stück

47,00 /St.

OPH 161100

SH T26

für 1000 ml Spender

1 Stück

47,40 /St.

Menge

EURO

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER



ingo-man® plus

Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert, Wandhalter aus Kunststoff, auswechselbare Edelstahlpumpe mit geradem Ansaugrohr, für Frontentnahme, autoklavierbar, geeignet für Flüssigkeiten, alkoholische Händedesinfektionsmittel, Lotionen, Massageöle, etc., Dosiermengen einstellbar bei ca. 0,75 / 1,0 / 1,2 / 1,5 ml/Hub

Füllmenge B x H x T (mm)

mit **langem** Bedienhebel

OPH 1417557	IMP ELS A/25	500 ml	82 x 245 x 215	1 Stück	91,90 /St.
OPH 1417597	IMP TLS A/25	1000 ml	92 x 290 x 215	1 Stück	102,00 /St.



mit **kurzem** Bedienhebel

OPH 1417548	IMP E A/25	500 ml	82 x 245 x 160	1 Stück	81,50 /St.
OPH 1417588	IMP T A/25	1000 ml	92 x 290 x 160	1 Stück	94,60 /St.



ingo-man® plus

Gehäuse Aluminium, für Desinfektionsmittel, Lotionen und Flüssigseifen, Spender autoklavierbar, langer Bedienhebel, auswechselbare Edelstahlpumpe, 4 Dosiermengen einstellbar (max. 1,5 ml/Hub), mit Wandhalter und einer leeren Flasche

Füllmenge B x H x T (mm)

OPH 1416000	IMP ELS A/24	500 ml	82 x 245 x 215	1 Stück	91,90 /St.
OPH 1415993	IMP TLS A/24	1000 ml	92 x 290 x 215	1 Stück	102,00 /St.



OPH 343700	ingo-man® TW 23A			1 Stück	91,90 /St.
------------	-------------------------	--	--	---------	-------------------

1000 ml, zur Dosierung von flüssigen und cremigen Seifen, Lotionen, Spülmitteln etc., zur Wandmontage, mit Wandhalter aus Kunststoff, aus eloxiertem Aluminium, mattsilber, Edelstahlpumpe, Dosiermenge ca. 5,7 ml/Hub, reduzierbar in 2 Stufen, kurzer Bedienhebel, mit einer leeren Flasche (**große Öffnung zum Nachfüllen**) und einem weißen Clip zur Produktkennzeichnung



		Menge	EURO
<u>HANDWASCHBÜRSTEN</u>			
für OP und Chirurgie			
	MEG 636034	megro® autoklavierbar bis 121°C BxHxL: 4,2 x 3,5 x 11 cm	1 Stück 2,99 /St.
	MEG 636035	Qotomed® autoklavierbar bis 121°C mit integrierter Nagelbürste BxHxL: 3,8 x 3,5 x 10 cm	1 Stück 2,99 /St.
	OPH 1420768	HARDT hygiene ingo-man® Handwaschbürsten HWB sterilisierbare und autoklavierbare Bürste, passend zum Bürstenspender BS10 S BxHxL: 4,3 x 3,5 x 11 cm	12 Stück 5,80 /St.
<u>BÜRSTENSPENDER UND ZUBEHÖR</u>			
	OPH 965000	HARDT hygiene ingo-man® BS10 S mit Wandhalter, ohne Bürsten, für ca. 10 oder mehr sterilisierbare Handwaschbürsten, für Wandmontage, abnehmbar, autoklavierbar Maße (BxHxT): 5,6 x 36,0 x 13,7 cm	1 Stück 307,60 /St.
	OPH 965100	Wechselmagazin BS10 D ohne Wandhalter, ohne Bürsten, für ca. 10 oder mehr sterilisierbare Handwaschbürsten, für Wandmontage, abnehmbar, autoklavierbar Maße (BxHxT): 5,5 x 36,0 x 12,3 cm	1 Stück 263,70 /St.
	OPH 965200	Bürstenauffangbehälter BA für die Aufnahme nicht mehr steriler Handwaschbürsten, für Wandmontage, inkl. Wandhalter, abnehmbar Maße (BxHxT): 26,2 x 15,5 x 16,3 cm	1 Stück 142,60 /St.
			
Bürstenauffangbehälter			

Menge

EURO

DESINFEKTIONSMITTEL- / SEIFENSPENDER

HARDT
hygiene

Mit dem PRAESIDIO® können Sie Ihre Mitarbeiter, Kollegen und Besucher und sich selbst komfortabel und effektiv schützen, wirksame Präventionshilfe vor Keimen aller Art


OPH 3401073

PRAESIDIO®

1 Stück

657,80 /St.

berührungsloses Händedesinfektionsgerät für alkoholische Händedesinfektionsmittel, Edelstahl geschliffen, Tür pulverbeschichtet weiß (RAL 9010), abschließbar, Sprühkammer mit integrierter Auffangschale, Sichtfenster zur Füllstandskontrolle, Ersatzflachenhalterung, mit Tür-Kontaktschaltung: Türöffnung bei Spenderaktivierung, flexible Installation: wahlweise Wand- oder Säulenmontage
Abmessungen in mm: B 506 x H 337 x T 174
Dosierpumpe: autoklavierbare Edelstahlpumpe mit Sprühkegel, einstellbare Dosierung (ca. 0,75/ 1,0/ 1,2 /1,5 ml),
Behälter: für 1000 ml Standard-Euroflasche, auch frei befüllbar
Lieferumfang: Spender, Befestigungssatz, 5 Batterien (Monozellen Typ D, 1,5 V), Schlüssel, Behälter - HDPE-Leerflasche



OPH 1421051

Standfuß für PRAESIDIO®, Edelstahl

1 Stück

313,50 /St.

zur freistehenden Aufstellung des PRAESIDIO®, Händedesinfektionsgerätes, einstellbare Bedienhöhen in 5 Stufen von 860 mm bis 1200 mm (Boden bis Mitte der Sprühkammer), aufgrund der barrierefreien Bedienung ist die Benutzung einfach und komfortabel, der servicefreundliche Aufbau erleichtert das Reinigen und Wiederbefüllen, zur Selbstmontage (Bausatz), Abmessungen in mm: B 506 x H 1036 bis 1376 x T 450




Abbildung zeigt Säulenmontage

Menge

EURO

ABFALLBEUTEL /-SÄCKE HOCHDRUCK**megro®****blau eingefärbt**

MEG 129140	35 l , 480 x 650 x 0,042 mm Karton = 20 Rollen à 25 Beutel	1 Karton	51,50 /Kart.
MEG 129142	70 l , 575 x 1000 x 0,06 mm Karton = 10 Rollen à 25 Beutel	1 Karton	46,40 /Kart.
MEG 129143	70 l , 575 x 1000 x 0,07 mm Karton = 10 Rollen à 25 Beutel	1 Karton	51,50 /Kart.
MEG 129144	120 l , 700 x 1100 x 0,05 mm Karton = 10 Rollen à 25 Beutel	1 Karton	52,90 /Kart.
MEG 129146	120 l , 700 x 1100 x 0,06 mm Karton = 10 Rollen à 25 Beutel	1 Karton	60,60 /Kart.
MEG 129147	120 l , 700 x 1100 x 0,075 mm Karton = 10 Rollen à 20 Beutel	1 Karton	95,30 /Kart.
MEG 129148	120 l , 700 x 1100 x 0,04 mm Karton = 10 Rollen à 25 Beutel	1 Karton	34,90 /Kart.

**ABFALLBEUTEL /-SÄCKE HOCHDRUCK****megro®****weiß**, Pack = 100 Beutel

MEG 129150	15 l , 240/150 x 500 x 0,025 mm	1 Pack	4,50 /Pack
MEG 129151	20 l , 260/240 x 500 x 0,025 mm	1 Pack	5,85 /Pack
MEG 129152	30 l , 260/240 x 600 x 0,025 mm	1 Pack	7,05 /Pack
MEG 129153	40 l , 315/305 x 520 x 0,025 mm	1 Pack	7,75 /Pack
MEG 129154	60 l , 315/305 x 750 x 0,025 mm	1 Pack	12,45 /Pack

**megro®**

MEG 129460 E	Abfallbeutel 15 l , grau 0,025 mm, Rolle à 48 Beutel	1 Rolle	2,90 /Ro.
MEG 129465 E	Abfallbeutel 30 l , grau 0,025 mm, Rolle à 24 Beutel	1 Rolle	2,90 /Ro.



ABFALLBEUTEL /-SÄCKE PAPIER

Menge EURO

megro®

MEG 129050	Papierbeutel , ca. 10 Ltr. 1-fach, 70 g/m ² Natronmischpapier, braun 200 x 160 x 360 mm, ohne Aufdruck VE = 10 Stück	10 Stück	0,11 /St.
------------	---	----------	------------------



megro®

Papiersack
2-fach, 70 g/m² Kraftsackpapier nassfest,
braun, mit Bodenfalte

MEG 129051	70 Ltr. , 550+200 x 850 mm mit Aufdruck „Abfälle“	1 Stück	0,70 /St.
MEG 129052	120 Ltr. , 700+220 x 950 mm ohne Aufdruck	1 Stück	0,75 /St.




ABFALLBEUTEL /-SÄCKE BIO

megro®

Bioline Bioabfallbeutel
biologisch abbaubar, in vielen Anwendungsbereichen eine echte Alternative zu konventionellen Müllbeuteln, überwiegend biobasiert und zu über 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen, nach Europäischer Norm DIN EN 13432 zertifiziert und entsprechen der aktuellen BioAbfV (Bioabfallverordnung), aus ecovio® Material von BASF, geeignet für feuchte oder nasse Bioabfälle, vollständig kompostierbar

MEG 129470	10 Ltr. , 220+180 x 550 x 0,02 mm mit Tragegriff, Rolle = 20 Beutel	1 Rolle	4,75 /RI.
MEG 129473	30 Ltr. , 500 x 600 x 0,02 mm Rolle = 20 Beutel	1 Rolle	5,80 /RI.
MEG 129475	60 Ltr. , 620 x 800 x 0,02 mm Rolle = 10 Beutel	1 Rolle	4,95 /RI.
MEG 129476	120 Ltr. , 700 x 1100 x 0,025 mm Rolle = 10 Beutel	1 Rolle	9,95 /RI.
MEG 129478	200 Ltr. , 500+450 x 1250 x 0,025 mm Rolle = 5 Beutel	1 Rolle	9,05 /RI.



ABFALLSAMMLER U. ENTSORGUNGSGERÄTE

Fripa

Sammelkorb
Metall, weiß

FRI 2340012	klein ca. 28,5 x 35,5 x 19,0 cm (BxHxT)	1 Stück	12,85 /St.
FRI 2340013	groß ca. 41,0 x 63,0 x 25,5 cm (BxHxT)	1 Stück	22,30 /St.





CON 1619/040



PUSH-Abfallbehälter,
24 Ltr., aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,
 Klappe mit Federmechanismus, Innenbehälter
 mit Tragebügel aus verzinktem Stahlblech,
 Kunststoffring innen versiegelt den Zwischen-
 raum zwischen Innen- und Außenbehälter,
 Maße: Ø 29 cm, Höhe 65 cm

Menge

EURO

1 Stück

88,00 /St.

CON 0629/005

CON 0629/012

CON 0629/020

Tretabfalleimer

Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem
 Kunststoffeinsatz, Deckel fällt eigenständig zu

5 Ltr., Ø 20 cm, Höhe 32 cm

1 Stück

24,00 /St.**12 Ltr.,** Ø 25 cm, Höhe 39,5 cm

1 Stück

32,50 /St.**20 Ltr.,** Ø 23 cm, Höhe 60 cm

1 Stück

49,50 /St.**ABFALLSAMMLER U. ENTSORGUNGSGERÄTE****HAEDELE**

HAE 11026

HAE 14066

Abfallsammler „tomo“

10 Ltr., aus glattem und leicht zu reinigendem
 Kunststoff (100% Polypropylen), grau RAL 7045,
 mit abnehmbarem, gut schließendem Deckel und
 mit Halterung, für Müllsäcke ca. B 45 x H 35 cm
 Maße (BxTxH): 31,5 x 18 x 31,5 cm

für Wandmontage

1 Stück

64,00 /St.**für Normschiene**

1 Stück

67,00 /St.

OPH 1413896

ABFALLSAMMLER U. ENTSORGUNGSGERÄTE**SanTRAL® Abfallbox EBU 50E**

1 Stück

233,30 /St.

50 Ltr., Edelstahl mit Anti-Fingerprint-
 Beschichtung, oben offene Abfallbox, mit
 abnehmbarem Einwurffrahmen, freistehend
 und für Wandmontage geeignet
 Maße (BxHxT) 377 x 566 x 251 mm

Menge

EURO

ABFALLSAMMLER U. ENTSORGUNGSGERÄTE

PICCO BEHÄLTNER

HAE 09642	Picco Novo 60/I aluminiumfarben, pulverbeschichtetes Stahlgestell mit federndem Holm, die Picco Novo 60 sind für Säcke mit 60-70 l Inhalt Maße (BxTxH): 36 x 36 x 82 cm	1 Stück	135,00 /St.
HAE 14106	Picco Novo 60/I OP-Ausführung rostfrei aus Chromnickelstahl die Picco Novo 60 sind für Säcke mit 60-70 l Inhalt Maße (BxTxH): 36 x 36 x 82 cm	1 Stück	198,00 /St.
HAE 07196	Picco Novo 60/I-Set aluminiumfarben pulverbeschichtet, mit 1 Sack- halter, inkl. 1 Rolle à 25 Säcke mit praktischem Zugband, Deckel signalweiß, Maße (BxTxH): 36 x 36 x 83 cm	1 Stück	178,00 /St.
HAE 09857	Picco Novo 60/II für 2 Säcke aluminiumfarben, pulverbeschichtet, die Picco Novo 60 sind für Säcke mit 60-70 l Inhalt Maße (BxTxH): 74 x 36 x 82 cm	1 Stück	205,00 /St.
HAE 06001	Kunststoffdeckel signalweiß, für Abfallsammler Picco Novo 60 Maße (BxT): 36 x 35 cm	1 Stück	38,00 /St.
HAE 17069	Picco Novo 120 Q aluminiumfarben, Stahlgestell mit federnden Holmen, für 1 Sack mit 120 Litern Inhalt, geräumig und dennoch platzsparend durch geringe Standfläche Maße (BxTxH): 45 x 36 x 82 cm	1 Stück	135,00 /St.
HAE 17068	Kunststoffdeckel signalweiß für Picco Novo 120 Q Maße (BxT): 49 x 35 cm	1 Stück	65,00 /St.
HAE 16628	Tretvorrichtung für Picco Novo 60 und 120 Q, aus Edelstahl	1 Stück	95,00 /St.
HAE 16658	Aufkleber-Set zur Mülltrennung mit 6 bunten Motiven für Glas, Papier, Metall, Kunststoff, Biomüll, Restmüll, Maße: 14,5 x 14,5 cm	1 Set	19,00 /Set



Picco Novo 60/I,
ohne Deckel

Picco Novo-Set,
inkl. Deckel



Picco Novo 60/II



Picco Novo 120 Q, Lieferung ohne
Deckel und Tretvorrichtung



Kunststoffdeckel



Tretvorrichtung



Aufkleber-Set



MEG 171510

HYGIENEBEUTEL/ -SPENDER/ -ABFALLBOX**megro****Hygienebeutel**

mit Seitenfalte, weiß, aus 100 % Recyclingpapier, bedruckt in 5 Sprachen, Größe ca. 10,5 x 4,5 x 28 cm
Pack = 100 Stück

Menge

EURO

1 Pack

2,15 /Pack

MEG 171511

Halter

für Hygienebeutel, Metall, weiß, Größe ca. 13 x 5,5 x 38 cm

1 Stück

4,40 /St.

MEG 171509

Hygienebeutel

aus HDPE, Größe ca. 80+70 x 250 x 0,012 mm, weiß, passend für den Spender MEG 171512
Pack = 30 Stück

1 Pack

0,80 /Pack

MEG 171512

Spender

für Hygienebeutel MEG 171509, aus Kunststoff, weiß, leer, kann geklebt oder angeschraubt werden, inkl. Befestigungsmaterial
Größe ca. 100 x 139,5 x 27,5 mm

1 Stück

3,45 /St.

Hygienebeutel im Spender



HAE 05192

Hygienebeutel

aus Papier, mit Aufdruck in 7 Sprachen
Pack = 500 Stück

1 Pack

65,00 /Pack

HAE 08173

Halter für „Klapp-Kuli“ Abfallsammler

für Hygienebeutel, Stahlblech, aluminiumfarben, pulverbeschichtet

1 Stück

24,00 /St.

HAE 15784

Halter Wandmodell

für Hygienebeutel, Stahlblech, aluminiumfarben, pulverbeschichtet
Maße (BxTxH): 11,5 x 2 x 29 cm

1 Stück

24,00 /St.

HAE 05192 Hygienebeutel, Wandhalter (li.), Halter für Klapp-Kuli (re.)

HARDT
hygiene

OPH 232500

ingo-man® Hygiene-Abfallbox AB6HB1A

aus silber eloxiertem Aluminium, 6 Ltr., geschlossene Box mit Hygienebeutelspender für die hygienische Entsorgung von Damenbinden, Klappdeckel, Polybeutelsicherung, inkl. Metallwandhalter, abnehmbar
Maße (BxHxT): 21,5 x 30,0 x 17,0 cm

1 Stück

123,20 /St.

OPH 311500

ingo-man® Hygienebeutelspender HB1A,

für Hygienebeutel aus Papier, als Ergänzung zu Abfallboxen in Damentoiletten, Maße (BxHxT): 13,0 x 27,5 x 3,0 cm

1 Stück

42,40 /St.

Ophardt, Abfallbox mit Hygienebeutelhalter

PAPIER (HAND) TÜCHER

Menge

EURO

megro®

MEG 179030

Tork-Kosmetiktücher, 2-lagig
Zupfbox, Tissue, hochweiß, extra weiche
Qualität, Tuchgröße **20 x 20,8 cm**
Karton = 30 Boxen à 100 Tücher

1 Karton

40,30 /Kart.



KIM 8826

KLEENEX® Kosmetiktücher (ovale Box)
Zupfbox, weiß, Tuchgröße **20 x 21 cm**,
3-lagig, FSC-zertifiziert, 100% Frischzellstoff,
hochwertige Kosmetiktücher, die elegante Box
passt in jedes Ambiente, ideal für Waschräume
in Bürogebäuden und Hotels, die auf ein edles
Image Wert legen und die Weichheit und hohe
Qualität zu schätzen wissen
Karton = 10 Boxen à 64 Tücher
(4 Motive lt. Abbildung sortiert)

1 Karton

24,80 /Kart.



KIM 8835

KLEENEX® Kosmetiktücher (Standardbox)
Zupfbox, weiß, Tuchgröße **22 x 19 cm**,
2-lagig, FSC zertifiziert, 100% Frischzellstoff,
für Pflege und Komfort, besonders weich und
dabei reißfest, hoch saugfähig und vielseitig im
Gebrauch, Karton = 21 Boxen à 100 Tücher

1 Karton

32,70 /Kart.



KIM 7558

KIMTECH™ SCIENCE™ Labortücher
Zupfbox, weiß, Tuchgröße **20,5 x 20 cm**,
2-lagig, 100 % Frischzellstoff, zur Reinigung
empfindlicher Glasgeräte, Instrumente und Ober-
flächen/Teile, zum Aufwischen von Flüssigkeiten,
mehrlagig und daher sehr saugfähig, fusselfarm
zum Abstauben auch an schwierigen Stellen
Karton = 15 Boxen à 200 Tücher

1 Karton

61,50 /Kart.



KIM 7505

KIMTECH™ Pflegetücher
weiß, Tuchgröße **32 x 38 cm**, geprägt,
Interfold (HYDROKNIT™-Material), wider-
standsfähiges, voluminöses Tuch, angenehm
im Gebrauch für hohen Pflegekomfort,
sehr gute Hautverträglichkeit
Karton = 20 Beutel à 50 Tücher

1 Karton

209,70 /Kart.





Edelstahl-Halterung XL mit Stecksystem



Edelstahl-Halterung Trio



Edelstahl-Halterung Quattro

HANDSCHUHBOX-HALTERUNGEN

Qotomed®

MEG 136601 **aus Plexiglas/Acryl, transparent** 1 Stück **10,20 /St.**
zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: ca. 24,3 x 13 x 7,5 cm

MEG 136606 **Trio, aus Plexiglas/Acryl, transparent** 1 Stück **29,50 /St.**
zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25,8 x 39,2 x 9,6 cm

Qotomed®

MEG 136602 **aus Edelstahl** 1 Stück **22,80 /St.**
zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, mit **Stecksystem** zur Erweiterung für mehrere Handschuhboxen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25 x 13 x 7,5 cm

MEG 136604 **XL, aus Edelstahl** 1 Stück **23,30 /St.**
zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, mit **Stecksystem** zur Erweiterung für mehrere Handschuhboxen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25 x 13,5 x 9,5 cm

MEG 136605 **Trio, aus Edelstahl** 1 Stück **34,90 /St.**
zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, eingestanzte Größen S/M/L, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25,8 x 39 x 9,6 cm

MEG 136610 **Quattro, aus Edelstahl** 1 Stück **53,20 /St.**
zur griffbereiten Aufbewahrung von Handschuhen, eingestanzte Größen S/M/L/XL, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 51,5 x 26 x 9,6 cm



Anwendungsbeispiele
(Lieferung jeweils ohne Handschuhboxen)

Menge EURO

HANDSCHUHBOX-HALTERUNGEN



MEG 136600

aus Draht, weiß
zur griffbereiten Aufbewahrung von Hand-
schuhen, Abmessungen: 28 x 10 x 9 cm

1 Stück

3,40 /St.



Anwendungsbeispiel
(Lieferung ohne Handschuhbox)



UGV 9280

aus Metall, schwarz matt
zur griffbereiten Aufbewahrung von Hand-
schuhen, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 25 x 13 x 7,5 cm

1 Stück

18,20 /St.



Halter für Spenderboxen
aus Edelstahl, gebürstet, passend für gängige
Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues,
für Wandmontage (ohne Befestigungsmaterial)

HAE 11222

1-fach (für 1 Box)
Abmessungen (BxTxH): 14,2 x 9,4 x 25,0 cm

1 Stück

62,00 /St.

HAE 11223

3-fach (für 3 Boxen)
Abmessungen (BxTxH): 25,3 x 9,4 x 39,4 cm

1 Stück

82,00 /St.

HAE 05074

4-fach (für 4 Boxen)
Abmessungen (BxTxH): 25,3 x 9,4 x 52,5 cm

1 Stück

93,00 /St.



HAE 15572

Universalhalter Snap
aus weißem Kunststoff, für Spenderboxen
aller Art, ideal geeignet für Boxen mit Einmal-
handschuhen, Tissues oder Wischtüchern,
ein federnder Spannschieber hält Boxen aller
Art bis zu 1 kg für Einhandbedienung bereit,
Befestigung mit Doppelklebeband
Abmessungen (BxTxH): 10 x 2 x 16,5 cm

1 Stück

10,00 /St.



Lieferung ohne Handschuhbox
(nur Anwendungsbeispiel)



OPH 3401257

ingo-man® plus Wandhalter 3B-2
Edelstahl geschliffen, mit starrem Anschlag,
zur platzsparenden Wandmontage von drei
handelsüblichen Handschuhspendern, beson-
ders geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen,
Labore, Pflegeheime usw.
Abmessungen: 25,4 x 51 cm

1 Stück

59,30 /St.



U.-HANDSCHUHE, LATEX UNSTERIL, PUDERFREI**megro®****SOFT line, unsteril, puderfrei**

ideal bei Hautproblemen zu verwenden, der Handschuh ist zusätzlich mehrfach gewaschen und ist frei von Puderrückständen, hat eine leicht angeraute Oberfläche, um einen besseren Griff zu ermöglichen, doppelt chloriniert

Pack = 100 Stück

Gr. XS

1 Pack

6,60 /Pack

Gr. S

Gr. M

Gr. L

Gr. XL



MEG 131200
MEG 131201
MEG 131202
MEG 131203
MEG 131204

megro®**unsteril, puderfrei, schwarz**

aus dünnem Latex mit Rollrand, glatte Oberfläche, ca. 245 mm lang, besonders reißfest und sicher, rechts und links zu tragen, sind sowohl für den Einsatz in der Medizin, als auch im Lebensmittelbereich und der Industrie geeignet, ideal für den Einsatz in Tattoostudios

Pack = 100 Stück

Gr. S

1 Pack

8,90 /Pack

Gr. M

Gr. L

Gr. XL



MEG 131301
MEG 131302
MEG 131303
MEG 131304

B|BRAUN**Vasco Sensitive, unsteril, puderfrei**

mit Rollrand, mikrorauhe Oberfläche

Pack = 100 Stück

extra klein

1 Pack

6,60 /Pack

klein

mittel

groß



PET 6067500
PET 6067526
PET 6067549
PET 6067565

**Sentina® Ambidextrous, unsteril, puderfrei**

leicht anzuziehen durch spezielle Innenbeschichtung, extraglatte Oberfläche und extragroße Passform, hell mit Rollrand

Pack = 100 Stück

Gr. 6-7 S

1 Pack

6,76 /Pack

Gr. 7-8 M

Gr. 8-9 L



LOH 51125
LOH 51126
LOH 51127

Menge

EURO

U.-HANDSCHUHE, LATEX UNSTERIL, PUDERFREI



Gentle Skin® Aloecare™, unsteril, puderfrei
mit Aloe-Vera-Beschichtung, protein- und
akzeleratorenarm, mikrogeraut, allergenarm,
beidhändig passend, mit Rollrand
Pack = 100 Stück

MTR 1231XS
MTR 1231S
MTR 1231M
MTR 1231L
MTR 1231XL

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack



7,55 /Pack



Gentle Skin® sensitive, unsteril, puderfrei
aus weichem Latex für sensible Haut, protein-
und akzeleratorenarm, doppelt chloriniert, tast-
sensibel, mikrogeraut, beidhändig passend und
extrem dehnbar, reißfest, mit Rollrand
Pack = 100 Stück

MTR 1221RST
MTR 1221RMT
MTR 1221RLT

Gr. S
Gr. M
Gr. L

1 Pack



7,95 /Pack



Gentle Skin® classic, unsteril, puderfrei
mit 20 % mehr Latexanteil, protein- und
akzeleratorenarm, sehr allergenarm, mikro-
geraut, beidhändig passend
Pack = 100 Stück

MTR 1221RS
MTR 1221RM
MTR 1221RL

Gr. S
Gr. M
Gr. L

1 Pack



9,45 /Pack



Peha-soft® powderfree, unsteril, puderfrei
aus weichem Latex, links und rechts zu tragen,
durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen,
texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit,
hochelastisch, reißfest, zugelassen für den Kon-
takt mit Lebensmittel
Pack = 100 Stück

HAP 942160
HAP 942161
HAP 942162

Gr. S
Gr. M
Gr. L

1 Pack



7,65 /Pack





MEG 131001
MEG 131002
MEG 131003
MEG 131004

**U.-HANDSCHUHE, LATEX UNSTERIL,
LEICHT GEPUDERT**

megro®

SOFT line, unsteril, leicht gepudert
Pack = 100 Stück

Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

Menge

EURO

1 Pack

5,95 /Pack



MEG 134011
MEG 134012
MEG 134013
MEG 134014

**U.-HANDSCHUHE, VINYL,
LATEXFREI, UNSTERIL, PUDERFREI**

SOFT line, unsteril, latexfrei, puderfrei
antiallergisch, links-rechts verwendbar, sehr weiche,
angenehme Folie, reißfest, dehnbar, nicht staub-
beschichtet, daher für viele Berufszweige geeignet
Pack = 100 Stück

Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack

6,70 /Pack



PET 9207708
PET 9207716
PET 9207724
PET 9207732

**U.-HANDSCHUHE, NITRIL,
LATEXFREI, UNSTERIL, PUDERFREI**

B|BRAUN

Vasco Nitril light, unsteril, puderfrei, lavendelblau
mit Rollrand, mikrorauhe Oberfläche
Pack = 100 Stück

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L

1 Pack

6,00 /Pack



Nitril® Magenta, pink, unsteril, puderfrei
mit den hautverjüngenden und pflegenden
Substanzen Allantoin, Collagen und Silk-Seri-
cin-Coating, frei von MBT, beidhändig passend
Pack = 100 Stück

Gr. S
Gr. M
Gr. L

1 Pack

7,55 /Pack



MTR 1287S
MTR 1287M
MTR 1287L

Menge EURO

U.-HANDSCHUHE. NITRIL.
LATEXFREI. UNSTERIL. PUDERFREI

megro®

SOFT line, unsteril, puderfrei
kaum Schwitzen, keine Rötung, daher sehr
angenehm in der Langzeitanwendung
Pack = 100 Stück

MEG 136010
MEG 136011
MEG 136012
MEG 136013

weiß
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack **6,00 /Pack**



MEG 136110
MEG 136111
MEG 136112
MEG 136113

schwarz
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack **6,00 /Pack**



U.-HANDSCHUHE. NITRIL.
LATEXFREI. UNSTERIL. PUDERFREI

megro®

unsteril, puderfrei
kaum Schwitzen, keine Rötung, daher sehr
angenehm in der Langzeitanwendung
Pack = 100 Stück

MEG 136210
MEG 136211
MEG 136212
MEG 136213

violett
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack **6,00 /Pack**



megro®

unsteril, puderfrei, 30 cm lang
kaum Schwitzen, keine Rötung, daher sehr
angenehm in der Langzeitanwendung
Pack = 100 Stück

MEG 136410
MEG 136411
MEG 136412
MEG 136413

blau
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack **7,95 /Pack**



**U.-HANDSCHUHE, NITRIL,
LATEXFREI, UNSTERIL, PUDERFREI**



unsteril, puderfrei
mit Rollrand, mikrogeraute Fingerspitzen
Pack = 100 Stück

UGV 3801
UGV 3802
UGV 3803
UGV 3804
UGV 3805

Black Pearl, schwarz

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack

7,20 /Pack

Pink Pearl, pink

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L

1 Pack

7,20 /Pack

Magenta Pearl, magenta

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack

7,20 /Pack

Blue Pearl, blau

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack

7,20 /Pack

Red Pearl, rot

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL

1 Pack

7,20 /Pack



Menge

EURO

OP-HANDSCHUHE. LATEX. PUDERFREI

Ansell

Gammex® Latex, steril, puderfrei

aus Naturkautschuklatex, weiß, anatomische Form, gerade Stulpe mit Hafrand, Oberfläche mikrotexturiert, chloriert und Silikon-Spray

Pack = 50 Paar

ANS 330048055
ANS 330048060
ANS 330048065
ANS 330048070
ANS 330048075
ANS 330048080
ANS 330048085
ANS 330048090
ANS 330048095

Gr. 5,5
Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5
Gr. 9
Gr. 9,5

1 Pack

40,95 /Pack



OP-HANDSCHUHE. LATEX. PUDERFREI



CardinalHealth

Protexis® Latex Classic, steril, puderfrei

mit Oberflächenbehandlung für eine weiche Haptik, eine glatte Oberfläche und verbessertes Tastempfinden, mit Nitril-Beschichtung, mit Rollrand

VE = 50 Paar

TRA 2D72NS55X
TRA 2D72NS60X
TRA 2D72NS65X
TRA 2D72NS70X
TRA 2D72NS75X
TRA 2D72NS80X
TRA 2D72NS85X
TRA 2D72NS90X

Gr. 5,5
Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5
Gr. 9

50 Paar

0,79 /Paar



Protexis® Latex Micro, steril, puderfrei

für Eingriffe entwickelt, bei denen das Kontaktgefühl zur höchsten Priorität gehört, extra dünne Latexqualität, besonders tastempfindlich, mit Nitril-Beschichtung, mit Rollrand

VE = 50 Paar

TRA 2D72NT55X
TRA 2D72NT60X
TRA 2D72NT65X
TRA 2D72NT70X
TRA 2D72NT75X
TRA 2D72NT80X
TRA 2D72NT85X
TRA 2D72NT90X

Gr. 5,5
Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5
Gr. 9

50 Paar

0,83 /Paar





MTR 90216W
MTR 902165W
MTR 90217W
MTR 902175W
MTR 90218W
MTR 902185W
MTR 90219W

OP-HANDSCHUHE. LATEX PUDERFREI



Gentle Skin® Premium OP™, steril, puderfrei
paarweise verpackt, in Premium-Qualität, protein-
und akzeleratorenarm, hochanschmiegsam, anatomi-
sch geformt, mikrogeraut, Pack = 50 Paar

Gr. 6 50 Paar
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5
Gr. 9

Menge

EURO



Peha®-basic, steril, puderfrei

paarweise verpackt, mikrogeraute Oberfläche, Roll-
rand, vollanatomische Passform, zur persönlichen
Schutzausrüstung, geeignet für den Einsatz mit Zyto-
statika und Chemikalien, Pack = 50 Paar

Gr. 5,5 50 Paar
Gr. 6
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5
Gr. 9

0,73 /Paar

B | BRAUN

Vasco OP-Sensitive, steril, puderfrei

paarweise verpackt, hypoallergen, anatomische Pass-
form, innen beschichtet, aus Naturlatex, Pack = 40 Paar

Gr. 6 40 Paar
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5

1,20 /Paar

OP-HANDSCHUHE. LATEX GEPUDERT

B | BRAUN

Vasco OP powdered, steril,

paarweise verpackt, hypoallergen, anatomische
Passform, mit Rollrand, Pack = 50 Paar

Gr. 6 50 Paar
Gr. 6,5
Gr. 7
Gr. 7,5
Gr. 8
Gr. 8,5

0,84 /Paar



PET 6081002
PET 6081010
PET 6081029
PET 6081037
PET 6081045
PET 6081053



PET 6031510
PET 6031525
PET 6031532
PET 6031546
PET 6031553
PET 6031564

Menge

EURO

OP-HANDSCHUHE. LATEX GEPUDERT

sempermed

“Sempermed”/Derma Plus, steril, leicht gepudert
 paarweise verpackt, hypoallergen, anatomische Form
 VE = 50 Paar

LOH 50999
 LOH 50991
 LOH 51015
 LOH 51007
 LOH 51031
 LOH 51023

Gr. 6
 Gr. 6,5
 Gr. 7
 Gr. 7,5
 Gr. 8
 Gr. 8,5

50 Paar

0,85 /Paar



OP-HANDSCHUHE. LATEX. GEPUDERT

Ansell

Gammex® Latex Powdered, steril, gepudert
 aus Naturkautschuklatex, weiß, anatomische Form,
 gerade Manschette, Oberfläche mikrotextriert
 Pack = 50 Paar

ANS 330047055
 ANS 330047060
 ANS 330047065
 ANS 330047070
 ANS 330047075
 ANS 330047080
 ANS 330047085
 ANS 330047090

Gr. 5,5
 Gr. 6
 Gr. 6,5
 Gr. 7
 Gr. 7,5
 Gr. 8
 Gr. 8,5
 Gr. 9

1 Pack

31,85 /Pack



PE-HANDSCHUHE. UNSTERIL

megro®

SOFT line PE-Einmal-Handschuhe

Beutel = 100 Stück, transparent, beidhändig tragbar

MEG 127001
 MEG 127002

Damen gehämmert
 Herren gehämmert

1 Beutel

0,95 /Btl.



MEG 127040

Standardgröße, ca. 53 cm lang
 ellenbogenlang, transparent, beidhändig tragbar,
 gehämmert, ca. 27 mµ, Beutel = 50 Stück

1 Beutel

3,60 /Btl.





ANS M2080
ANS M2079
ANS M2078

COPOLYMER-HANDSCHUHE. UNSTERIL

Ansell

Ethiparat PE-Handschuhe, unsteril

bieten als Unterzieh-Handschuh zusätzlichen Schutz vor Infektionen und chemischen Zusatzstoffen, gute Tastsensibilität, durchsichtig, beidhändig tragbar
Pack = 100 Stück

Gr. 6-7 S
Gr. 7-8 M
Gr. 8-9 L

Menge EURO

1 Pack **8,60 /Pack**

COPOLYMER-HANDSCHUHE. STERIL

megro®

SOFT line, steril, einzeln verpackt,

auf Papier gestanzt, geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, Industrie und Medizin, links und rechts tragbar
Pack = 100 Stück

Gr. S
Gr. M
Gr. L

1 Pack **11,50 /Pack**



MEG 135001
MEG 135002
MEG 135003



ANS M3330
ANS M3350
ANS M3370

Ansell

Ethiparat PE-Handschuhe, steril

bieten als Unterzieh-Handschuh zusätzlichen Schutz vor Infektionen und chemischen Zusatzstoffen, gute Tastsensibilität, durchsichtig, beidhändig tragbar, paarweise verpackt
Pack = 50 Paar

Gr. 6-7 S
Gr. 7-8 M
Gr. 8-9 L

1 Pack **15,00 /Pack**

BAUMWOLLHANDSCHUHE

megro®

SOFT line, 100 % Baumwolle

antiallergen, im warmen Wasser mit mildem Waschmittel waschen, zum Trocknen aufhängen, nicht chemisch reinigen
Pack = 5 Paar

Gr. XS
Gr. S
Gr. M
Gr. L
Gr. XL
Gr. XXL

5 Paar **2,00 /Paar**
5 Paar **2,00 /Paar**
5 Paar **2,00 /Paar**
5 Paar **2,00 /Paar**
5 Paar **2,00 /Paar**
5 Paar **2,00 /Paar**



MEG 130001
MEG 130002
MEG 130003
MEG 130004
MEG 130005
MEG 130006

OP-FINGERLINGE

Qotomed®

puderfrei, Latex, unsteril, gerollt
Beutel = 100 Stück

MEG 137122
MEG 137123
MEG 137124
MEG 137125

Gr. 2, small
Gr. 3, medium
Gr. 4, large
Gr. 5, extra large

Menge

EURO

1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel

1,25 /Btl.
1,25 /Btl.
1,25 /Btl.
1,25 /Btl.



KOLOSKOPIE-HOSE

Qotomed®

Vlies-Koloskopie-Hose (Shorts)

dunkelblau, unsteril, latexfreie Gummizugbündchen
an Taille, überlappende Untersuchungsöffnung hin-
ten, aus Polypropylen-Spinnvlies ca. 40 g/m²,
luftdurchlässig, stabil, leicht
Beutel = 10 Stück

MEG 128150
MEG 128151

Gr. XL, 120 x 65 cm (Umfang x Länge) 1 Beutel
Gr. XXL, 150 x 65 cm (Umfang x Länge) 1 Beutel

6,60 /Btl.
6,95 /Btl.



ÄRMELSCHONER

megro®

PE-Ärmelschoner, ca. 18 µm, ca. 20 x 40 cm,
zur Abdeckung der Unterarme, geeignet für den
Hygienebereich, glatte Polyäthylenfolie, an den En-
den eingefasste Gummibänder für sicheren Halt
Beutel = 100 Stück

MEG 128120
MEG 128121
MEG 128122

weiß
blau
transparent

1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel

5,90 /Btl.
5,90 /Btl.
5,90 /Btl.



LÄTZCHEN

megro®

PE-Lätzchen mit Auffangtasche, weiß 1 Beutel
41 x 61 cm, zur Abdeckung der Kleidung im
Brust- und Bauchbereich, geeignet für den Pflege-
und Hygienebereich, Bänder zum Binden im Nacken,
gehämmerte Polyäthylenfolie, ca. 20 µm, mit 9 cm
Auffangtasche, Beutel = 100 Stück

MEG 128060

7,15 /Btl.





MEG 128030
MEG 128031
MEG 128032
MEG 128033

BESUCHERKITTEL

Qatiomed®

zur Abdeckung der Kleidung, geeignet für den Pflege- und Hygienebereich, Bänder am Hals und in der Taille, Gummibandeinfassung am Ärmel, luftdurchlässig, stabil, leicht, latexfrei, Polypropylen-Spinnvlies, ca. 23 g/m², ca. 140 x 130 cm (BxL)

Beutel = 10 Stück

Farbe: grün , Standardgröße XL	1 Beutel	8,95 /Btl.
Farbe: blau , Standardgröße XL	1 Beutel	8,95 /Btl.
Farbe: gelb , Standardgröße XL	1 Beutel	8,95 /Btl.
Farbe: weiß , Standardgröße XL	1 Beutel	8,95 /Btl.



MEG 128050
MEG 128051

EINMAL-SCHÜRZEN

Qatiomed®

aus PE

für Praxis und Station, mit Bindebändchen, weiß

Beutel = 100 Stück

80 x 125 cm x 0,022 mm	1 Beutel	7,25 /Btl.
80 x 140 cm x 0,022 mm	1 Beutel	7,95 /Btl.

EINMAL-SCHÜRZEN

JANCO clinhand GmbH

Schutz und Hygiene für Personal & Patient, Staubschutzspender schützt Schürzen vor Hospitalkeimen und Staub, antistatische PE-Folie, **weiß**, perforiert zur Einzelentnahme, 50 Stück geblockt im Spender, wurden speziell für Intensiv- und Problemstationen entwickelt, 2-Lochaufhängung, Pack = 50 Stück

SAM 5.003.431	107 x 75 cm , 35 my	1 Pack	8,35 /Pack
SAM 5.003.432	120 x 75 cm , 35 my	1 Pack	9,05 /Pack
SAM 5.003.433	140 x 75 cm , 35 my	1 Pack	9,90 /Pack
SAM 5.003.434	170 x 75 cm , 35 my	1 Pack	12,05 /Pack

SAM 5.005.542	140 x 75 cm	1 Pack	7,06 /Pack
---------------	--------------------	--------	-------------------

blau, rautiert geprägte Soft-Folie, dadurch angenehme Trageeigenschaften, Nässeschutz, federleicht, platzsparende 2 Lochaufhängung, perforiert zur Einzelentnahme, Pack = 25 Stück



Menge

EURO

EINMALBEREICHSKLEIDUNG



HAP 992801

Foliodress® gown Protect Basic

1 Stück

3,05 /St.

OP-Bindemantel mit exponiertem Rücken, aus mehrschichtigem, flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff, mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung, abriebfest und fusselarm, **mit Bändern verschließbar**, mit grünem Halsausschnitt zur besseren Identifikation im OP, mit elastischen, langen Strickbündchen, mit SMS-Einschlag und Papierhandtüchern, einzeln steril verpackt, **Gr. L 125 cm lang**

Foliodress® gown Protect Standard

OP-Wickelmantel aus mehrschichtigem, flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff, mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung, abriebfest und fusselarm, mit besonders breiter Überlappung der Rückenpartie welcher mit dem **Combitape®-Verschlussystem** an jeder Stelle der Mantelrückseite sicher verschließbar ist und eine flexible Anpassung des Halsausschnittes gewährleistet, mit grünem Halsausschnitt zur besseren Identifikation im OP, mit elastischen, langen Strickbündchen, mit SMS-Einschlag und Papierhandtüchern, einzeln steril verpackt

HAP 992808

Gr. M 115 cm lang

1 Stück

3,46 /St.

HAP 992809

Gr. L 125 cm lang

1 Stück

3,46 /St.

HAP 992810

Gr. XL 140 cm lang

1 Stück

3,46 /St.

HAP 992811

Gr. XXL 155 cm lang

1 Stück

3,46 /St.

Foliodress® Suit (Kasack + Hose)

zweiteilige Einmal-OP-Bereichskleidung nach EN 13795, Teil 1-3, aus flüssigkeitsabweisendem, atmungsaktivem Vliesstoff, mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung, abriebfest und fusselarm, Kasack mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und Tasche, gerade geschnittene Hose mit Bindeband im Bund
Beutel = 1 Kasack + 1 Hose
(paarweise verpackt)

HAP 992514

Gr. S blau

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992516

Gr. M blau

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992518

Gr. L blau

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992520

Gr. XL blau

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992522

Gr. XXL blau

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992515

Gr. S grün

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992517

Gr. M grün

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992519

Gr. L grün

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992521

Gr. XL grün

1 Beutel

2,49 /Btl.

HAP 992523

Gr. XXL grün

1 Beutel

2,49 /Btl.



BERUFSBEKLEIDUNG**megro®****Kasack Typ Basel**

mit überlappendem V-Ausschnitt, 1 Brust- und 2 Seitentaschen, **50 % Baumwolle/50 % Polyester, TB 202 A**, waschbar bis 95°C, Chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, autoklavierbar (niedrigste Stufe, nicht für Heißluftsterilisation geeignet), trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen

MEG 940250.01	Gr. XS = 0	weiß	1 Stück	17,20 /St.
MEG 940250.30		forstgrün		
MEG 940250.40		kornblau		
MEG 940251.01	Gr. S = I	weiß	1 Stück	17,20 /St.
MEG 940251.30		forstgrün		
MEG 940251.40		kornblau		
MEG 940252.01	Gr. M = II	weiß	1 Stück	17,20 /St.
MEG 940252.30		forstgrün		
MEG 940252.40		kornblau		
MEG 940253.01	Gr. L = III	weiß	1 Stück	17,20 /St.
MEG 940253.30		forstgrün		
MEG 940253.40		kornblau		
MEG 940254.01	Gr. XL = IV	weiß	1 Stück	17,20 /St.
MEG 940254.30		forstgrün		
MEG 940254.40		kornblau		
MEG 940255.01	Gr. XXL = V	weiß	1 Stück	17,20 /St.
MEG 940255.30		forstgrün		
MEG 940255.40		kornblau		




Größenerklärung siehe Seite 77

Hose Typ Bochum

Bund mit Gummizug, 1 Gesäßtasche, **50 % Baumwolle/50 % Polyester, TB 202 A**, waschbar bis 95°C, Chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, autoklavierbar (niedrigste Stufe, nicht für Heißluftsterilisation geeignet), trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen

MEG 940260.01	Gr. XS = 0	weiß	1 Stück	17,57 /St
MEG 940260.30		forstgrün		
MEG 940260.40		kornblau		
MEG 940261.01	Gr. S = I	weiß	1 Stück	17,57 /St
MEG 940261.30		forstgrün		
MEG 940261.40		kornblau		
MEG 940262.01	Gr. M = II	weiß	1 Stück	17,57 /St
MEG 940262.30		forstgrün		
MEG 940262.40		kornblau		
MEG 940263.01	Gr. L = III	weiß	1 Stück	17,57 /St
MEG 940263.30		forstgrün		
MEG 940263.40		kornblau		
MEG 940264.01	Gr. XL = IV	weiß	1 Stück	17,57 /St
MEG 940264.30		forstgrün		
MEG 940264.40		kornblau		
MEG 940265.01	Gr. XXL = V	weiß	1 Stück	17,57 /St
MEG 940265.30		forstgrün		
MEG 940265.40		kornblau		



Größenerklärung siehe Seite 77

Menge

EURO

BERUFSBEKLEIDUNG

megro®

Mantel Typ Nürnberg Standard

mit elastischen Ärmelstrickbündchen, mit angenehmem Bindegürtel, hinten zu knöpfen, Länge ca. 140 cm, wasserdurchlässig, nicht keimdicht, 100 % Baumwolle, TB 21, waschbar bis 95°C, Chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, autoklavierbar (niedrigste Stufe, nicht für Heißluftsterilisation geeignet), trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen

MEG 940220.30	Gr. XS = 0	forstgrün	1 Stück	30,70 /St
MEG 940220.40		kornblau		
MEG 940221.30	Gr. S = I	forstgrün	1 Stück	30,70 /St
MEG 940221.40		kornblau		
MEG 940222.30	Gr. M = II	forstgrün	1 Stück	30,70 /St
MEG 940222.40		kornblau		
MEG 940223.30	Gr. L = III	forstgrün	1 Stück	30,70 /St
MEG 940223.40		kornblau		
MEG 940224.30	Gr. XL = IV	forstgrün	1 Stück	30,70 /St
MEG 940224.40		kornblau		
MEG 940225.30	Gr. XXL = V	forstgrün	1 Stück	30,70 /St
MEG 940225.40		kornblau		



OP-Socken

66 % Baumwolle / 34 % Polyamid

MEG 940226.01	Gr. 38/39	weiß	1 Paar	6,57 /Paar
MEG 940226.30		forstgrün		
MEG 940226.40		kornblau		
MEG 940227.01	Gr. 40/41	weiß	1 Paar	6,57 /Paar
MEG 940227.30		forstgrün		
MEG 940227.40		kornblau		
MEG 940228.01	Gr. 42/43	weiß	1 Paar	6,57 /Paar
MEG 940228.30		forstgrün		
MEG 940228.40		kornblau		
MEG 940229.01	Gr. 44/45	weiß	1 Paar	6,57 /Paar
MEG 940229.30		forstgrün		
MEG 940229.40		kornblau		



GRÖßENTABELLE

Größe	0	I	II	III	IV	V
	XS	S	M	L	XL	XXL
Damen	<u>34/36</u>	<u>38/40</u>	<u>42/44</u>	<u>46/48</u>	<u>50/52</u>	<u>54/56</u>
Herren	<u>40/42</u>	<u>44/46</u>	<u>48/50</u>	<u>52/54</u>	<u>56/58</u>	<u>60/62</u>

Die unterstrichenen Größen entsprechen den Schnittgrößen.

Maße Kasack und Hose

Kasacklänge ca. (cm)	76,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0
Kasackbreite ca. (cm)	58,0	62,0	66,0	70,0	74,0	78,0
Hosentlänge ca. (cm)	103	104	104	107	109	111
Bundbreite /gedehnt (cm)	32/51	34/53	37/56	39/61	42/66	45/70

Menge

EURO

OP-HAUBEN

HAP 992462

Foliadress® cap Comfort Apart aqua 1 Pack
aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, mit Bändern zum Zusammenbinden im Nacken, für längeres Haar geeignet
Pack = 100 Stück

24,50 /Pack

HAP 992463

Foliadress® cap Comfort Rondo aqua 1 Pack
aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, runde Form mit doppelt verstärkten Seitenteilen, für Kurzhaarschnitte geeignet
Pack = 100 Stück

20,00 /Pack

HAP 992464

Foliadress® cap Comfort Form aqua 1 Pack
aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, mit ausgeformter Nackenpartie und Gummizug, auch für längeres Haar geeignet
Pack = 100 Stück

24,50 /Pack

Foliadress® cap Comfort Universal

aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, Barrethaube mit umlaufendem Gummizug, besonders leicht, auch als Kopfbedeckung für Patienten geeignet
Pack = 100 Stück

HAP 992465

grün

1 Pack

11,41 /Pack

HAP 992466

weiß

1 Pack

11,41 /Pack

HAP 992467

Foliadress® cap Comfort Rondo Plus aqua 1 Pack
aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff, runde Form mit Gummizug im Nacken, bedeckt Kurzhaarschnitte sicher bis in den Nacken
Pack = 100 Stück

27,48 /Pack



Foliadress® cap Comfort Apart aqua



Foliadress® cap Comfort Rondo aqua



Foliadress® cap Comfort Form aqua



Foliadress® cap Comfort Universal grün



Foliadress® cap Comfort Universal weiß



Foliadress® cap Comfort Rondo Plus aqua

Menge

EURO

OP-HAUBEN

megro®

OP-Vlieshauben Typ Astro, geeignet für den OP- und Hygienebereich, Astronauten-Form mit Schweißband im Stirnbereich, Polypropylen-Spinnvlies, ca. 25 g/m², gut luftdurchlässig, leicht, stabil

Pack = 50 Stück

MEG 128020

Farbe: **grün**

1 Pack

9,99 /Pack

MEG 128021

Farbe: **blau**

1 Pack

9,99 /Pack



megro®

runde Schwesternhaube (Bouffant Typ), zur Abdeckung der Kopfbehaarung, ideal für Personen mit längerem Haar, atmungsaktives Material (Polypropylen-Spinnvlies) ca. 25 g/m² mit weichem, latexfreiem Gummizug

Pack = 100 Stück

MEG 128010

ca. 53 cm, Farbe: **grün**

1 Pack

8,25 /Pack

MEG 128011

ca. 53 cm, Farbe: **blau**

1 Pack

8,25 /Pack

MEG 128012

ca. 53 cm, Farbe: **weiß**

1 Pack

8,25 /Pack



EINMAL-MUNDSCHUTZ

3M

DMM 1810F

Standard OP-Masken

1 Pack

17,00 /Pack

flüssigkeitsabweisend mit Nasenbügel

Pack = 100 Stück



EINMAL-MUNDSCHUTZ**megro®****Einmal-Mundschutz**

3-lagig, glasfaserfrei, mit Nasenbügel
und mit runden, latexfreien Ohrschlaufen,
Typ IIR gem. EN 14683
Pack = 50 Stück

MEG 165504.1
MEG 165504.2
MEG 165504.3
MEG 165504.4
MEG 165504.5
MEG 165504.6
MEG 165504.8

weiß
blau
grün
orange
pink
gelb
lila

1 Pack **6,00** /Pack
1 Pack **6,00** /Pack
1 Pack **6,00** /Pack
1 Pack **6,00** /Pack
1 Pack **6,00** /Pack
1 Pack **6,00** /Pack
1 Pack **6,00** /Pack

MEG 165504.7

Farbmix (je 10 Stück
in grün, blau, pink, gelb, orange)

1 Pack **6,00** /Pack

**EINMAL-MUNDSCHUTZ****Qotomed®**

MEG 165501

Einmal-Mundschutz
1-lagig, aus Papier, weiß
Pack = 100 Stück

1 Pack **2,20** /Pack

MEG 165502

Einmal-Mundschutz **micro**
3-lagig, glasfaserfrei, latexfrei, grün, non woven,
mit Filtereinlage - Filterwirkung ca. 99 %,
mit 4 Bändern, Universalgröße, Pack = 50 Stück

1 Pack **6,00** /Pack

MEG 165503

Einmal-Mundschutz **dental**
3-lagig, glasfaserfrei, latexfrei, grün, non woven,
mit Filtereinlage - Filterwirkung ca. 99 %,
mit Ohrschlaufen, Pack = 100 Stück

1 Pack **12,00** /Pack



Einmal-Mundschutz



Einmal-Mundschutz micro



Einmal-Mundschutz dental

Menge

EURO

EINMAL-MUNDSCHUTZ



Foliodress® mask Comfort Senso / Perfect

OP-Masken, grün, nach EN 14683:2014 Typ II, aus hypoallergenen, besonders weichen und geschmeidigen Vliesstoffen, naturlatexfrei, mit speziellem Micro-Keimfilter für freies Atmen bei optimaler Filterleistung, mit langem, integriertem Nasenbügel, geruchsneutral und strapazierfähig, mit ultraschallverschweißten Bändern
Pack = 50 Stück

HAP 992138

Comfort Senso
für sehr sensible Haut

1 Pack

7,68 /Pack

HAP 992143

Comfort Perfect
für normal empfindliche Haut

1 Pack

7,68 /Pack



EINMAL-OP-ÜBERSCHUHE



MEG 128100

Überschuhe PVC-frei, blau, aus PE
antistatisch, geeignet für Labor, Klinik und Lebensmittelindustrie
Pack = 100 Stück

1 Pack

4,05 /Pack



MEG 128105

Überschuhe weiß, aus PP-Vlies
guter Halt auf rutschigen Böden, mit blau bedruckter Sohle, Maße: (LxB) ca. 40 x 20 cm, für Einsätze in Hygienebereichen, PSA Kategorie I gem. PSA Richtlinie 89/686/EWG (überführt in PSA Verordnung EU 2016/425)
Beutel = 50 Stück

1 Beutel

15,80 /Beutel



OP-SOCKEN



SAM 1.000.221

OP-Socken comfort
schlauchförmig gefertigt, mit rundgenähter Spitze sowie ohne Fersenabnähung, aus einem Baumwoll-Polyamidgemisch (Baumwollanteil über 80 %) hergestellt, angenehmer Tragekomfort, das gekettelte Bündchen verhindert ein Einschnüren und hält die OP-Socken sicher am Bein, durch die Produktion ohne Fersenabnähung entfällt das Sortieren nach der Wäsche
Beutel = 100 Stück

1 Beutel

45,00 /Btl.



PATIENTENSOCKEN**megro®****Pillow-Paws Patientensocken**

aus weichem Frottee, mit einseitigen Noppen, rutschfest, latexfrei, waschbar

	Schuhgröße	Farbe	Pack	Menge	Preis
MEG 128080	18-25	gelb	48 Paar	1 Pack	133,50 /Pack
MEG 128081	26-32	hellblau	48 Paar	1 Pack	133,50 /Pack
MEG 128082	34-38	türkis	48 Paar	1 Pack	133,50 /Pack
MEG 128083	38-42	hellbraun	48 Paar	1 Pack	148,40 /Pack
MEG 128084	43-48	grau	48 Paar	1 Pack	148,40 /Pack
MEG 128085	>48	royalblau	48 Paar	1 Pack	148,40 /Pack

**PATIENTENSCHUHE****megro®****Pillow-Paws Patientenschuhe**

aus weichem, qualitativ hochwertigem, leichtem Anti-slip Polyesterschaum, latexfrei, hygienisch und rutschfest, luftdurchlässig, bequem

	Schuhgröße	Farbe	Pack	Menge	Preis
MEG 128073	30-34	blau	96 Paar	1 Pack	139,20 /Pack
MEG 128074	34-38	blau	50 Paar	1 Pack	81,60 /Pack
MEG 128075	38-42	grün	50 Paar	1 Pack	81,60 /Pack
MEG 128076	42-46	sand	50 Paar	1 Pack	81,60 /Pack



Menge

EURO

SCHUHE*medimex* **mediPlogs OP-Schuhe**

sind durch ein spezielles Lüftungssystem klimatisiert, dieses sorgt für ein angenehmes Fußklima, die Ausprägungen der seitlichen Lüftungslöcher verhindern weitgehend das Eindringen von Flüssigkeiten in die Schuhe, die Fersenerhöhung und das orthopädische Fußbett sorgen für ermüdungsfreies Gehen und Stehen, dadurch wird der Bewegungsapparat am OP-Tisch entlastet, dieses Produkt ist aus antistatischem PU (Polyurethan) gefertigt und bis 60°C waschbar, FCKW-frei geschäumt

ohne Fersenriemen, grün

MEX 5100035	Gr. 35	1 Paar	27,50 /Paar
MEX 5100036	36		
MEX 5100037	37		
MEX 5100038	38		
MEX 5100039	39		
MEX 5100040	40		
MEX 5100041	41		
MEX 5100042	42		
MEX 5100043	43		
MEX 5100044	44		
MEX 5100045	45		
MEX 5100046	46		
MEX 5100047	47		
MEX 5100048	48		

**ohne Fersenriemen, blau**

MEX 5200035	Gr. 35	1 Paar	27,50 /Paar
MEX 5200036	36		
MEX 5200037	37		
MEX 5200038	38		
MEX 5200039	39		
MEX 5200040	40		
MEX 5200041	41		
MEX 5200042	42		
MEX 5200043	43		
MEX 5200044	44		
MEX 5200045	45		
MEX 5200046	46		
MEX 5200047	47		
MEX 5200048	48		

**mit Fersenriemen, fuchsia**

MEX 560PU35	Gr. 35	1 Paar	31,60 /Paar
MEX 560PU36	36		
MEX 560PU37	37		
MEX 560PU38	38		
MEX 560PU39	39		
MEX 560PU40	40		
MEX 560PU41	41		
MEX 560PU42	42		
MEX 560PU43	43		
MEX 560PU44	44		
MEX 560PU45	45		
MEX 560PU46	46		
MEX 560PU47	47		
MEX 560PU48	48		



SCHUHE**ChiroClogs® Classic**

Standard-Clogs aus 100% PU gefertigt, seitliche Belüftungslöcher, anatomische Fußform, ergonomische Absatzhöhe, gute Fersendämpfung, antistatisch, wasch- und desinfizierbar bis 70 °C, trocknergeeignet bis 70 °C, mit auswechselbaren PU-Einlagen mit Vliesdecksohle, getestet in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRA

ohne Fersenriemen, Gr. 36 bis 47/48¹⁾

SHR 3.2250.00.80	weiß	1 Paar	42,00 /Paar
SHR 3.2251.00.80	grün		
SHR 3.2252.00.80	blau		
SHR 3.2253.00.80	rot		
SHR 3.2254.00.80	gelb		
SHR 3.2255.00.80	hellblau		

¹⁾ Zuschlag für Größe 47/481 Paar **3,50** /Paar**mit Fersenriemen, Gr. 36 bis 47/48¹⁾**

SHR 3.2270.00.80	weiß	1 Paar	44,90 /Paar
SHR 3.2271.00.80	grün		
SHR 3.2272.00.80	blau		
SHR 3.2273.00.80	rot		
SHR 3.2274.00.80	gelb		
SHR 3.2275.00.80	hellblau		

¹⁾ Zuschlag für Größe 47/481 Paar **3,50** /Paar**OrthoClogs®**

der erste zertifizierte OP-Clog für orthopädische Einlagen. Aus 100% PU gefertigt, anatomisch geformtes, wechselbares PUR-Weichschaum Fußbett, für komfortables Laufen und Stehen, wasch- und desinfizierbar bis 70 °C, trocknergeeignet bis 70 °C, seitliche Belüftungslöcher, hochgezogene Ferse, antistatisch, zertifiziert nach EN ISO 20347:2012 SRA OB A

ohne Fersenriemen, Gr. 36 bis 47

SHR 3.2950.00.55	weiß	1 Paar	42,00 /Paar
SHR 3.2951.00.55	grün		
SHR 3.2952.00.55	blau		
SHR 3.2953.00.55	rot		
SHR 3.2954.00.55	gelb		
SHR 3.2955.00.55	hellblau		

mit Fersenriemen, Gr. 36 bis 47

SHR 3.2970.00.55	weiß	1 Paar	44,90 /Paar
SHR 3.2971.00.55	grün		
SHR 3.2972.00.55	blau		
SHR 3.2973.00.55	rot		
SHR 3.2974.00.55	gelb		
SHR 3.2975.00.55	hellblau		

SCHUHE



ChiroClogs® Professional

aus 100% PU gefertigt, verbessertes Fußklima durch abriebfestes Textilinnenfutter, kein direkter Fußkontakt zum Polyurethan, wasch- und desinfizierbar bis 70 °C, trocknergeeignet bis 70 °C, seitliche Belüftungslöcher, antistatisch, anatomisches Fußbett mit Zehengreifer sorgt für sicheren Halt, gute Fersendämpfung, getestet in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRA

ohne Fersenriemen, Gr. 35 bis 46

	Menge	EURO
SHR 3.2350.00.00 weiß	1 Paar	44,90 /Paar
SHR 3.2351.00.00 grün		
SHR 3.2352.00.00 blau		

mit Fersenriemen, Gr. 35 bis 46

SHR 3.2370.00.00 weiß	1 Paar	47,70 /Paar
SHR 3.2371.00.00 grün		
SHR 3.2372.00.00 blau		

ChiroClogs® Special

aus 100% PU gefertigt, erhöhter Absatz, wasch- und desinfizierbar bis 85 °C, trocknergeeignet bis 85 °C, seitliche Belüftungslöcher, antistatisch, anatomisches Fußbett mit Zehengreifer sorgt für sicheren Halt, gute Fersendämpfung, getestet in Anlehnung an EN ISO 20347:2012 SRA

ohne Fersenriemen, Gr. 35 bis 46

SHR 3.2450.00.00 weiß	1 Paar	34,50 /Paar
SHR 3.2451.00.00 grün		
SHR 3.2452.00.00 blau		
SHR 3.2453.00.00 rot		

mit Fersenriemen, Gr. 35 bis 46

SHR 3.2470.00.00 weiß	1 Paar	37,20 /Paar
SHR 3.2471.00.00 grün		
SHR 3.2472.00.00 blau		
SHR 3.2473.00.00 rot		

ChiroClogs® Economy

aus 100% PU gefertigt, verringerte Absatzhöhe für sicheren Stand, schützender hochgezogener Fersenbereich, angeraute Innenseite für festen Halt, wasch- und desinfizierbar bis 85 °C, trocknergeeignet bis 85 °C, seitliche Belüftungslöcher, antistatisch, rutschhemmende Laufsohle, gute Fersendämpfung, zertifiziert nach EN ISO 20347:2012 SRA OB A

ohne Fersenriemen, Gr. 36 bis 47

SHR 3.2850.00.00 weiß	1 Paar	31,20 /Paar
SHR 3.2851.00.00 grün		
SHR 3.2852.00.00 blau		
SHR 3.2859.00.00 aubergine		

mit Fersenriemen, Gr. 36 bis 47

SHR 3.2870.00.00 weiß	1 Paar	34,30 /Paar
SHR 3.2871.00.00 grün		
SHR 3.2872.00.00 blau		
SHR 3.2879.00.00 aubergine		

Menge EURO



DUSCHHAUBEN**megro®**

MEG 199080

Shampoo Hauben

1 Karton

45,60 /Kart.

gebrauchsfertige, feuchte Duschhaube, Lotion wäscht und pflegt die Haare, ausspülen ist nicht erforderlich, alkoholfrei, einzeln verpackt, ideal für bettlägerige Menschen oder Patienten, nach Gebrauch Haare trocknen und kämmen
Karton = 24 Stück

ABDECKMATERIAL**megro®**

MEG 128300

Bettenabdeckhauben

1 Rolle

64,15 /Ro.

aus HDPE, 950 x 3200 x 0,01 mm, transparent, zum Schutz des frischen, fertiggestellten und wartenden Bettes, für problemloses Überspannen von Krankenhausbetten ohne elektrostatische Aufladung der Folie, Rolle auf 76er Hülsenkern
Rolle = 200 Stück

MEG 128310

Wandabroller

1 Stück

174,80 /St.

für Bettenabdeckhauben, platzsparende, einfach zu montierende Wandhalterung für eine bequeme und effiziente Handhabung der auf Rolle gewickelten Betten- und Nachttischabdeckhauben, für eine Rollenbreite von max. 100 cm geeignet, inkl. Befestigungsmaterial, Maße (L x B): 105 x 21 cm



Menge

EURO

RASIERER UND ZUBEHÖR



WLS 7005371E

Wilkinson **Protector 3, Typ 5371E** 1 Stück **5,50 /St.**
 kombiniert die Gründlichkeit von 3 Klingen mit der Sicherheit der Schutzbügeltechnologie, mit Hilfe der Doppel-Schwingachse liegt der Kopf immer ideal auf der Haut und garantiert so eine gründliche und saubere Rasur in wenigen Zügen, die patentierte Alpha-Diamond-Beschichtung lässt die Klingen lange scharf, wodurch eine besonders schonende und sanfte Rasur ermöglicht wird, mit Hilfe des Aloe-Vera-Gleitstreifens gleitet der Rasierer angenehm über die Haut



WLS 70051310

Ersatzklingen Typ 5131 1 Pack **9,95 /Pack**
 für Wilkinson Protector 3
 Pack = 4 Stück



RASIERER UND ZUBEHÖR



WLS 7005208C

Rasierschaum Nr. 5208, 200 ml 1 Dose **3,05 /Do.**
 PROTECT Schaum sensitive mit Kakaobutter und Vitamin E wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt, die milde Formel beruhigt schon während der Rasur und hilft vor Hautirritationen zu schützen



WLS 7005225A

Rasierschaum Nr. 5225A, 200 ml 1 Dose **3,05 /Do.**
 PROTECT Schaum extra protection, die spezielle Formel enthält Vitamin E und Aloe Vera, die den Rasierer optimal über die Haut gleiten lassen und helfen vor Hautirritationen zu schützen



WLS 7005282A

Rasierschaum Nr. 5282, 50 ml 1 Dose **2,00 /Do.**
 PROTECT Schaum sensitive mit Kakaobutter und Vitamin E wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt, die milde Formel beruhigt schon während der Rasur und hilft vor Hautirritationen zu schützen





MEG 142010

RASIERER UND ZUBEHÖR

Qotomed®

Einmal-Rasierer unsteril, blau, CE-Norm, einseitig, **einschneidig**, mit Klingenschutz
Pack = 100 Stück

Menge

EURO

1 Pack

8,99 /Pack

MEG 142001

WILKINSON
SWORD®

Einmal-Rasierer unsteril
Nr. 182 H, einschneidig, rasiert jede
Haarlänge sanft, sicher und hautschonend,
mit großer Schutzkappe
Pack = 100 Stück

1 Pack

16,15 /Pack

MEG 142012

megro®

Einmal-Rasierer unsteril
zweischneidig, blau, Klingen aus Edelstahl,
Griff und Kopf aus ABS, Länge Griff: ca. 9 cm,
Breite Kopf: ca. 4 cm, für die trockene prä-
operative Rasur, Pack = 100 Stück

1 Pack

9,30 /Pack

MEG 142005

KAI
kai medical

Einmal-Rasierer, unsteril **Kai**
einschneidig, grün
Pack = 100 Stück

1 Pack

16,40 /Pack

WLS 7000803D
WLS 7000801D

WILKINSON
SWORD®

Einmal-Rasierer **Pronto**
unsteril, **einschneidig**, mit Schutzkappe,
schlanker Apparatkopf gründlich auch in
Problemzonen, Präzisionsschliff mit Chrom
stabilisiert, mit Keramik gehärtet, mit Vydax
versiegelt

Nr. 803 D Beutel = 10 Stück
Nr. 801 D Beutel = 5 Stück

1 Beutel
1 Beutel

1,75 /Btl.
0,95 /Btl.

RASIERER UND ZUBEHÖR

Menge

EURO



MEG 142002

Einmal-Rasierer unsteril
Nr. 188 H, zweischneidig, rasiert jede
Haarlänge sanft, sicher und hautschonend,
mit großer Schutzkappe
Pack = 100 Stück

1 Pack

19,75 /Pack



WLS 70057760

Einmal-Rasierer Wilkinson **Extra 2
Precision Typ 5760**
2-schneidiger Einwegrasierer mit extra Grip
und Reinigungsmechanismus
Beutel = 5 Stück

1 Beutel

2,55 /Btl.



WLS 7005770A

Einmal-Rasierer Wilkinson **Extra 2
Sensitive Typ 5770A**
2-schneidiger Einwegrasierer mit extra Grip,
Feuchtigkeitsstreifen und Reinigungsmechanismus
Beutel = 5 Stück

1 Beutel

3,90 /Btl.



WLS 7005115E

Ersatzklingen Nr. 115E
für Wilkinson Classic
Pack = 10 Stück

1 Pack

5,70 /Pack



WLS 7005155E

Wilkinson **Classic Nr. 155E**
die **zweischneidige** Rasierklinge ist in den
Apparatekopf vibrationsfrei eingebettet, ein Metall-
kern im Innern des Rasierapparates sorgt für eine
ausgewogene Gewichtsverteilung, gute Rasier-
eigenschaften, 3fach-Veredelung der Klingen
durch Chrom, Keramik und Krytox

1 Stück

5,50 /St.



ATEMSCHUTZMASKEN

MEG 820020

Atemschutzmaske FFP3 R D mit Ventil 1 Stück **5,80 /St.**
 die FFP3-Maske bietet sicheren Schutz der Atemwege, z.B. bei der Arbeit mit giftigen Sporen oder Bakterien. Mit einem geprüften Mindestschutz bis zum 50-fachen des MAK-Wertes, bieten sie ein Höchstmaß an Sicherheit. Einsatzbereiche: z.B. Produktion im chemisch-technischen Bereich, Pharmaindustrie etc., geprüft nach EN 149:2001 (CE), flach gefaltet, einzeln hygienisch verpackt und mit solider, elastischer Rundumbänderung

Dräger**X-plore 1700, filtrierende Halbmaske**

partikelfiltrierende Halbmaske zum wirksamen Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten. Mehrschichtiges Coolsafe Filtermaterial für niedrige Atemwiderstände bei gleichzeitig hoher Filterleistung. Erfüllt die Anforderungen des Dolomitstaub-Tests. CoolMAX Ventil, durchgeschlaufte Varioflex Kopfbänderung. Farbcodierung zur leichten Unterscheidung der Schutzstufen. Hygienische Einzelverpackung schützt gegen Verschmutzung und sorgt für einen sauberen, jederzeit einsatzbereiten Atemschutz. Zulassung nach EN 149:2001+A1:2009



DRA 3951084

X-plore 1720 V FFP2 NR D
 mit CoolMAX Ausatemventil
 Farbcodierung: FFP2 = hellblau

1 Stück

2,87 /St.

DRA 3951088

X-plore 1730 V FFP3 NR D
 mit CoolMAX Ausatemventil
 Farbcodierung: FFP3 = weiß

1 Stück

5,70 /St.

Menge

EURO

ATEMSCHUTZMASKEN

3M

Aura Atemschutzmasken

Die Zwei-Wege-Atemschutzmaske 3M™ Aura™ ist eine partikelfiltrierende Halbmaske gemäß der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009. Diese wird speziell bei erhöhtem Infektionsrisiko bzw. bei Gefährdung der Atemwege eingesetzt. Die Maske überzeugt, dank des 3M™ Cool Flow™ Ausatemventils, durch ihren sehr hohen Tragekomfort



1861+

DMM 1861+ **FFP1, Typ II R, ohne Ventil** 1 Pack **24,00 /Pack**
max. Durchlassgrad: 22 %
Pack = 20 Stück

DMM 1862+ **FFP2, Typ II R, ohne Ventil** 1 Pack **46,00 /Pack**
max. Durchlassgrad: 8 %
Pack = 20 Stück



1862+

DMM 1863+ **FFP3, Typ II R, ohne Ventil** 1 Pack **112,20 /Pack**
max. Durchlassgrad: 2 %
Pack = 20 Stück

DMM 1872V+ **FFP2, mit Ventil** 1 Pack **31,80 /Pack**
max. Durchlassgrad: 8 %
Pack = 10 Stück

DMM 1873V+ **FFP3, mit Ventil** 1 Pack **63,80 /Pack**
max. Durchlassgrad: 2 %
Pack = 10 Stück



1863+

DMM 1883+ **FFP3, Typ II R, mit Spezialventil** 1 Pack **56,64 /Pack**
auch für OP-Bereich geeignet,
max. Durchlassgrad: 2 %
Pack = 8 Stück



1872V+



1873V+



1883+

Menge

EURO



MEG 163010

ZUNGENKREPP

für viele medizinische Bereiche, perfekt in der HNO Medizin, zur hygienischen Fixierung der Zunge für eine freie Sicht auf den Nasen- und Rachenraum

Qotomed®

Krepppapier, naßverfestigt, Frischzellstoff ohne optische Aufheller, Rollendurchmesser ca. 90 mm, Breite ca. 60 mm, Gesamtlänge 25 m, ca. 150 Blatt/Rolle, Pack = 6 Rollen

1 Pack

16,80 /Pack

HAE 04709

HAEBERLE

„Kreppfix“ Zungenläppchen
Pack = 6 Rollen

1 Pack

31,00 /Pack

HAE 04711

Spender für Zungenläppchen

praktische Kunststoffbox mit transparentem Deckel und stabilem Saugfuß,
Ø 12,5 cm, Höhe 10 cm

1 Stück

24,00 /Stück

MEG 128036

MEG 128037

INFEKTIONSSCHUTZKITTEL**megro®****Vlies-Infektionsschutzkittel**

mit **Gummizugbündchen** an den Handgelenken, zum Schutz vor Infektionserregern (z.B. MRSA/ Noro-Virus) nach EN 14126:2003, als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Kreuzkontaminationen, Polypropylen-Spinnvlies ca. 19 g/m², mit PE-Laminierung an Armen und Frontpartie, Bänder zum Binden in Nacken und Taille
Beutel = 10 Stück

grün XL, ca. 140 x 130 cm (B x L)

1 Beutel

10,60 /Btl.**gelb XL**, ca. 140 x 130 cm (B x L)

1 Beutel

10,60 /Btl.

MEG 128038

MEG 128039

Vlies-Infektionsschutzkittel

mit **Strickbündchen** an den Handgelenken, zum Schutz vor Infektionserregern (z.B. MRSA/ Noro-Virus) nach EN 14126:2003, als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Kreuzkontaminationen, Polypropylen-Spinnvlies ca. 19 g/m², mit PE-Laminierung an Armen und Frontpartie, Bänder zum Binden in Nacken und Taille
Beutel = 10 Stück

blau XL, ca. 140 x 135 cm (B x L)

1 Beutel

10,95 /Btl.**gelb XL**, ca. 140 x 135 cm (B x L)

1 Beutel

10,95 /Btl.

Menge

EURO

SCHUTZOVERALL**Overall Z2 Secutex Pro 5/6**

eignet sich optimal für zahlreiche Anwendungsbereiche, wie z.B. bei der Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprüharbeiten in der Landwirtschaft und ist ideal für Industrie- und Autolackierer etc., entspricht den Leistungsanforderungen für Schutzkleidung gegen Infektionserreger gemäß EN 14126

MEG 820030

einzelnd verpackt, weiß, Gr. 5 (XXL) 1 Stück**5,20 /St.**

der secutex® pro 5/6 Overall schützt vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver, flüssiger Chemikalien. Der Einweg-Schutzanzug ist luft- und wasserdampfdurchlässig, hoher Tragekomfort, großzügiger Schnitt, sehr gute Bewegungsfreiheit, das Material (Polypropylen und Polyethylen) ist weich, geschmeidig, fusselfrei, abriebfest und antistatisch, mit Reißverschlussabdeckleiste, doppelläufig, mit Kapuze, Tailen-, Arm- und Bein-gummi, CE-zert. Typ 5B+6B, Kat. III

**INFEKTIONSSCHUTZSET****megro®**

MEG 820150

Infektionsschutzset gelb/blau 1 Beutel**1,95 /Btl.**

zum Schutz vor Infektionserregern (z.B. MRSA/ Noro-Virus) nach EN 14126:2003, als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor Kreuzkontaminationen, latexfrei, unsteril, zum Einmalgebrauch, bestehend aus:

- 1 Vlies-Schutzkittel XL, nach EN 14126, PE-Laminierung an Armen und Front, ca. 140 x 135 cm (B x L), gelb
- 1 Vlies-Mundschutz, 3-lagig, gelb, ca. 9 x 17,5 cm
- 1 Paar Vinyl-Handschuhe, Gr. M, semitransparent
- 1 Vlies-Haube, Typ Barett, gelb, ca. Ø 53 cm
- 1 Paar CPE-Überschuhe, blau, ca. 15 x 36 cm





SCHUTZKLEIDUNG FÜR ZYTOSTATIKA UND BIOLOGISCHE ARBEITSSUBSTANZEN

berner

Cleo® saphir Schutzkittel

persönliche Schutzausrüstung (PSA) der höchsten Kategorie III, fusselfreies Material (Polypropylenvlies, gesponnen - ppsb) gewährleistet einen optimalen Personen- und Produktschutz, Ärmel und Kittelvorderseite sind flüssigkeitsundurchlässig beschichtet (Polyethylen), somit wird eine Kontamination der Haut bzw. der Kleidung verhindert, praktischer Klettband-Verschluss im Nacken, doppelt genähte Wickelbänder sowie eingearbeitete Strickbündchen in den Ärmeln, der extra lang geschnittene Kittel wird im Rücken geschlossen, hat einen hochgezogenen Halsausschnitt und ist vorne vollkommen geschlossen, unsteril

Pack = 15 Stück

BER 6800
BER 6900

mittel	für Körpergröße 164-176 cm	1 Pack	77,60 /Pack
groß	für Körpergröße 176-194 cm	1 Pack	77,60 /Pack



Cleo® saphir Schutzarmstulpen

persönliche Schutzausrüstung (PSA) der höchsten Kategorie III (Typ PB 4), auch geprüft als Infektionsschutzkleidung (Typ PB 4-B), fusselfreies Material (Polypropylenvlies) mit flüssigkeitsundurchlässiger Beschichtung (Polyethylen), umfangreiche Permeationsprüfungen, mit Strickbündchen oder Gummizug, kegelförmiger Schnitt

mit Strickbündchen

BER 6000
BER 6001

unsteril	Pack = 50 Paar	1 Pack	129,35 /Pack
steril	Pack = 40 Paar	1 Pack	116,00 /Pack

mit Gummizug

BER 6200
BER 6300

unsteril	Pack = 50 Paar	1 Pack	101,95 /Pack
steril	Pack = 30 Paar	1 Pack	71,25 /Pack

SCHUTZHANDSCHUHE FÜR ZYTOSTATIKA UND BIOLOGISCHE ARBEITSSUBSTANZEN

berner

Nitril Schutzhandschuhe Manu N

persönliche Schutzausrüstung (PSA) der höchsten Kategorie III, unsteril, Material: spezielle Nitrilmischung, extra dünn, für double gloving geeignet, beste Schutzeigenschaften: auch nach 8 Stunden kein Durchbruch bei den getesteten Zytostatika, puderfrei, allergenfrei, **Farbe: hellblau**

Pack = 100 Stück

BER 3010
BER 3015
BER 3020
BER 3025
BER 3030

Gr. 6	XS, sehr klein	1 Pack	27,25 /Pack
Gr. 7	S, klein	1 Pack	27,25 /Pack
Gr. 8	M, mittel	1 Pack	27,25 /Pack
Gr. 9	L, groß	1 Pack	27,25 /Pack
Gr. 10	XL, sehr groß	1 Pack	27,25 /Pack



Menge

EURO

SCHUTZHANDSCHUHE FÜR ZYTOSTATIKA UND BIOLOGISCHE ARBEITSSSTOFFE

berner

Schutzhandschuhe Manu L

persönliche Schutzausrüstung (PSA) der höchsten Kategorie III, unsteril, Material: Naturlatex von höchster Qualität, hohe Materialstärken (Fingerbereich: $\geq 0,96$ mm, Handflächenbereich: $\geq 0,86$ mm, Handschuhenschaft: $\geq 0,48$ mm) zum Erreichen einer großen Durchstichfestigkeit, anatomische Passform für ein optimales Tastgefühl, extra lang mit Rollrand, micro-rauhe Oberfläche im Finger- und Handflächenbereich für eine hohe Griffsicherheit, pudertfrei, proteinarm, **Farbe: dunkelblau**, dadurch können eventuelle Beschädigungen schnell erkannt werden

Pack = 50 Paar

BER 4010	Gr. 6,5	S, klein	1 Pack	66,20 /Pack
BER 4015	Gr. 7	S/M	1 Pack	66,20 /Pack
BER 4020	Gr. 7,5	M, mittel	1 Pack	66,20 /Pack
BER 4025	Gr. 8	M/L	1 Pack	66,20 /Pack
BER 4030	Gr. 8,5	L, groß	1 Pack	66,20 /Pack
BER 4040	Gr. 9	XL, X-groß	1 Pack	66,20 /Pack



ARBEITSUNTERLAGEN FÜR ZYTOSTATIKA UND BIOLOGISCHE ARBEITSSSTOFFE

berner

Arbeitsunterlagen Z+B+

speziell für die Verwendung in Sicherheitswerkbänken für Zytostatika und biologische Arbeitsstoffe entwickelt, darüber hinaus ist die Benutzung der Unterlagen während der Chemotherapie am Patienten empfehlenswert. Sie bestehen aus einer durchlässigen Oberschicht, deren netzartige Beschichtung eine stets trockene, standsichere und fusselarme Arbeitsfläche gewährleistet, einer extrem saugfähigen Mittelschicht, die schnellstens Flüssigkeiten aufnimmt und einer undurchlässigen Unterschicht, die ein Durchfeuchten auf die Arbeitsplatte verhindert. Dieses Drei-Schichten-System bietet ein Höchstmaß an Sicherheit beim Umgang mit Zytostatika und biologischen Arbeitsstoffen. Material: Polyethylen-Netz, "Air-laid"-Papier, Polyethylen-Folie, antistatisch, **Farbe: hellblau**

Pack = 50 Stück

BER 8000	unsteril ,	ca. 42 x 26 cm,	16,5 g/St.	1 Pack	56,45 /Pack
BER 8001	steril ,	ca. 42 x 26 cm,	16,5 g/St.	1 Pack	84,65 /Pack
BER 8100	unsteril ,	ca. 56 x 41 cm,	30 g/St.	1 Pack	98,75 /Pack

Pack = 40 Stück

BER 8101	steril ,	ca. 56 x 41 cm,	30 g/St.	1 Pack	103,50 /Pack
----------	-----------------	-----------------	----------	--------	---------------------



Arbeitsunterlage Z+B+ Vorderseite



Arbeitsunterlage Z+B+ Rückseite

**NOTFALL- UND REINIGUNGSSETS
FÜR ZYTOSTATIKA****berner**

BER 4004

SpillKit Z+Plus, Gr. Uni

1 Set

51,05 /Set

unterstützt und schützt den Anwender bei der Beseitigung von verschütteten Zytostatika.

Es enthält alle nötigen Hilfsmittel für den persönlichen Schutz sowie eine "Schritt für Schritt"-Anwenderinformation, um mögliche Fehler bei Zytostatika-Unfällen zu vermeiden.

Inhalt:

1 Paar Zytostatika-Schutzhandschuhe	1 Stück ChemoSorb-Tuch
1 Paar Überhandschuhe	6 Reinigungstücher
1 Zytostatika-Schutzkittel	1 Abfallbeutel, blau
1 Paar Überschuhe	1 Abfallbeutel mit Aufdruck "Zytostatika - Sondermüll"
1 Schutzbrille mit Seitenschutz	2 Schnellverschlussbinder
1 partikelfiltrierende Halbmaske FFP3-D	1 Unfallberichtsformular
	1 Anwenderinformation

**SCHUTZHANDSCHUHE****megro®****High Risk Pro Nitrilhandschuhe**

Chemikalienschutzhandschuhe (Typ A zertifiziert), extra lang, idealer Spritzschutz, beidhändige Passform, unsteril, puderfrei, gutes Tastempfinden, Schichtstärke Handfläche ca. 0,23 mm, hohe mechanische Belastbarkeit (Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit), sehr gut geeignet für den Einsatz im Rettungs- oder Polizeidienst, sicherer Schutz bei der Medikamentenvorbereitung mit zytostatischen Lösungen und Wirkstoffen oder auch beim Umgang mit unterschiedlichen Chemikalien, AQL 0,65, die Handschuhe erfüllen die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004, PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425, **Farbe: blau**, 30 cm lang
Pack = 50 Stück



MEG 136420
MEG 136421
MEG 136422
MEG 136423
MEG 136424
MEG 136425

Gr. S	1 Pack	12,00 /Pack
Gr. M	1 Pack	12,00 /Pack
Gr. L	1 Pack	12,00 /Pack
Gr. XL	1 Pack	12,00 /Pack
Gr. XXL	1 Pack	12,00 /Pack
Gr. XXXL	1 Pack	12,00 /Pack

Menge EURO

BETTSCHUTZ

Qtiomed®

MEG 128200

Einmal-Matratzenschonbezüge
PVC-frei, blau, aus PE, mit Gummizug,
für Formate bis 210 x 90 x 20 cm
Pack = 10 Stück

1 Pack

16,50 /Pack



megro®

MEG 178001

Bettschutz-Einlagen mit Flügeln
wiederverwendbar, die Seitenstreifen werden
unter der Matratze rechts und links fixiert, mit
Feuchtigkeitsspeicher für die Aufnahme größerer
Mengen Flüssigkeit, die von der Oberfläche
transportiert werden, die Feuchtigkeitssperre
dient zum Schutz von Matratze, Polster, Kissen
und Rollstuhl, waschbar bis 95°C/trocknerge-
eignet, Frottee/weiß, beschichtet (Farbabwei-
chung möglich), Saugfläche: 75 x 90 cm

1 Stück

17,40 /St.



Werkmeister®

Wewa® Care Wing Bettschutzauflagen

Mehrweg-Inkontinenz-Bettschutzauflagen bei
leichter bis starker Inkontinenz, die hautfreundliche
Oberschicht in Kombination mit der leistungsfähigen
Saugschicht und der flüssigkeitsdichten Unterschicht
schützen den Patienten und das Bett vor Nässe und
Verschmutzung, formbeständig und damit für den
langfristigen Einsatz geeignet, die Schutzschicht ist
frei von schädlichen Weichmachern, feuchtigkeitsun-
durchlässig, urinbeständig, koch- und trocknerfest,
Material: 75 % Polyester, 15 % Viskose, 10 % Poly-
urethan, Fassungsvermögen: 2.700 ml

Auflagefläche

MEG 178005

ca. 85 x 90 cm

mit Einschlagflügeln

1 Stück

15,95 /St.

MEG 178006

ca. 85 x 90 cm

ohne Einschlagflügel

1 Stück

12,85 /St.



**KRANKENUNTERLAGEN****MoliNea® Krankenunterlagen**

mit Saugkörper aus Zellstoff-Lagen, vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies auch über Folienränder, undurchlässige Außenfolie

Format Lagen

MoliNea® N, schwere Qualität, blau

HAP 155901	40 x 60 cm	20	1 Karton	29,51 /Kart.
	Karton = 100 Stück			
HAP 155903	60 x 90 cm	20	1 Karton	30,21 /Kart.
	Karton = 50 Stück			

MoliNea® S, mittelschwere Qualität, grün

HAP 159971	40 x 60 cm	12	1 Karton	21,41 /Kart.
	Karton = 100 Stück			
HAP 159916	60 x 60 cm	12	1 Karton	30,09 /Kart.
	Karton = 100 Stück			
HAP 159973	60 x 90 cm	12	1 Karton	24,45 /Kart.
	Karton = 50 Stück			

**MoliNea® L**, leichte Qualität, gelb

HAP 159926	60 x 60 cm	8	1 Karton	27,90 /Kart.
	Karton = 100 Stück			

MoliNea® E, extra leichte Qualität, gelb

HAP 159930	40 x 60 cm	6	1 Karton	52,18 /Kart.
	Karton = 300 Stück			
HAP 159936	60 x 60 cm	6	1 Karton	24,24 /Kart.
	Karton = 100 Stück			

**MoliNea® plus Krankenunterlagen**

mit Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken, vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies, undurchlässige Außenfolie, **schränkfertig vorgefaltet**

MoliNea® plus

mittelschwere Qualität, grün

HAP 161100	40 x 60 cm		1 Karton	32,38 /Kart.
	Karton = 150 Stück			

MoliNea® plus D

schwere Qualität, blau, besonders saugstark

HAP 163600	60 x 90 cm		1 Karton	29,32 /Kart.
	Karton = 50 Stück			



Menge

EURO

KRANKENUNTERLAGEN

Robomed

Saugkern aus saugstarkem Zellstoff, rundum geschlossen, vollflächige/hautfreundliche/reißfeste Vliesabdeckung der Oberseite, rutschfeste und wasserundurchlässige Unterseite (Folie), schrankfertige Faltung

	Format	Gewicht	Lagen	Farbe	Menge	EURO
MEG 178601	40 x 60 cm	40 g	6	gelb	1 Karton	54,70 /Kart.
	Karton = 400 Stück					
MEG 178602	40 x 60 cm	50 g	8	gelb	1 Karton	49,40 /Kart.
	Karton = 300 Stück					
MEG 178604	40 x 60 cm	65 g	12	blau	1 Karton	39,10 /Kart.
	Karton = 200 Stück					
MEG 178608	60 x 60 cm	90 g	10	blau	1 Karton	26,75 /Kart.
	Karton = 100 Stück					
MEG 178605	40 x 60 cm	100 g	20	grün	1 Karton	27,05 /Kart.
	Karton = 100 Stück					
MEG 178612	60 x 90 cm	130 g	10	blau	1 Karton	41,40 /Kart.
	Karton = 100 Stück					
MEG 178613	60 x 90 cm	145 g	12	blau	1 Karton	45,00 /Kart.
	Karton = 100 Stück					
MEG 178614	60 x 90 cm	230 g	20	grün	1 Karton	32,65 /Kart.
	Karton = 50 Stück					



KRANKENUNTERLAGEN

MR LEBENS- & NACHBESUCH

Disposima®-Krankenunterlagen

Kombination aus ribbelfestem Vliesstoff, saugintensivem Zellstoff und rutschfester Abdeckfolie, rundum geschlossen, in Folienbeutel als Tragetasche

	Format	Lagen	Menge	EURO
LOH 16016	40 x 60 cm	6	1 Karton	75,75 /Kart.
	Karton = 300 Stück			
LOH 16017	40 x 60 cm	12	1 Karton	38,51 /Kart.
	Karton = 100 Stück			




LIEGENBEZUG

megro

Liegenbezug mit PU-Beschichtung

mit Rundum-Gummizug, weiß,
Material: 40 % Polyester / 60 % Polyurethan,
waschbar bei 95°C (ohne Weichspüler), zum Schutz
der Liege bzw. des Liegenbezuges bei Anwendungen
mit Öl oder wässrigen Lösungen (Ölmassagen oder
Anwendungen mit Ultraschallgel usw.)



MEG 170804

65-80 x 200 cm

1 Stück

25,00 /St.

LIEGENAUFLAGEN

megro

MEG 170800

Schutzlaken / Liegenauflagen aus Vlies
weiß, 85 x 200 cm,
Material: PP-Faservlies (nonwoven)
Beutel = 20 Stück

1 Beutel

19,40 /Btl.

MEG 170805

Ölmassagetücher aus Vlies
weiß, mit PE-Beschichtung, 156 x 230 cm
Beutel = 10 Stück

1 Beutel

30,31 /Btl.

MEG 170810

Fußauflagen aus Vlies
weiß, 42 x 60 cm
Beutel = 100 Stück

1 Beutel

29,23 /Btl.

Massageliegen-Gesichtsauflagen

weiß, zur hygienischen Abdeckung von Gesichtsaus-
schnitten in Behandlungsliegen bzw. Liegenbezügen
Beutel = 100 Stück

aus Vlies

MEG 170815

30 x 21 cm

X-Ausstattung

1 Beutel

8,79 /Btl.

MEG 170816

35 x 28 cm

Y-Ausstattung

1 Beutel

11,86 /Btl.

aus Soft-Vlies

ca. 400 x **waschbar** bei 95°C, die Auflagen lassen
sich nach der Wäsche leicht glatt streichen, X-Aus-
stattung

MEG 170818

30 x 21 cm

Beutel = 50 Stück

1 Beutel

24,59 /Btl.



Schutzlaken




Ölmassagetuch



Fußauflage



Gesichtsauflage 35 x 28 cm



30 x 21 cm

Menge

EURO

HANDTÜCHER

megro®

Handtücher

Uni-Walkfrottier, 100 % Baumwolle, 440 g/m², mit eleganter 3-Streifen-Webbordüre, waschbar, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100
50 x 100 cm

MEG 940171.00
MEG 940171.11
MEG 940171.14
MEG 940171.33
MEG 940171.39
MEG 940171.51
MEG 940171.53
MEG 940171.54
MEG 940171.70
MEG 940171.71
MEG 940171.75
MEG 940171.82
MEG 940171.90
MEG 940171.91

weiß
gold
vanille
bordeaux
altrosa
marine
taubenblau
petrol
natur
schoko
cappuccino
limone
silber
anthrazit

1 Stück

4,24 /St.



GÄSTETÜCHER

megro®

Gästetücher

Uni-Walkfrottier, 100 % Baumwolle, 440 g/m², mit eleganter 3-Streifen-Webbordüre, waschbar, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100
Pack = 3 Stück
30 x 50 cm

MEG 940175.00
MEG 940175.11
MEG 940175.14
MEG 940175.33
MEG 940175.39
MEG 940175.51
MEG 940175.53
MEG 940175.54
MEG 940175.70
MEG 940175.71
MEG 940175.75
MEG 940175.82
MEG 940175.90
MEG 940175.91

weiß
gold
vanille
bordeaux
altrosa
marine
taubenblau
petrol
natur
schoko
cappuccino
limone
silber
anthrazit

1 Pack

6,12 /Pack



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

Menge

EURO

WASCHLAPPEN

MEG 940170

megro®**Seiflappen / kleine Handtücher**

1 Pack

4,50 /Pack

Walkfrottier, 100 % Baumwolle, ca. 380 g/m²,
30 x 30 cm, weiß, waschbar bei 95°C, trockner-
geeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100
Pack = 6 Stück



MEG 940140.01

WASCHHANDSCHUHE**megro®****Waschhandschuh 16 x 21 cm**

1 Stück

0,55 /St.

Walkfrottier, 100 % Baumwolle, ca. 380 g/m²,
30 x 30 cm, weiß, waschbar bei 95°C, trockner-
geeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100




MEG 199091

Qatiomed®**Einmal-Waschhandschuhe 16 x 22 cm**

1 Beutel

4,80 /Btl.

zur hygienischen Körperpflege, aus weißem,
geprägten Airlaid-Material, reißfeste Qualität
Beutel = 50 Stück



MEG 199092

Einmal-Waschhandschuhe Molton

1 Beutel

2,10 /Btl.

besonders für die tägliche Reinigung in der
Kranken- und Altenpflege sowie bei der Pflege
inkontinenter Patienten geeignet, Material:
Polyester/Viskose, ca. 75 g/m², altweiß
Beutel = 50 Stück



ÄRZTEKREPP




Fripa-med "nova-line"

1-lagig, hochweiß, 100% Zellstoff, äußerst strapazierfähig, reiß- und nassfest, angenehm weich, einzeln in Folie verpackt

Vorteile: seltener nachfüllen, dank mehr Laufmetern pro Rolle, bessere Nutzung des Lagerplatzes, weniger Abfall durch reduziertes Rollengewicht, Ressourcenschonend

Länge: 100 m, Karton = 9 Rollen

FRI 5013907	39 cm	1 Karton	7,90 /Ro.
FRI 5015007	50 cm	1 Karton	8,75 /Ro.
FRI 5015507	55 cm	1 Karton	9,60 /Ro.
FRI 5015907	59 cm	1 Karton	9,95 /Ro.



Fripa-med "basic-line"

1-lagig weiß, Recyclingqualität
Länge: 50 m, Karton = 9 Rollen

FRI 5053903	39 cm	1 Karton	3,85 /Ro.
FRI 5055002	50 cm	1 Karton	4,50 /Ro.
FRI 5055503	55 cm	1 Karton	4,80 /Ro.
FRI 5055900	59 cm	1 Karton	5,15 /Ro.



Fripa-med "classic-line"

1-lagig, hochweiß, 100% Frischzellstoff
Länge: 50 m, Karton = 9 Rollen

FRI 5053902	39 cm	1 Karton	4,85 /Ro.
FRI 5055001	50 cm	1 Karton	5,50 /Ro.
FRI 5055502	55 cm	1 Karton	5,80 /Ro.
FRI 5055901	59 cm	1 Karton	6,20 /Ro.



Fripa-med "duo-line+"

2-lagig, hochweiß, 100% Frischzellstoff
Länge: 50 m, Karton = 9 Rollen

FRI 5053908	39 cm	1 Karton	3,40 /Ro.
FRI 5055006	50 cm	1 Karton	4,30 /Ro.
FRI 5055501	55 cm	1 Karton	4,60 /Ro.
FRI 5055906	59 cm	1 Karton	5,05 /Ro.





Struktur Semikrepp Premier



Medikrepp- u. Semikrepp Premier

MEG 370505

ÄRZTEKREPP

Semikrepp Premier, 40 x 40 cm
Liegenauflage auf hohem Qualitätsniveau,
hautfreundlich, auch in feuchtem Zustand reiß-
fest, hergestellt aus chlorfrei gebleichten Roh-
stoffen (100% Zellstoff), 47 g/m², **1-lagig**
Karton = 1 000 Bogen

Menge

EURO

1 Karton

51,50 /Kart.

MEG 370430

Medikrepp Premier, 40 x 40 cm
besonders stabile Liegenauflage, die hoher
Beanspruchung standhält, reißfest in nassem
und trockenem Zustand, hautfreundlich, her-
gestellt aus chlorfrei gebleichten Rohstoffen
(100% Zellstoff), 70 g/m², **1-lagig**
Karton = 1 000 Bogen

1 Karton

69,40 /Kart.**ÄRZTEKREPP**

AltaQ 1 Liegenauflagen (Tissue)
undurchlässig für Feuchtigkeit aufgrund rückseitiger
PE-Folie, weich und hautfreundlich, reißfest

1-lagig, Perforation 30 cm, Länge **50 m**
Karton = 6 Rollen

MEG 370605

1 Karton

11,40 /Ro.

MEG 370610

1 Karton

12,90 /Ro.

MEG 370615

1 Karton

13,75 /Ro.

MEG 370620

1 Karton

14,30 /Ro.

AltaQ 2 Liegenauflagen (Tissue)
flächendeckende Prägung für besondere Stabilität,
hautfreundlich, saugfähig, verhindert das Durchdringen
von Flüssigkeit aufgrund rückseitiger PE-Folie
(Tissue weiß, PE-Beschichtung hellgrün)

2-lagig, Perforation 60 cm, Länge **50 m**
Karton = 6 Rollen

MEG 370625

1 Karton

12,70 /Ro.

MEG 370630

1 Karton

14,70 /Ro.

MEG 370635

1 Karton

16,75 /Ro.

ÄRZTEKREPP

Menge

EURO



KIM 7056

SCOTT® Wandhalter für Kleinrollen
bis 50 cm Breite, aus Kunststoff, weiß,
Maße (LxBxH): 14,8 x 56 x 15 cm, passend für
Kimberly Produkte: **6026, 6003, 7161, 7305**

1 Stück

52,30 /St.



Weißer Ärzterollen

weiches Tissue, 100 % Recyclingmaterial; für
Krankenhäuser, Kliniken, medizinische Praxen,
Gesundheits- und Schönheitspflege; überall dort,
wo auf Qualität und Komfort Wert gelegt wird

1-lagig

KIM 7160

SCOTT® Essential, 38,5 x 38 cm
Beutel = 6 Rollen à 200 Tücher

1 Beutel

71,60 /Btl.

KIM 7161

SCOTT® Essential, 50 x 38 cm
Beutel = 6 Rollen à 190 Tücher

1 Beutel

89,50 /Btl.

KIM 7162

SCOTT® Essential 59, 59 x 37 cm
Karton = 6 Rollen à 198 Tücher

1 Karton

107,20 /Kart.



2-lagig

KIM 6003

SCOTT® Extra, 51 x 38 cm
Beutel = 6 Rollen à 130 Tücher

1 Beutel

90,80 /Btl.

KIM 6004

SCOTT® Extra, 59 x 37 cm
Karton = 6 Rollen à 135 Tücher

1 Karton

107,00 /Kart.



SCOTT® Ultra Ärzterollen

weiches, weißes Tissue, für medizinische Praxen
und Kliniken, die ihren Patienten höchsten Komfort
bieten möchten

3-lagig, weiß

Karton = 6 Rollen à 135 Tücher, 50 m Rolle

KIM 6026

SCOTT® Ultra, 50 x 37 cm

1 Karton

106,80 /Kart.

KIM 6027

SCOTT® Ultra, 59 x 37 cm

1 Karton

125,90 /Kart.



Menge

EURO

ÄRZTEKREPP**megro®****2-lagig, weiß, reiner Zellstoff**

Perforation: 38 cm, strapazier- und saugfähig

Karton = 6 Rollen

150 m x 39 cm

1 Karton

8,90 /Ro.

MEG 170640

MEG 170650

150 m x 50 cm

1 Karton

10,90 /Ro.

Karton = 4 Rollen

150 m x 55 cm

1 Karton

11,60 /Ro.

MEG 170655

MEG 170659

150 m x 59 cm

1 Karton

12,40 /Ro.**2-lagig, weiß, Tissue**

100 % Recycling-Material ungebleicht,

mit Punkt-zu-Punkt-Prägung, Perforation: 38 cm

Karton = 9 Rollen

50 m x 39 cm

1 Karton

2,80 /Ro.

MEG 170539

MEG 170550

50 m x 50 cm

1 Karton

3,30 /Ro.

MEG 170555

50 m x 55 cm

1 Karton

3,55 /Ro.

MEG 170559

50 m x 59 cm

1 Karton

3,75 /Ro.HANDTUCHSPENDER**Fripa**

FRI 2340002

FRI 2340002

Handtuchspender **Metall, groß**

1 Stück

30,60 /St.

Maße (BxHxT): 27 x 35 x 13 cm, passend für alle gängigen V-/C-Falz Handtuchformate

FRI 2340048

Handtuchspender **Kunststoff, klein**

1 Stück

25,65 /St.

Maße (BxHxT): 30 x 21 x 15,7 cm, passend für alle gängigen V-/C-Falz Handtuchformate

FRI 2340038

Handtuchspender **Kunststoff, groß**

1 Stück

30,60 /St.

Maße (BxHxT): 31,5 x 39 x 15,7 cm, passend für alle gängigen V-/C-Falz Handtuchformate



FRI 2340038



FRI 2340048

Menge

EURO

HANDTUCHSPENDER

OPH 801400

**Papierhandtuchspender
ingo-man® HS15A**

1 Stück

61,00 /St.

aus silber eloxiertem Aluminium, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack- und C-Faltung, für ca. 300 Faltpapierhandtücher in Standardqualität, Füllstandskontrolle durch Sichtschlitz in der Metallfrontplatte abschließbar, Maße: B 27,5 x H 18,5 x T 13,0 cm



OPH 778900

**Papierhandtuchspender
ingo-man® HS31A**

1 Stück

70,10 /St.

aus silber eloxiertem Aluminium, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack-, Interfalz und C-Faltung, für ca. 750 Faltpapierhandtücher in Standardqualität, Füllstandskontrolle durch Sichtschlitz in der Metallfrontplatte, abschließbar, Maße: B 27,5 x H 35,5 x T 13,0 cm



OPH 1416424

**Papierhandtuchspender
ingo-man® HS3A**

1 Stück

82,00 /St.

aus silber eloxiertem Aluminium, transparente Frontklappe in Satin-Optik, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack- und C-Faltung, für ca. 750 Faltpapierhandtücher in Standardqualität, Füllstandskontrolle durch transparente Front, abschließbar, Maße: B 27,5 x H 35,5 x T 13,0 cm



OPH 1412267

**Papierhandtuchspender
SanTRAL HSU15E**

1 Stück

134,90 /St.

Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack- und C-Faltung, für ca. 250 Faltpapierhandtücher in Standardqualität, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster, abschließbar, Maße: B 27,8 x H 20,0 x T 13,2 cm



HANDTUCHSPENDER

Qotomed®

Falthandtuchspender, Edelstahl matt gebürstet für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack-Falz, Lagenfalz und Interfold, Füllstandskontrolle durch Sichtschlitz, abschließbar mit Schlüssel



MEG 289.2001

H 20,3 x B 25,3 x T 12 cm
für ca. 250 bis 500 Blatt

1 Stück

59,00 /St.

MEG 289.2000

H 37,0 x B 25,3 x T 12 cm
für ca. 400 bis 800 Blatt

1 Stück

59,00 /St.

Füllstandskontrolle

**HANDTUCHSPENDER**

megro®

Falthandtuchspender, Kunststoff für alle gängigen Faltpapierhandtücher mit Zick-Zack-Falz, Lagenfalz und Interfold, für ca. 400 bis 800 Blatt, mit praktischem Sichtfenster, abschließbar mit Schlüssel
Maße (HxBxT): 40 x 29 x 13 cm



MEG 289.2005

schwarz

1 Stück

42,60 /St.

MEG 289.2006

weiß

1 Stück

42,60 /St.

Menge

EURO

HANDTUCHSPENDER

KIM 6956

AQUARIUS* Handtuchspender, klein
aus schlagfestem Kunststoff, weiß, Wandmontage, dosierter Verbrauch durch Einzelblattentnahme, jederzeit nachfüllbar für kontinuierliche Bevorratung, mit Adapter
Maße (HxBxT): 15,9 x 28,7 x 14 cm

1 Stück

26,65 /St.

KIM U7023

AQUARIUS* Multifold Handtuchspender
aus schlagfestem Kunststoff, weiß, mit Sichtfenster, kosteneffizientes Handtuchsystem, hygienische Einzeltuchentnahme, einfache Wartung und Befüllung für kontinuierliche und zuverlässige Bevorratung
Maße (HxBxT): 45,1 x 29,4 x 12 cm

1 Stück

76,15 /St.

KIM U7023

KIM 6945

AQUARIUS* Handtuchspender Interfold
aus schlagfestem Kunststoff, weiß, mit Sichtfenster, kosteneffizientes Handtuchsystem, hygienische Einzeltuchentnahme, einfache Wartung und Befüllung für kontinuierliche und zuverlässige Bevorratung, Überfüllungsschutz
Maße (HxBxT): 39,9 x 26,5 x 14 cm

1 Stück

76,15 /St.

KIM 7955

AQUARIUS™ Slimroll™ Rollenhandtuchspender
aus schlagfestem Kunststoff, **weiß**, mit Sichtfenster, keine Schmutzfallen, verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, ideal für stark frequentierte Umgebungen, in denen Effizienz und Hygiene wichtig sind
Maße (HxBxT): 32,4 x 29,7 x 19,2 cm

1 Stück

47,61 /St.

KIM 7956

AQUARIUS™ Slimroll™ Rollenhandtuchspender
aus schlagfestem Kunststoff, **schwarz**, mit Sichtfenster, keine Schmutzfallen, verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, ideal für stark frequentierte Umgebungen, in denen Effizienz und Hygiene wichtig sind
Maße (HxBxT): 32,4 x 29,7 x 19,2 cm

1 Stück

47,61 /St.

PAPIER (HAND)TÜCHER**KLEENEX® Ultra Handtücher**

2-lagig, FSC zertifiziert, weiß, aus AIRFLEX™ Material, schnellsaugend, garantieren durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Nassfestigkeit ein effizientes und hautschonendes Trocknen der Hände

KIM 6789	Klein , 21,5 x 21 cm, interfold Karton = 15 x 186 Tücher	1 Karton	43,00 /Kart.
KIM 6778	Medium , 31,5 x 21,5 cm, interfold Karton = 15 x 124 Tücher	1 Karton	49,90 /Kart.

SCOTT® XTRA Handtücher

1-lagig, weiß, aus AIRFLEX™ Material, besonders weiches und saugstarkes Material, sind im nassen Zustand besonders reißfest und weichen nicht auf

KIM 6669	Medium , 31,5 x 20 cm, interfold Beutel = 15 x 240 Tücher	1 Beutel	55,20 /Btl.
----------	---	----------	--------------------

KLEENEX® Ultra Super-Soft Handtücher

3-lagig, supersofter, weiße Handtücher aus AIRFLEX™ Material, hautschonend, weich und hoch saugfähig, optimaler Pflegekomfort, ideal für häufiges Händetrocknen

KIM 6773	Groß , 21,5 x 41,5 cm, interfold Karton = 30 x 72 Tücher	1 Karton	128,40 /Kart.
----------	--	----------	----------------------

KLEENEX® Ultra Falthandtücher

3-lagig, sanfter, weiße Handtücher aus AIRFLEX™ Material, weich und hoch saugfähig, für die Pflege in exklusiven Waschräumen

KIM 6710	Medium , 21,5 x 31,5 cm, interfold Karton = 15 x 96 Tücher	1 Karton	53,15 /Kart.
----------	--	----------	---------------------

KLEENEX® Ultra Multifold Handtücher

2-lagig, weiß, 100 % Frischzellstoff, mit Markenprägung, aus AIRFLEX™-Material, reißfest (selbst in nassem Zustand), Multifold-Faltung: die Handtücher fallen nicht unkontrolliert aus dem Spender heraus

KIM 4632	Klein , 23,8 x 20,3 cm, Multifold Karton = 16 x 150 Tücher	1 Karton	32,55 /Kart.
----------	--	----------	---------------------

PAPIER (HAND) TÜCHER

Menge

EURO



KIM 6812

HOSTESS™ Natura™ Handtücher

1 Karton

71,65 /Kart.

2-lagig, weiß, 100 % Recyclingqualität, für stark frequentierte Waschräume in Arbeitsumgebungen und im öffentlichen Bereich
Groß, 50 x 25 cm, C-Falzung
 Karton = 20 x 84 Tücher



KIM 6663

SCOTT® Control™ Falthandtücher

1 Karton

55,30 /Kart.

1-lagig, weiß, aus AIRFLEX™ Material, reifest (auch in nassem Zustand) und besonders saugfhig
 21,5 x 31,5 cm, interfold
 Karton = 15 x 212 Tcher



KIM 6617

SCOTT® Essential™ Handtücher

1 Beutel

55,15 /Btl.

1-lagig, aus besonders saugfhigem AIRFLEX™ Material, fr stark frequentierte Waschrume, FSC-zertifiziert
 21 x 20 cm, interfold
 Beutel = 15 x 340 Tcher



KIM 6781


KLEENEX® Ultra

1 Karton

44,25 /Kart.

Slimroll™ Rollenhandtücher

2-lagig, FSC-zertifiziert, wei, mit Markenprgung, dank AIRFLEX™ Material weich und auch im nassem Zustand reifest sowie besonders saugfhig
 Rolle 19,8 cm x 100 m
 Karton = 6 Rollen



KIM 6621

SCOTT® Control

1 Karton

42,25 /Kart.

Slimroll™ Rollenhandtücher

1-lagig, wei, mit Markenprgung, AIRFLEX™ Material bleibt bei Nsse stark und verhindert so ein Reien, whrend die weiche und angenehme Struktur beibehalten wird
 Rolle 19,8 cm x 150 m
 Karton = 6 Rollen



			Menge	EURO
<u>PAPIER (HAND) TÜCHER</u>				
megro®				
	MEG 172202	natur, 1-lagig, 25 x 23 cm Papierhandtücher, 100 % Recycling-Material, Zick-Zack-gefaltet Karton = 20 Pack à 230 Blatt	1 Karton	22,70 /Kart.
	MEG 172201	weiß, 2-lagig, ca. 22 x 32 cm Papierhandtücher, Vollentfaltung, Tissue, mit Punkt zu Punkt Prägung Karton = 20 Pack à 160 Blatt	1 Karton	48,40 /Kart.
	MEG 172203	hochweiß, 3-lagig, ca. 22 x 42 cm Papierhandtücher, Vollentfaltung, reiner Zellstoff, Tissue, mit Punkt zu Punkt Prägung Karton = 20 Pack à 100 Blatt	1 Karton	53,60 /Kart.
				
	MEG 179025	natur, Tissue 2-lagig, 23,5 x 23 cm Papierhandtücher, zick-zack-gefaltet, 100% Recycling-Material Karton = 20 Pack à 160 Blatt	1 Karton	30,95 /Kart.
	MEG 172212	natur, 4-lagig, 27 x 32 cm Mehrwecktücher, saugstark, naßfest Karton = 20 Pack à 50 Blatt	1 Karton	27,30 /Kart.
	MEG 172211	weiß, 2-lagig, 21 x 22 cm Mehrwecktücher, extra weich, Zupfbox Karton = 30 Boxen à 150 Blatt	1 Karton	46,60 /Kart.

Menge EURO

PAPIER (HAND) TÜCHER



FRI 4111101 **Fripa Plus naturell 25 x 33 cm** 1 Karton **22,90 /Kart.**
 Papierhandtücher, 1-lagig, Recyclingqualität,
 C-Falz, Blauer Engel nach RAL-UZ 5
 Karton = 20 x 156 Stück



FRI 4011103 **Fripa Plus naturell 25 x 23 cm** 1 Karton **23,70 /Kart.**
 Papierhandtücher, 1-lagig, Recyclingqualität,
 V-Falz, Blauer Engel nach RAL-UZ 5
 Karton = 20 x 250 Stück



FRI 4021101 **Fripa Verde 25 x 23 cm** 1 Karton **24,05 /Kart.**
 Papierhandtücher, 1-lagig, grün, Recycling-
 qualität, V-Falz, Blauer Engel nach RAL-UZ 5
 Karton = 20 x 250 Stück



FRI 4131101 **Fripa Ideal hochweiß 25 x 33 cm** 1 Karton **36,30 /Kart.**
 Papierhandtücher, 1-lagig, Zellstoff-Mix, C-Falz
 Karton = 20 x 156 Stück



FRI 4031101 **Fripa Ideal hochweiß 25 x 23 cm** 1 Karton **40,70 /Kart.**
 Papierhandtücher, 1-lagig, Zellstoff-Mix, V-Falz
 Karton = 20 x 250 Stück



FRI 4012103 **Fripa Eco 25 x 23 cm** 1 Karton **31,70 /Kart.**
 Papierhandtücher, 2-lagig, weiß, Recycling-
 qualität, V-Falz, Blauer Engel nach RAL-UZ 5
 Karton = 20 x 150 Stück



FRI 4042101 **Fripa Comfort 25 x 23 cm** 1 Karton **36,30 /Kart.**
 Papierhandtücher, 2-lagig, hochweiß,
 100 % Zellstoff, V-Falz
 Karton = 20 x 150 Stück





FRI 3072001

KÜCHENROLLEN
Easy, 2-lagig

Haushaltstücher aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Tissue hochweiß, FSC-zertifiziert, Blattformat ca. 23 x 21,5 cm
Beutel = 14 Pack à 2 Rollen à 96 Blatt

Menge

EURO

1 Beutel

20,70 /Btl.

FRI 3014006

Wischfix 3-lagig

Haushaltstücher aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Tissue hochweiß, FSC-zertifiziert, Blattformat ca. 26 x 24 cm
Beutel = 8 Pack à 4 Rollen à 51 Blatt

1 Beutel

25,40 /Btl.

FRI 3204002

Coussina 3-lagig

Haushaltstücher aus Recyclingqualität, Tissue hochweiß, Blattformat ca. 26 x 24 cm
Beutel = 8 Pack à 4 Rollen à 51 Blatt

1 Beutel

22,40 /Btl.

MEG 179040

TASCHENTÜCHER**megro®****Taschentücher, 4-lagig**

hochweiß, weiche, reißfeste Qualität, mit Clipverschluss
Karton = 420 Pack à 10 Stück

1 Karton

63,60 /Kart.

MEG 171051

TOILETTPAPIER**megro®****Tork Universal Toilettenpapier 2-lagig, weiß**

Beutel = 8 Pack à 8 x 250 Blatt

1 Beutel

25,40 /Btl.

MEG 171052

Tork Toilettenpapier Premium Toilet Soft 3-lagig, extra weiche reißfeste Qualität,

hochweiß, Waffelprägung
Beutel = 9 Pack à 8 x 250 Blatt

1 Beutel

48,00 /Btl.

Menge EURO

TOILETTPAPIERSPENDER



FRI 2314011

Toilettenspenderpapier
Kunststoff weiß, für 2 Rollen
Maße (BxHxT): ca. 25,5 x 17,5 x 16,6 cm

1 Stück

31,80 /St.



TOILETTPAPIER



FRI 1510805

Toilettenspapier basic
2-lagig, Recyclingqualität, Tissue weiß mit
Dekorprägung, Blattformat: ca. 10 x 12 cm,
Blauer Engel nach RAL-UZ 5
Beutel = 8 Pack à 8 Rollen x 250 Blatt

1 Beutel

20,20 /Btl.



Toilettenspapier Edina
aus 100% Frischzellstoff, PEFC-zertifiziert

FRI 1010810

3-lagig, Zellstoff, Tissue, hochweiß
mit Dekorprägung und wirtschaftlichem
Blattformat: ca. 9,4 x 11 cm
Beutel = 9 Pack à 8 Rollen x 250 Blatt

1 Beutel

35,10 /Btl.



FRI 1010809

2-lagig, Zellstoff, Tissue, hochweiß
mit Dekorprägung und wirtschaftlichem
Blattformat: ca. 9,4 x 11 cm, **besonders
ergiebig dank 400 Blatt pro Rolle**
Beutel = 6 Pack à 8 Rollen x 400 Blatt

1 Beutel

26,50 /Btl.



Tissue-Toilettenspapier select
aus 100% Frischzellstoff, PEFC-zertifiziert

FRI 1030806

3-lagiges, weiches Tissue-Toiletten-
papier, hochweiß, **mit besonders
großem Blattformat ca. 10 x 14 cm**
und hübscher Dekorprägung
Beutel = 6 Pack à 8 Rollen x 250 Blatt

1 Beutel

33,30 /Btl.



FRI 1030807

3-lagiges, weiches Tissue-Toiletten-
papier, hochweiß, mit besonders großem
Blattformat ca. 10 x 13 cm und hübscher
Dekorprägung, **besonders weich
dank TAE® Spezialprägung**
Beutel = 6 Pack à 8 Rollen x 180 Blatt

1 Beutel

24,00 /Btl.



FRI 1040801

4-lagiges, luxuriöses, weiches Tissue-
Toilettenpapier, hochweiß, **mit besonders
großem Blattformat ca. 10 x 14 cm**
und hübscher Dekorprägung
Beutel = 6 Pack à 8 Rollen x 160 Blatt

1 Beutel

32,10 /Btl.



Menge

EURO

HEIßLUFT-STERILISATOREN

MELAG

Der Sterilisator ist für den Einsatz im kosmetischen Bereich, in der kosmetischen Fußpflege und im Veterinärbereich bestimmt. Im Sterilisator können Gegenstände aus unbrennbaren (anorganischen) Stoffen wie Metall, Glas, Porzellan, Steingut oder Emaille sterilisiert werden. Für die Heißluftsterilisation sind nur Gegenstände geeignet, die eine Temperaturbeständigkeit von mindestens 220°C aufweisen. Bitte beachten Sie gegebenenfalls einschränkende Herstellerhinweise



MLG 75.1 **Heißluft-Sterilisator Typ 75** 1 Stück **638,00 /St.**
Kleingerät, für 2 Tablett mit Halterung
Innenmaße (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5 cm

MLG 75.2 **Heißluft-Sterilisator Typ 75** 1 Stück **638,00 /St.**
Kleingerät, für 1 Aluminiumkassette
oder 1 Tablett, mit Halterung
Innenmaße (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5 cm

MLG 02075 **Tablett für Sterilisator Typ 75** 1 Stück **46,00 /St.**



NORMTRAY FILTEREINLAGEN

megro

MEG 340500 **Hygienische Normtray-Filtereinlagen** 1 Pack **6,60 /Pack**
für die Ablage steriler Behandlungsinstrumente,
Frischzellstoff ohne optische Aufheller,
Format 18 x 28 cm, Pack = 250 Blatt



HEIßLUFT-STERILISATOREN



EMI 60078 **Emmi-steri 15** 1 Stück **234,45 /St.**
ein mobiles Umluft-Sterilisationsgerät, welches
die gesetzlich vorgeschriebene Sterilisation der bei
der Nagelmodellage und Fußpflege verwendeten
Werkzeuge (wie z.B. Feilen, Cutter, Fräser etc)
zuverlässig ausführt. Abtötung der Bakterien
durch 180°C Heißluft, einfaches Herausnehmen
der Instrumente durch Edelstahl-Einsatzkorb
Korbmaße 23 x 11 x 2,8 cm
Leistungsaufnahme ca. 250 W



Menge

EURO

STERILISATORENEUROKLAV - VACUKLAV - AUTOKLAV**MELAG**

der Autoklav verfügt über vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Sterilisationsabläufe; die Dokumentation kann über den anschließbaren Nadeldrucker MELAprint® 44, den MELAflash-Kartenschreiber oder die MELAnet-Box direkt an das Praxisnetzwerk erfolgen



MLG 10056

Euroklav® 23VS+

1 Stück

5.450,00 /St.

stellt eine gute Alternative für Praxen dar, die nicht mit einem B-Verfahren (fraktioniertes Vor- und Nachvakuum) arbeiten müssen, aber trotzdem normgerecht sterilisieren möchten
Druck: 1 bar = 121°C oder 2 bar = 134°C



MLG 10053

Vacuklav 23 B+

1 Stück

8.595,00 /St.

Hohlkörperinstrumente, Textilien und aufwendig verpackte Güter stellen höhere Anforderungen an den Sterilisationsprozess. Hier sollte ein „B“-Klasse-Autoklav zum Einsatz kommen
Druck: 1 bar = 121°C oder 2 bar = 134°C

MLG 00230

Tablett für Autoklav Typ 23, Euroklav 23VS+, 23B+

1 Stück

60,00 /St.ZUBEHÖR FÜR MELAG STERILISATOREN**MELAG**

MLG 01080

MELAcontrol®

1 Set

179,00 /Set

Chargenkontroll-System inkl. Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen, es dient zur Chargenkontrolle und zur Prüfung der Funktion des fraktionierten Vor-Vakuums eines Klasse B-Autoklaven (auch Kliniklav 25/45)



MLG 40296

MELAnet-Box

1 Stück

623,00 /St.

durch Anschluss der MELAnet-Box an einen Euroklaven oder Vacuklaven wird dieser zum WEB-Server, dessen Statusinformationen in einem beliebigen Internet-Browser dargestellt werden können. Die MELAnet-Box ist ein Ethernet-Adapter, der die vom Autoklaven kommenden Daten transparent über TCP und FTP in das Netzwerk stellen kann, inkl. Netzteil, 1:1 Netzwerkkabel 2 m, RS232 Kabel und CD-ROM



MLG 01039

MELAflash® CF-Card-Printer

1 Stück

625,00 /St.

zum Anschluss an die serielle Schnittstelle der Euroklaven, Vacuklaven und MELAseal® Pro (inkl. MELAflash CF-Card und Kartenlesegerät)

Menge

EURO

STERILISATIONSKONTROLLE



STE 2352AB

TST Bowie-Dick Einmaltestpaket

1 Pack


106,60 /Pack

wenn der chemische Indikatorbogen im Zentrum des Pakets einer bestimmten Kombination von Temperatur und Dampf über einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt wird, zeigt er einen deutlichen Farbumschlag von gelb zu dunkelblau/violett. Wenn keine Luft oder sonstige nicht kondensierbare Gase in der Kammer vorhanden sind, dringt der Dampf schnell und vollständig in das Testpaket ein und der Indikator zeigt einen gleichförmigen Farbumschlag. Sind dagegen Luft oder sonstige nicht kondensierbare Gase vorhanden, sammeln sich diese zur Mitte der Packung hin als Luft- bzw. Gaseinschluss an und bewirken einen ungleichmäßigen Farbumschlag des Indikators. Auf dem Indikatorbogen sind deutliche gelbe oder braune Verfärbungen sichtbar. Testparameter: 134°C bis 137°C bei einer Haltezeit von max. 3,5 Minuten
Pack = 20 Teste



TST Load Check Chargenkontrolle

die Chargenkontrolle ist so konzipiert, dass es nur bei einer guten Dampfdurchdringungsleistung des Sterilisators vom Dampf durchdrungen wird. Wenn der Indikator im Prüfkörper der definierten Kombination von Temperatur und Dampf über den vorgegebenen Zeitraum ausgesetzt wird, zeigt er einen deutlichen Farbumschlag von gelb zu blau/violett
Set = 1 Helix und 400 Indikatoren



STE 3783AB

Chargenkontrolle

1 Set

139,00 /Set

134°C - 3,5 Min. für die Dampfsterilisation

STE 3778AB

Chargenkontrolle

1 Set

139,00 /Set

134°C - 5,3 Min. / 121°C - 15 Min. für die Dampfsterilisation



STE 3780AB

TST Control Helix-Prüfkörper

1 Set

121,80 /Set

mit diesem Process Challenge Device (PCD) für Hohlkörperinstrumente wird die Entlüftungsleistung (Dampfdurchdringungsleistung) kleiner Dampfsterilisatoren vom Typ B überprüft. Die Indikatorstreifen sind mit einem abziehbaren, selbstklebenden Träger versehen, so dass das Indikatorergebnis in ein Dokumentationsbuch eingeklebt werden kann. Die Lebensdauer der TST Control Helix ist begrenzt, so dass jeweils nach Anwendung von 250 Indikatoren der Prüfkörper ersetzt werden muss. Die Einhaltung dieses Austauschintervalls ist wichtig, da ein defekter Prüfkörper zu verfälschten Testergebnissen führen kann
Set = 1 Helix und 250 Indikatoren



STERILISATIONSKONTROLLESTERIS / **Browne**

STE AB101

BROWNE Dampfdurchdringungstest 1 Pack 1.237,00 /Pack

das einzigartige, patentierte Verfahren des AB101 Dampfdurchdringungstest für poröse und Hohlkörperkonfigurationen wendet die Prinzipien der porösen und der Hohlkörpercharge in direkter Abfolge an. Der AB101 wurde speziell dafür entwickelt und getestet, die zügige und gleichmäßige Dampfdurchdringung bei sowohl porösem als auch hohlem Sterilgut nachzuweisen, was impliziert, dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase entfernt wurden. Einfach in Anwendung und wiederverwendbar (bis zu 400 Zyklen), DIN EN ISO 17665-1, Prozessparameter: 134 °C – 137 °C für bis zu 3,5 Min. Entspricht DIN EN ISO 11140-4, Typ 2 Packung = 1 Prüfkörper und 400 Indikatoren

Funktionsweise



STE 2304AB

BROWNE Prüfanschmutzungstest 1 Pack 154,80 /Pack

der BROWNE-Prüfanschmutzungstest für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte simuliert die Verunreinigung, die gewöhnlich während der Verwendung im OP vorkommt, und funktioniert ähnlich wie der „Edinburgh Soil“-Test. Mit dem BROWNE-Prüfanschmutzungstest wird die Wirksamkeit des Reinigungsgeräts gemäß den Vorgaben der Norm ISO/TS 15883-5 nachgewiesen. Das BROWNE-Testmaterial wird in Pulverform im Testbehälter geliefert, einfach zu mischen, praktisch in der Anwendung. Ein Behälter dient der Durchführung eines Tests Pack = 10 Behälter



STE 2341AB

BROWNE TST Control 1 Pack 16,75 /Pack

die BROWNE TST Control™-Emulationsindikatoren werden für die spezifischen Zyklusparameter des Sterilisators kalibriert und von unabhängiger Stelle gemäß den Leistungskriterien der Norm DIN EN ISO 11140-1, Klasse 6 getestet. Wenn der TST Control™-Emulationsindikator einen bestandenen Test anzeigt, ist nachgewiesen, dass die zur Sterilisation erforderlichen Bedingungen gegeben waren. Testparameter: 134 °C - 4 Min. und 121 °C - 12 Min. für die Dampfsterilisation Pack = 100 Teste



Menge EURO

CONTAINERZUBEHÖR

megro®

Container-Rundfilter

aus Papier zum Einmalgebrauch nach ISO 11607-1, Ø 19 cm, Lochstanzung zentral Ø 6 mm, weiß, für Aesculap-Container
Pack = 500 Stück

MEG 340530

ohne Indikator

1 Pack

14,00 /Pack

Filter-Aufdruck: blanko

MEG 340531

mit Dampf-Indikator

1 Pack

36,50 /Pack

Filter-Aufdruck: mit Anwendungsinformation



Einmal-Verschlussiegel

ohne Indikator, für Aesculap-Container, aus Kunststoff, zur Sicherung des Sterilcontainer-verschlusses gegen unkontrolliertes Öffnen, eckiger Steg
Pack = 1000 Stück

MEG 340570

hellblau

1 Pack

71,20 /Pack

MEG 340571

dunkelblau

1 Pack

71,20 /Pack



CONTAINERZUBEHÖR

 **AESCULAP®**

AES JK095

Einmal-Papierfilter, rund

1 Pack

7,50 /Pack

mit Prozessindikator für Dampfsterilisation, hydrophob, Außen-Ø 19 cm, nach ISO 11607-1, geeignet für den Einsatz in den Aesculap-Standardcontainern
Pack = 100 Stück



AES JG739

Plomben, blau

1 Pack

96,90 /Pack

ohne Indikator, zur Sicherung des Sterilcontainer-verschlusses gegen unkontrolliertes Öffnen, Pack = 1000 Stück



AES JG739W

Plomben, weiß

1 Pack

96,90 /Pack

ohne Indikator, 2. Generation, für Aesculap Sterilcontainer bis Baujahr 1987 und Aesculap Mini- und Dental Sterilcontainer bis Baujahr 1999 (Verschluss an der Wanne)
Pack = 1000 Stück



Menge

EURO

WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE**MELAG**

MLG 01049

MELAdem® 40

1 Stück

447,00 /St.

Wasseraufbereitungsanlage, kann an alle Autoklaven der Premium-Plus-Klasse, der Profi-Klasse, der S-Klasse und MELAquick 12+ angeschlossen werden und versorgt sie dann automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser. Das Zweikammer-System gewährleistet eine optimale Ausnutzung des Mischbettharzes. Die Montage kann in einem Unterschrank, an der Wand oder direkt am Autoklaven erfolgen

SIEGELGERÄTE UND ZUBEHÖR**MELAG**

MLG 10211

MELAseal® 100+

1 Stück

699,00 /St.

dauerbeheiztes Siegelgerät für Klarsicht-Sterilisationsverpackungen, wie z.B. MELAfol®. Nach 2 Minuten Aufheizphase ist es im Dauerbetrieb einsetzbar, der einwandfreie Siegelvorgang wird vom Gerät überwacht, bei Fehlbedienung erfolgt ein optisches und akustisches Signal, Gewicht: 5,4 kg
Maße (BxTxH): 41,5 x 24 x 15 cm

MELAG

MLG 10120

MELAseal® 200

1 Stück

1.255,00 /St.

das validierbare Balkensiegelgerät, Normkonform nach EN ISO 11607-2, ist das bedienungsfreundliche Allround-Gerät für alle Praxen, einsatzbereit nach nur ca. 90 Sekunden Aufheizzeit, die Siegelzeit beträgt drei Sekunden, die Folien können ohne Unterbrechung gesiegelt werden, verfügt über eine Benutzerverwaltung, einen Wartungszähler, eine Seal Check Funktion und einen Energiesparmodus mit stand-by Funktion, die Dokumentation erfolgt über zwei USB-Schnittstellen, eine zur direkten PC-Anbindung, Lieferumfang inkl. USB-Stick
Maße (BxTxH): 41,5 x 24 x 15 cm
Gewicht: 5,4 kg

MELAseal® 200 mit RH „komfort“

MLG 10117

Gerät-Rollenhalter „standard“

1 Stück

77,00 /St.

MLG 10111

Gerät-Rollenhalter „komfort“

1 Stück

115,00 /St.

MLG 10108

Gerät-Rollenhalter „Deluxe“

1 Stück

327,00 /St.

Die Rollenhalter sind für MELAseal® 100+ und MELAseal® 200 verwendbar!



Gerät-Rollenhalter „Deluxe“



Gerät-Rollenhalter „standard“

Menge

EURO

SIEGELGERÄTE UND ZUBEHÖR

MELAG

MLG 10010 **MELAseal® Pro** Durchlauf-Siegelgerät 1 Stück **2.299,00 /St.**
für Praxen, in denen größere Mengen an Verpackungen versiegelt werden und in denen die Erstellung der Siegelnaht dokumentiert werden soll bzw. muss, nach EN 11607-2 validierbar, zwei Minuten nach Einschalten des Gerätes betriebsbereit, danach können Verpackungen (z.B. MELAfo®) ohne Pausenzeiten versiegelt werden, die Dokumentation kann über die serielle Schnittstelle mit MELAflash®, MELAprint® 44 oder durch den Anschluss an den Praxis-PC erfolgen
Maße (BxTxH): 46 x 30 x 15,5 cm
Gewicht: 11,4 kg



MELAseal® Pro

MLG 00118 **Arbeits-tisch „komfort“** 1 Stück **572,00 /St.**
MLG 00119 **Arbeits-tisch „standard“** 1 Stück **235,00 /St.**
MLG 00116 **Rollenhalter** 1 Stück **469,00 /St.**
zur Wandmontage, mit Abschneidevorrichtung
MLG 71490 **Fuß für Rollenhalter** 1 Stück **26,00 /St.**
zum Aufstellen des Rollenhalters auf der Tischplatte



Arbeits-tisch „komfort“



Arbeits-tisch „standard“



Rollenhalter

MLG 01079 **MELAG Seal Check** 1 Pack **53,00 /Pack**
zur Überprüfung der Siegel-fähigkeit des Siegelgerätes. Mit dem korrekten Verschmelzen der inneren Folienschicht und dessen richtigen Andruck auf dem Papier wird eine vollflächige Siegelnaht erzeugt. Nicht ausreichende Siegel-temperaturen, verschlissene Schweißschienen oder mangelnder Anpressdruck werden sichtbar
Pack = 100 Teststreifen



DOKUMENTATIONSHILFE

MELAG

MLG 01095 **MELAdoc® Etikettendrucker** 1 Stück **444,00 /St.**
für Sterilisierverschließungen, die Etiketten werden nach der Sterilisation als Kennzeichnung der Frei-gabe auf die Sterilisierverschließungen geklebt. Sie enthalten Angaben über: Sterilisierdatum, Verfall-datum, Bedienungsperson und Chargennummer des Sterilisationszyklus, Lieferung inkl. Farbwalze und 1 Rolle à 750 Etiketten



STERILISIERPAPIERBOGENFORMATE**Sterilisierpapier Premier**

das gekreppte Spezialpapier für die Verpackung in der Sterilisation, hydrophob, für Dampf-, Gas- und Gamma-Sterilisation, Qualität: gem. EN 868, Flächengewicht: 60 g/m², fussselfrei



MEG 369980	40 x 40 cm	500 Bogen	32,40 /Kart.
MEG 370000	50 x 50 cm	500 Bogen	50,80 /Kart.
MEG 370010	60 x 60 cm	500 Bogen	73,20 /Kart.
MEG 370020	75 x 75 cm	250 Bogen	57,30 /Kart.
MEG 370025	80 x 80 cm	250 Bogen	65,10 /Kart.
MEG 370030	90 x 90 cm	250 Bogen	82,40 /Kart.
MEG 370040	100 x 100 cm	250 Bogen	101,50 /Kart.
MEG 370050	120 x 120 cm	125 Bogen	73,20 /Kart.

Sterilisierpapier weiß gekreppt**Sterilisierpapier grün gekreppt**

MEG 370060	40 x 40 cm	500 Bogen	33,60 /Kart.
MEG 370070	50 x 50 cm	500 Bogen	52,50 /Kart.
MEG 370080	60 x 60 cm	500 Bogen	75,40 /Kart.
MEG 370090	75 x 75 cm	250 Bogen	58,90 /Kart.
MEG 370100	80 x 80 cm	250 Bogen	67,05 /Kart.
MEG 370110	90 x 90 cm	250 Bogen	84,90 /Kart.
MEG 370120	100 x 100 cm	250 Bogen	104,60 /Kart.

ROLLENFORMATE**Sterilisierpapier weiß gekreppt**

MEG 370200	50 cm / 100 m	2 Rollen	25,75 /Ro.
MEG 370205	75 cm / 100 m	1 Rolle	37,00 /Ro.
MEG 370210	100 cm / 100 m	1 Rolle	45,80 /Ro.

Sterilisierpapier grün gekreppt

MEG 370215	50 cm / 100 m	2 Rollen	26,45 /Ro.
MEG 370220	60 cm / 100 m	1 Rolle	33,20 /Ro.
MEG 370225	75 cm / 100 m	1 Rolle	38,50 /Ro.
MEG 370230	100 cm / 100 m	1 Rolle	48,30 /Ro.



Menge

EURO

Steri-Peel-Pack® -VERPACKUNG

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablettens, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation durch Dampf, EO- und FO-Sterilisation durch Dampf, GAS (EO und FO) unterzogen werden.

Das Papier entspricht den Anforderungen der ISO 11607/EN868. Es besteht aus Papier 68 g/m² und Folie 12 µPET/38 µPP, **3 Indikatoren** für Dampf-, EO- und FO-Sterilisation. Nicht geeignet für Heißluft-, Gamma- und Wasserstoffperoxid-Sterilisation.

BEUTEL

Steri-Peel-Pack®

Steri-Beutel ohne Falte

MEG 300520	50 x 200 mm	100 Stück	2,70 /%
MEG 300525	50 x 250 mm	100 Stück	3,50 /%
MEG 300715	75 x 150 mm	100 Stück	3,65 /%
MEG 300727	75 x 270 mm	100 Stück	4,40 /%
MEG 301020	100 x 200 mm	100 Stück	4,30 /%
MEG 301030	100 x 300 mm	100 Stück	5,90 /%
MEG 301520	150 x 200 mm	100 Stück	6,70 /%
MEG 301527	150 x 270 mm	100 Stück	8,50 /%
MEG 301530	150 x 300 mm	100 Stück	9,90 /%
MEG 301540	150 x 400 mm	100 Stück	13,70 /%
MEG 302027	200 x 270 mm	100 Stück	11,60 /%
MEG 302235	225 x 350 mm	100 Stück	20,70 /%
MEG 302540	250 x 400 mm	100 Stück	24,10 /%
MEG 302550	250 x 500 mm	100 Stück	27,70 /%
MEG 303048	300 x 480 mm	100 Stück	36,00 /%


Steri-Beutel mit Falte

MEG 311030	100 x 300 mm	100 Stück	12,60 /%
MEG 312038	200 x 400 mm	100 Stück	23,00 /%
MEG 311540	150 x 400 mm	100 Stück	20,70 /%
MEG 312547	250 x 480 mm	100 Stück	36,30 /%

Steri-Beutel ohne Falte, selbstklebend

selbstklebende Klarsichtbeutel mit manuell verschließbarem Selbstklebestreifen (Breite 19 mm) Eingriffsöffnung für leichteres Öffnen durch peelen. Mit Dampf- und EO-Gas-Indikator

MEG 355005	60 x 100 mm	200 Stück	6,60 /%
MEG 355010	90 x 140 mm	200 Stück	6,90 /%
MEG 355015	90 x 203 mm	200 Stück	9,10 /%
MEG 355020	90 x 230 mm	200 Stück	9,70 /%
MEG 355030	130 x 254 mm	200 Stück	13,00 /%
MEG 355035	130 x 356 mm	200 Stück	17,40 /%
MEG 355040	200 x 330 mm	200 Stück	21,60 /%
MEG 355045	300 x 390 mm	200 Stück	26,60 /%





MEG 320050
MEG 320075
MEG 320100
MEG 320150
MEG 320200
MEG 320250
MEG 320300
MEG 320400

MEG 330075
MEG 330100
MEG 330150
MEG 330200
MEG 330250
MEG 330300
MEG 330400



MLG 00502
MLG 00752
MLG 01002
MLG 01502
MLG 02002
MLG 02502



1 2 3 4 5

MEG 340001
MEG 340003
MEG 340004
MEG 340000

MEG 340006

Steri-Peel-Pack®-VERPACKUNG

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablett, Binden, Kompressen, medizinische Instrumente usw.), die einer Sterilisation durch Dampf, GAS (EO und FO) unterzogen werden.

Das Papier entspricht den Anforderungen der ISO 11607/EN868. Es besteht aus Papier 68 g/m² und Folie 12 µmPET/38 µmPP, **3 Indikatoren** für Dampf-, EO- und FO-Sterilisation. Nicht geeignet für Heißluft-, Gamma- und Wasserstoffperoxid-Sterilisation.

ROLLENWARE

Steri-Rolle ohne Falte

Menge EURO

50 mm x 200 m	1 Rolle	19,10 /Ro.
75 mm x 200 m	1 Rolle	28,80 /Ro.
100 mm x 200 m	1 Rolle	32,20 /Ro.
150 mm x 200 m	1 Rolle	47,50 /Ro.
200 mm x 200 m	1 Rolle	63,80 /Ro.
250 mm x 200 m	1 Rolle	82,20 /Ro.
300 mm x 200 m	1 Rolle	98,15 /Ro.
400 mm x 200 m	1 Rolle	133,10 /Ro.

Steri-Rolle mit Falte

75 mm x 100 m	1 Rolle	33,20 /Ro.
100 mm x 100 m	1 Rolle	39,20 /Ro.
150 mm x 100 m	1 Rolle	47,70 /Ro.
200 mm x 100 m	1 Rolle	55,40 /Ro.
250 mm x 100 m	1 Rolle	70,60 /Ro.
300 mm x 100 m	1 Rolle	84,60 /Ro.
400 mm x 100 m	1 Rolle	110,00 /Ro.

STERILISIERVERPACKUNG

MELAG

MELAfo® Sterilisierverpackung

nach Europa-Norm EN 868-5, mit Behandlungsindikator, der sich bei der Sterilisation von rosa nach braun verfärbt

MELAfo® 502	5 cm x 200 m	1 Rolle	50,00 /Ro.
MELAfo® 752	7,5 cm x 200 m	1 Rolle	61,00 /Ro.
MELAfo® 1002	10 cm x 200 m	1 Rolle	72,00 /Ro.
MELAfo® 1502	15 cm x 200 m	1 Rolle	99,00 /Ro.
MELAfo® 2002	20 cm x 200 m	1 Rolle	122,00 /Ro.
MELAfo® 2502	25 cm x 200 m	1 Rolle	151,00 /Ro.

STERILISATIONSKLEBEBAND

megro®

Sterilisationsklebeband

zum Verschließen und zur Sterilisationskontrolle, Breite 19 mm, Länge 50 m

ohne Indikator	Abb. 4	1 Rolle	2,00 /Ro.
mit Indikator - Dampf	Abb. 2	1 Rolle	3,60 /Ro.
mit Indikator - Heißluft	Abb. 1	1 Rolle	17,10 /Ro.
mit Indikator - Dampf	Abb. 5	1 Rolle	4,20 /Ro.
geeignet für Vlies und Krepppapier mit Indikator - Dampf	Abb. 3	1 Rolle	6,55 /Ro.

Breite 25 mm, Länge 50 m

Menge

EURO

ATEMTRAINER

megro®

TRI-BALL® genießt bei Patienten eine hohe Akzeptanz, es entlastet das Pflegepersonal

MEG 690490

TRI-Ball

1 Stück

4,35 /St.

Atemvolumentrainer mit Flowkontrolle, Flow: 0,6 - 0,9 l/sek.; hilft dem Patienten, durch langsames tiefes Einatmen im TRI-BALL® zwei Kugeln anzuheben, die dritte Kugel soll einen zu hohen Inspirationsflow vermeiden; der Patient soll bei der Atemtherapie die Kugeln in der ersten und zweiten Kammer in der Schwebe halten; die dritte Kugel sollte nicht angehoben werden; TRI-BALL® ist zum Einpatientengebrauch bestimmt, ein auf der Unterseite sichtbares Etikett ist für Patientendaten vorgesehen



LUNGENFUNKTION

© Riester

RIE 5260

spirotest

1 Stück

166,40 /St.

Lungenkapazität-Messgerät, zur exakten und wasserlosen Messung der Lungenkapazität, Kunststoffgehäuse in blau, Messbereich von 1000 bis 7000 cm³, komplett im Karton mit 50 Einmal-Kunststoffmundstücken; für Sportuntersuchungen und Gesundheitsfürsorge in der Praxis oder zu Hause



RIE 11232

Einmal-Pappmundstücke

1 Beutel

67,35 /Btl.

für spirotest, Beutel = 1000 Stück


RIE 11230

Einmal-Kunststoffmundstücke

1 Beutel

17,95 /Btl.

für spirotest, Beutel = 50 Stück



Menge

EURO

LUNGENFUNKTION

VTG 40003

**Vitalograph asma-1**

1 Stück

59,00 /St.

elektronisches, digitales Asthma-Aufzeichnungsgerät, für die Verwendung Zuhause, in Praxis und Klinik (bei Mehrpatientengebrauch werden die Sicherheitsmundstücke VTG 20242 empfohlen), der Asthma-Monitor misst und speichert PEF und FEV1 und erlaubt so präzise Rückschlüsse auf den (Obstruktions-)Zustand der Atemwege, für Erwachsene und Kinder geeignet, großes, leicht ablesbares Display, Speicherung von 600 Tests
Gewicht: 55 g, inkl. 2 AAA-Batterien
Abmessungen: 113 x 63 x 48 mm

VTG 40203

**Vitalograph copd-6**

1 Stück

99,00 /St.

digitaler Atemwegsscreener zu COPD-Früh-erkennung obstruktiver Atemwegserkrankungen, für die Verwendung in Praxis, Lungensportgruppen und Klinik (bei Mehrpatientengebrauch werden die Sicherheitsmundstücke VTG 20242 empfohlen), das Gerät bestimmt den Obstruktionsindex sowie das Verhältnis FEV1/FEV6%, Ermittlung des rechnerischen Lungenalters, geeignet zum Screening potenzieller Asthma-Patienten, großes, leicht ablesbares Display, Gewicht: 55 g, inkl. 2 AAA-Batterien
Abmessungen: 113 x 63 x 48 mm



VTG 63303

**Vitalograph micro™ Spirometer**

1 Stück

590,00 /St.

Einstiegsmodell für die Allgemein- und Arbeitsmedizin, nachhaltige und hygienische Messtechnologie, geringe Folgekosten (keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten, Flow-Tubes), einfache, selbsterklärende Bedienung über Touchscreen mit großen Symbolen, ideal auch für die schnelle Spirometrie im Klinikbereich, GLI Spirometrie-Sollwerte und Z-Score, inkl. PC-Software zur Erstellung von Spirometrie-Berichten mit Kurven im PDF-Format (zum Ausdruck oder zur Ablage im Archivmodul der Praxissoftware), USB-Kabel und Softcase
Gewicht: 250 g, Abmessungen: 83 x 91 x 32 mm

Menge

EURO

LUNGENFUNKTION



VTG 77703

Vitalograph Pneumotrac-USB

1 Stück 1.190,00 /St.

PC-Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin in handlicher Abmessung, nachhaltige und hygienische Messtechnologie, geringe Folgekosten (keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten, -Flow-Tubes), Diagnose-Software Vitalograph Spirotac®V mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf, geeignet auch für die Pädiatrie, in Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle, GLI Spirometrie-Sollwerte und Z-Score, inkl. USB-Kabel, 2 Bakterien-Viren-Filter, 2 Nasenklemmen
Abmessungen: 185 x 105 x 75 mm
Gewicht: 450 g



VTG 65003

Vitalograph ALPHA IV

1 Stück 1.390,00 /St.

einfach zu bedienendes Spirometer, kein PC erforderlich, integrierter Thermodrucker, nachhaltige und hygienische Messtechnologie, geringe Folgekosten (keine teuren Einweg-Messköpfe, -Turbinen, -Spiretten, -Flow-Tubes), Interpretation der Messergebnisse, zukunftsicher durch diverse PC Erweiterungs-Optionen (Einbindung in Ihr Praxisnetzwerk, etc.), Netz- oder Akku-Betrieb, GLI Spirometrie-Sollwerte und Z-Score, inkl. USB-Kabel, Netzteil, Quick Start Guide, 2 Bakterien-Viren-Filter, 2 Nasenklemmen, CD mit Bedienungsanleitung und CD mit Report Software
Abmessungen: 300 x 250 x 75 mm
Gewicht: 2 kg





VTG 28350

**VERBRAUCHSMATERIAL**

 Ihr Spirometrie-Partner
BVF™ Bakterien-Virenfilter

mit **Mundstück**, blau, der hygienische Ersatz für Pappmundstücke, schützen Patient, Personal und Gerät vor Kontamination, zeit- und kostensparend durch verringerten Reinigungsaufwand, 99,999% Filtrationseffizienz (TBC, MRSA, Influenza etc.), optimale Hygiene Lösung für das Praxis-QM-System, passend für Spirometer von Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed und Vistec

Menge

EURO

1 Pack

49,00 /Pack

VTG 28363

**Universal Lufu-Filter**

für Bodys & Spirometer, transparent, zum Schutz von Patient, Personal und Gerät vor Kontamination, passend für Jaeger/CareFusion/BD/Vyair, Ganshorn, ZAN/nSpire, Custo (SpiroMobile)

1 Pack

49,00 /Pack

VTG 20303

**Einmal-Nasenklammern**

zur Präzisierung der Messergebnisse, angenehm zu tragen

1 Pack

89,00 /Pack

VTG 20201

**Pappmundstücke**

spezialbeschichtet (um Verletzungen und ein Kleben an den Lippen zu vermeiden), passend für Spirometer von Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed, Vistec

Länge x Ø: 6 x 3 cm

1 Pack

39,00 /Pack

VTG 20242

**Sicherheitsmundstücke**

mit Rückstromventil, verhindern eine versehentliche Inspiration, schützen Patienten wirkungsvoll vor Kontaminationen, passend für Vitalograph Peak Flow Meter Standard sowie Vitalograph asma-1/copd-6

Länge x Ø: 6,3 x 3 cm

1 Pack

49,00 /Pack

Menge

EURO

LUNGENFUNKTION



VTG 43000G

Peak Flow Meter Standard

1 Stück

17,00 /St.

für die Verwendung Zuhause, in Praxis und Klinik (bei Mehrpatientengebrauch werden die Sicherheitsmundstücke VTG 20242 empfohlen), für Erwachsene und Kinder, mit farbigem Ampelschema-Aufkleber, inkl. integriertem Mundstück, Abmessungen 150 x 60 x 34 mm, Messbereich 50-800 l/min



VTG 43903

Peak Flow Meter UNIVERSAL™

1 Stück

21,00 /St.

für die Verwendung in Klinik, Praxis und Zuhause, für Erwachsene und Kinder, mit justierbarem Ampelschema und individuellem Dokumentationsbogen, das Gerät hat ein integriertes, ovales Mundstück, mit praktischer Schutzhülle auch für unterwegs geschützt, kann zu Übungszwecken auch von mehreren Patienten genutzt werden, Messbereich: 50-800 l/min., Abmessungen: 138 x 56 x 23 mm



OMRON

OMR 071000001

Peak Flow Meter PFM20

1 Stück

16,39 /St.

Messung des maximalen Atemvolumens, geeignet für Erwachsene und Kinder (kleineres Mundstück für Kinder), die Zonenmarkierungen (rot /gelb /grün) ermöglichen ein einfaches Therapiemanagement für Arzt und Patient, Messbereich 60-800 l/min



OMR 3122062

Einmal-Mundstücke

1 Pack

60,46 /Pack

für Peak Flow Meter PFM20
Pack = 100 Stück



PAR 031G1000


PARI PEAK FLOW AIR®

1 Stück

25,60 /St.

dient der Messung des Ausatemspitzenflusses. Anhand des Peak-Flow Protokolls kann beurteilt werden, ob die vom Arzt verordneten Medikamente die gewünschte Wirkung erzielen. Es ermöglicht eine leichte Therapiekontrolle für Arzt und Patient. Mit Schutzhülle für unterwegs. Die Ampelfunktion (rot/gelb/grün) gibt dem Patienten direkt Feedback für eine individuelle Kontrolle des Gesundheitszustands. Das integrierte ovale Mundstück ist für Kinder und Erwachsene geeignet (Messbereich: 50-800 l/min)





EKG M1911A



EKG 9657867



Pappmündstücke für Bosch

		Menge	EURO
<u>EKG / EEG / CTG / SPIROMETRIE-PAPIERE</u>			
für Bosch / Dimeq			
EKG 6786753145	13 A+L/103 A+ L	145 mm x 50 m	1 Rolle 3,30 /Ro.
EKG 6786753147	503 B/N	135 mm x 30 m	1 Rolle 2,55 /Ro.
EKG 6786753146	503 A/E	145 mm x 30 m	1 Rolle 2,75 /Ro.
für Cardisuny			
EKG 0842001	501 AX/BX/DX Alpha 1000 (300 Bl.)	63 mm x 100 mm	1 Faltb. 2,10 /Fb.
für fukuda denshi			
EKG FCP 15	Fukuda Denshi FCP 11/FCP 15	63 mm x 25 m	1 Rolle 2,35 /Ro.
für Hellige			
EKG 22614601	Cardiotest EK 56/EK 53 (370 Bl.)	130 mm x 135 mm	1 Faltb. 2,95 /Fb.
EKG 22616605	Mac 1200 u. 1600 CardioSmart (150 Bl.)	210 mm x 295 mm	1 Faltb. 7,15 /Fb.
für Hewlett Packard			
EKG M1911A	CTG M 1350 bis M 1353 A (150 Bl.)	150 mm x 100 mm	1 Faltb. 2,45 /Fb.
für Schiller			
EKG 290003	Cardiovit AT-6/SP-200 (350 Bl.)	145 mm x 100 mm	1 Faltb. 2,75 /Fb.
EKG 290002	Cardiovit AT-3, Argus (200 Bl.)	70 mm x 100 mm	1 Faltb. 1,00 /Fb.
EKG 290014	Cardiovit AT-5 (150 Bl.)	135 mm x 140 mm	1 Faltb. 2,50 /Fb.
EKG 290013	Cardiovit AT-10/SP-10 (250 Bl.)	210 mm x 140 mm	1 Faltb. 4,10 /Fb.
EKG 290017	Cardiovit AT-1/SP-1 R Cardiocit AT-1 (400 Bl.)	90 mm x 90 mm	1 Faltb. 2,70 /Fb.
EKG 290019	Cardiovit AT-2/AT-2 plus, CS-200 (215 Bl.)	210 mm x 280 mm	1 Faltb. 8,50 /Fb.
für Siemens			
EKG 9390477	Cardiostat 31/31S (300 Bl.)	104 mm x 100 mm	1 Faltb. 2,15 /Fb.
EKG 6934400	Sicard 440	148 mm x 25 m	1 Rolle 2,50 /Ro.
EKG 9657867	Megacart/Sicard 740 (200 Bl.)	210 mm x 300 mm	1 Faltb. 12,50 /Fb.

PAPPMUNDSTÜCKE

Pack = 100 Stück

		Länge in mm	Außen-Ø in mm	Innen-Ø in mm		
EKG 1600	für Chest	75	27,4	25,4	1 Pack	9,95 /Pack
EKG 1601	für Bosch	67	30,5	28,5	1 Pack	9,95 /Pack
EKG 1603	für Vicatec	60	27	25	1 Pack	9,95 /Pack

Menge

EURO

EKG-GERÄTE



MEG 690642

Color-EKG Gerät PC 80B

1 Stück

249,00 /St.

3-Kanal, durch die Mobilität ideal geeignet für die Klinik, Praxis- und Hausbesuche. Eine sofortige Auswertung ohne Ausdrucken ermöglicht die direkte Anzeige auf dem gut lesbaren, farbigen, hochauflösenden Display mit Hintergrundbeleuchtung. Klein, handlich und einfach zu bedienen, keine akustische Funktion, Anzeige von EKG, Herzfrequenz, Analyse- und Vermessungsergebnissen sowie Batteriestatus. Es können die Ableitungen I, II und III durchgeschaltet werden, Ableitungen AVL, AVR und aVF sind jedoch nicht möglich. Speicher für bis zu 1200 EKGs bzw. 10 Stunden, automatische Abschaltung, mit jeder normalen Knopfelektrode anwendbar, Eigengewicht: 96 g Maße (HxBxT): 7 x 12,5 x 2 cm,

Lieferumfang: EKG-Gerät PC 80B, 3-adriges Patientenkabel, 25 Einmal-Klebeelektroden, Hardcase, Stoffschutztasche, USB-Kabel, PC-Software (englisch), 2 Batterien, deutsche Bedienungsanleitung



EKG-GERÄTE



HAP 925341

Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät

1 Stück

109,90 /St.

ideal zur Schlaganfallprophylaxe. Mit dem mobilen EKG-Gerät kann bei Beschwerden überall und jederzeit der Herzrhythmus aufgezeichnet werden. Das **Kombigerät** gibt leicht verständliche Informationen zu dem Ergebnis auf dem großen, leicht ablesbaren Display an. Bei Bedarf kann das komplette EKG für den Arzt ausgedruckt oder per E-Mail versandt werden. Alle EKG-Ergebnisse und Blutdruckwerte können mit der Veroval® medi.connect Software schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden. 128 Speicherplätze inkl. Datums- und Uhrzeitanzeige (je 64 Speicherplätze für 2 Benutzer), Übertragung der Messwerte per Bluetooth® und USB-Bluetooth®-Adapter, einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem mobile **EKG-Funktion:** Aufzeichnung des Herzrhythmus in 30 Sekunden, erkennt Herzrhythmusstörungen wie Extrasystolen

vollautomatische **Blutdruck-Messfunktion:** zur sanften und präzisen Messung am Oberarm, Daten kombinierbar mit allen Veroval® Geräten

Lieferumfang: Universalmanschette mit ergonomischer Passform (für Armumfang 22 - 42 cm), USB-Bluetooth®-Adapter, Aufbewahrungstasche und 4 x 1,5 V Batterien AAA



EKG-GERÄTE**Welch Allyn CP 150™ EKG-Gerät**

- 7"-Farb-Touchscreen für eine schnelle und einfache Eingabe präziser Patientendaten
- die schnelle Einschaltfunktion fährt das Gerät schnell hoch und lässt Sie im Handumdrehen EKGs erstellen
- moderne Filter für optimale EKG-Kurvenqualität gewährleisten präzise Messwerte
- 12-Kanal-EKG-Vorschau
- MEANS-EKG-Interpretationssoftware für erwachsene und pädiatrische Patienten (Option)
- Akkubetrieb für einfachen Transport des Geräts zum Patienten
- Speicherung von bis zu 100 Testergebnissen auf dem Gerät oder Übertragung auf einen USB-Stick
- integrierter hochauflösender Thermodrucker ermöglicht Ausdrücke der EKG-Messungen in Originalgröße

Im Lieferumfang enthalten: IEC Patientenkabel, EU-Netzkabel, 100 Einwegelektroden und 10 Adapter oder 6 Saugnapfe und 4 Extremitätenklemmen, Bedienungsanleitung, Abdeckhaube, 1 Block EKG-Papier, Lithium-Ionen-Akku

WLA CP150-2DE2	mit Einmal -Elektroden	1 Stück	2.485,00 /St.
WLA CP150-4DE2	mit wiederverwendbaren Elektroden	1 Stück	2.485,00 /St.

VIDEOPRINTER UND VERBRAUCHSMATERIAL

MIT P95DE

Digitalprinter P95DE1 Stück **590,00** /St.

kompakte Bauweise, extrem hohe Druckgeschwindigkeit und eine enorme Druckqualität, der Digitaldrucker P95DE hat alle Eigenschaften eines Top-Systemdruckers und ist damit für den medizinischen Einsatz prädestiniert, der Thermokopf sorgt in Verbindung mit einem optimierten Heizverfahren für gestochen scharfe Ausdrücke mit klaren Konturen, Auflösung: 325 dpi mit 16-Bit-Datenverarbeitung, Druckzeit pro Bild: 1,9 Sek. (100 x 75 mm), optimiertes Heizverfahren durch „Print Control Engine“



Menge

EURO

VIDEOPRINTER UND VERBRAUCHSMATERIAL



MIT P93E

P93E - Video-Schwarzweiß-Printer 1 Stück
 schnell, gewissenhaft und gleichzeitig effizient. Das hat sich der analoge s/w-Video-Printer zum Anspruch gemacht. 256 Graustufen und 325 dpi Auflösung garantieren den detailgetreuen, kontrastreichen Ausdruck von Patientenbildern in zügigen 3,90 Sek. Dabei liefert der Bildspeicher des P 93E bis zu 10 Vollbilder, die individuell anwählbar sind. Für Helligkeit und Kontrast stehen 39 Stufen (von -19 bis +19) zur Verfügung

590,00 /St.



Verbrauchsmaterial



VE = 4 Rollen

MIT KP61B

Printerpapier **KP - 61 B** 4 Rollen
 für P67E, P68E, P90E, P91E, P93DW, P93E, P95DE
 Standard Thermopapier für Klein-Formate

6,45 /Ro.

MIT KP63HM

Printerpapier **KP - 63 HM** 4 Rollen
 für P67E, P68E, P90E, P91E, P93DW, P93E, P95DE
 kontrastreiches Thermopapier für Klein-Formate

7,80 /Ro.

MIT KP65HM

Printerpapier **KP - 65 HM** 4 Rollen
 für P67E, P68E, P90E, P91E, P93DW, P93E, P95DE
 kontrastreiches Thermopapier für Klein-Formate

13,80 /Ro.

MIT KP91HG

Printerpapier **KP - 91 HG** 4 Rollen
 für P67E, P68E, P90E, P91E, P93DW, P93E, P95DE
 hochglänzendes Thermopapier für Klein-Formate

13,80 /Ro.

MIT K95HG

Printerpapier **K - 95 HG** 5 Rollen
 hochglänzendes Thermopapier für Klein-Formate,
 nur für P95DE

14,95 /Ro.



Menge

EURO

VIDEOPRINTER UND VERBRAUCHSMATERIAL**SONY**

SON UPX-898MD	Videoprinter UP-X898MD hochauflösender A6 schwarz-weiß Thermo- drucker für die medizinische Bilddokumentation, 256 Graustufen, Auflösung 325 dp, Bildelemente Digital: 4096 x 1280 Pixel, Ausdruck innerhalb von 2 Sekunden, großer Bildspeicher für 10 Bilder	1 Stück	1.097,25 /St.
---------------	--	---------	----------------------

**Verbrauchsmaterial****SONY**

SON UPP-110 HA	Printerpapier High Density für UP-890MD, UP-D890	10 Rollen	20,30 /Ro.
SON UPP-110 HD	Printerpapier High Density für UP-D860, UP-860, UP-D860E, UP-890MD, UP-895MD, UP-D895, UP-897MD, UP-D897	10 Rollen	20,30 /Ro.
SON UPP-110 HG	Printerpapier High Glossy für UP-895MD, UP-D895, UP-897MD, UP-D897, UP-X898MD	10 Rollen	20,30 /Ro.
SON UPP-110 S	Printerpapier für UP-D860, UP-860, UP-D860E, UP-890MD, UP-895MD, UP-D890, UP-897MD, UP-D897, UP-D895	10 Rollen	10,40 /Ro.



SON UPP-110 HA



SON UPP-110 HD



SON UPP-110 HG



SON UPP-110 S

Menge

EURO

SCHWÄMME FÜR REIZSTROMGERÄTE

z.B. für Bosch/Siemens/Nemectrodyn, u.a.,
passend für Saugglocken

EKG 1021	Pack = 10 Stück Schwamm 4-loch, Ø 60 mm	1 Pack	15,00 /Pack
EKG 1020	Schwamm 6-loch, Ø 88 mm	1 Pack	21,00 /Pack



KLAMMERELEKTRODEN

megro®

zur Routineableitung an Extremitäten, hält durch
Federkraft, Kontaktmittel: Elektrodenpapier/-creme,
4 mm Bananenstecker-Anschluss

für Erwachsene

EKG 1802-G	gelb	1 Stück	10,00 /St.
EKG 1802-GR	grün		
EKG 1802-R	rot		
EKG 1802-S	schwarz		
EKG 1802-4	schwarz, rot, gelb, grün	1 Set	32,00 /Set



für Kinder

EKG 1803-G	gelb	1 Stück	11,50 /St.
EKG 1803-GR	grün		
EKG 1803-R	rot		
EKG 1803-S	schwarz		
EKG 1803-4	schwarz, rot, gelb, grün	1 Set	38,00 /Set



KLEBERINGE

megro®

zur Befestigung von Elektroden
doppelseitig klebend, transparent
Pack = 500 Stück auf Rolle

für Erwachsene

EKG 4503959	für Siemens	30 mm x 15,5 mm	1 Pack	28,50 /Pack
EKG 92722300	für Hellige	40 mm x 16 mm	1 Pack	28,50 /Pack
EKG 21712301	für Hellige	25 mm x 11 mm	1 Pack	28,50 /Pack

für Kinder

EKG 92722400	für Hellige	20 mm x 8 mm	1 Pack	28,50 /Pack
EKG 92722772	für Hellige	30 mm x 10 mm	1 Pack	28,50 /Pack



Menge

EURO

EKG-ELEKTRODEN

Ratiomed®

Einmal-Elektroden für verschiedene Anwendungsgebiete
Beutel = 30 Stück

MEG 164010	Ø 55 mm, Liquid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: Kurzzeit-EKG	1 Beutel	3,60 /Btl.
MEG 164015	Ø 50 mm, Liquid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Anwendungsempfehlung: Kurzzeit-EKG	1 Beutel	3,15 /Btl.
MEG 164220	Ø 50 mm, Solid-Gel Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich	1 Beutel	3,15 /Btl.



MEG 164010



MEG 164015



MEG 164220



MEG 165.F-55

megro®

Einmal-Elektroden für verschiedene Anwendungsgebiete
Beutel = 30 Stück

F-55	Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Ø 55 mm, Liquid-Gel, Anwendungs- empfehlung: Kurzzeit-EKG	1 Beutel	3,60 /Btl.
------	---	----------	------------

Menge

EURO

EKG-ELEKTRODEN

megro®

Einmal-Elektroden für verschiedene Anwendungsgebiete
Beutel = 30 Stück

MEG 165.T-60	T-60 Trägermaterial Tape, hautfreundlich, Ø 60 mm, Liquid-Gel, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,60 /Btl.
MEG 165.W-60	W-60 Trägermaterial Web, hautfreundlich, Ø 60 mm, Liquid-Gel, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	4,60 /Btl.
MEG 165.FS-50	FS-50 Trägermaterial Stress-Schaumstoff, Ø 50 mm, Liquid-Gel, starker Kleber, Anwendungsempfehlung: Langzeit-EKG	1 Beutel	3,95 /Btl.



T-60



W-60



FS-50

MEG 165.F-40	F-40 Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Ø 40 mm, Solid-Gel, Anwendungsempfehlung: für Kinder	1 Beutel	4,90 /Btl.
--------------	--	----------	-------------------



F-40

MEG 165.F-301	F-301 Trägermaterial Schaumstoff, hautfreundlich, Ø 30 mm, Solid-Gel, Anwendungsempfehlung: für Kinder	1 Beutel	4,90 /Btl.
---------------	---	----------	-------------------



F-301

EKG-ELEKTRODEN**BlueSensor / Ambu[®]**

Die Ambu[®] BlueSensor Elektroden sind in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und medizinischem Fachpersonal entwickelt worden.

Elektroden für das Langzeit-EKG

mikroporöses, atmungsaktives Vliesmaterial, doppelter Klebering, Naßgelelektroden
Pack = 25 Stück



VL-00-S/25

MEG 165200

VL-00-S/25

1 Pack

10,65 /Pack

Anschluss: S = Druckknopf, Ø 68 mm, Langzeit-EKG, Telemetrie, Event Recording, Laufband-Ergometrie, Monitoring



L-00-S/25

MEG 165201

L-00-S/25

1 Pack

9,95 /Pack

Anschluss: S = Druckknopf, Ø 55 mm, Langzeit-EKG (auch Kinder), Event Recording, Monitoring

Elektroden für das Ruhe-EKG

Material: Schaumstoff, Naßgelelektroden
Pack = 50 Stück



R-00-S/25

MEG 165212

P-00-S/50

1 Pack

15,00 /Pack

Anschluss: S = Druckknopf, Ø 34 mm, Ruhe-EKG, Pädiatrie, Echokardiografie/Ultraschall, OP/Anästhesie

Elektroden für die Ergometrie

Material: Schaumstoff, Naßgelelektroden
Pack = 25 Stück



R-00-S/25

MEG 165203

R-00-S/25

1 Pack

9,45 /Pack

Anschluss: S = Druckknopf, Ø 48 mm, Belastungs-EKG, Notaufnahme

Elektroden für die Kurzzeitüberwachung

Material: Polymer, Naßgelelektroden



Q-00-A/25

MEG 165202

Q-00-A/25 (Pack = 25 Stück)

1 Pack

9,00 /Pack

Anschluss: A = Anschluss für 4 mm Bananenstecker, Ø 40 mm, Belastungs-EKG, Ruhe-EKG, Anästhesie, Notaufnahme, Monitoring

MEG 165204

M-00-A/50 (Pack = 50 Stück)

1 Pack

16,30 /Pack

Anschluss: A = Anschluss für 4 mm Bananenstecker, Ø 34 mm, Ruhe-EKG, Pädiatrie, OP/Anästhesie, Biofeedback, Monitoring

Elektroden für die Neonatologie/Pädiatrie

mikroporöses Vliesmaterial, Festgelelektrode, besonders hautfreundlich, Pack = 30 Stück



NF-Elektrode

MEG 165211

NF-50-K/W/30

1 Pack

30,45 /Pack

Größe 22 x 30 mm, 3 Stück/Träger, 50 cm Kabel mit 1,5 mm Sicherheitsstecker, Langzeit-EKG, Neonatologie, Inkubator

Menge

EURO

EKG-ELEKTRODEN

3M

3M™ Red Dot™ EKG-Elektroden

DMM 2237L

Universell einsetzbar, Solid Gel
Ø 4,4 cm, geeignet für umfangreiche chirurgische Eingriffe in OP und Notaufnahme, leichte Handhabung und sicherer Halt, Trägermaterial: Schaumstoff, flüssigkeitsabweisend, latexfrei
Beutel = 50 Stück

1 Beutel

16,00 /Btl.



DMM 2271-50

Belastungs- und Langzeit-EKG
5,1 x 5,5 cm, Soft Cloth Überwachungselektrode, geeignet für feuchte Haut, mit Solid-Gel, Hautvorbereitungspad und Lasche, vielseitig verwendbar in folgenden Bereichen: Kurz- und Langzeitüberwachung, Belastungs-EKG, Telemetrie, Herzstationen, Holter-Ableitungen. Trägermaterial: Textil mit einem patentierten Kleber von 3M, der seine Klebekraft bei Feuchtigkeit und Wärme steigert. Ebenfalls geeignet für die problematische Haut, leicht zu fixieren. Kennzeichnend ist das Abrasiospad
Beutel = 50 Stück

1 Beutel

25,00 /Btl.




DMM 2330

Ruhe-EKG
2,2 x 3,2 cm, EKG Elektrode aus Polymer mit Silber/Silberchlorid-Gel, röntgentransparent, hautfreundlicher Klebstoff, keine Gel-Rückstände
Pack = 100 Stück

1 Pack

27,00 /Pack



EKG-ELEKTRODEN

megro®

MEG 165.FS-RB

FS-RB
Trägermaterial Stressschaum, Maße: 28 x 45 mm, Liquid-Gel, starker Kleber, Anwendungsempfehlung: Ruhe-EKG, Streifen zu 3 Stück
Beutel = 10 x 3 Stück

1 Beutel

4,14 /Btl.



MEG 165.FS-RB4

FS-RB4
Trägermaterial Stressschaum, Maße: 28 x 45 mm, Liquid-Gel, 4 mm Bananenschluss, starker Kleber, Anwendungsempfehlung: Ruhe-EKG
Beutel = 30 Stück

1 Beutel

5,06 /Btl.





MEG 165.RT-34

EKG-ELEKTRODEN**megro**

TAB-Elektroden für RT-Anschluss
exzellente Ableitungsqualität, sichere Klebekraft
und Komfort für den Patienten, für Ruhe-EKG,
Maße: 22 x 34 mm, Trägermaterial Papier/PET,
Aqua-Tac-Gel, Beutel = 10 x 10 Stück

Menge

EURO

1 Beutel

6,65 /Btl.

MEG 165.RT

RT-Anschluss für TAB Elektrode
mit 4 mm Bananenstecker-Anschluss
Beutel = 10 Stück

1 Beutel

41,90 /Btl.**PLATTENELEKTRODE UND ZUBEHÖR****megro**

EKG 1501

Metallplattenelektrode (Nr. 1)
30 mm Ø, 4 mm Bananenstecker-Anschluss
(wie Siemens 7269509)

1 Stück

21,00 /St.

EKG 1502

Extremitätengummigurt (Nr. 2)
45 cm x 3 cm, 1 Loch- und 1 Schlitzreihe
zum einfachen, schnellen Anlegen der Elek-
troden. Die Elektroden werden eingehängt
und können am Gurt verbleiben
(wie Siemens 2274793)
VE = 4 Stück

4 Stück

3,95 /St.

EKG 1503

Brustwandgummigurt
zur Befestigung der Thoraxelektroden
bei Belastungsuntersuchung

135 cm x 3 cm, **1 Lochreihe** (Nr. 3)
(wie Siemens 2274819)

1 Stück

11,20 /St.

EKG 1507

135 cm x 7 cm, **5 Lochreihen** (Nr. 4)
(wie Siemens 2288371)

1 Stück

22,70 /St.

EKG 1510

Befestigungsknopf (Nr. 5)
transparent, für Gummigurte

1 Stück

1,60 /St.**SAUGELEKTRODE****megro**

EKG 21714401

Brustwandsaugelektrode
rot, für Hellige, mit 4 mm Bananenstecker-
anschluss, große Kontaktfläche Ø 20 mm,
Außendurchmesser 30 mm

1 Stück

22,30 /St.

Menge

EURO

GELWÄRMER



Bei der Anwendung von Ultraschallgel kommt es kältebedingt häufig zu unangenehmen Empfindungen bei den Patienten. Mit dem Thermasonic Gelwärmer wird das Ultraschallgel auf Körpertemperatur vorgewärmt

AQU 820120CE

Thermasonic-Gelwärmer 230 V 1 Stück
für 1 Dosierflasche 250 ml
Gel Temperatur ca. 40 °C, Temperaturkontrollleuchte, geringer Stromverbrauch, mit europäischem Netzstecker, 230 V~ +/- 10 %, 50/60 Hz, Maße (B x H x T): 8,5 x 18,5 x 9 cm
Lieferumfang: Thermasonic-Gelwärmer, Wandbefestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)

131,00 /St.



AQU 820320CE

Thermasonic-Gelwärmer LED, 230 V mit Deckel, für 3 Dosierflaschen à 250 ml regulierbarer Thermostat mit 3 Einstellungen (35°C, 40°C oder 46°C), Temperaturkontrollleuchte, geringer Stromverbrauch, beleuchteter EIN-/AUS Schalter, mit europäischem Netzstecker, 230 V~ +/- 10 %, 50/60 Hz, Maße (B x H x T): 18,5 x 21 x 11 cm
Lieferumfang: Thermasonic-Gelwärmer mit Deckel, Wandbefestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)

216,00 /St.



AQU 830320CE

Thermasonic-Gelwärmer LCD, 230 V mit Deckel, für 3 Dosierflaschen à 250 ml regulierbarer Thermostat mit 3 Einstellungen (35°C, 40°C oder 46°C), Temperaturkontrollleuchte, Temperaturanzeigen in Fahrenheit oder Celsius, geringer Stromverbrauch, beleuchteter EIN-/AUS Schalter, mit europäischem Netzstecker, 230 V~ +/- 10 %, 50/60 Hz, Maße (B x H x T): 18,5 x 21 x 11 cm
Lieferumfang: Thermasonic-Gelwärmer mit Deckel, Wandbefestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)

242,00 /St.



Menge

EURO

ULTRASCHALLGEL

SOG 4011



SONOGEL®, steril 1 Pack **61,50 /Pack**
 Ultraschall-Kontaktgel, Applikationsbeutel 20 ml, für die medizinische Diagnostik-Sonographie, enthält weder Glycerin noch Formaldehyd und ist auf einen pH-Wert von 5,5 – 6,0 eingestellt, es ist temperaturstabil, dermatologisch getestet, viskos, nicht tropfend, geruchsneutral, farblos, mikrobiologisch einwandfrei, keine nachteiligen Wirkungen an Haut und Schallkopf, transvaginal einsetzbar, **doppelt ummantelt**, sehr gute Netzeigenschaften. Das Gel verursacht keine Verschmutzung, Flecken oder Ränder auf der Bekleidung
 Pack = 48 Beutel

SOG 4010



SONOGEL®, unsteril 1 Pack **37,50 /Pack**
 Ultraschall-Kontaktgel, Applikationsbeutel 20 ml, für die medizinische Diagnostik-Sonographie, enthält weder Glycerin noch Formaldehyd und ist auf einen pH-Wert von 5,5 – 6,0 eingestellt, es ist temperaturstabil, dermatologisch getestet, viskos, nicht tropfend, geruchsneutral, farblos, mikrobiologisch einwandfrei, keine nachteiligen Wirkungen an Haut und Schallkopf, transvaginal einsetzbar **einfach ummantelt**, sehr gute Netzeigenschaften. Das Gel verursacht keine Verschmutzung, Flecken oder Ränder auf der Bekleidung. Besonders geeignet auf der Intensivstation, für mobile Ultraschallgeräte, z.B. im Notarztwagen und in der Luftrettung, zur Vermeidung von Kreuzinfektionen
 Pack = 50 Beutel

ULTRASCHALLSONDEN-SCHUTZÜBERZÜGE

Ratiomed®

Robuste Universal-Schutzhüllen

für Ultraschall-Untersuchungssonden, aus Naturkautschuklatex, transparent, glatte Oberfläche, zylindrisch, für einwandfreie, hygienische Untersuchungen, unsteril, im Spenderkarton, „Made in Germany“

MEG 127320



ca. 32 Ø x 195 mm 1 Pack **8,70 /Pack**
 gepudert, Pack = 144 Stück

MEG 127325

ca. 28 Ø x 200 mm 1 Pack **8,70 /Pack**
 gepudert, Pack = 144 Stück

Menge

EURO

ULTRASCHALLGEL

Qatiomed

für Ultraschall-Diagnostik und Therapie, viskos, nicht tropfend, akustisch präzise, formaldehydfrei, fettfrei, wasserlöslich, farb- und geruchslos, indifferent bei Kontakt mit Haut und Schallkopf

MEG 150.0250	250 g Flasche	1 Flasche	2,20 /Fl.
MEG 150.1000	1 kg Flasche	1 Flasche	3,10 /Fl.
MEG 150.5000	5 kg Kanister	1 Kanister	10,80 /Kan.
MEG 151.5000	5 kg Cubitainer (inkl. 250 ml Leerflasche)	1 Cubitainer	11,55 /Cub.
MEG 150.9010	10 kg Kanister	1 Kanister	18,00 /Kan.



EKG / ULTRASCHALLGEL / -CREME

Qatiomed





MEG 152.0250	Elektrodengel 250 g für EKG, EEG und Kardioversion, hohe elektrische Leitfähigkeit, wasserlöslich, nicht fettend, formaldehydfrei	1 Flasche	1,90 /Fl.
--------------	---	-----------	------------------






Qatiomed

MEG 153.0250	Elektroden-Kontaktspray für EKG, EMG und EEG, hohe elektrische Leitfähigkeit, nicht fettend	1 Flasche	2,70 /Fl.
MEG 153.2000	250 ml Flasche 2 Liter Kanister	1 Kanister	9,90 /Kan.



		Menge	EURO
<u>EKG / ULTRASCHALLGEL / -CREME</u>			
			
	AQU 1560	Signa Gel - Elektroden Gel 60 g Tube 1 Tube	3,05 /Tube
		für EKG, Defibrillation, Biofeedback und EMG, hohe Leitfähigkeit, hypoallergen, bakterio-statisch, wasserlöslich, hinterlässt keine Flecken, nicht körnig	
	AQU 1705	Signa-Creme 170 g 1 Flasche	2,95 /Fl.
		kosmetische Qualität, angenehm für Patienten, nicht reizend, hypoallergen, bakterio-statisch	
	AQU 1825	Signa-Spray Elektrolyt zur Anwendung von Geräten zur Muskelstimulierung, nicht körniges Hautvorbe-reitungsmittel, bakterio-statisch, hypoallergen, hinterlässt keine Flecken, keine Rückstands-bildung, einfaches Auftragen, einfache Reinigung	
	AQU 1828	250 ml Flasche 1 Flasche	4,85 /Fl.
	AQU 1828	3,8 l Kanister 1 Kanister	33,60 /Kan.

ULTRASCHALLGEL

	AQU 0101	Aquasonic 100 für alle Untersuchungen, bei denen ein viskoses Gel erforderlich ist, akustisch korrekt für einen breiten Frequenzbereich, absolut aquatisch, hinterlässt keine Flecken auf Kleidung oder Wandler, hypoallergen, bakterio-statisch, weder sensibilisierend noch reizend, enthält kein Formaldehyd, nicht spermizid	
		steril, 20 g Beutel 48 Beutel	1,30 /Btl.
		für alle diagnostischen und therapeutischen Ultraschalluntersuchungen, bei denen Sterilität erforderlich ist VE = 48 Beutel	
	AQU 0102	60 g Tube 1 Tube	3,30 /Tube
	AQU 0108	250 ml Flasche 1 Flasche	2,90 /Fl.
	AQU 0150	5 Liter Cubitainer 1 Cubitainer	21,00 /Cub.

Menge EURO

ULTRASCHALLGEL



AQU 0350

Aquasonic Clear Gel, 5 Liter
keine Geruchs- oder Farbstoffe

1 Kanister **24,00 /Kan.**



AQU 0402

Aquaflex Pad, 2 x 9 cm
aquatisches, flexibles Ultraschall-Einwegprodukt zur Anwendung an schwer abzubildenden Bereichen und Nahfeldbereichen, oder wenn Gels allein nicht ausreichen. Die Einweg-Anwendung eliminiert die Gefahr einer Querkontaminierung bei diagnostischen und therapeutischen Ultraschalluntersuchungen
VE = 6 Stück

6 Stück **6,95 /St.**



EKG / ULTRASCHALLGEL / -CREME



AQU 1208

Spectra 360 - Elektroden Gel 250 g Tube 1 Tube
feucht bleibende, nicht körnige STAY-WET® Formel ermöglicht lange Anwendung ohne wiederholtes Auftragen, für EKG, TENS, Monitoring, Pädiatrie, nicht reizend, hypoallergen, bakteriostatisch, salzfrei, keine Übertragung von Natriumionen

3,25 /Tube



ULTRASCHALLSONDEN-SCHUTZÜBERZÜGE



AQU 3801

Eclipse
weiche Einweghülle für medizinische Ultraschallsonden/Wandler, gebrauchsfertig innen bereits mit Aquasonic 100® Ultraschall-Übertragungsgel beschichtet, passt auf die meisten gebräuchlichen endokavitären Ultraschallsonden, latexfrei, nicht reizend, nicht sensibilisierend, nicht steril
Pack = 100 Stück

63,00 /Pack



Menge

EURO

DARMROHRE UND ZUBEHÖR**megro®**

MEG 400091

Darmrohr 16 mm

10 Stück

2,50 /St.

nur zum Einmalgebrauch, blau, einteilig mit Olive (Ø 16 mm), Ø Innen (Lumen): ca. 7 mm, konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC, zentrale Öffnung und 4 seitliche Augen, mit transparentem Stufenkonnektor, Länge 16 cm
VE = 10 Stück



MEG 400092

Darmrohr 16 mm mit Ballon und Klemme

10 Stück

8,40 /St.

nur zum Einmalgebrauch, blau, einteilig mit Olive (Ø 16 mm), Ø Innen (Lumen): ca. 8 mm, innenliegende Luftzufuhr, mit transparentem Rückschlagventil, konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC, weicher Silikonballon mit Luer-Lock Anschluss, zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen, mit transparentem Stufenkonnektor, Länge 15,5 cm
VE = 10 Stück



MEG 400093

Darmrohr 16 mm mit Ballon, Klemme und Schlauchverlängerung

10 Stück

9,25 /St.

nur zum Einmalgebrauch, zweiteilig mit Olive (Ø 16 mm), Ø Innen (Lumen): ca. 8 mm, innenliegende Luftzufuhr, konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC, weicher Silikonballon mit Trichteranschluss, zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen, mit transparentem Stufenkonnektor, Gesamtlänge 38 cm inkl. Schlauchverlängerung
VE = 10 Stück





MEG 400131

DARMROHRE UND ZUBEHÖR**megro®****Gebälseball**

blau, für die Luftinsufflation bei der Doppelkontrasttechnik, latexfrei, mit schwarzem Stufenkonnektor

Menge

EURO

1 Stück

6,25 /St.

MEG 400121

EINLAUFSYSTEM**megro®****Kontrastbeutel mit Darmrohr leer**

2 Ltr. Füllvolumen, Darmrohr (13,4 cm lang) mit Silikonballon und Olive (Ø 16 mm), 180 cm langer Überleitschlauch mit Schlauchklemme, einzeln steril verpackt

1 Stück

14,50 /St.BIS 690014PVC
BIS 690014PVC.17**RÖNTGENTISCHAUFLAGEN****bisanz****Röntgentischauflage**

200 x 60 x 3 cm, Röntgenbereich, fester Schaumstoff, PVC-Bezug geschweißt mit Kunststoffentlüftungsösen schwarz

1 Stück

104,30 /St.**creme*****grau***

1 Stück


104,30 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



creme

grau



MEG 400000

MEG 400001

RÖNTGENBUCHSTABEN**megro®****L** 40 x 25 mm

1 Stück

11,05 /St.**R** 40 x 25 mm

1 Stück

11,05 /St.

MEG 400003

Röntgen-Metallklammer L/R
vernickelt, Gesamthöhe: 42 mm,
Buchstabenhöhe: 15 mm

1 Stück

14,60 /St.

Menge

EURO

RÖNTGENKOPFTEIL


BIS 680011PU

Röntgenkopfteil Nr. 9 für Rückenlage, agave*, im Röntgenbereich zur Fixierung des Kopfes in unterschiedliche Lagen, mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig, Maße: 25 x 25 x 10 cm

1 Stück

44,60 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!

RÖNTGENZUBEHÖR

BIS 680000PU

Röntgensortiment 9-teilig mit PU-Beschichtung agave*, aus mittelfestem Schaumstoff, zum Fixieren des Patienten, die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung
Inhalt: 1 x Nr. 1, 2 x Nr. 2, 2 x Nr. 3, 2 x Nr. 4, 1 x Nr. 5, 1 x Nr. 6


1 Set

195,00 /Set

Maße:

Nr. 1 (36 x 24 x 12 cm), Nr. 2 (18 x 24 x 12 cm),
Nr. 3 (18 x 10 x 5 cm), Nr. 4 (24 x 18 x 6 cm),
Nr. 5 (24 x 18 x 3 cm), Nr. 6 (24 x 18 x 5 cm)

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

megro

STATIONSWARE

Chirurgische Scheren

		Menge	EURO
MEG 700210	14,5 cm, gerade stumpf/stumpf	1 Stück	5,60 /St.
MEG 700211	spitz/stumpf		
MEG 700212	spitz/spitz		
MEG 700216	14,5 cm, gebogen stumpf/stumpf	1 Stück	5,60 /St.
MEG 700217	spitz/stumpf		
MEG 700218	spitz/spitz		



Feine chirurgische Scheren

MEG 700230	11,5 cm, gerade spitz/spitz	1 Stück	6,65 /St.
MEG 700231	11,5 cm, gebogen spitz/spitz	1 Stück	6,65 /St.



megro

Halst.-Mosquito Arterienklemmen

MEG 700360	12,5 cm, gerade, gerieft	1 Stück	9,30 /St.
MEG 700361	12,5 cm, gebogen, gerieft	1 Stück	9,45 /St.



Pean-Arterienklemme

MEG 700380	14 cm, gerade, gerieft	1 Stück	9,10 /St.
------------	------------------------	---------	------------------



Kocher-Arterienklemmen gerade, gerieft

MEG 700390	14 cm	1 Stück	9,80 /St.
MEG 700391	16 cm	1 Stück	12,60 /St.

Halst.-Mosquito Arterienklemmen

Schlauchklemme

MEG 700422	15 cm, glatt	1 Stück	9,10 /St.
------------	--------------	---------	------------------



Pean-Arterienklemme



Schlauchklemme



Kocher-Arterienklemmen

Menge

EURO

megro®**STATIONSWARE****Haushaltspinzetten**MEG 700303
MEG 7003109,0 cm
9,5 cm, glatt1 Stück
1 Stück**6,30 /St.**
7,35 /St.

MEG 700306

Anatomische Pinzette 14,5 cm

1 Stück

4,05 /St.

Haushaltspinzetten



Anatomische Pinzette



MEG 700326

Chirurgische Pinzette
14,5 cm, 1 x 2 Zähne

1 Stück

4,55 /St.

MEG 700342

Splitterpinzette
11,5 cm, Feilchenfeld

1 Stück

4,90 /St.

Nagelscheren

megro®**Nagelscheren**MEG 700620
MEG 70062210 cm, gerade
10 cm, gebogen1 Stück
1 Stück**4,90 /St.**
5,95 /St.**Feine Nagelscheren**MEG 700623
MEG 7006249 cm, gerade
9 cm, gebogen1 Stück
1 Stück**5,95 /St.**
6,30 /St.

MEG 700626

Hautschere 10,5 cm

1 Stück

9,45 /St.

feine Nagelscheren



Hautschere

Menge EURO

megro®

STATIONSWARE

Gross-Maier-Kornzangen mit Sperre

MEG 700460	20 cm, gerade	1 Stück	15,25 /St.
MEG 700470	20 cm, gebogen	1 Stück	15,25 /St.
MEG 700462	25 cm, gerade	1 Stück	17,50 /St.
MEG 700472	25 cm, gebogen	1 Stück	17,50 /St.



megro®

MEG 700520	Mayo-Hegar Nadelhalter 16 cm, gerade	1 Stück	13,65 /St.
MEG 700540	Mathieu Nadelhalter 14 cm	1 Stück	16,80 /St.



Mathieu Nadelhalter



Mayo-Hegar Nadelhalter

megro®

Lister Verbandscheren

MEG 700560	14 cm	1 Stück	6,50 /St.
MEG 700564	18 cm	1 Stück	11,20 /St.

MEG 700625	Nagelhautzange 13,5 cm	1 Stück	32,05 /St.
------------	-------------------------------	---------	-------------------

MEG 700650	Schwesterngarnitur komplett mit Schere und Feile an Kette mit Halter	1 Stück	15,20 /St.
------------	---	---------	-------------------



Lister Verbandscheren



Nagelhautzange









Schwesterngarnitur



CHIRURGISCHE INSTRUMENTE**megro®**STATIONSWARE – 1A Qualität

einzeln verpackt in stabiler Tüte

Chirurgische Scheren

	MEG 710210	14,5 cm, gerade stumpf/stumpf	1 Stück	9,10 /St.
	MEG 710211	spitz/stumpf		
	MEG 710212	spitz/spitz		
	MEG 710216	14,5 cm, gebogen stumpf/stumpf	1 Stück	9,10 /St.
	MEG 710217	spitz/stumpf		
	MEG 710218	spitz/spitz		

**Feine chirurgische Scheren**

	MEG 710230	11,5 cm, gerade spitz/spitz	1 Stück	11,70 /St.
	MEG 710231	11,5 cm, gebogen spitz/spitz	1 Stück	11,70 /St.

**megro®**

	MEG 710306	Anatomische Pinzette 14,5 cm	1 Stück	4,70 /St.
	MEG 710326	Chirurgische Pinzette 14,5 cm, 1 x 2 Zähne	1 Stück	5,30 /St.
	MEG 710342	Splitterpinzette 11 cm, Feilchenfeld	1 Stück	5,70 /St.

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

megro®

STATIONSWARE – 1A Qualität

einzelnd verpackt in stabiler Tüte

Menge

EURO

MEG 710360

Halst.-Mosquito Arterienklemmen

12 cm, gerade, gerieft

1 Stück

11,90 /St.

MEG 710361

12 cm, gebogen, gerieft

1 Stück

12,30 /St.

MEG 710380

Pean-Arterienklemme

14,5 cm, gerade, gerieft

1 Stück

11,80 /St.

MEG 710422

Schlauchklemme

15 cm, kariert

1 Stück

16,60 /St.



Halst.-Mosquito Arterienklemmen



Pean-Arterienklemme



Schlauchklemme

megro®

Lister Verbandscheren

14,5 cm

1 Stück

11,00 /St.

MEG 710560

18 cm

1 Stück

14,90 /St.

MEG 710564



megro®

Mayo-Hegar Nadelhalter

16 cm, gerade

1 Stück

17,30 /St.

MEG 710520

Mathieu Nadelhalter 14 cm

1 Stück

23,20 /St.

MEG 710540



Mathieu Nadelhalter



Mayo-Hegar Nadelhalter

Menge

EURO

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE*dimed*[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

aus hochwertigem Stahl, matt, in OP-Qualität

Chirurgische ScherenMEG 778210
MEG 778211
MEG 77821214,5 cm, **gerade**
stumpf/stumpf
spitz/stumpf
spitz/spitz

1 Stück

10,90 /St.MEG 778216
MEG 778217
MEG 77821814,5 cm, **gebogen**
stumpf/stumpf
spitz/stumpf
spitz/spitz

1 Stück

10,90 /St.**Feine chirurgische Scheren**

MEG 778230

11,5 cm, **gerade**
spitz/spitz

1 Stück

13,10 /St.

MEG 778231

11,5 cm, **gebogen**
spitz/spitz

1 Stück

13,10 /St.**Lister Verbandscheren**MEG 778560
MEG 77856414 cm
18 cm

1 Stück

12,70 /St.

1 Stück

16,60 /St.**Pean-Arterienklemmen****gerade, gerieft**MEG 778380
MEG 77838114 cm
16 cm

1 Stück

13,10 /St.

1 Stück

14,70 /St.

MEG 778306

Anatomische Pinzette 14,5 cm

1 Stück

5,05 /St.

MEG 778326

Chirurgische Pinzette
14,5 cm, 1 x 2 Zähne

1 Stück

5,50 /St.

MEG 778342

Splitterpinzette
11,5 cm, Feilchenfeld

1 Stück

7,10 /St.

Chirurgische Scheren, gerade



Chirurgische Scheren, gebogen



Feine chirurgische Scheren



Lister Verbandscheren



Pean-Arterienklemmen

Anatomische
PinzetteChirurgische
PinzetteSplitter-
pinzette

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



Menge

EURO

Chirurgische Scheren

AES BC314R	gerade, stumpf/stumpf, 14,5 cm	1 Stück	22,40 /St.
AES BC344R	gerade, spitz/spitz, 14,5 cm	1 Stück	23,30 /St.
AES BC324R	gerade, spitz/stumpf, 14,5 cm	1 Stück	22,00 /St.
AES BC444R	gebogen, spitz/spitz, 14,5 cm	1 Stück	24,40 /St.
AES BC414R	Cooper, gebogen, stumpf/stumpf, 14,5 cm	1 Stück	26,30 /St.
AES BC424R	gebogen, spitz/stumpf, 14,5 cm	1 Stück	23,90 /St.



Chirurgische Scheren

Lister Verbandscheren

AES BC861R	14 cm	1 Stück	29,00 /St.
AES BC862R	18 cm	1 Stück	33,60 /St.
AES BC863R	20 cm	1 Stück	39,20 /St.

Metzenbaum Präparierscheren

AES BC601R	gerade, 14,5 cm	1 Stück	32,70 /St.
AES BC605R	gebogen, 14,5 cm	1 Stück	35,10 /St.



Lister Verbandschere

Metzenbaum Präparierscheren

Iris- u. Fadenscheren

AES BC110R	gerade, spitz/spitz, 11 cm	1 Stück	26,00 /St.
AES BC107R	gebogen, spitz/spitz, 11,5 cm	1 Stück	28,40 /St.

Maier-Kornzangen mit Sperre

AES BF058R	gerade, 26 cm	1 Stück	52,70 /St.
AES BF059R	gebogen, 26 cm	1 Stück	55,10 /St.

Nadelhalter

AES BM236R	Mayo-Hegar, gerade, 18,5 cm	1 Stück	43,10 /St.
AES BM220R	Crile-Wood, kräftig, 16 cm	1 Stück	74,00 /St.

Mosquitoklemmen

AES BH110R	nach Halsted, gerade, gerieft, 12,5 cm	1 Stück	28,00 /St.
AES BH111R	nach Halsted, gebogen, gerieft, 12,5 cm	1 Stück	30,00 /St.

Anatomische Pinzetten


AES BD027R	mittelbreit, 14,5 cm	1 Stück	11,70 /St.
AES BD047R	standard, 14,5 cm	1 Stück	11,70 /St.



Iris- u. Fadenscheren

Chirurgische Pinzetten

AES BD557R	standard, 1 x 2 Zähne, 14,5 cm	1 Stück	12,40 /St.
AES BD559R	standard, 1 x 2 Zähne, 16 cm	1 Stück	13,90 /St.



Nadelhalter

Mosquitoklemmen



Anatomische Pinzetten

Chirurgische Pinzetten



Maier-Kornzangen

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Chirurgische Scheren gerade

ZEP 08-1100-13	spitz/stumpf, 13,0 cm	1 Stück	11,10 /St.
ZEP 08-1100-14	spitz/stumpf, 14,5 cm	1 Stück	11,60 /St.
ZEP 08-1100-16	spitz/stumpf, 16,5 cm	1 Stück	16,10 /St.
ZEP 08-1200-13	spitz/spitz, 13,0 cm	1 Stück	11,10 /St.
ZEP 08-1200-14	spitz/spitz, 14,5 cm	1 Stück	11,60 /St.

gebogen

ZEP 08-1201-13	spitz/spitz, 13,0 cm	1 Stück	12,00 /St.
----------------	----------------------	---------	-------------------

Lister Verbandscheren

ZEP 08-9001-14	14,5 cm	1 Stück	15,60 /St.
ZEP 08-9001-16	16,0 cm	1 Stück	18,50 /St.
ZEP 08-9001-18	18,0 cm	1 Stück	18,60 /St.
ZEP 08-9001-20	20,5 cm	1 Stück	21,80 /St.
ZEP 08-9001-14L	14,5 cm für Linkshänder	1 Stück	17,80 /St.

Iris-Schere

ZEP 08-3400-11	gerade, spitz/spitz, 11,5 cm	1 Stück	16,40 /St.
ZEP 08-3401-11	gebogen, spitz/spitz, 11,5 cm	1 Stück	16,80 /St.

ZEP 74-3005-10	Nagelschere gebogen, 10 cm	1 Stück	14,60 /St.
----------------	--------------------------------------	---------	-------------------

Spencer Ligatur Scheren

ZEP 08-8002-09	9 cm	1 Stück	17,90 /St.
ZEP 08-8002-11	11 cm	1 Stück	18,20 /St.

ZEP 08-2803-14	Metzenbaum fino Präparierschere gebogen, stumpf/stumpf, 14 cm	1 Stück	19,70 /St.
----------------	---	---------	-------------------



Chirurgische Scheren, spitz/stumpf



Chirurgische Scheren, spitz/spitz



Lister Verbandschere




Lister Verbandschere für Linkshänder



Iris-Schere, gebogen



Nagelschere



Spencer Ligatur Schere, 9 cm



Metzenbaum fino Präparierschere

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



excellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Menge

EURO

Anatomische Pinzetten

gerade

ZEP 10-1002-11	11,5 cm	1 Stück	5,30 /St.
ZEP 10-1002-13	13,0 cm	1 Stück	5,40 /St.
ZEP 10-1002-14	14,5 cm	1 Stück	5,40 /St.
ZEP 10-1002-16	16,0 cm	1 Stück	5,90 /St.
ZEP 10-1002-25	25,0 cm	1 Stück	11,40 /St.
ZEP 10-1002-30	30,0 cm	1 Stück	18,80 /St.
ZEP 10-1100-11	11,5 cm, schmale Form	1 Stück	5,30 /St.
ZEP 10-1100-13	13,0 cm, schmale Form	1 Stück	5,30 /St.
ZEP 10-1100-14	14,5 cm, schmale Form	1 Stück	5,30 /St.
ZEP 10-1700-12	12,0 cm, gerieft, nach Adson	1 Stück	8,40 /St.



Anatomische Pinzetten 14,5 cm + 25 cm, schmale Form 13 + 14,5 cm, nach Adson

Chirurgische Pinzetten

gerade, 1x2 Zähne

ZEP 10-1200-11	11,5 cm	1 Stück	5,40 /St.
ZEP 10-1200-14	14,5 cm	1 Stück	5,70 /St.
ZEP 10-1200-16	16,0 cm	1 Stück	6,50 /St.
ZEP 10-1300-11	11,0 cm, schmale Form	1 Stück	5,90 /St.
ZEP 10-1300-13	13,0 cm, schmale Form	1 Stück	6,30 /St.
ZEP 10-1800-12	12,0 cm, nach Adson	1 Stück	8,90 /St.



Chirurgische Pinzetten 11,5 + 14,5 cm, schmale Form 11 + 13 cm, nach Adson

Splinterpinzetten nach Feilchenfeld

ZEP 10-8100-09	9,0 cm	1 Stück	7,50 /St.
ZEP 10-8100-11	11,5 cm	1 Stück	8,40 /St.

ZEP 43-4206-09	Cilienpinzette schräg, 9 cm	1 Stück	7,20 /St.
----------------	---------------------------------------	---------	-----------

ZEP 10-3300-12	Uhrmacherpinzette gerade, 12 cm, Nr. 3	1 Stück	9,00 /St.
----------------	--	---------	-----------

ZEP 44-2001-11	Ohrpinzette nach Wilde (Troeltsch) abgewinkelt, 12 cm	1 Stück	9,00 /St.
----------------	---	---------	-----------



Splinterpinzetten



Cilienpinzette



Uhrmacherpinzette



Ohrpinzette

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards



Rochester Pean Arterienklemme, 14,5 cm

Rochester Pean Arterienklemmen			
gerade, gerieft			
ZEP 12-3100-14	14,5 cm	1 Stück	14,40 /St.
ZEP 12-3100-16	16,0 cm	1 Stück	15,60 /St.
ZEP 12-3100-18	18,0 cm	1 Stück	18,20 /St.
ZEP 12-3100-26	26,0 cm	1 Stück	31,10 /St.

Gross-Maier Kornzange

ZEP 16-1100-26	gerade, 26,5 cm	1 Stück	32,90 /St.
ZEP 16-1101-26	gebogen, 26,5 cm	1 Stück	33,80 /St.

ZEP 14-1203-13	Tuchklemme Kugel mit Schale 13 cm	1 Stück	19,10 /St.
----------------	---	---------	-------------------



Gross-Maier Kornzange, gerade



Gross-Maier Kornzange, gebogen



Tuchklemme Kugel mit Schale

Nadelhalter

ZEP 24-1600-15	Crile-Wood , gerade, 15 cm	1 Stück	19,70 /St.
ZEP 24-1800-18	Mayo-Hegar , gerade, 18 cm	1 Stück	22,50 /St.
ZEP 24-4100-14	Olsen-Hegar , gerade, 14 cm	1 Stück	28,40 /St.



Crile-Wood Nadelhalter



Mayo-Hegar Nadelhalter



Olsen-Hegar Nadelhalter

CHIRURGISCHE INSTRUMENTE



exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Nasenspekula Hartmann-Halle

ZEP 46-1002-01	Fig. 1 , 15 cm	1 Stück	47,40 /St.
ZEP 46-1002-02	Fig. 2 , 15 cm	1 Stück	47,40 /St.
ZEP 46-1002-03	Fig. 3 , 15 cm	1 Stück	47,40 /St.



Nasenspekulum, Fig. 1

ZEP 26-6301-13	Klammerentfernungszange nach Michel , 13 cm	1 Stück	27,50 /St.
----------------	--	---------	-------------------



ZEP 26-6300-12	Klammerentfernungszange nach Michel , 12 cm	1 Stück	25,40 /St.
----------------	--	---------	-------------------



Klammerentfernungszangen

Knopfsonden, doppelendig

ZEP 20-1004-14	1,0 mm Ø x 14,5 cm	1 Stück	1,80 /St.
ZEP 20-1005-14	1,5 mm Ø x 14,5 cm	1 Stück	2,00 /St.
ZEP 20-1006-16	2,0 mm Ø x 16,0 cm	1 Stück	2,40 /St.
ZEP 20-1005-20	1,5 mm Ø x 20,0 cm	1 Stück	2,90 /St.



Knopfsonden
1,0 + 2,0 mm Ø

Scharfer Löffel nach Volkmann

ZEP 32-4609-96	17 cm, Fig. 0000	1 Stück	27,50 /St.
ZEP 32-4609-97	17 cm, Fig. 000	1 Stück	27,50 /St.
ZEP 32-4609-98	17 cm, Fig. 00	1 Stück	27,50 /St.
ZEP 32-4700-00	17 cm, Fig. 0	1 Stück	27,50 /St.
ZEP 32-4700-01	17 cm, Fig. 1	1 Stück	27,50 /St.
ZEP 32-4700-02	17 cm, Fig. 2	1 Stück	27,50 /St.
ZEP 32-4700-03	17 cm, Fig. 3	1 Stück	27,50 /St.
ZEP 32-4700-04	17 cm, Fig. 4	1 Stück	27,50 /St.

ZEP 32-5306-01	Scharfer Doppellöffel nach Williger oval/oval, Fig. 0/1, 13,5 cm	1 Stück	26,70 /St.
----------------	--	---------	-------------------

ZEP 52-2700-16	Kehlkopfspiegel ohne Griff, Fig. 3, Ø 16 mm	1 Stück	3,20 /St.
----------------	---	---------	------------------



Scharfer Löffel nach Volkmann, Fig. 03



Scharfer Doppellöffel nach Williger



Kehlkopfspiegel

Menge

EURO

STERILBEZÜGE FÜR KOCHSALZSCHÜSSELN**megro®****Thermo-Cover / Thermo-Cover Lite**

für Kochsalzschüsseln, steril, konfektionierter Überzug für NaCl-Schüsseln im OP, erspart die Sterilisation der Edelstahlschüssel. Wird in die Schüssel eingelegt und nach unten über den Ständer zur Abdeckung gezogen. Durch den Aluminiumeinsatz im Bodenbereich können Temperaturspitzen der Heizplattenständer ausgeglichen werden, ohne dass eine Beschädigung des Thermo-Covers auftritt. Die Ausformung des Schalenbereichs sorgt für eine faltenfreie Einlegung in die Schale. Ohne Schweißnähte, im Schüsselbodenbereich aufgesiegelte Aluminiumfolie, 430/250 x 750 mm



MEG 139010

Thermo-Cover TC43-75SW

1 Pack

84,00 /Pack

vollständige Auskleidung der Salzschüssel und gleichzeitige Abdeckung des Temperierständers mit stabiler Schutzfolie in Auszugsfaltung, im Schüsselbereich **doppelwandig** rundgeformt
Pack = 20 Stück

MEG 139015

Thermo-Cover Lite TC43-75TL

1 Pack

88,50 /Pack

vollständige Auskleidung der Salzschüssel und gleichzeitige Abdeckung des Temperierständers, im Schüsselbereich **einwandig** rundgeformt
Pack = 25 Stück

ZECKENENTFERNER**Ratiomed®**

MEG 700890

Zeckenzange

1 Stück

1,10 /St.

aus Kunststoff, blau, mit Greifbacken und Drücker, geeignet für Mensch und Tier, ca. 9,2 cm lang

SÖHNGEN®

SÖH 2009009

Zeckenpinzette

1 Stück

1,55 /St.

aus Kunststoff, mit Greifbacken und Drücker



KUW 11.10001.002

Zecken-Fix Zeckenpinzette

1 Stück

5,80 /St.

aus Edelstahl/Kunststoff, sterilisierbar, ca. 8,5 cm lang, zum schnellen und einfachen Entfernen von Zecken, mit abgewinkeltm Kopf, für die Anwendung bei Mensch und Tier, einzeln verpackt



ZEP 10-8409-11

Zeckenpinzette

1 Stück

13,40 /St.

exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut, ca. 11,5 cm lang



Menge

EURO

EINMAL-INSTRUMENTE



SUSI Einmal-Instrumente

Sterile SUSI Instrumente (**S**ingle **U**se **S**urgical **I**nstruments) stellen eine wirtschaftliche Alternative zur zeit- und kostenintensiven Aufbereitung von chirurgischen Einzelinstrumenten dar. Aufwendige Aufbereitungsprozesse entfallen. Sie sind aus einem glasfaserverstärkten Hochleistungspolymer hergestellt

Einmal-Scheren

Pack = 20 Stück

AES BC110SU	fein, spitz/spitz, gerade, 11 cm	1 Pack	52,10 /Pack
AES BC324SU	chir., spitz/stumpf, gerade, 14,5 cm	1 Pack	50,00 /Pack

Einmal-Pinzetten, anatomisch

Pack = 20 Stück

AES BD047SU	ohne Zähne, 14,5 cm	1 Pack	32,70 /Pack
AES BD222SU	nach Adson, ohne Zähne, 12 cm	1 Pack	32,70 /Pack

Einmal-Pinzetten, chirurgisch

Pack = 20 Stück

AES BD512SU	nach Adson, 1 x 2 Zähne, 12 cm	1 Pack	32,00 /Pack
AES BD557SU	1 x 2 Zähne, 14,5 cm	1 Pack	32,70 /Pack

Einmal-Tupferzangen

Pack = 20 Stück

AES BF046SU	nach Gross, gerade, 20 cm	1 Pack	56,00 /Pack
AES BF059SU	nach Maier, gebogen, 26,5 cm	1 Pack	56,00 /Pack

Einmal-Pean-Arterienklemmen

Pack = 20 Stück

AES BH424SU	gerade, 14,5 cm	1 Pack	37,80 /Pack
-------------	-----------------	--------	--------------------

Einmal-Nadelhalter

Pack = 20 Stück

AES BM235SU	nach Mayo-Hegar, 15 cm	1 Pack	60,80 /Pack
-------------	------------------------	--------	--------------------

Einmal-Wundspreizer nach Weitlaner


Pack = 20 Stück

AES BV067SU	3 x 4 Zähne, 13 cm, halbscharf	1 Pack	76,00 /Pack
-------------	--------------------------------	--------	--------------------

Scharfe Löffel

Pack = 20 Stück

AES FK850SU	zum Einmalgebrauch, 18 cm	1 Pack	53,00 /Pack
-------------	---------------------------	--------	--------------------



Einmal-Pinzetten
anatomisch chirurgisch



Einmal-Tupferzangen nach Gross und Maier



Einmal-Arterienklemmen
Pean



Einmal-Nadelhalter
Mayo-Hegar



Einmal-Wundspreizer



Scharfer Löffel

EINMAL-INSTRUMENTE
 Rocaille

einzel steril verpackt, aus Metall, eine beidseitige Sicherheitsmarkierung (**Einweg-Kennzeichnung**) verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten



MEG 781065

Anatomische Mosquitoklemme
zum Einmalgebrauch
nach Halsted, 12,5 cm, gerade
Pack = 20 Stück

1 Pack

40,80 /Pack

Anatomische Mosquitoklemme, gerade

Irisscheren

zum Einmalgebrauch
Pack = 20 Stück

MEG 781000

11,5 cm, spitz/spitz, gerade

1 Pack

42,20 /Pack

MEG 781005

11,5 cm, spitz/spitz, gebogen

1 Pack

42,20 /Pack

MEG 781025

Metzenbaumschere

zum Einmalgebrauch
14 cm, gerade, stumpf/stumpf
Pack = 20 Stück

1 Pack

55,65 /Pack

Irisschere gerade



Irisschere gebogen



Metzenbaumschere gerade



Nadelhalter nach Mayo-Hegar

MEG 781075

Nadelhalter

zum Einmalgebrauch
nach Mayo-Hegar, 18 cm, gerade
Pack = 20 Stück

1 Pack

90,30 /Pack**Chirurgische Scheren**

zum Einmalgebrauch, Pack = 20 Stück

MEG 781010

12,5 cm, gerade, stumpf/stumpf

1 Pack

47,70 /Pack

MEG 781015

12,5 cm, gerade, spitz/stumpf

1 Pack

43,55 /Pack

MEG 781020

12,5 cm, gerade, spitz/spitz

1 Pack

43,55 /Pack

gerade, stumpf/stumpf, 12,5 cm



gerade, spitz/stumpf, 12,5 cm



gerade, spitz/spitz, 12,5 cm

Menge

EURO

EINMAL-INSTRUMENTE

Rockette

einzel steril verpackt, aus Metall, eine beidseitige Sicherheitsmarkierung (Einweg-Kennzeichnung) verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten

Anatomische Pinzetten

zum Einmalgebrauch
Pack = 20 Stück

MEG 781030	12,0 cm, nach Adson	1 Pack	35,30 /Pack
MEG 781031	12,5 cm, nach Adson	1 Pack	33,80 /Pack
MEG 781035	10,0 cm	1 Pack	33,85 /Pack
MEG 781040	12,5 cm	1 Pack	36,95 /Pack
MEG 781043	15,0 cm	1 Pack	44,10 /Pack



Anatomische Pinzette nach Adson



Anatomische Pinzette 10,0 cm



Anatomische Pinzette 12,5 cm



Anatomische Pinzette 15,0 cm

MEG 781070	Scharfer Doppellöffel zum Einmalgebrauch nach Volkmann, oval/oval, 22 cm, mittlere Größe Pack = 20 Stück	1 Pack	90,90 /Pack
------------	--	--------	--------------------



Scharfer Doppellöffel, mittlere Größe

MEG 781029	Splitterpinzette zum Einmalgebrauch nach Feilchenfeld, spitz, 11 cm Pack = 20 Stück	1 Pack	40,65 /Pack
------------	---	--------	--------------------

Chirurgische Pinzetten

zum Einmalgebrauch
Pack = 20 Stück

MEG 781045	1 x 2 Zähne, 12,5 cm, nach Adson	1 Pack	36,60 /Pack
MEG 781050	1 x 2 Zähne, 10,0 cm	1 Pack	33,85 /Pack



Splitterpinzette



Chirurgische Pinzette nach Adson



Chirurgische Pinzette 10,0 cm

EINMAL-INSTRUMENTE**entrho!**

Die Einweginstrumente aus Metall haben eine deutliche Farbmarkierung um eine Verwechslung mit wiederverwendbaren Instrumenten zu vermeiden, einzeln steril verpackt, einzeln aus der Spenderbox zu entnehmen, sicherer Schutz durch eine Hartblister-Verpackung, diese kann gleichzeitig als sterile Schale genutzt werden

ENT 5799S



ENT CSIL1002



ENT 5799S

Hautklammerentferner
9,5 cm, zum Einmalgebrauch
Pack = 50 Stück

1 Pack

87,50 /Pack


ENT CSIL1002

scharfe Doppellöffel
21 cm, zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

1 Pack

120,00 /Pack

ENT CSIK4001



ENT CSIK4003

Anatomische Mosquitoklemmen Halsted
zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

ENT CSIK4001
ENT CSIK4003

12,5 cm, gebogen
12,5 cm, gerade

1 Pack
1 Pack**65,00 /Pack**
65,00 /Pack

ENT CSIN3001



ENT CSIN3002



ENT CSIN3003

Mayo-Hegar Nadelhalter
zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

ENT CSIN3001
ENT CSIN3002
ENT CSIN3003

12 cm, gerade
15 cm, gerade
16,5 cm, gerade

1 Pack
1 Pack
1 Pack**63,75 /Pack**
68,75 /Pack
100,00 /Pack

ENT CSIS8001



ENT CSIS8002

Chirurgische Scheren
zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

ENT CSIS8001
ENT CSIS8002


14,5 cm, gerade, spitz/spitz
14,5 cm, gerade, spitz/stumpf

1 Pack
1 Pack**55,25 /Pack**
55,25 /Pack

Menge

EURO

EINMAL-INSTRUMENTE



Die Einweginstrumente aus Metall haben eine deutliche Farbmarkierung um eine Verwechslung mit wiederverwendbaren Instrumenten zu vermeiden, einzeln steril verpackt, einzeln aus der Spenderbox zu entnehmen, sicherer Schutz durch eine Hartblister-Verpackung, diese kann gleichzeitig als sterile Schale genutzt werden

Anatomische Pinzetten

zum Einmalgebrauch

ENT CSIP6012	11,5 cm, fein	Pack = 20 Stück	1 Pack	39,00 /Pack
ENT CSIP6007	12 cm, Adson	Pack = 25 Stück	1 Pack	48,75 /Pack
ENT CSIP6001	13 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	39,00 /Pack
ENT CSIP6002	14,5 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	39,00 /Pack

Chirurgische Pinzetten

zum Einmalgebrauch

ENT CSIP6003	12 cm, Adson	Pack = 25 Stück	1 Pack	52,50 /Pack
ENT CSIP6004	14,5 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	39,00 /Pack

ENT CSIP6011	Splitterpinzetten nach Feilchenfeld zum Einmalgebrauch 9,5 cm, spitz Pack = 25 Stück		1 Pack	48,75 /Pack
--------------	--	--	--------	--------------------

ENT CSIS8004	Metzenbaumscheren zum Einmalgebrauch 14,5 cm, gebogen, stumpf/stumpf Pack = 25 Stück		1 Pack	55,25 /Pack
--------------	--	--	--------	--------------------

ENT CSIS8005	Epiotomie Scheren 14,5 cm, zum Einmalgebrauch Pack = 25 Stück		1 Pack	80,00 /Pack
--------------	--	--	--------	--------------------

ENT CSIS8006	Irisscheren 11 cm, gerade, zum Einmalgebrauch Pack = 25 Stück		1 Pack	55,25 /Pack
--------------	--	--	--------	--------------------

ENT CSIS8007	Iris- und Fadenscheren zum Einmalgebrauch 13 cm, gebogen, spitz/spitz Pack = 25 Stück		1 Pack	55,25 /Pack
--------------	---	--	--------	--------------------

ENT CSIS8009	Verbandscheren 14 cm, zum Einmalgebrauch Pack = 25 Stück		1 Pack	70,75 /Pack
--------------	---	--	--------	--------------------



ENT CSIS8004



ENT CSIS8005



ENT CSIS8006



ENT CSIS8007



ENT CSIS8009

EINMAL-INSTRUMENTE**Peha®-instrument Einmalinstrumente**

Chirurgische Einweg-Instrumente aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert; präzise Verarbeitung sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit griffbereit einen hygienischen und funktionellen Einsatz, eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten; mit Peha Colour Lock® Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet, welche speziell für Medizinprodukte geeignet ist; die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt, in praktischem Dispenser



HAP 991080

Peha Episiotomie-Scheren
nach Braun Stadler, 14,5 cm
zum Einmalgebrauch
Pack = 20 Stück

1 Pack

57,35 /Pack

HAP 991060

Peha Pinzetten nach Adson
zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

1 Pack

55,47 /Pack

HAP 991062

anatomisch, gerade, 12 cm
chirurgisch, gerade, 12 cm

1 Pack

72,10 /Pack

HAP 991065

Peha Splitterpinzetten
gerade, 9 cm
zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

1 Pack

55,47 /Pack

HAP 991046

Peha Kornzangen
Klemme, gerade, 16 cm
zum Einmalgebrauch
Pack = 20 Stück

1 Pack

68,50 /Pack

HAP 991040

Peha Pean-Klemmen
anatomisch, gerade, 14 cm
zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

1 Pack

86,00 /Pack

HAP 991044

Peha Klemmen Micro-Mosquito
anatomisch, gerade, 12,5 cm
zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

1 Pack

86,00 /Pack

Kornzange

Pean-Klemme

Micro-Mosquito Klemme

Menge

EURO

EINMAL-INSTRUMENTE



Peha®-instrument Einmalinstrumente

Chirurgische Einweg-Instrumente aus mattem, gebürstetem Stahl, der nicht reflektiert; präzise Verarbeitung sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit griffbereit einen hygienischen und funktionellen Einsatz, eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten; mit Peha Colour Lock® Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet, welche speziell für Medizinprodukte geeignet ist; die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt, in praktischem Dispenser



HAP 991010

Peha Scharfe Löffel Kombination
nach Willinger, 16,5 cm
zum Einmalgebrauch
Pack = 25 Stück

1 Pack

84,50 /Pack



Peha®-instrument Basis-Sets

Komplett-Sets mit chirurgischen Einweg-Instrumenten aus Stahl sowie Tupfern für bedarfsorientiertes, steriles Arbeiten bei kleinen chirurgischen Eingriffen; mit Peha Colour Lock® Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet, welche speziell für Medizinprodukte geeignet ist; die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt

HAP 991000

Peha Basis-Set fine, steril

1 Pack

58,00 /Pack

Inhalt per Set:

- 1 Metzenbaum Schere gebogen, 14,5 cm
 - 1 Mosquito-Klemme nach Halsted anatomisch gebogen, 12,5 cm
 - 1 Adson-Pinzette anatomisch gerade, 12 cm
 - 1 Adson-Pinzette chirurgisch gerade, 12 cm
 - 1 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 12 cm
 - 5 pflaumengroße Tupfer Nr. 3
- Pack = 5 Sets



HAP 991001

Peha Basis-Set, steril

1 Pack

55,00 /Pack

Inhalt per Set:

- 1 Mayo Schere gebogen stumpf/stumpf, 15,5 cm
 - 1 Kocher-Klemme chirurgisch gerade, 14 cm
 - 1 Standard Pinzette anatomisch gerade, 14 cm
 - 1 Standard Pinzette chirurgisch gerade, 14 cm
 - 1 Mayo-Hegar Nadelhalter, 14 cm
 - 5 Schlinggazetupfer, pflaumengroß
- Pack = 5 Sets



Menge

EURO

FADENENTFERNUNGSMESSER

Qotomed®

MEG 143480

Fadenziehmesser 11 cm lang
aus Carbonstahl, steril, einzeln eingeschweißt
in Aluverpackung
Pack = 100 Stück

1 Pack

19,65 /Pack

Swann-Morton

Stitch Cutter

steril, einzeln in Folie verpackt

Pack = 100 Stück

11,5 cm lang, Edelstahl

1 Pack

35,20 /Pack**6,5 cm lang, Carbonstahl**

1 Pack


25,70 /PackSWA 421
SWA 420**SETS FÜR DIE WUNDVERSORGUNG**

Fuhrmann®

FRM 35891

Fadenzieh-Set Station, steril
zum Entfernen von Wundfäden und zur
Wundreinigung. Inhalt:
1 x Mullkompressen 5 x 5 cm, 8-fach
1 x anat. Pinzette, gerade, 11,5 cm
1 x Fadenziehmesser mit Handgriff
VE = 15 Sets

15 Sets

1,60 /Set

FRM 38769

Fadenzieh-Set, steril
zum Entfernen von Wundfäden und zur
Wundreinigung. Inhalt:
1 x Kunststoffschale 250 ml
3 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 8-fach
1 x anat. Pinzette, gerade, 11,5 cm
1 x Fadenziehmesser mit Handgriff
VE = 15 Sets

15 Sets

2,03 /Set

FRM 38766

Naht-Set, steril
für die sterile Wundversorgung bei kleinen
chirurgischen Eingriffen.
Inhalt:
1 x Schutzunterlage 60 x 60 cm, 2-lagig
1 x Kunststoffschale 500 ml
1 x Kunststoffbecher 120 ml
3 x Schlinggazetupfer 20 x 20 cm
2 x Mullkompressen 10 x 10 cm, 12-fach
1 x Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm
1 x chir. Adson-Pinzette, fein, 12 cm
1 x chir. Schere, stumpf/spitz, gebogen, 14,5 cm
VE = 15 Sets

15 Sets

6,69 /Set

Menge

EURO

CHIRURGISCHE SETS

Fuhrmann

FRM 370239

Chirurgisches Set, steril

15 Sets

9,85 /Set

für die allgemeine Chirurgie, Dermatologie, Handchirurgie. Zur Entfernung von kleinen Haut- und Weichteiltumoren wie z. B. Muttermalen, Fibromen, Warzen.

Inhalt:

- 1 x Schutzunterlage 60 x 60 cm, 2-lagig
 - 1 x Lochtuch, selbstklebend, blau, 50 x 60 cm, 2-lagig, Loch: 6 x 8 cm
 - 1 x Kunststoffschale 500 ml
 - 5 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
 - 1 x chir. Metzenbaum-Schere, stumpf/stumpf, gebogen, 14,5 cm
 - 1 x anat. Halsted-Mosquito-Klemme, gebogen, 13 cm
 - 1 x chir. Irisschere, spitz/spitz, gerade, fein, 11 cm
 - 1 x chir. Adson-Pinzette, fein, 12 cm
 - 1 x Halsey-Nadelhalter, 13 cm
 - 1 x Feather Einmal-Skalpell mit Klingenschutz Fig. 15, Kunststoffgriff und Edelstahlklinge
- VE = 15 Sets



FRM 370240

Dermatologie-Set, steril


15 Sets

5,15 /Set

für die allgemeine Chirurgie, Dermatologie. Zur Entfernung von kleinen Haut- und Weichteiltumoren wie z. B. Muttermalen, Fibromen, Warzen.

Inhalt:

- 1 x Abdecktuch 45 x 75 cm, 2-lagig
 - 1 x Lochtuch 45 x 75 cm, 2-lagig, Loch: 6 cm
 - 1 x Mayo-Hegar-Nadelhalter, 14 cm
 - 1 x chir. Adson-Pinzette, fein, 12 cm
 - 1 x Feather Einmal-Skalpell mit Klingenschutz Fig. 15, Kunststoffgriff und Edelstahlklinge
- VE = 15 Sets



FRM 370252

IUP-Set (Intra-Uterin-Pessar), steril

10 Sets

11,75 /Set

für die Einlage bzw. Entfernung der Spirale.

Inhalt:

- 1 x Abdecktuch blau, 75 x 90 cm, 2-lagig
 - 1 x Uterussonde graduert in cm, starr, gebogen, 33 cm
 - 1 x Kugelzange nach Schröder, 25 cm
 - 1 x Metzenbaum-Schere, gerade, stumpf/stumpf, 23 cm
 - 1 x anat. Pinzette, mittelbreit, 25 cm
- VE = 10 Sets



HAUTKÜRETTEN

kai medical

einseitig geschliffene Schnittkante aus Edelstahl für weiches oder schwaches Gewebe, einfache Identifizierung durch Größenangabe auf jedem Handgriff, zur Kürettage von basalen Zellkarzinomen, Warzen und anderen benignen Neoplasmen der Haut, Fachbereiche: Dermatologie, Chirurgie, Fußorthopädie und Veterinärmedizin, einzeln steril verpackt



KAI MK404
KAI MK405
KAI MK407

4 mm
5 mm
7 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück

3,05 /St.
3,05 /St.
3,05 /St.

BIOPSIESTANZER

kai medical

zur präzisen Durchführung von Hautbiopsien mit minimaler Gewebstraumatisierung, geriffelter Griff für sicheren Halt, Stanze aus spezialgehärtetem, rostfreien Stahl, Griff: Polypropylen, einzeln steril verpackt

KAI 101
KAI 115
KAI 201
KAI 301
KAI 351
KAI 401
KAI 501
KAI 601
KAI 801

1 mm Ø
1,5 mm Ø
2 mm Ø
3 mm Ø
3,5 mm Ø
4 mm Ø
5 mm Ø
6 mm Ø
8 mm Ø

1 Stück

3,30 /St.



KAI P101
KAI P115
KAI P201
KAI P301
KAI P401

1 mm Ø
1,5 mm Ø
2 mm Ø
3 mm Ø
4 mm Ø

1 Stück

4,30 /St.



kai medical

Biopsiestanzer Plunger

zusätzlich mit integrierter Entnahmehilfe zur einfachen Entnahme der Hautproben

Menge

EURO

WEICHTEILBIOPSIE-SYSTEME



Facile Biopsienadel, steril

manuell zu betätigende Biopsienadel für die Weichteilbiopsie mit echogener Spitze und optional verwendbarer cm-Markierung mit Einstichtiefenbegrenzung zur punktgenauen Platzierung

VE = 10 Stück



Trokarschliff

MMD FC1408001	14 G x 8 cm	10 Stück	16,00 /St.
MMD FC1412001	14 G x 12 cm	10 Stück	16,00 /St.
MMD FC1416001	14 G x 16 cm	10 Stück	16,00 /St.
MMD FC1808001	18 G x 8 cm	10 Stück	16,00 /St.
MMD FC1812001	18 G x 12 cm	10 Stück	16,00 /St.
MMD FC1816001	18 G x 16 cm	10 Stück	16,00 /St.

KNOCHENMARKBIOPSIE-SYSTEME U. -ASPIRATIONSNADELN



MED-J Knochenmarkbiopsie- und Aspirationsnadel sterile Einmalnadel zur Biopsie und Aspiration am hinteren Beckenkamm. Griffsicherheit durch breite Flügel, sichere Verschlussmöglichkeit der Kanüle mit und ohne Stilet, der beige packte Luer-Lock-Adapter erlaubt den Anschluss an alle gängigen Spritzen

VE = 10 Stück



Schrägschliff

MMD XJ0810000	8 G x 10 cm	10 Stück	33,90 /St.
MMD XJ1110000	11 G x 10 cm	10 Stück	33,90 /St.
MMD XJ1115000	11 G x 15 cm	10 Stück	33,90 /St.
MMD XJ1309000	13 G x 9 cm	10 Stück	33,90 /St.

MED-S Aspirationsnadel

sterile Einmal-Aspirationsnadel geeignet für die Aspiration, die Sternalpunktion sowie die Knochenmarkinfusion, scharfe lanzettförmige Spitze zur leichten und atraumatischen Penetration in den Knochen, variable Einstichtiefe einstellbar zur exakten Positionierungskontrolle, kompatibel mit allen Luer-Lock-Spritzen

VE = 10 Stück



Schrägschliff

MMD XS1503001	15 G x 3 cm	10 Stück	18,00 /St.
MMD XS1803001	18 G x 3 cm	10 Stück	18,00 /St.

**VERBRAUCHSMATERIALIEN /
EINMALPRODUKTE FÜR DIE HF-CHIRURGIE**medimex **Elektrodenhandgriff classic**

2 Tasten, Schaft Ø 4 mm, der elektrochirurgische Handgriff dient dem Anschluss von Elektroden und Hilfsinstrumenten für monopolares Schneiden oder Koagulation an HF-Geräte, Schneiden und Koagulieren ist über zwei Tasten mittels verschiedener Elektroden (nicht im Lieferumfang) möglich, Temperatur zur Sterilisation im Autoklaven: 134 °C

MEX 8M900046

Standardanschluss, 4,5 m Kabel

1 Stück

114,20 /St.

Steckertyp: BOWA, Erbe VIO / ICC / ACC

MEX 8M900045

ohne Kabel

1 Stück

97,40 /St.

MEX 8M50251500

Einmal-Elektrodenhandgriffe classic

1 Pack

130,28 /Pack

2 Tasten, 3 m Kabel, steril, mit herausnehmbarer Messerelektrode 27 mm lang und 2 mm breit, Ø Schaft 2,4 mm, geräteseitiger Anschluss: 3-Pin, kVp: 5,0, Pack = 50 Stück

MEX 8M940177

Kabel 4,5 m, für **Einmal-Neutralelektrode**

1 Stück

52,80 /St.

Standardanschluss, das HF-Kabel dient dem Anschluss von Elektroden für monopolares oder bipolares Schneiden oder Koagulation an HF-Geräte, Steckertyp: 6,3 mm Erbe, grau mit Sicherheitsstreifen, Instrumentenseite: Clip 25 mm, Spannungsfestigkeit: 500 Vp

MEX 8M960145

Kabel 4,5 m, Standardanschluss

1 Stück

43,00 /St.

für bipolare Pinzetten und bipolare Arthroskopie-Elektroden, grau mit Sicherheitsstreifen

MEX 8M950514

Bipolare Pinzette classic+

1 Stück

366,80 /St.

gerade, Spitzenform abgewinkelt, Maulbreite 2,0 mm, Länge 195 mm, mit Stoppführungsstift

MEX 8M950540

Bipolare Pinzette classic+

1 Stück

430,90 /St.

bajonett, Spitzenform gerade, Maulbreite 2,0 mm, Länge 200 mm, mit Stoppführungsstift

MEX 8M910000

Messerelektroden

1 Pack

39,30 /Pack

gerade, monopolar, 40 mm lang, 26 x 3,2 mm, für HF- und RF-Generatoren geeignet, Schaft Ø 4 mm, wiederverwendbar, autoklavierbar (134°C), Sechskant-Verdrehschutz, Umax: 4,3 kVp
Pack = 5 Stück

MEX 8M910381

Einmal-Messerelektroden

1 Pack

33,16 /Pack

gerade, 40 mm lang, 25 x 3,3 mm, steril, für HF- und RF-Generatoren geeignet, Schaft Ø 4 mm, Sechskant-Verdrehschutz, Umax: 5,0 kVp
Pack = 10 Stück

Menge

EURO

VERBRAUCHSMATERIALIEN / EINMALPRODUKTE FÜR DIE HF-CHIRURGIE

medimex 

MEX 8M910012 **Nadelelektroden** 1 Pack
gerade, monopolar, 40 mm lang, 22 x Ø 0,8 mm
für HF- und RF-Generatoren geeignet, Schaft
Ø 4 mm, wiederverwendbar, autoklavierbar (134°C),
Sechskant-Verdrehschutz, Umax: 4,3 kVp
Pack = 5 Stück



39,30 /Pack

MEX 8M910382 **Einmal-Nadelelektroden** 1 Pack
gerade, 40 mm lang, 23 x Ø 0,8 mm, steril
für HF- und RF-Generatoren geeignet, Schaft
Ø 4 mm, Sechskant-Verdrehschutz, Umax: 5,0 kVp
Pack = 10 Stück

33,16 /Pack



MEX 8M930081 **Einmal-Neutralelektroden compact** 1 Pack
steril, geteilt, ohne Kabel, die Einweg-Neutral-
elektrode ist selbstklebend und dient als Zubehör
der HF-Chirurgie bei monopolarer Anwendung,
die Elektrode dient dazu, den Stromkreis zwi-
schen Patient und HF-Generator auf der passiven
Seite zu schließen, für Patientengewicht > 5 kg,
Kontaktfläche: 90 cm², Pack = 100 Stück

105,50 /Pack



INSTRUMENTENSCHUTZ

 **AESCULAP**[®]

AES JG600 **Sterilit[®] Ölspray**, 300 ml 1 Dose
Öl zur Pflege von chirurgischen Instrumenten
vor der Sterilisation, für Dampf-Sterilisations-Ver-
fahren validiert und für die Heißluftsterilisation bis
max. 180°C geeignet, wasserdampfdurchlässig,
keine Beeinträchtigung der Sterilisationswirkung
durch den Ölfilm, Schmierwirkung und Korro-
sionsschutz, silikonfrei, keine Flecken- und
Krustenbildung auf Instrumentenoberflächen

11,00 /Dose



megro[®]

MEG 600152 **Öl-Spray**, 400 ml 1 Dose
ideal zur Pflege und schonenden Behandlung
chirurgischer Instrumente, bildet einen wasser-
dampfdurchlässigen Ölfilm, gewährleistet wirk-
samen Korrosionsschutz und ausgezeichnete
Schmierwirkung auch nach Dampf- und Heiß-
luftsterilisation bis 200°C

5,60 /Do.



MEG 600150 **Silikonspray, Silomed**, 500 ml 1 Dose
ideal geeignet zur Pflege, Vorbeugung gegen
Rostbildung und Schmierung von metallischen
chirurgischen Instrumenten soweit Silikone
zulassen sind

5,40 /Do.

Menge

EURO

RETTUNGSSCHERE**SÖHNGEN®**

SÖH 2001028

Rettungsschere

1 Stück

47,00 /St.

23 cm lang, universell einsetzbare, **extrem stabile** Schere. Es können Fensterscheiben eingeschlagen, Drähte gekappt und Blechteile weggebogen werden. Die Rettungsschere durchtrennt den Sicherheitsgurt und schneidet auch schwerste Materialien wie stabile Motorradbekleidung und Stiefel. Mit praktischer Wand-/Fahrzeughalterung

SKALPELLE / SKAPPELLKLINGEN / GRIFFE**BAYHA®**

BAY 506

Skalpellgriff, ergonomisch

1 Stück

21,76 /St.

16 cm lang, Gr. 6, die aus Kunststoff gefertigte Griffschale ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum. Die ergonomische Form liegt gut in der Hand und bietet verschiedene Möglichkeiten den Griff zu halten, dadurch können unterschiedliche Schnittbewegungen ausgeführt werden. Durch das Riegelsystem kann die Klinge ohne Berührung der Schneide völlig gefahrlos in den Griff eingesetzt werden, es wird kein Klingentferner zum Entnehmen der Klinge benötigt.

Nicht für sterile Aufbereitung geeignet

BAY 599

Schutzkappe

1 Stück

2,09 /St.

aus Kunststoff, dient zur Aufbewahrung des Skalpells inklusive Klinge. Kann für jede Klingensform sowie für **alle Bayha-**Griffe genutzt werden.

Nicht für sterile Aufbereitung geeignet

Menge

EURO

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE

BAYHA®

Skalpellschlingen

alle Klingensformen passen in jeden Griff

steril, VE = 1 Gros (12 Dtzd.)

BAY 311
BAY 312
BAY 315
BAY 316
BAY 318
BAY 319
BAY 320
BAY 321
BAY 322
BAY 323
BAY 324
BAY 326
BAY 327
BAY 328
BAY 329

Fig. 11
Fig. 12
Fig. 15
Fig. 16
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 26
Fig. 27
Fig. 28
Fig. 29

1 Gros

58,68 /Gros



11 12 15 16 18

unsteril, VE = 1 Gros (12 Dtzd.)

BAY 111
BAY 112
BAY 115
BAY 116
BAY 118
BAY 119
BAY 120
BAY 121
BAY 122
BAY 123
BAY 124
BAY 126
BAY 127
BAY 128
BAY 129

Fig. 11
Fig. 12
Fig. 15
Fig. 16
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 26
Fig. 27
Fig. 28
Fig. 29

1 Gros

42,60 /Gros




19 20 21 22 23



24 26 27 28 29

Ideal – das bewährte BAYHA-Riegelsystem



1. Riegel nach oben stellen, Klinge ist lose.
2. Klinge in Pfeilrichtung einsetzen.
3. Riegel in Pfeilrichtung schließen, Klinge sitzt fest.

Skalpellschiffe

aus Edelstahl, rostfrei,
bewährtes Riegelsystem,
sicher in der Handhabung

BAY 501
BAY 502
BAY 503
BAY 504
BAY 505

Gr. 1, 13 cm
Gr. 2, 13 cm
Gr. 3, 20 cm
Gr. 4, 16 cm
Gr. 5, 15 cm

1 Stück

10,46 /St.

1 Stück

10,46 /St.

1 Stück

18,43 /St.

1 Stück

11,69 /St.

1 Stück

27,33 /St.



Menge

EURO

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE*Swann-Morton***Einmal-Skalpelle, steril, Edelstahl Klinge**

Pack = 10 Stück

1 Pack

5,60 /Pack

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 15

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24



SWA 210

SWA 211

SWA 212

SWA 215

SWA 220

SWA 221

SWA 222

SWA 223

SWA 224

SWA 110

SWA 111

SWA 112

SWA 115

SWA 120

SWA 121

SWA 122

SWA 123

SWA 124

SWA 125

Einmal-Skalpellklingen, steril, Carbonstahl

Pack = 100 Stück

1 Pack

22,40 /Pack

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 15

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

SKALPELLKLINGEN-ABNEHMER

MEG 147700

Kling-Ex

1 Stück

5,69 /St.

einfache, unkomplizierte Klingenabnahme,
keine Verletzungsgefahr, operationssaalgerecht,
sterilisierbar, rostfrei, geeignet für alle Klingen-
formen, für Klinik, Ambulanz und Arztpraxis

*Swann-Morton***Skalpellklingentfernerbox**

1 Pack

14,25 /Pack

einfach zu handhaben und sicher im Gebrauch,
kann bis zu 100 Klingen aufnehmen, ideal für die
ärztliche Praxis, den medizinischen Fußpfleger in
der Praxis und ambulant, auch für Tierärzte unter-
wegs geeignet. Ebenso für weniger erfahrene Skal-
pellbenutzer und besonders für diejenigen, die in
einem Umfeld arbeiten, wo stichfeste Abfallbehälter
nicht unmittelbar zur Verfügung stehen
Pack = 10 Stück

SWA 5525



Menge


EURO

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE

Qotomed®


Einmal-Skalpelle, steril, Edelstahlklingen, ergonomischer Kunststoffgriff mit Zentimetermaß und Kunststoffkappe über der Klinge für mehr Sicherheit, einzeln verpackt in Soft-Blister
Pack = 10 Stück

MEG 146210	Fig. 10	1 Pack	3,20 /Pack
MEG 146211	Fig. 11		
MEG 146212	Fig. 12		
MEG 146215	Fig. 15		
MEG 146218	Fig. 18		
MEG 146219	Fig. 19		
MEG 146220	Fig. 20		
MEG 146221	Fig. 21		
MEG 146222	Fig. 22		
MEG 146223	Fig. 23		
MEG 146224	Fig. 24		



Einmal-Skalpellklingen, steril, Carbonstahl, einzeln eingeschweißt in Aluverpackung
Pack = 100 Stück

MEG 146110	Fig. 10	1 Pack	9,95 /Pack
MEG 146111	Fig. 11		
MEG 146112	Fig. 12		
MEG 146115	Fig. 15		
MEG 146118	Fig. 18		
MEG 146119	Fig. 19		
MEG 146120	Fig. 20		
MEG 146121	Fig. 21		
MEG 146122	Fig. 22		
MEG 146123	Fig. 23		
MEG 146124	Fig. 24		



megro®

Skalpell-Griffe

MEG 147703	Nr. 3 für Einmal-Skalpellklingen: Fig. 10, 11, 12, 15	1 Stück	2,95 /St.
MEG 147704	Nr. 4 für Einmal-Skalpellklingen: Fig. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	1 Stück	2,95 /St.



ZEPF
INSTRUMENTS
GERMANY

exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Skalpellgriffe, auswechselbar

ZEP 06-1003-00	Fig. 3, für Klingen Fig. 10 - 15	1 Stück	3,90 /St.
ZEP 06-1004-00	Fig. 4, für Klingen Fig. 18 - 24	1 Stück	3,90 /St.



Menge

EURO

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE
KLS martin
 GROUP
Einmal-Skalpelle, steril

Pack = 10 Stück

MAR 102951004	Fig. 10	1 Pack	8,10 /Pack
MAR 102951104	Fig. 11		
MAR 102951204	Fig. 12		
MAR 102951304	Fig. 13		
MAR 102951504	Fig. 15		
MAR 102851804	Fig. 18		
MAR 102852104	Fig. 21		
MAR 102852204	Fig. 22		

**Einmal-Skalpellklingen, steril**

Pack = 100 Stück

MAR 101551004	Fig. 10	1 Pack	24,70 /Pack
MAR 101551104	Fig. 11		
MAR 101551204	Fig. 12		
MAR 101551304	Fig. 13		
MAR 101551504	Fig. 15		

SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE
AESCULAP
Einmal-Skalpelle, steril, Carbonstahl
mit Kunststoffheft und Klingenschutz

Pack = 10 Stück

AES BA210	Fig. 10	1 Pack	5,50 /Pack
AES BA211	Fig. 11		
AES BA212	Fig. 12		
AES BA215	Fig. 15		
AES BA220	Fig. 20		
AES BA221	Fig. 21		
AES BA223	Fig. 23		

**Einmal-Skalpellklingen, steril, Carbonstahl**

Pack = 100 Stück

AES BB510	Fig. 10	1 Pack	14,00 /Pack
AES BB511	Fig. 11		
AES BB512	Fig. 12		
AES BB513	Fig. 13		
AES BB515	Fig. 15		
AES BB520	Fig. 20		
AES BB521	Fig. 21		
AES BB523	Fig. 23		



SKALPELLE / SKALPELLKLINGEN / GRIFFE

Menge

EURO



Einmal-Skalpelle, steril

mit Edelstahl Klinge, rostfrei
Pack = 20 Stück

FEA 110
FEA 111
FEA 112
FEA 114
FEA 115
FEA 120
FEA 121
FEA 122
FEA 123
FEA 124
FEA 125

Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25

1 Pack

9,45 /Pack



Einmal-Skalpellklingen, steril

aus Edelstahl, rostfrei
Pack = 100 Stück

FEA 210
FEA 211
FEA 212
FEA 214
FEA 215
FEA 220
FEA 221
FEA 222
FEA 223
FEA 224
FEA 225

Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25

1 Pack

19,80 /Pack



Skalpell-Griffe

Gr. 3
für Skalpellklingen: Fig. 10, 11, 12, 14, 15

FEA 303

1 Stück

7,60 /St.

Gr. 4
für Skalpellklingen: Fig. 20, 21, 22, 23, 24, 25

FEA 304

1 Stück

7,60 /St.

Gr. 7
für Skalpellklingen: Fig. 10, 11, 12, 14, 15

FEA 307

1 Stück

7,60 /St.



Sicherheits-Einmal-Skalpelle

FEATHER Safeshield, steril
Pack = 10 Stück

FEA 510
FEA 511
FEA 514
FEA 515
FEA 515C
FEA 520
FEA 521
FEA 522
FEA 523
FEA 524
FEA 525

Fig. 10
Fig. 11
Fig. 14
Fig. 15
Fig. 15c
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Fig. 23
Fig. 24
Fig. 25

1 Pack

12,95 /Pack



INSTRUMENTENSCHUTZTIP GUARDS™

als Instrumentenschutz während der Sterilisation
und zur Lagerung

Pack = 100 Stück



MEG 390001
MEG 390003
MEG 390004
MEG 390005
MEG 390006
MEG 390007
MEG 390008
MEG 390010

rot	1 Pack	32,80 /Pack
blau	1 Pack	32,80 /Pack
gelb	1 Pack	32,80 /Pack
weiß	1 Pack	32,80 /Pack
orange	1 Pack	32,80 /Pack
braun	1 Pack	32,80 /Pack
maroon (violett)	1 Pack	32,80 /Pack
schwarz	1 Pack	32,80 /Pack

INSTRUMENTENKENNZEICHNUNGSURG-I-BAND®**Instrumentenband**

vollständig Dampf und Gas sterilisierbar,
auch für Heißluftsterilisation geeignet,
Surg-I-Band Breite 6 mm, Länge 6,2 m

MEG 380000
MEG 380001
MEG 380002
MEG 380003
MEG 380004
MEG 380005
MEG 380006
MEG 380007
MEG 380008
MEG 380009
MEG 380010
MEG 380011
MEG 380012

violett	1 Stück	28,55 /St.
braun	1 Stück	28,55 /St.
schwarz	1 Stück	28,55 /St.
blau	1 Stück	28,55 /St.
grün	1 Stück	28,55 /St.
rot	1 Stück	28,55 /St.
orange	1 Stück	28,55 /St.
gelb	1 Stück	28,55 /St.
weiß	1 Stück	28,55 /St.
hellgrün	1 Stück	28,55 /St.
glo-orange	1 Stück	28,55 /St.
grau	1 Stück	28,55 /St.
pink	1 Stück	28,55 /St.

Menge

EURO

NAHTMATERIALIEN



RESOLON®

Polyamid, monofil blau, nicht resorbierbar, sehr weich und geschmeidig, gute Knüpf-eigenschaften bei hoher Reißfestigkeit, ge-ringe Gewebereaktion, keine Kapillarität, ideal für die Hautnaht

Pack = 36 Stück

	Nadeltyp	USP	metric	Faden-länge	Farbe		
RES 881430	DS 13	6/0	0,7	45 cm	blau	1 Pack	98,70 /Pack
RES 881431	DS 13	5/0	1	45 cm	blau	1 Pack	98,70 /Pack
RES 88141	DS 16	5/0	1	45 cm	blau	1 Pack	93,30 /Pack
RES 88142	DS 16	4/0	1,5	45 cm	blau	1 Pack	93,30 /Pack
RES 88147	DS 18	3/0	2	75 cm	blau	1 Pack	93,30 /Pack
RES 88145	DS 18	4/0	1,5	75 cm	blau	1 Pack	93,30 /Pack
RES 88143	DS 18	5/0	1	45 cm	blau	1 Pack	93,30 /Pack
RES 88153	DSM 13	6/0	0,7	45 cm	blau	1 Pack	171,30 /Pack
RES 88154	DSM 13	5/0	1	45 cm	blau	1 Pack	171,30 /Pack
RES 88155	DSM 16	5/0	1	45 cm	blau	1 Pack	171,30 /Pack
RES 88156	DSM 16	4/0	1,5	45 cm	blau	1 Pack	171,30 /Pack
RES 881511	DSM 18	3/0	2	75 cm	blau	1 Pack	171,30 /Pack
RES 88159	DSM 18	4/0	1,5	75 cm	blau	1 Pack	171,30 /Pack
RES 88157	DSM 18	5/0	1	45 cm	blau	1 Pack	171,30 /Pack



PGA RESORBA®

Polyglykolsäure, polyfil (geflochten), resor-bierbar, 18 Tage nach Implantation liegt die Reißkraft bei 50 %, sehr hohe Reißfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Geschmeidigkeit

Pack = 24 Stück

	Nadeltyp	USP	metric	Faden-länge	Farbe		
RES PA1141	DS 18	4/0	1,5	45 cm	ungefärbt	1 Pack	120,60 /Pack
RES PA1142	DS 18	3/0	2	45 cm	ungefärbt	1 Pack	120,60 /Pack
RES PA1024	HR 17	5/0	1	70 cm	violett	1 Pack	133,40 /Pack
RES PA1025	HR 17	4/0	1,5	70 cm	violett	1 Pack	133,40 /Pack
RES PA1026	HR 17	3/0	2	70 cm	violett	1 Pack	133,40 /Pack
RES PA10210	HR 22	4/0	1,5	70 cm	violett	1 Pack	133,40 /Pack
RES PA10211	HR 22	3/0	2	70 cm	violett	1 Pack	133,40 /Pack
RES PA10218	HR 27	2/0	3	70 cm	violett	1 Pack	133,40 /Pack
RES PA10217	HR 27	3/0	2	70 cm	violett	1 Pack	133,40 /Pack
RES PA10216	HR 27	4/0	1,5	70 cm	violett	1 Pack	133,40 /Pack



Menge

EURO

HAUTKLEBER



Anwendung

ETH AHVM12	Dermabond mini topischer Hautkleber für die äußere Anwendung und Versorgung von Wunden bis 5 cm Länge, einfaches und präzises Auftragen in zwei Schichten, violett-transparent, flexibel, exzellentes kosmetisches Ergebnis, mikrobielle Barriere zum Schutz vor Infektionen, sofortiges Duschen möglich, Inhalt: 0,36 ml Pack = 12 Ampullen	1 Pack 151,40 /Pack
ETH ANX6	Dermabond Advanced topischer Hautkleber für die äußere Anwendung und Versorgung von Wunden bis 15 cm Länge, einfaches und präzises Auftragen in einer Schicht, violett-transparent, flexibel, exzellentes kosmetisches Ergebnis, mikrobielle Barriere zum Schutz vor Infektionen, sofortiges Duschen möglich, Inhalt: 0,7 ml Pack = 6 Ampullen	1 Pack 185,50 /Pack



Dermabond mini



Dermabond Advanced

NAHTMATERIALIEN

VICRYL rapide
 (Polyglactin 910)

geflochtener, schnell resorbierbarer Synthetikfaden, gefärbt/ungefärbt, hohe Ausgangs Reißfestigkeit, sicherer Knotensitz, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: ca. 42 Tage, Fadenstärken: USP 8-0 bis 1

MONOCRYL Plus
 (Polyglecaprone 25)

monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, antibakteriell, gefärbt/ungefärbt, sehr hohe Ausgangs Reißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: ca. 90 – 120 Tage, Fadenstärken: USP 6-0 bis 1

VICRYL Plus
 (Polyglactin 910)

geflochtener, resorbierbarer Synthetikfaden, antibakteriell, gefärbt/ungefärbt, sehr hohe Ausgangs Reißfestigkeit, sicherer Knotensitz, mittlerer Reißkraftabfall, Resorptionszeit: ca. 56 – 70 Tage, Fadenstärken: USP 5-0 bis 2

PDS II Plus
 (Polydioxanone)

monofiler, resorbierbarer Synthetikfaden, antibakteriell, gefärbt/ungefärbt, sehr hohe Ausgangs Reißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, langsamer Reißkraftabfall, Resorptionszeit: ca. 180 – 240 Tage, Fadenstärken: USP 6-0 bis 0

PROLENE
 (Polypropylen)

monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau, hohe Reißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, verhält sich inert, hervorragende Gewebeerträglichkeit, Fadenstärken: USP 10-0 bis 1

Menge

EURO

NAHTMATERIALIEN



1/2 Kreis flache Rundkörpernadeln

Pack = 36 Stück

	Nahtmaterial	USP	metric	Fadenlänge	Farbe	Menge	EURO
	17 mm						
ETH VCP304H	Vicryl Plus	4/0	1,5	70 cm	violett	1 Pack	270,01 /Pack
ETH VCP305H	Vicryl Plus	3/0	2	70 cm	violett	1 Pack	268,97 /Pack
ETH V2140H	Vicryl Rapide	4/0	1,5	70 cm	ungef.	1 Pack	342,02 /Pack

Darstellungen **nicht** in Originalgröße




	22 mm						
ETH VCP311H	Vicryl Plus	3/0	2	70 cm	violett	1 Pack	266,45 /Pack



	22 mm / visi black						
ETH MCP3110H	Monocryl Plus	3/0	2	70 cm	violett	1 Pack	305,13 /Pack
ETH VCP3110H	Vicryl Plus	3/0	2	70 cm	violett	1 Pack	283,67 /Pack
ETH VCP3120H	Vicryl Plus	2/0	3	70 cm	violett	1 Pack	276,95 /Pack



	26 mm						
ETH VCP316H	Vicryl Plus	3/0	2	70 cm	violett	1 Pack	266,45 /Pack
ETH VCP317H	Vicryl Plus	2/0	3	70 cm	violett	1 Pack	264,88 /Pack




visi black = geschwärzt

1/2 Kreis Rundkörpernadeln

Pack = 36 Stück

	Nahtmaterial	USP	metric	Fadenlänge	Farbe	Menge	EURO
	17 mm						
ETH 8870H	Prolene	5/0	1	75 cm	blau	1 Pack	239,85 /Pack



NAHTMATERIALIEN

3/8 Kreis schneidende Nadeln mit Präzisionsspitze

Pack = 36 Stück

Nahtmaterial	USP	metric	Fadenlänge	Farbe	Menge	Preis
13 mm / visi black						
ETH MCP4930H	Monocryl Plus	5/0	1 45 cm	ungef.	1 Pack	426,55 /Pack
ETH MCP4940H	Monocryl Plus	4/0	1,5 45 cm	ungef.	1 Pack	426,55 /Pack
ETH PDP4630H	PDS II Plus	5/0	1 45 cm	violett	1 Pack	467,27 /Pack
ETH EH7288H	Prolene	6/0	0,7 45 cm	blau	1 Pack	326,62 /Pack
ETH EH7289H	Prolene	5/0	1 45 cm	blau	1 Pack	278,10 /Pack
ETH EH7290H	Prolene	4/0	1,5 45 cm	blau	1 Pack	277,40 /Pack
ETH PDP495H	PDS II Plus	4/0	1,5 45 cm	ungef.	1 Pack	467,15 /Pack

13 mm / Prime

ETH 8698H	Prolene	5/0	1 45 cm	blau	1 Pack	289,85 /Pack
ETH VCP493H	Vicryl Plus	5/0	1 45 cm	ungef.	1 Pack	396,30 /Pack
ETH V4930H	Vicryl Rapide	5/0	1 45 cm	ungef.	1 Pack	455,20 /Pack

13 mm / Multipass

ETH PDP464H	PDS II Plus	4/0	1,5 45 cm	violett	1 Pack	484,50 /Pack
ETH MPVCP494H	Vicryl Plus	4/0	1,5 45 cm	ungef.	1 Pack	524,57 /Pack
ETH PDP494H	PDS II Plus	4/0	1,5 45 cm	ungef.	1 Pack	613,32 /Pack

16 mm

ETH EH7764H	Prolene	4/0	1,5 45 cm	blau	1 Pack	292,40 /Pack
-------------	---------	-----	-----------	------	--------	---------------------

19 mm / visi black

ETH MCP4970H	Monocryl Plus	3/0	2 45 cm	ungef.	1 Pack	426,80 /Pack
ETH EH7291H	Prolene	4/0	1,5 45 cm	blau	1 Pack	294,90 /Pack
ETH EH7293H	Prolene	3/0	2 45 cm	blau	1 Pack	285,72 /Pack
ETH EH7294H	Prolene	2/0	3 45 cm	blau	1 Pack	284,55 /Pack

19 mm / Prime


ETH EH7691H	Prolene	3/0	2 75 cm	blau	1 Pack	277,32 /Pack
-------------	---------	-----	---------	------	--------	---------------------

19 mm / Prime – schlanke Nadelversion


ETH 8682H	Prolene	4/0	1,5 45 cm	blau	1 Pack	284,42 /Pack
-----------	---------	-----	-----------	------	--------	---------------------

19 mm / Multipass

ETH PDP514ZH	PDS II Plus	3/0	2 45 cm	violett	1 Pack	484,50 /Pack
ETH PDP497H	PDS II Plus	3/0	2 45 cm	ungef.	1 Pack	606,65 /Pack
ETH MCP4260H	Monocryl Plus	4/0	1,5 70 cm	ungef.	1 Pack	559,35 /Pack

Darstellungen **nicht** in Originalgröße3/8 KREIS
13 mmP-3
visi black3/8 KREIS
13 mmP-3
Prime3/8 KREIS
16 mm

PS-3

3/8 KREIS
19 mmPS-2
visi black3/8 KREIS
19 mmPS-2
Prime3/8 KREIS
19 mmPS-2
Prime
schlanke Nadelversion

visi black = geschwärzt



Menge

EURO

NAHTMATERIALIEN

ETHICON
a Johnson & Johnson company

3/8 Kreis schneidende Nadeln

Pack = 36 Stück

Nahtmaterial USP metric Fadenlänge Farbe

16 mm / visi black

ETH EH7176H Prolene 5/0 1 45 cm blau 1 Pack **194,41 /Pack**

19 mm

ETH 8661H Prolene 5/0 1 45 cm blau 1 Pack **187,36 /Pack**

ETH EH7151H Prolene 4/0 1,5 45 cm blau 1 Pack **185,71 /Pack**

ETH 8665H Prolene 3/0 2 45 cm blau 1 Pack **175,07 /Pack**

19 mm / visi black

ETH EH7284H Prolene 5/0 1 45 cm blau 1 Pack **195,02 /Pack**

ETH EH7285H Prolene 4/0 1,5 45 cm blau 1 Pack **193,37 /Pack**

ETH EH7286H Prolene 3/0 2 45 cm blau 1 Pack **182,70 /Pack**

24 mm

ETH 8629H Prolene 4/0 1,5 45 cm blau 1 Pack **185,71 /Pack**

ETH 8684H Prolene 3/0 2 45 cm blau 1 Pack **175,07 /Pack**

24 mm / visi black

ETH EH7287H Prolene 3/0 2 75 cm blau 1 Pack **177,45 /Pack**

ETH EH7299H Prolene 2/0 3 45 cm blau 1 Pack **181,30 /Pack**

Darstellungen nicht in Originalgröße



visi black = geschwärzt



MEDIZINISCHES SIMULATIONSMODELL

EZ
ERLER ZIMMER

ERL 7060

Hautnaht-Trainer

1 Stück

84,00 /St.

dieses Übungsmodell erlaubt es, chirurgische Nähte wieder und wieder zu üben, das Stichverhalten der Kunsthaut ist dem realen Vorbild annähernd nachempfunden, verschiedene Hautnahttechniken (Einzelknopfnäht, Rückstichnähte und Intrakutannähte) können an diesem Modell geübt werden, das Material ist sehr strapazierfähig, selbst bei häufiger Nutzung bleiben die Wundränder der Kunsthaut weitgehend intakt, somit ist eine lange Verwendung des Übungskissens gewährleistet, inklusive Halterung mit Saugnäpfen



NAHTMATERIALIEN**Medtronic**

Kunster, Together

Nahtmaterialien

bieten gute Handhabung, ausgezeichneten Knotenlauf und Knotensicherheit bei optimaler Resorption

POLYSORB

beschichtetes, geflochtenes, synthetisches, resorbierbares Nahtmaterial aus LACTOMER 9-1

Handhabung und Knüpf Eigenschaften wie bei Seide, gleitet durch das Gewebe wie ein monofiler Faden, gleichmäßige, kontrollierte Resorption in 56-70 Tagen, guter Knotensitz erlaubt präzise Adaption der Wundränder

Pack = 36 Stück

Nadeltyp	USP	Metric	Fadenlänge cm	Farbe
----------	-----	--------	---------------	-------


1/2 Kreis Rundkörperrnadel 17 mm

TYC UL-204	CV-23	3/0	2	75 cm	violett	1 Pack	251,40 /Pack
TYC UL-214	CVF-23	4/0	1,5	75 cm	ungefärbt	1 Pack	251,40 /Pack
TYC UL-202	CV-23	5/0	1	75 cm	violett	1 Pack	251,40 /Pack

1/2 Kreis Rundkörperrnadel 26 mm

TYC GL-123	V-20	2/0	3	75 cm	violett	1 Pack	243,00 /Pack
TYC GL-122	V-20	3/0	2	75 cm	violett	1 Pack	243,00 /Pack
TYC GL-121	V-20	4/0	1,5	75 cm	violett	1 Pack	243,00 /Pack

Zeichnungen in Originalgröße

**SURGIPRO** monofiles Polypropylen und**MONOSOF** monofiles Polyamid bieten:

wenig Steifigkeit und ein geringes Memory-Verhalten bei Entnahme aus der Verpackung und während des Einsatzes, eine geschmeidige Oberfläche, die eine exakte Knotenplatzierung sowie Adaption der Wundränder erlaubt, gute Knotensitzfestigkeit reduziert Knotensteg durch überflüssige zusätzliche Knoten, bequemen Zugriff zur Nadel, der eine schnelle Entnahme aus der Verpackung gewährleistet

Pack = 36 Stück

Nadeltyp	USP	Metric	Fadenlänge cm	Farbe
----------	-----	--------	---------------	-------

SURGIPRO monofiles, Polypropylen**3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm**

TYC SP-665	C-13	3/0	2	45 cm	blau	1 Pack	162,60 /Pack
TYC SP-683	C-13	4/0	1,5	45 cm	blau	1 Pack	162,60 /Pack
TYC SP-661	C-13	5/0	1	45 cm	blau	1 Pack	162,60 /Pack


SURGIPRO II monofiles, Polypropylen mit Ethylen**3/8 Kreis schneidende Nadel mit Präzisionsspitze 13 mm**

TYC SP-5699	P-13	4/0	1,5	45 cm	blau	1 Pack	271,56 /Pack
TYC SP-5698G	P-13	5/0	1	45 cm	blau	1 Pack	102,00 /Pack

(Pack = 12 Stück)

MONOSOF/DERMALON monofiler Polyamidfaden Nylon 6 und 6.6**3/8 Kreis schneidende Nadel 19 mm**


TYC SN-641	C-13	3/0	2	75 cm	schwarz	1 Pack	121,80 /Pack
TYC SN-662	C-13	4/0	1,5	45 cm	schwarz	1 Pack	121,80 /Pack
TYC SN-661	C-13	5/0	1	45 cm	schwarz	1 Pack	121,80 /Pack



Menge

EURO

WUND- / HAUTVERSCHLUSS



Leukosan® Strip Wundnahtstreifen
zum atraumatischen Wundverschluss, zuverlässig klebend, hautfreundlich, zu mehreren Strips auf Applikationskarte, steril eingeschiegelt

weiß

	Größe	Pack	Menge	EURO
BSN 7262800	6 x 38 mm	10 x 6 Streifen	1 Pack	23,61 /Pack
BSN 7262802	6 x 75 mm	10 x 3 Streifen	1 Pack	22,98 /Pack
BSN 7262803	6 x 100 mm	10 x 10 Streifen	1 Pack	58,15 /Pack
BSN 7262804	12 x 100 mm	10 x 6 Streifen	1 Pack	47,47 /Pack

	Größe	Pack	Menge	EURO
BSN 7262900	6 x 38 mm	50 x 6 Streifen	1 Pack	84,14 /Pack
BSN 7262901	3 x 75 mm	50 x 5 Streifen	1 Pack	149,15 /Pack
BSN 7262902	6 x 75 mm	50 x 3 Streifen	1 Pack	97,27 /Pack
BSN 7262903	6 x 100 mm	50 x 10 Streifen	1 Pack	209,70 /Pack
BSN 7262904	12 x 100 mm	50 x 6 Streifen	1 Pack	187,20 /Pack
BSN 7262905	25 x 100 mm	25 x 4 Streifen	1 Pack	118,53 /Pack


hautfarben

	Größe	Pack	Menge	EURO
BSN 7262907	6 x 38 mm	50 x 6 Streifen	1 Pack	84,14 /Pack
BSN 7262908	6 x 75 mm	50 x 3 Streifen	1 Pack	97,27 /Pack
BSN 7262909	12 x 100 mm	50 x 6 Streifen	1 Pack	187,20 /Pack

	Größe	Pack	Menge	EURO
BSN 7262816	6 x 38 mm – 6 Streifen und 6 x 75 mm – 3 Streifen	16 x 9 Streifen	1 Pack	59,04 /Pack



HAUTKLEBER



Leukosan® Adhesive
steriler topischer Hautkleber zum atraumatischen Wundverschluss, einzeln steril eingeschiegelt, in Faltschachtel
Pack = 10 Stück

BSN 7254100	Dosiertube mit 2 Applikatoren à 0,7 ml	1 Pack	376,36 /Pack
BSN 7254101	Dosiertube mit 2 Applikatoren à 0,36 ml	1 Pack	193,03 /Pack



WUND- / HAUTVERSCHLUSS**STERIGRAP® Wundnahtstreifen**

steril, aus unelastischem Trägervlies, Hilfe für den nahtfreien Wundverschluss oder auch zur Entlastung von Nähten, mit lösungsfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

Knochenform

die großen, breiten Klebeflächen bieten einen sicheren Halt, die abgerundeten Enden verhindern das vorzeitige Aufrollen, in der Mitte nur 2,5 mm (3,5 mm) breit

TRU 70345	32 x 8 mm	Pack = 5 Streifen	1 Pack	2,79 /Pack
TRU 70340	70 x 13 mm	Pack = 5 Streifen	1 Pack	4,23 /Pack
TRU 70379	32 x 8 mm	Pack = 60 Streifen	1 Pack	30,11 /Pack
TRU 70380	70 x 13 mm	Pack = 60 Streifen	1 Pack	43,46 /Pack

gerade

mit abgerundeten Enden, verzögert ein vorzeitiges Aufrollen der Streifen

TRU 70443	75 x 3 mm	Pack = 15 Streifen	1 Pack	7,37 /Pack
TRU 70445	75 x 6 mm	Pack = 12 Streifen	1 Pack	9,19 /Pack
TRU 70444	75 x 3 mm	Pack = 180 Streifen	1 Pack	88,41 /Pack
TRU 70446	75 x 6 mm	Pack = 144 Streifen	1 Pack	110,33 /Pack

HAUTKLEBER**TRUGLUE® Single Dose**

aus Ethyl-2-Cyanoacrylat, keimhemmend, die Wunde ist nach dem Aushärten sofort belastbar, wasserunlöslicher Wundverschluss, auch auf Schleimhäuten einsetzbar, jede sterile Dosette enthält 0,3 ml Ethyl-2-Cyanoacrylat-Wundkleber und ist ausreichend für eine Wunde von ca. 10 cm Länge

TRU 75005	TRUGLUE® Single Dose 05 Pack = 5 Dosetten à 0,3 ml	1 Pack	31,15 /Pack
TRU 75006	TRUGLUE® Single Dose 10 Pack = 10 Dosetten à 0,3 ml	1 Pack	55,20 /Pack
TRU 75007	TRUGLUE® Single Dose 25 Pack = 25 Dosetten à 0,3 ml	1 Pack	121,19 /Pack



Menge

EURO


WUND- / HAUTVERSCHLUSS

3M

3M™ Steri-Strip™ Wundverschlussstreifen

universell einsetzbar, hautfreundliches, micro-poröses Kunstseidenmaterial, atmungsaktiv und exsudatdurchlässig, hohe Zugfestigkeit durch Rayonfäden, kein Nachdehnen

	Größe	Pack			
DMM 1540NP-12	3 x 75 mm	12 x 5 Streifen	1 Pack		47,40 /Pack
DMM 1541NP-12	6 x 75 mm	12 x 3 Streifen	1 Pack		47,40 /Pack
DMM 1542NP-12	6 x 38 mm	12 x 6 Streifen	1 Pack		30,60 /Pack
DMM 1546NP-12	6 x 100 mm	12 x 10 Streifen	1 Pack		63,60 /Pack
DMM 1547NP-12	12 x 100 mm	12 x 6 Streifen	1 Pack		63,60 /Pack
DMM R1541	6 x 75 mm	50 x 3 Streifen	1 Pack		160,50 /Pack
DMM R1542	6 x 38 mm	50 x 6 Streifen	1 Pack		113,00 /Pack
DMM R1546	6 x 100 mm	50 x 10 Streifen	1 Pack		246,50 /Pack
DMM R1547	12 x 100 mm	50 x 6 Streifen	1 Pack		224,50 /Pack
DMM R1548	25 x 125 mm	25 x 4 Streifen	1 Pack		225,75 /Pack
DMM R1549	12 x 50 mm	50 x 6 Streifen	1 Pack		130,50 /Pack



HAUTKLAMMERGERÄTE UND ZUBEHÖR

3M

3M™ Precise™ Hautklammermagazine

kleine, handliche Hautklammermagazine in steriler Einzelverpackung. Das Precise DS-System bietet alle Vorteile des Hautklammerens: Schnelligkeit, Sicherheit, gute Verträglichkeit, gute kosmetische Ergebnisse, verringertes Infektionsrisiko, einfaches Entfernen
Pack = 12 Magazine

steril

DMM DS-5	Einmal-Magazin mit 5 Klammern, gebogen	1 Pack		113,88 /Pack
DMM DS-15	Einmal-Magazin mit 15 Klammern, gebogen	1 Pack		124,20 /Pack
DMM DS-25	Einmal-Magazin mit 25 Klammern, gebogen	1 Pack		166,44 /Pack



DMM SR-1	3M™ Precise™ Klammerentferner Pack = 10 Stück	1 Pack		60,70 /Pack
----------	---	--------	--	--------------------



HAUTKLAMMERGERÄTE UND ZUBEHÖR

MEG 781095

Hautklammerentferner

1 Pack

116,40 /Pack

zum Einmalgebrauch, einzeln steril verpackt, aus Metall, ohne Sicherheitsmarkierung (Einweg-Kennzeichnung), ca. 10 cm lang
Pack = 150 Stück

WUND- / HAUTVERSCHLUSS**Smith-Nephew****Leukostrip™**

Wundnahtstreifen, steril, atmungsaktiv, mit programmierter Rückstellkraft aus elastischem Polyamidgewebe, geeignet für den primären und sekundären Wundverschluss sowie zur Fixierung von Hauttransplantaten, minimieren die Narbenbildung, zuverlässige Klebekraft

	Größe	Pack		
SMN 66072954	4,0 x 38 mm	10 x 8 Streifen	1 Pack	42,69 /Pack
SMN 66002952	6,4 x 76 mm	10 x 3 Streifen	1 Pack	33,51 /Pack
SMN 66072955	6,4 x 102 mm	10 x 5 Streifen	1 Pack	37,87 /Pack
SMN 66002953	13 x 102 mm	10 x 6 Streifen	1 Pack	66,13 /Pack
	Größe	Pack		
SMN 66002876	4,0 x 38 mm	50 x 8 Streifen	1 Pack	160,35 /Pack
SMN 66002878	6,4 x 76 mm	50 x 3 Streifen	1 Pack	134,31 /Pack
SMN 66002879	6,4 x 102 mm	50 x 5 Streifen	1 Pack	146,37 /Pack
SMN 66002880	13 x 102 mm	50 x 6 Streifen	1 Pack	258,30 /Pack
SMN 66002881	26 x 102 mm	25 x 4 Streifen	1 Pack	160,14 /Pack

VENENSTRIPPER**megro®**

MEG 122022

Venenstripper Dormo Strip

12 Set

12,25 /Set

aus Polyamid, röntgenstrahlendurchlässig (64 kV/m ca. 0,15 mA), leichtes Einführen durch spezielle Oberflächenbehandlung, bestehend aus:
2 Venenstripper 100 cm x 1,5 mm Ø, Handstück,
3 Kopfstücke zu je 9,5 - 12,8 und Ø 15,9 mm
VE = 12 Set

Menge

EURO

KNOPFKANÜLEN

megro®

Einmal-Knopfkanülen

Kunststoff, steril, zur topischen Wundspülung, zur Behandlung chronischer Wunden und um Medikamente in bestehende Öffnungen zu spritzen
Pack = 21 Stück

	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Innen-Ø		
MEG 149950	35 mm	45 mm	0,8 mm	1 Pack	28,40 /Pack
MEG 149951	60 mm	70 mm	0,8 mm	1 Pack	30,15 /Pack
MEG 149952	80 mm	100 mm	1,0 mm	1 Pack	32,30 /Pack
MEG 149953	75 mm	90 mm	1,0 mm stumpf	1 Pack	26,50 /Pack



UNIVERSALKLEMME ICI

MEDI PLAST

MED 70000013	Klemme blau , aus PP, unsteril autoklavierbar, röntgenfähig, arretierbar Beutel = 250 Stück	1 Beutel	44,75 /Btl.
--------------	---	----------	--------------------



Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

Qotomed

Aneroidmanometer, Metallsockel (Messing) verchromt mit integriertem Pumpball und Luftablassventil, Manschetten können einfach und schnell ausgewechselt werden, Gehäuse aus absolut stoßfestem ABS, absolut hautverträglich, für Oberarmumfang 22 - 32 cm, inkl. Klettenmanschette abwischbar und Etui, Skala 60 mm Ø

MEG 602010
MEG 602020

Aneroid 1-Schlauch, blau
Aneroid Doppelschlauch, blau

1 Stück
1 Stück

31,20 /St.
33,30 /St.



HYGIENESCHUTZ

Qotomed

MEG 163030

Hygieneschutz für Blutdruckmanschetten 1 Pack zum hygienischen Schutz von Blutdruckmanschetten (Kontaminationsvermeidung), die vielfach bei unterschiedlichen Patienten in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen usw. Verwendung finden, 50 Streifen je Rolle, ca. 14 cm breit, Klebefläche blau gummiert
Pack = 2 Rollen

8,95 /Pack



ZUBEHÖR

Qotomed

Klettenmanschette

für Erwachsene, komplett, hautverträglich, Armumfang 22 - 32 cm

MEG 602024
MEG 602023
MEG 602025

1-Schlauch, blau
Doppelschlauch, blau
2-Schlauch, schwarz

1 Stück
1 Stück
1 Stück

14,30 /St.
14,30 /St.
11,20 /St.



Klettenmanschette, komplett, 1-Schlauch

megro

MEG 602026

Klettenmanschettenbezug für Erwachsene, hautverträglich, Armumfang 22 - 32 cm, schwarz

1 Stück

7,05 /St.



Klettenmanschette, komplett, 2-Schlauch

GUMMIBEUTEL

megro

1-Schlauch

MEG 640041

für Erwachsene (12 x 22,5 cm)

1 Stück

7,00 /St.

2-Schlauch

MEG 640042

für Erwachsene (12 x 22,5 cm)

1 Stück

5,34 /St.



Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE**Prakticus I und Prakticus II**

hochwertiges, formschönes, handliches, robustes Blutdruckmessgerät mit 1- oder 2-Schlauchmanschette, für Arzt und Klinik, mit großer, gut und einfach ablesbarer Skala, latexfreier Pumpball, im Etui

Prakticus I, 68 mm Ø, 1-Schlauch



FRB 9021.20.112	schwarz	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9021.20.117	blau	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9021.20.108	grün	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9021.20.116	rot	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9021.20.109	gelb	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9021.20.110	orange	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9021.20.105	burgund	1 Stück	38,55 /St.

Prakticus II, 68 mm Ø, 2-Schlauch

FRB 9022.20.112	schwarz	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9022.20.117	blau	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9022.20.108	grün	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9022.20.116	rot	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9022.20.109	gelb	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9022.20.110	orange	1 Stück	38,55 /St.
FRB 9022.20.105	burgund	1 Stück	38,55 /St.

**Manometer, Kunststoff, verchromt**

FRB 9021.20.000	Prakticus I, 68 mm Ø, 1-Schlauch	1 Stück	29,40 /St.
FRB 9022.20.000	Prakticus II, 68 mm Ø, 2-Schlauch	1 Stück	29,40 /St.



Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

 F. BOSCH
MEDIZINTECHNIK
GERMANY

FRB 9120.20.312

Regent II, 68 mm Ø, 1 Schlauch
robustes Blutdruckmessgerät zur Selbstmessung
mit integriertem Stethoskop, mit schwarzer Zieh-
klettensmanschette zum einfachen Anlegen am
Oberarm, mit großer, gut und einfach ablesbarer
Skala, im Etui

1 Stück

47,25 /St.



 F. BOSCH
MEDIZINTECHNIK
GERMANY

SYSDIMED

hochwertiges, formschönes, handliches, robustes
bruchsicheres Blutdruckmessgerät in verschiede-
nen Farben mit schwarzer Klettensmanschette für
Erwachsene, 1-Schlauch, für Arzt und Klinik, mit
großer, gut und einfach ablesbarer Skala, latex-
freier Pumpball, im Etui

FRB 9000.11.112

grau

1 Stück

35,30 /St.

FRB 9001.11.112

weiß

1 Stück

35,30 /St.

FRB 9002.11.112

mint

1 Stück

35,30 /St.

FRB 9003.11.112

pink

1 Stück

35,30 /St.

FRB 9004.11.112

blau

1 Stück

35,30 /St.



BLUTDRUCKMESSGERÄTE

Geratherm®

GER 405000014

Geratherm® smart

1 Stück

33,53 /St.

vollautomatisches **Oberarm-Blutdruckmess-
gerät**, Durchschnittswert der letzten 3 gemessenen
Werte, Arrhythmie-Erkennung, Messung
beim Aufpumpen, Datums- und Uhrzeitanzeige,
1 x 60 Speicherplätze, inkl. Universal-Oberarm-
manschette (22-32 cm), Aufbewahrungstasche
und 4 Batterien (AAA)



BLUTDRUCKMESSGERÄTE**Riester**

RIE 1370-150

RIE 1375-150

e-mega®

aneroides Blutdruckmessgerät, 1-Schlauch, latexfrei, Gehäuse aus Polycarbonat, mit desinfizierbarer polsterloser Manschette für Erwachsene, waschbar bis 60 °C, schnelles Aufpumpen durch optimiertes Löffeldesign, überdruckbelastbar und mit nahezu alterungsfreiem Präzisions-Mess-System ausgestattet, Komfort-Luftablassventil mit Feineinstellung, geschützt durch Mikrofilter, Skala 63 mm für gute Ablesbarkeit, inkl. Vinyl-Reißverschluss tasche weiß 1 Stück **44,85 /St.**
schwarz 1 Stück **44,85 /St.**



RIE 1362

precisa® N

1 Stück

60,90 /St.

Qualitäts-Blutdruckmessgerät, stabile Metallkonstruktion mit Aluminiumgehäuse und 64 mm Skala, überdruckbelastbar und mit nahezu alterungsfreiem Präzisions-Mess-System, Mikrofilter, Präzisionsluftablassventil, Löffelgriff aus Edelstahl, mit Einschlauch-Nylon-Klettenmanschette für Erwachsene



RIE 1442

sanaphon®

1 Stück

73,05 /St.

klassisches Einhand-Blutdruckmessgerät aus Metall zur präzisen Selbstmessung, gewährleistet selbst bei Personen mit Herzrhythmusstörungen exakte Messwerte, mit Durchziehbügelmanschette, Blutdruckpass und Aufbewahrungstasche



RIE 1312

minimus® II

1 Stück

68,10 /St.

Präzisions-Blutdruckmessgerät, hochqualitative Metallkonstruktion mit handlicher 49 mm Skala, überdruckbelastbar mit nahezu alterungsfreiem Messsystem, Mikrofilter, Präzisionsluftablassventil, oben angebrachte, komfortable Schlauchverbindung mit Schnellkonnektor, Löffelgriff aus Edelstahl, mit Einschlauch-Nylon-Klettenmanschette für Erwachsene

Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

Riester

R1 shock-proof®

Blutdruckmessgerät mit shock-proof Technologie, geprüfte Fallhöhe 120 cm, 1-Schlauch, 52 mm Skala, mit Klettenmanschette für Erwachsene, patentierte Luftkanaltechnik garantiert stabile Zeigerbewegungen, Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg, fein regulierbares Luftablassventil aus Metall, Schraubschlauchverbindung aus Metall für schnellen Manschettenwechsel

RIE 1250-107

Skala schwarz
mit rot fluoreszierendem Zeiger

1 Stück

70,20 /St.

RIE 1251-107

Skala weiß
mit blauem Zeiger

1 Stück

70,20 /St.



RBP-100

vollautomatisches, digitales **Oberarm-Blutdruckmessgerät**, 1-Schlauch, mit 2 Klettenmanschetten für Erwachsene (Gr. M 22-32 cm und Gr. L-XL 32-52 cm), Durchschnittswertermittlung (3-fach Messung), oszillometrische oder auskultatorische Messmethode, einfache Handhabung, schnelle Messung, für den klinischen Einsatz geeignet, geräumiger Korb an der Geräterückseite für Schläuche und Manschette, bis zu 1000 Einzelmessungen im Akkubetrieb, inkl. Netzteil, zertifiziert nach EN ISO 13485:2016

RIE 1742

RBP-100 Wandmodell
mit stabiler Wandhalterung aus Kunststoff,
inkl. Befestigungsmaterial

1 Stück

249,80 /St.

RIE 1740

RBP-100 Tischmodell

1 Stück

233,40 /St.

RIE 1741

RBP-100 Standmodell
auf Stativ, Ø 54 cm, mit 5 Rollen,
davon 2 arretierbar

1 Stück

294,60 /St.



RBP-100 Standmodell



RBP-100 Tischmodell



RBP-100 Wandmodell

BLUTDRUCKMESSGERÄTE**ri-champion® N**

vollautomatisches, digitales **Oberarm-Blutdruckmessgerät** für präzise und schnelle Selbstmessung, mit Datum und Zeitanzeige, Arrhythmieerkennung, große Messwertanzeige, optisches und akustisches Pulssignal, 99 Speicherplätze, mit Manschettenaufbewahrungsmöglichkeit auf der Rückseite, inkl. 4 AA Batterien

mit Bügel-Klettenmanschette

RIE 1725-145

Erwachsene

Oberarmumfang 20-32 cm, latexfrei

1 Stück

95,00 /St.

RIE 1725-146

Erwachsene starke Arme

Oberarmumfang 32-42 cm, latexfrei

1 Stück

95,00 /St.

RIE 1725-147

Kinder

Oberarmumfang 13-20 cm, latexfrei

1 Stück

95,00 /St.

big ben® round, Wandmodell



RIE 1459

big ben® roundØ 147,2 mm, **Wandmodell**, mit stabiler Wandhalterung aus Kunststoff, Schwenkradius insgesamt 130°, inkl. Schrauben und Dübel

1 Stück

93,30 /St.

RIE 1453

big ben® roundØ 147,2 mm, **Tischmodell**, mit standfestem Sockel

1 Stück

98,85 /St.

RIE 1456

big ben® squareHöhe/Breite 145,5 mm, **Tischmodell**, mit standfestem Sockel

1 Stück

98,85 /St.

RIE 1468

big ben® roundØ 147,2 mm, **Standmodell**, auf Stativ, Ø 54 cm, mit 5 Rollen, davon 2 arretierbar

1 Stück

171,50 /St.

RIE 1478

big ben® squareHöhe/Breite 145,5 mm, **Standmodell**, auf Stativ, Ø 54 cm, mit 5 Rollen, davon 2 arretierbar

1 Stück

171,50 /St.

big ben® square, Standmodell

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

Menge

EURO



KaWe MASTERMED® A1/A1+

Blutdruckmessgerät, 1-Schlauch, korrosionsfreies Präzisionsmesswerk, stoßfest, überdrucksicher, Skala Ø 60 mm, mit Manschette (Erwachsene) biokompatibel, TPU-beschichtet, bis zu 50.000 mal verwendbar

- | | | | |
|------------------|--|---------|-------------------|
| KUW 04.11134.232 | MASTERMED® A1
mit Kunststoffring | 1 Stück | 46,00 /St. |
| KUW 04.11144.232 | MASTERMED® A1+
mit Metallring | 1 Stück | 49,00 /St. |



MASTERMED® A1+ mit Metallring

KaWe MASTERMED® C

Blutdruckmessgerät, 2-Schlauch, Anzeige mit rotem, schmalem Zeiger für exakte Messablesung, Skala Ø 150 mm, Ziffernblatt reduziert das Risiko der Parallaxe, Skalierung 0 - 300 mmHg, Beryllium-Kupfer-Membran hält die Stabilität der Kalibrierung bis 600 mmHg, mit PU/Nylon-Velcromanschette (Erwachsene), schneller Manschettenwechsel durch Steckadapter

- | | | | |
|------------------|--|---------|--------------------|
| KUW 04.32730.232 | Tischmodell
integrierter Griff und Standfüße, Spiralschlauch mit Aktionsradius von 3 m | 1 Stück | 123,00 /St. |
| KUW 04.32750.232 | Wandmodell
schwenkbare Halterung 80°, zur Anwendung mit Wandstation KaWe MedCenter® 5000, inkl. Schrauben und Dübel, Spiralschlauch mit Aktionsradius von 3 m | 1 Stück | 125,00 /St. |
| KUW 04.32740.232 | Stativmodell
5-Fuß-Stativ aus hochwertigem Edelstahl für sicheren Stand mit stabilem Kunststoffkreuz, höhenverstellbar von 85 - 130 cm, Doppellaufrollen Ø 50 mm mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle, Spiralschlauch mit Aktionsradius von 3 m | 1 Stück | 226,00 /St. |



Tischmodell

Wandmodell



Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTEBOSCH
+SOHN boso

BOS 4770143

boso medicus X

1 Stück

50,34 /St.

vollautomatisches Oberarmmessgerät mit Bewertungsskala zur Einstufung nach WHO, Arrhythmieerkennung und Mittelwertanzeige, Speicher für 30 Messungen für 14-Tage-Profil, mit Standardmanschette, inkl. Batterien



BOS 4510143

boso medicus uno

1 Stück

50,34 /St.

vollautomatisches Oberarmmessgerät mit einfacher Bedienung und Funktion, Arrhythmieerkennung, mit Standard-Zugbügel-Klettenmanschette, ideal für ältere Menschen, inkl. Batterien



BOS 4780143

boso medicus vital

1 Stück

58,74 /St.

vollautomatisches Oberarmmessgerät mit Bewertungsskala zur Einstufung nach WHO, Arrhythmieerkennung und Mittelwertanzeige, Speicher für 60 Messungen, mit Universal-Zugbügel-Klettenmanschette, inkl. Batterien und Etui



BOS 4710143

boso medicus exclusive

1 Stück

75,55 /St.

vollautomatisches Oberarmmessgerät, **zuschaltbare Sprachausgabe** (5-sprachig), Arrhythmieerkennung, Mittelwertanzeige, Tri-Check-Funktion, Speicher für 90 Messungen mit Datum und Uhrzeit, mit Universalmanschette, inkl. Batterien und Etui

Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE



BOS 4210143

boso medicus

vollautomatisches Oberarmmessgerät mit Standard-Zugbügel-Klettenmanschette, für Senioren mit einfacher Bedienung, inkl. Batterien und Etui

1 Stück

90,25 /St.



BOS 4530143

boso medicus smart

Halbautomat, klein wie am Handgelenk, mit der Sicherheit der Oberarmmessung, Arrhythmieerkennung, mit Standard-Zugbügel-Klettenmanschette, inkl. Batterien und Etui

1 Stück

31,01 /St.



BOS 4760143

boso medistar+

vollautomatisches Blutdruckmessgerät für die Messung am Handgelenk, mit Bewertungsskala nach WHO, Arrhythmieerkennung und Mittelwertanzeige, Speicher für 90 Messungen für Langzeitprofil, inkl. Batterien und Etui

1 Stück

25,13 /St.



PAVK-FRÜHERKENNUNG



BOS 4660141

boso ABI-system 100

schnelle und präzise Ermittlung des Knöchel-Arm-Index. Mit dem ABI kann eine PAVK (periphere arterielle Verschluss-Krankheit) mit hoher Sensitivität frühzeitig erkannt werden. Das boso ABI-system 100 ermittelt diesen entscheidenden Wert ohne Doppler. Zeitgleiche Messung des systolischen Blutdrucks an allen 4 Extremitäten, intelligentes Aufpumpsystem und Regelung der Abfließgeschwindigkeit, keine Verfälschung durch Blutdruckschwankungen

1 Stück

2.044,71 /St.



Lieferumfang: Messgerät, 2 Nylon-Armmanschetten (22 - 42 cm), 2 Nylon-Beinmanschetten (18 - 38 cm), Netzgerät, USB-Verbindungskabel, Anwendungssoftware mit Datenbank zur Patientenverwaltung

Menge EURO

LANGZEIT-BLUTDRUCKMESSGERÄTE UND ZUBEHÖR

BOS 4550141

BOSCH
+SOHN boso**boso TM-2430 PC 2**

1 Stück 1.122,94 /St.

das 24Std.-Blutdruckmessgerät, oszillometrische Messmethode, programmierbarer Schlafmodus, inkl. Transportkoffer, Akkuladegerät, 2 Akku-Sätze, Standard-Klettenmanschette, 13 x 62 cm, 1-Schlauch, Schlauchlänge 120 cm, für Erwachsene, Oberarmumfang 22 - 32 cm, Hüfttasche, Gürtel, boso profil-manager XD für die Auswertung am PC, mit PC-Verbindungskabel

**megro®****Tasche für Langzeitblutdruckmessgerät** 1 Stück 17,95 /St.

schwarz/blau, stabile Tragetasche, ca. 80 x 120 mm, passend für Langzeitblutdruckmessgeräte z.B. Boso TM-2430, Physioquant, etc., mit extra langem, verstellbarem Trageriemen, **stabiles**, umlaufendes Gurtband für lange Nutzungsdauer, waschbar bis 40°C



MEG 602050

LANGZEIT-BLUTDRUCKMESSGERÄTE**ERKA.****Erkameter 24**

1 Stück 849,00 /St.

24Std.-Blutdruckmessgerät zur gesicherten Hypertonie-Diagnostik und Therapie in nur einem Gerät. Die im Lieferumfang enthaltene Software ERKA.360 ermöglicht eine zusammenfassende und detaillierte Analyse der vier Auswertephasen Tag, Nacht, Morgen und ABDM und gibt so Auskunft über die durchschnittliche Blutdruckhöhe, Blutdruckschwankungen im Tagesverlauf, Fehlen oder Verminderung des normalen Blutdruckabfalls in der Nacht sowie außergewöhnliche Blutdruckanstiege oder -abfälle. Großer Speicher mit jeweils 500 Speicherplätzen, inkl. ERKA Green Cuff GREEN one piece Manschette grau 24 h, Gr. 4 (27-35 cm), Tasche mit Umhängegurt, Batteriesatz, Ladegerät, kostenlose Auswertesoftware ERKA.360 (zum Download)

ERK 41330895



Menge EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

ERKA.

ERK 20120482 **Perfect-Aneroid** 1 Stück **136,73 /St.**

grün, Zweischlauchmodell, hochwertiges, flaches Präzisionsmanometer, feinfühlig einstellbares Schraubablassventil, hochglanzpoliertes und glanzverchromtes Messinggehäuse, Skala 48 mm Ø, Klettenmanschette GreenCuff superb grün abwischbar Größe 4 (Erwachsene), mit Etui



ERK 41120493 **Erkameter 125 PRO** 1 Stück **299,00 /St.**

mobiles, digitales Oberarm-Blutdruckmessgerät für den professionellen Anwender, Messgenauigkeit klinisch validiert, oszillometrisches und auskulatorisches Messverfahren, kontrastreiches 2.8" TFT Full Colour Display, integrierter Gerätespeicher mit 3 x 500 Speicherplätzen, Sensorik zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen und Körperbewegungen, kompatibel mit ERKA GreenCuff superb smart Manschetten, **inkl.** GreenCuff Smart Rapidmanschette, grau, Größe 4 (Erwachsene)



ERK 02426493 **Rapidmanschette GreenCuff Smart** 1 Stück **37,42 /St.**
grau, mit Quickkonnektor, komplett mit Blase, 1-Schlauch **Gr. 3** (Erwachsene small)



ERK 02424493 **Rapidmanschette GreenCuff Smart** 1 Stück **48,88 /St.**
grau, mit Quickkonnektor, komplett mit Blase, 1-Schlauch **Gr. 5** (Erwachsene large)

ERK 42071293 **Erkameter E** 1 Stück **449,00 /St.**

netzbetriebenes Tischmodell, digitales Blutdruckmessgerät für die professionelle Blutdruckmessung, Messgenauigkeit klinisch validiert, oszillometrisches und auskulatorisches Messverfahren, kontrastreiches 4.2" TFT Full Colour Display, integrierter Gerätespeicher mit 3 x 500 Speicherplätzen, Sensorik zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen und Körperbewegungen, kompatibel mit allen ERKA GreenCuff Smart Manschetten, schneller Manschettenwechsel mit ERKA Quick-Connector, **inkl.** GreenCuff Smart Rapidmanschetten grau im Set Gr. 3 - 5



Menge EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE**OMRON**

- OMR HEM-6161-D **RS2** 1 Stück **26,47 /St.**
vollautomatisches **Handgelenk**-Blutdruckmessgerät, schnelle, schonende Messung durch OMRON Intellisense Technologie, Manschettensitzkontrolle, einfache Einknopfbedienung, Speicherfunktion für 30 Messwerte, Bluthochdruckindikator, großes, leicht ablesbares LCD-Display, inkl. Manschette von 13,5 - 21,5 cm, Aufbewahrungsbox und Batterien



- OMR HEM-6181-D **RS4** 1 Stück **39,92 /St.**
vollautomatisches **Handgelenk**-Blutdruckmessgerät mit Positionierungssensor, LCD-Display, automatisches Aufpumpen, automatisches schnelles Ablassen, 60 Speicherplätze, Manschettensitzkontrolle, Mittelwertbildung, Bluthochdruckindikator, inkl. Schalenmanschette von 13,5 - 21,5 cm, Aufbewahrungsbox und Batterien



- OMR HEM-6232T-D **RS7 intelli IT** 1 Stück **61,76 /St.**
vollautomatisches **Handgelenk**-Blutdruckmessgerät, LCD Display, nahezu geräuschlose Messung, automatisches Aufpumpen, automatisches schnelles Ablassen, Bluthochdruckindikator, Mittelwertbildung, LED Positionierungssensor, OMRON connect App für iPhone / Android™, je 100 Speicherplätze für 2 Nutzer, gleichzeitige Anzeige von Puls und Blutdruck, inkl. Komfort-Handgelenk-Manschette von 13,5 - 21,5 cm, Aufbewahrungsbox und Batterien



- OMR HBP-1120-E **HBP-1120** 1 Stück **166,81 /St.**
professionelles Oberarm-Blutdruckmessgerät zur auskultatorischen und oszillometrischen Messung mit Nullstellung, erkennt unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen, kompaktes Design, passt auf jeden Schreibtisch, einfache Benutzeroberfläche mit 3 Tasten und großem Display, kompatibel mit 5 Manschettengrößen von 12 - 50 cm, Manschetten sind desinfizierbar, inkl. M-Manschette von 22 - 32 cm und Netzteil



- OMR HBP-1320-E **HBP-1320** 1 Stück **238,49 /St.**
professionelles Oberarm-Blutdruckmessgerät zur auskultatorischen und oszillometrischen Messung mit Nullstellung, erkennt unregelmäßige Herzschläge, bei Körperbewegungen wird die Deflation für 5 Sekunden unterbrochen, 4 Inflations-Druckeinstellungen: Auto, 220 mmHg, 250 mmHg, 280 mmHg, letzter Messwert wird im Display angezeigt, Auto-Off Funktion, mit praktischem Tragegriff, stoßfeste und robuste Bauweise, großes, beleuchtetes Display, kompatibel mit 5 Manschettengrößen von 12 - 50 cm, inkl. M-Manschette von 22 - 32 cm, L-Manschette von 32 - 42 cm, wiederaufladbarem Akku und Netzteil

Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

OMRON

OMR HEM-7121-D **M300** 1 Stück 36,09 /St.

das Modell für alle **Einsteiger**, vollautomatisches **Oberarm**-Blutdruckmessgerät, einfache Bedienung, schnelle, schonende Messung durch OMRON Intellisense-Technologie, Speichermöglichkeit für 30 Messungen, inkl. Universalmanschette von 22 - 42 cm, Aufbewahrungstasche und Batterien



OMR HEM-7155T-D **M400 Intelli IT** 1 Stück 54,20 /St.

der zuverlässige **Allrounder**, vollautomatisches **Oberarm**-Blutdruckmessgerät, schnelle, schonende Messung durch OMRON Intellisense Technologie, Messung bereits während des Aufpumpens, zusätzliche Validierung für Schwangere und Diabetiker, LED-Farbanzeige zum einfachen Ablesen und klarer Interpretation des Blutdruckwertes, **360° Genauigkeit**, unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen werden erkannt und angezeigt, graphische Klassifizierung des Blutdrucks, Speicherfunktion je 60 Messwerte für 2 Nutzer mit Datum/Uhrzeit, Mittelwertbildung und Gast-Modus, inkl. Intelli Wrap Manschette von 22 - 42 cm, Aufbewahrungstasche und Batterien



OMR HEM-7361T-D **M500 Intelli IT** 1 Stück 71,01 /St.

der intelligente **Profi**, vollautomatisches **Oberarm**-Blutdruckmessgerät, erkennt unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen, zusätzliche Validierung für Schwangere und Diabetiker, LED-Manschettensitzkontrolle, LED-Ampelanzeige zum einfachen Ablesen und klarer Interpretation des Blutdruckwertes, Speicherfunktion je 100 Messwerte für 2 Nutzer und Gast-Modus, 3 aufeinanderfolgende Messungen mit Mittelwertbildung, inkl. Intelli Wrap Manschette von 22 - 42 cm mit Anlegeintelligenz für korrekten Sitz und genaue Messergebnisse, Aufbewahrungstasche und Batterien



OMR HEM-7600T-E **EVOLV** 1 Stück 146,22 /St.

vollautomatisches **Oberarm**-Blutdruckmessgerät, keine Schläuche, keine Kabel, Messung ohne unangenehmes Druckgefühl, kabellose Übertragung zur OMRON connect App für iPhone / Android™, erkennt Körperbewegungen während der Messung, Manschettensitzkontrolle, erkennt unregelmäßige Herzschläge, 100 Speicherplätze im internen Speicher, OLED Display, inkl. Intelli Wrap Manschette von 22 - 42 cm für 360° Genauigkeit in jeder Position um den Oberarm, Batterien (4 x AAA Batterien 1,5 V) und Aufbewahrungstasche



OMR 9515336-9 **Netzgerät Typ S** 1 Stück 17,61 /St.

Universal-Netzadapter für alle OMRON Oberarm-Blutdruckmessgeräte (ausgenommen MIT Elite Plus, i-Q142)



Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE**BRÄUN**

MEG 603023



1 Stück

126,04 /St.**ActivScan™ 9 BUA7200**

vollautomatisches **Oberarm-Blutdruckmessgerät**, Ergebnisse werden farblich von grün bis rot kodiert, so dass man auf einen Blick den Gesundheitszustand des Herzens erfassen kann, die individuell anpassbare Manschette, die sich durch einfaches Zusammendrücken öffnen lässt, ist mit einer Soft Inflate-Technologie ausgestattet, die ein einfaches Anlegen am Oberarm ermöglicht, erkennt unregelmäßige Herzschläge, Synchronisation mit der Braun Healthy Heart App möglich, Speicherkapazität: bis zu 200 Messwerte pro Nutzer, Farb-TFT-Punktmatrix-Display, automatische Abschaltung nach ca. 60 Sekunden, inkl. Universalmanschette: 22 - 42 cm, Kartonaufbewahrungsbox und 4 x AA Batterien

BRÄUN

MEG 603025



1 Stück

84,03 /St.**iCheck® 7 BPW4500**

vollautomatisches **Handgelenk-Blutdruckmessgerät**, erkennt unregelmäßigen Herzschlag, zeigt die Blutdruckwerte an und synchronisiert sie mühelos mit der Braun Healthy Heart App, mit der die Entwicklung des Blutdrucks nachverfolgt werden kann, sofortige Datenauswertung mithilfe der Farbkennzeichnung, mit dem Kugelgelenk-System wird dem Verbraucher die richtige Positionierung erleichtert, Speicherkapazität: bis zu 100 Messwerte, OLED-Display, automatische Abschaltung nach ca. 60 Sekunden, inkl. Manschette passend für Handgelenkumfang 12,5 - 21 cm, Kartonaufbewahrungsbox und 2 x AA Batterien

BRÄUN

MEG 603011



1 Stück

54,61 /St.**ExactFit™ 3 BUA6150**

vollautomatisches **Oberarm-Blutdruckmessgerät** zur präzisen Blutdruckmessung bei jedem Oberarmumfang, bei diesem Blutdruckmessgerät sind bereits 2 Manschetten im Lieferumfang enthalten (S/M bis 32 cm und L/XL bis 42 cm Armumfang), einfachste Bedienung und besonders gut ablesbares XL-Display mit Anzeige von Systole, Diastole, Puls, Datum und Uhrzeit, Speicherplatz je 40 Messwerte für 2 Anwender mit Uhrzeit und Datum, Durchschnittsberechnung der letzten 3 Messungen, Messung erfolgt während des Aufpumpens, das sorgt für besonders sanfte und komfortable Messung, inkl. 4 x AA Batterien und Aufbewahrungs-/Reisebeutel

Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE



Welch Allyn ProBP™ 2000

Digitales Blutdruckmessgerät

die ideale Lösung für die Blutdruckmessung in der medizinischen Einrichtung. Der SureBP-Algorithmus, der den Blutdruck während des Aufpumpens der Manschette berechnet, wird bei allen Geräten für Vitalwerte von Welch Allyn eingesetzt. Damit kann das Klinikpersonal in allen Versorgungsbereichen automatisch schnell und exakt Blutdruckmesswerte erfassen. Blutdruckmesswerte werden beim Aufpumpen bequemer in etwa 20 Sekunden erfasst. Die Messung beim Aufpumpen der Manschette wird per Knopfdruck eingeleitet. Das ProBP™ 2000 ist mit den wiederverwendbaren FlexiPort-Manschetten kompatibel. Lieferung inkl. FlexiPort-Manschette Gr. 11, 4 AA-Batterien, Größe (BxLxH): 9,4 x 14,2 x 6,6 cm



WLA 2000	Welch Allyn ProBP™ 2000 digitales Blutdruckmessgerät	1 Stück	175,00 /St.
WLA 2000-P	Welch Allyn ProBP™ 2000 digitales Blutdruckmessgerät mit Netzteil	1 Stück	195,00 /St.
WLA 107041	Welch Allyn Netzteil für ProBP™ 2000 inklusive Adapter für USA, EU, UK, AU	1 Stück	35,70 /St.

Welch Allyn Connex ProBP™ 3400

Digitales Blutdruckmessgerät

kompaktes, handgehaltenes Blutdruckmessgerät für zuverlässige Blutdruckmessungen. Die Welch Allyn SureBP™ Blutdruckmesstechnologie ermöglicht während des Aufpumpvorgangs innerhalb von ca. 15 Sekunden schnelle und genaue Messungen, auch in schwierigen medizinischen Situationen. Interner Speicher für 50 Messungen, Lithium-Ionen Akkukapazität ermöglicht 100 Messungen, Lieferung inkl. NIBP-Schlauch, FlexiPort-Manschette Gr. 11 und 12, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel und Li-Ionen Akku, Größe (HxBxT): 15 x 8 x 5,6 cm



WLA 34XFHT-2	Welch Allyn Connex ProBP™ 3400 handgehaltenes Gerät	1 Stück	673,00 /St.
WLA 34XFWT-2	Welch Allyn Connex ProBP™ 3400 handgehaltenes Gerät mit Wandhalterung	1 Stück	736,00 /St.
WLA 34XFST-2	Welch Allyn Connex ProBP™ 3400 handgehaltenes Gerät mit Rollstativ	1 Stück	886,00 /St.

Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE

WLA DS-6601-189

**Welch Allyn DuraShock™ DS66 Gold Serie**

1 Stück

106,00 /St.

schockresistent, stoß- und schlagfest, "das Beste" für Praxis- und Klinik. Einschlauchgerät mit lasergravierter Skala für eine noch größere Genauigkeit, Ø 50 mm, mit Drückerventil für eine optimierte Feinregulierung des Luftablasses, mit FlexiPort-Manschette für Erwachsene, diamantgelagertes Präzisionsmesswerk garantiert Langlebigkeit, im Etui

Welch Allyn FlexiPort™ Blutdruckmanschetten

1-Schlauch, latexfrei, wiederverwendbar, lange Lebensdauer, einfache Anwendung, antimikrobielle Oberfläche. Die Manschetten können an nahezu jedes manuelle oder automatische Blutdruckmessgerät angeschlossen werden. Den FlexiPort Anschluss direkt auf den bestehenden Schlauch des Blutdruckmessgerätes stecken und die richtige Manschettengröße für den Patienten auswählen

WLA REUSE-06

schwarz, für Säuglinge, klein

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-07

schwarz, für Säuglinge

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-08

schwarz, für Kinder, klein

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-09

grün, für Kinder

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-10

blau, für Erwachsene, klein

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-11

blau, für Erwachsene

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-11L

blau, für Erwachsene, lang

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-12

weinrot, für Erwachsene, groß

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-12L

weinrot, für Erwachsene, groß (lang)

1 Stück

23,60 /St.

WLA REUSE-13

schwarz, für Oberschenkel

1 Stück

23,60 /St.**mit Tri-Purpose Anschluss**

WLA REUSE-06-1TPE

schwarz, für Säuglinge, klein

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-07-1TPE

schwarz, für Säuglinge

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-08-1TPE

schwarz, für Kinder, klein

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-09-1TPE

grün, für Kinder

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-10-1TPE

blau, für Erwachsene, klein

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-11-1TPE

blau, für Erwachsene

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-11L-1TPE

blau, für Erwachsene, lang

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-12-1TPE

weinrot, für Erwachsene, groß

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-12L-1TPE

weinrot, für Erwachsene, groß (lang)

1 Stück

28,90 /St.

WLA REUSE-13-1TPE

schwarz, für Oberschenkel

1 Stück

28,90 /St.

Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄTE



Welch Allyn Blutdruckmesser DuraShock™

die patentierte DuraShock™ Technologie der direkten Druckmessung arbeitet ohne komplizierte Mechanik. Im Vergleich zu traditionellen Blutdruckmessgeräten bietet dies besondere Vorteile: hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und eine anhaltende Messgenauigkeit

Modell DS54 - Bronze Serie

handgehaltenes Blutdruckmessgerät, Rändelschraube für Luftablass, Ø 50 mm, Manometer mit FlexiPort-Manschette mit Klettverschluss

WLA DS-5402-189	Welch Allyn Blutdruckmessgerät DS54 DuraShock Doppelschlauchgerät für Erwachsene, im Etui	1 Stück	54,50 /St.
WLA DS-5402-300	Welch Allyn Manometer allein für DS 5402-189, im Etui	1 Stück	46,80 /St.
WLA DS-5401-189	Welch Allyn Blutdruckmessgerät DS54 DuraShock Einschlauchgerät für Erwachsene, im Etui	1 Stück	54,50 /St.
WLA DS-5401-300	Welch Allyn Manometer allein für DS 5401-189, im Etui	1 Stück	46,80 /St.



DuraShock DS54, 1-Schlauchgerät



Manometer DS 5401-300

Modell DS55 - Silber Serie

schockresistent, stoß- und schlagfest und somit besonders für den hektischen Praxis- und Krankenhausalltag geeignet. Einschlauchgerät mit lasergravierter Skala für eine noch größere Genauigkeit, Ø 50 mm, mit FlexiPort-Manschette für Erwachsene, im Etui

WLA DS-5501-189	Welch Allyn DuraShock™ DS55 schwarz	1 Stück	72,00 /St.
WLA DS-5521-129	Welch Allyn DuraShock™ DS55 blau	1 Stück	72,00 /St.
WLA DS-5541-149	Welch Allyn DuraShock™ DS55 rot	1 Stück	72,00 /St.
WLA DS-5561-169	Welch Allyn DuraShock™ DS55 gelb	1 Stück	72,00 /St.



DuraShock Messwerk

MONITOR UND ZUBEHÖR

seca

SEC 5351130001 **seca mVSA 535 Spot-Check-Monitor** 1 Stück **2.190,00 /St.**

das kompakte Gerät misst die vier Vitalparameter Blutdruck, SpO₂, Puls und Temperatur sowie optional die komplette Körperzusammensetzung bestehend aus Fettmasse, Muskelmasse und Körperwasser. Die leistungsfähige Software kommuniziert mit jedem Netzwerk und gewährleistet die fehlerfreie Übertragung aller Messwerte in EMR Systeme. Das kompakte Gerät mit den Maßen (BxHxT) 252 x 262 x 278 mm verfügt über ein 7" Touchscreen-Display. Die Stromversorgung erfolgt über ein eingebautes Netzteil und einen internen Lithium-Ionen-Akku. Des Weiteren verfügt das Gerät über WLAN, Ethernet, USB 2.0 und seca 360° wireless Technologie Schnittstellen. Der große interne Speicher kann bis zu 70.000 Messungen speichern. Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt über leicht verständliche grafische Darstellungen auf dem Touchscreen-Monitor.

Lieferung inkl. Manschette Gr. M, Sensor seca-Standard, Genius™ 2 mit 96 Sonden-Schutzhüllen

Vitalparameter:

Blutdruck: Oszillometrisch, Aufwärtsmessung/ Abwärtsmessung umschaltbar, Manschettensitzkontrolle, Blutdruck Messzeit: 15 - 20 Sek. / max. 90 Sek. (Erwachsene)

Puls: Der Puls des Patienten wird immer miterfasst, sowohl bei der Blutdruckmessung als auch mit dem Pulsoxymeter

SpO₂: Präzise und klinisch validiert

Thermometrie: Temperaturmessmethode: oral/ axillar (direkt oder prädiaktiv). Temperatur Messdauer: Prädiaktiv (oral) < 3 - 10 Sek.; Prädiaktiv (axillar/rektal) < 8 - 14 Sek.; Direkt 60 - 120 Sek.



Anwendung auf Rollstativ



SEC 4750535009 **Rollstativ für seca mVSA 535** 1 Stück **295,00 /St.**

das Stativ ist höhenverstellbar von 695 - 1185 mm und perfekt auf den seca mVSA abgestimmt. Die fünf Rollen sind in alle Richtungen beweglich, somit lässt sich das Stativ leicht und sicher dirigieren. Am Stativ findet sich zusätzlich eine Halterung für den Smart Bucket, indem sich Blutdruckmanschetten und Sonden-Schutzhüllen verstauen lassen und der eine Halterung für das Thermometer und die SpO₂-Sensoren aufweist, Eigengewicht: 8,9 kg, Breite x Tiefe: 600 x 600 mm



Menge

EURO

PULSOXIMETER UND ZUBEHÖR

Medtronic / **NELLCOR**
Kurzes, Together

NEL PM10NDSKITDE **Tragbares Pulsoximeter PM10N** 1 Stück **650,00 /St.**

inkl. DS100A Sensor

kleines, leichtes Pulsoximeter zur kontinuierlichen und Spot-Check Messung, unterstützt einen stabilen Datensatz mit SpO₂- und Pulsfrequenz-Werten in Echtzeit, SatSeconds-Alarmmanagement, Pleth-Kurve, Leuchtbalken und tabellarischen Trenddaten, erweiterter Genauigkeitsbereich LoSat 60 % bis 100 %, 80 Stunden Datenspeicherkapazität, der Monitor hat zusätzliche Funktionen wie den Homecare-Modus und den Schlafstudien-Modus für eine einfachere Überwachung im Krankenhaus und in häuslichen Einrichtungen

Display: Bildschirmabmessungen 88,9 mm (3.5 Zoll), Bildschirmtyp TFT LCD, weißes LED-Hintergrundlicht, 60°-Betrachtungskegel und optimale Sichtentfernung von 1 Meter, Auflösung 320 x 480 Pixel, ohne Schutzhülle, inkl. vier Lithiumbatterien mit 3.000 mAh für ca. 20 Stunden Überwachung, Maße (HxBxT): 15,6 x 7 x 3,2 cm, Gewicht: 274 g



Geratherm

MEG 690650 **Fingerpulsoximeter oxy control** 1 Stück **65,00 /St.**

ideal für Klinik und Rettung, schnell und mobil, kompakt, leicht, klein und transportabel, hohe Messgenauigkeit, einfache Anwendung durch Ein-Knopf-Bedienung, für verschiedene Fingergrößen (Kinder, Erwachsene) geeignet, mit Schutzhülle gegen Schmutz und Stöße, Display mit 6 Ansichtsperspektiven, Helligkeitsregulierung des Displays in 10 Stufen, Pulsraten-Darstellung als Histogramm, Betrieb bis zu 30 Stunden, inkl. Aufbewahrungstasche und Umhängeband



CREATIVE MEDICAL

MEG 690654 **Fingerpulsoximeter PC 60D** 1 Stück **119,00 /St.**

speziell für Kleinkinder und Kinder, großes, glasklares Farbdisplay (optimal für abgedunkelte Räume), bei Abweichung von Normwerten wird visuell (Anzeige blinkt) und akustisch (Piepton) alarmiert, plethysmographische Welle wird in roter Farbe eindeutig dargestellt, drehbare Displaymodifikationen in unterschiedliche Ansichtsperspektiven, automatische Alarmfunktion, Anzeige des Perfusionsindex (PI), klare Displayanzeige informiert über die Pulsfrequenz (BPM) und die aktuelle Sauerstoffsättigung (SpO₂), automatische Ein- und Abschaltfunktion, Gewicht: 40 g (inkl. Batterien), Betrieb bis zu 4 Stunden mit wiederaufladbarer Lithiumbatterie



Menge

EURO

PULSOXIMETER UND ZUBEHÖR

automatische Alarmfunktion, Anzeige des Perfusionsindex (PI), klare Displayanzeige informiert über die Pulsfrequenz (BPM) und die aktuelle Sauerstoffsättigung (SpO₂), angenehmer und einfacher Tragekomfort, automatische Ein- und Abschaltfunktion, Betrieb bis zu 30 Stunden mit 2 (AAA) Batterien, Gewicht: 60 g



MEG 690656 **Fingerpulsoximeter PC 60B PRO** 1 Stück **69,00 /St.**

gut lesbares Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung (ideal für abgedunkelte Räume)

Lieferumfang:

2 x AAA Standardbatterien, Stoffbeutel zur sicheren Aufbewahrung und Clip-Band zur Befestigung

MEG 690657 **Fingerpulsoximeter PC 60C PRO** 1 Stück **109,00 /St.**

großes, glasklares Farbdisplay (optimal für abgedunkelte Räume), plethysmographische Welle wird in roter Farbe eindeutig dargestellt, automatisch drehbare Displaymodifikationen in vier Ansichtsperspektiven, **einstellbare** Pulsfrequenz Alarmgrenzen, **ein- und ausschaltbarer** Pulston, Werksrückstellung möglich, besonders für den professionellen Bereich wie Ärzte, Kliniken und Rettungsdienst geeignet

Lieferumfang:

2 x AAA Standardbatterien, Stoffbeutel zur sicheren Aufbewahrung und Clip-Band zur Befestigung

MEG 690658 **Fingerpulsoximeter PC 60E** 1 Stück **129,00 /St.**

sehr großes, glasklares Farbdisplay (optimal für abgedunkelte Räume), plethysmographische Welle wird in roter Farbe eindeutig dargestellt, automatisch drehbare Displaymodifikationen in vier Ansichtsperspektiven, hat keine PI-Anzeige, durch das Anschließen eines externen Sensors (MEG 690659, MEG 690660, MEG 690661) können mit dem selben Gerät bequem Kleinkinder gemessen werden, Lieferumfang:

2 x AAA Standardbatterien, Stoffbeutel zur sicheren Aufbewahrung und Clip-Band zur Befestigung

MEG 690659 **SpO₂ Soft-Sensor Kinder** 1 Stück **49,00 /St.**
für Fingerpulsoximeter Modell PC 60E

MEG 690660 **Clip-Sensor Kinder** 1 Stück **49,00 /St.**
für Fingerpulsoximeter Modell PC 60E

MEG 690661 **Multi-Y-Sensor Kinder/Kleinkinder** 1 Stück **49,00 /St.**
für Fingerpulsoximeter Modell PC 60E



REKTOSKOP / PROKTOSKOP / ANOSKOP UND ZUBEHÖR

Menge

EURO



HEINE OPTOTECHNIK

Rektoskop/Proktoskop-Instrumenten- Kombination BETA 4 USB

Zusammenstellung von Instrumenten
für erweiterte Rektaluntersuchungen
Inhalt:

Kopfstück für UniSpec® Einmalgebrauchs-Tuben
mit Verschlussfenster und Schwenklupe 1,5fach,
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 250 mm
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 130 mm
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 85 mm
Tupferhalter, Doppelgebläse, Beleuchtungs-
adapter, Verbindungskabel 2 m, BETA 4 USB Lade-
griff mit E4-USB med. zugelassenem Steckernetzteil



OPT E-097.27.388	Rektoskop/Proktoskop-Instrumenten- Kombination RTE, komplett, 3,5 V XHL	1 Set	1.001,10 /Set
OPT E-003.18.825	UniSpec® Einmalgebrauchs-Rektoskop 250 x 20 mm, Pack = 25 Stück	1 Pack	87,50 /Pack
OPT E-003.19.825	UniSpec® Einmalgebrauchs-Proktoskop 130 x 20 mm, Pack = 25 Stück	1 Pack	65,00 /Pack
OPT E-003.19.925	UniSpec® Einmalgebrauchs-Anoskop 85 x 20 mm, Pack = 25 Stück	1 Pack	45,60 /Pack
OPT X-002.88.078	Ersatzlampe 3,5 V XHL für Beleuchtungsadapter	1 Stück	24,40 /St.



HEINE OPTOTECHNIK

Rektoskop/Proktoskop-Instrumenten- Kombination RE 7000

wie BETA 4 USB, jedoch noch höhere Beleuch-
tungsstärke durch F.O. Projektor
Inhalt:

Kopfstück für UniSpec® Einmalgebrauchs-Tuben
mit Verschlussfenster und Schwenklupe 1,5fach,
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 250 mm
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 130 mm
Karton mit 25 UniSpec®-Tuben 85 mm
Tupferhalter, Doppelgebläse,
F.O. Projektor HK 7000, 150 W, Lichtleitkabel



OPT E-096.15.501	Rektoskop/Proktoskop-Instrumenten- Kombination RE 7000, komplett	1 Set	1.751,60 /Set
OPT Y-096.15.102	Ersatzlampe 150 W für Rektoskop/ Proktoskop-Instrumenten-Kombination RE 7000	1 Stück	18,70 /St.
OPT E-000.18.116	Einmalgebrauchs-Hygienefilter Pack = 25 Stück	1 Pack	111,50 /Pack



MEG 141500

FRUCHTBLASENSPRENGER

AMNICOT, steril

der Amnicot ist ein Gummi-Latex Fingerling mit einem integrierten Reißhäkchen. Das Öffnen der Fruchtblase wird zu einer einfachen Handhabung für Geburtshelfer und Hebammen, steril zum Einmalgebrauch

Menge

EURO

1 Stück

3,05 /St.

SCHEIDENSPEKULA



excellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards



ZEP 70-1900-01
ZEP 70-1900-02

Semm Scheidenspekula

100 x 17-20 mm
100 x 25-30 mm

1 Stück
1 Stück

38,60 /St.
38,60 /St.



KUW 11.40100.001

Cusco Scheidenspekula für Jungfrauen, aus Edelstahl, matt
75 x 17 mm

1 Stück

18,00 /St.

Cusco Scheidenspekula

Schweizer Modell, aus Edelstahl, matt

KUW 11.40210.001 **Gr. 1** (90 x 25 mm) Abb. 1
KUW 11.40220.001 **Gr. 2** (100 x 27 mm) Abb. 2
KUW 11.40230.001 **Gr. 3** (110 x 30 mm) Abb. 3

1 Stück
1 Stück
1 Stück

18,00 /St.
18,00 /St.
18,00 /St.



3



2



1

Menge

EURO

GYNÄKOLOGIE



exzellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards

Sims Uterus-Sonde, graduiert
zur Austastung der Gebärmutter

ZEP 70-5800-32
ZEP 70-5801-32

32 cm, starr
32 cm, biegsam

1 Stück
1 Stück

17,40 /St.
15,20 /St.



Hegar Uterus Dilatator
zur schonenden und schnellen Weitung
des Gebärmutterhalskanals

ZEP 70-4100-02
ZEP 70-4100-03
ZEP 70-4100-04
ZEP 70-4100-05

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

5,40 /St.
5,40 /St.
5,40 /St.
5,40 /St.



ZEP 08-5501-16

Busch Nabelschnurschere
gebogen, 16 cm

1 Stück

32,90 /St.

ZEP 70-5002-25


Schroeder Hakenzange
25 cm, 1 x 1 Zahn, Uterusfasszange mit
Arretierung zum Greifen und Halten von
unempfindlichem Gewebe

1 Stück

25,40 /St.



Busch Nabelschnurschere



Schroeder Hakenzange

**STETHOSKOPE**

Qotomed

Flachkopf-Stethoskope Modell "Schwester"

ausgezeichnete Akustik durch ultraleichtes Aluminium-Bruststück, außenliegende Ohrbügelfeder, mit weißen, harten Schraub-Ohrlöwen
100% latexfrei und nickelfrei
Flachmembrane: 43 mm Ø
Gesamtlänge: 80 cm

	Schlauch	Bruststück		
MEG 641001	schwarz	schwarz	1 Stück	4,90 /St.
MEG 641001.1	blau	blau	1 Stück	5,50 /St.
MEG 641001.3	grün	grün	1 Stück	5,50 /St.
MEG 641001.4	rot	rot	1 Stück	5,50 /St.
MEG 641001.5	gelb	gelb	1 Stück	5,50 /St.
MEG 641001.6	grau	silber	1 Stück	5,50 /St.
MEG 641001.7	pink	pink	1 Stück	5,50 /St.
MEG 641001.8	weiß	silber	1 Stück	5,50 /St.
MEG 641001.9	orange	orange	1 Stück	5,50 /St.



Qotomed

Doppelkopf-Stethoskope

ausgezeichnete, variable Akustik durch Doppel-Bruststück, der Trichter des Bruststückes ist mit einem Kälteschutzring aus Gummi ausgestattet, außenliegende Ohrbügelfeder, mit weißen, harten Schraub-Ohrlöwen
100% latexfrei und nickelfrei
Membrane: 43 mm Ø
Trichter: 30 mm Ø
Gesamtlänge: 80 cm

	Schlauch	Bruststück		
MEG 641002	schwarz	schwarz	1 Stück	5,90 /St.
MEG 641002.1	blau	blau	1 Stück	6,50 /St.
MEG 641002.3	grün	grün	1 Stück	6,50 /St.
MEG 641002.4	rot	rot	1 Stück	6,50 /St.
MEG 641002.5	gelb	gelb	1 Stück	6,50 /St.
MEG 641002.7	pink	pink	1 Stück	6,50 /St.
MEG 641002.8	weiß	silber	1 Stück	6,50 /St.
MEG 641002.9	orange	orange	1 Stück	6,50 /St.

Menge

EURO

STETHOSKOPE

Qotomed

Doppelkopf-Stethoskope aus Edelstahl
 beste akustische Übertragung, kombiniertes
 Edelstahl-Bruststück mit isolierendem Kunst-
 stoffrand, integrierte Edelstahl-Ohrbügelfeder,
 extra kräftiger PVC-Schlauch, angenehm
 weiche Ohroliven, inkl. 4 Ersatzohroliven
 zum Schrauben und 1 Ersatzmembrane
 100% latexfrei und nickelfrei

	Membrane (Ø mm)	Trichter (Ø mm)	Gesamtlänge (cm)	Menge	EURO
für Erwachsene					
MEG 641110	schwarz 44	35	68	1 Stück	19,70 /St.
MEG 641110.4	rot 44	35	68	1 Stück	19,70 /St.
für Kinder					
MEG 641120	schwarz 35	30	79	1 Stück	19,70 /St.
MEG 641120.4	rot 35	30	79	1 Stück	19,70 /St.
für Babys					
MEG 641130	schwarz 20	20	79	1 Stück	19,70 /St.
MEG 641130.4	rot 20	20	79	1 Stück	19,70 /St.



Qotomed

Rappaport Stethoskope

Kombinationsstethoskope für alle Bereiche, Pädiater,
 Cardiology usw., mit außenliegender Ohrbügelfeder,
 drehbarem Doppelkopf und einem Zubehöretui mit
 3 Trichtern, 2 Membranen und 2 Paar schwarzen
 (weich/hart) Ohroliven, 100 % latexfrei und nickelfrei
 große Membrane: 40 mm Ø
 kleine Membrane: 26 mm Ø
 Gesamtlänge: 75 cm

	Schlauch	Menge	EURO
MEG 641006	schwarz	1 Stück	12,50 /St.
MEG 641006.1	blau	1 Stück	12,50 /St.
MEG 641006.3	grün	1 Stück	12,50 /St.
MEG 641006.4	rot	1 Stück	12,50 /St.
MEG 641006.6	grau	1 Stück	12,50 /St.



Menge

EURO

STETHOSKOPE


MEG 641004

**Doppelkopf-Stethoskop
Modell "Anästhesie"**

1 Stück

10,90 /St.

Bruststück- und Schlauchfarbe schwarz
Ausführung wie MEG 641002 (siehe Katalog-
seite 9/24), jedoch mit extra langem Schlauch
und Steckverbinder

Membrane: 43 mm Ø

Trichter: 30 mm Ø

Gesamtlänge: 139 cm

STETHOSKOPE**ERKA.****ERKA. Finesse**

mit dem umschaltbaren Doppelbruststück (Mes-
sing glanzverchromt) ist man für alle Eventuali-
täten des ärztlichen Alltags gerüstet, die offene
Trichterseite speziell für die tiefen Frequenzen,
die Membranenseite für das komplette Frequenz-
spektrum, mit internem Dualschlauch

Ø 47 mm

ERK 55000000

1 Stück

61,47 /St.

ERK 55000020

1 Stück

61,47 /St.

ERK 55000055

1 Stück

61,47 /St.

ERK 55000060

1 Stück

61,47 /St.**ERKA.****ERKA. Finesse²**

das umschaltbare Bruststück (Messing glanz-
verchromt) hat zwei Membranenseiten, die je-
weils das komplette Frequenzspektrum perfekt
hörbar machen, der beidseitig montierte Kälte-
schutzring sorgt für höchsten Patientenkomfort,
mit internem Dualschlauch

Ø 47 mm

ERK 53500000

1 Stück

64,06 /St.

ERK 53500045

1 Stück

64,06 /St.

ERK 53500055

1 Stück

64,06 /St.

ERK 53500060

1 Stück

64,06 /St.

Menge

EURO

STETHOSKOPE

 **Riester**

duplex® Stethoskop

aus **Aluminium**, latexfrei, mit Präzisions-Doppelbruststück, mit Spezialmembrane Ø 48 mm und Trichter Ø 36 mm, verstellbare, matt verchromte Ohrbügel, mit außenliegender Feder. Weiche Ohröhlen mit Metallgewinde, starker Y-Schlauch aus PVC, inkl. einem Paar Ersatzohröhlen und einer Ersatzmembrane, Gesamtlänge 77 cm

RIE 4001-01
RIE 4001-02
RIE 4031-03
RIE 4033-05

schwarz
schiefergrau
blau
grün

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück



duplex® 2.0 Stethoskop

aus **Edelstahl**, latexfrei, mit Präzisions-Doppelbruststück, mit Spezialmembrane Ø 44 mm und Trichter Ø 32 mm, verstellbare Ohrbügel aus eloxiertem Aluminium, mit innenliegender Mehrfachfeder. Weiche, auswechselbare und drehbare Ohröhlen, starker Y-Schlauch aus PVC, inkl. einem Paar Ersatzohröhlen, einer Ersatzmembrane und Namensschild, Gesamtlänge 74 cm

RIE 4210-01
RIE 4210-02
RIE 4210-03
RIE 4210-04
RIE 4210-05

schwarz
weiß
blau
rot
grün

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück



STETHOSKOPE



Pinard-Stethoskop

aus Buchenholz, geeignet für Hebammen und werdende Eltern

KUW 06.46117.001 17 cm lang, Ø 44 mm

1 Stück

11,50 /St.

holländisches Modell

KUW 06.46133.001 33 cm lang, Ø 46 mm

1 Stück

18,00 /St.



STETHOSKOPE**Colorscop-Plano Stethoskop**

Schwesternstethoskop Flachkopf, Schlauchlänge ca. 55 cm, Membran Ø 43,8 mm, Gesamtlänge ca. 78 cm, leichtes Eigengewicht: ca. 99 g

KUW 06.10100.014	rot	1 Stück	10,50 /St.
KUW 06.10100.024	schwarz	1 Stück	10,50 /St.
KUW 06.10100.034	blau	1 Stück	10,50 /St.
KUW 06.10100.044	grün	1 Stück	10,50 /St.
KUW 06.10100.054	gelb	1 Stück	10,50 /St.
KUW 06.10100.094	lila	1 Stück	10,50 /St.
KUW 06.10100.124	türkis	1 Stück	10,50 /St.
KUW 06.10100.134	pink	1 Stück	10,50 /St.



KUW 06.34100.144	Schwestern-Lehr-Stethoskop Plano	1 Stück	22,00 /St.
rot-gelb, mit 2 Ohrbügeln, Gewicht: ca. 210 g, Gesamtlänge ca. 130 cm, Schlauchlänge ca. 110 cm, Membran Ø 43,8 mm			

KUW 06.34200.144	Schwestern-Lehr-Stethoskop Duo	1 Stück	24,00 /St.
rot-gelb, mit 2 Ohrbügeln, Gewicht: ca. 225 g, Gesamtlänge ca. 130 cm, Schlauchlänge ca. 110 cm, Membran Ø 43,8 mm			



STETHOSKOPE

3M | **Littmann®**
Stethoskope

Classic III™

mit Doppelkopf-Bruststück, hochwertiges Einschlauchsystem, zwei unterschiedlich große Dual-Frequency Membranen, auf pädiatrischer Seite umwandelbar in traditionellen offenen Trichter durch Auswechseln der Membran durch Kälteschutzring, einteilige Membran mit glatter Oberfläche für leichtes Anbringen und Reinigen, mit widerstandsfähigem Schlauchmaterial und einstellbaren Ohrbügeln, latex- und nickelfrei, 69 cm lang

Menge

EURO

DMM E5620	schwarz	1 Stück	105,00 /St.
DMM E5622	navyblau	1 Stück	105,00 /St.
DMM E5623	karibikblau	1 Stück	105,00 /St.
DMM E5627	burgund	1 Stück	105,00 /St.
DMM E5630	hellblau	1 Stück	105,00 /St.
DMM E5831	pflaume	1 Stück	105,00 /St.
DMM E5839	zitronengelb	1 Stück	105,00 /St.
DMM E5803	Black Edition	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5868	Bruststück Black Edition , Schlauch burgund	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5806	Regenbogen Edition , Schlauch himbeerrot	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5807	Regenbogen Edition , Schlauch karibikblau	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5870	Regenbogen Edition , Schlauch schwarz	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5809	Kupfer Edition , Schlauch schokoladenfarben	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5811	Smoke Edition , Schlauch schwarz	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5871	Smoke Edition , Schlauch himbeerrot	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5872	Smoke Edition , Schlauch türkis, mit pinkem Schlauchanschluss	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5873	Smoke Edition , Schlauch grau, mit violett-grauem Schlauchanschluss	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5875	Smoke Edition , Schlauch limettengrün, mit blauem Schlauchanschluss	1 Stück	117,00 /St.
DMM E5861	champagnerfarbenes Bruststück Schlauch schwarz	1 Stück	120,00 /St.
DMM E5864	Schlauch burgund	1 Stück	120,00 /St.
DMM E5862	hochglanzpoliertes Bruststück Schlauch himbeerrot	1 Stück	120,00 /St.
DMM E5863	Schlauch navyblau	1 Stück	120,00 /St.
DMM E5874	Schlauch karibikblau, mit orangem Schlauchanschluss	1 Stück	120,00 /St.



DMM E5630



DMM E5831



DMM E5803



DMM E5807



DMM E5872



DMM E5873



DMM E5839



DMM E5874



DMM E5875



DMM E5863

DMM E5864

Menge

EURO

STETHOSKOPE**3M** | **Littmann®**
Stethoskope**Für die kleinen Patienten**

die kleinen Edelstahl-Doppelkopf-Bruststücke sind optimal auf die Kinder- und Säuglings-Auskultation abgestimmt, eine Doppelblattfeder dient zur individuellen Anpassung der Ohrbügel, mit aufsteckbaren Soft-Ohroliven, latex- und nickelfrei

Classic II Kinderstethoskop, 71 cm lang

schwarz	1 Stück	98,50 /St.
rot	1 Stück	98,50 /St.
karibikblau	1 Stück	98,50 /St.
himbeerrot	1 Stück	98,50 /St.

Classic II Säuglingsstethoskop, 71 cm lang

schwarz	1 Stück	98,50 /St.
rot	1 Stück	98,50 /St.
karibikblau	1 Stück	98,50 /St.
Regenbogen Edition, Schlauch himbeerrot, Ohrbügel sonnengelb	1 Stück	98,50 /St.

Master Classic II™

mit Dual Frequency Membrane, daher garantiert ausgezeichnete Akustik, das Stethoskop besteht aus einem Einschlauchsystem, latexfrei, eine Doppelblattfeder dient zur individuellen Anpassung der Ohrbügel, mit aufsteckbaren Soft-Ohroliven
69 cm lang

schwarz	1 Stück	105,00 /St.
burgund	1 Stück	105,00 /St.
marineblau	1 Stück	105,00 /St.
Black Edition	1 Stück	117,00 /St.

Master Cardiology™

mit handgearbeitetem Master-Bruststück und integriertem Doppelschlauchsystem; die Dual-Frequency Technologie ermöglicht eine unterschiedliche Handhabung bei verschiedenen Frequenzen, latexfrei, eine Doppelblattfeder dient zur individuellen Anpassung der Ohrbügel, mit aufsteckbaren Soft-Ohroliven, 69 cm lang

schwarz	1 Stück	236,00 /St.
burgund	1 Stück	236,00 /St.
marineblau	1 Stück	236,00 /St.
pflaume	1 Stück	236,00 /St.
karibikblau	1 Stück	236,00 /St.
Black Edition	1 Stück	263,00 /St.
Messing-Edition, Schlauch schwarz	1 Stück	263,00 /St.
Smoke Edition, Schlauch schwarz	1 Stück	263,00 /St.

DMM
E2119DMM
E2157

DMM E2113
DMM E2113R
DMM E2119
DMM E2122

DMM E2114
DMM E2114R
DMM E2124
DMM E2157



DMM E2113R



DMM E2114

DMM
E2146DMM
E2141

DMM E2144L
DMM E2146
DMM E2147
DMM E2141

DMM E2164



DMM E2160
DMM E2163
DMM E2164
DMM E2167
DMM E2178
DMM E2161
DMM E2175
DMM E2176



DMM E2167



DMM E2175

STETHOSKOPE

3M | **Littmann®**
Stethoskope

Cardiology IV™

mit einteiliger Dual Frequency Membran ermöglicht das Dual die perfekte Auskultation bei Erwachsenen und Kindern; durch variablen Anpressdruck des Bruststücks kann die Membran so gesteuert werden, dass unterschiedliche Frequenzbereiche zu hören sind, das Doppelkopfb Bruststück ist aus solidem Edelstahl, mit integriertem Doppelschlauchsystem, eine Doppelblattfeder dient zur individuellen Anpassung der Ohrbügel, mit aufsteckbaren Soft-Ohrölvnen, 69 cm lang

Menge

EURO

DMM 6152	schwarz	1 Stück	222,00 /St.
DMM 6154	navyblau	1 Stück	222,00 /St.
DMM 6155	dunkelgrün	1 Stück	222,00 /St.
DMM 6156	pflaume	1 Stück	222,00 /St.
DMM 6158	himbeerrot	1 Stück	222,00 /St.
DMM 6162	schwarz, Bruststück Smoke Edition	1 Stück	245,00 /St.
DMM 6163	Black Edition	1 Stück	245,00 /St.
DMM 6164	schwarz, Bruststück messingfarben, Schlauchanschluss und Ohrbügel schwarz	1 Stück	245,00 /St.
DMM 6165	regenbogenfarbenedes Bruststück Schlauch schwarz	1 Stück	245,00 /St.
DMM 6200	Black Edition, Schlauch schwarz, mit rotem Schlauchanschluss	1 Stück	245,00 /St.
DMM 6205	Regenbogen Edition, Schlauch pflaume, mit violetter Schlauchanschluss	1 Stück	245,00 /St.
DMM 6170	burgund, Bruststück und Schlauchanschluss hochglanzpoliert	1 Stück	256,00 /St.
DMM 6179	champagnerfarbenedes Bruststück, Schlauch schwarz, Schlauchanschluss und Ohrbügel rauchfarben	1 Stück	256,00 /St.
DMM 6204	High Polish Smoke Edition, Schlauch schwarz, mit champagnerfarbenem Schlauchanschluss	1 Stück	256,00 /St.
DMM 6206	Champagner Edition, Schlauch dunkelgrün, mit orangem Schlauchanschluss	1 Stück	256,00 /St.



DMM 6155



DMM 6165



DMM 6162



DMM 6164



DMM 6170



DMM 6179



DMM 6205

Elektronisches Stethoskop Modell 3200

bietet individuelle Lautstärkeregelung zur Unterstützung präziser Diagnosen, auf diese Weise ermöglicht die moderne Technologie das Entdecken von schwer zu hörenden Herz- und Lungengeräuschen, das Stethoskop bietet zudem eine Aufnahmefunktion, Bluetooth® und eine unterstützende Computer-Software, mit aufsteckbaren Soft-Oliven, latexfrei
69 cm lang

DMM 3200BK27	schwarz	1 Stück	495,00 /St.
DMM 3200BU	burgund	1 Stück	495,00 /St.
DMM 3200NB	marineblau	1 Stück	495,00 /St.





MEG 624111

FIEBERTHERMOMETER GLAS**Meditemp® quecksilberfrei
in Kunststoffhülle, grün**

Menge

EURO

1 Stück

3,60 /St.

OMR 060700020

FIEBERTHERMOMETER DIGITAL**OMRON****Flex Temp Smart** Digitalthermometer

1 Stück

6,30 /St.für die orale, axillare oder rektale Anwendung,
wasserfest, mit Signalton, Speicherung des letz-
ten Messwertes, flexible Spitze, mit Aufbewah-
rungshülle und Knopfzellen-Batterie 1,5 V

MEG 624209

BRÄUN**HighSpeed PRT 1000**, weiß

1 Stück

8,39 /St.3 in 1 Digital-Thermometer, kompaktes
Design und Anti-Rutsch Griff, Messdauer:
10 Sekunden, Messbereich: 35,5°C bis 42°C,
automatische Speicherung des zuletzt ge-
messenen Wertes, akustisches Signal, wenn
die Messung abgeschlossen ist, leicht ab-
lesbare LCD-Anzeige, extraweiche flexible
Messspitze, wasserdicht, mit Schutzkappe,
inkl. Knopfzellen-Batterie 1,55 V**SCHUTZHÜLLEN****Softtemp**, latexfreizum Einmalgebrauch, besonders weiche,
stabile Folie, werden für die rektale, orale und
axillare Fiebermessung eingesetzt. Reduzierte
Gefahr durch Kreuzinfektion, verbesserte Hy-
giene, sicheres Ablesen durch großes Schrift-
feld (Angabe der Zimmer- und Bettnummer,
der Temperatur, der Zeit und des Namens)
Pack = 1000 Stück

MEG 624902

für Glasmessthermometer

mit Gleitmittel Standard

1 Pack

27,55 /Pack

MEG 624903

ohne Gleitmittel Standard

1 Pack

21,80 /Pack

MEG 624905

für Digital-Thermometer

mit Gleitmittel

1 Pack

27,55 /Pack

MEG 624904

ohne Gleitmittel

1 Pack

23,45 /Pack

Menge

EURO

FIEBERTHERMOMETER DIGITAL

MEG 624215

Maximum-Digital-Thermometer, Meditemp® 1 Stück
wasserdicht, zur einfachen und schnellen Messung der Körpertemperatur - oral, axillar oder rektal, Messbereich: 32°C bis 42°C, der jeweils höchste gemessene Wert wird angezeigt, Messdauer: ca. 1 Minute (orales Messen), akustisches Signal, wenn die Messung abgeschlossen ist, Speicherung des letzten Messwertes, automatische Abschaltung (nach ca. 10 Minuten), mit Knopfzellen-Batterie, einzeln in einer wiederverschließbaren Kunststoffhülle verpackt

2,45 /St.



Geratherm®

GER 4019000049

Fieberthermometer **Geratherm® flex** 1 Stück
ideal geeignet für Kinder, die flexible Spitze kann bis 45° gebogen werden, sehr gut lesbares Jumbodisplay (3-stellige Anzeige), 100% wasserdicht, Signalton, mit Aufbewahrungshülle und Knopfzellen-Batterie 1,5 V

5,70 /St.



GER 4019000031

Fieberthermometer **clinic** 1 Stück
wasserdicht, resistent gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel, unzerbrechlich, extra großes Display für leichtes Ablesen, automatischer Signalton, Speicherung des letzten Messwertes, Messbereich: 32,0°C bis 43,9°C, automatische Abschaltung, einzeln in einer Kunststoffhülle verpackt, Longlife-Batterie (ca. 300 Std.)


3,95 /St.



GER 4019000026

Fieberthermometer **Geratherm® plus** 1 Stück
für die klinische Anwendung wie z. B. bei Frühgeburten und **Hypothermie** geeignet, erweiterter Messbereich: 26,0°C bis 43,9°C, sehr gut lesbares Jumbodisplay (3-stellige Anzeige), 100% wasserdicht, Signalton, mit Aufbewahrungshülle und Knopfzellen-Batterie 1,5 V


5,70 /St.




KUNSTSTOFF OHR-KÜRETTEN**LED-Ohrküretten**

zur einmaligen Verwendung, für eine schnelle, sanfte und effektive Untersuchung. Das Licht wird an die Spitze des Instrumentes projiziert und ermöglicht sehr gute Sicht, die Lupe vergrößert zusätzlich das Sehfeld. Gleichzeitige Ausleuchtung und Vergrößerung des Sehfeldes verringert das Verletzungsrisiko und ermöglicht ein schnelles und sicheres Arbeiten. Das flexible Material (Polypropylen) passt sich an und schützt den empfindlichen Ohrenkanal und das Trommelfell, **inkl. 1 LED-Stick und Lupe**

Pack = 50 Stück



MEG 128980	Figur 1 Standard , Ø 4 mm für Erwachsene, spitze Ovalschlinge	1 Pack	116,00 /Pack
MEG 128981	Figur 2 Zerumenlöffel , Ø 4 mm für Erwachsene, eignet sich zum Entfernen von sehr weichen Zerumen mit viel Volumen	1 Pack	116,00 /Pack
MEG 128982	Figur 3 Onduluskürette , Ø 2,5 mm für Erwachsene, gebogene Form erlaubt gerades Herausführen von Zerumen aus dem Ohrenkanal und minimiert Trommelfellverletzungen	1 Pack	116,00 /Pack
MEG 128983	Figur 4 , Ø 4 mm große Rundschlinge, gebogen stabiles Modell für ältere Patienten mit hartnäckigen Ablagerungen	1 Pack	116,00 /Pack
MEG 128984	Figur 5 Infantlöffel , Ø 2 mm der kleine Löffel für Kinder	1 Pack	116,00 /Pack
MEG 128985	Figur 6, runde Ovalschlinge , Ø 3 mm die kleine Schlinge ist weicher und angenehmer für den kleinen Patienten	1 Pack	116,00 /Pack
MEG 128986	Figur 7, kleine Rundschlinge , Ø 3 mm für Kinder, stabiles gerades Modell bei verhärteten Zerumen	1 Pack	116,00 /Pack
MEG 128987	LED-Ohrküretten Set Komplettset bestehend aus: 8 x Figur 1 und je 7 x Figur 2 bis 7, Set = 50 Stück, inkl. 1 LED-Stick und Lupe	1 Set	116,00 /Set



Menge

EURO

KUNSTSTOFF OHR-KÜRETTEN



flexible Ohrküretten zur einmaligen Verwendung, für sanftes und sicheres Entfernen von Zerumen. Aus unzerbrechlichem Polypropylen hergestellt
Länge 150 mm
Pack = 50 Stück



MEG 128993	Typ Löffelform, gelb lange, flexible Ohrkürette für die Entfernung weicher Ohrablagerungen, Ø 4 mm	1 Pack	75,00 /Pack
MEG 128990	Typ Micro, grün lange, flexible Ohrkürette für die Entfernung hartnäckiger Ohrablagerungen, Ø 3 mm	1 Pack	75,00 /Pack
MEG 128991	Typ Flex, weiß mit tropfenförmiger anatomischer Schlingenform zum schonenden Entfernen, Ø 4 mm	1 Pack	75,00 /Pack
MEG 128992	Typ Infant, blau mit löffelförmiger Kürette, ideal zum Einsatz bei Kindern und zur Nutzung in Verbindung mit dem Otoskop geeignet, Ø 2 mm	1 Pack	75,00 /Pack



OHRSPÜLSYSTEME



MEG 690480	OtoClear® Ohrspülsystem manuelles Ohrspülsystem mit 500 ml Sprühflasche. Der Aufsatz wurde für die sichere Entfernung von Schmutz und Zerumen aus dem Ohrenkanal entwickelt und kann in Verbindung mit dem Handsprühkopf oder Spritzen mit Luer-Lock Ansatz verwendet werden. Durch seine spezielle Form wird ein Überdruck im Ohrkanal verhindert. Die 3-strahlige Ausrichtung des Wassers verhindert das direkte Treffen auf das Trommelfell. Integrierte Abflußkanäle im OtoClear® Tip leiten das Wasser gerichtet aus dem Ohrenkanal in den Auffangbehälter zurück. Das Ohrspülsystem kann überall ohne direkten Wasser- oder Stromanschluss eingesetzt werden. Die Temperaturanzeige gewährleistet eine für den Patienten angenehme Wassertemperatur. Set bestehend aus: Sprühflasche, Auffangbehälter und 20 OtoClear® Tips	1 Set	96,00 /Set
------------	---	-------	-------------------



MEG 690481	OtoClear® Tips kann auch als reines Einwegprodukt in Verbindung mit einer Spritze mit Luer-Lock Anschluss genutzt werden, Pack = 40 Stück	1 Pack	76,00 /Pack
------------	---	--------	--------------------



Menge

EURO

OHRSPÜLSYSTEME

MEG 690485

mulimed-otoscillo® professional 1 Stück **299,00 /St.**
 elektrisches Gehörgangspülgerät mit pulsierendem Spülstrahl. Die Pulsation macht den Wasserstrahl vielfach wirksamer, für bessere Cerumenablösung auch bei niedrigem dynamischen Druck. Ebenfalls zur Entfernung von bestimmten Fremdkörpern aus dem Gehörgang geeignet. Das Gerät ist mit einer automatischen Rücklaufsperrung ausgestattet, diese verhindert eine Kreuzinfektion mit Spülwasser aus dem Gehörgang. Die otoscillo® Temperatur-Test-Card dient zur schnellen Regulierung der richtigen Wassertemperatur. Die Spülwall-einstellung ist stufenlos einstellbar. Lieferumfang: Ohrspülgerät mulimed-otoscillo®, Handgriffaufsatz mit Rücklaufsperrung, Spritzschutzteller, Temperatur-Test-Card, Tragebügel, 100 Einmaldüsen

MEG 690488

Einmaldüsen für 1 Pack **38,00 /Pack**
 mulimed-otoscillo® professional
 Pack = 100 Stück

SOFORTTHERMOMETER

TYC 303013

Genius™ 3 1 Stück **204,40 /St.**
Infrarot-Ohrfieberthermometer
 mit Basiseinheit, nimmt mehrere Messungen vor und zeigt innerhalb von 1 bis 2 Sekunden den höchsten Temperaturwert an. Die robuste, an der Messspitze angebrachte Sensorkonstruktion ist strapazierfähiger und erfordert weniger Rekalibrierungen. Das programmierbare Display zeigt einen oralen, einen rektalen oder einen absoluten Temperaturmesswert im Ohrmodus an. Puls-Timer-Funktion: 60 Sekunden, Temperaturbereich: +33°C bis 42°C, der „Schlaf-Modus“ speichert die letzte Temperatur und verlängert die Batterielebensdauer, inkl. 32 Messhülsen und Anleitungs-CD ROM

TYC 303030

Genius™ Einmal-Messhülsen 1 Pack **220,00 /Pack**
 dienen als wirksamer Schutz vor einer Übertragung von Infektionen zwischen Patient, Gerät und Arzt. Für jede Temperaturmessung muss stets eine neue Genius™ AccuSystem Messhülse verwendet werden
 Pack = 22 x 96 Stück



Menge

EURO

SOFORTTHERMOMETER

BRAUN

MEG 624203

ThermoScan® 3 IRT 3030

1 Stück

29,40 /St.

Ohrfieberthermometer für den häuslichen Gebrauch, misst die Körpertemperatur im Ohr in nur einer Sekunde mit Infrarot-Technik, Speicherfunktion ruft die letzte Temperaturmessung auf, einfache Interpretation des Messergebnisses: die Anzahl der Signaltöne zeigt an, ob die Temperatur normal, erhöht oder hoch (Fieber) ist, Messbereich: 34°C bis 42,2°C, leicht lesbare LCD-Anzeige, inkl. 1 x 3 V Lithium-Batterie, 1 Schutzkappe für die Messspitze und 21 Einmal-Schutzkappen



BRAUN

MEG 624202

ThermoScan® 7 IRT 6520

1 Stück

50,41 /St.

Ohrfieberthermometer mit altersabhängiger Temperaturmessung, patentierte, vorgewärmte Messspitze zur Sicherstellung höchster Genauigkeit, ExacTemp® Technologie bestätigt in Sekunden die sichere Positionierung und damit ein genaues Messergebnis, patentiertes, farbcodiertes Age Precision® Display hilft dabei, die Temperatur für alle Altersgruppen richtig zu interpretieren, Einstellung des Alters für Age Precision®: 0 - 3 Monate, 3 - 36 Monate, 36 Monate - Erwachsene, Messbereich: 34°C bis 42,2°C, großes farbcodiertes LCD Display, Nachlicht, separater Memory-Button, Speicherung der letzten 9 Messwerte, inkl. 2 AA Batterien, Aufbewahrungsbox und 21 Einmal-Schutzkappen



MEG 624204

BRAUN LF 40

1 Pack

7,55 /Pack

Schutzkappen für alle ThermoScan® Ohrthermometer, für hygienische Messungen und Schutz des Infrarot Sensors, zum Schutz vor Verschmutzung und vor gegenseitiger Ansteckung, BPA- und latexfrei
Pack = 40 Stück



Menge

EURO

SOFORTTHERMOMETER**BRÄUN**

MEG 624211

**NTF3000**

1 Stück

54,61 /St.

berührungsfreies Stirnthermometer, nutzt eine Technologie, die doppelt soviel Körperwärme wie übliche Stirnthermometer erfasst und somit eine präzise und schnelle Messung in nur 2 Sekunden ermöglicht, „No Touch“-Modus für Temperaturmessung ohne Berührung, z. B. wenn das Kind schläft, „Touch“-Modus für Temperaturmessung mit Berührung der Stirn, z. B. zur Messung bei sich selbst, Näherungssensor: für den richtigen Abstand (bis zu 5 cm), Richtleuchte und informative Grafik auf dem Produkt, Messbereich: 34,4°C - 42,2°C, farbcodierte Fieberanzeige, Hintergrundbeleuchtung, „No Sound“-Modus für eine geräuschlose Messung, mit Schutzkappe, inkl. 2 AA-Batterien



BOS 5210019

bosotherm medical

1 Stück

25,13 /St.

Infrarot-Ohrfieberthermometer misst auch Oberflächen-Temperaturen wie z.B. Milchfläschchen, Brei oder Babybad, im Etui, inkl. 20 Hygiene-Schutzhüllen und Batterie

Hygiene-Schutzhüllen

1 Pack

8,74 /Pack

für bosotherm medical
Pack = 40 Stück



BOS 5207086

**OMRON**

OMR MC-720-E

Gentle Temp 720

1 Stück

35,25 /St.

Stirnthermometer mit 3 in 1 Messung (Stirn, Oberfläche und Raumtemperatur), schnelles und genaues Messen in nur 1 Sekunde, Anzeige in Celsius oder Fahrenheit, Messbereich Stirn: 34°C bis 42.2°C (93.2°F bis 108°F), Nachtmodus, Stummschaltefunktion, 25 Speicherplätze, automatische Abschaltung, inkl. Schutzkappe und Testbatterie



Menge

EURO

SOFORTTHERMOMETER



Welch Allyn ThermoScan® Pro 6000 Infrarot-Ohrthermometer

ein Ohrthermometer für jede klinische Umgebung, schnelles und sicheres Messen der Temperatur in 2 - 3 Sekunden, 60-Sekunden-Timer unterstützt die manuelle Messung der Pulsfrequenz und der Atmung, Genauigkeit (+/- 0,2°C), vorgewärmte Sondenspitze, mit patentierter ExacTemp™ Technologie, C/F-Umrechnungstaste, leicht ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



ThermoScan® Pro 6000

WLA 06000-200	mit kleiner Basiseinheit (inkl. 20 Einmal-Ohrtips)	1 Stück	187,50 /St.
WLA 06000-300	mit großer Basiseinheit (inkl. 40 Einmal-Ohrtips)	1 Stück	198,00 /St.
WLA 06000-800	Welch Allyn Einmal-Ohrtips für ThermoScan Pro 6000 Pack = 800 Stück	1 Pack	42,10 /Pack

WLA 01692-400	Welch Allyn SureTemp® Plus 692 Thermometer mit Wandhalterung orale Temperaturmessung in etwa 4 - 6 Sekunden, axillare Temperatur bei Kindern in etwa 10 Sekunden und axillare Temperatur bei Erwachsenen in etwa 15 Sekunden, Monitoring-Modus für Temperaturmessungen über 3 - 5 Minuten, großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt Temperaturen in Celsius oder Fahrenheit an, 60-Sekunden-Timer für Puls und Atmung, inkl. 1 Packung mit 25 Stück Sondenhüllen	1 Stück	200,00 /St.
---------------	---	---------	--------------------



SureTemp® Plus 692 mit Wandhalterung und 3 Packungen Sondenhüllen

WLA 01690-410	Welch Allyn SureTemp® Plus 690 Thermometer , wie SureTemp® Plus 692, jedoch ohne Wandhalterung und ohne Pulstimer	1 Stück	173,50 /St.
WLA 05031-101	Welch Allyn Sondenhüllen für SureTemp® Plus Pack = 1000 Stück	1 Pack	34,35 /Pack



SureTemp® Plus 690

Menge

EURO

SOFORTTHERMOMETER**Geratherm[®]**

GER 4020000011	Infrarot-Fieberthermometer non Contact	1 Stück	32,50 /St.
	zur Messung der Körpertemperatur und der Temperatur von Oberflächen in ca. 3 Sekunden, hygienisches und sicheres, berührungsloses Messen, umschaltbar zwischen °C und °F, Messbereich: 0°C - 100°C; 32°F - 212°F, visueller und akustischer Fieberindikator, großes, beleuchtetes Display mit Lupeneffekt, Speicherung der letzten 30 Messwerte, automatische Abschaltung nach 3 Minuten, inkl. Halteschale und 2 x 1,5 V AAA Batterien		

Geratherm[®]**Infrarot-Ohr-/Stirnthermometer Duotemp**

Multi-Thermometer zur Infrarot-Temperaturmessung im Ohr oder an der Stirn sowie zur Messung der Oberflächentemperatur, schnelles und genaues Messen in nur 1 Sekunde, erweiterter Messbereich: 0 °C bis 100 °C, wassergeschützte Messfühlerspitze, akustisches Signal, speichert bis zu 10 Messwerte, automatische Abschaltung, im Design-Etui zur Aufbewahrung mit Reinigungstuch



GER 4020000002	blau	1 Stück	29,00 /St.
GER 4020000003	grün	1 Stück	29,00 /St.
GER 4020000004	orange	1 Stück	29,00 /St.
GER 4020000005	gelb	1 Stück	29,00 /St.

Riester

RIE 1805	ri-thermo[®] N	1 Stück	64,60 /St.
	Infrarot-Multifunktionsthermometer für die Messung der Körpertemperatur übers Ohr, Oberflächentemperatur von Flüssigkeiten und Umgebungstemperatur in sekundenschnelle, Lieferung in Kunststoffbox mit 25 Sondenhüllen, für Arzt, Klinik und Privatgebrauch		
RIE 12700	Sondenhüllen für ri-thermo[®] N	1 Pack	5,85 /Pack
RIE 12701	Pack = 25 Stück	1 Pack	18,10 /Pack
	Pack = 100 Stück	1 Pack	

Menge

EURO

SCHWESTERNUHR

Rotimed®

MEG 690020


Schwesternuhr

1 Stück

7,95 /St.

die Schwesternuhr ist eine Uhr, die normalerweise vom Pflegepersonal in Kliniken oder von Helferinnen in Arztpraxen verwendet wird. Das Zifferblatt ist um 180° verdreht und zeigt noch Skalen an, die z. B. das Messen des Pulses eines Patienten erleichtern

mit stabilem Clip und Sekundenzeiger in einer Metalldose, Design: blau/silber, Durchmesser 2,7 cm, sie wird aus Hygienegründen nicht am Handgelenk getragen, sondern ist an einer kurzen Kette befestigt und wird mittels eines Clips oft frei hängend an der Kleidung getragen



SANDUHREN (Pulsuhr)

megro®

MEG 690014

Metallgehäuse mit Ansteckclip **ca. 1/4 Min.**

1 Stück

2,80 /St.

MEG 690015

Metallgehäuse mit Ansteckclip **ca. 1/2 Min.**

1 Stück

3,00 /St.



DIAGNOSTIKLEUCHTEN

Rotimed®

MEG 642005

Diagnostikleuchte, weiß
helles, gezieltes Licht, ideal für jede Kitteltasche, 12,5 cm lang, mit Federclipkontakt und 2 Micro Batterien 1,5 V

1 Stück

2,25 /St.

MEG 642012

Diagnostik-Clipleuchte, silber
aus Aluminium, 13,5 cm lang, mit Druckknopfschalter und 2 Micro Batterien 1,5 V

1 Stück

2,65 /St.



Menge

EURO

DIAGNOSTIKLEUCHTEN
 **Riester**
ri-pen®

photobiologische Validierung als Pupillenleuchte nach EN 62471:2008, nickelfrei, inkl. Batterien, LED 3 V
Pack = 6 Stück

RIE 5070
RIE 5071
RIE 5072
RIE 5074
RIE 5075
RIE 5077
RIE 5078

farblich sortiert

1 Pack

54,10 /Pack**blau**

1 Pack

54,10 /Pack**grün**

1 Pack

54,10 /Pack**silber**

1 Pack

54,10 /Pack**schwarz**

1 Pack

54,10 /Pack**rot**

1 Pack

54,10 /Pack**violett**

1 Pack

54,10 /Pack**HEINE OPTOTECHNIK****mini-c Cliplampe 2,5 V / mini 3000® Cliplampe 2,5 V**

robuste, langlebige Taschenleuchte im kompakten Design mit verchromtem Kopfstück, hochwertiges Griffgehäuse: Chromlegierung / veredelter Kunststoff, schlagfest, rutschfest, XHL Xenon Halogen Linsen-Lampe, Halteclip mit integriertem Ein-/Aus-schalter, automatische Abschaltung in der Tasche

mini-c Cliplampe

austauschbare Batterien (Größe AAA)

OPT D-001.73.109

schwarz

1 Stück

45,30 /St.

OPT D-001.73.109B

blau

1 Stück

45,30 /St.**mini 3000® Cliplampe**

austauschbare Batterien (Größe AA)

OPT D-001.73.131

schwarz

1 Stück

55,40 /St.

OPT D-001.73.131B

blau

1 Stück

55,40 /St.

KUW 12.05100.071

Diagnostik-Leuchte

1 Stück

4,80/St.

weiß, aus Metall, mit Druckknopf, inkl. 2 austauschbaren Batterien 1,5 V Typ (AAA) - Micro

**LUXAMED®**

LUX D1.211.112

Penlight Diagnostikleuchte LED

1 Stück

8,75 /St.

schwarz, mit schneller Clip-Schaltung zur Augen- und Rachendiagnostik, mit High Power LED - LED zugelassen und geprüft für Augendiagnostik, Gehäuse aus hochwertigem ABS, inkl. 2 AAA Batterien



Menge

EURO

EINMAL-OHRTIPS

megro

hygienisch und sicher, fester Sitz auf dem Otoskop, ohne scharfe Kanten, für alle F.O. Otoskope (nicht passend für ri-scope, ri-star und Welch Allyn Otoskope)

grau, Pack = 20 x 50 Stück

MEG 128900
MEG 128901

2,5 mm für Kinder

4,0 mm für Erwachsene

1 Pack
1 Pack

53,50 /Pack
53,50 /Pack



2,5 mm für Kinder, Beutel = 50 Stück
(nicht passend für Riester und Welch Allyn)

MEG 128911
MEG 128913
MEG 128915
MEG 128917
MEG 128919

grau
blau
rot
grün
gelb

1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel

2,35 /Btl.
2,35 /Btl.
2,35 /Btl.
2,35 /Btl.
2,35 /Btl.

4,0 mm für Erwachsene, Beutel = 50 Stück
(nicht passend für Riester und Welch Allyn)

MEG 128912
MEG 128914
MEG 128916
MEG 128918
MEG 128920

grau
blau
rot
grün
gelb

1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel
1 Beutel

2,35 /Btl.
2,35 /Btl.
2,35 /Btl.
2,35 /Btl.
2,35 /Btl.



Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Menge

EURO

EINMAL-OHRTIPS

Welch Allyn KleenSpec® Einmal-Ohrtrichter
für Welch Allyn Diagnostik-, Pocket-,
Klinik- und MacroView Otoskope,
passend für Aufbewahrungsbox
Pack = 850 Stück

WLA 52432-UB
WLA 52434-UB

2,75 mm
4,25 mm

1 Pack
1 Pack

44,55 /Pack
44,55 /Pack



e-scope®/ ri-scope® L1/L2
Otoskop-Einmalohrtrichter
Pack = 1000 Stück

RIE 14063-531
RIE 14063-534

2,5 mm, schwarz
4,0 mm, schwarz

1 Pack
1 Pack

57,15 /Pack
57,15 /Pack

**Einmal-Ohrtrichter**

zu KaWe EUROLIGHT® F.O., KaWe PICCO-
LIGHT® C + F.O. + LED kompatibel, passend
für KaWe MedCenter® 5000 Ohrtrichtermodul
Pack = 1000 Stück

KUW 01.71211.002 **2,5 mm**, anthrazit
KUW 01.71221.002 **4,0 mm**, anthrazit

1 Pack
1 Pack

42,00 /Pack
42,00 /Pack

Einmal-Ohrtrichter

zu KaWe EUROLIGHT® C / COMBILIGHT® C
kompatibel, Pack = 1000 Stück

KUW 01.71111.002 **2,5 mm**, schwarz
KUW 01.71121.002 **4,0 mm**, schwarz

1 Pack
1 Pack

49,60 /Pack
49,60 /Pack



Ø 2,5 mm



Ø 4,0 mm



Ø 2,5 mm
(KaWe EUROLIGHT® C /
COMBILIGHT® C)



Ø 4,0 mm
(KaWe EUROLIGHT® C /
COMBILIGHT® C)

Menge

EURO

EINMAL-OHRTIPS



HEINE OPTOTECHNIK

UniSpec® Einweg-Ohrtrichter

für BETA® 100, K 100 und Operations-Otoskope

Pack = 1000 Stück

OPT B-000.11.242	grau, Ø 2,5 mm für Kinder	1 Pack	85,70 /Pack
OPT B-000.11.241	grau, Ø 4 mm für Erwachsene	1 Pack	85,70 /Pack



OHRTIPS



HEINE OPTOTECHNIK

Dauergebrauchs-Tips

aus SANALON S, glatte Oberfläche, leicht zu reinigen, Desinfektion mit allen gängigen Mitteln und Sterilisation im Dampfautoklaven bis 134°,

feste Verriegelung, für BETA® 200, BETA® 400, K 180°, mini 3000° und mini 3000° F.O. Otoskope

OPT B-000.11.107	2,4 mm schwarz	1 Stück	3,90 /St.
OPT B-000.11.108	3 mm schwarz	1 Stück	3,90 /St.
OPT B-000.11.109	4 mm schwarz	1 Stück	3,90 /St.
OPT B-000.11.110	5 mm schwarz	1 Stück	3,90 /St.



Dauergebrauchs-Trichter

aus SANALON S, glatte Oberfläche, Desinfektion mit allen gängigen Mitteln und Sterilisation im Dampfautoklaven bis 134°, Halterung aus Metall **mit Bajonett-Verschluss**, für BETA® 100, K 100 und Operations-Otoskope

OPT B-000.11.215	2,2 mm schwarz	1 Stück	9,30 /St.
OPT B-000.11.216	2,8 mm schwarz	1 Stück	9,20 /St.
OPT B-000.11.217	3,5 mm schwarz	1 Stück	9,20 /St.
OPT B-000.11.218	4,5 mm schwarz	1 Stück	9,20 /St.
OPT B-000.11.219	5,5 mm schwarz	1 Stück	9,20 /St.



OPT B-000.11.222	Dauergebrauchs-Trichter 3er Packung , aus SANALON S, schwarz, Ø 3,5 - 4,5 - 5,5 mm, für K 100, BETA® 100 und Operations-Otoskope	1 Pack	27,60 /Pack
------------------	---	--------	--------------------



Menge

EURO

OTOSKOPE

WLA 21700

Welch Allyn Operations-Otoskopkopf 3,5 V mit Ohrtrichter

1 Stück

179,50 /St.

die HPX®-Halogenlampe ermöglicht eine unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarben sowie eine längere Lebensdauer, das offene System macht Untersuchungen angenehmer, flexible Handhabung mittels der drehbaren Linse, FiberOptik liefert kühles Licht



WLA 20000

Welch Allyn HPX Fiber Optik Diagnostik Otoskop Instrumentenkopf 3,5 V mit integrierter Rachenleuchte

1 Stück

165,00 /St.

inkl. 4 Dauergebrauchs-Ohrtrichtern, fiberoptischer Kaltlichtleiter für kühles Licht ohne Reflexion und Sichtbehinderung, durch den Weitwinkel ist die Instrumentierung auch bei Vergrößerung möglich, versiegeltes System für pneumatische Otoskopie



WLA 25282-VSM

Welch Allyn Elite Lithium Ion Otoskop Set 3,5 V mit Rachenleuchte

1 Set

441,00 /Set

das Diagnostik-Otoskop gibt helles, weißes Kaltlicht ab, mit dem Sie einen ausgezeichneten Überblick über das Ohr erhalten und eine gründliche Allgemein-Diagnostik durchführen können, bestehend aus Diagnostik Otoskopkopf, Li-Ionen Handgriff, Ladeinheit und Etui



WLA 25272-MS

Welch Allyn MacroView Otoskopkopf 3,5 V

1 Set

549,00 /Set

bestehend aus MacroView Otoskopkopf mit Rachenleuchte, Li-Ionen Handgriff, Ladeinheit und Etui

Menge

EURO

OTOSKOPE



WLA 23820

Welch Allyn HPX MacroView™ Otoskop Instrumentenkopf 3,5 V

1 Stück

272,50 /St.

mit fortschrittlicher Optikeinheit, im Vergleich zu herkömmlichen Otoskopen bietet das MacroView Otoskop ein fast dreimal so großes Blickfeld und 30 % mehr Vergrößerung. Dies ermöglicht eine fast vollständige Ansicht des Trommelfells, deutlichere Darstellung und eine bessere Bewertung von Details, zusätzlich ist das Gerät mit einer Fokus-Einstellung zur Anpassung an unterschiedlich lange Gehörgänge und mit einem Fixierring zum sicheren Befestigen und einfachen Abwerfen der Ohrspekula ausgestattet, **inkl. integrierter Rachenleuchte** und einem Set Dauergebrauchsohrtrichter, passend auf alle Welch Allyn 3,5 V Handgriffe



WLA 23810

Welch Allyn HPX MacroView™ Otoskop Instrumentenkopf 3,5 V

1 Stück

264,00 /St.

wie WLA 23820, jedoch **ohne Rachenleuchte**

WLA 23920

Welch Allyn HPX digital MacroView™ Otoskop Instrumentenkopf 3,5 V

1 Stück

1.132,00 /St.

einfache Handhabung „Plug and Play“ über den USB Port, Zoom-Taste: Details können unter Vergrößerung betrachtet werden, Standbild-Taste: Standbilder am Bildschirm erzeugen und bei Bedarf abspeichern, kompatibel mit allen Welch Allyn 3,5 V Handgriffen, Auflösung: 1280 x 1024 Megapixel, Systemanforderung: Windows XP Service Pack 2.0 oder höher, inkl. USB Kabel (Länge 3 m), 4 wiederverwendbaren Ohrtrichtern und Software



HPX digital MacroView™ in der Anwendung

OPHTHALMOSKOPE

WLA 11720



Welch Allyn HPX Koaxial Halogen Ophthalmoskop Instrumentenkopf 3,5 V mit koaxial optischem Spiegelsystem, schattenfreie Sicht speziell bei undilatierter Pupille, 3,5 V Halogenbeleuchtung für eine exakte Wiedergabe der Gewebefarben, 18 Blendenkombinationen (MicroSpot, kleine und große Kreisblende, Fixationskreuz, Kobaltfilter, Spaltblende); Rotfreiblende sowie Polarisationsfilter vorschaltbar, 28 Linsen (-25 bis +40 dpt) mit beleuchteter Linsenwahlscheibe, passend auf alle 3,5 V Welch Allyn Handgriffe

1 Stück

237,50 /St.

WLA 11820-CE



Welch Allyn PanOptic™ Ophthalmoskop Instrumentenkopf 3,5 V einfacher Einblick auch bei kleinen und dilatierten Pupillen, 5 x größerer Fundusbereich im Vergleich zu einem Standard Ophthalmoskop, 25° Panorama Übersicht, 26 % höhere Vergrößerung, größerer angenehmer Arbeitsabstand für den Patienten und den Arzt, passend auf alle Welch Allyn 3,5 V Handgriffe

1 Stück

697,00 /St.**Welch Allyn iExaminer Adapter**

verbindet das iPhone mit dem PanOptic™, um Bilder vom Fundus zu speichern und zu verwenden, mit der im iPhone integrierten Kamera und einer Applikations-Software von Apple AppStore, können Bilder von dem Auge, die durch den PanOptic™ gesehen werden, erstellt, gespeichert und erneut angeschaut werden, Bilder können gedruckt und per E-Mail versendet werden

Anwendungs-
beispiel

WLA 11840

für **iPhone 4 und 4s**

1 Stück

74,10 /St.

WLA 11840-A6

für **iPhone 6 und 6s**

1 Stück

74,10 /St.

WLA 11840-A6P

für **iPhone 6 Plus und 6s Plus**

1 Stück

74,10 /St.

Menge

EURO

OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET



Welch Allyn Pocket LED Set / Pocket Plus LED Set
höchste Untersuchungsqualität für die Anwendung im niedergelassenen Bereich, Klinikbereich und für Medizinstudenten, ergonomisch, robust, langlebig und leicht, die SureColor LED Technologie ermöglicht während der Untersuchung die Darstellung einer realen und unverfälschten Gewebsfarbe, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sturzschäden durch Schutzkappen für Handgriffe und Sichtfenster (Bumper)



Welch Allyn Pocket LED Set

bestehend aus: Ophthalmoskop, Otoskop, 2 Handgriffen, Softschalenetui, Set mit 4 wiederverwendbaren Ohrspekula

Produktspezifikationen

Ophthalmoskop: Gesamthöhe 17,5 cm, Dioptriebereich -20 bis +20, Lichtstärke (große Blende) 0,20 bis 0,50 Lumen, Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Betriebsstunden, Gewicht 72,5 g

Otoskop: Gesamthöhe 16,8 cm, Vergrößerung 3,6-fach, Lichtstärke bis zu 3,50 Lumen, Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Betriebsstunden, Gewicht 71,7 g

WLA 92871-BLK	onyxschwarz	1 Set	207,00 /Set
WLA 92871-PUR	opalviolett	1 Set	207,00 /Set
WLA 92871-WHT	perlweiß	1 Set	207,00 /Set
WLA 92871-BLU	royalblau	1 Set	207,00 /Set



Welch Allyn Pocket Plus LED Set

bestehend aus: Ophthalmoskop, Otoskop, 2 Handgriffen, Hartschalenetui, 1 VE Einmal-Ohrspekula, 8 „Bumper“ für Handgriffe, 4 „Bumper“ für Sichtfenster

Produktspezifikationen

Ophthalmoskop: Gesamthöhe 17,5 cm, Dioptriebereich -20 bis +20, Lichtstärke (große Blende) 0,20 bis 0,50 Lumen, Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Betriebsstunden, Gewicht 72,5 g

Otoskop: Gesamthöhe 16,8 cm, Vergrößerung 3,6-fach, Lichtstärke bis zu 6,10 Lumen, Lampenlebensdauer bis zu 20.000 Betriebsstunden, Gewicht 71,7 g

WLA 92880-BLK	onyxschwarz	1 Set	288,50 /Set
WLA 92880-PUR	opalviolett	1 Set	288,50 /Set
WLA 92880-WHT	perlweiß	1 Set	288,50 /Set
WLA 92880-BLU	royalblau	1 Set	288,50 /Set



OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET**Welch Allyn Green Series™ 777
Integriertes Wandsystem**

für Patientenuntersuchungen in ambulanten und akuten Pflegeeinrichtungen. Es bietet für den hektischen Arbeitsalltag in Arztpraxen oder überfüllten Notaufnahmen die erforderlichen Eigenschaften, um Patienten schnell und effizient zu untersuchen und wichtige Entscheidungen basierend auf den präzisesten verfügbaren Informationen zu treffen



WLA 77712

Welch Allyn GS 777 Wandtransformator 1 Stück **352,00 /St.**

mit 2 Kabelgriffen für 3,5 V Instrumentenköpfe, für die Anforderungen jeder Einrichtung konfigurierbar, die automatisch an- und ausschaltbaren Griffe verbessern die Arbeitsabläufe und sparen Energie, kein Ein/Aus-Schalter, wodurch der Kontakt und damit das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert wird



WLA 77710-82M2

Welch Allyn GS 777 Wandtransformator 1 Set **1.219,00 /Set**
mit PanOptic™ Ophthalmoskop Nr. 11820, MacroView™ Otoskop Nr. 23810 und Spekula 4er-Set

WLA 77791-2MP2X

Welch Allyn GS 777 Wandtransformator 1 Set **1.416,00 /Set**
mit Montageplatte, PanOptic™ Ophthalmoskop Nr. 11820, MacroView™ Otoskop Nr. 23810, 767 Wand-Blutdruckmessgerät Nr. 7670-01, SureTemp Plus® Elektronisches Thermometer Nr. 01690-300 und KleenSpec® Spender für 75 Sondenhüllen Nr. 52400-PF

WLA 77791-2MPXPROBP2

**Welch Allyn GS 777
Wandtransformator** 1 Set **2.361,00 /Set**
mit Montageplatte, PanOptic™ Ophthalmoskop Nr. 11820, MacroView™ Otoskop Nr. 23810, digitales Blutdruckmessgerät Connex ProBP™ 3400 Nr. 34XFWT-2, SureTemp Plus® Elektronisches Thermometer Nr. 01690-300 und KleenSpec® Spender für 75 Sondenhüllen Nr. 52400-PF

Menge EURO

LADEGRIFFE UND ZUBEHÖR

 Hillrom.

WLA 71902 **Welch Allyn Li-Ionen Handgriff 3,5 V mit Ladeeinheit und Transformator** 1 Stück **299,00 /St.**

der ergonomische Handgriff bietet doppelte Leistung bei halbem Gewicht, kein Memory-Effekt, doppelte Betriebszeit aufgrund der höheren Akkukapazität, Rheostat zur Helligkeitsregulierung, kompatibel mit allen Welch Allyn 3,5 V Instrumentenköpfen



WLA 71900-USB **Welch Allyn Li-Ionen Handgriff 3,5 V mit USB-Ladegerät inkl. Ladekabel** 1 Stück **290,50 /St.**
wiederaufladbar

WLA 71955 **Welch Allyn USB-Ladegerät** 1 Stück **101,00 /St.**
mit Ladekabel für Li-Ionen Handgriff



Welch Allyn SureColor™ LED Lampen
30-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen, einfache Umrüstung, denn das LED-Lampen Upgrade Kit ist mit den Welch Allyn 3,5-V-Instrumentenköpfen kompatibel und kann innerhalb weniger Sekunden durch einfachen Austausch der Halogenlampe eingesetzt werden. Zur einfachen Garantiezeitbestimmung ist auf der Lampenbasis das Herstellungsdatum ersichtlich



WLA 04900-LED **Welch Allyn LED Lampen Upgrade Kits** 1 Kit **86,00 /Kit**
für Koaxial Ophthalmoskope 11720, 11730, 11735

WLA 03800-LED für PanOptic™ Ophthalmoskope 11820, 11810, 11800-V 1 Kit **86,00 /Kit**

WLA 06500-LED für MacroView™ Otoskope 23810, 23820, 23862, 23920, 23960 1 Kit **78,50 /Kit**



SPENDER FÜR OHRTIPS / OHRTRICHTER

 Hillrom.

WLA 52401-B **Welch Allyn Aufbewahrungsbox mit Ablagefach** 1 Stück **52,40 /St.**
für Einmal-Ohrtrichter der Serie 524



OTOSKOPE**Riester****e-scope® F.O. Otoskope in LED Ausführung**

effiziente Diagnose durch helles und weißes Licht, Lebensdauer der LED mind. 50.000 Std., gleichmäßige Lichtstärke über die gesamte Lebensdauer der Batterien, LED 5.500 Kelvin, Lichtstärke 11.500 Lux, Schwenklinse mit 3fach Vergrößerung, Anschluss für pneumatischen Test, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, **inkl. Plastikröhrchen mit je 5 wieder verwendbaren Ohrtrichtern 2,5 mm und 4 mm** (passend auch für andere Otoskope von Riester und anderen Fabrikaten) **und Kunststoff-Etui**, Batterien nicht im Lieferumfang, **auch in XL Ausführung lieferbar**

RIE 2110-203	weiß	LED 3,7 V	1 Set	132,30 /Set
RIE 2111-203	schwarz	LED 3,7 V	1 Set	132,30 /Set
RIE 2110-202	weiß	XL 2,5 V	1 Set	91,80 /Set
RIE 2111-202	schwarz	XL 2,5 V	1 Set	91,80 /Set

e-scope® F.O.
LED 3,7 V

e-scope® Otoskope 2,5V XL mit Direktbeleuchtung

Schwenklinse mit 3fach Vergrößerung, Anschluss für pneumatischen Test, schlagfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff, **inkl. Plastikröhrchen mit je 5 wieder verwendbaren Ohrtrichtern 2,5 mm und 4 mm** (passend auch für andere Otoskope von Riester und anderen Fabrikaten) **und Klettverschluss-Tasche**, Batterien nicht im Lieferumfang

RIE 2100-201	weiß	2,5 V XL-Xenonlampe	1 Set	62,55 /Set
RIE 2101-201	schwarz	2,5 V XL-Xenonlampe	1 Set	62,55 /Set

e-scope®
mit Direkt-
beleuchtung

RIE 3703	ri-scope® L2 F.O. Otoskop Set 2,5 V LED	1 Set	192,00 /Set
----------	--	-------	--------------------

exzellente Farbwiedergabe durch Faseroptik-Technologie (CRI > 90, Farbtemperatur 4.000 K), wartungsfreie Hochleistungs-LED mit einer Lebensdauer von 100.000 Std. für eine effizientere Diagnosestellung, nach beiden Seiten schwenkbare, abdichtende Glasoptik mit 3-fach Vergrößerung, inkl. 4 Ohrtrichtern in den Größen 2-5 mm in Etui mit Sicherheitsverschluss, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

ri-scope® L2

RIE 2211-203	EliteVue Otoskop HP-LED 3,5 V	1 Set	546,45 /Set
--------------	--------------------------------------	-------	--------------------

bestehend aus EliteVue Otoskopkopf mit 3,5V High-Performance LED-Beleuchtung (4.000 K, CRI=92), > 5-fache Vergrößerung, Fokussierad zur Tiefenschärfeneinstellung, inkl. Spec Ejec® Ohrtrichter-Abwurf Funktion, rheotronic®-Handgriff Typ C in Etui, aufladbarem Li-Ionen Akku ri-accu® L und Steckerladegerät

EliteVue

OTOSKOPE

Menge

EURO

LUXAMED®

LuxaScope Auris LED 2,5 V

Otoskop mit **LED-RING-TECHNOLOGY**
 Beleuchtung mit 6 LEDs, eine Fiberoptik wird nicht mehr benötigt, freies Sichtfeld bei optimaler Ausleuchtung am Anwendungsbereich, Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden, Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux, elektronischer ON/OFF Druckschalter, dimmbar mit automatischer Abschaltung nach 3 Minuten, 2-Komponenten-Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Aluminium für hohe Stabilität, **inkl. je 10 Einmal-Ohrtrichter Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm** sowie 2 AAA Batterien



LUX A1.416.114	schwarz	1 Stück	63,00 /St.
LUX A1.416.214	blau	1 Stück	63,00 /St.
LUX A1.416.314	grau	1 Stück	63,00 /St.
LUX A1.416.914	weiß	1 Stück	63,00 /St.
LUX A1.416.934	weißblau	1 Stück	74,50 /St.
LUX A1.416.944	rapsgelb	1 Stück	74,50 /St.
LUX A1.416.954	jadegrün	1 Stück	74,50 /St.
LUX A1.416.964	zartflüeder	1 Stück	74,50 /St.
LUX A1.416.974	magenta	1 Stück	74,50 /St.
LUX A1.516.914	für Kinder	1 Stück	74,50 /St.



EINMAL-OHRTIPS

LUXAMED®

Einmal-Ohrtrichter

zu LuxaScope Auris LED, aus Polypropylen, daher geruchlos und hautverträglich

Beutel = 100 Stück

LUX A5.101.144	2,5 mm, grau	1 Beutel	3,30 /Btl.
LUX A5.102.144	4,0 mm, grau	1 Beutel	3,30 /Btl.

Beutel = 1000 Stück, lose

LUX A5.101.184	2,5 mm, grau	1 Beutel	30,00 /Btl.
LUX A5.102.184	4,0 mm, grau	1 Beutel	30,00 /Btl.



OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET

HEINE OPTOTECHNIK

HEINE® EN 200 Diagnostik Center

ein System, das den gleichzeitigen Betrieb von verschiedenen Instrumenten ermöglicht



- OPT A-095.12.209 **EN 200 Set 3,5 V LED** bestehend aus: 1 Set **943,00 /Set**
 EN 200 Wandtransformator,
BETA® 200 LED F.O.Otoskop,
BETA® 200 LED Ophthalmoskop,
 1 Satz Dauergebrauchs-Trichter (4 Stück)



- OPT A-095.12.211 **EN 200 Set 3,5 V XHL** bestehend aus: 1 Set **732,00 /Set**
 EN 200 Wandtransformator,
K 100 Diagnostik Otoskop,
K 180® Ophthalmoskop,
 1 Satz Dauergebrauchs-Trichter
 (5 Ohrtrichter, 1 Nasentrichter),
 50 Einmalgebrauchs-Trichter Ø 4 mm,
 50 Einmalgebrauchs-Trichter Ø 2,5 mm
 und je eine Ersatzlampe



- OPT X-095.12.250 **HEINE® EN 200 Wandtransformator** 1 Stück **373,30 /St.**
 mit 2 Griffen, ohne Instrumente, geeignet für alle HEINE 3,5 V LED oder XHL Instrumente mit AV-Anschluss, parallele Nutzung der Griffe möglich, Ready-to-use Funktion, verfügt über eine USB-Schnittstelle und ist erweiterbar mit HEINE Modulen wie z.B. dem EN 200 BP digitalen Blutdruckmessgerät, Soft-Start-Technologie, stufenlose Helligkeitsregelung am Griff, Diebstahlsicherung für Instrumente



- OPT X-095.12.251 **HEINE® EN 200-1 Wandtransformator** 1 Stück **250,40 /St.**
 mit 1 Griff, ohne Instrumente, geeignet für alle HEINE 3,5 V LED oder XHL Instrumente, als Ergänzung oder wenn nur ein Instrument gebraucht wird, Instrument schaltet sich beim Herausnehmen und Zurückstellen automatisch an und aus, nach 15 Minuten Nichtgebrauch in ausgehängtem Zustand wird ebenfalls abgeschaltet, beim Herausnehmen schaltet sich die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe ein, großer Arbeitsradius durch Spiralkabel mit einer Reichweite bis zu 3,50 m, Diebstahlsicherung für Instrumente

Menge

EURO

BLUTDRUCKMESSGERÄT



HEINE OPTOTECHNIK

- OPT M-000.09.201 **EN 200 BP** 1 Stück **553,00 /St.**
 digitales Blutdruckmessgerät zur Verwendung mit dem EN 200 Wandtransformator, Messgenauigkeit (+/-3mmHg) für verlässliche und medizinisch relevante Messwerte, Herzrhythmusstörungen und Bewegungsartefakte werden zuverlässig erkannt, zwei automatische und ein manueller Messmodus: schnelle Einzelmessung, Zweifachmessung, manuelle Messung, schneller Manschettenwechsel durch Schnellverschluss (Lieferung ohne Manschetten), 500 Speicherplätze, kurzes USB-Kabel, Spiralkabel



SPENDER FÜR OHRTIPS / OHRTRICHTER



HEINE OPTOTECHNIK

- OPT B-000.11.146 **UniSpec® Trichter-Spender** 1 Stück **37,20 /St.**
 Spendereinheit pro Röhrchen 90 Stück (d. h. 2 x 90 für den kompletten Spender), mit Wandbefestigung, für UniSpec Einweg-Ohrtrichter
- OPT B-000.11.149 **HEINE Tip-Spender** 1 Stück **29,30 /St.**
 pro Röhrchen 45 Stück (d. h. 2 x 45 für den kompletten Spender), gut sichtbar und einfach zu entnehmen, mit Wandbefestigung, für AllSpec® Einweg-Tips



OTOSKOPE



HEINE OPTOTECHNIK

- HEINE BETA® 100 Diagnostik Otoskop**
 direkte Halogenbeleuchtung, robuste Ganzmetall-Ausführung, verchromt, innen geschwärzt, 3x vergrößern, schwenkbares Sichtfenster (aus kratzfestem Glas), Anschluss für diverse Spekula, ohne Trichter, für alle HEINE Beta® Griffe 2,5 oder 3,5 V mit Automatverschluss
- OPT B-001.11.525 **BETA® 100 Diagnostik Otoskop 2,5 V** 1 Stück **90,90 /St.**
- OPT B-002.11.525 **BETA® 100 Diagnostik Otoskop 3,5 V** 1 Stück **97,20 /St.**



OTOSKOPE

HEINE OPTOTECHNIK

HEINE BETA® XHL Halogen F.O. Otoskop

distale Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung mit XHL Xenon Halogentechnologie für einen gleichmäßigen und schattenfreien Blick auf Ohr und Tympanum, Ganzmetallgehäuse, kratzfestes Sichtfenster aus Silikatglas, ohne Tips, für alle HEINE Beta® Griffe 2,5 oder 3,5 V mit Automatverschluss



	OPT B-001.11.400 BETA® 400 F.O. Otoskop 2,5 V mit 4,2-fach Vergrößerung	1 Stück	191,20 /St.
	OPT B-002.11.400 BETA® 400 F.O. Otoskop 3,5 V mit 4,2-fach Vergrößerung	1 Stück	195,80 /St.
	OPT B-001.11.500 BETA® 200 F.O. Otoskop 2,5 V mit 3-fach Vergrößerung	1 Stück	157,30 /St.
	OPT B-002.11.500 BETA® 200 F.O. Otoskop 3,5 V mit 3-fach Vergrößerung	1 Stück	161,80 /St.



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE BETA® LED F.O. Otoskop

solides Metallgehäuse und kratz feste Glaslinsen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ein qualitativ gleichbleibendes Untersuchungsergebnis, LED mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer, kein Lampenwechsel nötig, ohne Tips, geeignet für alle HEINE Beta® Griffe 3,5 Volt mit Automatverschluss

	OPT B-008.11.400 BETA® 400 LED F.O. Otoskop mit 4,2-fach Vergrößerung	1 Stück	256,90 /St.
	OPT B-008.11.500 BETA® 200 LED F.O. Otoskop mit 3-fach Vergrößerung	1 Stück	223,30 /St.

Menge

EURO

OTOSKOPE



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE mini 3000® Otoskop

2,5 V **XHL Lampe** mit direkter Beleuchtung, hochwertiges Tascheninstrument mit XHL Lampen-Technologie für 100 % mehr Licht, Sichtfenster mit 3facher Vergrößerung, mit Batteriegriff, hochwertiges Griffgehäuse aus Chromlegierung/veredeltem Kunststoff, Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter, mit je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm und 2 Batterien

OPT D-001.70.210	schwarz	1 Stück	89,30 /St.
OPT D-001.70.210B	blau	1 Stück	89,30 /St.



HEINE mini 3000® F.O. Otoskop

2,5 V, mit Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung, kompaktes Tascheninstrument mit Fiber Optik (F.O.) Technologie für 100 % mehr Licht, Sichtfenster mit 3facher Vergrößerung, mit Batteriegriff, hochwertiges Griffgehäuse aus Chromlegierung/veredeltem Kunststoff, Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter sowie je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm

OPT D-001.70.110	schwarz	1 Stück	134,40 /St.
OPT D-001.70.110B	blau	1 Stück	134,40 /St.



HEINE mini 3000® LED F.O. Otoskop

2,5 V, doppelt so hell wie herkömmliche XHL Xenon Halogen Otokoppe, wartungsfrei da kein Lampenwechsel notwendig, konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer, Betriebszeit von typ. 10 Stunden, Sichtfenster mit 3facher Vergrößerung, einfacher Zugang zum Ohr mit dem fest verbundenen, schwenkbaren und gut verschließbaren Sichtfenster. Über den Gebläse-Anschluss ist der pneumatische Test zur Trommelfellbeweglichkeit einfach möglich

OPT D-008.70.106	mini 3000® LED F.O. Otokop ohne Griff und Zubehör	1 Stück	149,20 /St.
OPT D-008.70.110	mini 3000® LED F.O. Otokop mit Batteriegriff mini 3000 (inkl. Batterien) und je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm	1 Stück	177,20 /St.



OPT D-885.20.021	mini 3000® LED F.O. Otokop Set komplett mit mini 3000® LED F.O. Otokop, mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien), 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips und je 5 AllSpec® Einweg-Tips 2,5 und 4 mm, mit Hartschalenetui	1 Set	211,80 /Set
------------------	---	-------	--------------------

Menge

EURO

DERMATOSKOPE

HEINE OPTOTECHNIK



- OPT K-008.34.221 **DELTA® 20 T Dermatoskop-Aufsatz** 1 Stück **929,60 /St.**
Präzisionsoptik mit der Möglichkeit zwischen polarisierter und nicht-polarisierter Beleuchtung zu wechseln durch betätigen einer Taste, Fokussiersystem mit 10- bis 16fach Vergrößerung, ohne Griff, inkl. Kontaktscheibe Ø 23 mm mit Skalensmarkierung



- OPT K-262.10.118 **DELTA® 20 T Set** 1 Set **1.011,30 /Set**
komplett mit DELTA® 20 T Dermatoskop-Aufsatz, Kontaktscheibe mit Skala, BETA® Batteriegriff, Dermatoskopie-Öl 10 ml und Hartschalenetui

- OPT K-262.28.388 **DELTA® 20 T Set*** 1 Set **1.179,50 /Set**
komplett mit DELTA® 20 T Dermatoskop-Aufsatz, Kontaktscheibe mit Skala, BETA® 4 USB Ladegriff mit USB-Kabel und Steckernetzteil, Dermatoskopie-Öl 10 ml und Hartschalenetui



- OPT K-262.24.420 **DELTA® 20 T Set*** 1 Set **1.349,50 /Set**
komplett mit DELTA® 20 T Dermatoskop-Aufsatz, Kontaktscheibe mit Skala, BETA® 4 NT Ladegriff mit NT4 Tisch-Ladegerät, Dermatoskopie-Öl 10 ml und Hartschalenetui



* die BETA® 4 Griff-Generation ist mit der bisherigen Griff-Generation und den Ladegeräten nicht kompatibel



- OPT K-000.34.205 **kleine Kontaktscheibe** 1 Stück **96,10 /St.**
8 mm Ø, für die Untersuchung schwer zugänglicher Stellen

DERMATOSKOPE



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE NC2 Dermatoskop LED

schnelles, kontaktloses Screening und klassische Dermatoskopie mit einem Gerät, detailreiche Diagnose durch polarisierte Beleuchtung, LED in HQ Beleuchtung mit hellem, homogenen Licht für perfekte Farbwiedergabe, gestochen scharfe Bilder mit 6facher Vergrößerung, optionales Arbeiten mit Kontaktscheibe mit Skala und erhöhter 10fach Vergrößerung. Optional: mit iPhone Zubehör besteht die Möglichkeit zur digitalen Dokumentation mittels HEINE DERM App



Menge

EURO





OPT D-841.78.120	NC2 Dermatoskop-Set mit USB Griff, Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit E4-USB med. zugelassenem Steckernetzteil, Tasche	1 Set	701,50 /Set
OPT D-842.78.120	NC2 Dermatoskop-Set wie oben, aber ohne Kontaktscheibe	1 Set	649,00 /Set
OPT D-000.78.114	Kontaktscheibe mit Skala	1 Stück	108,30 /St.
	Adapterschale Smartphone		
OPT D-000.78.125	NC 2/5 für Apple iPhone® 5s / SE	1 Stück	41,70 /St.
OPT D-000.78.126	NC 2/6 für Apple iPhone® 6 / 6s	1 Stück	41,70 /St.
OPT D-000.78.127	NC 2/7 für Apple iPhone® 7 / 8	1 Stück	41,70 /St.
OPT D-001.78.107	HEINE mini 3000® Dermatoskop 2,5 V modernes Taschendermatoskop mit XHL Xenon Halogenlampe, konzentriertes, helles Licht für gleichmäßige Ausleuchtung mit authentischer Farb- wiedergabe, einzigartiges, kompaktes Design mit Qualitätsoptik, 10-fach Vergrößerung mit fokussier- barer Optik, Instrumentenkopf aus Metall, mit Kon- taktscheibe und 10 ml Dermatoskopie-Öl	1 Set	269,80 /Set
	HEINE mini 3000® LED Dermatoskop technische Ausführung wie mini 3000® Dermatoskop, jedoch: wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig, maximale Lichtintensität beim Einschalten des Gerätes, danach Anpassung der Helligkeit an den Ladestand der Stromquelle, weniger Batteriewechsel, Betriebszeiten von bis zu 10 Stunden		
	Doppelt so hell wie ein herkömmliches XHL Xenon-Halogen-Instrument, exzellente Farbtreue		
OPT D-008.78.106	mini 3000® LED Dermatoskop ohne Griff, mit Kontaktscheibe ohne Skala	1 Stück	276,90 /St.
OPT D-008.78.107	mini 3000® LED Dermatoskop mit mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien), Kontakt- scheibe ohne Skala und 10 ml Dermatoskopie-Öl	1 Stück	304,50 /St.
OPT D-008.78.109	mini 3000® LED Dermatoskop mit mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien), Kontakt- scheibe mit Skala und 10 ml Dermatoskopie-Öl	1 Stück	329,80 /St.

OPHTHALMOSKOPE

HEINE OPTOTECHNIK

HEINE BETA® 200S Ophthalmoskop

der Augenspiegel für ein großes, helles und kontrastreiches Netzhautbild, Hornhautreflexe werden wirkungsvoll eliminiert, von -36 bis +38 dpt kann jeder Dioptrienwert in 74 Ein-Dioptrienritten eingestellt werden, 7 Blenden (Blaufilter, Fixationsstern mit Polarkoordinaten, großer Kreis, mittlerer Kreis, Microspot, Spalt, Halbkreis) mit separat zuschaltbarem Interferenz-Rotfreifilter, staubdicht, für HEINE BETA® Griffe mit Automatverschluss

		OPT C-001.30.120	BETA® 200S Ophthalmoskop 2,5 V für BETA® Batteriegriff	1 Stück	327,20 /St.
		OPT C-002.30.120	BETA® 200S Ophthalmoskop 3,5 V für BETA® Ladegriffe	1 Stück	326,70 /St.
		OPT C-008.30.120	BETA® 200S LED Ophthalmoskop für BETA® Ladegriffe	1 Stück	387,00 /St.

HEINE mini 3000® Ophthalmoskop

2,5 V **XHL Lampe**, konzentriertes weißes Licht für optimale Ausleuchtung und brillantes Bild, mit Batteriegriff, hochwertiges Griffgehäuse aus Chromlegierung/veredeltem Kunststoff, Halteclip mit integriertem Ein-/Ausschalter, 5 Blenden (großer Kreis, mittlerer Kreis, Fixationsstern, Halbkreis, Rotfrei-Filter), staubgeschützt, Refraktionsausgleich -20 D bis +20 D, 2 Batterien

	OPT D-001.71.120	schwarz	1 Stück	159,10 /St.
	OPT D-001.71.120B	blau	1 Stück	159,10 /St.

HEINE mini 3000® LED Ophthalmoskop

2,5 V, staubgeschützte Konstruktion, großes Angebot an Filtern in Verbindung mit 5 Blenden, 18 Linsen im Bereich von -20 D bis +20 D zum Refraktionsausgleich, klares, randscharfes Bild der Retina. **Optimale Helligkeit für die Anwendung am Auge, keine Überblendung, absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe auch bei Rottönen**, wartungsfrei da kein Lampenwechsel notwendig, Betriebszeit ca. 10 Stunden

	OPT D-008.71.105	mini 3000® LED Ophthalmoskop ohne Griff	1 Stück	187,00 /St.
	OPT D-008.71.120	mini 3000® LED Ophthalmoskop mit mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien)	1 Stück	210,20 /St.
	OPT D-885.21.021	mini 3000® LED Ophthalmoskop Set komplett mit mini 3000® LED Ophthalmoskop, mini 3000® Batteriegriff (inkl. Batterien) und Hartschalenetui	1 Set	228,50 /Set

LADEGRIFFE UND ZUBEHÖR



HEINE OPTOTECHNIK

HEINE BETA® Ladegriffe 3,5 V

	Menge	EURO
OPT X-002.99.411 BETA® NT Ladegriff 3,5 V* mit NiMH Ladebatterie	1 Stück	156,60 /St.
OPT X-007.99.395 BETA® L Ladegriff 3,5 V* mit Li-ion L Ladebatterie	1 Stück	264,80 /St.
OPT X-002.99.495 NT 300 Ladegerät 3,5 V* ohne Griff, inkl. Adapter für Standard F.O. Batterieeinschub, zwei getrennte Ladeköcher, Schnellladefunktion, automatischer Lade- vorgang, Ladeanzeige, Überladeschutz	1 Stück	253,70 /St.

* nicht kompatibel mit dem NT4 Lade- und Griffsystem



BETA® NT + BETA® L
Ladegriff 3,5 V

HEINE BETA® 4 Ladegriffe 3,5 V

OPT X-007.99.388 BETA® 4 USB Li-ion Ladegriff 3,5 V** mit Li-ion Ladebatterie, BETA® 4 USB Boden- einheit, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil und Griffablage	1 Stück	245,60 /St.
OPT X-007.99.396 BETA® 4 NT Ladegriff 3,5 V** mit Li-ion Ladebatterie und BETA® 4 NT Bodeneinheit für NT4 Tisch-Ladegerät	1 Stück	178,30 /St.
OPT X-007.99.474 BETA® 4 SLIM NT Ladegriff 3,5 V** mit Ladebatterie M3Z 4 NT Li-ion und BETA® 4 SLIM NT Bodeneinheit	1 Stück	200,70 /St.

OPT X-002.99.494 NT4 Tisch-Ladegerät** ohne Griff, inkl. Adapter	1 Stück	234,20 /St.
--	---------	-------------

** nicht kompatibel zu BETA® L, BETA® NT
Ladegriffen, NT200 und NT300 Ladegeräten



BETA® 4 USB Li-ion
+ BETA® 4 NT
Ladegriff 3,5 V

BETA® 4 SLIM NT
Ladegriff 3,5 V

OPT X-007.99.383 LI-ION Ladebatterie 3,5 V für BETA® L, BETA® USB und BETA® 4 Ladegriffe	1 Stück	73,80 /St.
OPT X-002.99.382 NiMH Ladebatterie 3,5 V für BETA® Ladegriffe	1 Stück	66,30 /St.



OPT X-001.88.110 Ersatzlampe 2,5 V XHL für mini 3000® Otoskop	1 Stück	19,30 /St.
OPT X-001.88.037 Ersatzlampe für K 100 und BETA® 100 2,5 V XHL	1 Stück	15,50 /St.
OPT X-002.88.049 3,5 V XHL	1 Stück	21,70 /St.



Menge

EURO

OPHTHALMOSKOPE

KaWe PICCOLIGHT® E56/EU XH 2,5 V
mit Griff AA, direkte Ophthalmoskopie,
mit 6 Blenden für alle ophthalmologischen
Untersuchungen, Blendenrad mit 18 Kor-
rektions-Linsen von + 20 bis - 20 Dioptrien,
asphärische Präzisionsoptik, in Stofftasche

KUW 01.23561.021	night	1 Stück	112,00 /St.
KUW 01.23561.231	sky	1 Stück	112,00 /St.
KUW 01.23561.261	stone	1 Stück	112,00 /St.

OTOSKOPE

KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED, 2,5 V
mit 3facher Vergrößerungslupe, Fiber Optik mit
LED-Standard-Beleuchtung, Beleuchtungsstärke:
ca. 4200 Lux, Tasche mit je 10 Stück Einmal-Ohr-
trichtern, Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm, die Lebens-
dauer des Leuchtmittels beträgt ca. 50.000 Std.

KUW 01.13500.021	night	1 Stück	70,00 /St.
KUW 01.13500.232	sky	1 Stück	70,00 /St.
KUW 01.13500.262	stone	1 Stück	70,00 /St.

KUW 01.12530.002	KaWe COMBILIGHT® F.O. 30 LED, 2,5 V mit automatischem CLIC-Verschluss, Fiber Optik Kopf, schwarz, mit LED-Lampe und 3facher Lupenvergrößerung, in Tasche mit jeweils 10 Einmal-Ohrtrichtern, Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm	1 Stück	109,00 /St.
------------------	--	---------	--------------------

KUW 01.11130.001	KaWe EUROLIGHT® C30, 2,5 V mit automatischem CLIC-Verschluss, dimmbar, mit 3facher Lupenvergrößerung, in Tasche mit jeweils 10 Einmal-Ohrtrichtern, Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm	1 Stück	83,00 /St.
------------------	--	---------	-------------------

OTOSKOP / OPHTHALMOSKOP - SET



KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED / E56

2,5 V, EU-Version bestehend aus:

F.O. LED Otoskop-Kopf 2,5 V mit LED-Beleuchtung (mit Leuchtmittel) und 3-facher Lupenvergrößerung, Ophthalmoskop-Kopf E56 2,5 V mit Xenon/Halogenbeleuchtung (mit Leuchtmittel), mit Korrektionslinsenrad, stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien, 6 Blenden, asphärische Präzisionsoptik, mit jeweils 10 Einmal-Ohrtrichtern Ø 2,5 mm und Ø 4,0 mm, zwei Batteriegriffe AA (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten), Lieferung in weißer Hartschalenbox

KUW 02.35404.022	night	1 Set	178,00 /Set
KUW 02.35404.232	sky	1 Set	178,00 /Set
KUW 02.35404.262	stone	1 Set	178,00 /Set



KUW 02.01104.002	Basic Set C10/E16	1 Set	168,00 /Set
------------------	--------------------------	-------	--------------------

2,5 V, EU-Version bestehend aus:

COMBILIGHT® C10 Otoskop-Kopf mit Standardbeleuchtung und 3-facher Lupenvergrößerung, Vakuum-Lampe (mit Leuchtmittel), EUROLIGHT® E16 Ophthalmoskop-Kopf mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien, mit Vakuum-Lampe (mit Leuchtmittel), 6 Blenden, Grünfilter, asphärische Präzisionsoptik, Batterie-/Ladegriff C (mittel) mit Schraubverschluss, dimmbar (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten), 3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm, Lampenträger gebogen, 2 Kehlkopfspiegel Ø Gr. 3: 20 mm, Ø Gr. 4: 22 mm, Spatelhalter aus Kunststoff, Nasenspekulum verchromt mit Stellschraube, Ersatzlampe, Lieferung in weißer Hartschalenbox



DERMATOSKOPE



mit ca. 10facher Vergrößerung, Fokuseinstellung -6 bis +3,5 dpt, große Kontaktscheibe (Ø 25 mm) mit Skalierung (mm) zur Vermessung von pigmentierter Hautveränderung, insbesondere zur Früherkennung

KUW 01.31130.001	KaWe EUROLIGHT® D30, 2,5 V	1 Stück	250,00 /St.
	mit dimmbarem Xenon/Halogenlicht, gleichmäßige, intensive Ausleuchtung, Lieferung kpl. in Tasche inkl. 1 Flasche Derma-Gel, 250 ml		

KUW 01.33100.021	KaWe PICCOLIGHT® D, 2,5 V, night	1 Stück	175,00 /St.
	mit Vakuumlicht, Lieferung in schwarzer Stofftasche		





OCU 50700




OCU 50945




OCU 47600




Kinderbilder



Zahlen



Zahlen/Buchstaben



E-Haken



Kinderbilder nach Löhlein

STEREOTESTE



LANG-Stereotest I®
Test zur einfachen Stereopsisprüfung bei Kindern und Kleinkindern

Menge **EURO**
1 Stück **129,00 /St.**

Stereotest Hausfliege-S
mit geometrischen Formen, Buchformat, inkl. 2 Polarisationsbrillen (schwarz für Erwachsene und grün für Kinder), mit diesem Test kann auf einfache Weise das stereoskopische Wahrnehmungsvermögen in jeder Altersstufe getestet werden

1 Stück **199,00 /St.**

SEHPRÜFTAFELN UND ZUBEHÖR



Sehprobentafeln
zur Bestimmung der Sehschärfe (Visus) mit Sehzeichen (Optotypen) für die Prüferentfernungen 5 m und 6 m (außer 46936: nur 5 m), in Plastik eingeschweißt

OCU 46036	Kinderbilder	V = 0,125 - 1,0	1 Stück	32,70 /St.
OCU 46066	Zahlen	V = 0,125 - 1,0	1 Stück	32,70 /St.
OCU 46346	Zahlen/Buchstaben	V = 0,125 - 1,66	1 Stück	32,70 /St.
OCU 46926	E-Haken	V = 0,10 - 1,0	1 Stück	32,70 /St.

OCU 46936 **Kinderbilder** nach Löhlein 1 Stück **32,70 /St.**
V = 0,2 - 1,0

OCU 47610 **Ishihara Farbtafeln**, Buchformat 1 Stück **98,00 /St.**
14 Tafeln, zum schnellen und zuverlässigen Screening angeborener Rot/Grün-Farbsinnstörungen

OCU 47600 **Ishihara Farbtafeln**, Buchformat 1 Stück **142,00 /St.**
24 Tafeln, zum schnellen und zuverlässigen Screening angeborener Rot/Grün-Farbsinnstörungen

Menge

EURO

STIRNLAMPEN



ri-focus® LED Stirnlampen 6 V

kabelfreie Stirnlampen mit Batteriefach, leistungsstarker LED Beleuchtung (Lebensdauer ca. 50.000 Std.), stufenlos fokussierbar, weiße LED, 6.000 Kelvin, 10.000 Lux bei 40 cm Abstand



RIE 6090 **ri-focus LED Stirnlampe 6 V** 1 Stück **164,25 /St.**
inkl. Lithium-Batterien (Betriebszeit ca. 4 Std.),
Gewicht ca. 242 g

RIE 6091 **ri-focus LED Stirnlampe 6 V** 1 Stück **193,95 /St.**
inkl. NiMH-Akkus (Betriebszeit ca. 90 Min.)
und Steckerladegerät 230 V, Gewicht ca. 259 g

KOPFLEUCHTEN



HEINE OPTOTECHNIK

OPT J-008.31.415 **HEINE® ML4 LED HeadLight** 1 Stück **1.435,90 /St.**
mit mPack UNPLUGGED und Steckertrafo,
LED Headlight mit höchstem Tragekomfort durch
individuelle Anpassungsmöglichkeit und 100 %
Bewegungsfreiheit durch UNPLUGGED-Akku
am Kopfband, Leuchtfeldgröße von 30 - 80 mm
variabel (Arbeitsabstand 420 mm), bei absolut
homogener Lichtverteilung über das gesamte
Sichtfeld



BINOKULARLUPEN + ZUBEHÖR



HEINE OPTOTECHNIK

OPT C-000.32.039 **HEINE® C 2.3 Binokularlupe** 1 Stück **384,50 /St.**
Vergrößerung: 2,3x, Arbeitsabstand: 340 mm,
Sichtfeld: 110 mm, Gewicht: 46 g schwer,
verstellbare Federbügel, in kompaktem Etui



OPT C-000.32.202 wie oben, jedoch 1 Stück **384,50 /St.**
Arbeitsabstand: 450 mm, Sichtfeld: 130 mm



Menge

EURO

ZUBEHÖR FÜR NYSTAGMUSBRILLEN

Stromversorgung für kabelversionen Nystagmusbrillen nach Frenzel/Blessing

DEH 504

Batteriegehäuse, regelbar
für Nystagmusbrillen Typ 501/502/521/522, gewährleistet die Stromversorgung der Nystagmusbrille über 3 Babyzellen 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) und ermöglicht so (Stromnetz-) unabhängiges Arbeiten

1 Stück

155,00 /St.

DEH 506

Stecker-Netzteil
für Nystagmusbrillen Typ 501/502/521/522, zum Anschluss der Nystagmusbrille an das Stromnetz

1 Stück

155,00 /St.**NYSTAGMUSBRILLEN LED**

diffuse Ausleuchtung durch kreisförmig angeordnete Dioden, regelbare Helligkeit, Timerfunktion, Ein-/Ausschaltautomatik (deaktivierbar), ständige Verfügbarkeit durch low Batt Anzeige bzw. Akku und Ladeschale, vergütete Gläser, keine Ersatzteile wie Birnen oder Abdeckungen nötig

in **schwarz**

DEH 801-S
DEH 801-A
DEH 803

Kabelversion mit Schaltgehäuse u. Netzteil 1 Stück
Kabelversion mit Akku und Ladeschale 1 Stück
Batterieversion 1 Stück

649,00 /St.**699,00 /St.****599,00 /St.**in **weiß**

DEH 821-S
DEH 821-A
DEH 823

Kabelversion mit Schaltgehäuse u. Netzteil 1 Stück
Kabelversion mit Akku und Ladeschale 1 Stück
Batterieversion 1 Stück

649,00 /St.**699,00 /St.****599,00 /St.**

Modell 801-S



Modell 823

Menge

EURO

NYSTAGMUSBRILLEN



zum Nachweis von pathologischen Nystagmusvorgängen, z. B. Schwindel, Hörsturz, Alkoholmissbrauch, etc.

nach Frenzel

DEH 501	mit festen Gläsern, festem Anschlusskabel, ohne Stromversorgung, Clip-Kopfband	1 Stück	359,00 /St.
DEH 502	mit klappbaren Gläsern, festem Anschlusskabel, ohne Stromversorgung, Kopfband	1 Stück	539,00 /St.
DEH 503	mit festen Gläsern, mit festem regelbaren Batteriegriff oben	1 Stück	489,00 /St.
DEH 703	mit seitlichem Bajonetverschluss, festen Gläsern, regelbarem Batteriegriff	1 Stück	459,00 /St.



Modell 501



Modell 703



zum Nachweis von pathologischen Nystagmusvorgängen, z. B. Schwindel, Hörsturz, Alkoholmissbrauch, etc.

nach Blessing (indirekte Beleuchtung)

DEH 521	mit festen Gläsern, festem Anschlusskabel, ohne Stromversorgung, Clip-Kopfband	1 Stück	379,00 /St.
DEH 522	mit klappbaren Gläsern, festem Anschlusskabel, ohne Stromversorgung, Kopfband	1 Stück	599,00 /St.
DEH 523	mit festen Gläsern, mit festem regelbaren Batteriegriff oben	1 Stück	529,00 /St.
DEH 723	mit seitlichem Bajonetverschluss, festen Gläsern, regelbarem Batteriegriff	1 Stück	479,00 /St.



Modell 522



Modell 522, offen



Modell 523

Menge

EURO

ALKOHOL-MESSGERÄTE UND ZUBEHÖR**Dräger**

DRA 8327278

Alcotest® 3820 Standard

1 Stück

263,00 /St.

das Profigerät für den privaten Nutzer, intuitiv aufsetzbares Mundstück (abweichend zu den Profigeräten), das durch eine Kappe geschützt wird, die Messtechnik im Alcotest® 3820 ist identisch mit Geräten, die bei hochpräzisen Atemalkoholtests eingesetzt wird, klein und diskret durch modernes Design, ca. 50 x 133 x 29 mm, nur ca. 130 g, inkl. 3 Mundstücken, Microfaserbeutel und Batterie (lange anwendbar bis zu 1.500 Tests mit nur einer Batterie)



DRA 8325250

Mundstücke

1 Pack

8,90 /Pack

einzel verpackt, für Alcotest® 3820
Pack = 5 Stück



DRA 8325200

Alcotest® 5820

1 Stück

514,00 /St.

für den professionellen Einsatz bei der Polizei und im Industriebereich, Sprachen: englisch, deutsch, französisch, spanisch, automatische Probenahme, passive Probenahme oder manuelle Auslösung möglich, Batterie-Ladezustandsanzeige im Display, Batterie ausreichend für ca. 1.500 Atemtests, Speicherung der letzten 100 Tests mit Nummer, verpackt im Transportkoffer (schwarz) mit 3 einzeln verpackten Mundstücken, 1 CR123A Batterie und Handschlaufe

DRA 8326270

Alcotest® 6820 med

1 Stück

1.034,00 /St.

das Dräger Alcotest® 6820 med ist eine Spezialversion des Alcotest® 6820, es ist für den diagnostischen Einsatz konzipiert, bei dem eine CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt erforderlich ist, entsprechend der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte, zusätzliche Funktionen zum Alcotest® 5820: die erweiterte Speicherkapazität des Alcotest® 6820 kann bis zu 5.000 Testergebnisse protokollieren, eine optische Schnittstelle ermöglicht die kabellose Datenübertragung an den Dräger Mobile Printer direkt am Einsatzort, zusätzlich können die Daten per USB-Anschluss an den PC übertragen oder das Gerät konfiguriert werden, verpackt im Kunststoffkoffer mit 3 Mundstücken, Mundstückadapter Slide'n'click (Typ A) montiert, Mundstückadapter (Typ B) beigelegt, Handschlaufe, 4 AA Batterien



Menge

EURO

ALKOHOL-MESSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Dräger

Alcotest® 7510

Atemalkohol-Handmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen im Vortestbereich, es ist gerichtsverwertbar in bestimmten Ländern. Besonderheiten: Erkennung von Mundalkohol, Datenspeicher, eingebautes Heizelement wirkt Kondensationseffekten entgegen und ermöglicht schnellere Messungen, Kombination mit einem mobilen Drucker möglich



DRA 8319760

Alcotest® 7510 (Set 1)
bestehend aus: Messgerät 7510, Koffer, 3 Mundstücke, USB-Kabel, Software-CD, (Lieferung inkl. 4 Alkali-Batterien Mignon LR, AA)

1 Stück

1.812,00 /St.

DRA 8319760.2

Alcotest® 7510 (Set 2)
wie Set 1 jedoch inkl. Ladeschale und Steckernetzteil (inkl. 4 Li-Ionen-Akkus)

1 Stück

2.111,95 /St.



Set 2 mit Ladeschale und Steckernetzteil

DRA 6810690

Mundstücke Standard (slide'n'click) für Alcotest® 5510/5820/6510/6810/6820/7510 einzeln verpackt, Pack = 100 Stück

1 Pack

36,25 /Pack

DRA 6811055

Mundstücke Standard (slide'n'click) mit Ventil für Alcotest® 5510/5820/6510/6810/6820/7510 Pack = 100 Stück

1 Pack

55,75 /Pack



DRA 6805703

Mundstücke Classic mit Ventil für Alcotest® 7110/7410/9510 Pack = 25 Stück

1 Pack

17,25 /Pack



Mundstücke mit Ventil, Standard (oben) und Classic (links)



Alcotest® 6820 med in der Anwendung

Menge EURO

BANDMAß

KUW 12.20810.001 **Bandmaß 1,5 m x 8 mm**
Angabe in „cm“ und „inch“, Gehäuse und Maßband aus Kunststoff

1 Stück **5,20 /St.**

KUW 12.20811.001 **Bandmaß 2,5 m x 15 mm**
Angabe in „cm“ und „inch“ (beidseitig bedruckt), Gehäuse und Maßband aus Kunststoff, Ø ca. 5 cm

1 Stück **9,00 /St.****PERSONENMESSGERÄT**

KUW 12.20222.002 **PERSON-CHECK® Personenmessgerät**
besonders geeignet für die Klinik und Praxis, einfache Montage, leichte Bedienung, hohe Stabilität, leichtes Ablesen der Körpergröße bis 2,10 m

1 Stück **17,30 /St.****GONIOMETER / WINKELMESSER**

KUW 12.20600.001 **Goniometer / Winkelmesser**
aus Kunststoff, 20,2 x 4,5 cm (L x B), wird zur Messung von Winkeln benutzt, besteht aus zwei beweglichen Armen, zwischen denen eine Skala zum Winkelablesen angebracht ist. Damit kann man z. B. in der Medizin Gelenkwinkel messen

1 Stück **6,95 /St.**

Menge EURO

BANDMAß

Qotiomed

MEG 617200

Bandmaß 2 m x 8 mm

Angabe in „inch“ und „cm“, Gehäuse und Maßband aus Kunststoff

1 Stück

3,30 /St.



PERSONENMESSGERÄT

megro

MEG 617100

Personenmessgerät

besonders geeignet für die Klinik und Praxis, einfache Montage, leichte Bedienung, hohe Stabilität, leichtes Ablesen der Körpergröße bis 2,20 m

1 Stück

6,00 /St.



GONIOMETER / WINKELMESSER

megro

MEG 617300

Goniometer / Winkelmesser

aus Kunststoff, 20,2 x 4,5 cm (L x B), wird zur Messung von Winkeln benutzt, besteht aus zwei beweglichen Armen, zwischen denen eine Skala zum Winkelablesen angebracht ist. Damit kann man z. B. in der Medizin Gelenkwinkel messen

1 Stück

5,00 /St.



PERKUSSIONS- UND REFLEXHÄMMER

Qotiomed

MEG 700810.1

21 cm, für Kinder, blau

Griff aus farbig eloxiertem Aluminium mit ergonomischen Griffmulden, zwei verschiedene Schlagseiten mit ca. 75 g Kopflast, Silikonpuffer 10 mm, Wulstring 28 mm, Spitz-/Stumpfprüfung, Sensorkugel für Babinskireflex, flexibler Griff mit Farbsinncodierungen und neurologischer Tastspitze am Ende, Hammerkopf aus Edelstahl

1 Stück

39,85 /St.





PERKUSSIONS- UND REFLEXHÄMMER

megro®

MEG 700800

18 cm, nach "Buck"
mit Nervennadel und Pinsel, Gewicht: 85 g,
aus Messing verchromt

Menge

EURO

1 Stück

13,95 /St.



Colorflex

Reflex- und Perkussionshammer, groß
22 cm lang, ca. 100 g, mit neurologischer
Tastspitze



- KUW 07.15204.021 **schwarz** (Abb. 1)
- KUW 07.15204.031 **blau** (Abb. 2)
- KUW 07.15204.262 **grau** (Abb. 3)

- 1 Stück
- 1 Stück
- 1 Stück

- 23,00 /St.**
- 23,00 /St.**
- 23,00 /St.**

KUW 07.25130.001 **Varioflex Kombinationshammer** (Abb. 4)
nach Fassbender, 22 cm lang,
mit Nervnadel, Pinsel und massivem
Griff mit cm Einteilung, ca. 150 g

1 Stück

39,00 /St.

KUW 07.40232.001 **Reflexhammer nach Witroe** (Abb. 5)
schwer, mit schwarzem Kunststoffgriff,
Pinsel und Nadel, Länge ca. 24 cm, ca. 198 g

1 Stück

26,50 /St.

Reflexhammer nach Rossier

mit elastischem Kunststoffgriff, Ø 50 mm

- KUW 07.10324.001 **24 cm lang**, ca. 90 g (Abb. 6)
- KUW 07.10336.001 **36 cm lang**, ca. 95 g (Abb. 7)

- 1 Stück
- 1 Stück

- 7,50 /St.**
- 9,00 /St.**



Menge EURO

PERKUSSIONS- UND REFLEXHÄMMER

Riester

RIE 5035	18 cm , nach "Buck" (Abb. 1) mit Nervennadel und Pinsel, Griff verchromt	1 Stück	26,10 /St.
RIE 5052	24 cm , nach "Babinski" (Abb. 3) Griff verchromt	1 Stück	26,55 /St.
RIE 5055	20 cm , nach "Berliner" (Abb. 4) Griff rostfreier Stahl	1 Stück	22,20 /St.
RIE 5045	25 cm , nach "Troemner" (Abb. 2) Gewicht: 180 g, Griff rostfreier Stahl	1 Stück	31,50 /St.



LUXAMED®

Reflexhammer **nach Buck**
klein, 18 cm, Aluminium, für eine optimale Gewichtsverteilung, neurologische Tastspitze, ohne Pinsel, Gewicht: 90 g

pulverlackbeschichtet

LUX M1.121.112	schwarz	1 Stück	19,95 /St.
LUX M1.121.513	gelb	1 Stück	19,95 /St.
LUX M1.121.812	blau	1 Stück	19,95 /St.

LUX M1.121.914	mit Easy-To-Clean Beschichtung , weiß die Oberfläche des Instruments ist mit einem speziellen Pulverlack beschichtet, dieser reduziert nachweislich den Reinigungsaufwand und erhält langfristig die hochwertige Optik	1 Stück	20,50 /St.
----------------	--	---------	-------------------

Reflexhammer **nach Troemner**
groß, 23 cm, Aluminium und Messing, für eine optimale Gewichtsverteilung, neurologische Tastspitze, ohne Pinsel, Gewicht: 245 g

pulverlackbeschichtet

LUX M1.111.112	schwarz	1 Stück	25,00 /St.
LUX M1.111.514	gelb	1 Stück	25,00 /St.
LUX M1.111.813	blau	1 Stück	25,00 /St.

LUX M1.111.915	mit Easy-To-Clean Beschichtung , weiß die Oberfläche des Instruments ist mit einem speziellen Pulverlack beschichtet, dieser reduziert nachweislich den Reinigungsaufwand und erhält langfristig die hochwertige Optik	1 Stück	25,50 /St.
----------------	--	---------	-------------------



Menge

EURO

STIMMGABELN

Otomed®

MEG 700850

Stimmgabel Rydel-Seiffer

1 Stück

74,50 /St.**Frequenz: C 64 Hz / c 128 Hz**

Präzisionsstimmgabel für die Ohren- und Nervenuntersuchung, aus Stahl, **mit Fuß** und **abnehmbarem Dämpfer**, für den Neurologen ein unentbehrlicher Helfer, sie ermöglicht die eindeutige Diagnose verringerter Vibrationsempfindlichkeit, die Prüfung der Pallaesthesia sowie die Erkennung von Polyneuropathien, Länge ca. 23,5 cm

STIMMGABELN

Riester

Präzisionsstimmgabeln für die Ohren- und Nervenuntersuchung, aus Aluminium oder Stahl

C 128 Hz

Stahl, mit Dämpfern

1 Stück

55,95 /St.

RIE 5161

Aluminium, mit Dämpfern

1 Stück

20,25 /St.

RIE 5162

nach Rydel-Seiffer **C64 Hz / c 128 Hz**
mit Fuß, abnehmbare Dämpfer

1 Stück

137,10 /St.

RIE 5175

C 128 Hz
StahlC 128 Hz
AluminiumC64 Hz /
c 128 Hz

RIE 5166

C-2 512 Hz

Stahl, ohne Dämpfer

1 Stück

38,60 /St.

RIE 5174

A-1 440 Hz

mit Fuß, ohne Dämpfer

1 Stück

48,15 /St.

C-2 512 Hz

A-1 440 Hz

STIMMGABELN

KUW 08.12012.111

Stimmgabel Rydel-Seiffer

1 Stück

90,00 /St.

Präzisionsstimmgabel für die Ohren- und Nervenuntersuchung, aus Qualitätsstahl, Frequenz: c64 Hz / c128 Hz, mit Kunststofffuß und abnehmbaren Dämpfern



Menge

EURO

WAAGEN

KERN

Personenwaagen MPE

mit BMI-Funktion, rückseitige Zweitanzeige, ergonomisch optimierte Bauform, Hold-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wertes, Mutter-Kind-Funktion, 2 Rollen zum bequemen Transport der Waage
Tragkraft: 250 kg, Teilung: 100 g
Eichklasse: III

KSB MPE250K100PM	mit Stativ	1 Stück	425,00 /St. zzgl. € 53,00 Eichkosten
KSB MPE250K100HM	mit Stativ und Größenmessstab	1 Stück	455,00 /St. zzgl. € 53,00 Eichkosten



KSB MPD250K100M	Step-On-Personenwaage MPD	1 Stück	285,00 /St. zzgl. € 53,00 Eichkosten
-----------------	----------------------------------	---------	--

robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld, ergonomisch optimierte Bauform, sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe, große Trittläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Stand-sicherheit, hinterleuchtetes LCD-Display: Ziffernhöhe 25 mm, Batteriebetrieb möglich, 6 x 1,5 V AA (nicht inklusive), Netzteil (extern) serienmäßig
Tragkraft: 250 kg, Teilung: 100 g
Eichklasse: III



Babywaage MBC

ergonomische Liegefläche, robuster ABS-Kunststoff, leicht und hygienisch zu reinigen, sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe, Still-Funktion: das Gewicht des Babys kann vor dem Stillen gespeichert werden, anschließend kann die Gewichtszunahme per Knopfdruck ermittelt werden, Hold-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, **ideal für unruhig liegende Babys**
Eichklasse: III

KSB MBC15K2DM	Tragkraft: 6/15 kg, Teilung: 2/5 g	1 Stück	280,00 /St. zzgl. € 32,00 Eichkosten
KSB MBC20K10M	Tragkraft: 20 kg, Teilung: 10 g	1 Stück	280,00 /St. zzgl. € 32,00 Eichkosten



KSB MCC250K100M	elektronische Stuhlwaage MCC	1 Stück	830,00 /St. zzgl. € 53,00 Eichkosten
-----------------	-------------------------------------	---------	--

mobile Stuhlwaage mit 4 Rädern, fahrbare Ausführung mit 2 lenkbaren Rollen und Feststellbremsen hinten, ergonomisch optimierte Sitzschale für bequemes und sicheres Sitzen, BMI-Funktion, Hold-Funktion
Tragkraft: 250 kg, Teilung: 100 g
Eichklasse: III



Stuhlwaage MCC

Menge

EURO

WAAGEN

seca

SEC 3367321009 **Integrationsfähige Säuglingswaage seca 336i mit WLAN-Funktion** 1 Stück **725,00 /St.**
zzgl. € 29,00 Eichkosten



seca 336i mit Messstab seca 234

flache Wiegemulde, gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display, USB-Anschluss für Barcodescanner zur Patientenidentifikation, TARA-, BMIF-, HOLD-, Auto-HOLD-Funktion, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT, Bestätigen, WLAN
Tragkraft: 20 kg
Teilung: 5 g < 10 kg > 10 g
Eichklasse: (III)

SEC 2341717009 **Messstab seca 234 für Säuglingswaage seca 336 und seca 336i** 1 Stück **275,00 /St.**



digital, erleichtert die Größenmessung mit seinem beleuchteten LCD-Display und dem praktischen Justierknopf, einfache Bedienung und gut ablesbare Ergebnisse
Messbereich: 35 - 80 cm
Teilung / Aufdruck: 1 mm
Teilung / Digitalanzeige: 1 mm / 5 mm / 10 mm (konfigurierbar)

SEC 7577021008 **Integrationsfähige Säuglingswaage seca 757 mit optimiertem Dämpfungssystem** 1 Stück **995,00 /St.**
zzgl. € 29,00 Eichkosten



ergonomische Mulde für sicheres Wiegen, TARA, HOLD, Auto-HOLD, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT
Tragkraft: 15 kg
Teilung: 2 g < 5 kg > 5 g
Eichklasse: (III)

SEC 9597021002 **Integrationsfähige Stuhlwaage seca 959** 1 Stück **1.495,00 /St.**
zzgl. € 51,00 Eichkosten



klappbare Arm- und schwenkbare Fußstützen für bequemes Hinsetzen, Radfeststellbremse für sicheren Stand, intuitives Bedienelement für leichtes Bedienen, systemfähig mit allen EMR Systemen und integrationsfähigen seca Produkten, Abschaltautomatik, TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, SEND/PRINT, mit Netzgerät/Akku und Tasche
Tragkraft: 300 kg
Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g
Eichklasse: (III)

Menge

EURO

WAAGEN

seca

- | | | |
|----------------|--|---|
| SEC 8787041019 | <p>Elektronische Arztwaage seca 878dr
speziell für den Gebrauch in Arztpraxen entwickelt, Doppel-Display für das zeitgleiche Ablesen aus verschiedenen Positionen, mit Mutter/Kind-Funktion, HOLD-Funktion und Abschaltautomatik, mit Batterien, optional: austauschbares Label mit einem personalisierbaren Schriftzug
Tragkraft: 200 kg
Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
Eichklasse: III</p> | 1 Stück
279,00 /St.
zzgl. € 51,00 Eichkosten |
| SEC 7047021008 | <p>Funkfähige Säulenwaage seca 704 mit bis zu 300 Kilogramm Tragkraft
netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless, TARA, Pre-TARA, Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT
Tragkraft: 300 kg
Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
Eichklasse: III</p> | 1 Stück
725,00 /St.
zzgl. € 51,00 Eichkosten |
| SEC 7997021009 | <p>Elektronische Säulenwaage seca 799
für den täglichen Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen, Transportrollen für mobilen Einsatz, TARA-, HOLD-, BMI-Funktion, Wägebereichumschaltung, Abschaltautomatik, mit Batterien
Tragkraft: 200 kg
Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
Eichklasse: III</p> | 1 Stück
435,00 /St.
zzgl. € 51,00 Eichkosten |
| SEC 2201714003 | <p>Teleskop-Messstab seca 220 für seca Säulenwaagen seca 704, seca 711 und seca 799
silbereloxiert, ausziehbar, kann an vielen seca Säulenwaagen nachträglich montiert werden
Messbereich: 60 - 200 cm
Teilung: 1 mm</p> | 1 Stück
89,00 /St. |
| SEC 4300000009 | <p>Breiter Kopfanschlag für Messstäbe seca 220, seca 222, seca 224, und Waage seca 704 s</p> | 1 Stück
19,00 /St. |
| SEC 8777021004 | <p>Elektronische Flachwaage seca 877
Waage mit integriertem Display Batteriebetrieben, Funktionen: 2 in 1 (Mutter-Kind), Tip-on Einschaltautomatik
Tragkraft: 200 kg
Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
Eichklasse: III</p> | 1 Stück
335,00 /St.
zzgl. € 51,00 Eichkosten |



Menge

EURO

PERSONENMESSGERÄT**SOEHNLE**
PROFESSIONAL

SOE 5002.01.002

Personen-Längenmessband
zur Wandmontage, klein und handlich,
verschleiß- und wartungsfrei
Maße: 15 x 3 x 14 cm
Messbereich: 0 bis 200 cm, Teilung: 1 mm

1 Stück

12,00 /St.

SOE 5003.01.001

Längenmessstab 5003 klappbar
handlicher Längenmesser für unterwegs,
mit Ultraschall-Messtechnik, der **Neigungs-
sensor** erkennt wenn das Messgerät schief
aufgelegt wird - es folgt eine Fehlermeldung,
freie und präzise Messung im Raum möglich,
akustische Quittierung nach abgeschlossener
Messung, Hold-Funktion, **geringer Platzbedarf**
durch Klappfunktion, Auto-Off-Funktion, 2 Batte-
rien Mignon 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
Maße: 34,5 x 9,2 x 2,8 cm
Einheiten in cm oder inch
Messbereich: 50 bis 240 cm, Teilung: 1 cm

1 Stück

99,00 /St.**WAAGEN****SOEHNLE**
PROFESSIONAL

SOE 5040.01.001

Tasche für Babywaage 8320
maßgeschneiderte Tasche für die klappbare
Babywaage 8320 aus robustem, schwarzem
Textilgewebe mit 2 Handgriffen (gepolstert),
Tragegurt und zusätzlicher Außentasche

1 Stück

29,95 /St.

SOE 8320.01.001

Babywaage 8320
diese handliche Babywaage ist geeignet für
Eltern und Hebammen sowie Apotheken, durch
Klappfunktion auf die Hälfte der Länge reduzier-
bar, Kunststoffgehäuse, Trierfunktion, Hold-Funk-
tion, selbst bei unruhiger Lage des Kindes garan-
tiert die Achtpunktverwiegung stets eine exakte Ge-
wichtsermittlung, Auto-Off-Funktion, 2 Batterien 1,5 V
AAA (im Lieferumfang enthalten), Gewicht 2,0 kg
Maße geschlossen: 39,5 x 31,5 x 10,5 cm
Maße offen: 74 x 31,5 x 5,3 cm
Einheiten in kg oder lb
Tragkraft: 15 kg, Teilung: 10 g

1 Stück

135,00 /St.

Menge

EURO

WAAGEN



- SOE 6163.02.001 **Mechanische Personenwaage 6163** 1 Stück **55,00 /St.**
 große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige (Skalendurchmesser 18 cm), attraktiver Chrom-Zierring, klassisches Design, robustes Gehäuse aus Stahl, Wägeplattform mit pflegeleichtem, rutschsicheren Kunststoffbelag, manuelle Nullstellung möglich
 Maße: 32 x 43 x 7 cm, Gewicht: 3 kg
 Tragkraft: 160 kg, Teilung: 1 kg



Stativwaage mit Längenmesser 7731/7831

schlicht in weiß gehalten, beweist die geschwungene Form dieser Stativwaage, dass Funktionalität und Design kein Widerspruch sein muss. Große Trittfläche 32 x 40 cm, robuste Plattform, keine sichtbaren Tasten auf dem Glasdisplay (Tara-Taste auf der Rückseite), einfache Bedienung mit Sofortstart-Funktion und Auto-Off-Funktion, Anzeige von Gewicht, Körperlänge und BMI, Mutter-Kind-Funktion, Messbereich: 118 - 202 cm, Stativhöhe: 128 cm



- SOE 7731.01.001 Tragkraft: 250 kg 1 Stück **985,00 /St.**
 Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g zzgl. € 49,00 Konformitätsbewertungskosten
 Konformitätsbewertet nach Klasse III, MPG Klasse 1

- SOE 7831.30.001 automatische Umschaltung von kg auf cm 1 Stück **595,00 /St.**
 Tragkraft: 220 kg
 Teilung: 100 g, nicht geeicht



- SOE 7850.30.001 **Fitnesswaage 7850** 1 Stück **895,00 /St.**
 die ideale Waage für Fitnessstudios, Apotheken, Wellnessanlagen sowie Ernährungsberatungen, mit Bodyanalysefunktion können neben dem Gewicht und BMI auch Muskel-, Fett- und Wassergehalt des Körpers genau ermittelt werden, **die Messung erfolgt über die Hände** - sehr hygienisch, mit dem integrierten Drucker lassen sich die Analysewerte einschließlich individueller Bewertung ausdrucken (in 17 Sprachen), dokumentieren und über einen längeren Zeitraum verfolgen, die Waage ist **selbsterklärend**, Kleidungsanteil individuell einstellbar, umschaltbar: st/lb/oz, Betrieb mit Steckernetzteil
 Maße: 36,5 x 49 x 129 cm, Gewicht: 15,8 kg
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



Menge

EURO

WAAGEN**KORONA**

KOR 73540

elektronische **Glaswaage**
„Maya“, mit Motiv, flache Bauhöhe, 30 mm
 Ziffernhöhe, umschaltbar kg/lb/st, Anschalttech-
 nik „Step-On“, Abschaltautomatik, 1 x CR 2032
 Batterie, Abmessungen: 30 x 30 x 1,9 cm
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g

1 Stück

25,20 /St.

KOR 73160

elektronische **Glaswaage**
„Mona“, batterieles, 1 Minute Energie durch
 Betätigen des Power-Buttons, LCD-Display,
 30 mm Ziffernhöhe, umschaltbar: kg/lb, Abschalt-
 automatik, Abmessungen: 31 x 29 x 3 cm
 Tragkraft: 200 kg, Teilung: 100 g

1 Stück

42,00 /St.

KOR 76660

mechanische **Personenwaage**
„Louis“, grau/weiß, leicht lesbare Skala, rutsch-
 feste Oberfläche, Abmessungen: 29,2 x 28,2 x 5,7 cm
 Tragkraft: 130 kg, Teilung: 1 kg

1 Stück

16,80 /St.

KOR 77400

mechanische **Personenwaage**
„Bodo“, weiß, mit extra großer Vollsichtskala
 und verchromtem Displayring, rutschfeste Ober-
 fläche, Abmessungen: 34 x 38 x 7 cm
 Tragkraft: 150 kg, Teilung: 1 kg

1 Stück

26,88 /St.

KOR 76880

mechanische **Personenwaage**
„Hugo“, weiß, mit extra großer Vollsichtskala,
 rutschfeste Oberfläche,
 Abmessungen: 43 x 28,5 x 8,3 cm
 Tragkraft: 136 kg, Teilung: 500 g

1 Stück

37,81 /St.

Menge

EURO

WAAGEN

KORONA®

KOR 74560 elektronische **Personenwaage** „Madera“, Trittfläche aus Bambus, flache Bauhöhe, LCD-Display (30 mm Ziffernhöhe), umschaltbar kg/lb, Anschalttechnik: Auto-On, Abschaltautomatik, 2 x AAA Batterien, Abmessungen: 28 x 28 x 3,2 cm
Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



KOR 78880 elektronische **Glaswaage** „Gwen“, weiß/Glas, XXL Display (37 mm Ziffernhöhe), flache Bauhöhe, „Auto-On“ Technologie, Abschaltautomatik, 1 x CR 2032 Batterie, Abmessungen: 30 x 30 x 2,3 cm
Tragkraft: 150 kg, Teilung: 100 g



KOR 77715 sprechende **Glaswaage** „Sonja“, (Sprachausgabe in deutsch, englisch, niederländisch, französisch und spanisch), Lautstärke regulierbar, gut ablesbares LCD-Display (25 mm Ziffernhöhe), umschaltbar: kg/lb/st, Anschalttechnik: Step-On, Abschaltautomatik, 3 x AAA Batterien, Abmessungen: 31 x 31 x 2,5 cm
Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g




KOR 73230 elektronische **Personenwaage** „Romy“, extra großes, beleuchtetes XXL LCD-Display (58 mm Ziffernhöhe), umschaltbar kg/lb/st, Anschalttechnik „Auto-On“, 2 AAA Batterien, Abmessungen: 30 x 30 x 2,4 cm
Tragkraft: 200 kg, Teilung: 100 g



KOR 73560 elektronische **Glaswaage** „Anna“, großes LCD-Display (50 mm Ziffernhöhe), umschaltbar kg/lb/st, Anschalttechnik „Auto-On“, Abschaltautomatik, 2 x AAA Batterien, Abmessungen: 30 x 30 x 2,2 cm
Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g



Menge EURO

KÖRPERFETT-MESSGERÄTE U. WAAGEN / BODY-CHECK

KOR 73917

KORONA

Diagnosewaage „Dolores“, Glas 1 Stück **30,24 /St.**
 Analyse von Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil in 0,1%-Schritten, 5 Aktivitätsgrade, 27 mm Ziffernhöhe, umschaltbar kg/lb/st, Vibration-On Technologie, Abschaltautomatik, 2 x CR 2032 Batterien, Abmessungen: 30 x 30 x 2,4 cm
 Tragkraft: 150 kg, Teilung: 100 g



KOR 73550

Diagnosewaage „Daria“, schwarz/Glas 1 Stück **42,99 /St.**
 Analyse von Körperfett, Körperwasser und Muskelmasse in 0,1%-Schritten, großes, beleuchtetes LCD-Display, umschaltbar kg/lb/st, Anschalttechnik „Step On“, Abschaltautomatik, 2 x CR 2032 Batterien, Abmessungen: 30 x 30 x 1,7 cm
 Tragkraft: 180 kg, Teilung: 100 g

KÖRPERFETT-MESSGERÄTE U. WAAGEN / BODY-CHECK**OMRON**

Anwendung mit Smartphone-App

OMR HBF-222T-EBK **Körperanalysewaage Viva**, schwarz 1 Stück **113,82 /St.**
 Messung und Klassifizierung von Körpergewicht, Körperfett (in %), Viszeralfett (in bis zu 30 Stufen), Skelettmuskelmasse (in %), Kaloriengrundumsatz (in kcal), BMI (Body Mass Index), Bluetooth Verbindung zu OMRON connect App, „Step on“-Technologie, automatische Benutzererkennung, 4 Nutzer + Gastmodus, schnelle Messung in 4 Sekunden, kompaktes, schlankes Design, großes, leicht ablesbares Display, 4 x AAA Batterien (LR03)
 Tragkraft: 150 kg, Teilung: 100 g



Menge EURO

KÖRPERFETT-MESSGERÄTE U. WAAGEN / BODY-CHECK

OMRON

OMR 089002100 **Körperfettanalysewaage BF511** 1 Stück 113,82 /St.
 blau, für die ganze Familie
 4-Punkt-Messung mit 8 Sensoren an Händen
 und Füßen für eine Ganzkörpermessung, auch für
 Kinder ab 6 Jahre geeignet, Ermittlung und Klassi-
 fikation von: viszeralem Fett, Skelettmuskelmasse,
 Körperfettanteil, Kaloriengrundumsatz, Body Mass
 Index, Speicher für 4 Personen, 4 x AA Batterien
 Tragkraft: 150 kg, Teilung: 100 g



WAAGEN

OMRON

Digitale Personenwaage HN289

leicht ablesbare, extra große Anzeige, große Tritt-
 fläche aus Sicherheitsglas (290 x 270 x 22 mm),
 automatische Ein-/Ausschaltfunktion, rutschfeste
 Standfüße, Messung in kg/st/lb, maximale,
 1 x CR 2032 Lithium Batterie
 Tragkraft: 150 kg, Teilung: 100 g

OMR HN-289-EB	türkis	1 Stück	17,61 /St.
OMR HN-289-EBK	schwarz	1 Stück	17,61 /St.
OMR HN-289-ESL	silbergrau	1 Stück	17,61 /St.
OMR HN-289-EPK	rosa	1 Stück	17,61 /St.





DUR DA10
DUR DA13
DUR DA312
DUR DA675

BATTERIEN FÜR HÖRGERÄTE

DURACELL

Activair® Easy Tab, Zink-Luft Batterien
VE = 6 Stück

Typ	Spannung	Menge	EURO
Typ DA 10	1,45 V	6 Stück	0,81 /St.
Typ DA 13	1,45 V	6 Stück	0,81 /St.
Typ DA 312	1,45 V	6 Stück	0,81 /St.
Typ DA 675	1,45 V	6 Stück	0,81 /St.



KNOPFBATTERIEN

Lithiumbatterien

die Lithiumbatterie gewinnt an Bedeutung, da dieses Leichtmetall drei- bis viermal höhere Energiedichte als andere Materialien liefert.

Energie bei geringer Selbstentladung für Langzeitanwendungen in Bereichen wie Elektronik, Telekommunikation, Fotografie, Messwesen und vielen mehr

Pack = 10 Stück



BAT 302430
BAT 301220

Varta Typ CR2430	3 V	1 Stück	3,50 /St.
Varta Typ CR1220	3 V	1 Stück	3,10 /St.

Alkali-Mangan-Batterien

werden in unterschiedlichsten Geräten eingesetzt, z. B. in Spielzeug, Taschenrechnern, tragbaren Radios oder Kameras

Pack = 10 Stück



BAT 300023
BAT 300625

Varta Typ V23 GA	12,0 V	1 Stück	2,50 /St.
Varta Typ V625U LR9	1,5 V	1 Stück	2,30 /St.

Silberoxidbatterien

diese Mikrobatterien sind klein und zuverlässig und überall auf der Welt als flexible Energiequelle beliebt. Versorgen alle Arten von tragbaren Produkten mit Energie, z. B. Uhren, elektronische Thermometer und mobile Spielkonsolen

Pack = 10 Stück



BAT 300321
BAT 300357
BAT 300371
BAT 300377
BAT 300392
BAT 300394
BAT 300395

Varta Typ V321, SR65	1,55 V	1 Stück	2,09 /St.
Varta Typ V357, SR44	1,55 V	1 Stück	2,99 /St.
Varta Typ V371, SR69	1,55 V	1 Stück	2,09 /St.
Varta Typ V377, SR66	1,55 V	1 Stück	1,95 /St.
Varta Typ V392, SR41	1,55 V	1 Stück	2,09 /St.
Varta Typ V394, SR45	1,55 V	1 Stück	2,99 /St.
Varta Typ V395, SR57	1,55 V	1 Stück	2,09 /St.

Menge

EURO

BATTERIEN ALKALINE / LITHIUM

DURACELL

PROCELL® Alkaline Batterien

Duracell Procell Batterien wurden speziell für industrielle sowie für professionelle Anwender entwickelt. Sie bieten eine lang anhaltende Stromversorgung für eine Vielzahl professioneller Anwendungen und funktionieren in einem besonders hohen Temperaturbereich

DUR 2400P	Micro	AAA	LR03	1,5 V	1 Stück	0,90 /St.
DUR 1604P	E-Block		6LR61	9,0 V	1 Stück	2,55 /St.
DUR 1500P	Mignon	AA	LR 6	1,5 V	1 Stück	0,74 /St.
DUR 1400P	Baby	C	LR14	1,5 V	1 Stück	1,33 /St.
DUR 1300P	Mono	D	LR20	1,5 V	1 Stück	1,75 /St.



FOTOBATTERIEN

DURACELL

Ultra Lithium Fotobatterien

Duracell Ultra Lithiumbatterien wurden für eine lang anhaltende Energieleistung entwickelt, besonders geeignet für Kameras und SLRs

DUR 123	Typ 123	(CR17345)	3 V	1 Stück	5,91 /St.
DUR CR2	Typ CR2	(CR17355)	3 V	1 Stück	7,88 /St.



KNOPFBATTERIEN

DURACELL

Duracell **Lithiumbatterien** sind besonders geeignet für Taschenrechner, Kameras und elektronische Geräte, lang anhaltende Energieleistung

DUR 2016	Typ CR2016	3 V	Pack = 2 Stück	1 Pack	5,12 /Pack
DUR 2025	Typ CR2025	3 V	Pack = 2 Stück	1 Pack	5,12 /Pack
DUR 2032	Typ CR2032	3 V	Pack = 2 Stück	1 Pack	5,12 /Pack
DUR 2450	Typ CR2450	3 V		1 Stück	3,60 /St.



DUR LR44	Typ LR44	1,5 V		1 Pack	2,50 /Pack
----------	-----------------	--------------	--	--------	-------------------

Duracell **Alkaline Knopfbatterien** sind geeignet für medizinische Geräte (Blutzuckermessgeräte, Puls-messgeräte), sicherheitsbezogene Geräte (Bankkartenleser) und andere elektronische Geräte (Uhren, Uhrenradios, Schrittzähler und weitere), langlebig
Pack = 2 Stück



Menge

EURO

DEFIBRILLATOREN UND ZUBEHÖR








Die PRIMEDIC-Defibrillatoren machen jeden ganz einfach zum Lebensretter:

AKTIVIERUNG DES AED bereits bei Abnahme des Gerätedeckels für eine schnellstmögliche Versorgung des Betroffenen

ADAPTIVE BENUTZERFÜHRUNG mit präzisen Sprachanweisungen, die sich zur Optimierung der HLW dem Tempo des Anwenders anpasst
KINDERTASTE für Kinderdefibrillation mit angepassten Energiestufen auch ohne spezielle Kinderelektroden

ESKALIERENDE ENERGIESTUFEN bis 360 J (biphasisch) für optimale Wirkung auch bei eventuell notwendigen Mehrfachdefibrillationen

MADE IN GERMANY

					
	HeartSave PAD	HeartSave AED	HeartSave AS	HeartSave AED-M	HeartSave 6
	Lässt jeden ganz einfach zum Lebensretter werden	Optimal geeignet für jeden Ersthelfer und Laienanwender	Sichere Anwendung auch bei unsicheren Ersthelfern	AED mit Monitor für EKG, Vitalwerte und Anweisungen	Profi-AED mit manuellem Modus und 6-Kanal-EKG
Halbautomatischer Modus	●	●		●	●
Vollautomatischer Modus			●		
Metronom	●	●	●	●	●
Kindernodus / Kindertaste	●	●	●	●	●
Monitor (beleuchtet)				●	●
Anweisungen in Textform				●	●
EKG-Anzeige				1 Kurve Ein-Kanal-EKG	bis zu 2 Kurven 6-Kanal-EKG
Alarngrenzen				●	●
Manuelle Defibrillation					●
Kardioversion					●
Wählbare Energiestufen					●
Haltbarkeit Batterie	bis zu 3 Jahre / 140 Schocks	bis zu 6 Jahre / 200 Schocks	bis zu 6 Jahre / 200 Schocks	bis zu 6 Jahre / 200 Schocks	bis zu 6 Jahre / 200 Schocks
Haltbarkeit Pads	min. 36 Monate	min. 36 Monate	min. 36 Monate	min. 36 Monate	min. 36 Monate
Sprachanweisungen	Deutsch	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch

PRI 97431

HeartSave PAD

1 Stück

1.260,00 /St.

lässt jeden ganz einfach zum Lebensretter werden – prägnante Sprachansagen sorgen für sichere Anwendung
 Automatisierter externer Defibrillator, einsprachig Erwachsenen- und Kindermodus, Metronom für korrekte Druckfrequenz, vorkonnetzte Elektroden, täglicher Selbsttest, Haltbarkeit Batterie: bis zu 3 Jahren / 140 Schocks, Haltbarkeit Pads: mindestens 36 Monate, Lieferumfang: je 1 x HeartSave PAD, Batterie, SavePads, Notfallset, Speicherkarte



Menge

EURO

DEFIBRILLATOREN UND ZUBEHÖR

PRI 97374

HeartSave AED

1 Stück

1.460,00 /St.

optimal geeignet für jeden Ersthelfer und Laienanwender, automatisierter externer Defibrillator, viersprachig (DE_GB_ES_FR), Erwachsenen- und Kindermodus, Metronom für korrekte Druckfrequenz, vorkonnectierte Elektroden, täglicher Selbsttest, Haltbarkeit Batterie: bis zu 6 Jahren / 200 Schocks, Haltbarkeit Pads: mindestens 36 Monate, Lieferumfang: je 1 x HeartSave AED, Batterie, SavePads, Notfallset, Speicherkarte

PRI 97472

HeartSave AS

1 Stück

1.460,00 /St.

sichere Anwendung auch bei unsicheren Anwendern, vollautomatisierter externer Defibrillator, viersprachig (DE_GB_ES_FR), Erwachsenen- und Kindermodus, Metronom für korrekte Druckfrequenz, vorkonnectierte Elektroden, täglicher Selbsttest, Haltbarkeit Batterie: bis zu 6 Jahren / 200 Schocks, Haltbarkeit Pads: mindestens 36 Monate, Lieferumfang: je 1 x HeartSave AS, Batterie, SavePads, Notfallset, Speicherkarte

**HeartSave AED-M**

der AED mit beleuchtetem Monitor und EKG-Anzeige, automatisierter externer Defibrillator, viersprachig, Erwachsenen- und Kindermodus, Metronom für korrekte Druckfrequenz, vorkonnectierte Elektroden, täglicher Selbsttest, beleuchteter 4,7"-Monitor mit Anzeige von EKG (1-Kanal), Einsatzdauer, Herzfrequenz, verabreichte Schocks, Sprachanweisungen als Text, etc., Haltbarkeit Pads: mindestens 36 Monate, Lieferumfang: je 1 x HeartSave AED-M, Batterie/Akku, SavePads, Notfallset, Speicherkarte

PRI 97395

mit Batterie 6 (bis zu 6 Jahre Standby)

1 Stück

1.880,00 /St.

PRI 97499

mit wiederaufladbarem AkkuPak LITE

1 Stück

2.155,00 /St.

(LiFePO4), Ladegerät „ClipCharger“ / „Charger Basis“ erforderlich!

**HeartSave 6**

6-Kanal-EKG und manuelle Defibrillation – ideal für Profis, automatisierter externer Defibrillator, Erwachsenen- und Kindermodus, Metronom, vorkonnectierte Elektroden, täglicher Selbsttest, beleuchteter 4,7"-Monitor mit Anzeige von 2 x EKG (6-Kanal), Einsatzdauer, Herzfrequenz, Schocks, Sprachanweisungen, Alarmgrenzen, manueller Defibrillationsmodus mit 10 wählbaren Energiestufen, automatische Kardioversion, Haltbarkeit Pads: mindestens 36 Monate, Lieferumfang: je 1 x HeartSave 6, Batterie/Akku, SavePads, Notfallset, Speicherkarte, 4-pol. EKG-Kabel

PRI 97500

mit Batterie 6 (bis zu 6 Jahre Standby)

1 Stück

2.550,00 /St.

PRI 97409

mit wiederaufladbarem AkkuPak LITE

1 Stück

2.825,00 /St.

(LiFePO4), Ladegerät „ClipCharger“ / „Charger Basis“ erforderlich!



DEFIBRILLATOREN UND ZUBEHÖR



Menge EURO

PRI 97085 **SavePads PreConnect-Set** 1 Set **50,00 /Set**
 vorkonnectierte, selbstklebende Defibrillations-
 Elektroden für Erwachsene, Inkl. Notfallset (Rasierer,
 Beatmungstuch, Handschuhe, Schere), Haltbarkeit
 mind. 36 Monate, für PAD/AED/AS/AED-M/6/6S mit
 Kindermodus



PRI 97534 **SavePads Mini** 1 Paar **77,00 /Paar**
 selbstklebende Defibrillationselektroden für Kinder,
 mit großem Stecker (Kabel und Stecker in Verpa-
 ckung), Haltbarkeit mind. 12 Monate, für PAD/AED/
 AS/AED-M/6/6S mit Kindermodus



PRI 97640 **Batterie 3**, Lithium-Batterie, 1 Stück **140,00 /St.**
 15VDC/4,2Ah/63Wh, bis zu 3 Jahre Standby,
 für HeartSave PAD



PRI 97641 **Batterie 6**, Lithium-Batterie, 1 Stück **205,00 /St.**
 15VDC/7,2Ah/108Wh, bis zu 6 Jahre Standby,
 für AED/AS/AED-M/6/6S

PRI 97004 **ClipCharger**, externes Ladegerät 1 Stück **229,00 /St.**
 für alle AkkuPak LITE (mit EU-Stecker)



AED-Wandkasten SaveBox (Abb. 1)
 Abmessungen (H x B x T): 58,5 x 46,7 x 24 cm

PRI 96740 **ohne Alarm** 1 Stück **220,00 /St.**
 PRI 96776 **mit akustischem Alarm** 1 Stück **275,00 /St.**



Wandhalterung für HeartSave-Serie (Abb. 4)
 automatische Verriegelung des AED beim Einsetzen,
 Einhandentriegelung zur schnellen Entnahme
 Abmessungen (H x B x T): 30,3 x 28 x 18,4 cm

PRI 96378 **ohne Ladefunktion** 1 Stück **165,00 /St.**
 PRI 96776 **Ladekonsole „Charger Basis“** für 1 Stück **599,00 /St.**
 HeartSave mit AkkuPak LITE, 230 V / 12 V Anschluss

Stahl-Wandkasten Signalgrün (Abb. 3)
 (RAL 6032) mit Sichtfenster aus Acrylglas
 Abmessungen (H x B x T): 40 x 40 x 22 cm

PRI 97787 **ohne Alarm** 1 Stück **149,00 /St.**
 PRI 97788 **mit akustischem Alarm** 1 Stück **199,00 /St.**

PRI 97653 **Tragetasche mit Vortasche** (Abb. 2) 1 Stück **49,00 /St.**
 mit separatem Staufach vorn und Tragegurt



2



3



4

		Menge	EURO
<u>ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN</u>			
WEINMANN			
	WEI 11700	ACCUVAC Lite	1 Stück 822,16 /St.
		elektrisches Absauggerät mit autoklavierbarem Mehrwegsekretbehälter 1 000 ml (inkl. Einweg-Bakterienfilter und Überlaufsicherung, Mehrweg-Absaugschlauch 130 mm mit Fingertip, 1 Einweg-Bakterienfilter), hohe Saugleistung von ca. 26 l/min, Unterdruckregulierung bis -0,8 bar durch stufenlos einstellbaren Vakuumregler, Vakuumanzeige über Manometer, Anzeige Akkustatus über 4 LEDs, werkzeuglos zu wechselnder Bleiakku mit einer Betriebsdauer von ca. 40 Min., Wandmontage nach EN 1789 möglich	
	WEI 11600	ACCUVAC Pro	1 Stück 1.145,16 /St.
		elektrisches Absauggerät mit autoklavierbarem Mehrwegsekretbehälter 1 000 ml (inkl. Einweg-Bakterienfilter und Überlaufsicherung, Mehrweg-Absaugschlauch 130 mm mit Fingertip, 1 Einweg-Bakterienfilter), hohe Saugleistung von ca. 34 l/min, Unterdruckregulierung bis -0,8 bar durch 4 vordefinierte Vakuumtasten, Vakuumanzeige über LEDs, Anzeige Akkustatus über 5 LEDs, automatische Funktionskontrolle, werkzeuglos zu wechselnder Li-Ion-Akku mit einer Betriebsdauer von ca. 60 Min., Wandmontage nach EN 1789 möglich	
	WEI 2620	Netz- und Ladegerät	1 Stück 163,23 /St.
		für ACCUVAC Lite und ACCUVAC Pro, für 100 V bis 240 V Wechselspannung auf Gerätestecker ACCUVAC, inkl. Netzanschlussleitung nach EN 50075 („Europastecker“)	
	WEI 17830	Bakterienfilter-Set	1 Set 28,28 /Set
		für Mehrwegsekretbehälter ACCUVAC Pro und ACCUVAC Lite Set = 10 Stück	
	WEI 11692	Schutztasche	1 Stück 125,00 /St.
		für ACCUVAC Pro und Lite, die Seitentasche bietet Platz zum Versteuen des Absaugschlauchs, weiteres Zubehör kann in der Fronttasche untergebracht werden	

Menge

EURO

ABSAUGGERÄTE UND -PUMPENASSKEA
medical

MEG 8710020

Sekretsauger proVisio® M28

1 Stück

750,00 /St.

der proVisio® M28 ist ein Absauggerät der nächsten Generation. Die Behälterkonstruktion ist in das Gehäuse integriert, ein immenser Fortschritt zur herkömmlichen, äußeren Schlauchführung. Der proVisio® M28 hat ein modernes, ansprechendes Design und besteht aus hochentwickelten Kunststoffmaterialien. Das Gerät ist komfortabel und einfach zu bedienen. Die direkte Deckel-Adaption visioClick® ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verriegelung des Behälters, der einklappbare Griff sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung. Der komplexe Vakuumerzeuger visioVent® ist wartungsfrei, das Gerät darüber hinaus extrem leise und vibrationsarm. Der proVisio® M28 wurde so konstruiert, dass eine Fehlbedienung nicht möglich ist und eine Übersaugung das Gerät nicht schädigen kann. Die Antriebseinheit ist vom Vakuumerzeuger mechanisch getrennt, so dass sie bei Gebrauch nicht kontaminiert werden kann und lediglich eine äußere Desinfektion notwendig ist. Ein zusätzlicher Filter bietet doppelte Sicherheit und kann durch den Anwender problemlos gewechselt werden

Technische Daten:

Aggregatsleistung: 30 l/min ± 2 l/min (high flow), Vakuum: max. - 90 kPa (- 900 mbar, - 675 mmHg) (high vacuum), Umrechnungsfaktor: 10 mbar ~ 1 kPa ~ 7,5 mmHg, Sekretbehälter: 1 Liter Mehrweg-Sekretbehälter, Saugschlauch: Innendurchmesser 6 mm, Wandstärke 2 mm, Länge 1,5 m, vakuumstabil bis -0,9 bar, Netzspannung Netzgerät: In: AC 100 - 240 V ~ 50-60 Hz / 1,5 A, Out: DC 12 V / 5 A, Leistungsaufnahme bei 12 V: 60 W, Betriebsdauer: 5 Minuten AN, 5 Minuten AUS, Akku: 10,8 V 5800 mAh Lithium-Ionen-Akku, wieder-auf-ladbar, Laufzeit im Akkubetrieb: ca. 45 min, abhängig von der Laufzeit des Motors, Ladezeit bei leerem Akku: ~3 Stunden, Ladezeit bei ca. 50 % entladene Akku: ~2 Stunden, Abmessungen Grundgerät (HxBxT): 21,3 x 26 x 12,4 cm, Gewicht (Grundgerät): 2,8 kg

Grundausrüstung: 1 Mehrweg-Sekretbehältersystem (inkl. Absaugschlauch und Fingertip) • Spülflasche, mehrfach verwendbar (250 ml) • Netzgerät inkl. Netzkabel



MEG 8711101

Bakterienfilter für Sekretsauger

1 Beutel

66,00 /Btl.

proVisio® M28, dient dem Schutz des Gerätes vor Übersaugung und Kontamination, maximales Vakuum: 0,999 bar, Material: UHMWPE, HDPE, SAP, Filtermembran: hydrophile Filtermembran aus Kunststoff, Bakterien- und Virenfiltration: 99,5 %, effektive Filterfläche: 788,9 mm², maximale Betriebstemperatur: 100 °C, Porengröße Filtermembran: 0,23 µm, Maße: Durchmesser: 11,7 ± 0,2 mm; Länge: 24,32 ± 0,5 mm Beutel = 10 Stück



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Atemwegsabsauggeräte**

ATM 321.1000.0

**ATMOS® LC 27 Aspirator / DDS**

1 Stück

249,00 /St.

Homecaresauger für die Absaugung der oberen und unteren Atemwege in häuslicher Umgebung sowie für die ambulante und stationäre Versorgung, mobiles, tragbares, elektrisch betriebenes medizinisches Absauggerät für den temporären Einsatz bei Patienten aller Altersgruppen, mit Einpatienten-Sekretbehälter (800 ml), besteht aus einem robusten Gehäuse, einem ergonomisch geformten Tragegriff und der DDS-Bakterienfilterkartusche, die patientenindividuelle Vakuumeinstellung erfolgt einfach über einen Drehknopf und das eingestellte Vakuum ist am Manometer ablesbar

Technische Daten: 27 l/min \pm 3 l/min Saugleistung (max. Vakuum -80 kPa \pm -5 kPa), Gewicht: 1,8 kg (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Abmessung (B x H x T): 286 x 243 x 118 mm (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Lautstärke: < 65 dB (A) @ 1 m, Betriebsart: Intervall (max. 30 min AN; min. 30 min AUS), High Flow / high Vacuum

Lieferumfang: Grundgerät, inkl. Einpatienten-Sekretbehältersystem, DDS-Bakterienfilterkartusche, Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip, ATMOS® Steckernetzteil



ATM 321.2000.0

**ATMOS® LC 27 Battery / DDS**

1 Stück

289,00 /St.

Homecaresauger für die Absaugung der oberen und unteren Atemwege in häuslicher Umgebung sowie für die ambulante und stationäre Versorgung, mobiles, tragbares, akkubetriebenes medizinisches Absauggerät für den temporären Einsatz bei Patienten aller Altersgruppen, mit Einpatienten-Sekretbehälter (800 ml), besteht aus einem robusten Gehäuse, einem ergonomisch geformten Tragegriff und der DDS-Bakterienfilterkartusche, die patientenindividuelle Vakuumeinstellung erfolgt einfach über einen Drehknopf und das eingestellte Vakuum ist am Manometer ablesbar

Technische Daten: 27 l/min \pm 3 l/min Saugleistung (max. Vakuum -80 kPa \pm -5 kPa), Gewicht: 3,5 kg (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Abmessung (B x H x T): 286 x 243 x 118 mm (mit Einpatienten-Sekretbehälter), Lautstärke: < 65 dB (A) @ 1 m, Betriebsart: Intervall (max. 30 min AN; min. 30 min AUS), Akkulaufzeit: ca. 60 Minuten, Akkuladzeit: 50% in 3 h; max. in 12 h, High Flow / high Vacuum

Lieferumfang: Grundgerät Akku, inkl. Einpatienten-Sekretbehältersystem, DDS-Bakterienfilterkartusche, Absaugschlauch mit DDS-Adapter und Fingertip, ATMOS® Steckernetzteil



Menge

EURO

ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Notfallsauger**

ATM 318.1300.0 **ATMOS® C 341 Battery/DDS** 1 Stück **769,00 /St.**

Absauggerät für zu Hause und im Pflegeheim, netzunabhängiges, elektronisches, universell einsetzbares Absauggerät mit 1 l Mehrwegbehälter, 26 ± 4 l/min Saugleistung (max. Vakuum -0,8 bar), robustes Gehäuse, stabiler Handgriff, stufenlose Unterdruckregelung, Akkulaufzeit 45 Min. und Akkuladeanzeige, inkl. 10 x DDS-Bakterienfilter, Absaugschlauch und 10 x Fingertip



ATM 318.1400.0 **ATMOS® C 341 Battery/Serres®** 1 Stück **689,00 /St.**

Ausführung wie ATMOS® C 341 Battery/DDS, jedoch mit Halterung für Serres®-Behältersystem, Serres®-Außenbehälter 1 l, Vakuumschlauch für Serres®-Behältersystem, 10 x Saugschläuche mit Fingertip (Einmalartikel)



ATM 319.1000.0 **ATMOS® E 341 Battery/DDS** 1 Stück **1.040,00 /St.**

Absauggerät für Notfallsituationen in der Klinik und in der niedergelassenen Praxis, netzunabhängiges, elektrisches, universell einsetzbares Absauggerät mit 1 l Mehrwegbehälter, 34 ± 4 l/min Saugleistung (max. Vakuum -0,8 bar), robustes Gehäuse, stabiler Handgriff, Wahl der Saugstufe per Tastendruck (-0,1 bar; -0,2 bar; -0,5 bar; -0,8 bar), Akkulaufzeit 60 Min. und Akkuladeanzeige, inkl. 10 x DDS-Bakterienfilter, Absaugschlauch und 10 x Fingertip



ATM 319.1100.0 **ATMOS® E 341 Battery/Serres®** 1 Stück **960,00 /St.**

Ausführung wie ATMOS® E 341 Battery/DDS, jedoch mit Halterung für Serres®-Behältersystem, Serres®-Außenbehälter 1 l, Vakuumschlauch für Serres®-Behältersystem, 10 x Saugschläuche mit Fingertip (Einmalartikel)



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Atemwegsabsauggeräte**

ATMOS® C 261

ATM 313.0100.0 **ATMOS® C 261 Aspirator/DDS** 1 Stück **730,00 /St.**
 tragbarer Sekretsauger, Saugleistung: 26 ± 2 l/min, stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle, graduierter ATMOS-Sekretbehälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugersicherheit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Direct-Docking-System

ATM 313.0300.0 **ATMOS® A 261 Aspirator/DDS** 1 Stück **642,00 /St.**
 wie ATMOS® C 261 Aspirator/DDS, jedoch mit Dreistufen-Vakuumregulierung, ohne Kondensatfalle, ohne Schiebeblende



ATM 313.0000.0 **ATMOS® C 161 Aspirator/DDS** 1 Stück **485,00 /St.**
 tragbarer Sekretsauger, Saugleistung: 16 ± 2 l/min, stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle, graduierter ATMOS-Sekretbehälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugersicherheit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Direct-Docking-System



ATM 313.0200.0 **ATMOS® A 161 Aspirator/DDS** 1 Stück **393,00 /St.**
 wie ATMOS® C 161 Aspirator/DDS, jedoch mit Dreistufen-Vakuumregulierung, ohne Kondensatfalle, ohne Schiebeblende



ATM 313.0004.0 **ATMOS® C 161 Aspirator/Serres®** 1 Stück **602,00 /St.**
 wie ATMOS® C 161 Aspirator/DDS, jedoch mit 1 l Serres®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Serres®-Absaugbeutel 1 l mit integriertem Überlaufventilfilter

Menge

EURO

ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**Atemwegsabsauggeräte**

ATM 313.0400.0 **ATMOS® C 161 Battery/DDS** 1 Stück **882,00 /St.**
 tragbarer, akkubetriebener Sekretpsauger, Saugleistung: 22 ± 2 l/min, stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, Kondensatfalle, 5 Stufen LED-Akkukapazitätsanzeige, Lithium-Ionen Akku, graduierter ATMOS-Sekretbehälter 1 l, Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Überlaufschutz und Direct-Docking-System



ATM 313.0500.0 **ATMOS® A 161 Battery/DDS** 1 Stück **776,00 /St.**
 wie ATMOS® C 161 Battery/DDS, jedoch mit Dreistufen-Vakuumregulierung, ohne Kondensatfalle, ohne Schiebeblende



ATM 313.0403.0 **ATMOS® C 161 Battery/Serres®** 1 Stück **989,00 /St.**
 wie ATMOS® C 161 Battery/DDS, jedoch mit 1 l Serres®-Aufnahmebehälter, Halterung und 1 Serres®-Absaugbeutel 1 l mit integriertem Überlaufventilfilter

**Chirurgiesauger**

ATM 340.0377.0 **ATMOS® C 451 fahrbar mit 2 x 3 l Behältern**, leistungsstarker Chirurgiesauger für hohe Anforderungen mit 2 x 3 l DDS-Behälter (auf einem Trolley), Vakuum: von 0 bis -91 kPa, Saugleistung: 45 l/min, Abmessungen (HxBxT): 900 x 410 x 450 mm



ATM 340.0339.0 **ATMOS® C 451 mit Praxispaket 1,5 l** 1 Stück **2.010,00 /St.**
 leistungsstarker Chirurgiesauger für hohe Anforderungen mit tragbarem 1,5 l DDS-Behälter, Vakuum: von 0 bis -91 kPa, Saugleistung: 45 l/min, Abmessungen (HxBxT): 330 x 240 x 360 mm



ABSAUGGERÄTE UND -PUMPEN**SÖHNGEN®**

SÖH 0104006

Sekret-Handabsaugpumpe

1 Stück

37,90 /St.

manuell betriebene Ballpumpe, kompressibler Gummibal mit Ventil und transparentem Auffangbehälter aus Kunststoff, unkompliziert, leicht, wirkungsvoll, zur Freilegung der oberen Atemwege, insbesondere für die Anwendung bei Kleinkindern geeignet

VBM

VBM 3055500

Handabsaugpumpe blau, komplett

1 Stück

48,70 /St.

effektiv und leistungsstark, für die schnelle Absaugung von Flüssigkeiten aus Mund- und Nasenbereich in Notfallsituationen, inkl. Behälter für Erwachsene (250 ml) und Kinder (50 ml), drei Absaugkatheter (klein Ch. 14, mittel Ch. 28, groß Ch. 36) und Katheter-Adapter für trichterförmige Absaugkatheter

Ambu®

AMB 276000001

Ambu® Res-Cue Pump™

1 Stück

79,00 /St.

leistungsstarke, manuelle Absaugpumpe für den gelegentlichen Einsatz, mit Einwegbehälter 300 ml mit Überlaufschutz, 2 Absaugkathetern (6 und 13 mm), Adapter für Fingertipp und Standard-Absaugkatheter, Vakuum: 450 mm Hg, Max. Flow: > 20 l/min



AMB A000239000

Ambu® TwinPump

1 Stück

299,00 /St.

robuste, manuelle Absaugpumpe mit einzigartigem Doppelkammersystem für einen konstanten Flow, Absaugleistung von bis zu 70 l/min bei einem maximalen Unterdruck von 600 mm Hg, für Hand- und Fußbetrieb geeignet

Menge

EURO

SAUERSTOFFFLASCHEN-TRAGETASCHE**megro®**

MEG 849080

BLUE PLANE

1 Stück

59,00 /St.

aus blauem, strapazierfähigem und wasserabweisenden Planenmaterial mit gelben Reflexstreifen, passend für O₂-Flaschen bis zu 2 Liter in Kombination mit einem Druckminderer, viel Stauraum durch zusätzliche Seitentaschen (1x außen, 2x innen), zusätzliche Modultaschen im Innenraum für z. B. O₂-Brillen oder O₂-Schläuche, Halterung für Trage- und Schultertragegurt (abnehmbar), komfortabler Tragegurt, aufklappbares Klarsichtfenster ermöglicht eine direkte Sicht auf den Druckminderer und ebenso einen schnellen Zugang zum Druckminderer, O₂-Flasche nicht im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (BxHxT): 55 x 22 x 22 cm
Gewicht: 1,4 kg (Leergewicht)

**NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE****Rotimed®**

MEG 849105

Notfalltasche „WasserStopp“
klein, rot, leer

1 Stück

45,00 /St.

Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff, 1 Schultergurt

Abmessungen (LxTxH): 32 x 20 x 18 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (LxTxH): 44 x 30 x 18 cm
(mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:*

1 Hauptfach mit gepolsterter, dreiteiliger Inneneinteilung (herausnehmbar), 2 Seitenfächer, 1 Vorderfach, Klarsichtfach auf der Rückseite

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen



Menge

EURO

NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE

Patiomed®

MEG 849103

Notfalltasche „WasserStopp“
mittel, rot, leer

1 Stück

45,00 /St.



Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff, 1 Schultergurt

Abmessungen (LxTxH): 34 x 24 x 20 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (LxTxH): 45 x 24 x 20 cm
(mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:*

1 Hauptfach mit fester Innenteilung,
2 Seitenfächer

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen



Patiomed®

MEG 849115

Notfallrucksack „WasserStopp“
klein, rot, leer

1 Stück

49,00 /St.



Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff, Abmessungen (HxBxT): 43 x 35 x 15 cm

Ausstattung:*

1 Hauptfach, 1 Vorderfach, 3 Modultaschen mit Haftklettstreifen zum Fixieren im Rucksack

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen



NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE

Menge

EURO

Qtiomed®

MEG 849100

Notfalltasche „WasserStopp“

1 Stück

65,00 /St.

groß, rot, leer
Teflon SHIELD Material mit ABERPERLEFFEKT, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff, 1 Schultergurt

Abmessungen (LxTxH): 40 x 20 x 20 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)
Abmessungen (LxTxH): 54 x 30 x 30 cm (mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:*

1 Hauptfach mit fester Innenteilung, 1 Innenfach mit 7 elastischen Halterungen (z. B. für Guedeltuben), 2 Seitenfächer, 1 Vorderfach (passend für AED)

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen

**FAHRTENBUCH****megro®**

MEG 849085

Fahrtenbuch A5 Organisator PLANE

1 Stück

21,00 /St.

rot, bewährtes Planenmaterial, passend für DIN A5 Dokumente, flexible Einteilung, mit praktischem Hefter (Ringheftung)
Abmessungen: ca. 28 x 5 x 22 cm
Gewicht: ca. 430 g



Menge

EURO

AMPULLENÖFFNER**HAEBERLE**

HAE 09507

Ampullenöffner "Cupfix"

1 Stück

119,00 /St.

Wandmodell, der sichere Ampullenöffner mit federnder Diamantfeile und Auffangbehälter für Ampullenkopf, inkl. Montageset
Maße (BxTxH): 7 x 15 x 20 cm

HAE 04663

Ersatz-Diamantfeile

1 Stück

54,00 /St.**AMPULLENBEHÄLTNISSE****Ambu***

AMB 000059935

Ambu® Ampullarium (Gr. Medium)

1 Stück

59,00 /St.

zum Schutz von Ampullen während des Transports in Notfalltaschen oder Notfallkoffern; bis zu 34 Ampullen finden darin in übersichtlicher Anordnung einen sicheren Platz
Material: Cordura, Maße: 18,5 x 8,5 x 13 cm

**megro®**

MEG 850026

Ampullarium-Tasche „WasserStopp“

1 Stück

19,90 /St.

rot, Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, Platz für ca. 40 Ampullen, mit Kletthafteil und Klarsichttasche, Maße: 13 x 18 x 6 cm



Menge

EURO

NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE

Ratiomed®

MEG 850000

Notfalltasche gefüllt

1 Stück

199,00 /St.

Abmessungen (LxTxH): 40 x 20 x 20 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)
mit 3 Sets bestehend aus:
Infusion, Instrumente, Beatmung

Set Infusion: Einhandvenenstauer Ratiomed®,
3 Sicherheits-Venenverweilkanülen in Gr. 0,9 mm,
1,3 mm, 1,5 mm, 3 aluderm-aluplast Fixierpflaster
80 x 60 mm, Infusionsgerät LL, 4 SOFT line Unter-
suchungs-Vinylhandschuhe (unsteril, PF, Gr. M),
10 Alkoholtupfer Ratiomed® (6 x 3 cm)

Set Instrumente: Blutdruckmessgerät Ratiomed® inkl.
Klettenmanschette, Flachkopfstethoskop Ratiomed®
(schwarz), Reflexhammer megro nach Buck 18 cm,
Diagnostikleuchte Ratiomed®, chir. Pinzette megro
14,5 cm, anat. Pinzette megro 14,5 cm, Verband-
schere megro 18 cm, Splitterpinzette megro (nach
Feilchenfeld) 11,5 cm, digitales Fieberthermometer
in Klarsicht-Etui

Set Beatmung: Beatmungsbeutel mit Maske Gr. 5
(Erwachsene) und Gr. 3 (Kinder), 3 Einmal-Guedel-
Tuben steril in Gr. 0, 2, 4



NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE**megro®**

MEG 849125

Notfallrucksack „WasserStopp“
PROFI PLANE, rot, leer

1 Stück

199,00 /St.

aus reißfestem Planenmaterial für sicheren Schutz vor Wasser, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, gelbe Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff

Abmessungen (HxBxT): 57 x 42 x 16 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (HxBxT): 57 x 53 x 25 cm
(mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:

1 Hauptfach, 3 Seitenfächer, 2 Vorderfächer,
O₂-Flaschenbefestigung, 4 Modultaschen mit
durchsichtiger Klarsichtfolie mit Klett fixierbar



NOTFALLTASCHEN / -RUCKSÄCKE

Menge

EURO

Qotomed

MEG 849110

Notfallrucksack „**WasserStopp**“
groß, rot, leer

1 Stück

69,00 /St.

Teflon SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend, spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen, graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes, eingenahte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz, komfortabler Tragegriff

Abmessungen (HxBxT): 45 x 26 x 16 cm
(ohne seitliche Taschen gemessen)

Abmessungen (HxBxT): 45 x 37 x 25 cm
(mit seitlichen Taschen gemessen)

Ausstattung:*

2 geteilte Hauptfächer, 2 Seitenfächer,
2 Vorderfächer (passend für AED), 5 Modul-
taschen mit Haftklettstreifen, 1 Klarsichtfach

* detaillierte Ausstattung laut Abbildungen



FÜLLSORTIMENTE

Ratiomed®

MEG 849050

Füllung klein

1 Set

73,00 /Set

passend für Notfalltasche, Notfallrucksack klein und mittel, Set bestehend aus:

- je 1 x Einmal-Guedeltubus, steril, Gr. 0 bis 5
- 1 x Beatmungsbeutel blau mit Maske Gr. 3 + 5
- 1 x Diagnostikleuchte Ratiomed® weiß
- 1 x Fieberthermometer digital
- 1 x Blutdruckmessgerät Ratiomed® Doppelschlauch mit Klettenmanschette abwaschbar
- 1 x Stethoskop Flachkopf Ratiomed®, schwarz
- 1 x Kälte-Sofort-Kompresse, 15 x 17 cm
- 1 x Venenstauer Ratiomed®
- 1 x Mundkeil, blau
- 1 x Füllung nach DIN 13164, 43 Teile

Ratiomed®

MEG 849055

Füllung groß

1 Set

260,00 /Set

passend für Notfalltasche, Notfallrucksack groß, Set bestehend aus:

- je 1 x Einmal-Guedeltubus, steril, Gr. 0 bis 5
- 1 x Beatmungsbeutel blau mit Maske Gr. 3 + 5
- 1 x Diagnostikleuchte Ratiomed® weiß
- 1 x Fieberthermometer digital
- 1 x Blutdruckmessgerät Ratiomed® Doppelschlauch mit Klettenmanschette abwaschbar
- 1 x Stethoskop Flachkopf Ratiomed®, schwarz
- 1 x Kälte-Sofort-Kompresse, 15 x 17 cm
- 1 x Venenstauer Ratiomed®
- 1 x Mundkeil, blau
- 1 x Füllung nach DIN 13164, 43 Teile
- 1 x Sekret Handabsaugpumpe inkl. Absaugkatheter Ch. 12 und Ch. 18
- je 1 x Laryngoskop-Spatel McIntosh WL Gr. 1 bis 4
- 1 x Batteriegriff WL mittel Ø 28 mm
- 2 x Batterie Baby C LR14, 1,5 V
- je 1 x Trachealtubus Hi-Contour Ch. 16, 20, 22 und 24
- 1 x Magill Katheterzange 25 cm
- 1 x Infusionsgerät LL
- je 1 x Sicherheits-Venverweilkanüle 0,9 mm, 1,3 mm und 1,5 mm
- 10 x Alkoholtupfer Ratiomed®, 6 x 3 cm
- 3 x aluderm-aluplast Fixierpflaster 80 x 60 mm
- je 5 x Einmal-Spritze 2 ml und 5 ml
- je 5 x Einmal-Kanüle Nr. 1 (0,90 x 40 mm), Nr. 2 (0,80 x 40 mm) und Nr. 12 (0,70 x 30 mm)

Menge

EURO

NOTFALLKOFFER**megro®****LEER**

MEG 850020

42 x 32 x 15 cm, Kunststoff, orange
inkl. Wandhalterung und 3 herausnehmbaren
Modultaschen

1 Stück

128,00 /St.

**NOTFALLKOFFER****megro®****TYP „BOCHOLT“**

MEG 850015

42 x 32 x 15 cm, inkl. Wandhalterung

1 Stück

646,00 /St.

Zusammensetzung:

COMBIBAG für Erwachsene und Kinder
Beatmungsmaske Gr. 3 und Gr. 5
Einmal-Guedel Tubus steril Gr. 0, Gr. 1, Gr. 3 und Gr. 5
Einmal-Absaugkatheter Ratiomed® gerade Ch. 10,
Ch. 14 und Ch. 18
Ratiomed®-Venenstauer
3 herausnehmbare Modultaschen
Batteriegriff WL mittel Ø 28 mm
Batterien Baby C LR14, 1,5 V (2 Stück)
Spatel WL McIntosh Gr. 1 und Gr. 3
Pean Arterienklemme megro 14 cm, gerade, gerieft
Trachealtubus 4 mm, 6 mm und 8 mm
Norm-Konnektor 4 mm, 6 mm und 8 mm
Leukosilk® Rollenpflaster 5 m x 2,5 cm
Decke gold/silber Ratiomed®, 160 x 210 cm
Blutdruckmessgerät Ratiomed®, Doppelschlauch + Etui
Stethoskop Doppelkopf Ratiomed®, schwarz
Diagnostikleuchte Ratiomed® mit Batterie
Handschuhe (4 Stück)
Magill Katheterzange 25 cm
Mundkeil blau
Perkussions-Hammer nach Buck 18 cm
Notfall-Gurtrenner Ratiomed®
Söhngen Handabsaugpumpe



MEG 850001

TYP I

wie oben, jedoch mit **Silikonbeatmungs-**
beutel mit Maske Gr. 2 und Gr. 5

1 Stück

445,00 /St.



Menge

EURO

NOTFALLKOFFER**WEINMANN**

WEI 3693

ULMER KOFFER Baby, leer

1 Stück

454,08 /St.

Aluminiumkoffer, eloxiert, mit Halterungen und Einsätzen zur Aufnahme aller empf. Geräte und Materialien sowie Ampullenleisten für 21 Ampullen
Maße: 42,6 x 33,0 x 18,5 cm



WEI 8840

ULMER KOFFER I, leer

1 Stück

578,94 /St.

Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen, 3 variablen Trennstegen Space-Chip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben und 2 Ampullenleisten mit je 13 Ampullenplätzen, zusätzliche Ampullenleisten, Spanngurte für Sauerstoff-Flaschen, Halter für OMNIVAC-Sekretabsaugung, Halter für MEDUMAT und Aufkleber je nach Ausstattung bitte extra bestellen
Maße: 52,6 x 40,0 x 17,0 cm



WEI 8630

ULMER KOFFER Basis

1 Stück

1.437,56 /St.

mit Komplettausstattung

Lieferumfang:

ULMER KOFFER Basis, leer

Sauerstoff-Gerät (Sauerstoff-Flasche 0,3 l x 200 bar, leer mit OXYWAY Fix I Druckminderer, fest eingestellt auf 4,5 bar, Abgabe 4 l O₂/min, Anschlussstülle mit Überwurfmutter UNF, Atemschlauch 2000 mm lang)

Flaschenspanngurt

Inhalationsmaske mit Atembeutel u. Verbindungsschlauch, COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon, Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken Silikon, Set Oropharyngealtuben (nach Guedel), Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl), Blutdruckmessgerät, Stethoskop,

Set Medizinische Kleinprodukte (Lämpchen zur Pupillendiagnostik, Reflexhammer, Einhand-Venens-tauer, Pinzetten, Scheren, Mundspatel, gebogene Kornzange, Einmalskalpell)

Set Injektion

Maße: 42,8 x 33,2 x 18,5 cm



NOTFALLKOFFER

Menge

EURO

WEI 8730

ULMER KOFFER II, leer
 Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen,
 6 variablen Trennstegen Space-Chip und
 2 Haltern für Oropharyngealtuben
 Maße: 52,6 x 40,0 x 20,0 cm

1 Stück

609,88 /St.

WEI 8830

ULMER KOFFER III, leer
 Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen,
 6 variablen Trennstegen, Space-Chip, 2 Hal-
 tern für Oropharyngealtuben sowie ausschwenk-
 barer und ausklinkbarer Ampullenkassette mit
 2 Ampullenleisten mit je 11 Ampullenplätzen
 Maße: 52,6 x 40,0 x 23,0 cm

1 Stück

721,17 /St.

WEI 5250

ULMER KOFFER I
 mit Ausstattung „Light“
 Lieferumfang:
 ULMER KOFFER I,
 Sauerstoffflasche, leer, 0,8 l inkl. Spanngurte,
 OXYWAY Fine I Druckminderer (3 bis 15 l/min)
 inkl. Winkelanschlussstülle und Atemschlauch,
 Inhalationsmaske für Erwachsene,
 COMBIBAG Beatmungsbeutel mit Sauerstoff-
 reservoir für Erwachsene und Kinder, inkl. je
 1 Beatmungsmaske für Erwachsene und Kinder,
 4 verschiedene Rendell-Baker-Beatmungs-
 masken in den Größen 0 bis 3,
 manuelles Absauggerät MANUVAC mit je
 3 Absaugkathetern in verschiedenen Größen,
 5 Oropharyngealtuben (nach Guedel) in verschie-
 denen Größen (Säuglinge bis Erwachsene),
 je 1 Nasopharyngealtubus Ch 26 und Ch 30,
 verschiedene Kofferaufkleber, 26 Ampullenplätze
 Maße: 52,6 x 40,0 x 17,0 cm

1 Stück

1.665,42 /St.

Abbildung ähnlich

Menge

EURO

VERBAND- UND ERSTE HILFE-KOFFER**SÖHNGEN®**

SÖH 3001125

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD

1 Stück

47,25 /St.

ca. 26 x 17 x 11 cm, ABS-Kunststoff, orange, mit Inhalt DIN 13157 Standard, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe



SÖH 3001155

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD

1 Stück

109,11 /St.

ca. 40 x 30 x 15 cm, ABS-Kunststoff, orange, mit Inhalt DIN 13169 Standard, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe

RETTUNGSDECKEN**SÖHNGEN®**

im Hochvakuum beidseitig mit reinem Aluminium bedampfte Polyesterfolie zur Wärmekonservierung und Verhinderung des Abfalls der Körpertemperatur bei Säuglingen und Kleinkindern. Baldur-Silberwindel ist durch beidseitige Aluminiumbedampfung besonders hautverträglich, Gas- und strahlensterilisierbar, Farbe: silber/silber

SÖH 0703002

Baldur-Silberwindel ca. 1 m x 80 cm

1 Stück

4,30 /St

SÖH 0703003

Baldur-Silberwindel mit Kapuze

1 Stück

7,85 /St.

SÖH 0701001

SIRIUS®-Rettungsdecke silber-gold

1 Stück

1,89 /St

Maße: ca. 160 x 210 cm, im Hochvakuum aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern, auch als Hitzeschutz verwendbar. Vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie Kfz.-Verbandkasten nach DIN 13164

Qatiomed®

MEG 850055

Decke gold-silber

1 Stück

1,20 /St.

Maße: ca. 160 x 210 cm, im Hochvakuum aluminiumbedampfte Spezialfolie, reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern, auch als Hitzeschutz verwendbar

Menge

EURO

VERBAND- UND ERSTE-HILFE-KOFFER

CED 390104

First Aid Kit DIN 13157

1 Stück

152,90 /St.

robuster, strapazierfähiger Erste-Hilfe-Koffer aus Hartkunststoff mit Pflasterspender an der Außenseite. Inhalt sehr übersichtlich untergebracht. Rote Nachfüll-Etikette mit Artikelnummer zeigt an, wenn ein Produkt nachgefüllt werden muss. Signalfarben Grün/Gelb. Platz für eine Augendusche oder Produkte eigener Wahl
Abmessungen: B 42 x H 30 x T 12 cm

Inhalt:

3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller, 2 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller, 6 Kompressen 10 x 10 cm, 1 Verbandtuch 60 x 80 cm, 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm, 2 Augenkompressen, 45 Salvequick Kunststoffpflaster, 40 Salvequick Textilpflaster, 28 Mixed Pflasterstrips (4 Salvequick Pflaster 19 x 72 mm, 8 Salvequick Pflaster 25 x 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 Längenspflaster 10 x 6 cm, 4 Fingerkuppenpflaster), 1 Heftpflaster Sensitive 5 m x 2,5 cm, 2 Elastische Binden 8 cm x 4 m, 2 Elastische Binden 6 cm x 4 m, 1 Kälte-Sofortkompressen, 2 Dreiecktücher, 1 Beatmungsmaske, 2 Paar Handschuhe, 1 Rettungsdecke, 2 Plastiktüten, 1 Schere, 1 Pinzette, 1 Erste-Hilfe-Anleitung



CED 5100008

Wandhalterung

1 Stück

16,22 /St.

mit der Wandhalterung erhält der Koffer (CED 390104) einen festen Platz.
Abmessungen: B 21,5 x H 29 x T 13 cm

**VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN**

CED 390100

First Aid Kit small

1 Stück

11,45 /St.

die praktische, kompakte Tasche passt in die Hosen-/Jackentasche oder kann mit Schlaufen am Gürtel befestigt werden
Abmessungen: B 15 x H 7 x T 5 cm

Inhalt: 1 Cederroth 4-in-1 Blutstiller, 6 Salvequick Pflaster, 2 Salvequick Maxi Cover, 2 Salvequick Wundreiniger



Menge

EURO

AUGENSPÜLFLASCHEN

CED 721500

Eye Wash Station

1 Stück

165,90 /St.

die Augendusche wird bei der Entnahme der Flasche aus der Wandhalterung geöffnet. Auf diese Weise kann sofort mit der Spülung begonnen werden, Abmessungen: B 29 x H 56 x T 12 cm

Inhalt: 2 x 500 ml Cederroth Augendusche, 1 Salvequick Pflasterspender (mit 40 Textilpflastern und 45 Kunststoffpflastern), 1 Schlüssel

CED 725200

Augendusche

1 Pack

39,91 /Pack

bestehend aus 2 x 500 ml steril gepufferte isotonische Salzlösung ohne Konservierungsmittel zum einmaligen Einsatz

Abmessungen der Flasche: 6,5 cm x 23,5 cm
Pack = 2 Flaschen



CED 7200

Wandhalterung

1 Stück

13,55 /St.

für Cederroth Augendusche 500 ml (CED 725200). Eine langnachleuchtende Anleitungstafel liegt bei. Abmessungen: B 9 x H 27 x T 7 cm

VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN

CED 51011007

First Aid Kit Large DIN 13157

1 Stück

63,82 /St.

Erste-Hilfe-Tasche für unterwegs

Inhalt entspricht allen Anforderungen der DIN 13157. Tasche aus formgepresstem, gummiertem Material damit Staub, Feuchtigkeit und Schmutz abgehalten werden. Der Inhalt bleibt hygienisch sauber und jederzeit einsatzbereit. Signalfarben Grün/Gelb, Abmessungen: B 31 x H 24,7 x T 8 cm

Inhalt: 3 Cederroth 4-in-1 Blutstilller, 2 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstilller, 1 Heftpflaster Sensitive 5 m x 2,5 cm, 1 Kälte-Sofortkomresse, 2 Fixierbinden 8 cm x 4 m, 6 Kompressen 10 x 10 cm, 1 Verbandtuch 60 x 80 cm, 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm, 2 Folienbeutel, 2 Paar Handschuhe, 1 Rettungsdecke, 2 Fixierbinden 6 cm x 4 m, 1 Schere, 2 Dreiecktücher, 2 Augenkompressen, 28 Mixed Pflasterstrips (19x72 mm (4x), 25 x 72 mm (8x), Fingerverband (4x), 10x6 cm (8x), Fingerkuppenverband (4x)), 1 Erste-Hilfe-Broschüre



Menge

EURO

VERBANDSCHRÄNKE

CED 51011003

First Aid & Burn Station

1 Stück

230,08 /St.

Erste-Hilfe-Station für Arbeitsplätze, an denen auch die Gefahr von Verbrennungen besteht. Abmessungen Station: B 29 x H 56 x T 12 cm

Inhalt: 2 Cederroth 4-in-1 Blutstilller, 3 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstilller, 2 x 2 Cederroth Burn Gel Dressing, 1 Cederroth Burn Gel Spray 100 ml, 1 Cederroth Soft Foam Spender inkl. Soft Foam Blue 2 m x 6 cm, 1 Salvequick Pflasterspender inkl. Blue Detectable Pflaster (35 x Normal, 30 x Normal/Fingerkuppen), 20 Salvequick Wundreiniger, 1 Beatmungsmaske, 1 Cederroth Burn Cover, 1 Erste Hilfe-Anleitung, 1 Spezialschlüssel



CED 291400

Erste-Hilfe-Schrank, Mini

1 Stück

207,04 /St.

verschießbarer Metallschrank mit kleiner Tafel an der Außenseite, ideal für kleinere Arbeitsplätze oder als Ergänzung zur sonstigen Erste-Hilfe-Ausstattung. Der Schrank wird mit Nachfüllprodukten komplett gefüllt geliefert. Abmessungen: B 26 x H 44 x T 17 cm

Inhalt: 1 Salvequick Pflasterspender mit 40 Textilpflastern und 45 Kunststoffpflastern, 2 Cederroth 4-in-1 Blutstilller, 4 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstilller, 1 Cederroth Schutzpaket, 6 x 40 Salvequick Textilpflaster, 6 x 45 Salvequick Kunststoffpflaster, 1 Schere, 1 Pinzette, 2 Schlüssel



CED 191400

Erste-Hilfe-Tafel, Mini

1 Stück

46,35 /St.

eine kleine Tafel, ideal für beschränkte Platzverhältnisse oder für Arbeitsfahrzeuge wie LKW oder Lieferwagen

Abmessungen: B 25 x H 40 x T 5 cm

Inhalt: 1 Salvequick Pflasterspender mit 40 Textilpflastern und 45 Kunststoffpflastern, 1 Cederroth 4-in-1 Blutstilller, 3 Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstilller



Menge

EURO

VERBANDSCHRÄNKE**megro®**

MEG 841001

Verbandschrank Kunststoff

1 Stück

34,00 /St.

31,5 x 42 x 15 cm, damastweiß, leer,
1-türiger Kunststoffschränk, verstellbare
 Inneneinrichtung, abschließbar, 2 Türablage-
 schalen, 2 Schlüssel

Verbandschrank Kunststoff

38,5 x 18 x 32,5 cm, leer,

2-türiger Verbandschrank aus Kunststoff mit
 Magnetverschluss, geräumige Innenaufteilung,
 abschließbar, 2 Schlüssel

MEG 841002

weiß

1 Stück

31,60 /St.

MEG 841003

silber

1 Stück

31,60 /St.

MEG 841004

**Verbandschrank Kunststoff
mit Jalousie**

1 Stück

50,40 /St.

42 x 10 x 48 cm, weiß, leer,
 Verbandschrank aus Kunststoff mit Jalousie
 und Kindersicherung, übersichtlicher Stauraum
 mit 14 herausnehmbaren Schubfächern



MEG 841001



MEG 841002



MEG 841003



MEG 841004

Menge

EURO

VERBANDSCHRÄNKE**SÖHNGEN®**

SÖH 5001024

Verbandschrank PICCOLO

1 Stück

47,37 /St.

Kunststoff, weiß, eintürig, innen ein Fachboden, ca. 26,5 x 24,5 x 18 cm, mit Inhalt DIN 13157 Standard, verschließbar, Schloss mit 2 Schlüsseln



SÖH 5001001

Verbandschrank HEIDELBERG

1 Stück

54,30 /St.

Stahlblech, weiß, innen ein Einlegeboden, klappbares Ablagetableau, ca. 30,2 x 36,2 x 14 cm, mit Inhalt DIN 13157 Standard, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu zwei Schubladen



SÖH 5001075

Verbandschrank MADRID

1 Stück

108,60 /St.

Stahlblech, weiß, innen zwei Einlegeböden, Tür mit drei Ablageschalen, klappbares Ablagetableau, ca. 45,2 x 55,2 x 17 cm, mit Inhalt DIN 13169 Standard, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu sechs Schubladen



SÖH 0550002

Verbandschrank Kindergarten

1 Stück

72,50 /St.

Stahlblech, weiß, ca. 30,2 x 36,2 x 14 cm, mit Spezialfüllung Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre, Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau, eintürig, innen ein höhenverstellbarer Einlegeboden, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, für stationären Einsatz



SÖH 5001024



SÖH 5001001



SÖH 5001075



SÖH 0550002



WEM 280044

AUGENSPÜLFLASCHEN**Augenspülflasche Modell P7**

1 Stück

19,70 /St.

steril, 200 ml, mobile Augenspülflasche aus Kunststoff - Taschenflasche - entspricht der DIN EN 15154-4, mit physiologischer Natriumhydrogenphosphatlösung gefüllt, schonende Spülung aus 6-strahligem Duschkopf, ergonomisch geformter, gut einsehbarer Augenstützring für kontrollierte Spülung des Auges, Maße: 17 x 8 x 3 cm

plum

Augenspülflaschen - gebrauchsfertig gefüllt mit steriler Natriumchloridlösung 0,9 %, entspricht der DIN EN 15154-4, die 200 ml Flasche ist für den mobilen Einsatz z.B. in Erste-Hilfe-Kästen und Fahrzeugen, die 500 ml und 1000 ml Flasche für den Einzelsatz und zur Nachfüllung der Augenspülstation / Augen-Notfallstation geeignet

mit ergonomisch geformter **Augenschale** und **Staubkappe**

200 ml, Spülzeit ca. 2 Minuten

1 Stück

9,90 /St.

500 ml, Spülzeit ca. 5 Minuten

1 Stück

13,70 /St.

1000 ml, Spülzeit ca. 10 Minuten

1 Stück

19,20 /St.

1000 ml, Spülzeit ca. 5 Minuten pro Auge mit **Duo Augenaufsatz** zum gleichzeitigen Spülen beider Augen

1 Stück

25,95 /St.**pH Neutral Spüllösung**

1 Stück

12,60 /St.

Flasche mit 200 ml steriler Phosphatpufferlösung 4,9 %, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Zum Neutralisieren von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen, auch für die Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet, Spülzeit ca. 2 Minuten



PLU 4691

PLU 4604

PLU 4707

PLU 4800

Augenspülflasche
Duo, 1000 mlpH Neutral
Spüllösung

PLU 4752

**Wund- und Augenspray**

mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, ideal für Industrie, Produktion, Laboratorien, Gefahrguttransporte, Ersthelfer, Feuerwehr, Militär, Rettungsdienste und Nothilfe, der gleichmäßige Sprühstrahl sorgt für schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge, steril, hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe

PLU 45530

50 ml

1 Stück

9,90 /St.

PLU 4554

250 ml

1 Stück

19,90 /St.

Menge

EURO

AUGENSPÜLFLASCHEN**plum**

PLU 4611

Augenspülstation

1 Stück

27,50 /St.

bestehend aus: Wandstation, Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm sowie 1 x 500 ml Flasche mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet



PLU 4802

Augenspülstation Duo

1 Stück

36,60 /St.

bestehend aus: Wandstation, Wandhalterung, Spiegel und beiliegendem Piktogramm sowie 1 x 1000 ml Flasche mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, mit Duo Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet



PLU 4694

Augenspülstation

1 Stück

43,25 /St.

bestehend aus: Wandstation, Wandhalterung, Spiegel und beiliegendem Piktogramm sowie 2 x 500 ml Flasche mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Besonders für Arbeitsplätze geeignet, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist



PLU 4789

Augen-Notfallstation in Wandbox

1 Stück

57,35 /St.

bestehend aus: staubgeschützter Wandbox mit integriertem Spiegel sowie 1 x 200 ml Flasche pH Neutral Spüllösung, 1 x 500 ml Flasche Natriumchloridlösung 0,9 % und Augen-Notfallplan, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und alkalische Substanzen sowie auch Fremdkörper in das Auge gelangen können



PLU 4650

Augen-Notfallstation in Wandbox

1 Stück

52,40 /St.

bestehend aus: staubgeschützter Wandbox mit integriertem Spiegel sowie 2 x 500 ml Flasche Natriumchloridlösung 0,9 %, mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe, entspricht der DIN EN 15154-4. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. in Werkstätten)



Menge

EURO

VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN**SÖHNGEN®**

SÖH 03070400 **Erste-Hilfe-Miniset, orange** 1 Stück **2,85 /St.**

praktische Reißverschluss tasche aus beschichtetem Nylongewebe, robust, leicht, weich und geschmeidig, benötigt wenig Platz

Inhalt: Pflaster und Verbandmaterial für kleine Blessuren wie aluderm® Verbandpäckchen, aluderm® Komresse, WS-elast. Binde und aluderm®-aluplast Pflasterstrips, Maße: ca. 135 x 90 mm, Beschriftung und Motiv im Siebdruck



SÖH 0308004B **Erste-Hilfe-Tasche Radfahrer, blau** 1 Stück **13,00 /St.**

speziell abgestimmt, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt untergebracht in einer Reißverschluss tasche mit Motivdruck und Beschriftung, Inhalt: aluderm® Verbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Schutzhandschuhe, Schere, Zeckenpinzette, Wundreinigungstücher, Maße: ca. 210 x 140 x 50 mm



SÖH 03080190 **Erste-Hilfe-Tasche Mit dem Rucksack unterwegs, orange** 1 Stück **13,00 /St.**

speziell abgestimmt, praxisorientiert zusammengestellt und kompakt untergebracht in einer Reißverschluss tasche mit Motivdruck und Beschriftung, Inhalt: aluderm® Verbände, aluderm®-aluplast Wundpflaster, Heftpflaster, elastische WS-Binden, Schutzhandschuhe, Schere, Pinzette, Wundreinigungstücher, Trillerpfeife, Maße: ca. 210 x 140 x 50 mm

**VERBANDKASTEN / -TASCHE****SÖHNGEN®**

SÖH 3003045 **Verbandkasten KIEL** 1 Stück **19,70 /St.**

Inhalt Standard DIN 13157, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile, orange, Siebdruckbeschriftung weiß

Maße: ca. 26 x 16 x 8 cm



SÖH 0304061 **Wandhalterung** 1 Stück **2,95 /St.**

für Verbandkasten KIEL, orange, praktische Einstellhalterung aus hochschlagzähem Kunststoff, Maße: ca. 27 x 8 x 9 cm



VERBANDKASTEN / -TASCHE

Menge

EURO

LEINA-WERKE
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

MEG 835007

Erste-Hilfe-Set Heimwerker, weiß

1 Stück

16,70 /St.

Kasten aus PP-Kunststoff,

Maße: 255 x 166 x 80 mm

Inhalt:

- 1 Kältesofortkomresse 15 x 16 cm
- 1 selbsthaftende Fixierbinde 8 cm x 4 m
- 1 Universalbinde 6 cm x 5 m
- 1 Fixierbinde DIN 61634, 6 cm
- 1 Fixierbinde DIN 61634, 8 cm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-M
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 2 Pack à 2 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril
- 2 Augenkompresen 5,6 x 7,2 cm, steril
- 1 Dreiecktuch DIN 13168-D-Vlies
- 1 Heftpflasterspule im Beutel 5 m x 2,5 cm
- 1 Wundschnellverband-Set elastisch, 8 Stück 10 x 6 cm
- 1 Pflaster-Set 20 teilig:
 - 5 Fingerkuppenverbände elastisch, 4 x 7 cm
 - 5 Fingerverbände elastisch, 18 x 2 cm
 - 10 Pflasterstrips wasserfest, 1,9 x 7,2 cm
- 1 Netzverband Gr. 2 , 4 m
- 1 Lederfingerling Gr. 6 - II.Wahl
- 1 Schere DIN 58279-A, 14,5 cm
- 1 Augenklappe 1 Beutel à 4 Vinylhandschuhe
- 1 Inhaltsverzeichnis 1 Erste-Hilfe-Anleitung Malteser

**LEINA-WERKE**
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

MEG 835020

Betriebsverbandkasten grün

1 Stück

14,50 /St.

Inhalt nach DIN 13157, PP-Kunststoff,
schlagfest und bruchsicher, mit Gummi-
dichtung, mit Wandhalterung,
Maße: 255 x 166 x 80 mm



MEG 835025

KFZ-Verbandkasten

1 Stück

7,95 /St.

Inhalt nach DIN 13164, PP-Kunststoff
Maße: 255 x 166 x 80 mm



MEG 835029

KFZ-Verbandtasche Compact, blau

1 Stück

7,30 /St.

Inhalt nach DIN 13164, kleine handliche
Verbandtasche aus wasserabweisendem
Nylongewebe, mit Reißverschluss
genäht, mit rückseitigen Klettstreifen,
Maße: 215 x 55 x 130 mm



Menge

EURO

VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN**LEINA-WERKE**
JEIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

MEG 835000

Erste-Hilfe-Tasche Freizeit, blau

1 Stück

5,90 /St.

für Fahrrad, Sport, Urlaub, Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss und rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett, Maße: 165 x 60 x 125 mm

Inhalt:

1 Wundkomresse 10 x 10 cm, steril
 1 Verbandtuch DIN 13152-BR 40 x 60 cm
 1 Verbandpäckchen DIN 13151-M
 2 Fixierbinden DIN 61634 6 cm
 2 Wundschnellverbände elastisch, 10 x 6 cm, lose
 2 Fingerkuppenverbände elastisch, 4 x 7 cm
 5 Pflasterstrips wasserfest, 1,9 x 7,2 cm
 2 Kinderpflasterstrips wasserfest, 1,9 x 7,2 cm
 1 Heftpflasterspule 1 m x 1,25 cm ohne Ring
 2 Vinylhandschuhe 1 Pinzette 8 cm
 2 Alkoholtupfer 1 Erste-Hilfe-Anleitung
 1 Inhaltsverzeichnis



MEG 835003

Erste-Hilfe Reise-Set, rot

1 Stück

6,15 /St.

der perfekte Begleiter beim Wandern, Sport und Camping, Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss an 3 Seiten und rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett, Maße: 110 x 25 x 150 mm

Inhalt:

2 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril
 1 Verbandpäckchen DIN 13151-M
 2 Fixierbinden DIN 61634 6 cm
 2 Wundschnellverbände 10 x 6 cm
 5 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
 1 Heftpflasterspule 5 m x 1,25 cm
 2 Vinylhandschuhe 1 Kleinschere
 2 Sicherheitsnadeln 3 Alkoholtupfer
 1 Erste Hilfe-Anleitung
 1 Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgedruckt



MEG 835006

Erste-Hilfe-Tasche Angler, grün

1 Stück

6,65 /St.

Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss genäht und rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett, Maße: 155 x 110 mm

Inhalt:

2 Verbandpäckchen DIN 13151-G
 1 Beutel à 2 Vinylhandschuhe Gr. L
 1 Heftpflasterspule 1 m x 1,25 cm ohne Ring
 1 Schere 10 cm
 1 Set: 2 Wundschnellverbände elastisch, 10 x 6 cm
 2 Pflasterstrips elastisch, 1,9 x 7,2 cm
 1 Set: 5 Fingerkuppenverbände elastisch, 4 x 7 cm, lose
 5 Fingerverbände elastisch 18 x 2 cm, lose
 1 Erste-Hilfe-Broschüre Malteser
 1 Inhaltsverzeichnis

Menge

EURO

VERBAND- UND ERSTE-HILFE-TASCHEN

LEINA-WERKE
UN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

MEG 835005

Erste-Hilfe-Tasche Waldarbeiter, orange 1 Stück

6,25 /St.

Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss genäht und rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett, Maße: 155 x 110 mm

Inhalt:

- 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 1 Beutel à 2 Vinylhandschuhe Gr. L
- 1 Heftpflasterspule 1 m x 1,25 cm ohne Ring
- 1 Splitterpinzette 8 cm
- 1 Dreiecktuch DIN 13168-D, Vliesstoff weiß
- 4 Alkoholtupfer
- 1 Set: 2 Wundschnellverbände elastisch, 10 x 6 cm
- 2 Pflasterstrips elastisch, 1,9 x 7,2 cm
- 1 Set: 5 Fingerkuppenverbände elastisch, 4 x 7 cm, lose
- 5 Fingerverbände elastisch, 18 x 2 cm, lose
- 1 Erste-Hilfe-Broschüre Malteser
- 1 Inhaltsverzeichnis



FÜLLSORTIMENTE

LEINA-WERKE
UN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

MEG 843040

KFZ, nach DIN 13164, 43-teilig

1 Sortiment

5,20 /Sort.

MEG 843025

Betriebe klein, nach DIN 13157, 65-teilig für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte, Baustellen bis 10 Beschäftigte

1 Sortiment

13,30 /Sort.

MEG 843035

Betriebe groß, nach DIN 13169, 127-teilig für Verwaltungs- und Handelsbetriebe ab 51 bis 300 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe ab 21 bis 101 Beschäftigte, Baustellen ab 11 bis 50 Beschäftigte

1 Sortiment

22,20 /Sort.



Füllsortiment nach DIN 13164



Füllsortiment nach DIN 13157



Füllsortiment nach DIN 13169

EINMAL-ZAHNSCHUTZ**Kerr**
PREVENTION

MEG 181005

Einmal-Zahnschutz ENDORAGARD 1 Stück **5,05 /St.**
umfassender Schutz für Zähne und Instrumente, verteilt den Druck auf die ganze Zahnfläche, das spezielle Kunststoff-Material dämpft den schmerzhaften Biss auf Laryngoskop oder Endotrachealtubus, nach Entfernung des Tubus wirkt ENDORAGARD als Polster zwischen Ober- und Unterkiefer, verlängerte Enden für zusätzliche Polsterung, hebt den Tubus über die Lippen, flexibles Verbindungsstück erlaubt einfaches Platzieren und dient als Griff zum Entfernen, sicherer Sitz

megro®

MEG 181000

Einmal-Zahnschutz 1 Stück **5,15 /St.**
das schnelle Einbringen des Zahnschutzes in den Mund und der sichere Sitz sind Eigenschaften, die in vielen Fällen von großer Wichtigkeit sind. Der Zahnschutz wurde in Zusammenarbeit mit Anästhesisten entwickelt und wird so den Anforderungen in der Praxis gerecht.
Vorteile:
Spart Zeit, reduziert die Verletzungsgefahr, schützt die Zähne, öffnet den Mund, bläht die Backen auf, kann nicht in die Luftröhre gelangen, paßt zu jeder Mundgröße, springt aus dem Mund bei falscher Anbringung, Zähne und Füllungen können nicht im Produkt haften bleiben, ist ein Einweg-Produkt, ohne Latex, bei Zahnlosigkeit ist ein Einsaugen von Falschluff während einer Maskenanästhesie nicht möglich

MUNDKEIL

MEG 850060

megro®

blau, TRP (thermoplastisches Elastomer), 1 Stück **2,95 /St.**
fest, elastisch, latexfrei, DEHP-frei, nicht autoklavierbar, zum Einmalgebrauch
Maße: 88 x 25 x 20 mm

Menge

EURO

REPLANTAT-VERSORGUNG**WERO**

Der Replantatbeutel ist ein Doppelwand-System aus zwei sterilen Beuteln, das diese optimalen Bedingungen zur Versorgung von Unfall-Ampu-
taten bis zur Transplantation sicherstellt, durch-
stoßfest gemäß DIN EN 1789

WEM 220553	Dr. Marx Replantat-Beutel S Gr. 1 Hand, 30 x 25 cm	1 Stück	17,31 /St.
WEM 220554	Dr. Marx Replantat-Beutel M Gr. 2 Arm, 70 x 25 cm	1 Stück	26,75 /St.
WEM 220555	Dr. Marx Replantat-Beutel L Gr. 3 Bein, 110 x 40 cm	1 Stück	77,99 /St.
WEM 220849	Wero Replantat-Set klein Erstversorgungs-Set Amputationsverletzungen (Finger, Hand) im Druckverschlussbeutel, bestehend aus: 1 Dr. Marx Replantatbeutel S, Gr. 1 (Hand) 1 Spulenpflaster 1 Druckverbandpäckchen 1 Rettungsdecke gold/silber 2 Sofort-Kältekompressen 8 x 13 cm 2 Verbandtücher DIN 13152, 40 x 60 cm 4 Nitril-Infektionsschutz-Handschuhe	1 Set	20,19 /Set

**REPLANTAT-VERSORGUNG****SÖHNGEN®****Replantat**

zur sachgerechten und sicheren Obhut und zum
qualifizierten Transport von abgetrennten Körperteilen.
Inhalt: 1 Replantat-Doppelwandbeutel mit separaten
Zugschnüren für Innen- und Außenbeutel, einzeln
steril verpackt, einer Gold-Silber-Folie in darauf ab-
gestimmten Abmessungen und der für die Kühlung
benötigten Anzahl an Kälte-Sofort-Kompressen

SÖH 0101141	Hand Replantatbeutel ca. 300 x 250 mm, 2 Kälte-Sofortkompressen	1 Set	19,80 /Set
SÖH 0101142	Arm Replantatbeutel ca. 700 x 250 mm, 4 Kälte-Sofortkompressen	1 Set	24,00 /Set
SÖH 0101143	Bein Replantatbeutel ca. 1.100 x 400 mm, 4 Kälte-Sofortkompressen	1 Set	35,00 /Set



EINMAL-DECKEN UND -KISSEN

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Rettungsdienste, Sozialeinrichtungen, Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen

megro®

MEG 199097 **Vlies-Einmalkissen** 1 Stück **2,25 /St.**
weiß, Hülle: PP-Vlies 35 g/m²,
Füllung: Polyestervlieswatte, Maße: 40 x 40 cm

MEG 199098 **Vlies-Einmalkissenbezüge** 1 Pack **4,95 /Pack**
weiß, PP-Vlies, mit Hotelverschluss,
passend auch für Kissen Nr. MEG 940104
(siehe Katalogseite 12/30), Maße: ca. 42 x 45 cm
Pack = 10 Stück

SÖHNGEN®

SÖH 1005067 **Einmal-Kopfkissen** 1 Stück **2,75 /St.**
weiß, weich und anschmiegsam, Hülle und
Füllung aus 100 % Synthetik-Rohstoff, feuchtig-
keitsabweisend, Gewicht ca. 220 g,
Maße: ca. 40 x 40 cm

RETTUNGSTUCH**SÖHNGEN®**

SÖH 0601130 **Einmal-Umbettungs-Tragetuch** 1 Stück **21,35 /St.**
zur Umlagerung von Patienten oder als Notfall-
Rettungstuch, aus Qualitäts-PP-Vliesstoff, dunkel-
grau, einseitig PE-beschichtet, flüssigkeitsdicht,
durch doppelagige Verarbeitung sehr stabil und
zur Umlagerung von Patienten bis ca. 150 kg Kör-
pergewicht geeignet, Längsseiten mit Gurtband
verstärkt und mit je 4 Griffaussparungen versehen,
eingearbeitete Hohlsäume für die Aufnahme von
Trageholmen oder Seilen, Maße: ca. 220 x 90 cm

SÖH 0601065 **Rettungstuch DIN EN 1865** 1 Stück **53,50 /St.**
aufwendig verarbeitet, an den Längsseiten je
drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt,
Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächen-
versiegelt, Flächengewicht ca. 650 g/m², LKW-Pla-
nenqualität, temperaturbeständig, reifest, schwer
entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht
Maße: ca. 200 x 70 cm

Menge

EURO

KRANKENTRAGE**SÖHNGEN®**

SÖH 0601004

Krankentrage N, 1 x klappbar mit 4 Gleitfüßen, nach DIN 13024 1 Stück **145,70 /St.**
 ca. 2302 x 556 x 137 mm (Faltmaß ca. 1920 x 150 x 145 mm), nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar, Patientensicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Bezug beschichtetes Chemiefasergewebe, desinfizierbar, pflegeleicht, verrottungsbeständig, mit Kopfkissen-tasche

**EINMAL-DECKEN UND -KISSEN**

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Rettungsdienste, Sozialeinrichtungen, Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen

Rotimed®

MEG 199095

ÖKO-Thermo Einmaldecke 1 Stück **3,50 /St.**
 die ideale Übergangsdecke, Tissue/Viskose, wärmespendend, atmungsaktiv, strapazierfähig, solide verarbeitet, ringsum gesäumt, sortenrein, recyclingfähig, naturweiß, 8-lagig, ca. 320 g, Maße: ca. 195 x 105 cm



MEG 199096

Vlies-Einmaldecke 1 Stück **3,30 /St.**
 weiß, wärmend, weich, stabil, luftdurchlässig, nicht waschbar, keine Reinigung, aus Polypropylen-Spinnvlies, ca. 110 g/m², Maße: 200 x 110 cm

**EINMAL-DECKEN UND -KISSEN**

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Rettungsdienste, Sozialeinrichtungen, Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen

megro®

MEG 199094

Vlies-Einmaldecke 1 Stück **2,40/ St.**
 blau, wärmend, weich, stabil, nicht waschbar, keine Reinigung, Hülle: Polypropylen-Vlies, ca. 25 g/m², Füllung: 300 g Watte, vakuumverpackt, Maße: 190 x 110 cm



ABDECKTÜCHER

HAP 277500
HAP 277502
HAP 277506

Foliodrape® Protect, steril, 2-lagig

zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis, aus weicher Polyethylen-Folie mit saugender Vliesbeschichtung auf der Oberseite, undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime, einzeln verpackt

45 x 75 cm	Pack = 65 Stück	1 Pack	26,53 /Pack
75 x 90 cm	Pack = 35 Stück	1 Pack	21,39 /Pack
90 x 150 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	35,08 /Pack



HAP 277507
HAP 277508

Foliodrape® Protect, steril, 2-lagig, selbstklebend

zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis, aus weicher Polyethylen-Folie mit saugender Vliesbeschichtung auf der Oberseite, mit sicher haftendem Klebestreifen zur schnellen Fixierung und exakten Begrenzung des Inzisionsbereiches, undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime, einzeln verpackt

45 x 75 cm	Pack = 60 Stück	1 Pack	37,55 /Pack
75 x 90 cm	Pack = 40 Stück	1 Pack	40,21 /Pack



HAP 277503
HAP 277511

Foliodrape® Protect Lochtücher, steril, 2-lagig

Abdecktücher mit Lochausschnitt zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis, aus weicher Polyethylen-Folie mit saugender Vliesbeschichtung auf der Oberseite, undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime, einzeln verpackt

45 x 75 cm	Pack = 65 Stück	1 Pack	39,99 /Pack
75 x 90 cm	Pack = 40 Stück	1 Pack	34,06 /Pack



HAP 277509
HAP 277510

Foliodrape® Protect Lochtücher, steril, 2-lagig, selbstklebend

Abdecktücher mit zweiteiligem, selbstklebendem Lochausschnitt zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis, aus weicher Polyethylen-Folie mit saugender Vliesbeschichtung auf der Oberseite, undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime, durch Übereinanderführen der beiden selbstklebenden Tuchhälften kann der Lochdurchmesser individuell bestimmt werden, einzeln verpackt

45 x 75 cm	Pack = 65 Stück	1 Pack	73,57 /Pack
75 x 90 cm	Pack = 40 Stück	1 Pack	47,74 /Pack

ABDECKTÜCHER

Qotiomed®

2-lagig, steril, wasserfest

aus laminiertem Vliesstoff, Normal- und Großformat, einzeln im Peel-Pack, zur Abdeckung von Patient und Inventar

		Menge	EURO
MEG 199000	ohne Loch, 45 x 75 cm Pack = 50 Stück	1 Pack	26,05 /Pack
MEG 199001	ohne Loch, 75 x 90 cm Pack = 30 Stück	1 Pack	28,40 /Pack
MEG 199005	mit Loch, 45 x 75 cm Pack = 50 Stück	1 Pack	32,50 /Pack
MEG 199006	mit Loch, 75 x 90 cm Pack = 30 Stück	1 Pack	35,30 /Pack

**ABDECKTÜCHER**

megro®

zur Abdeckung von Patient und Inventar, 100 % Baumwolle TB 21, waschbar bis 95°C, autoklavierbar, chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen, ohne Schlitz, ohne Loch

MEG 940180.30	40 x 40 cm	forstgrün	1 Stück	2,80 /St.
MEG 940180.40		kornblau		
MEG 940181.30	40 x 60 cm	forstgrün	1 Stück	3,70 /St.
MEG 940181.40		kornblau		
MEG 940182.30	80 x 80 cm	forstgrün	1 Stück	5,40 /St.
MEG 940182.40		kornblau		
MEG 940183.30	80 x 100 cm	forstgrün	1 Stück	8,40 /St.
MEG 940183.40		kornblau		
MEG 940184.30	80 x 140 cm	forstgrün	1 Stück	10,50 /St.
MEG 940184.40		kornblau		
MEG 940185.30	100 x 100 cm	forstgrün	1 Stück	13,80 /St.
MEG 940185.40		kornblau		
MEG 940187.30	160 x 100 cm	forstgrün	1 Stück	12,85 /St.
MEG 940187.40		kornblau		
MEG 940188.30	160 x 200 cm	forstgrün	1 Stück	21,90 /St.
MEG 940188.40		kornblau		

Mit Loch/Schlitz auf Anfrage.



Menge

EURO



MEG 850500

ATEMKALK
Intersorb Plus

1 Kanister

16,80 /Kan.

gekörnt, 4,50 kg / 5 Ltr., poröse Zylinder mit einem Durchmesser von 3 mm zur Verwendung in der Anästhesie und in Atemgeräten. Enthält: Natrium- und Calciumhydroxide, Ethylviolett, Wasser, bei Erschöpfung wird das Granulat violett, so dass ein rechtzeitiges Auswechseln möglich ist

BAKTERIENFILTER**megro®**

MEG 855501

Viren- und Bakterienfilter

1 Stück

2,85 /St.

mit Feuchtigkeitshaltfunktion, einzeln steril verpackt, zur Befeuchtung und Erwärmung der Atemgase in der In- und Expirationsphase, zur Minimierung des Risikos von Kreuzinfektionen, für Erwachsene, mit O₂-Port, Widerstand 0,9 cm H₂O bei 50 l/min, Retentionswirkung Bakterien/Viren 99,9999 %

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR
AERObag® Beatmungsmasken

bis 135°C autoklavierbar, passend für alle gängigen Beatmungsbeutel

Material: **Vollsilikon**

Größe 0	für Säuglinge	einteilig	1 Stück	11,90 St.
Größe 1	für Kleinkinder	einteilig	1 Stück	11,90 St.
Größe 2	für Kinder	einteilig	1 Stück	11,90 St.

Material: **Silikon und Polysulfon**

Größe 3	für Erwachsene	dreiteilig	1 Stück	14,28 St.
Größe 4	für Erwachsene	dreiteilig	1 Stück	14,28 St.
Größe 5	für Erwachsene	dreiteilig	1 Stück	14,28 St.

HUM HBB06-E2-35R

AERObag® Beatmungsbeutel PVC

1 Stück

21,00 /St.

latexfrei, für Erwachsene mit **Maske Gr. 3**

und **5**, O₂-Schlauch, Reservoirbeutel und All-In-One Reservoirventil, Anschlussmöglichkeit eines PEEP-Ventils am integrierten Expirationsschenkel, Beatmungsvolumen: 1500 ml, drehbarer Patientenanschlusskonus, Druckbegrenzungsventil 60 mbar, platzsparend zusammenfaltbar, separater Sauerstoffanschluss für 6 mm O₂-Schläuche, direkter Anschluss für Sauerstoffreservoirbeutel, Bag-Refill-Systeme



Menge

EURO

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**megro**

Silikon-Beatmungsbeutel, inkl. O₂-Reservoir
aus autoklavierbarem (bis 124°C) transparenten
Silikon, besonders elastisch, mit Überdruck-
Sicherheitsventil, Anschlussmöglichkeit für externe
O₂-Zufuhr, komplett mit Ventil, Sauerstoffreservoir
und autoklavierbarer Silikonmaske

MEG 855201	für Erwachsene mit Maske Gr. 5 Beatmungsvolumen 1600 ml	1 Stück	68,00 /St.
MEG 855202	für Kinder mit Maske Gr. 3 Beatmungsvolumen 500 ml	1 Stück	68,00 /St.
MEG 855203	für Säuglinge mit Maske Gr. 0, 1 und 2 Beatmungsvolumen 240 ml	1 Stück	68,00 /St.

**BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR****SÖHNGEN**

SÖH 0102060	Einmal-Beatmungsbeutel gebrauchsfertiges Einweg-Beatmungsset in ver- siegelter Tragetasche, Set bestehend aus Beat- mungsbeutel, ca. 1500 ml, latexfrei, Atemmaske für Erwachsene Gr. 5, Sauerstoff-Reservoirbeutel und Sauerstoff-Verbindungsschlauch ca. 3 m	1 Stück	35,00 /St.
SÖH 0102033	Beatmungsbeutel P Translucent mit Patient Ventil, PEEP-Ventil, Kombi-Einlass- ventil, Zusatzadapter für O ₂ -Zuführung, Sauer- stoff-Reservoir und Klarsicht-Beatmungs- maske groß, alterungs- und temperaturbeständiges Silikon, belastbar von -40 °C bis +80 °C, bei einem Beatmungsvolumen von 1300 ml sind Atemfrequenzen von 40 Atemhubvolumen/min. erreichbar, kleinere Atemzugvolumen erlauben höhere Beatmungsfrequenzen	1 Stück	165,60 /St.




Menge


EURO

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**Ambu***
TRUST THAT WORKS FOR LIFE



AMB 325023000DE **Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel** 1 Stück **14,95 /St.**
für **Erwachsene** (ab 30 kg)
inklusive Einweg-Gesichtsmaske PLUS für Erwachsene mittel, O₂-Schlauchzuleitung, O₂-Reservoirbeutel, integriertem PEEP-Ventil Adapter und Demandventilanschluss




AMB 330023000DE **Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel** 1 Stück **14,95 /St.**
für **Kinder** (10 kg bis 30 kg)
inklusive Einweg-Gesichtsmaske PLUS für Säuglinge, O₂-Schlauchzuleitung, O₂-Reservoirbeutel, integriertem PEEP-Ventil Adapter, Demandventilanschluss, Manometeranschluss und Druckbegrenzungsventil



AMB 335002000DE **Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel** 1 Stück **14,95 /St.**
für **Neugeborene** (bis 10 kg)
inklusive Einweg-Gesichtsmaske PLUS für Neugeborene, O₂-Schlauchzuleitung, O₂-Reservoirschlauch, integriertem PEEP-Ventil Adapter, Manometeranschluss, M-Port und Druckbegrenzungsventil




AMB 470018000 **Ambu® Oval Plus Silikon Beatmungsbeutel** 1 Stück **105,00 /St.**
für **Erwachsene** (ab 30 kg)
mit Einmembranpatientenventil (EMP) und Einlassventil, inklusive integriertem PEEP-Ventil Adapter und Demandventilanschluss, ohne Gesichtsmaske, ohne O₂-Reservoir



AMB 304003000 **Ambu® Mark IV** 1 Stück **119,00 /St.**
Doppelkammerbeutel für Erwachsene, latexfrei, bis 134 °C autoklavierbar, (auch für Kinder ab 15 kg Körpergewicht in Verbindung mit Maske Gr. 0 mit Bohrung zugelassen), mit integriertem PEEP-Ventiladapter und automatischer Druckbegrenzung auf 70 cm H₂O, **ohne** Gesichtsmaske und O₂-Reservoir

Menge **EURO**

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR



WEI 11090 **COMBIBAG** Beatmungsbeutel
für Erwachsene und Kinder
ohne Masken 1 Stück **195,84 /St.**



Beatmungsmasken
mit selbstfüllendem Wulst aus Silikon
für COMBIBAG Beatmungsbeutel

WEI 5086 für Säuglinge **Gr. 1** 1 Stück **46,08 /St.**

WEI 5082 für Kinder und Jugendliche **Gr. 3** 1 Stück **46,08 /St.**

WEI 5074 für Erwachsene **Gr. 5** 1 Stück **46,08 /St.**



WEI 11052 **Sauerstoff-Reservoir**
für COMBIBAG Beatmungsbeutel 1 Stück **33,66 /St.**




Silikon-Beatmungsmaske

WEI 11112 **Gr. 2** (Kleinkind) 1 Stück **22,50 /St.**

WEI 11113 **Gr. 3** (Kind) 1 Stück **26,58 /St.**

WEI 11114 **Gr. 4** (Erwachsener) 1 Stück **30,01 /St.**

WEI 11115 **Gr. 5** (Erwachsener) 1 Stück **30,01 /St.**



RENDELL-BAKER-BEATMUNGSMASKEN



Beatmungsmasken für Kleinkinder,
transparentes Silikon, weich und geschmeidig,
gute Passform, sterilisierbar bis 140°C

MEG 860200 Gr. 0 1 Stück **11,20 /St.**

MEG 860201 Gr. 1 1 Stück **11,20 /St.**

MEG 860202 Gr. 2 1 Stück **11,20 /St.**



Menge

EURO

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**VBM****Einmal-Larynx-Tubus LTS-D Einzel Set**

mit farbcodierter Spritze, mit Drainagekanal zur Druckentlastung des Magens, aus PVC, latexfrei, steril verpackt

VBM 32061001	Gr. 0	transp.	Neugeborene	< 5 kg	1 Set	16,15 /Set
VBM 32061011	Gr. 1	weiß	Babies	5-12 kg	1 Set	16,15 /Set
VBM 32061021	Gr. 2	grün	Kinder	12-25 kg	1 Set	16,15 /Set
VBM 32061031	Gr. 3	gelb	Erwachsene	< 155 cm	1 Set	16,15 /Set
VBM 32061041	Gr. 4	rot	Erwachsene	155-180 cm	1 Set	16,15 /Set
VBM 32061051	Gr. 5	violett	Erwachsene	> 180 cm	1 Set	16,15 /Set
VBM 32061251	Gr. 2,5	orange	Kinder	125-150 cm	1 Set	16,15 /Set

**Einmal-Larynx-Tubus LTS-D Notfall Set**

mit Drainagekanal zur Druckentlastung des Magens, aus PVC, latexfrei, steril verpackt

VBM 32062091	Erwachsene	1 Set	43,00 /Set
	Set bestehend aus: 1 x LTS-D Gr. 3, 4, 5 und 1 x farbcodierte Spritze		
VBM 32063091	Kinder	1 Set	58,50 /Set
	Set bestehend aus: 1 x LTS-D Gr. 0, 1, 2, 2,5 und 1 x farbcodierte Spritze		



Menge

EURO

BEATMUNGSBEUTEL / -HILFEN UND ZUBEHÖR**Ambu***
www.ambu.com**Ambu® Open-Cuff Einweg-Gesichtsmaske**

mit offenem Maskenwulst für den Einsatz in der Anästhesie, für eine optimale Passform verfügen die Masken über einen weichen, anatomisch geformten Cuff.

Erhältlich in 8 unterschiedlichen Größen. Die Größe 0 wurde speziell für Frühgeborene entwickelt. Sie zeichnet sich durch ein besonders anschmiegsames Material und eine runde Form aus. Material: Material PVC, phthalat- und latexfrei



	Größe		Menge	EURO
AMB 306000000	Gr. 0	Frühgeborene	1 Stück	3,95 /St.
AMB 306100000	Gr. 1	Neugeborene	1 Stück	1,10 /St.
AMB 306200000	Gr. 2	Kleinkinder	1 Stück	1,10 /St.
AMB 306300000	Gr. 3	Kinder	1 Stück	1,10 /St.
AMB 306400000	Gr. 4	Erwachsene (klein)	1 Stück	1,10 /St.
AMB 306500000	Gr. 5	Erwachsene (mittel)	1 Stück	1,10 /St.
AMB 306600000	Gr. 6	Erwachsene (groß)	1 Stück	1,10 /St.
AMB 306700000	Gr. 7	Erwachsene (sehr groß)	1 Stück	1,10 /St.

Larynxmasken**Ambu® AuraGain™ Einweg-Speziallarynxmaske**

mit **gastrischem Zugang** (zur Kontrolle des Mageninhalts) und **Intubationsmöglichkeit** (in Verbindung mit Standard-Endotrachealtuben), die innovative, anatomische Form ermöglicht eine schnelle Platzierung, dünner und weicher Cuff für hohe Abdichtungsdrücke, steril verpackt, Material PVC, phthalat- und latexfrei

	Größe	Patientengewicht	Menge	EURO
AMB 408100000	Gr. 1	< 5 kg	1 Stück	9,90 /St.
AMB 408150000	Gr. 1,5	5-10 kg	1 Stück	9,90 /St.
AMB 408200000	Gr. 2	10-20 kg	1 Stück	9,90 /St.
AMB 408250000	Gr. 2,5	20-30 kg	1 Stück	9,90 /St.
AMB 408300000	Gr. 3	30-50 kg	1 Stück	9,90 /St.
AMB 408400000	Gr. 4	50-70 kg	1 Stück	9,90 /St.
AMB 408500000	Gr. 5	70-100 kg	1 Stück	9,90 /St.
AMB 408600000	Gr. 6	> 100 kg	1 Stück	9,90 /St.

**Ambu® AuraOnce™ Einweg-Larynxmaske**

die original, anatomisch geformte Maske, für optimale Platzierung und Stabilität, steril verpackt, Material PVC, phthalat- und latexfrei

	Größe	Patientengewicht	Menge	EURO
AMB 321100000	Gr. 1	< 5 kg	1 Stück	6,60 /St.
AMB 321150000	Gr. 1,5	5-10 kg	1 Stück	6,60 /St.
AMB 321200000	Gr. 2	10-20 kg	1 Stück	6,60 /St.
AMB 321250000	Gr. 2,5	20-30 kg	1 Stück	6,60 /St.
AMB 321300000	Gr. 3	30-50 kg	1 Stück	6,60 /St.
AMB 321400000	Gr. 4	50-70 kg	1 Stück	6,60 /St.
AMB 321500000	Gr. 5	70-100 kg	1 Stück	6,60 /St.
AMB 321600000	Gr. 6	> 100 kg	1 Stück	6,60 /St.



**LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR**

Menge

EURO

Ambu*
SEIN WERK ZEIGT DIE WELT
King Vision® aBlade™ Videolaryngoskop

in Verbindung mit den aBlade Einweg-Spateln ermöglicht die ökonomische Verwendung des Videolaryngoskops, für alle Intubationen

AMB KVLABKIT3	King Vision® aBlade™ Kit	1 Set	2.599,00 /Set
	bestehend aus: King Vision® Display, Video-Adapter, 4 aBlade™ Einweg-Spatel mit Führungskanal Gr. 3, 2 aBlade™ Standard Einweg-Spatel Gr. 3, 3 AAA Batterien und Etui		
AMB KVLAB3	King Vision® aBlade™ Standard Einweg-Spatel , ohne Führungskanal, Gr. 3	1 Pack	198,00 /Pack
	Pack = 20 Stück		
AMB KVLAB3C	King Vision® aBlade™ Einweg-Spatel mit Führungskanal, Gr. 3	1 Pack	198,00 /Pack
	Pack = 20 Stück		

LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR

KUW 03.41005.711	Kaltlicht-Laryngoskop-Batteriegriff klein, Ø 19 mm, 2,5 V, Xenon, Batterien 1,5 V - Typ (AA) - Mignon nicht im Lieferumfang enthalten	1 Stück	63,00 /St.
KUW 03.41020.721	Kaltlicht-Laryngoskop-Batteriegriff mittel, Ø 28 mm, 2,5 V, LED, Batterien 1,5 V - Typ (C) - Baby nicht im Lieferumfang enthalten	1 Stück	73,00 /St.

Macintosh F.O. Spatel

Kaltlicht, mit auswechselbarer Fiber Optik, einfaches Wechseln des F.O. Lichtleiters durch Lösen der Schraube, Edelstahl matt poliert - verhindert Rückreflexion, leichte Reinigung, autoklavierbar bis 134 °C - für ca. 4000 Zyklen

KUW 03.42013.601	Gr. 0	80 / 13 mm	1 Stück	63,00 /St.
KUW 03.42013.611	Gr. 1	92 / 20 mm	1 Stück	63,00 /St.
KUW 03.42013.621	Gr. 2	112 / 19 mm	1 Stück	63,00 /St.
KUW 03.42013.631	Gr. 3	130 / 22 mm	1 Stück	63,00 /St.
KUW 03.42013.641	Gr. 4	155 / 25 mm	1 Stück	63,00 /St.
KUW 03.42013.651	Gr. 5	175 / 23 mm	1 Stück	63,00 /St.

KUW 03.90003.001	Notfall-Tasche	1 Stück	8,50 /St.
	für maximal 4 Spatel + 1 Griff, blau, Stofftasche in stabiler Ausführung, mit Klettverschluss und Schlaufe, Maße (HxBxT): ca. 19 x 11 x 6,5 cm		



LARYNGOSKOPE UND ZUBEHÖR**HEINE OPTOTECHNIK****HEINE® Classic+ Laryngoskop-Spatel nach MacIntosh mit HEINE® HiLite Lichtleiter**

wartungsfreie Spatel mit fest eingebauten Lichtleitern, leicht zu reinigen, Lichtleiter mit hoher Lichttransmission und langer Lebensdauer, zu betreiben auf allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)

F.O. Spatel Metall

Code	MacIntosh	Gr.	Größe	Menge	Preis
OPT F-000.22.100	MacIntosh	Gr. 0	82 / 9 mm	1 Stück	147,20 /St.
OPT F-000.22.101	MacIntosh	Gr. 1	94 / 10 mm	1 Stück	147,20 /St.
OPT F-000.22.102	MacIntosh	Gr. 2	114 / 14 mm	1 Stück	147,20 /St.
OPT F-000.22.103	MacIntosh	Gr. 3	134 / 14 mm	1 Stück	147,20 /St.
OPT F-000.22.104	MacIntosh	Gr. 4	155 / 15 mm	1 Stück	154,10 /St.
OPT F-000.22.105	MacIntosh	Gr. 5	177 / 15 mm	1 Stück	169,50 /St.

OPT F-008.22.894 **Standard F.O. 4 LED NT Laryngoskopgriff** 1 Stück **294,00 /St.**
mit 3,5 V Li-ion Batterie*, Abb.1

OPT F-008.22.890 **LED-Batterieeinschub** ohne Bodeneinheit 1 Stück **140,50 /St.**
für Standard F.O. Laryngoskopgriff 3,5 V, Abb.2

OPT F-002.22.884 **Bodeneinheit** für Standard F.O. 4 NT 1 Stück **51,70/St.**
Laryngoskopgriff 3,5 V (Li-ion) Abb.3

OPT F-008.22.820 **EasyClean LED Laryngoskopgriff** 1 Stück **210,50 /St.**
3,5 V, ohne Batterie, 100 % wasserdicht für eine einfache und sichere Wiederaufbereitung, Abb.4

OPT F-008.22.800 **F.O. SLIM Laryngoskop-Batteriegriff LED** 1 Stück **210,30 /St.**
mit 2,5 V LED, Abb.7

OPT F-008.22.804 **F.O. 4 SLIM LED NT Laryngoskopgriff** 1 Stück **294,00 /St.**
mit 2,5 V Li-ion Batterie*, Abb.8

* können nur mit dem NT 4 Ladegerät geladen werden

F.O. SHORT Laryngoskopgriff

OPT F-008.22.812 mit 2,5 V LED 1 Stück **210,30 /St.**

OPT F-008.22.424 mit 2,5 V LED, Li-ion Batterie Abb.5 1 Stück **294,00 /St.**

OPT F-007.22.894 **Standard F.O. 4 NT Laryngoskopgriff** 1 Stück **216,00 /St.**
XHL 3,5 V (Li-ion) komplett Abb.6

OPT F-002.22.859 **Batterieeinschub** ohne Bodeneinheit 1 Stück **32,20 /St.**
für Standard F.O. Laryngoskopgriff 3,5 V, Abb.9

OPT F-002.22.884 **Bodeneinheit** für Standard F.O. 4 NT 1 Stück **51,70/St.**
Laryngoskopgriff 3,5 V (Li-ion)

OPT X-002.88.044 **XHL Xenon Halogen Lampe 3,5 V** 1 Stück **21,70 /St.**





MEG 860010
MEG 8600100
MEG 86001000
MEG 860011
MEG 860012
MEG 860013
MEG 860014
MEG 860015

GUEDEL-TUBEN

megro®

Einmal-Guedeltuben, latexfrei, **steril**, aus flexiblem, semi-transparentem Kunststoff, mit farbcodiertem Beißschutz, einzeln verpackt

Gr.	Gr.	Gr.	Gr.	Menge	EURO
0	60 mm	schwarz	1 Stück	0,59 /St.	
00	50 mm	blau			
000	40 mm	rosa			
1	70 mm	weiß			
2	80 mm	grün			
3	90 mm	gelb			
4	100 mm	rot			
5	110 mm	orange			



MEG 860101
MEG 860103
MEG 860105

megro®

Guedel-Mundtubus

Material: TPU (thermoplastisches Polyurethan), weich, flexibel, mit Beißschutz, latexfrei, sterilisierbar

Gr.	Gr.	Menge	EURO
1	70 mm	1 Stück	2,55 /St.
3	90 mm		
5	110 mm		



MEG 139001

KAMERAABDECKUNG

Biomet Merck

Kamera-Abdeckfolie 1 Stück **2,99 /St.**
teleskopgefaltete Abdeckfolie mit Klebestreifen und Einführhilfe für die Arthroskopie, schützt sicher vor Kontamination durch die unsterile Kamera, steril verpackt, Maße: 13 x 250 cm



MEG 180050
MEG 180060

HAUTMARKIERUNGSSTIFTE

megro®

Skin-Marker, violett

zur präzisen Markierung der Haut vor der Operation, trocknet schnell und verläuft nicht, mit aufgedrucktem Lineal

Standardspitze, steril, Pack = 50 Stück 1 Pack **65,70 /Pack**
feine Spitze, steril, Pack = 50 Stück 1 Pack **65,70 /Pack**

Menge

EURO

NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR**SÖHNGEN®**

SÖH 0103002	<p>Beatmungshilfen-Set 1 Set</p> <p>Beatmen & Schützen – kompaktes Infektionsschutzset für Hosentasche oder Schlüsselbund, immer dabei, immer einsatzbereit, verringert die Hemmschwelle bei der Atemspende, bietet guten Schutz, Inhalt: SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY, 4 Infektionsschutzhandschuhe aus Vinyl, nahtlos, flüssigkeitsdicht, Mini-Reißverschluss tasche aus beschichtetem Nylongewebe, orange, mit praktischem Schlüsselring Maße: ca. 90 x 75 mm</p>	4,52 /Set	
SÖH 0103007	<p>Air-Vita Bi-Protect 1 Stück</p> <p>Maskengerät für Atemspende, mit 2-fach Sicherheit, kein direkter Kontakt von Helfer und Patient während der Beatmung, kein Verletzungsrisiko in der Anwendung durch Laienhelfer, dicht abschließende, anatomiegerecht geformte Mund-Nase-Maske, transparente Gesichtsschürze und Beatmungsrohr mit 2-Wege-Ventilsystem und Sekretfilter, einfach zusammenzustecken</p>	3,80 /St.	
SÖH 0101100	<p>Hyperventilationsmaske 1 Stück</p> <p>zur symptomatischen Mitbehandlung des Hyperventilations-Syndroms, die anatomiegerechte Passform der Mund-Nase-Maske und die drei großvolumigen Rückatembeutel verdeutlichen dem erregt-ängstlichen Patienten die medizinisch-qualifizierte Methode des Rückatmungsversuches</p>	5,99 /St.	
SÖH 0103001	<p>Beatmungstuch BT-DRY 1 Stück</p> <p>nach DIN 13154 die Einmal-Notfall-Beatmungshilfe für den Laienhelfer, die das Kontaminationsrisiko reduziert und hilft, die Hemmschwelle bei der Atemspende zu überwinden, vorgestanzte Ohrbügel können ein mögliches Verrutschen vermeiden, die Beatmungshilfe besteht aus dem filtrierenden Teil und dem Trägermaterial: der Filter, durch den beatmet wird, ist ein feinporiges Vlies mit feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften und bedeckt während der Anwendung Nase oder Mund des Patienten. Das Trägermaterial ist eine transparente, temperaturbeständige und lagerungsfähige Folie, die durch ihre Transparenz ein Beobachten des Patienten während der gesamten Atemspende ermöglicht, die Folie ist auf der Helferseite bedruckt, so dass ein Verwechsellern der Anwendungsseiten ausgeschlossen ist</p>	2,30 /St.	

Menge

EURO

NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR

MEG 850030

Ratiomed®

Notfall-Gurttrenner, weiß
die schnelle Hilfe, wenn sich der Gurt bei Verkehrsunfällen nicht öffnen lässt

1 Stück

4,99 /St.

MEG 860506

Ratiomed®

Einmal-Notfallbeatmungstuch
im Softcase blau, mit Schlüsselanhänger, zur Beatmung von Erwachsenen in Notfallsituationen, als Hilfsmittel für die Atemspende, das den direkten Mundkontakt zum Atemempfänger verhindert und so die Hemmschwelle für die Atemspende senkt, das Einwegventil lässt die Atemluft nur in Richtung Patient strömen, einfach und sicher anzuwenden, immer und überall einsatzbereit, mit Ohrschlaufen, kein Verrutschen während der Herzdruckmassage
Beatmungstuch inkl. Ventil: Polyethylen (PE), Softcase: Nylongewebe, Maße Softcase: 50 x 50 mm, Gewicht 13,5 g

1 Stück

1,65 /St.NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖRAmbu*
REAL THAT WORK FOR LIFE**Ambu® LifeKey**

im Softcase-Schlüsselanhänger, dient als sicheres Hilfsmittel bei der Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase-Beatmung, der LifeKey schützt den Ersthelfer vor Kontakt mit Speichel oder Blut des Patienten, das eingebaute Einwegventil lässt die Atemluft nur in Richtung des Patienten strömen und schützt so vor Infektionen, durch die patentierten Gummischlaufen verbleibt der LifeKey auch während der Herzdruckmassage stets in der korrekten Position



AMB 248206102

schwarz

1 Stück

3,95 /St.

AMB 248206103

blau

1 Stück

3,95 /St.

AMB 248206104

rot

1 Stück

3,95 /St.

AMB 248206106

grün

1 Stück

3,95 /St.

Menge

EURO

NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR


MEG 860501


Erste-Hilfe Taschenmaske

1 Stück

6,95 /St.

faltbar, aus PVC, schützt den Ersthelfer während der lebensrettenden Atemspende, vermeidet den direkten Kontakt zwischen Patient und Helfer, schützt vor Erbrochenem und bietet eine optimale Atemkontrolle, mit anschmiegsamem Maskenwulst, mit verstellbarem Gummiband für einen optimalen Sitz, doppelter Schutz durch Einweg-Ventil im Mundstück und hydrophoben Bakterienfilter, mit Sauerstoffanschluss (Ø 6,4 mm) zur Verabreichung von Sauerstoff für atmende und nicht atmende Patienten, auch mit Beatmungsbeuteln und Beatmungsgeräten verwendbar, Maskenanschluss: Ø 15 mm

Lieferung inkl. Einwegventil, 2 Bakterienfilter, 2 Vinyl-Einmalhandschuhe, in praktischer Hartschalenbox (Maße: 130 x 106 x 48 mm)

**NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR**


AMB 000252226

Ambu® Res-Cue Taschenmaske Hardcase 1 Stück

12,00 /St.

bietet einen zuverlässigen Schutz für Ersthelfer bei der Beatmung und dichtet optimal ab, die Res-Cue Taschenmaske ist mit einem auswechselbaren Bakterienfilter ausgestattet und lässt sich auch bei niedrigen Temperaturen leicht entfalten, der transparente Dom dient der visuellen Überwachung des Patienten und das Gummiband sichert die Positionierung am Kopf des Patienten, verpackt in robuster Hartschalenbox



Menge

EURO

GEHÖRSCHUTZ

DMM 1100P

**3M****Gehörschutzstöpsel**

12 Pack

3,36 /Pack

konische Form, die vorzuformenden Stöpsel lassen sich einfach in den Gehörgang einsetzen und bieten einen hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz, der weiche, hypoallergene Polymerschäumstoff sorgt für geringen Druck im Gehörgang, Dämmwert SNR = 37 dB, die Gehörschutzstöpsel eignen sich besonders für konzentriertes Arbeiten am Schreibtisch wie beispielsweise im Studium, darüberhinaus sorgen sie für einen ruhigen, ungestörten Schlaf, paarweise hygienisch verpackt Pack = 2 Paar, VE = 12 Pack

GEHÖRSCHUTZ**WERO**

WEM 20444230

**Artifit Gehörschutzstöpsel**

1 Pack

1,78 /Pack

wiederverwendbar, bei kurzfristiger Gefährdung durch Lärm und für allgemeine Industrieanwendungen, Universalgröße, Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer), Farbe: orange, Dämmwerte: SNR 21 dB, H = 22 dB, M = 18 dB, L = 16 dB Pack = 1 Paar

WERO

WEM 20283098

WEM 20283099

Bilsom 303 Gehörschutzstöpsel

ideal für Umgebungen mit mittlerer / hoher Lärmbelastung in den folgenden Branchen: Chemie, Baugewerbe Behörden, verarbeitende Industrie, Medizin, städtische Betriebe, Pharmaindustrie, Transportwesen, Material: patentierter Polyurethanschäum, Farbe: gelb mit weißen Streifen, Dämmwerte: SNR 33 dB, H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB, Normung: EN 352-2:2002, paarweise eingeschweißt Box = 200 Paar

1 Box

40,30 /Box

1 Box

40,30 /Box**Gr. L****Gr. S**

Menge

EURO

NOTFALLHILFEN- UND ZUBEHÖR**Dräger**

mit der Fluchthaube können Menschen, die von einem Feuer überrascht werden, ihre Überlebenschancen deutlich erhöhen

DRA R59415

PARAT® 5510 Brandfluchthaube 1 Stück
mit CO P2 Filter, Lebensretter als Begleiter gegen plötzlich auftretende toxische Brandgase, Dämpfe und Partikel, große Sichtscheibe erleichtert Orientierung auf der Flucht, **einzelnd verpackt im Karton**, Maße: 9 x 19 x 13,5 cm (HxLxB)

160,00 /St.



DRA R59435

PARAT® 5530 Brandfluchthaube 1 Stück
mit CO P2 Filter, Lebensretter als Begleiter gegen plötzlich auftretende toxische Brandgase, Dämpfe und Partikel, große Sichtscheibe erleichtert Orientierung auf der Flucht, **einzelnd verpackt im Hard Case** (dieses bietet Schutz vor Staub und Spritzwasser), Maße: 24,1 x 14,3 x 10,7 cm (HxLxB)

181,00 /St.



Menge

EURO

FINGERSCHIENEN / FINGERVERBÄNDE

SÖHNGEN®

aluderm®-alufinger

gebrauchsfertig vorgeformter Stülpverband, Innenseite aluminiumbedampft, leicht anzuwenden, einfacher Verbandwechsel, mit Kunstleder-Fingerling fixieren, einzeln steril verpackt

SÖH 1003220	Fingerling einzeln in Peelpackung	1 Stück	0,73 /St.
SÖH 1003221	Set 1 = 1 aluderm® alufinger + 1 Kunstleder-Fingerling	1 Set	1,65 /Set
SÖH 1003222	Set 2 = 3 aluderm® alufinger + 1 Kunstleder-Fingerling	1 Set	2,87 /Set



miro

MIR 900010000	miro-tip Fingerfertigerverband zur Verbandfixierung, sofort einsatzbereit, aus nahtlos gewirktem Trikotschlauch in konfektionierter Standardgröße, hautfreundlich Pack = 50 Stück	1 Pack	23,15 /Pack
---------------	--	--------	--------------------



TRUSETAL 
VERBANDSTOFFWERK GMBH

Elastina® Salvadito Fingerverband, steril

universal, weich gepolsterter, medizinischer Fingerverband, einzeln verpackter, hygienischer Rundumschutz, Bandage aus schlauchförmigem Baumwollgewebe und aufgeschäumtem Polyurethan-Polster

TRU 70019	Pack = 2 Stück	1 Pack	4,44 /Pack
TRU 70480	Pack = 10 Stück	1 Pack	17,76 /Pack



DREIECKTUCH

megro®

MEG 820012	unsteril Non-Woven Material (aus 100 % Polypropylen), mit 2 Sicherheitsnadeln, weiß, DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm, zur Versorgung von Verletzungen, als Tragetuch bei Armverletzungen und als Notverband bei Kopfverletzungen einzusetzen. Das fest zusammengedrehte Tuch kann zum Abbinden einer verletzten Arterie verwendet werden	1 Stück	0,36 /St.
------------	--	---------	------------------



FINGERSCHIENEN / FINGERVERBÄNDE

Größe	Länge	Fingerumfang	Menge	Preis	
PKO 3000100	1	6,0 cm	4,5 cm	1 Stück	4,95 /St.
PKO 3000200	2	6,0 cm	5,0 cm	1 Stück	4,95 /St.
PKO 3000300	3	6,4 cm	5,5 cm	1 Stück	4,95 /St.
PKO 3000400	4	7,0 cm	6,0 cm	1 Stück	4,95 /St.
PKO 3000500	5	6,5 cm	6,5 cm	1 Stück	4,95 /St.
PKO 3000600	6	7,0 cm	7,5 cm	1 Stück	4,95 /St.
PKO 3000670	7	6,0 cm	8,0 cm	1 Stück	4,95 /St.

Cramer-Schiene


die Cramer-Schiene ist eine Leiterschiene und kann durch ihre hohe Biegsamkeit an alle Körperteile angepasst werden; vielfach Verwendung findet sie bei der Schienung der oberen und unteren Extremitäten



PKO 2240000	500 x 2 cm	1 Stück	39,90 /St.
PKO 2240001	500 x 4 cm	1 Stück	44,00 /St.
PKO 2240002	500 x 5 cm	1 Stück	47,00 /St.
PKO 2240003	500 x 6 cm	1 Stück	49,00 /St.
PKO 2240004	500 x 8 cm	1 Stück	51,00 /St.
PKO 2240005	500 x 10 cm	1 Stück	53,00 /St.
PKO 2240006	500 x 12 cm	1 Stück	59,00 /St.
PKO 2240007	500 x 15 cm	1 Stück	66,00 /St.

Böhler-Fingerschiene

durch den Aluminiumdraht sind die Fingerschienen röntgenfähig und individuell anpassbar; die Schienen mit Einkerbung bzw. Öse eignen sich besonders da, wo der Finger etwas gestreckt werden soll, weil der durch die Einkerbung (Öse) gezogene Verband nicht abrutschen kann



PKO 2710000	23 cm, rund	1 Stück	5,80 /St.
PKO 2710100	mit Kerbe	1 Stück	6,90 /St.
PKO 2710200	mit Öse	1 Stück	6,90 /St.



PKO 2710600	Schaumstoffpolster für PKO 2710000, 2710100 und 2710200; die Fingerschienen nach Böhler werden in das Polster hineingesteckt Pack = 5 Stück	1 Pack	8,00 /Pack
-------------	--	--------	-------------------

Menge

EURO

FINGERSCHIENEN / FINGERVERBÄNDE



Anwendungsbereiche:
Fingerspitzenverletzungen, Nagelbettverletzungen,
Strecksehnenabriss

MEG 184800

Fingerschienen-Sortimentbox 1 Box
enthält eine Zusammenstellung von 50 Fingerschienen, hautfarbenen, und 50 Klettbindern, sortiert nach Größe und Stückzahl:

- Gr. 0 = 5 Stck.
- Gr. 1 = 6 Stck.
- Gr. 2 = 7 Stck.
- Gr. 3 = 7 Stck.
- Gr. 3,5 = 6 Stck.
- Gr. 4 = 6 Stck.
- Gr. 5 = 4 Stck.
- Gr. 5,5 = 4 Stck.
- Gr. 6 = 3 Stck.
- Gr. 7 = 2 Stck.



209,00 /Box



Fingerschienen hautfarben

aus hochwertigem Polycarbonat, durch die natürliche Luftzirkulation ist das Problem des Feuchtigkeitstaus gelöst, so dass es nicht zu Hautmazerationen und Juckreiz kommen kann. Der distale Fingerbereich wird durch die Gitterfingerschiene geschützt. Sie hält das Fingergelenk in Extensionsstellung, behindert aber die Beweglichkeit des Interphalangeal-Gelenkes nicht
Pack = 5 Stück



Größe	Innenlänge ca.	Ø innen ca. (Interphalangeal-Gelenk)	
MEG 184000	0	43,5 mm	16,1 mm
MEG 184010	1	48,3 mm	19,0 mm
MEG 184020	2	50,0 mm	21,1 mm
MEG 184030	3	53,2 mm	23,8 mm
MEG 184035	3,5	55,0 mm	22,2 mm
MEG 184040	4	58,0 mm	24,0 mm
MEG 184050	5	57,3 mm	27,3 mm
MEG 184055	5,5	58,5 mm	26,1 mm
MEG 184060	6	60,0 mm	29,3 mm
MEG 184070	7	60,0 mm	31,4 mm

1 Pack

19,55 /Pack

MEG 184999

Klettverschlüsse, ca. 1,3 x 15 cm
fixiert wird die Schiene mittels eines Klettverschlusses durch die seitlichen Langschlitze oder mittels eines luftdurchlässigen Pflasters,
Pack = 25 Stück

1 Pack

10,50 /Pack



Menge

EURO

FIXIER-/ MULLBINDEN**miro****miro-haft fein**

kohäsive, elastische Binde zum Fixieren, Stützen und Entlasten, universeller Einsatzbereich, gut modellierbar, hautfreundlich, luftdurchlässig, feine Struktur, Latex-Punktbeschichtung

MIR 335040000	20 m x 4 cm	weiß	1 Stück	9,85 /St.
MIR 335060000	20 m x 6 cm	weiß	1 Stück	11,90 /St.
MIR 335080000	20 m x 8 cm	weiß	1 Stück	13,40 /St.
MIR 335100000	20 m x 10 cm	weiß	1 Stück	14,92 /St.
MIR 335120000	20 m x 12 cm	weiß	1 Stück	18,10 /St.
MIR 330060000	20 m x 6 cm	rot	1 Stück	11,90 /St.
MIR 330080000	20 m x 8 cm	rot	1 Stück	13,40 /St.
MIR 330100000	20 m x 10 cm	rot	1 Stück	14,92 /St.
MIR 337060000	20 m x 6 cm	blau	1 Stück	11,90 /St.
MIR 337080000	20 m x 8 cm	blau	1 Stück	13,40 /St.
MIR 337100000	20 m x 10 cm	blau	1 Stück	14,92 /St.

miro-haft krepp

kohäsive, elastische Binde zum Fixieren, Stützen und Entlasten, universeller Einsatzbereich, gut modellierbar, hautfreundlich, luftdurchlässig, gekreppte Struktur, Latex-Punktbeschichtung

MIR 635040000	20 m x 4 cm	weiß	1 Stück	9,75 /St.
MIR 635060000	20 m x 6 cm	weiß	1 Stück	11,35 /St.
MIR 635080000	20 m x 8 cm	weiß	1 Stück	12,88 /St.
MIR 635100000	20 m x 10 cm	weiß	1 Stück	14,35 /St.
MIR 635120000	20 m x 12 cm	weiß	1 Stück	16,95 /St.
MIR 630060000	20 m x 6 cm	rot	1 Stück	11,35 /St.
MIR 630080000	20 m x 8 cm	rot	1 Stück	12,88 /St.
MIR 630100000	20 m x 10 cm	rot	1 Stück	14,35 /St.
MIR 637060000	20 m x 6 cm	blau	1 Stück	11,35 /St.
MIR 637080000	20 m x 8 cm	blau	1 Stück	12,88 /St.
MIR 637100000	20 m x 10 cm	blau	1 Stück	14,35 /St.

miro-fixorip

reißbare kohäsive elastische Fixierbinde zum Fixieren, Stützen und Entlasten, luftdurchlässig, wasserabweisend, latexfrei, einzeln cellophaniert
Pack = 6 Stück

MIR 510050000	4,5 m x 5,0 cm	rot	1 Pack	29,40 /Pack
MIR 510080000	4,5 m x 7,5 cm	rot	1 Pack	36,30 /Pack
MIR 510100000	4,5 m x 10 cm	rot	1 Pack	44,70 /Pack
MIR 517020000	4,5 m x 2,5 cm	blau	1 Pack	23,90 /Pack
MIR 517050000	4,5 m x 5,0 cm	blau	1 Pack	29,40 /Pack
MIR 517080000	4,5 m x 7,5 cm	blau	1 Pack	36,30 /Pack
MIR 517100000	4,5 m x 10 cm	blau	1 Pack	44,70 /Pack
MIR 511050000	4,5 m x 5,0 cm	schwarz	1 Pack	29,40 /Pack

Menge

EURO

FIXIER-/ MULLBINDEN

miro

miro-mull glatt

elastische Mullbinde mit glatter Struktur, leichter Fixierverband, weiß, anschmiegsam

Pack = 20 Stück

MIR 334040000	4 m x 4 cm		1 Pack	12,56 /Pack
MIR 334060000	4 m x 6 cm		1 Pack	15,02 /Pack
MIR 334080000	4 m x 8 cm		1 Pack	16,43 /Pack
MIR 334100000	4 m x 10 cm		1 Pack	19,56 /Pack
MIR 334120000	4 m x 12 cm		1 Pack	24,94 /Pack



miro-mull A gekreppt

elastische Mullbinde mit gekreppter Struktur, leichter Fixierverband, weiß, anschmiegsam

Pack = 20 Stück

MIR 634040000	4 m x 4 cm		1 Pack	11,70 /Pack
MIR 634060000	4 m x 6 cm		1 Pack	12,30 /Pack
MIR 634080000	4 m x 8 cm		1 Pack	13,20 /Pack
MIR 634100000	4 m x 10 cm		1 Pack	16,60 /Pack
MIR 634120000	4 m x 12 cm		1 Pack	23,40 /Pack



FIXIER-/ MULLBINDEN



Mollelast® haft latexfrei

weiß, kohäsive, längselastische und quer dehnbare Fixierbinde (56 % Viskose, 44 % Polyamid, naturlatexfreier synthetischer Latex) mit Webkante, haftet auf sich selbst, gedehnt

LOH 33535	20 m x 4 cm		1 Stück	10,46 /St.
LOH 33536	20 m x 6 cm		1 Stück	11,36 /St.
LOH 33537	20 m x 8 cm		1 Stück	13,10 /St.
LOH 33538	20 m x 10 cm		1 Stück	14,58 /St.
LOH 33539	20 m x 12 cm		1 Stück	17,87 /St.



Mollelast® Fixierbinden

weiß, längselastische Fixierbinde (56% Viskose, 44% Polyamid), luftdurchlässig und griffig, faltenarm anzulegen, mit Webkanten

LOH 19410	4 m x 4 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	12,07 /Pack
LOH 34511	4 m x 6 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	12,45 /Pack
LOH 34512	4 m x 8 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	13,35 /Pack
LOH 34513	4 m x 10 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	16,85 /Pack
LOH 19414	4 m x 12 cm	Pack = 20 Stück	1 Pack	24,04 /Pack
LOH 19427	4 m x 6 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	55,17 /Pack
LOH 19428	4 m x 8 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	60,69 /Pack
LOH 19429	4 m x 10 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	76,17 /Pack



Menge

EURO

FIXIER-/ MULLBINDEN

BSN medical
an Essity company

Elastomull®

elastische Fixierbinde, latexfrei, weiß,
ohne Polypropylen

BSN 0209900	4 m x 4 cm	VE = 20 Binden	20 Binden	0,71 /Bi.
BSN 0210000	4 m x 6 cm	VE = 20 Binden	20 Binden	0,71 /Bi.
BSN 0210100	4 m x 8 cm	VE = 20 Binden	20 Binden	0,76 /Bi.
BSN 0210200	4 m x 10 cm	VE = 20 Binden	20 Binden	1,00 /Bi.
BSN 0210300	4 m x 12 cm	VE = 20 Binden	20 Binden	1,48 /Bi.
BSN 4525000	4 m x 4 cm	VE = 50 Binden	50 Binden	0,65 /Bi.
BSN 4525100	4 m x 6 cm	VE = 100 Binden	100 Binden	0,64 /Bi.
BSN 4525200	4 m x 8 cm	VE = 100 Binden	100 Binden	0,66 /Bi.
BSN 4525300	4 m x 10 cm	VE = 50 Binden	50 Binden	0,86 /Bi.

**Elastomull® haft**

kohäsive, elastische Fixierbinde, latexfrei, weiß

BSN 4547600	20 m x 6 cm		1 Binde	12,96 /Bi.
BSN 4547700	20 m x 8 cm		1 Binde	14,94 /Bi.
BSN 4547800	20 m x 10 cm		1 Binde	16,62 /Bi.
		VE = 6 Binden		
BSN 4724600	20 m x 6 cm		6 Binden	12,32 /Bi.
BSN 4724900	20 m x 8 cm		6 Binden	14,21 /Bi.
BSN 4730300	20 m x 10 cm		6 Binden	15,74 /Bi.

Elastomull® haft color

kohäsive, elastische Fixierbinde, latexfrei

BSN 4537100	20 m x 6 cm	blau	1 Binde	13,55 /Bi.
BSN 4537200	20 m x 8 cm	blau	1 Binde	15,54 /Bi.
BSN 4537300	20 m x 10 cm	blau	1 Binde	17,32 /Bi.
BSN 4537400	20 m x 6 cm	rot	1 Binde	13,55 /Bi.
BSN 4537500	20 m x 8 cm	rot	1 Binde	15,54 /Bi.
BSN 4537600	20 m x 10 cm	rot	1 Binde	17,32 /Bi.



Menge

EURO

FIXIER-/ MULLBINDEN



ELASTUS®-active

latexfreie, kohäsive, elastische Binde als Stütz- und Entlastungsverband. Atmungsaktiv, wasserabweisend, passt sich dem wechselnden Druck der Gefäße an, 3-lagig, hypoallergener Polyacrylat-Kleber Material: Polypropylen Kraton®, patentiertes Verfahren

Farbmix: blau, rot, gelb, dunkelgrün, weiß



Pink nicht im Farbmix enthalten

		Karton			
MOS 72000	4,6 m x 2,5 cm	48 Binden	1 Karton	165,60 /Kart.	
MOS 72001	4,6 m x 5,0 cm	24 Binden	1 Karton	103,20 /Kart.	
MOS 72021	4,6 m x 7,5 cm	24 Binden	1 Karton	121,20 /Kart.	
MOS 72041	4,6 m x 10,0 cm	24 Binden	1 Karton	130,80 /Kart.	
MOS 72061	4,6 m x 15,0 cm	12 Binden	1 Karton	96,00 /Kart.	

ELASTUS®-Komprefix

latexfreie, kohäsive, elastische Binde mit einem messbaren Kompressionsdruck der Klasse 1, einsetzbar als Kompressionsverband sowie als Stütz- und Entlastungsverband, wasser- und schmutzabweisend, atmungsaktiv, Material: 84 % Polypropylen, 16 % Elastan, synthetischer Polymer-Kleber, non-woven (elastisches Vlies), 2-lagig
Pack = 20 Stück



MOS 72090	4,5 m x 7,6 cm	weiß	1 Pack	88,00 /Pack
MOS 72091	4,5 m x 7,6 cm	blau	1 Pack	88,00 /Pack
MOS 72095	4,5 m x 10,0 cm	weiß	1 Pack	94,00 /Pack
MOS 72096	4,5 m x 10,0 cm	blau	1 Pack	94,00 /Pack

FIXIER-/ MULLBINDEN

Beiersdorf

BDF 48656	Hansaplast Cohesive Bandage	1 Stück	2,12 /St.
	blau, 4 m x 6 cm, zur Fixierung von Verbänden und Wundauflagen, auch zur Unterstützung von Gelenken geeignet, selbsthaftend, atmungsaktiv und wasserabweisend		



BDF 48658	Hansaplast Fixierbinde	15 Stück	0,55 /St.
	weiß, 4 m x 8 cm, sanfter und luftdurchlässiger Schutz, sichere Fixierung von Kompressen VE = 15 Stück		



Menge

EURO

FIXIER-/ MULLBINDEN**Peha-crepp®**

superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil, gedehnt, gekräuselte Webstruktur

Pack = 20 Stück

HAP 303310	4 m x 4 cm	1 Pack	9,88 /Pack
HAP 303311	4 m x 6 cm	1 Pack	10,27 /Pack
HAP 303312	4 m x 8 cm	1 Pack	11,77 /Pack
HAP 303313	4 m x 10 cm	1 Pack	14,00 /Pack
HAP 303314	4 m x 12 cm	1 Pack	19,83 /Pack

Peha-haft®

kohäsive, elastische Fixierbinde mit zweifachem Hafteffekt

HAP 932441	4 m x 4 cm	1 Stück	2,19 /St.
HAP 932442	4 m x 6 cm	1 Stück	2,41 /St.
HAP 932443	4 m x 8 cm	1 Stück	2,76 /St.
HAP 932444	4 m x 10 cm	1 Stück	3,19 /St.
HAP 932445	4 m x 12 cm	1 Stück	3,68 /St.
HAP 932452	4 m x 2,5 cm	Pack = 8 Stück	15,89 /Pack
HAP 932446	20 m x 4 cm	1 Stück	9,70 /St.
HAP 932447	20 m x 6 cm	1 Stück	10,77 /St.
HAP 932448	20 m x 8 cm	1 Stück	12,25 /St.
HAP 932449	20 m x 10 cm	1 Stück	13,74 /St.
HAP 932450	20 m x 12 cm	1 Stück	16,55 /St.
HAP 932476	20 m x 6 cm	Pack = 8 Stück	84,79 /Pack
HAP 932477	20 m x 8 cm	Pack = 8 Stück	94,46 /Pack
HAP 932478	20 m x 10 cm	Pack = 8 Stück	104,40 /Pack

B | BRAUN**Askina® Elast fine**

elastische Mullbinden DIN 61634, mit Webkante, ca. 4 m gedehnt, 54 % Polyamid, 46 % Viskose

lose im Karton

PET 9046046	4 cm breit	Pack = 20 Binden	1 Pack	10,40 /Pack
PET 9046062	6 cm breit	Pack = 20 Binden	1 Pack	10,95 /Pack
PET 9046089	8 cm breit	Pack = 20 Binden	1 Pack	12,10 /Pack
PET 9046100	10 cm breit	Pack = 20 Binden	1 Pack	14,75 /Pack
PET 9046127	12 cm breit	Pack = 20 Binden	1 Pack	20,60 /Pack

**BLU GRIP® Fixierbinde**

blaue, kohäsive Fixierbinde, längselastisch und quer reißbar, für leichte Kompressionsverbände, zum Entlasten bei Prellungen und Verstauchungen, sowie als Überzug bei Gipsverbänden, aus 99 % Baumwolle, 1 % Gummifäden, ca. 60 % dehnbar

TRU 70502	4,5 m x 4 cm	1 Stück	3,54 /St.
TRU 70503	4,5 m x 6 cm	1 Stück	4,71 /St.
TRU 70504	4,5 m x 8 cm	1 Stück	5,96 /St.

Menge

EURO

AUGENKLAPPE

SÖHNGEN®

SÖH 1010022

hautfarben

1 Stück

1,59 /St.

leicht gewölbte, feste Ausführung, mit Gummiband



VERBANDMULL



Verbandmull

EN 14079, 80 cm breit, in Zickzack-Lagen auf 10 cm Breite gelegt und als Meterware in Stücken zu 40 m Pack = 1 Stück

HAP 206402
HAP 206403
HAP 206405
HAP 206406
HAP 206407

1 m
2 m
5 m
10 m
40 m

1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack

2,88 /Pack
5,12 /Pack
11,86 /Pack
22,76 /Pack
72,97 /Pack



KANÜLEN-FIXIERPFLASTER



Cosmopor® I.V.

1 Pack

36,71 /Pack

HAP 900805

8 x 6 cm, selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen, zusätzliches, separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle, hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber
Pack = 50 Stück



Curafix® i.v. classic

1 Pack

5,61 /Pack

LOH 30102

2,5 x 12,5 cm, hautfarben, aus 100% Viskose, zur Befestigung aller marktüblichen Infusionskanülen und -schläuche, mit kreisförmiger Ausstanzung, zentral geschlitzt
Pack = 20 Stück



Curafix® i.v. control

1 Pack

59,56 /Pack

LOH 30200

9 x 6 cm, weiß, steril, mit Lochstanzung und abgerundeten Ecken zur Fixierung aller gängigen peripheren, venösen und arteriellen Verweilkanülen, mittige Schlitzung, mit Sichtfenster, keim- und bakteriendicht, mit Polsterkissen, latexfreie Vliesstoff-Folienlamination
Pack = 50 Stück



Menge

EURO

KANÜLEN-FIXIERPFLASTER

SMN 66047717

Smith+Nephew

Applica™ I.V.100 Kanülenfixierpflaster 1 Pack
ca. 8 x 6 cm, Vliesstoff-Kanülenfixierung mit integriertem Wundpad, steril, hautfreundlicher Acrylat-Kleber, einfach und rückstandsfrei entfernbar, atmungsaktiv, sichere Fixierung der gesamten Kanüle, zusätzliches Wundpad kann zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers genutzt werden
Pack = 50 Stück

80,13 /Pack

TRU 70035

TRUSETAL 
VERBANDSTOFFWERK GMBH

Steriblock® Veno Kanülenfixierpflaster 1 Pack
steriles, einzeln eingeschweißtes Spezialpflaster zur Fixierung von Venenverweilkanülen, Butterfly-Kanülen und Drainagen, weißes, luftiges Vlies mit zentralem Wundkissen und ausgestanzter Schlitzung, hoher Tragekomfort, mit lösungsfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber
Pack = 50 Stück

44,49 /Pack

SÖH 1009114

SÖHNGEN®

aluderm®-aluplast Braunülenpflaster 1 Pack
ca. 8 x 6 cm, schmerzfreie Lagerung der Kanüle bei Dauer- und Kurzzeitinfusionen, Hautreizungen und allergische Reaktionen um die Einstichstelle können vermieden werden, aluminiumbedampftes aluderm®-Wundkissen, besonders hautfreundliches Trägervlies, rundum klebend, gebrauchsfertig geschlitzt, einzeln eingesiegelt, EO-sterilisiert
Pack = 20 Stück

6,95 /Pack

SÖH 1009360

INJEKTIONSPFLASTER**SÖHNGEN®**

aluderm®-aluplast Injektionspflaster 1 Pack
ca. 4 x 2 cm, zur Wundversorgung nach Injektionen, Infusionen und Blutentnahmen, aluderm® Wundkissen, aluminiumbedampft, keine allergischen Reaktionen, elastisches Trägermaterial
Pack = 200 Stück

8,95 /Pack

Menge EURO

INJEKTIONSPFLASTER



BSN 7929705

Leukoplast® Soft

4 x 1,9 cm, hautfarben, in Faltschachtel, für die empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Körperkonturen an
Pack = 100 Strips

1 Pack

9,92 /Pack



BSN 7929903

Leukoplast® Universal

4 x 1,9 cm, hautfarben, in Faltschachtel, für Verletzungen unter feuchten oder schmutzigen Bedingungen, wasser- und schmutzabweisend, hautfreundlich, atmungsaktiv
Pack = 100 Strips

1 Pack

9,29 /Pack



BSN 7645026

Leukoplast® soft white Injektionspflaster

4 x 1,9 cm, weiß, hautfreundlich, Pflaster in Faltschachtel, fertig zugeschnitten, lose geschüttet
Pack = 500 Strips

1 Pack

25,62 /Pack



INJEKTIONSPFLASTER



Injection Strip Injektionspflaster

von der Rolle, in der praktischen Spenderbox zum Abreißen, luftdurchlässig, aus weichem Bambusvlies, zur Wundversorgung und zum Schutz nach der Injektion, lösungsmittelfreier, hypoallergener Hotmelt-Kleber, rundum klebend
Maße: 1,8 x 3,9 cm, Pack = 100 Stück

TRU 70481

color Marienkäfer

1 Pack

8,09 /Pack

TRU 70477

color spooky leuchtet im Dunkeln

1 Pack

8,09 /Pack

TRU 70425

weiß

1 Pack

8,09 /Pack



INJEKTIONSPFLASTER**miro****miro-stripe**

Injektionspflaster zur Wundabdeckung nach Injektionen, mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber, hautfarben, mit Wundkomresse, fertig konfektioniert in Entnahmebox

MIR 171010000	1 x 4 cm	Pack = 400 Stück	1 Pack	15,50 /Pack
MIR 171020000	2 x 6 cm	Pack = 200 Stück	1 Pack	15,50 /Pack

miro-kidstripe

Injektionspflaster für Kinder, zur Wundabdeckung nach Injektionen, mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber, mit Wundkomresse, in zwei verschiedenen Größen, fertig konfektioniert in Entnahmebox

MIR 171030000	Pack = 20 Stück	12 Stück (7,2 x 1,9 cm)	1 Pack	3,72 /Pack
		8 Stück (6,3 x 1,9 cm)		

miro-stripe „T“

textiles Injektionspflaster zur Wundabdeckung nach Injektionen mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber, mit Wundkomresse, hautfarben, fertig konfektioniert in Entnahmebox
Pack = 500 Stück

MIR 170010000	2 x 4 cm		1 Pack	26,50 /Pack
MIR 170020000	2 x 6 cm		1 Pack	35,70 /Pack

MIR 173030000	miro-stripe sensitiv		1 Pack	17,90 /Pack
	2 x 4 cm, Injektionspflaster zur Wundabdeckung aus weichem non-woven Vlies, mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber, mit Wundkomresse, weiß, anschmiegsam, als Rollenware, einzeln abreißbar, in Spenderbox Pack = 250 Stück			

INJEKTIONSPFLASTER

LOH 30625	Curaplast® Injektionspflaster Sensitive , 2 x 4 cm, hautfarben, Pflasterzuschnitte von der Rolle, zur schnellen und leichteren Handhabung bei Blutuntersuchungen, Injektionen, usw. Pack = 250 Stück	1 Pack	20,11 /Pack
-----------	--	--------	--------------------



INJEKTIONSPFLASTER

Menge

EURO

Beiersdorf

BDF 48741

Hansaplast Soft Injektionspflaster
4 x 1,9 cm, hautfarben, Pflaster auf der Rolle in Faltschachtel, hautfreundlich und luftdurchlässig
Pack = 100 Strips

1 Pack

9,40 /Pack



BDF 48694

Hansaplast Universal Water Resistant Injektionspflaster
4 x 1,9 cm, hautfarben, zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen, wasser- und schmutzabweisend, widerstandsfähiges Material
Pack = 100 Stück

1 Pack

8,80 /Pack



BDF 48702

Hansaplast Sensitive Injektionspflaster
4 x 1,9 cm, weiß, für empfindliche Haut, hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt), schmerzlos zu entfernen, für Diabetiker geeignet, Pack = 100 Stück

1 Pack

9,35 /Pack



VERBANDTÜCHER

SÖHNGEN®

aluderm®-Verbandtücher

aluminiumbedampft, starke Sauglage, einzeln steril verpackt

SÖH 1003204

ca. 40 x 60 cm

1 Stück

3,05 /St.

SÖH 1003205

ca. 60 x 80 cm

1 Stück

4,31 /St.

SÖH 1003206

ca. 80 x 120 cm

1 Stück

7,29 /St.



Menge

EURO

PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR

plum

QuickFix Pflasterspender, gefüllt

23 x 13,5 x 3 cm, inkl. Befestigungsmaterial, aus Kunststoff, einfache und leichte Anwendung mit einer Hand, Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst, hygienisch durch einzeln verpackte Pflasterstrips, Spender mit verschiedenen Pflastertypen befüllbar

**QuickFix Pflasterspender**

mit Pflastern 7,2 x 2,5 cm
inkl. 2 Nachfüllpacks

PLU 5501	mit 90 wasserfesten Pflastern	1 Stück	21,30 /St.
PLU 5502	mit 90 elastischen Pflastern	1 Stück	23,15 /St.
PLU 5503	mit 90 detectable Pflastern	1 Stück	29,35 /St.
PLU 5505	mit 90 Alu Pflastern	1 Stück	27,40 /St.
PLU 5506	mit 90 Aloe Vera Pflastern	1 Stück	24,40 /St.
PLU 5510	mit 90 Blood Stopper Pflastern	1 Stück	24,80 /St.



QuickFix Pflasterspender
mit 90 detectable Pflastern

Nachfüllpacks für**QuickFix und QuickFix UNO Pflasterspender**

PLU 5511	45 wasserfeste Pflaster 7,2 x 2,5 cm hautfreundlich und luftdurchlässig	1 Stück	5,50 /St.
PLU 5512	45 elastische Pflaster 7,2 x 2,5 cm atmungsaktiv und anschmiegsam	1 Stück	6,45 /St.
PLU 5513	45 detectable Pflaster 7,2 x 2,5 cm mit integriertem Metallstreifen für Lebensmittelindustrie, Küchen etc.	1 Stück	9,25 /St.
PLU 5514	45 Aloe Vera Pflaster 7,2 x 2,5 cm feuchtigkeitsspendend und hautschonend	1 Stück	6,95 /St.
PLU 5515	45 Alu Pflaster 7,2 x 2,5 cm mit mikronisierter Aluminium-Wundauflage	1 Stück	8,45 /St.
PLU 5516	45 Blood Stopper Pflaster 7,2 x 2,5 cm mit blutstillender Wirkung	1 Stück	7,25 /St.

**QuickFix UNO Pflasterspender**

Pflasterspender inkl. 45 Pflasterstrips elastic (7,2 x 2,5 cm), die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind, die Pflaster sind besonders atmungsaktiv

PLU 5531	transparent	1 Stück	12,90 /St.
PLU 5532	weiß	1 Stück	14,90 /St.



Menge

EURO

PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR

plum

QuickFix Pflasterspender

mit Fingerverbänden 12 x 2 cm
inkl. 2 Nachfüllpacks

PLU 5528	mit 60 elastischen Fingerverbänden	1 Stück	24,35 /St.
PLU 5529	mit 60 detectable Fingerverbänden	1 Stück	30,50 /St.



Nachfüllpacks für QuickFix und QuickFix UNO Pflasterspender

PLU 5508	Stück = 30 elastische Fingerverbände atmungsaktiv und anschmiegsam, elastic long, 12 x 2 cm	1 Stück	7,25 /St.
PLU 5509	Stück = 30 detectable Fingerverbände mit integriertem Metallstreifen für Lebensmittelindustrie, Küchen etc., detectable long, 12 x 2 cm	1 Stück	9,80 /St.



PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR

SÖHNGEN®

aluderm®-aluplast Pflasterspender, gefüllt

bietet stets eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung, eine bedarfsgerechte Entnahme und einfaches Nachfüllen von Wundpflastern, ca. 16 x 12,2 x 5,7 cm, ABS-Kunststoff orange, inkl. Wandhalterung und Befestigungssatz, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach

SÖH 1009910	Pflasterspender Erwachsene Inhalt: 115 aluderm®-aluplast Wundpflaster, elastisch, in fünf verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten sowie Miniblock Notfallversorgungs- nachweis	1 Stück	20,15 /St.
-------------	--	---------	-------------------



SÖH 1009920	Pflasterspender Kinder Inhalt: 115 Wundpflaster, Miniblock Notfall- versorgungsnachweis, Schere ca. 10 cm lang	1 Stück	18,20 /St.
-------------	--	---------	-------------------



		Menge	EURO
<u>PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR</u>			
	CED 51011006	 Cederroth Wound Care Dispenser	1 Stück 73,82 /St.
		leicht zugänglich und gut organisiert, für alle Arbeitsplätze, die eine Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station benötigen und an denen es häufig zu kleineren Wunden kommt Abmessungen: L 203 x B 306 x H 155 mm Inhalt: 40 Salvequick® Wundreiniger, 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m, 40 Salvequick® Textilpflaster, 45 Salvequick® wasserabweisende Pflaster, 21 Salvequick® Textilpflaster, 1 Spezialschlüssel	
	CED 490700	Salvequick® Pflasterspender	1 Stück 26,42 /St.
		Inhalt: 40 Textilpflaster und 45 wasserabweisende Pflaster, 1 Schlüssel. Die Pflaster werden nach unten herausgezogen, um zu vermeiden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden Abmessungen: B 23 x H 12 x T 5,5 cm	
	CED 6444	Salvequick® Textilpflaster	1 Stück 6,75 /St.
		Pflaster-Nachfüllpackung, Inhalt: 40 Pflaster (24 St. 72 x 19 mm und 16 St. 72 x 25 mm)	
	CED 6036	Salvequick® wasserabweisende Pflaster	1 Stück 5,68 /St.
		Pflaster-Nachfüllpackung, Inhalt: 45 Pflaster (27 St. 72 x 19 mm und 18 St. 72 x 25 mm)	
	CED 51011010 CED 51011011	Cederroth Soft Foam Bandage Blue	1 Pack 12,52 /Pack
		selbstklebendes, klebstoffreies Pflaster geeignet für kleinere Wunden, haftet nicht an der Wunde oder an der Haut, latexfrei. Kälte, Nässe oder Trockenheit können der Bandage (Pflaster) nichts anhaben, löst sich auch nicht im Wasser	1 Pack 6,82 /Pack
		4,5 m x 6 cm	
		2,0 m x 6 cm	

Menge

EURO

AUGENVERBÄNDE

TRUSETAL 
VERBANDSTOFFWERK GMBH

TRU 70108

Ortolux® large

1 Pack

43,50 /Pack

steriler, ergonomischer Augenverband mit transparenter, bruchfester Schale, hypoallergen durch hochverträgliche Klebermasse (Hotmelt-Kleber), insbesondere geeignet zur Schaffung einer feuchten Kammer bei Lagophthalmus und nach LASIK-Eingriffen, der Verband ermöglicht ein großes Gesichtsfeld, Schale ca. 5,6 x 3,7 cm, Kleberand ca. 2,2 cm, nasal 3,5 cm
Pack = 20 Stück



TRU 70138

Ortolux® Air large

1 Pack

44,80 /Pack

steriler, ergonomischer Augenverband mit peripherer Lochung für eine angenehme Belüftung des Auges, ohne Gesichtsfeldbeeinträchtigung, besonders geeignet zum postoperativen Einsatz nach Kataraktoperation und zum mechanischen Schutz des Auges, Schale ca. 5,6 x 3,7 cm, Kleberand ca. 2,2 cm, nasal 3,5 cm
Pack = 20 Stück



TRU 70119

Optomed®

1 Pack

11,90 /Pack

selbstklebende, sterile Augenkomresse, anschmiegsames und luftdurchlässiges Vlies mit dicker Wundauflage und einem hochverträglichen Hotmelt-Kleber, geeignet für die schnelle und saubere Wundversorgung in der Praxis und Klinik oder für die Nachsorge durch den Patienten zu Hause, auch zur Gesichtfeldprüfung verwendbar, Abmessungen: 9,6 x 6,6 cm
Pack = 25 Stück



TRU 70025

Optomed® oval

1 Pack

26,27 /Pack

steriler, einzeln eingeschweißter, ovaler Wundverband, extrem dicke und saugfähige Wundauflage, die ovale Form bietet enorme Vorzüge bei der Fixierung in anatomisch schwierigen Bereichen, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber, Abmessungen: 9,6 x 6,5 cm
Pack = 50 Stück



Menge

EURO

FIXIERPFLASTER /-VLIES**Rollpore® Heftpflaster**

weiß, aus Viskose, zur schnellen und sicheren Fixierung von Kompressen und Druckentlastungen jeder Art und Größe. Die Rollenpflaster sind selbstklebend, atmungsaktiv und allergikerggeeignet. Für normale bis sehr empfindliche Haut, sehr anschmiegsam, leicht reißbar, geringe Belastungshaftbarkeit, für häufige Verbandwechsel geeignet



TRU 70391
TRU 70392
TRU 70393

9,14 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen	1 Pack
9,14 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen	1 Pack
9,14 m x 5 cm	Pack = 6 Rollen	1 Pack

37,67 /Pack
43,17 /Pack
38,98 /Pack

Rollsilk® Heftpflaster

weiß, aus Acetatfaser (Kunstseide), zur schnellen und sicheren Fixierung von Kompressen oder Druckentlastungen jeder Art und Größe. Die Rollenpflaster sind selbstklebend, atmungsaktiv und allergikerggeeignet. Für normale bis sehr empfindliche Haut, wasserabweisend, längs und quer reißbar, mittlere Belastungshaftbarkeit



TRU 70394
TRU 70395
TRU 70396

9,14 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen	1 Pack
9,14 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen	1 Pack
9,14 m x 5 cm	Pack = 6 Rollen	1 Pack

40,36 /Pack
44,67 /Pack
40,42 /Pack

Rollstick® Heftpflaster

transparent, aus Polyethylen, zur schnellen und sicheren Fixierung von Kompressen oder Druckentlastungen jeder Art und Größe. Die Rollenpflaster sind selbstklebend, atmungsaktiv und allergikerggeeignet. Für normale bis empfindliche Haut, längs und quer reißbar, ermöglicht Begutachtung der Haut, mittlere Belastungshaftbarkeit



TRU 70066
TRU 70401

9,14 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen	1 Pack
9,14 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen	1 Pack

37,61 /Pack
44,23 /Pack



TRU 70427

Rollflex® color Fixiervlies

1 Rolle

20,83 /Ro.

10 m x 10 cm, buntes, mono-elastisches Fixiervlies, ideal zum Fixieren von Schläuchen, Drainagen, Sonden und zur sekundären Wundabdeckung, besonders hautverträglich durch lösungsmittelfreien, hypoallergenen Hotmelt-Kleber

Menge

EURO

FIXIERPFLASTER /-VLIES

Beiersdorf

Hansaplast vollflächige Fixierung

zur Fixierung von Wundauflagen und Kompressen, besonders flexibel und dehnbar, atmungsaktiv, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

BDF 48664
BDF 48762

2 m x 10 cm
10 m x 10 cm

1 Rolle
1 Rolle

5,73 /Ro.
23,95 /Ro.



Hansaplast Fixierpflaster Classic

für Schub, geeignet zur einfachen und sicheren Fixierung von Verbänden. Es bietet eine starke Klebkraft und ist von Hand reißbar

VE = 10 Rollen

BDF 48666
BDF 48667

5 m x 1,25 cm
5 m x 2,50 cm

10 Rollen
10 Rollen

2,15 /Ro.
3,25 /Ro.



Hansaplast Fixierpflaster Sensitive

für Schub, geeignet zur einfachen und sicheren Fixierung von Verbänden. Das hypoallergene Fixierpflaster ist besonders für empfindliche und sensible Haut geeignet. Das Fixierpflaster ist von Hand reißbar


VE = 10 Rollen

BDF 48668
BDF 48669

5 m x 1,25 cm
5 m x 2,50 cm

10 Rollen
10 Rollen

2,25 /Ro.
3,45 /Ro.



Menge

EURO

FIXIERPFLASTER /-VLIES**miro****miro-silikon tape**

Fixierpflaster mit Silikonkleber zur Fixierung von Kanülen, Kathetern, Sonden und Verbänden, speziell für Patienten mit empfindlicher Haut, mit Silikonkleber, leicht reißbar durch Perforation, beschreibbar

MIR 500020000	3,0 m x 2 cm	1 Rolle	14,20 /Ro.
MIR 500040000	1,5 m x 4 cm	1 Rolle	14,20 /Ro.

**miro-stretch**

Fixiervlies zur Fixierung von Kompressen und Verbänden, vollflächig klebendes, elastisches Fixiervlies, idealer Sitz an schwierigen Gelenkstellen, hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber, atmungsaktiv, weiß

MIR 170050000	10 m x 5 cm	1 Rolle	12,72 /Ro.
MIR 170100000	10 m x 10 cm	1 Rolle	22,03 /Ro.
MIR 170150000	10 m x 15 cm	1 Rolle	30,95 /Ro.
MIR 170200000	10 m x 20 cm	1 Rolle	39,50 /Ro.
MIR 170300000	10 m x 30 cm	1 Rolle	56,59 /Ro.

FOLIENVERBAND**miro****miro-stretch transparent**

Folienverband zur Fixierung von Kompressen und Verbänden, vollflächig klebender, transparenter Folienverband, idealer Sitz an schwierigen Gelenkstellen, hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber, atmungsaktiv, wasserfest

MIR 171050000	10 m x 5 cm	1 Rolle	20,65 /Ro.
MIR 171100000	10 m x 10 cm	1 Rolle	38,24 /Ro.
MIR 171150000	10 m x 15 cm	1 Rolle	56,82 /Ro.



Menge

EURO

FIXIERPFLASTER /VLIES

miro

miro-derm

Rollenpflaster aus unelastischem Baumwollgewebe zur Verbandfixierung, sehr zugfest, hohe Haftkraft durch Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, hautfarben, atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig, leicht reißbar durch gezackten Rand, beschreibbar

MIR 581250000	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen	1 Pack	35,64 /Pack
MIR 582500000	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen	1 Pack	37,44 /Pack
MIR 585000000	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen	1 Pack	34,38 /Pack



miro-silk

Rollenpflaster aus Zellulose-Acetat zur Fixierung von Verbänden, Kanülen, Sonden und Kompressen, weiß, hautfreundlicher Acrylatkleber, leicht reißbar durch gezackten Rand, beschreibbar

MIR 501250000	5,0 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen	1 Pack	39,60 /Pack
MIR 502500000	5,0 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen	1 Pack	46,20 /Pack
MIR 505000000	5,0 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen	1 Pack	40,35 /Pack
MIR 921250000	9,1 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen	1 Pack	43,90 /Pack
MIR 922500000	9,1 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen	1 Pack	56,40 /Pack
MIR 925000000	9,1 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen	1 Pack	56,58 /Pack



miro-pore

Rollenpflaster aus hautfreundlichem Vlies zur Fixierung von Verbänden, Kanülen, Kompressen und Sonden, weiß, hautfreundlicher Polyacrylatkleber, leicht reißbar, beschreibbar, blaue Anfangsmarkierung

MIR 051250000	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen	1 Pack	39,96 /Pack
MIR 052500000	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen	1 Pack	43,56 /Pack
MIR 055000000	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen	1 Pack	43,33 /Pack



miro-clearfix

Rollenpflaster aus Polyethylenfolie zur Fixierung von Verbänden, Kanülen, Kathetern und Sonden, transparent, hautfreundlicher Polyacrylatkleber, perforiert, längs, quer und mittig reißbar, beschreibbar

MIR 531250000	5 m x 1,25 cm	Pack = 18 Rollen	1 Pack	39,24 /Pack
MIR 532500000	5 m x 2,50 cm	Pack = 12 Rollen	1 Pack	44,76 /Pack
MIR 535000000	5 m x 5,00 cm	Pack = 6 Rollen	1 Pack	40,75 /Pack



Menge

EURO

FIXIERPFLASTER /-VLIES

BSN medical
an Essity company

Fixomull® transparent

wasser- und keimdichte Klebefolie, zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittenem Abdeckpapier

BSN 7221700	2 m x 10 cm	1 Rolle	14,38 /Ro.
BSN 7221600	10 m x 5 cm	1 Rolle	25,83 /Ro.
BSN 7221601	10 m x 10 cm	1 Rolle	47,78 /Ro.
BSN 7221602	10 m x 15 cm	1 Rolle	70,95 /Ro.

**Fixomull® stretch**

luftdurchlässiges Klebevlies, zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittenem Abdeckpapier

BSN 0908500	10 m x 10 cm	1 Rolle	27,69 /Ro.
BSN 0908600	10 m x 15 cm	1 Rolle	38,87 /Ro.
BSN 0908700	10 m x 20 cm	1 Rolle	52,98 /Ro.

**Fixomull® skin sensitive**

Klebemull zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittener Abdeckfolie

BSN 7996501	5,0 m x 5,0 cm	1 Rolle	22,17 /Ro.
BSN 7996502	5,0 m x 10,0 cm	1 Rolle	43,01 /Ro.
BSN 7996503	5,0 m x 15,0 cm	1 Rolle	64,08 /Ro.
BSN 7996504	2,0 m x 10,0 cm	1 Rolle	18,73 /Ro.

PFLASTERABROLLER


MEG 543601	Pflasterabroller transparent	1 Stück	5,84 /St.
------------	-------------------------------------	---------	------------------

mit Sicherheitsklinge, für bis zu 9,2 m lange und bis zu 2,5 cm breite Rollenpflaster, **Material:** SAN, PP, **Klinge:** Edelstahl, für die Wand- oder Tischmontage geeignet: das doppelseitige PE Schaumstoff-Klebeband ermöglicht auf sauberer und gerader Oberfläche ein bequemes, einhändiges Bedienen, Maße ca. (LxBxH): 12,5 x 5 x 8 cm

FIXIERPFLASTER /-VLIES

Menge

EURO



Leukosilk®

Rollenpflaster aus weißer Acetatseide für empfindliche Haut

BSN	Abmessungen	VE	Menge	Preis /Ro.
BSN 0103100	5,0 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen	24 Rollen	2,65 /Ro.
BSN 0103200	5,0 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen	12 Rollen	4,49 /Ro.
BSN 0103400	5,0 m x 5 cm	VE = 6 Rollen	6 Rollen	8,25 /Ro.
BSN 0956600	9,2 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen	24 Rollen	2,96 /Ro.
BSN 0956700	9,2 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen	12 Rollen	5,85 /Ro.
BSN 0956900	9,2 m x 5 cm	VE = 6 Rollen	6 Rollen	11,67 /Ro.



Leukoplast®

Rollenpflaster aus Zellwollgewebe, hautfarben, für normale Haut

BSN	Abmessungen	VE	Menge	Preis /Ro.
BSN 0153100	5,0 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen	24 Rollen	2,32 /Ro.
BSN 0153200	5,0 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen	12 Rollen	3,44 /Ro.
BSN 0153400	5,0 m x 5 cm	VE = 6 Rollen	6 Rollen	6,36 /Ro.
BSN 0153600	9,2 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen	24 Rollen	2,78 /Ro.
BSN 0153700	9,2 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen	12 Rollen	5,56 /Ro.
BSN 0153900	9,2 m x 5 cm	VE = 6 Rollen	6 Rollen	11,06 /Ro.



Leukoplast® Skin Sensitive

Rollenpflaster aus weißer Acetatseide, zur Fixierung auf besonders empfindlicher Haut

BSN	Abmessungen	VE	Menge	Preis /Ro.
BSN 7617300	2,6 m x 1,25 cm	VE = 24 Rollen	24 Rollen	3,40 /Ro.
BSN 7617301	2,6 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen	12 Rollen	4,90 /Ro.
BSN 7617306	1,0 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen	12 Rollen	2,40 /Ro.
BSN 7617500	2,6 m x 2,50 cm	VE = 12 Rollen	12 Rollen	4,50 /Ro.



Menge

EURO

FIXIERPFLASTER /-VLIES**SÖHNGEN®****SÖHNGEN®-Silk**

Heftpflaster aus weißem Taftgewebe, längs- und quer reißbar, hautverträglich, hoch zugfest, luftdurchlässig, schmerzlos zu entfernen, beschriftbar

SÖH 1009132	ca. 5,0 m x 1,25 cm	mit Schutzring	1 Stück	1,37 /St.
SÖH 1009140	ca. 5,0 m x 2,50 cm	mit Schutzring	1 Stück	2,15 /St.
SÖH 1009145	ca. 9,2 m x 2,50 cm	ohne Schutzring	1 Stück	3,17 /St.

FIXIERPFLASTER /-VLIES**Smith+Nephew****Cutifix™ Stretch**

unsteril, luft- und wasserdampfdurchlässig, individuell zuschneidbar, besonderes hautfreundliches, wasserabweisendes, querelastisches Klebevlies auf der Rolle zur vollflächigen Verbandfixierung, sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen, hautfreundlicher Hotmelt-Kleber

SMN 66000950	5 cm x 10 m		1 Rolle	16,02 /Ro.
SMN 66000951	10 cm x 10 m		1 Rolle	27,88 /Ro.
SMN 66000952	15 cm x 10 m		1 Rolle	38,85 /Ro.
SMN 66000953	20 cm x 10 m		1 Rolle	49,50 /Ro.

Opsite™ Flexifix Gentle

unsteril, atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig, individuell zuschneidbar, sanft haftende transparente Fixierfolie auf der Rolle mit Silikongel-Beschichtung zur Fixierung von Primärverbänden, zur Zusatzfixierung von Tuben oder als Hautschutz, für sehr empfindliche Haut geeignet

SMN 66801195	2,5 cm x 5 m		1 Rolle	35,27 /Ro.
SMN 66801196	5,0 cm x 5 m		1 Rolle	62,68 /Ro.
SMN 66801197	10 cm x 5 m		1 Rolle	88,58 /Ro.

Opsite™ Flexifix

unsteril, atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig, individuell zuschneidbar, transparente Folie auf der Rolle, zur sicheren Fixierung von Primärverbänden oder als Hautschutz, die Trägerfolie lässt sich leicht an der Schnittstelle ablösen

SMN 66000040	5 cm x 10 m		1 Rolle	25,84 /Ro.
SMN 66000041	10 cm x 10 m		1 Rolle	47,92 /Ro.
SMN 66000375	15 cm x 10 m		1 Rolle	71,16 /Ro.
SMN 66030569	5 cm x 1 m	Pack = 6 Rollen	1 Pack	24,31 /Pack
SMN 66030570	10 cm x 1 m	Pack = 6 Rollen	1 Pack	41,01 /Pack

Menge

EURO

FIXIERPFLASTER /-VLIES

3M

3M™ Durapore™ Kunstseidenpflaster

vielseitig verwendbares hypoallergenes Seidenpflaster; das zugfeste Trägermaterial sichert Verbände auch in schwierigen Situationen, es ist schnell und unkompliziert zu handhaben, da es gut reißbar ist; es ist atmungsaktiv, was eine ungestörte Hautfunktion, Sauerstoffversorgung und Transpiration garantiert



DMM 1538-0	9,1 m x 1,25 cm	Pack = 24 Stück	1 Pack	62,16 /Pack
DMM 1538-1	9,1 m x 2,5 cm	Pack = 12 Stück	1 Pack	60,60 /Pack
DMM 1538-2	9,1 m x 5 cm	Pack = 6 Stück	1 Pack	60,84 /Pack

3M™ Micropore™ Vliespflaster

besonders hautfreundliches, hypoallergenes Fixierpflaster aus Viskosevlies, erlaubt uneingeschränkte Hautfunktionen und ist durch den hypoallergenen Acrylat Klebstoff auch für empfindliche Haut geeignet. Es haftet ohne Kleberückstände, lässt sich durch das weiche und anschmiegsame Trägermaterial leicht anmodellieren und trägt nicht auf



DMM 1530-0	9,1 m x 1,25 cm	Pack = 24 Stück	1 Pack	54,00 /Pack
DMM 1530-1	9,1 m x 2,5 cm	Pack = 12 Stück	1 Pack	54,00 /Pack
DMM 1530-2	9,1 m x 5 cm	Pack = 6 Stück	1 Pack	54,36 /Pack

3M™ Transpore™ Fixierpflaster

transparentes, atmungsaktives Kunststoffpflaster, das längs- und querreißbar, flexibel und zur Fixation von Kanülen und Infusionsleitungen geeignet ist; eine Perforation dient der leichten Reißbarkeit



DMM 1527-0	9,1 m x 1,25 cm	Pack = 24 Stück	1 Pack	52,08 /Pack
DMM 1527-1	9,1 m x 2,5 cm	Pack = 12 Stück	1 Pack	52,32 /Pack
DMM 1527-2	9,1 m x 5 cm	Pack = 6 Stück	1 Pack	52,44 /Pack

3M™ Micropore™ S Silikonpflaster, medizinisches Pflaster


extrem hautfreundliches Silikonpflaster für Patienten mit fragiler und empfindlicher Haut oder bei Polyacrylat-Allergien, es ist sanfter und angenehmer zur Haut als herkömmliches Pflaster und kann unter minimaler Ablösung von Hautzellen und Haaren entfernt werden, repositionierbar, konstante Klebkraft, atmungsaktiv, leicht längs und quer reißbar



DMM 2770-1	5 m x 2,5 cm	Pack = 12 Stück	1 Pack	141,96 /Pack
DMM 2770-2	5 m x 5 cm	Pack = 6 Stück	1 Pack	141,96 /Pack

Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**Coverplast® Kids**

Wundstrips mit Kindermotiven, wasser- und schmutzabweisend, Druckfarbe für Kinder unbedenklich, Pflaster einzeln eingeschiegelt

Mischpackung mit 2 Größen

BSN 7267305	10 x (3,8 x 6,3 cm) + 20 x (1,9 x 5,6 cm)	1 Pack	4,48 /Pack
BSN 7267308	50 x (3,8 x 6,3 cm) + 50 x (1,9 x 5,6 cm)	1 Pack	14,88 /Pack

Covermed®

hautfreundlicher Wundschnellverband für professionelle Anwender, atmungsaktiv, hohes Sekretaufnahmevermögen, weiß

BSN 7215100	5 m x 4 cm	1 Stück	13,05 /St.
BSN 7215200	5 m x 6 cm	1 Stück	16,98 /St.
BSN 7215300	5 m x 8 cm	1 Stück	20,66 /St.

Leukomed®

steriler Vlies-Wundverband mit Wundauflege, zur Primär- und Folgeversorgung sezernierender Wunden

Pack = 50 Stück

Wundverband / Wundauflege

BSN 7238000	7,2 x 5,0 cm	3,8 x 2,8 cm	1 Pack	25,12 /Pack
BSN 7238001	8,0 x 10,0 cm	4,0 x 6,0 cm	1 Pack	64,92 /Pack
BSN 7238002	8,0 x 15,0 cm	4,0 x 11,0 cm	1 Pack	82,95 /Pack
BSN 7238003	10,0 x 20,0 cm	5,0 x 16,0 cm	1 Pack	110,30 /Pack
BSN 7238004	10,0 x 25,0 cm	5,0 x 20,0 cm	1 Pack	145,21 /Pack
BSN 7238005	10,0 x 30,0 cm	5,0 x 25,0 cm	1 Pack	195,70 /Pack

Leukomed® T plus

steriler Transparentverband mit Wundauflege, zur Primär- und Folgeversorgung sezernierender Wunden, wasserdicht

Pack = 50 Stück

Wundverband / Wundauflege

BSN 7238200	7,2 x 5,0 cm	3,8 x 2,8 cm	1 Pack	41,59 /Pack
BSN 7238201	8,0 x 10,0 cm	4,0 x 6,0 cm	1 Pack	69,31 /Pack
BSN 7238214	10,0 x 20,0 cm	5,0 x 16,0 cm	1 Pack	110,79 /Pack

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Menge

EURO



Leukoplast® Classic

für die schnelle Versorgung von Alltagsverletzungen, atmungsaktiv, starke Haftkraft, robust und strapazierfähig, Meterware in Faltschachtel

BSN 7929600	5 m x 4 cm		1 Stück	8,18 /St.
BSN 7929601	5 m x 6 cm		1 Stück	10,24 /St.
BSN 7929602	5 m x 8 cm		1 Stück	13,93 /St.



Leukoplast® Universal

für Verletzungen unter feuchten oder schmutzigen Bedingungen, wasser- und schmutzabweisend, hautfreundlich, atmungsaktiv

Strips

BSN 7929900	1,9 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	9,81 /Pack
BSN 7929904	2,8 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	15,19 /Pack
BSN 7929905	Ø 2,2 cm	Pack = 250 Stück	1 Pack	21,75 /Pack

Finger Strips

BSN 7929902	1,9 x 12 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	16,25 /Pack
-------------	-------------	------------------	--------	--------------------

Meterware

BSN 7929901	5 m x 6 cm		1 Stück	15,88 /St.
-------------	------------	--	---------	-------------------



Leukoplast® Elastic

für Wunden an konturierten und viel bewegten Körperteilen, besonders flexibel, zuverlässige Haftkraft, atmungsaktiv

Fingerkuppenpflaster

BSN 7929800	4,4 x 5 cm	Pack = 50 Stück	1 Pack	16,20 /Pack
-------------	------------	-----------------	--------	--------------------

Finger Strips

BSN 7929801	1,9 x 12 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	16,25 /Pack
BSN 7929802	1,9 x 18 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	20,80 /Pack

Meterware

BSN 7929803	5 m x 4 cm		1 Stück	12,30 /St.
BSN 7929804	5 m x 6 cm		1 Stück	15,41 /St.
BSN 7929805	5 m x 8 cm		1 Stück	18,74 /St.



Leukoplast® Soft

für die empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Körperkonturen an

Meterware

BSN 7929700	5 m x 4 cm		1 Stück	13,46 /St.
BSN 7929701	5 m x 6 cm		1 Stück	17,52 /St.
BSN 7929702	5 m x 8 cm		1 Stück	21,21 /St.

Strips

BSN 7929703	1,9 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	12,93 /Pack
BSN 7929704	2,8 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	19,84 /Pack



Menge


EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**SÖHNGEN[®]****aluderm[®]-aluplast Wundpflaster**


Wundpflasterstreifen am Stück, elastisch, aufgerollt, unversiegelt, im Standkarton zur teilweisen Entnahme und zum Abschneiden nach Bedarf

	SÖH 1009189	ca. 5 m x 4 cm	1 Pack	7,70 /Pack
	SÖH 1009198	ca. 5 m x 6 cm	1 Pack	9,47 /Pack
	SÖH 1009190	ca. 5 m x 8 cm	1 Pack	11,35 /Pack

	SÖH 1009197	aluderm[®]-aluplast Fingerverband	1 Pack	12,26 /Pack
		durch mehrfaches Umwickeln mit dem Klebestreifen gibt der Fingerverband der Wunde einen sicheren Halt und zuverlässigen Schutz, Wundpflaster jeweils einzeln eingesiegelt, ca. 18 x 2 cm	Pack = 100 Stück	

	SÖH 1009183	aluderm[®]-aluplast Fingergelenkverband	1 Pack	15,15 /Pack
		mit den formgerecht vorgeschrittenen und angepassten Klebeflächen des Wundpflasters wird die Beweglichkeit der Fingergelenke nicht eingeschränkt, elastische Wundpflaster, jeweils einzeln eingesiegelt, ca. 4,0 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	

	SÖH 1009186	aluderm[®]-aluplast Fingerkuppenverband	1 Pack	15,30 /Pack
		bei Verletzungen der Fingerkuppen werden diese mit dem aluderm [®] Wundkissen umschlossen und durch den speziellen Pflasterzuschnitt geschützt, Wundpflaster jeweils einzeln eingesiegelt, ca. 4,3 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	

	SÖH 1009100	aluderm[®]-aluplast Sterilverband		
	SÖH 1009101	zur sterilen Abdeckung von Wunden, Trägermaterial Polyamidvlies, besonders hautfreundlich und luftdurchlässig, Wundpflaster rundum klebend, zentral angeordnetes aluderm [®] Wundkissen, aluminiumbedampft, Sterilverband einzeln eingesiegelt, EO-sterilisiert		
		Pack = 10 Stück		
		ca. 70 x 53 mm	1 Pack	3,22 /Pack
		ca. 100 x 90 mm	1 Pack	5,39 /Pack

Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Smith+Nephew

Cutiplast™ Plus

steril, polsternder, anschmiegsamer Vliesstoffverband mit hoher Aufnahmefähigkeit zur Versorgung postoperativer oder akuter Wunden, sicherer Halt auch an schwierigen Körperstellen, hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber, Wundauflage mit Verklebungsschutz, hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit, abgerundete Ecken vermeiden das Aufrollen des Verbandes

	Größe	Pack	Menge	EURO
SMN 66801160	7,0 x 5,0 cm	110 Stück	1 Pack	58,23 /Pack
SMN 66801161	10,0 x 7,8 cm	55 Stück	1 Pack	72,28 /Pack
SMN 66801162	15,0 x 7,8 cm	55 Stück	1 Pack	95,69 /Pack
SMN 66801163	19,8 x 10,0 cm	55 Stück	1 Pack	124,43 /Pack
SMN 66801164	24,8 x 10,0 cm	55 Stück	1 Pack	160,70 /Pack
SMN 66801166	7,0 x 5,0 cm	5 Stück	1 Pack	3,02 /Pack
SMN 66801167	10,0 x 7,8 cm	5 Stück	1 Pack	7,29 /Pack
SMN 66801599	15,0 x 7,8 cm	5 Stück	1 Pack	9,35 /Pack
SMN 66801600	19,8 x 10,0 cm	5 Stück	1 Pack	12,20 /Pack
SMN 66801601	24,8 x 10,0 cm	5 Stück	1 Pack	15,72 /Pack



Primapore™

steril, Vliesstoffverband mit hoher Aufnahmefähigkeit zur Versorgung postoperativer und akuter Wunden, sicherer, anschmiegsamer Sitz, hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber, Wundauflage mit Verklebungsschutz, luft- und wasserdampfdurchlässig, abgerundete Ecken vermeiden das Aufrollen des Verbandes

	Größe	Pack	Menge	EURO
SMN 7133	7,2 x 5 cm	100 Stück	1 Pack	66,82 /Pack
SMN 7135	8,3 x 6 cm	50 Stück	1 Pack	43,85 /Pack
SMN 66000317	10 x 8 cm	20 Stück	1 Pack	33,49 /Pack
SMN 66000318	15 x 8 cm	20 Stück	1 Pack	38,61 /Pack
SMN 66000319	20 x 10 cm	20 Stück	1 Pack	53,88 /Pack
SMN 66000320	25 x 10 cm	20 Stück	1 Pack	69,13 /Pack
SMN 66000321	30 x 10 cm	20 Stück	1 Pack	85,87 /Pack
SMN 66007140	35 x 10 cm	20 Stück	1 Pack	104,21 /Pack



VERBANDPÄCKCHEN

SÖHNGEN®

aluderm® Verbandpäckchen

aluminiumbedampfte aluderm®-Komresse mit starker Sauglage, auf elastische WS-Fixierbinde aufgesiegelt, stranguliert nicht, mit No-Touch-Wicklung, einzeln steril verpackt, nach DIN 13151

	Komresse	Menge	EURO
SÖH 1003371	klein ca. 6 x 8 cm	1 Stück	0,73 /St.
SÖH 1003372	mittel ca. 8 x 10 cm	1 Stück	0,92 /St.
SÖH 1003373	groß ca. 10 x 12 cm	1 Stück	1,04 /St.



Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**miro****miro-plast**

Wundschnellverband zur Wundabdeckung, leicht dehnbar, Rollenware mit mittig aufgesetzter, saugfähiger Kompresse, hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber, atmungsaktiv, weiß

MIR 161040000	5 m x 4 cm	1 Rolle	11,60 /Ro.
MIR 161060000	5 m x 6 cm	1 Rolle	14,94 /Ro.
MIR 161080000	5 m x 8 cm	1 Rolle	18,10 /Ro.

miro-med

Wundschnellverband zur Wundabdeckung, Rollenware mit mittig aufgesetzter, saugfähiger Kompresse, hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber, atmungsaktiv, hautfarben

MIR 151040000	5 m x 4 cm	1 Rolle	10,69 /Ro.
MIR 151060000	5 m x 6 cm	1 Rolle	13,94 /Ro.
MIR 151080000	5 m x 8 cm	1 Rolle	16,72 /Ro.

miro-plast steril

Wundschnellverband zur sterilen Wundabdeckung, rundum klebend mit saugfähiger Kompresse, hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber, wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv

MIR 160010000	5 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	42,20 /Pack
MIR 160020000	10 x 8 cm	Pack = 50 Stück	1 Pack	53,80 /Pack
MIR 160030000	10 x 10 cm	Pack = 50 Stück	1 Pack	58,70 /Pack
MIR 160040000	10 x 15 cm	Pack = 50 Stück	1 Pack	73,20 /Pack
MIR 160050000	10 x 20 cm	Pack = 50 Stück	1 Pack	81,60 /Pack

B | BRAUN**Askina® Soft steril**

hypoallergener, elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff, passt sich den Körperkonturen an, nichthaftende Askina® Pad-Wundaufgabe ermöglicht schmerzarmen Verbandwechsel und eine extrem hohe Saugfähigkeit, sichere Fixierung durch hautfreundlichen Acrylatkleber

PET 9086480	5 x 7,5 cm	Pack = 50 Stück	1 Pack	24,20 /Pack
PET 9086501	9 x 5 cm	Pack = 50 Stück	1 Pack	27,10 /Pack
PET 9086510	9 x 10 cm	Pack = 50 Stück	1 Pack	58,70 /Pack
PET 9086528	9 x 15 cm	Pack = 40 Stück	1 Pack	64,00 /Pack
PET 9086536	9 x 20 cm	Pack = 30 Stück	1 Pack	56,65 /Pack

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Menge

EURO

Beiersdorf

Hansaplast CLASSIC

textiler Wundschnellverband,
Meterware in Faltschachtel

BDF 48688	5 m x 4 cm	1 Stück	7,75 /St.
BDF 48689	5 m x 6 cm	1 Stück	9,70 /St.
BDF 48690	5 m x 8 cm	1 Stück	13,20 /St.



Hansaplast Soft

hypoallergenes Wundpflaster für empfindliche Haut,
luftdurchlässig, schmerzfrei ablösbar, auch für viel
bewegte Körperstellen, Meterware in Faltschachtel

BDF 48736	5 m x 4 cm	1 Stück	12,75 /St.
BDF 48737	5 m x 6 cm	1 Stück	16,60 /St.
BDF 48738	5 m x 8 cm	1 Stück	20,10 /St.



Hansaplast Soft Wundstrips

zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie
kleineren Schnitt- und Stichverletzungen, besonders
hautfreundlich, anschmiegsam, querelastisch und
luftdurchlässig

BDF 48739	1,9 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	12,25 /Pack
BDF 48740	3,0 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	18,80 /Pack



Hansaplast Universal Water Resistant

wasser- und schmutzabweisend, widerstands-
fähiges Material, zur schnellen Versorgung von
Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stich-
verletzungen

BDF 48691	1,9 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	9,30 /Pack
BDF 48695	3,0 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	14,40 /Pack
BDF 48747	Ø 2,3 cm	Pack = 250 Stück	1 Pack	20,60 /Pack



Wundstrips

BDF 48691	1,9 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	9,30 /Pack
BDF 48695	3,0 x 7,2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	14,40 /Pack
BDF 48747	Ø 2,3 cm	Pack = 250 Stück	1 Pack	20,60 /Pack

Fingerpflaster

BDF 48748	12 x 2 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	15,40 /Pack
-----------	-----------	------------------	--------	--------------------

Meterware in Faltschachtel

BDF 48692	5 m x 6 cm	1 Stück	15,05 /St.
-----------	------------	---------	-------------------



Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**Beiersdorf****Hansaplast Sensitive**

für empfindliche Haut hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt), schmerzlos zu entfernen, für Diabetiker geeignet

BDF 02422

Strips Pack = 40 Stück
 Inhalt: 20 Strips à 19 x 72 mm,
 10 Strips à 30 x 72 mm,
 2 Strips à 50 x 72 mm,
 8 Strips Ø 23 mm

1 Pack

3,76 /Pack

BDF 46040

Meterware in Faltschachtel

1 m x 6 cm

1 Stück

3,01 /St.

BDF 02424

1 m x 8 cm

1 Stück

3,60 /St.

BDF 48697

5 m x 4 cm

1 Stück

12,70 /St.

BDF 48698

5 m x 6 cm

1 Stück

15,15 /St.

BDF 48699

5 m x 8 cm

1 Stück

18,85 /St.**Beiersdorf****Hansaplast Elastic**

speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen, atmungsaktives Material, zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen

BDF 48685

Fingerkuppenpflaster

4,4 x 5 cm Pack = 50 Stück

1 Pack

15,35 /Pack

BDF 48683

Meterware in Faltschachtel

5 m x 4 cm

1 Stück

11,65 /St.

BDF 48684

5 m x 6 cm

1 Stück

14,60 /St.

BDF 48367

5 m x 8 cm

1 Stück

17,75 /St.

BDF 48686

Fingerstrips

12 x 2 cm

Pack = 100 Stück

1 Pack

15,40 /Pack

BDF 48687

18 x 2 cm

Pack = 100 Stück

1 Pack

19,70 /Pack

Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Beiersdorf

BDF 02607

Hansaplast Elastic 1 Stück
Wundschnellverband, hautfarben, 1 m x 6 cm,
 für alle Arten von kleinen Verletzungen, extra starke
 Klebkraft, widerstandsfähiges und atmungsaktives
 Material, zuschneidbar, für normale Haut

2,90 /St.



BDF 45906

Hansaplast Universal 1 Pack
Strips, antibakterielle Silber-Ionen reduzieren
 das Infektionsrisiko, wasser- und schmutzabweisend,
 starke Klebkraft sorgt dafür, dass das Pflaster
 nicht verrutscht, nicht verklebende Wundaufgabe
 schützt und polstert die Wunde.
 Inhalt: 8 Strips à 19 x 72 mm, 6 Strips à 30 x 72 mm,
 2 Strips à 50 x 72 mm, 4 Spots à Ø 23 mm
 Pack = 20 Stück

2,16 /Pack



BDF 48634

Hansaplast Erste Hilfe Pflastermix 1 Pack
 optimaler Schutz im Alltag, verschiedene Pflaster-
 größen und -sorten für unterschiedliche Bedürfnisse
 Pack = 20 Stück
 Inhalt: 6 x Hansaplast Sensitive Pflaster (50 x 72 mm),
 6 x wasserabweisende Hansaplast Universal Pflaster
 (30 x 72 mm), 4 x wasserfeste Hansaplast Aqua Protect
 Pflaster (65 x 25 mm), 4 x extralange Hansaplast Finger-
 strips (120 x 19 mm)

2,31 /Pack



BDF 48598

Hansaplast Extra Robust 1 Pack
Strips, 7,6 x 2,6 cm, wasserdichter Schutz für
 Hände und Finger, für kleinere Verletzungen, für
 alle Hauttypen geeignet, beim Waschen, Duschen
 und Baden geeignet, passt sich flexibel den Bewe-
 gungen der Finger an, schmutzabweisend, atmungs-
 aktiv, spezielle Formen für Fingerknöchel und -spitzen,
 Wundaufgabe verklebt nicht und polstert die Wunde,
 zuverlässige Klebkraft sorgt dafür, dass das Pflaster
 nicht verrutscht, Pack = 16 Stück

2,69 /Pack



Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**Beiersdorf****Hansapor steril Duschpflaster**

100 % wasserdicht, transparent, atmungsaktiv, für postoperative Wunden, für Schnitt- und Schürfwunden



BDF 48757
BDF 48758

6 x 7 cm
8 x 10 cm

Pack = 25 Stück
Pack = 25 Stück

1 Pack
1 Pack

18,95 /Pack
28,95 /Pack

Hansaplast Aqua Protect

wasserdichter Schutz für Hände und Finger, für kleinere Verletzungen, für alle Hauttypen geeignet, beim Waschen, Duschen und Baden geeignet, passt sich flexibel den Bewegungen der Finger an, spezielle Formen für Fingerknöchel und -spitzen, atmungsaktiv, schmutzabweisend, Wundaufgabe verklebt nicht und polstert die Wunde, zuverlässige Klebkraft sorgt dafür, dass das Pflaster nicht verrutscht



BDF 48513

Hand Set

Pack = 16 Stück

1 Pack

2,83 /Pack

Inhalt: 6 Strips à 25 x 85 mm,
6 Strips à 25 x 65 mm,
4 Strips à 44 x 50 mm

BDF 76533

Strips

Pack = 20 Stück

1 Pack

2,82 /Pack

Inhalt: 12 Strips à 25 x 65 mm,
8 Strips à 39 x 39 mm



BDF 48654

Hansaplast Finger Cohesive

1 Stück

2,10 /St.

2,5 cm x 5 m, blau, selbsthaftender Fingerverband, schützt vor Schmutz und Bakterien, atmungsaktiv und wasserabweisend, per Hand abreißbar, latexfrei und HACCP geeignet, perfekt für die Anwendung in der Küche oder bei Handwerkstätigkeiten

SPRÜHPFLASTER**Beiersdorf****Hansaplast Sprühpflaster 32,5 ml**

1 Dose

5,07 /Do.

wasserfest, transparent und atmungsaktiv, mit sofortiger Wirkung gegen Bakterien, für kleine Schnitt- und Schürfwunden, passt sich auch an schwierigen Stellen optimal an, einfache Ein-Hand-Anwendung, funktioniert sogar kopfüber, für 50 Anwendungen

BDF 01861



Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Beiersdorf

Hansapor steril Wundverband

für postoperative Wunden und für Schnitt- und Schürfwunden, verklebt nicht mit der Wunde, besteht aus atmungsaktiven Materialien, zeichnet sich durch seinen sicheren Halt aus, besonders geeignet für empfindliche Haut, Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt

BDF 48650	6 x 7 cm	Pack = 3 Stück	1 Pack	1,55 /Pack
BDF 48651	8 x 10 cm	Pack = 3 Stück	1 Pack	3,32 /Pack
BDF 48649	10 x 15 cm	Pack = 3 Stück	1 Pack	4,75 /Pack
BDF 48742	10 x 20 cm	Pack = 3 Stück	1 Pack	8,95 /Pack
BDF 48645	6 x 7 cm	Pack = 25 Stück	1 Pack	11,05 /Pack
BDF 48646	8 x 10 cm	Pack = 25 Stück	1 Pack	23,67 /Pack
BDF 48647	10 x 15 cm	Pack = 25 Stück	1 Pack	34,25 /Pack
BDF 48648	10 x 20 cm	Pack = 25 Stück	1 Pack	49,95 /Pack
BDF 48637	6 x 7 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	39,95 /Pack
BDF 48638	8 x 10 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	79,95 /Pack
BDF 48663	10 x 15 cm	Pack = 100 Stück	1 Pack	114,95 /Pack



BDF 48717

Hansaplast Kids Big Pack Universal Strips 1 Pack

9,30 /Pack

Strips zeigen die Lieblingscharaktere der Kinder und sind für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen geeignet, schützen Kinderwunden vor Schmutz und Bakterien, die nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde, die sichere Klebkraft lässt das Pflaster nicht verrutschen, schmerzfrei entfernbar
Pack = 100 Stück



Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

			
	Curaplast®-Wundschnellverband Sensitive		
	mit durchlaufendem Wundkissen, gerollt		
LOH 30616	5 m x 4 cm	1 Pack	12,22 /Pack
LOH 30617	5 m x 6 cm	1 Pack	15,91 /Pack
LOH 30618	5 m x 8 cm	1 Pack	19,07 /Pack

Curapor®-Wundverband, steril

aus Vliesstoff (Polyester), weiß, mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber, elastisch, mit zentralem starksaugendem Wundkissen

Pack = 100 Stück

Wundverband / Wundauflage

LOH 32890	7 x 5 cm	4 x 2,5 cm	1 Pack	42,12 /Pack
	Pack = 50 Stück			
LOH 32891	10 x 8 cm	4 x 6 cm	1 Pack	55,17 /Pack
LOH 32892	10 x 15 cm	5 x 11 cm	1 Pack	80,31 /Pack
LOH 32893	10 x 20 cm	5 x 16 cm	1 Pack	92,35 /Pack
LOH 32894	10 x 25 cm	5 x 20 cm	1 Pack	121,31 /Pack
LOH 32895	10 x 30 cm	5 x 25 cm	1 Pack	163,91 /Pack
LOH 32896	10 x 34 cm	5 x 29 cm	1 Pack	167,20 /Pack

**Suprasorb® F Folien-Wundverband, unsteril**

selbstklebender, transparenter Wundverband, hält ein feuchtes Wundmilieu aufrecht und unterstützt somit die Wundheilung, für die Versorgung von nicht infizierten Wunden, wenn diese schwach exsudierend und oberflächlich sind, einfache Applikation, hoher Tragekomfort, flexibles und anschmiegsames Material, effektiver Schutz vor äußeren Einflüssen (z.B. Bakterien), wasserdicht, Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbands

LOH 20468	10 cm x 10 m	1 Stück	44,73 /St.
LOH 20469	15 cm x 10 m	1 Stück	67,82 /St.



LOH 30626	Curaplast® rund Sensitive Wundpflaster	1 Pack	8,86 /Pack
	Ø 2,3 cm, aus elastischem, hautfarbenem Vliesstoff, mit hautfreundlichem kolophonium- und kolophoniumderivatfreiem Polyacrylatkleber, einzeln perforiert, Wundaufgabe: Ø 1,2 cm, im Spenderkarton		
	Pack = 100 Stück		



Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE



Cosmopor® Steril

selbstklebender Wundverband aus weichem Träger-
vlies mit zentralem Wundkissen, einzeln eingeschelt

		Menge	EURO
	Pack = 10 Stück		
HAP 900833	7,2 x 5 cm	1 Pack	4,47 /Pack
	Pack = 25 Stück		
HAP 900802	10 x 6 cm	1 Pack	24,45 /Pack
HAP 900804	15 x 6 cm	1 Pack	27,11 /Pack
HAP 900806	10 x 8 cm	1 Pack	26,01 /Pack
HAP 900808	15 x 8 cm	1 Pack	34,02 /Pack
HAP 900810	20 x 8 cm	1 Pack	39,55 /Pack
HAP 900820	10 x 10 cm	1 Pack	29,54 /Pack
HAP 900812	20 x 10 cm	1 Pack	41,98 /Pack
HAP 900814	25 x 10 cm	1 Pack	57,32 /Pack
HAP 900816	35 x 10 cm	1 Pack	83,43 /Pack
HAP 900823	15 x 15 cm	1 Pack	48,63 /Pack
	Pack = 50 Stück		
HAP 900800	7,2 x 5 cm	1 Pack	21,22 /Pack



Cosmopor® Advance

steril, selbstklebender Wundverband aus
weichem Trägervlies mit zentralem Wundkissen, mit
DryBarrier Technologie, einzeln eingeschelt

		Menge	EURO
	Pack = 25 Stück		
HAP 901010	7,2 x 5 cm	1 Pack	11,82 /Pack
HAP 901011	10,0 x 6 cm	1 Pack	27,51 /Pack
HAP 901013	10,0 x 8 cm	1 Pack	29,49 /Pack
HAP 901014	15,0 x 8 cm	1 Pack	38,64 /Pack
HAP 901015	20,0 x 10 cm	1 Pack	47,24 /Pack



SPEZIALPFLASTER



ELASTUS®-SilkSkin med

atmungsaktives, bi-elastisches Pflaster aus Lycra®
mit eingearbeiteten Poren und atraumatischem,
sehr hautfreundlichem Silikon-Gel-Kleber
Material: medizinisches Silikon-Gel, Obermaterial
Lycra®, Trägermaterial: beschichtetes Spezialpapier

weiß

MOS 72630	8,5 x 4,8 cm	oval	Pack = 20 Stück	1 Pack	27,00 /Pack
MOS 72633	10,0 x 7,5 cm		Pack = 20 Stück	1 Pack	67,50 /Pack

hautfarben

MOS 72636	4 m x 8 cm			1 Rolle	79,90 /Ro.
MOS 72637	4 m x 10 cm			1 Rolle	89,90 /Ro.



Menge

EURO

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE**Quadra® Med Square / Round**

einzel eingeschweißte, weiße Pflasterstrips aus luftig weichem Vlies, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber, latexfrei, die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde, das Wundkissen ist antiseptisch (mit Chlorhexidindigluconat) bedampft, direkt griffbereit in der handlichen Spenderbox, Anwendung bei kleinen bis mittelgroßen Wunden

Pack = 100 Stück

Square (quadratisch)	38 x 38 mm	1 Pack	17,71 /Pack
-----------------------------	------------	--------	--------------------

Pack = 150 Stück

Round (rund)	Ø 25 mm	1 Pack	19,86 /Pack
---------------------	---------	--------	--------------------



TRU 70075

TRU 70074

FOLIENWUNDVERBÄNDE**Cutiflex® steril**

wasserfester, steriler Folienwundverband mit supersaugfähiger, hautfarbener Wundauflage, der transparente Wundverband bietet guten Schutz vor Bakterien, ist komplett wasserfest beim Duschen und bedingt wasserfest beim Baden, mit hautfreundlichem, hypoallergenem und lösungsmittelfreiem Hotmelt-Kleber, die abgerundeten Ecken sorgen für besonders gute Anschließbarkeit an allen Körperstellen, einzeln eingeschweiß

Pack = 50 Stück

5 x 7 cm	1 Pack	26,99 /Pack
----------	--------	--------------------

6 x 10 cm	1 Pack	41,27 /Pack
-----------	--------	--------------------

10 x 8 cm	1 Pack	51,91 /Pack
-----------	--------	--------------------

10 x 12 cm	1 Pack	65,63 /Pack
------------	--------	--------------------

10,5 x 15 cm	1 Pack	73,17 /Pack
--------------	--------	--------------------

10,5 x 20 cm	1 Pack	88,63 /Pack
--------------	--------	--------------------



TRU 70003

TRU 70334

TRU 70001

TRU 70002

TRU 70335

TRU 70336

Cutiflex® Round / Square

einzel eingeschweißter, atmungsaktiver und transparenter Folienwundverband von der Rolle, direkt griffbereit in der handlichen Spenderbox, mit supersaugfähiger, hautfarbener Wundauflage und lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber, bietet guten Schutz vor Bakterien, ist wasserfest beim Duschen und bedingt wasserfest beim Schwimmen, die abgerundeten Ecken sorgen für besonders gute Anschließbarkeit an allen Körperstellen

Pack = 150 Stück

Round (rund)	Ø 25 mm	1 Pack	20,76 /Pack
---------------------	---------	--------	--------------------

Pack = 100 Stück

Square (quadratisch)	38 x 38 mm	1 Pack	18,83 /Pack
-----------------------------	------------	--------	--------------------



TRU 70007

TRU 70008

WUND(SCHNELL)VERBÄNDE

Menge

EURO



Maxi® color

5 m x 4 cm, bunter Wundschnellverband von der Rolle, die Wundaufgabe verklebt nicht mit der Wunde, Endlosverband mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber

TRU 70426
TRU 70478

Motiv Fische mit Glitzer
Motiv Monster (leuchten im Dunkeln)

1 Rolle
1 Rolle

11,28 /Ro.
11,28 /Ro.



Drop® med

steriler, einzeln eingeschweißter Wundverband, latexfrei, extrem saugfähige, vergrößerte Wundaufgabe, die mit einem Antiseptikum bedampft ist, sehr luftiges, weiches Vlies, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber, abgerundete Ecken sorgen für besonders gute Anschmiegsamkeit an allen Körperstellen und verbessern den Tragekomfort

TRU 70088
TRU 70339
TRU 70089
TRU 70090
TRU 70337
TRU 70338
TRU 70343
TRU 70344

Pack = 50 Stück
5 x 7 cm
10 x 6 cm
10 x 8 cm
10 x 12 cm
10,5 x 15 cm
10,5 x 20 cm
10,5 x 25 cm
10,5 x 30 cm

1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack

22,38 /Pack
35,21 /Pack
49,10 /Pack
57,12 /Pack
63,24 /Pack
74,42 /Pack
90,73 /Pack
107,05 /Pack



Drop® 3D Boys & Girls

bunt, einzeln eingeschweißt und mit saugstarker Wundaufgabe, die Pflaster verkleben nicht mit der Wunde, besonders geeignet für empfindliche Kinderhaut, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber und 3D-Oberflächenstruktur

TRU 70462
TRU 70463

Pack = 5 Stück (2 Motive je Packung)
5 x 7 cm, Boys
5 x 7 cm, Girls

1 Pack
1 Pack

2,77 /Pack
2,77 /Pack

TRU 70476

Pack = 50 Stück (4 Motive je Packung)
5 x 7 cm, Boys & Girls

1 Pack

22,38 /Pack



Menge

EURO

FOLIENVERBAND

TRUSETAL
 VERBANDSTOFFWERK GMBH
Rollflex® aqua stop

selbstklebender, wasserfester Folienverband von der Rolle ohne Wundaufflage, verwendbar als wasserfester Sekundär- und Salbenverband, zum Fixieren von Schläuchen, Drainagen und Sonden, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber


 TRU 70005
 TRU 70006


 2 m x 10 cm
 10 m x 10 cm

 1 Rolle
 1 Rolle

10,08 /Ro.
35,98 /Ro.
SPEZIALWUNDAUFLAGEN

TRUSETAL
 VERBANDSTOFFWERK GMBH
Steriblock® Dia

das sterile Kompressionspflaster zur sicheren und hygienischen Versorgung von Einstichstellen und kleinen Wunden aus weichem, luftigem, dehnbarem Vlies mit Superabsorber, bei Kontakt mit Flüssigkeit quillt die Wundaufflage auf und übt eine sanfte Kompression auf die Einstichstelle aus, mit lösungsmittelfreiem, hypoallergenem Hotmelt-Kleber


 TRU 70034
 TRU 70072


 weiß 86 x 25 mm
 beige 95 x 28 mm

 1 Pack
 1 Pack

24,98 /Pack
24,98 /Pack

Lomatuell
 LOMATUELL & HÜTNER
Lomatuell® PRO

steriler Polyesterfaser-Gittertüll imprägniert mit einer Beschichtungsmasse, bestehend aus Polymermatrix (eine elastisch verformbare Fixiermasse), Vaseline und Hydrokolloid, einsetzbar bei allen oberflächlichen, akuten, chronischen und postoperativen Wunden aller Exsudationsphasen sowie für trockene Wunden einsetzbar


 LOH 33616
 LOH 33617
 LOH 33620

 5 x 5 cm Pack = 8 Stück
 10 x 10 cm Pack = 8 Stück
 10 x 10 cm Pack = 50 Stück

 1 Pack
 1 Pack
 1 Pack

22,44 /Pack
33,66 /Pack
204,02 /Pack

Menge

EURO

WUNDREINIGUNG

Beiersdorf

Hansaplast Wundspray

zur Behandlung von akuten Hautverletzungen wie Schürf, Schnitt- und Risswunden sowie Brandwunden ersten und zweiten Grades, unterstützt die natürliche Wundheilung, alkoholfreie Lösung, die nicht brennt, reduziert das Infektionsrisiko

BDF 48388	50 ml	1 Flasche	3,11 /Fl.
BDF 48759	250 ml	1 Dose	6,95 /Do.



KOMPRESSEN

Beiersdorf

Hansaplast Kompressen

steril, 100 % Baumwolle, zur Reinigung und zum Schutz von Wunden, absorbierend und atmungsaktiv, geschlossene Ränder, eingeschlagene Schnittkanten ohne lockere Fäden, DIN EN 14079 Norm

BDF 48659	10 x 10 cm	Beutel = 5 x 2 Stück	1 Beutel	1,98 /Btl.
BDF 48660	10 x 10 cm	Pack = 25 x 2 Stück	1 Pack	5,70 /Pack



miro

miro-mullkompressen

nach DIN EN 14079, 8-fach, 17-fädig mit eingeschlagenen Schnittkanten

steril, Pack = 25 x 2 Stück

MIR 180110000	5 x 5 cm		1 Pack	4,32 /Pack
MIR 180120000	7,5 x 7,5 cm		1 Pack	4,98 /Pack
MIR 180130000	10 x 10 cm		1 Pack	6,65 /Pack

unsteril, Pack = 100 Stück

MIR 180010000	5 x 5 cm		1 Pack	2,95 /Pack
MIR 180020000	7,5 x 7,5 cm		1 Pack	4,45 /Pack
MIR 180030000	10 x 10 cm		1 Pack	6,38 /Pack



TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERK GMBH

Dermatess® Plus

sterile, 4-fach gelegte Kompressen mit einer sehr hohen Saugfähigkeit, dank des extra weichen Materials eignen sie sich zur Anwendung bei besonders empfindlicher und gereizter Haut, einzeln eingeschweißt, Material: 70 % Viskose, 30 % Polyester
Pack = 12 Stück

TRU 70071	10 x 10 cm		1 Pack	4,12 /Pack
TRU 70073	5 x 9 cm		1 Pack	2,93 /Pack



Menge

EURO



SMH 121616

WUNDGEL

schülke ->

octenilin® Wundgel 250 ml 1 Tube
zur Befeuchtung und Reinigung von chronischen Wunden, löst Wundbeläge, nekrotisches Gewebe und Biofilm, unterstützt den natürlichen Wundheilungsprozess, schmerzfreie Anwendung. Mit Octenidin, das als Konservierungsstoff Keime in dem Gel inaktiviert und damit eine Schutzbarriere vor eindringenden Keimen aufbaut

100,00 /Tube



KOMPRESSEN

B | BRAUN

Askina® Mullkompressen

gefaltete Mullkomresse aus Verbandmull mit eingeschlagener Schnittkante, DIN 14079-VM 17, 100 % Baumwolle

steril, 8-fach gelegt

Pack = 25 x 2 Stück

PET 9031200N

5 x 5 cm

1 Pack

4,45 /Pack

PET 9031219N

7,5 x 7,5 cm

1 Pack

5,05 /Pack

PET 9031227N

10 x 10 cm

1 Pack

6,75 /Pack

unsteril, 8-fach gelegt

Pack = 100 Stück

PET 9031308

5 x 5 cm

1 Pack

2,95 /Pack

PET 9031316

7,5 x 7,5 cm

1 Pack

4,50 /Pack

PET 9031324

10 x 10 cm

1 Pack

6,50 /Pack

KOMPRESSEN / TUPFER



Pagasling® Schlinggazetupfer

aus Verbandmull EN 14079, 20fädig, der aus nur einem Mullstück gefertigte Tupfer ist so verschlungen, dass die Schnittkanten sicher im Inneren liegen, mit hohem Absorptionsvermögen

steril, VE = 20 Pack

pflaumengroß Pack = 4 Stück

20 Pack

1,28 /Pack

pflaumengroß Pack = 5 Stück

20 Pack

1,37 /Pack

steril, VE = 18 Pack

pflaumengroß Pack = 20 Stück

18 Pack

4,64 /Pack

unsteril

walnußgroß Pack = 1000 Stück

1 Pack

47,61 /Pack

pflaumengroß Pack = 2x500 Stück

1 Pack

64,38 /Pack



HAP 481274

HAP 481284

HAP 481414

HAP 481293

HAP 481294



Menge

EURO

KOMPRESSEN



ES-Kompressen aus Verbandmull EN 14079,
17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten

steril, 8-fach gelegt

Beutel = 5 x 2 Stück

HAP 401621	5 x 5 cm	1 Beutel	1,68 /Btl.
HAP 401623	7,5 x 7,5 cm	1 Beutel	1,74 /Btl.
HAP 401625	10 x 10 cm	1 Beutel	2,15 /Btl.
HAP 401645	10 x 20 cm	1 Beutel	4,06 /Btl.
Pack = 25 x 2 Stück			
HAP 401721	5 x 5 cm	1 Pack	4,36 /Pack
HAP 401723	7,5 x 7,5 cm	1 Pack	5,02 /Pack
HAP 401725	10 x 10 cm	1 Pack	6,67 /Pack
HAP 401745	10 x 20 cm	1 Pack	12,18 /Pack

unsteril, 8-fach gelegt

Beutel = 100 Stück

HAP 401821	5 x 5 cm	1 Beutel	3,00 /Btl.
HAP 401823	7,5 x 7,5 cm	1 Beutel	4,56 /Btl.
HAP 401825	10 x 10 cm	1 Beutel	6,57 /Btl.

Peha® Schlitzkompressen

aus Verbandmull EN 14079, 17-fädig, 12-fach
gelegt, mit Y-Schnitt, steril

HAP 401503	7,5 x 7,5 cm	Pack = 25 x 2 Stück	1 Pack	15,26 /Pack
HAP 401505	10 x 10 cm	Pack = 20 x 2 Stück	1 Pack	15,63 /Pack



ES-Kompresse



Peha® Schlitzkompresse



Atrauman®

SPEZIAL-KOMPRESSEN



Atrauman®


wirkstofffreie Salbenkompressen aus hydrophobem
Polyestertüll, **steril**, einzeln eingeschiegelt

HAP 499510	5 x 5 cm	Pack = 10 Stück	1 Pack	16,81 /Pack
HAP 499513	7,5 x 10 cm	Pack = 10 Stück	1 Pack	21,61 /Pack
HAP 499536	10 x 20 cm	Pack = 30 Stück	1 Pack	119,41 /Pack



Menge

EURO

KOMPRESSEN / TUPFER**Cutisoft® Cotton Tupfer**

genormte Qualität durch 100 % sauerstoffgebleichte Baumwolle nach DIN EN 14079, 20-fädig und geknetet, unsteril

BSN 7223502	walnußgroß	Beutel = 1000 Stück	1 Beutel	53,08 /Btl.
BSN 7223503	pflaumengroß	Beutel = 1000 Stück	1 Beutel	71,22 /Btl.
BSN 7223504	eigroß	Beutel = 500 Stück	1 Beutel	62,99 /Btl.

**Gazin®-Tupfer**

Schlinggazetupfer aus Verbandmull, DIN EN 14079, 20-fädig, aus einem Mullzusschnitt, unsteril, ohne Röntgenkontrastfaden

LOH 15175	walnußgroß	Pack = 1000 Stück	1 Pack	76,50 /Pack
LOH 15176	pflaumengroß	Pack = 1000 Stück	1 Pack	121,20 /Pack
LOH 15177	eigroß	Pack = 500 Stück	1 Pack	91,25 /Pack

KOMPRESSEN / TUPFER**B | BRAUN****Askina® Schlinggazetupfer**

100 % Baumwolle, ohne Röntgenkontrastfaden, DIN 61630-VM 20

steril, pflaumengroß

PET 9016007	Pack = 4 Stück	1 Pack	1,30 /Pack
PET 9016015	Pack = 20 Stück	1 Pack	5,15 /Pack

unsteril, pflaumengroß

PET 9016023	Pack = 2 Beutel á 500 Stück	1 Pack	60,50 /Pack
-------------	-----------------------------	--------	--------------------

unsteril, walnußgroß

PET 9016120	Pack = 1 Beutel á 1000 Stück	1 Pack	45,10 /Pack
-------------	------------------------------	--------	--------------------



Menge

EURO

UNIVERSALBINDEN

miro

miro-universal krepp

Universalbinde zum Fixieren, leichte Stütz- und Entlastungsverbände, elastisch, gekreppte Struktur, rohweiß, atmungsaktiv

Pack = 10 Stück

MIR 114060000	5 m x 6 cm	1 Pack	26,00 /Pack
MIR 114080000	5 m x 8 cm	1 Pack	33,95 /Pack
MIR 114100000	5 m x 10 cm	1 Pack	42,40 /Pack
MIR 114120000	5 m x 12 cm	1 Pack	49,80 /Pack



Uniflex® color Universalbinde

farbige dauerelastische Universalbinde, Einzelbinde lose im Karton

VE = 10 Binden

grün

BSN 7697200	5 m x 6 cm	10 Binden	2,92 /Bi.
BSN 7697100	5 m x 8 cm	10 Binden	3,78 /Bi.
BSN 7697000	5 m x 10 cm	10 Binden	4,84 /Bi.

blau

BSN 7697300	5 m x 6 cm	10 Binden	2,92 /Bi.
BSN 7697400	5 m x 8 cm	10 Binden	3,78 /Bi.
BSN 7697500	5 m x 10 cm	10 Binden	4,84 /Bi.

rot

BSN 7697600	5 m x 6 cm	10 Binden	2,92 /Bi.
BSN 7697700	5 m x 8 cm	10 Binden	3,78 /Bi.
BSN 7697800	5 m x 10 cm	10 Binden	4,84 /Bi.



Lenkelast®

elastische Universalbinden, weiß
64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan

Pack = 10 Binden

LOH 39436	5 m x 6 cm	1 Pack	26,99 /Pack
LOH 39437	5 m x 8 cm	1 Pack	35,07 /Pack
LOH 39438	5 m x 10 cm	1 Pack	43,93 /Pack
LOH 39440	5 m x 12 cm	1 Pack	52,12 /Pack
LOH 39441	5 m x 15 cm	1 Pack	65,56 /Pack
LOH 39442	5 m x 20 cm	1 Pack	87,42 /Pack



Menge

EURO

KURZZUGBINDEN**miro****miro-lan**

Kurzzugbinde zur Kompressionstherapie, hautfreundlich, hautfarben, fixierte Bindenden, waschbar, mit Verbandklammern

Pack = 10 Stück

5 m x 6 cm

1 Pack

61,30 /Pack

5 m x 8 cm

1 Pack

77,30 /Pack

5 m x 10 cm

1 Pack

96,10 /Pack

5 m x 12 cm

1 Pack

106,10 /Pack**ELASTUS**
immer gut verbunden**ELASTUS® Bi stretch K2**

universell einsetzbare, längs- und querelastische, kohäsive Kompressionsbinde, latexfrei mit hypoallergenem und transparentem Haftauftrag, leichte Qualität, sehr gute Abrolleigenschaften, sicherer Halt ohne zu verrutschen, Material: 100 % Baumwolle

Pack = 10 Stück

2,5 m x 6 cm

1 Pack

119,50 /Pack

2,5 m x 8 cm

1 Pack

139,50 /Pack

2,5 m x 10 cm

1 Pack

169,50 /Pack**HARTMANN**
1877**Pütter-Verband®**

textilelastische, besonders kräftige Kurzzugbinden für sehr starke Kompression, hautfarben, mit Verbandklammern

5 m x 10 cm

Pack = 2 Stück

1 Pack

21,57 /Pack

5 m x 6 cm

1 Stück

6,94 /St.

5 m x 8 cm

1 Stück

8,78 /St.

5 m x 10 cm

1 Stück

11,04 /St.

5 m x 12 cm

1 Stück

11,76 /St.**LR**
LOHMANN & RAUSCHER**Rosidal®-Binde kräftig**

100 % Baumwolle, hautfarben

mit Verbandklammern (außer 4 cm Binde), einzeln in Faltschachtel

5 m x 4 cm

1 Stück

6,10 /St.

5 m x 6 cm

1 Stück

6,68 /St.

5 m x 8 cm

1 Stück

8,92 /St.

5 m x 10 cm

1 Stück

10,84 /St.

5 m x 12 cm

1 Stück

11,57 /St.

mit Verbandklammern, lose im Karton,

Pack = 10 Binden

5 m x 8 cm

1 Pack

81,04 /Pack

5 m x 10 cm

1 Pack

102,10 /Pack

5 m x 12 cm

1 Pack

110,87 /Pack

MIR 220060000
MIR 220080000
MIR 220100000
MIR 220120000



MOS 72787
MOS 72788
MOS 72789



HAP 931801
HAP 931807
HAP 931808
HAP 931802
HAP 931812



LOH 22199
LOH 22200
LOH 34213
LOH 34214
LOH 34215



LOH 22250
LOH 22251
LOH 22252

Menge

EURO

KURZZUGBINDEN



Comprilan®

textilelastische Kurzzugbinde, ca. 90 % Längsdehnung
VE = 10 Binden

BSN 4538100	5 m x 6 cm	10 Binden	7,20 /Bi.
BSN 4538200	5 m x 8 cm	10 Binden	9,19 /Bi.
BSN 4538300	5 m x 10 cm	10 Binden	11,52 /Bi.
BSN 4538400	5 m x 12 cm	10 Binden	12,43 /Bi.



Compridur®

dauerelastische Kurzzugbinde, 50 % Längsdehnung
VE = 10 Binden

BSN 4539100	5 m x 6 cm	10 Binden	13,01 /Bi.
BSN 4539200	5 m x 8 cm	10 Binden	15,08 /Bi.
BSN 4539300	5 m x 10 cm	10 Binden	18,12 /Bi.
BSN 4545000	5 m x 12 cm	10 Binden	22,31 /Bi.



JOBST® Compri2 lite

Komplettsatz zur Einmalverwendung für die
Kompressionstherapie mit **reduziertem Druck**
bestehend aus 2 Binden, latexfrei

BSN 7627102	für Knöchelumfang 18 - 25 cm	1 Set	23,70 /Set
BSN 7627103	für Knöchelumfang 25 - 32 cm	1 Set	25,51 /Set
Set = 6 x 2 Binden			
BSN 7627106	für Knöchelumfang 18 - 25 cm	1 Set	142,27 /Set
BSN 7627107	für Knöchelumfang 25 - 32 cm	1 Set	153,02 /Set



JOBST® Compri2

Komplettsatz zur Einmalverwendung für die
Kompressionstherapie bestehend aus 2 Binden,
latexfrei

BSN 7627100	für Knöchelumfang 18 - 25 cm	1 Set	23,70 /Set
BSN 7627101	für Knöchelumfang 25 - 32 cm	1 Set	25,51 /Set
Set = 6 x 2 Binden			
BSN 7627104	für Knöchelumfang 18 - 25 cm	1 Set	142,27 /Set
BSN 7627105	für Knöchelumfang 25 - 32 cm	1 Set	153,02 /Set



Menge

EURO

LANGZUGBINDEN**miro****miro-longelast**

Langzugbinde zur Kompressionstherapie, hautfreundlich, hautfarben, fixierte Bindenenden, waschbar, mit Verbandklammern

Pack = 8 Stück

7 m x 6 cm

1 Pack

98,80 /Pack

7 m x 8 cm

1 Pack

132,35 /Pack

7 m x 10 cm

1 Pack

162,70 /Pack

7 m x 12 cm

1 Pack

198,40 /Pack

MIR 204060000

MIR 204080000

MIR 204100000

MIR 204120000

KLEBE-/PFLASTERBINDEN**miro****miro-acryl**

Klebebinde für lokale Kompressionsbehandlung und funktionelle Verbände, längselastisch, mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber, latexfrei, hautfarben

Pack = 10 Stück

2,5 m x 6 cm

1 Pack

121,50 /Pack

2,5 m x 8 cm

1 Pack

148,85 /Pack

2,5 m x 10 cm

1 Pack

184,85 /Pack

MIR 551060000

MIR 551080000

MIR 551100000

miro-biacryl

Klebebinde für lokale Kompressionsbehandlung und funktionelle Verbände, längs- und querelastisch, mit hypoallergenem Polyacrylat-Kleber, latexfrei, hautfarben

Pack = 10 Stück

2,5 m x 6 cm

1 Pack

147,50 /Pack

2,5 m x 8 cm

1 Pack

184,15 /Pack

2,5 m x 10 cm

1 Pack

225,25 /Pack

MIR 541060000

MIR 541080000

MIR 541100000

miro-tape

Pflasterbinde für funktionelle Verbände, unelastisches, zugfestes Sporttape, starker Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, quer und längs reißbar

Pack = 12 Stück

10 m x 3,75 cm

weiß

1 Pack

103,00 /Pack

10 m x 3,75 cm

blau

1 Pack

103,00 /Pack

10 m x 3,75 cm

rot

1 Pack

103,00 /Pack

10 m x 3,75 cm

gelb

1 Pack

103,00 /Pack

10 m x 3,75 cm

schwarz

1 Pack

103,00 /Pack

MIR 923210000

MIR 933210000

MIR 943210000

MIR 953210000

MIR 963210000

Menge

EURO

VERBANDKLAMMERN

 Qatiomed

aus Aluminium, Gummilitze latexhaltig
Beutel = 100 Stück

MEG 140910
MEG 140912

Gummizug **weiß**
Gummizug **braun**

1 Beutel
1 Beutel

6,95 /Btl.
7,20 /Btl.



KLEBE-/PFLASTERBINDEN

 BSN medical
an Essity company

Leukotape® classic

unelastische Klebebinde für funktionelle Verbände,
10 m x 3,75 cm, VE = 12 Rollen

BSN 0220500
BSN 0238100
BSN 0926300
BSN 0931700
BSN 0931800
BSN 0931900

weiß
schwarz
gelb
rot
blau
grün

12 Rollen
12 Rollen
12 Rollen
12 Rollen
12 Rollen
12 Rollen

9,48 /Ro.
9,48 /Ro.
9,48 /Ro.
9,48 /Ro.
9,48 /Ro.
9,48 /Ro.



IDEALBINDEN

miro

miro-ideal

dauerelastische Idealbinde, als Fixierverband,
für Stütz- und Entlastungsverbände, als Fixie-
rung von Schienenverbänden, fester und dauer-
hafter Sitz, ohne Verbandklammern
Pack = 10 Stück

MIR 104040000
MIR 104060000
MIR 104080000
MIR 104100000
MIR 104120000
MIR 104150000

weiß
5 m x 4 cm
5 m x 6 cm
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm
5 m x 12 cm
5 m x 15 cm

1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack
1 Pack

22,20 /Pack
29,82 /Pack
35,56 /Pack
43,35 /Pack
56,85 /Pack
69,35 /Pack

MIR 154080000
MIR 154100000

rot
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm

1 Pack
1 Pack

35,56 /Pack
43,35 /Pack

MIR 164060000
MIR 164080000
MIR 164100000

blau
5 m x 6 cm
5 m x 8 cm
5 m x 10 cm

1 Pack
1 Pack
1 Pack

29,82 /Pack
35,56 /Pack
43,35 /Pack



Menge

EURO

IDEALBINDEN**Lenkideal® weiß**

dauerelastische Idealbinde, ohne Verbandklammern, 64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan

Pack = 10 Stück

LOH 19580	5 m x 4 cm	1 Pack	24,47 /Pack
LOH 19581	5 m x 6 cm	1 Pack	27,21 /Pack
LOH 19582	5 m x 8 cm	1 Pack	35,07 /Pack
LOH 19583	5 m x 10 cm	1 Pack	44,69 /Pack
LOH 19584	5 m x 12 cm	1 Pack	58,25 /Pack
LOH 19585	5 m x 15 cm	1 Pack	67,09 /Pack
LOH 19586	5 m x 20 cm	1 Pack	88,73 /Pack

**Idealbinden**

mit Schlingkante, DIN 61632, gedehnt, lose im Karton, ohne Verbandklammern, 100 % Baumwolle

Pack = 10 Binden

LOH 14110	5 m x 4 cm	1 Pack	31,15 /Pack
LOH 14111	5 m x 6 cm	1 Pack	31,58 /Pack
LOH 14112	5 m x 8 cm	1 Pack	40,76 /Pack
LOH 14113	5 m x 10 cm	1 Pack	51,91 /Pack
LOH 14114	5 m x 12 cm	1 Pack	65,46 /Pack
LOH 14115	5 m x 15 cm	1 Pack	80,42 /Pack
LOH 14116	5 m x 20 cm	1 Pack	108,73 /Pack
LOH 14118	5 m x 30 cm	1 Pack	162,60 /Pack

**BIBRAUN****Askina® Ideal**

Idealbinde DIN 61632, Schlingkante, mit Aufreißband, gedehnt, ohne Verbandklammern, lose im Karton

Pack = 10 Binden

PET 9041508	5 m x 6 cm	1 Pack	30,20 /Pack
PET 9041516	5 m x 8 cm	1 Pack	38,65 /Pack
PET 9041524	5 m x 10 cm	1 Pack	49,55 /Pack
PET 9041532	5 m x 12 cm	1 Pack	62,50 /Pack

**ZELLSTOFF****megro®****Zellstoff**

in Lagen, Karton = 15 kg

MEG 163001	ungebleicht	40 x 60 cm	1 Karton	36,30 /Kart.
MEG 163002	ungebleicht	20 x 20 cm	1 Karton	41,30 /Kart.
MEG 163003	hochgebleicht	40 x 60 cm	1 Karton	75,20 /Kart.



Menge

EURO

UNTERZUGBINDEN

miro

miro-soft

Polsterbinde zur Unterpolsterung für starre und halbstarre Verbände, hautverträglich, ohne chemische Bindemittel, synthetisches Vlies

Pack = 12 Stück

MIR 178060000	3 m x 6 cm	1 Pack	24,95 /Pack
MIR 178080000	3 m x 8 cm	1 Pack	29,10 /Pack
MIR 178100000	3 m x 10 cm	1 Pack	36,30 /Pack
MIR 178120000	3 m x 12 cm	1 Pack	37,50 /Pack
MIR 178150000	3 m x 15 cm	1 Pack	55,40 /Pack



miro-pretape

Unterzugbinde als Unterzug unter Tape- und Klebeverbände (Hautschutz), extrem dünne, offenporige Binde, anschmiegsam, rutschfest, Farbe: gelb

Pack = 10 Stück

MIR 727500000	27 m x 6,50 cm	1 Pack	55,50 /Pack
---------------	----------------	--------	--------------------



GIPSSÄGE UND ZUBEHÖR



MEG 619220	Gipssäge robuste Konstruktion, hohe Belastbarkeit im Dauerbetrieb, vibrationsarm, wartungsarm, Leistung 500 Watt, 230 V, 50 Hz, Lastkompensation mit Blockierschutz bei Überlastung, Netzanschluss-Sicherung innerhalb der Gerätezuleitung, stufenlose Drehzahl (Oscillation) von 6.500 bis 24.000 einstellbar über Stufenwählschalter, leichte Ausführung und handliche Griffgröße, Anschlusskabel 5 m lang, inkl. 2 Sägeblättern 50 mm und 65 mm und 1 Paar Gabelschlüssel	1 Stück	478,00 /St.
------------	--	---------	--------------------



MEG 619227	Sägeblätter, gehärtet 50 mm für Kunststoff	1 Stück	24,80 /St.
MEG 619228	65 mm für Kunststoff, extra hart	1 Stück	26,00 /St.
MEG 619231	Befestigungsschraube für Sägeblatt	1 Stück	30,10 /St.
MEG 619232	Festhaltering für Sägeblatt	1 Stück	18,40 /St.
MEG 619233	Gabelschlüssel für MEG 619220	1 Paar	15,60 /Paar



SCHLAUCHVERBÄNDE**miro****miro-tubiquick**

dauerelastischer Schlauchverband mit Farbke-
nung als Hautschutz (Unterzug) bei starren und
halbstarren Verbänden, bei klebenden und entlas-
tenden Verbänden, sowie zur Fixierung bei Sal-
benverbänden, nahtlos gewirkter Schlauch

MIR 920010000	10 m x 3,5 cm	Gr. 1 rot	kleine Gliedmaßen	1 Rolle	18,53 /Ro.
MIR 920020000	10 m x 5,5 cm	Gr. 2 grün	mittlere Gliedmaßen	1 Rolle	24,15 /Ro.
MIR 920030000	10 m x 8,0 cm	Gr. 3 blau	große Gliedmaßen	1 Rolle	27,30 /Ro.
MIR 920040000	10 m x 10,75 cm	Gr. 4 gelb	sehr große Gliedmaßen	1 Rolle	46,45 /Ro.
MIR 920050000	10 m x 17,50 cm	Gr. 5 beige	Rumpf	1 Rolle	60,78 /Ro.

**miro-tube**

elastischer Trikotschlauchverband als Hautschutz
(Unterzug) bei starren und halbstarren Verbänden,
bei klebenden und entlastenden Verbänden sowie
bei Salbenverbänden, nahtlos gewirkter Schlauch

MIR 900100000	20 m x 1,5 cm	Gr. 1	Finger	1 Rolle	9,80 /Ro.
MIR 900120000	20 m x 2,5 cm	Gr. 2	großer Finger	1 Rolle	10,50 /Ro.
MIR 900130000	20 m x 4,0 cm	Gr. 3	Hände	1 Rolle	12,68 /Ro.
MIR 900140000	20 m x 6,0 cm	Gr. 4	Arme	1 Rolle	14,20 /Ro.
MIR 900150000	20 m x 8,0 cm	Gr. 5	Kinderkopf	1 Rolle	19,10 /Ro.
MIR 900160000	20 m x 10 cm	Gr. 6	Kopf, Knie, Oberschenkel	1 Rolle	20,10 /Ro.
MIR 900260000	20 m x 12 cm	Gr. 6a	großer Oberschenkel	1 Rolle	22,90 /Ro.
MIR 900170000	20 m x 16 cm	Gr. 7	Rumpf	1 Rolle	69,70 /Ro.
MIR 900180000	20 m x 21 cm	Gr. 8	großer Rumpf	1 Rolle	86,60 /Ro.

**miro-last**

dauerelastische Kompressionsschlauchbandage
zum Stützen und Entlasten, postoperativer Kom-
pressionsverband, hohe Elastizität, gleichmäßige
Druckverteilung

MIR 910010000	10 m x 4,50 cm	Gr. A	Kinderarme, Füße	1 Rolle	72,47 /Ro.
MIR 910020000	10 m x 6,25 cm	Gr. B	kleine Hände, Arme, Füße	1 Rolle	80,20 /Ro.
MIR 910030000	10 m x 6,75 cm	Gr. C	Hände, Arme, Füße	1 Rolle	91,00 /Ro.
MIR 910040000	10 m x 7,50 cm	Gr. D	große Hände, Füße	1 Rolle	95,20 /Ro.
MIR 910050000	10 m x 8,75 cm	Gr. E	große Arme, Beine, Knie	1 Rolle	113,00 /Ro.
MIR 910060000	10 m x 10,0 cm	Gr. F	Oberschenkel, Knie, große Arme	1 Rolle	126,30 /Ro.
MIR 910070000	10 m x 12,0 cm	Gr. G	großer Oberschenkel	1 Rolle	143,70 /Ro.
MIR 910080000	10 m x 17,5 cm	Gr. J	Rumpf, klein	1 Rolle	156,10 /Ro.
MIR 910090000	10 m x 21,5 cm	Gr. K	Rumpf, mittel	1 Rolle	181,00 /Ro.
MIR 910110000	10 m x 32,5 cm	Gr. L	Rumpf, groß	1 Rolle	258,10 /Ro.
MIR 910120000	10 m x 37,5 cm	Gr. M	Rumpf, extra-groß	1 Rolle	329,70 /Ro.



Menge

EURO

SCHLAUCHVERBÄNDE

miro

miro-fix H

Netzschlauchverband zur schnellen Verbandfixierung, mit hohem Baumwollanteil, laufmaschenfest, salbenresistent, Länge 25 m

MIR 004310000	Gr. A/1	Finger	1 Rolle	26,90 /Ro.
MIR 004320000	Gr. A	Hand, Arm, Fuß	1 Rolle	51,50 /Ro.
MIR 004330000	Gr. B	Fuß, Knie, Kopf	1 Rolle	62,40 /Ro.
MIR 004340000	Gr. C	Kopf, Arm, Fuß, Kinderrumpf	1 Rolle	95,00 /Ro.
MIR 004350000	Gr. D	Bein, mittlerer Rumpf	1 Rolle	115,80 /Ro.
MIR 004360000	Gr. E	Rumpf	1 Rolle	131,40 /Ro.



SCHLAUCHVERBÄNDE



tg®-fix Netzverband

hochelastischer Schlauchverband, weiß, aus polyamid-umspinnenen Gummifäden und gekräuseltem Polyamidgarn nahtlos gestrickt (71% Polyamid, 29% Elastodien), **25 m lang**

LOH 24250	Gr. A	Finger	1 Stück	29,83 /St.
LOH 24251	Gr. B	kleine Extremität	1 Stück	44,36 /St.
LOH 24252	Gr. C	große Extremität	1 Stück	67,19 /St.
LOH 24253	Gr. D	großen Kopf, kleinen Rumpf	1 Stück	127,58 /St.
LOH 24254	Gr. E	großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle	1 Stück	143,29 /St.



tg®-Schlauchverband, weiß

nahtlos gestrickter Schlauchverband (67% Baumwolle und 33% Viskose), hohe Dehnfähigkeit, für individuelle Unterzüge sowie zur Fixierung von Wundverbänden und für Extensionsverbände

LOH 24000	20 m x 1,4 cm	Gr. 1	Finger, Zehe	1 Rolle	10,19 /Ro.
LOH 24001	20 m x 2,3 cm	Gr. 2	Finger, Zehen	1 Rolle	10,92 /Ro.
LOH 24002	20 m x 3,0 cm	Gr. 3	mehrere Finger, Kinderarm	1 Rolle	13,24 /Ro.
LOH 24003	20 m x 5,5 cm	Gr. 5	Arm, Unterschenkel, Kinderbein	1 Rolle	14,84 /Ro.
LOH 24004	20 m x 6,5 cm	Gr. 6	Arm, Bein (mittel)	1 Rolle	16,84 /Ro.
LOH 24005	20 m x 7,0 cm	Gr. 7	Arm (groß), Bein, Kinderkopf	1 Rolle	19,24 /Ro.
LOH 24006	20 m x 8,5 cm	Gr. 9	Oberschenkel (groß), Kopf, Achselhöhle	1 Rolle	22,35 /Ro.



Menge

EURO

KÜHLBINDEN

ELASTUS
immer gut verbunden

ELASTUS®-HydroCool

selbstkühlende Stütz- und Entlastungsbinde, kühlt ohne Vorkühlung bis zu 4 Std., schmerzlindernd, abschwellend und entzündungshemmend, alkoholfrei, latexfrei, ohne Kampfer und ohne Menthol, geruchsneutral und hautfreundlich, Hydrokolloidmatrix mit Zinkoxid und eingelagertem Calciumalginat
Trägermaterial: 69 % Viskose, 31 % Polyamid
Pack = 10 Stück

MOS 71061	5 m x 6 cm	1 Pack	99,30 /Pack
MOS 71062	5 m x 8 cm	1 Pack	126,90 /Pack
MOS 71063	5 m x 10 cm	1 Pack	139,70 /Pack
MOS 71064	7 m x 10 cm	1 Pack	155,80 /Pack

ELASTUS®-dermasoft Hydro

sensitive, selbstkühlende und elastische Binde mit Zinkoxid, kühlt ohne Vorkühlung 3 bis 4 Std., schmerzlindernd und entzündungshemmend. Zur sofortigen Linderung von Juckreiz, bei krankhaft trockener Haut, speziell auch für Kinder geeignet. Latexfrei, ohne Paraffine, Alkohol, Vaseline, Wollwachs, Parfüm oder Parabene
Trägermaterial: 69 % Viskose, 31 % Polyamid

Kühlbinden, Pack = 10 Stück

MOS 71066	3 m x 6 cm	1 Pack	74,30 /Pack
MOS 71067	3 m x 8 cm	1 Pack	90,80 /Pack
MOS 71068	5 m x 8 cm	1 Pack	131,50 /Pack

Kurzbinden, Pack = 20 Stück

MOS 71070	8 cm x 20 cm	1 Pack	97,40 /Pack
-----------	--------------	--------	--------------------

ZINKLEIMBINDEN**miro****miro-zinkleimbinde**

für halbstarre Dauerverbände, elastische Mullbinde mit modifiziertem Zinkleim, einzeln im Alubeutel

Pack = 10 Stück

MIR 109050000	5 m x 8 cm	1 Pack	88,70 /Pack
MIR 108050000	5 m x 10 cm	1 Pack	96,20 /Pack
MIR 109070000	7 m x 8 cm	1 Pack	108,30 /Pack
MIR 108070000	7 m x 10 cm	1 Pack	113,40 /Pack
MIR 108100000	10 m x 10 cm	1 Pack	148,60 /Pack

Menge

EURO

ZINKLEIMBINDEN



Gelocast® elastic

gebrauchsfertige Zink-Gel-Binden für halbstarre Dauerverbände, mit elastischem Trägergewebe
VE = 10 Binden

BSN 4509000	7 m x 8 cm	10 Binden	12,48 /Bi.
BSN 4509100	10 m x 8 cm	10 Binden	12,72 /Bi.
BSN 4509200	7 m x 10 cm	10 Binden	12,92 /Bi.
BSN 4509400	10 m x 10 cm	10 Binden	16,47 /Bi.



GIPSBINDEN



Dynacast® Prelude

synthetisches Schienensystem aus Glasfasergewebe, beschichtet mit Polyurethanharz und weicher, beidseitig aufgebrachtener Polypropylen-Polsterung, in Aluminiumschlauch aufgerollt

Meterware

BSN 7142000	4,6 m x 5,0 cm	1 Rolle	224,87 /Ro.
BSN 7142100	4,6 m x 7,5 cm	1 Rolle	274,88 /Ro.
BSN 7141500	4,6 m x 10,0 cm	1 Rolle	318,37 /Ro.
BSN 7141600	4,6 m x 12,5 cm	1 Rolle	399,69 /Ro.

vorgeschnittene Schiene

eingeschweißt in Aluminium
Pack = 5 Stück

BSN 4722200	7,5 cm x 30,0 cm	1 Pack	146,60 /Pack
BSN 4722300	7,5 cm x 40,0 cm	1 Pack	196,05 /Pack
BSN 4722500	10,0 cm x 40,0 cm	1 Pack	213,85 /Pack

Pack = 4 Stück

BSN 4722600	10,0 cm x 76,0 cm	1 Pack	285,04 /Pack
BSN 4723500	12,5 cm x 76,0 cm	1 Pack	304,28 /Pack



miro

miro-castlonguette

orthopädisches Schienensystem aus Glasfasergewebe mit Polyurethanharz beschichtet, beidseitig gepolstert, atmungsaktiv, in Aluminiumschlauch auf der Rolle

MIR 133000000	4,5 m x 5,0 cm	1 Rolle	181,93 /Ro.
MIR 133010000	4,5 m x 7,5 cm	1 Rolle	222,36 /Ro.
MIR 133020000	4,5 m x 10,0 cm	1 Rolle	257,62 /Ro.



Menge

EURO

WUNDDRAINAGE**megro®**

Large-Lock Konnektor, jedes Set komplett mit Verbindungsschlauch und Stufenkonnektor für Drains Ch. 6 - Ch. 18, mit Vakuumindikator zur Funktionskontrolle, steril verpackt, latexfrei

MEG 121420
MEG 121422

Redon-Set 200 ml
Ersatz-Redonflasche 200 ml

1 Set **3,00 /Set**
1 Flasche **2,60 /Fl.**

MEG 121440
MEG 121444

Redon-Set 400 ml
Ersatz-Redonflasche 400 ml

1 Set **3,00 /Set**
1 Flasche **2,60 /Fl.**

ORIPLAST®**Einmal-Redon-Drainageflaschen**

latex- und DEHP-frei
VE = 25 Flaschen

ORI VK00411

ORIFLEX II (OP-System) 450 ml
Einmal-Flasche, Verbindungsschlauch mit Sekretstopp und Abschneideverbinder Ch. 6-18 (Ø 2-6 mm)

25 Flaschen **3,80 /Fl.**

ORI VK00096

ORIFLEX II (Station-System) 450 ml
Wechselflasche

25 Flaschen **3,40 /Fl.**

ORI VK00378

Redon-Verbindungsschlauch
120 cm lang, mit Abschneideverbinder, Ch. 6-18 (Ø 2-6 mm), latexfrei
Pack = 50 Stück

1 Pack **27,50 /Pack**

ORIFLEX II (OP-System)

Redon-Drains

Wund-Drainage, steril, 50 cm lang, latexfrei, mit Röntgenkontraststreifen, drei Sicherheitsmarkierungen
Pack = 100 Stück

7 cm kreuzperforiert

ORI VK00058
ORI VK00067
ORI VK00072
ORI VK00076
ORI VK00079
ORI VK00082
ORI VK00086

Ch. 6
Ch. 8
Ch. 10
Ch. 12
Ch. 14
Ch. 16
Ch. 18

1 Pack **49,00 /Pack**

Menge

EURO

WARZENENTFERNUNGS-HILFSMITTEL



Histofreezer®

kryotherapeutisches System für die unkomplizierte und schmerzarme Entfernung von Warzen und anderen gutartigen Hautläsionen

BSN 7217908

small

Pack = 2 Sprühdosen à 80 ml und 60 Applikatoren (2 mm)

1 Pack

185,79 /Pack

BSN 7217909

medium

Pack = 2 Sprühdosen á 80 ml und 52 Applikatoren (5 mm)

1 Pack

154,81 /Pack



B | BRAUN

Askina® Skin Freeze

Set zur Behandlung von Warzen, bestehend aus:
1 Flasche à 150 ml Flüssiggas und 50 Applikatoren, Länge 150 mm

PET 9380809

Auflagefläche Ø 5 mm

1 Set

96,77 /Set

PET 9380701

Auflagefläche Ø 2 mm

1 Set

96,77 /Set



INSEKTENSTICHBEHANDLUNG

MEG 565000

MOUSTI-Click®

1 Stück

10,00 /St.

Erste-Hilfe gegen Insektenstiche

ein wirksames Mittel zur Beseitigung der lästigen und juckenden Folgen von Insektenstichen. Es hilft gegen Stiche von Mücken, Bremsen und Quallenverbrennungen. Die Funktion basiert auf Piezoelektrizität – das Gerät einfach auf einen Insektenstich halten und mehrmals klicken, Juckreiz und Entzündungen werden elektrothermisch neutralisiert und belästigen nicht mehr. MOUSTIClick® funktioniert ohne Batterie



Menge

EURO

INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR



PAR 085G3800

PARI XLent®

1 Stück

198,55 /St.

Zur zielgenauen Behandlung der oberen Atemwege für Anwender jeden Alters. Mit seinen XL-Tröpfchen erzielt PARI XLent® eine Medikamentendeposition in den oberen und zentralen Atemwegen und eignet sich deshalb besonders gut für die Behandlung von Krupp-Syndrom, Laryngitis oder Pharyngitis. Inkl. BABY Maske Gr. 2, BABY Winkel, Mundstück und Erwachsenenmaske soft



PAR 130G1200

PARI BOY® Classic

1 Stück

168,80 /St.

Der Allrounder bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen. Der PARI BOY® Classic kann zur Therapie von Erkrankungen wie zum Beispiel Bronchialasthma, allergischem Asthma und akuter oder chronischer Bronchitis eingesetzt werden. Inhalationszeiten unter 5 Minuten bei 2,5 ml Inhalationslösung. PARI LC SPRINT® Vernebler für eine effiziente Lungendeposition auch bei kurzen Inhalationszeiten. Mit PIF-Control, dem integrierten „Trainings-Tool“. Ausstattung: PARI BOY® Kompressor, PARI LC SPRINT® Vernebler inkl. PIF-Control (Düsenaufsatz blau), Mundstück, Anschlusschlauch



PAR 130G1300

PARI BOY® Junior

1 Stück

180,50 /St.

Mit variablem Tröpfchenspektrum – speziell für die Therapie von Babys und Kleinkindern. Inhalationszeiten unter 7 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung. BABY Maske und BABY Winkel für eine bequeme und effektive Therapie im Sitzen oder Liegen. Zusätzlicher roter Düsenaufsatz für extra feine Tröpfchen speziell für Babys mit stark verengten Atemwegen. Das integrierte PIF-Control unterstützt das Erlernen einer effektiven Inhalationstechnik. Ausstattung: PARI BOY® Kompressor, PARI LC SPRINT® Junior Vernebler inkl. PIF-Control (Düsenaufsatz gelb), zusätzlicher Düsenaufsatz (rot), Mundstück, BABY Maske Gr. 2, BABY Winkel, Anschlusschlauch



PAR 130G1000

PARI BOY® Pro

1 Stück

193,25 /St.

Flexibel und mit variablem Tröpfchenspektrum für die Therapie von schweren, chronischen Atemwegserkrankungen. Der PARI BOY® Pro ist der Richtige für Patienten, die eine umfangreiche Extraausstattung benötigen. Inhalationszeiten unter 5 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung. Optionale Intervallverneblung für eine kombinierte Physiotherapie. Das PARI PEP S System verknüpft zeitsparend Physio- und Inhalationstherapie. Ausgestattet mit dem PARI LC Sprint® Vernebler mit variablem Tröpfchenspektrum dank blauem und rotem Düsenaufsatz. Mit PIF-Control, dem integrierten „Trainings-Tool“. Ausstattung: PARI BOY® Kompressor, PARI LC SPRINT® Vernebler inkl. PIF-Control (Düsenaufsatz blau), Mundstück, Erwachsenenmaske soft, LC Unterbrecher, zusätzlicher Düsenaufsatz (rot), Anschlusschlauch, PEP S System



Menge

EURO

INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR

PAR 152G1000

**PARI COMPACT2**

1 Stück

99,00 /St.

Bewährt in der Therapie von Erkrankungen der unteren Atemwege. Die günstige Alternative für die generische Verordnung von Inhalationsgeräten. Kompressor in gewohnter PARI Qualität mit bewährtem LC PLUS® Vernebler. Einfache Handhabung und sichere Hygiene. Weiche Kindermaske und Mundstück mit Ventilsystem für eine effiziente Therapie der Atemwege. Ausstattung: PARI COMPACT2 Kompressor, PARI LC PLUS® Vernebler, Mundstück, PARI Kindermaske soft, Anschlusschlauch

PAR 152G1300

**PARI COMPACT2 Junior**

1 Stück

119,90 /St.

Bewährt in der Inhalationstherapie für Babys und Kleinkinder. Die günstige Alternative für die generische Verordnung von Inhalationsgeräten. Kompressor in gewohnter PARI Qualität mit bewährtem LC PLUS® Vernebler. Einfache Handhabung und sichere Hygiene. Inkl. Mundstück sowie BABY-Maske Gr. 2 und BABY Winkel für die Inhalation im Sitzen und Liegen. Ausstattung: PARI COMPACT2 Kompressor, PARI LC PLUS® Baby Vernebler, Mundstück, PARI BABY Maske und BABY Winkel, Anschlusschlauch

PAR 128G1000

**PARI SINUS2**

1 Stück

261,50 /St.

Für eine punktgenaue und schonende Behandlung der Sinusitis. PARI SINUS2 ist ein Verneblersystem zur Therapie der Nasennebenhöhlen bei Sinusitis. Er erzeugt ein pulsierendes Aerosol, welches das Medikament oder die Salzlösung genau dorthin bringt wo es gebraucht wird – in die Nasennebenhöhlen. Mit einem PARI LC-Sprint® Vernebler ist PARI SINUS2 auch für die Therapie der unteren Atemwege einsetzbar. Er ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet und aufgrund seiner Vielseitigkeit ein idealer Begleiter für die ganze Familie

PAR 055G1200

**PARI BOY® free**

1 Stück

226,85 /St.

Kleines und sehr leichtes Inhalationsgerät mit moderner Membrantechnologie für den Betrieb am Netz oder mit Batterien bzw. Akkus. Geeignet für Patienten, die an einer akuten oder chronischen Erkrankungen der unteren Atemwege leiden und von einer schnellen und effizienten Aerosoltherapie ebenso profitieren möchten wie von maximaler Mobilität bei einfacher Handhabung. Das ergonomische Design und wenige Einzelteile unterstützen eine einfache Bedienung. Die geräuschlose Anwendung gewährleistet eine unauffällige, entspannte Therapie. Inkl. PARI BOY® free Membranvernebler, Steuerungseinheit, Mundstück universell, SMARTMASK Baby, Steckernetzteil, Tragetasche und Membranreinigungshilfe

Menge EURO

INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR



PAR 018G5000

PARI O-PEP

1 Stück

57,90 /St.

Atemtherapiegerät zur Sekretmobilisierung in den unteren Atemwegen, zur Stärkung der Atemwege und zur Reduzierung der Kurzatmigkeit. Inkl. Umhängeband und kleiner Transporttasche



PARI ProtECT® Inhalationslösung

mit natürlichem Ectoin. Zum natürlichen Schutz und zur Befeuchtung der Atemwege. Ob Krankheitserreger, Allergene oder trockene Luft - PARI ProtECT® eignet sich zur Vorbeugung und unterstützenden Behandlung von Atemwegserkrankungen. Ectoin schützt die Schleimhäute und verhindert deren Austrocknung. Die isotonische Kochsalzlösung besteht aus 1,3% Ectoin, Meersalz und Wasser und ist für Säuglinge, Kinder und Erwachsene geeignet. Steril und ohne Konservierungsstoffe. In allen modernen Inhalationsgeräten einsetzbar.

PAR 077G6002

Pack = 10 Ampullen à 2,5 ml

1 Pack

8,36 /Pack

PAR 077G6000

Pack = 20 Ampullen à 2,5 ml

1 Pack

13,40 /Pack

PAR 077G6003

Pack = 60 Ampullen à 2,5 ml

1 Pack

35,25 /Pack



INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR

OMRON

OMR NE-U100-E

OMRON MicroAIR U100

1 Stück

126,01 /St.

batteriebetriebenes, kleines, tragbares Inhalationsgerät für die effiziente Behandlung von Atemwegserkrankungen vom einfachen Husten bis zum Asthma, Verneblungsrate durchschnittlich > 0,25 ml/min., in allen Positionen einsetzbar, auch im Liegen, einfache Ein-Knopf-Bedienung, vernebelt bis zum letzten Tropfen, hygienisch, einfach zu reinigen, inkl. Hauptgeräteabdeckung, Medikamentenbehälter, Verneblermembranabdeckung, Maskenadapter, Mundstück, 2 Batterien, Kinder- und Erwachsenenmaske (PVC) und Aufbewahrungstasche
Maße (BxHxT): 4,5 x 13 x 6 cm



OMR NEB-AC-10E

Netzteil für OMRON MicroAIR U100
100 - 240 V / 50 - 60 Hz

1 Stück

18,99 /St.

OMR NEB-BTL-10E

Medikamentenbehälter
für OMRON MicroAIR U100

1 Stück

42,82 /St.

OMR NEB-MC-10E

Verneblermembranabdeckung
für OMRON MicroAIR U100

1 Stück

35,25 /St.

OMR NEB-MSA-10E

Maskenadapter
für OMRON MicroAIR U100

1 Stück

7,90 /St.

Menge

EURO

INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR**OMRON**

OMR NE-C101-D

OMRON Compact C101

1 Stück

75,59 /St.

Kompressor-Inhalationsgerät, dient der Behandlung von Erkrankungen der unteren Atemwege wie Asthma, Bronchitis, Allergien; mit kurzer Behandlungsdauer von 7 Min. für 2,5 ml Inhalat, Verneblungsrate: 0,35 ml/min, einfache Handhabung und Reinigung, inkl. Verneblerset, Luftschlauch (PVC, 100 cm), 3 Ersatzluftfilter, Mundstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske und Adapter, 2 Gummibänder, Nasenstück und Netzteil
Maße (BxHxT): 14,5 x 18,2 x 12,4 cm

OMR NE-C28P-D

OMRON CompAir C28P

1 Stück

88,19 /St.

professionelles Kompressor-Inhalationsgerät, Verneblungsrate durchschnittlich 0,5 ml/min, hochwertige Aerosolpartikel, schnelle Verneblungszeiten, leicht zu reinigen, einfache Ein-Knopf-Bedienung, deckt ein großes medizinisches Anwendungsfeld ab, inkl. Kinder- und Erwachsenen-Maske, mit Aufbewahrungsbox
Maße (BxHxT): 17 x 10,3 x 18,2 cm

INHALATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR**OMRON**

OMR 72250382

Schnullermaske

1 Stück

8,78 /St.

für OMRON Inhalationsgerät U100, C101, C801, C801KD, Duo Baby, C28P, für Kinder bis 1 Jahr

OMR NEB6014

Nasendusche

1 Stück

21,81 /St.

für OMRON Compact C101

OMR NEB-ASKIT-11

Inhalations-Zubehörsset

1 Set

21,01 /Set

für OMRON Compact C101,
Inhalt: Vernebler-Set, Adapter, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske (PVC), Kindermaske (PVC), Luftschlauch, Luftfilter

Inhalations-Zubehörsset

Nasendusche

Menge EURO

SAUERSTOFF-MEDIZIN

Qotiomed®

MEG 125960

Sauerstoffbrille 1 Stück
für Erwachsene und Kinder, transparenter Doppelkatheter mit superweichem Nasenansatz, liegt besonders angenehm in der Nasenöffnung, mit 210 cm O₂-Sicherheitsschlauch, einzeln steril verpackt

1,25 /St.



megro®

MEG 125970

Sauerstoff-Maske 1 Stück
für Erwachsene, mit Nasenclip, 210 cm langer Schlauch, mit Gummibändern und Universal-konnektor, latexfrei, aus PVC, einzeln steril verpackt

2,50 /St.



Sauerstoff-Verbindungsschlauch

grün-transparent, mit zwei Softverbindern, latexfrei, aus PVC, einzeln EO-GAS steril verpackt

MEG 125980

210 cm

1 Stück

0,72 /St.

MEG 125983

400 cm

1 Stück

1,05 /St.



MEG 125985

Schlauchverbinder 1 Stück
unsteril, für O₂-Brille und O₂-Verbindungsschlauch, aus Kunststoff, latexfrei, grün

0,40 /St.

SAUERSTOFF-GERÄTE

WEINMANN
medical technology

WEI 3675

Sauerstoff-Gerät 1 Stück
mit Sauerstoff-Flasche
Lieferumfang: Sauerstoff-Flasche 0,8 l x 200 bar, leer, OXYWAY Fix I Druckminderer für Sauerstoff, fest eingestellt auf 4,5 bar, Abgabe 4 l/min mit Abgang nach unten, Atemschlauch, 2000 mm lang und Winkelanschlussstülle UNF 9/16

269,73 /St.



WEI 3607

Sauerstoff-Gerät 1 Stück
mit Sauerstoff-Flasche
Lieferumfang: Sauerstoff-Flasche 0,8 l x 200 bar, leer OXYWAY Fine I Druckminderer für Sauerstoff, stufenlos dosierbar, Betriebsbereich 3 - 15 l/min, Atemschlauch, 2000 mm lang und Winkelanschlussstülle

303,52 /St.



Menge

EURO

FLASCHENFAHRGESTELL**megro®**

Flaschenfahrgestell mit massivem Stahlblechsockel, für 10 Ltr. Sauerstoff-Flasche, 5 Laufrollen, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig, Oberfläche weiß Pulverlack beschichtet, in zwei Teile zerlegbar

1 Stück

122,70 /St.

MEG 950771

**KATHETER****Qotomed®****Sauerstoff-Katheter mit Kompresse**

grün, 40 cm lang, zentral offen, PU-Kompresse geklebt, farbiger Ansatz (m), steril, latexfrei
VE = 100 Stück

MEG 125808

MEG 125810

MEG 125812

MEG 125814

Größe

Ch. 8

Ch. 10

Ch. 12

Ch. 14

Code


blau

schwarz

weiß

grün

100 Stück

0,46 /St.**Frauen-Katheter**

18 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Homecare-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen, steril, Material: PVC, latexfrei
VE = 100 Stück

MEG 125606

MEG 125608

MEG 125610

MEG 125612

MEG 125614

MEG 125616

MEG 125618

Größe

Ch. 6

Ch. 8

Ch. 10

Ch. 12

Ch. 14

Ch. 16

Ch. 18

Code

hellgrün

blau

schwarz

weiß

grün

orange

rot

100 Stück

0,26 /St.

Menge

EURO

KATHETER



Nelaton-Katheter


40 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Homecare-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen, steril, Material: PVC
VE = 100 Stück

MEG 125206
MEG 125208
MEG 125210
MEG 125212
MEG 125214
MEG 125216
MEG 125218
MEG 125220
MEG 125222

Größe	Code
Ch. 6	hellgrün
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett

100 Stück

0,28 /St.



Darmrohre, steril

40 cm lang, geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen, Trichteransatz, mit verrundeten Stanzkanten, insbesondere Patienten mit häufigem Wechsel (z.B. im Homecare-Bereich) werden dieses zu schätzen wissen
VE = 100 Stück

MEG 125518
MEG 125520
MEG 125522
MEG 125525
MEG 125528
MEG 125530
MEG 125532
MEG 125535

Größe	Code
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett
Ch. 25	blau
Ch. 28	grün
Ch. 30	dunkelgrau
Ch. 32	braun
Ch. 35	grau

100 Stück

0,44 /St.



Tiemann-Katheter, steril

40 cm lang, gebogene Spitze, 2 seitliche Augen, Material: PVC, VE = 100 Stück


MEG 125108
MEG 125110
MEG 125112
MEG 125114
MEG 125116
MEG 125118
MEG 125120
MEG 125122
MEG 125124

Größe	Code
Ch. 8	blau
Ch. 10	schwarz
Ch. 12	weiß
Ch. 14	grün
Ch. 16	orange
Ch. 18	rot
Ch. 20	gelb
Ch. 22	violett
Ch. 24	dunkelblau

100 Stück

0,45 /St.



KATHETER**Absaug-Katheter, gerade**

52 cm lang, zentral offen, 2 kleine seitliche Löcher, einzeln steril verpackt, Material: PVC, Shore 75

VE = 100 Stück

Größe	Code	Menge	Preis
Ch. 6	hellgrün	100 Stück	0,35 /St.
Ch. 8	blau		
Ch. 10	schwarz		
Ch. 12	weiß		
Ch. 14	grün		
Ch. 16	orange		
Ch. 18	rot		
Ch. 20	gelb		



MEG 125306
MEG 125308
MEG 125310
MEG 125312
MEG 125314
MEG 125316
MEG 125318
MEG 125320

Absaug-Katheter, gebogene Spitze

52 cm lang, zentral offen, 2 kleine seitliche Löcher, einzeln steril verpackt, Material: PVC, Shore 70, silikonisiert

VE = 100 Stück

Größe	Code	Menge	Preis
Ch. 8	blau	100 Stück	0,69 /St.
Ch. 10	schwarz		
Ch. 12	weiß		
Ch. 14	grün		
Ch. 16	orange		
Ch. 18	rot		



MEG 125408
MEG 125410
MEG 125412
MEG 125414
MEG 125416
MEG 125418

Absaug-Katheter für Tracheostomietuben

26 cm lang, zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen, einzeln steril verpackt, Material: PVC

VE = 100 Stück

Größe	Code	Menge	Preis
Ch. 8	blau	100 Stück	0,45 /St.
Ch. 10	schwarz		
Ch. 12	weiß		
Ch. 14	grün		
Ch. 16	orange		
Ch. 18	rot		



MEG 125008
MEG 125010
MEG 125012
MEG 125014
MEG 125016
MEG 125018

Absaug-Katheter für Tracheostomietuben mit K-Ventil

26 cm lang, zentrale Öffnung, 2 seitliche Augen, einzeln steril verpackt, Material: PVC

VE = 500 Stück

Größe	Code	Menge	Preis
Ch. 8	blau	500 Stück	0,49 /St.
Ch. 10	schwarz		
Ch. 12	weiß		
Ch. 14	grün		
Ch. 16	orange		
Ch. 18	rot		



MEG 125908
MEG 125910
MEG 125912
MEG 125914
MEG 125916
MEG 125918





Menge

EURO

KATHETER-SETS

Einsatz der Komponenten nur im urologischen Bereich!

Wivomed

MEG 120830	<p>Basis</p> <p>Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x integrierte Tupferschale 4 x Mulltupfer pflaumengroß 2 x Mullkomresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach 1 x Kunststoff-Pinzette 2 x Handschuhe, Nitril, blau, Gr. L 1 x Lochschlitztuch 60 x 60 cm 1 x Einschlagtuch 60 x 60 cm 	1 Set	4,20 /Set	
MEG 120831	<p>Typ Frauen (Arzneimittel)</p> <p>+ Octenisept® 15 ml (siehe Index-Seite 32)</p> <p>Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x integrierte Tupferschale 4 x Mulltupfer pflaumengroß 2 x Mullkomresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach 1 x Kunststoff-Pinzette 2 x Handschuhe, Nitril, blau, Gr. L 1 x Lochschlitztuch 60 x 60 cm 1 x Einschlagtuch 60 x 60 cm 1 x Octenisept® 15 ml im Beipack 	1 Set	4,95 /Set	
MEG 120832	<p>Typ Männer (Arzneimittel)</p> <p>+ Gleitgel 6 ml</p> <p>+ Octenisept® 15 ml (siehe Index-Seite 32)</p> <p>Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x integrierte Tupferschale 4 x Mulltupfer pflaumengroß 2 x Mullkomresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach 1 x Kunststoff-Pinzette 2 x Handschuhe, Nitril, blau, Gr. L 1 x Lochschlitztuch 60 x 60 cm 1 x Einschlagtuch 60 x 60 cm 1 x Endosgel® 6 ml im Beipack 1 x Octenisept® 15 ml im Beipack 	1 Set	5,45 /Set	
MEG 120833	<p>Typ Dauerkatheter (Arzneimittel)</p> <p>+ Gleitgel 5 ml + Octenisept® 15 ml</p> <p>+ 10 ml Spritze Glycerin (siehe Index-Seite 32)</p> <p>Set bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x integrierte Tupferschale 4 x Mulltupfer pflaumengroß 2 x Mullkomresse 7,5 x 7,5 cm, 8-fach 1 x Kunststoff-Pinzette 2 x Handschuhe, Nitril, blau, Gr. L 1 x Lochschlitztuch 60 x 60 cm 1 x Einschlagtuch 60 x 60 cm 1 x Gleitgel 5 ml 1 x Octenisept® 15 ml im Beipack 1 x Spritze 10 ml Glycerin im Beipack 1 x Leerspritze 10 ml 	1 Set	7,10 /Set	

			Menge	EURO
<u>UMWELT-NIERENSCHALEN</u>				
megro®				
	MEG 636025	Einmal-Nierenschalen , grau aus Pappe, 252 x 150 x 48 mm, Volumen ca. 700 ml Karton = 300 Stück	1 Karton	27,00 /Kart.
	MEG 636020	Einmal-Nierenschalen , grau aus Pappe, 252 x 150 x 48 mm, Volumen ca. 700 ml Pack = 50 Stück	1 Pack	4,95 /Pack
<u>NIERENSCHALEN</u>				
megro®				
	MEG 636010	aus rostfreiem Edelstahl 18/8, 0,5 Ltr, Länge 25 cm, Höhe 3,3 cm	1 Stück	4,75 /St.
contacto				
aus rostfreiem Edelstahl 18/10				
		Länge Höhe Inhalt		
	CON 0201/170	17 cm 4,0 cm 0,25 l	1 Stück	7,00 /St.
	CON 0201/200	20,5 cm 4,0 cm 0,35 l	1 Stück	9,00 /St.
	CON 0201/250	25 cm 4,0 cm 0,50 l	1 Stück	8,50 /St.
	CON 0201/275	27,5 cm 4,5 cm 0,75 l	1 Stück	10,25 /St.
<u>NIERENSCHALEN POLYPROPYLEN</u>				
megro®				
	MEG 636016	weiß, Kunststoff, lebensmittelechtes Material, ca. 24 cm lang, autoklavierbar bis 130°C	1 Stück	1,20 /St.
	MEG 636014	Einmal aus PP 24 cm Pack = 300 Stück	1 Pack	59,85 /Pack
WACA				
<small>Qualität seit 1921.</small>				
	WAL 2503.710	Mehrweg-Nierenschale weiß, PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinengeeignet, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), Maße: 26 x 13,7 x 4 cm	1 Stück	1,30 /St.

NIERENSCHALEN POLYPROPYLEN



Mehrweg-Nierenschale

PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, milchig transparent, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinengeeignet, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)
Maße: 26 x 13,7 x 4 cm

WAL 2503.735
WAL 2503.876

transluzent **rot**
transluzent **blau**

1 Stück
1 Stück

1,30 /St.
1,30 /St.



ZAHNPROTHESENDOSE



MEG 123160

Zahnprothesenbehälter, mit Einsatz weiß, 1 Stück
ideal für die hygienische Aufbewahrung von Zahnprothesen, mit Deckel und herausnehmbarem Siebeinsatz zum Abspülen der Prothese, aus PP, autoklavierbar bis 130°C, Höhe inkl. Deckel ca. 6 cm, Ø inkl. Deckel ca. 9,5 cm

1,95 /St.



TRINKHILFE



medizinische Trinkhilfe

aus PP, graduiert bis 200 ml, diese Trinkhilfe ermöglicht, dass der Patient – auch im Liegen – das Getränk selbstständig und ohne sich zu verschlucken komplett austrinken kann, dies wird durch die spezielle ergonomische Gestaltung des Deckels und des Trinkstutzens ermöglicht, die es dem Patienten erlaubt, den Becher zu leeren ohne den Kopf bewegen zu müssen

WAL 2541.730
WAL 2541.866
WAL 2541.873
WAL 2541.926
WAL 2541.953

rot-blau
grün-blau
blau-blau
orange-blau
gelb-blau

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

2,40 /St.
2,40 /St.
2,40 /St.
2,40 /St.
2,40 /St.



Menge

EURO

EINNEHMEBECHER UND DECKEL**megro®**

Becher hochtransparent, Inhalt optimal sichtbar,
druckfest und bruchsticher, 30 ml, Material: PP
VE = 3750 Stück

MEG 123110

farblos

3750 Stück

13,33 /‰

MEG 123111

blau

MEG 123112

rot

MEG 123113

gelb

MEG 123114

grün

MEG 123115

Deckel für megro-Becher
VE = 3750 Stück

3750 Stück

21,06 /‰EINNEHMEBECHER**WACA**

Qualität seit 1921.

WAL 2501.700

Einnehmebecher

10 Stück

0,38 /St.

graduirt, 30 ml, glasklar, Material: SAN, max.
Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit
dauernd: -20°C, spülmaschinengeeignet, schlagfest,
oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation:
Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)
VE = 10 Stück



contacto

CON 5580/030

Medizinbecher

1 Stück

2,85 /St.

30 ml, aus Edelstahl 18/10, matt poliert,
innen graduirt (Messkala ohne Kennziffern:
5, 10, 20 und 30 ml), Ø 5 cm, 2,5 cm hoch



CON 1555/050

Medizinbecher

1 Stück

3,75 /St.

50 ml, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt
poliert, innen graduirt (10-20-30-40-50 ml),
Ø 5,3 cm, Höhe 4,5 cm



Menge

EURO

MEHRWEG-SCHNABELBECHER / TASSE



Qualität seit 1921.

für freundlicheres Ambiente im Krankenzimmer und für bessere Unterscheidung zwischen den Pflegestationen; in trendigen Transparentfarben: rot, blau, grün, gelb und natur; ein weiterer Pluspunkt ist die Stapelkante, die den sonst auftretenden Saugeffekt beim Ineinanderstapeln der Becher verhindert, Material: PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, milchig transparent, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinengeeignet, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), Skalierung 50, 100, 150 und 200 ml

Schnabelbecher **Unterteil** ohne Oberteil, **250 ccm**
VE = 10 Stück



WAL 2521.800	transparent (opak)	10 Stück	0,77 /St.
WAL 2521.735	transluzent rot		
WAL 2521.865	transluzent grün		
WAL 2521.876	transluzent blau		
WAL 2521.956	transluzent gelb		

Schnabelbecher **Oberteil**
VE = 5 Stück

mit 4 mm Öffnung

WAL 2523.800	transparent (opak)	5 Stück	1,08 /St.
WAL 2523.735	transluzent rot		
WAL 2523.865	transluzent grün		
WAL 2523.876	transluzent blau		
WAL 2523.956	transluzent gelb		

mit 12 mm Öffnung

WAL 2525.800	transparent (opak)	5 Stück	1,08 /St.
WAL 2525.735	transluzent rot		
WAL 2525.865	transluzent grün		
WAL 2525.876	transluzent blau		
WAL 2525.956	transluzent gelb		



12 mm Öffnung

12 mm Öffnung

4 mm Öffnung

TRINKHILFE



Qualität seit 1921.

WAL 2543.742	Trinkbecher mit Nasenausschnitt	10 Stück	1,05 /St.
--------------	--	----------	------------------

orange, 200 ml, aus PP, unzerbrechlich, spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, hygienisch und stapelbar, speziell für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit im Kopf- und Nackenbereich entwickelt, durch die große Aussparung an einer Seite des Becherrandes wird der Patient in die Lage versetzt, den Becher selbständig komplett entleeren zu können, VE = 10 Stück



Menge

EURO

EINNEHMELOFFEL**contacto****11 cm lang**aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Messskala: 1 Teelöffel, 1/2 Esslöffel, 1 Esslöffel

1 Stück

3,85 /St.

Qualität seit 1921.

Gesamtinhalt max. 20 ml(graduiert bei: 1 Teelöffel, 1/2 Esslöffel, 1 Esslöffel)
Material: SAN, max. Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, spülmaschinene geeignet, schlagfest, oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)
VE = 100 Stück**weiß**

100 Stück

0,25 /St.**glasklar**

100 Stück

0,25 /St.**megro®****weiß, 20 ml**, aus Kunststoff

1 Pack

16,70 /Pack

bei der peroralen Applikation gut bewährt, Gesamtinhalt max. 20 ml (graduiert bei: 1 Teelöffel, 1/2 Esslöffel, 1 Esslöffel), Material: SAN (Styrol-Acrylnitril), bruchunempfindlich, hygienisch, formbeständig, spülmaschinene geeignet, Pack = 100 Stück

SPUTUMBECHER

Qualität seit 1921.

weiß

1 Stück

3,10 /St.

Inhalt 400 ml, Material: PP, sehr hohe Bruchfestigkeit, max. Gebrauchstemperatur: 125°C, Kältebeständigkeit dauernd: -30°C, spülmaschinenfest, autoklavierbar (121°C, 20 min., 1 bar), Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

**contacto****Sputumbecher mit Klappdeckel**

1 Stück

19,00 /St.aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
mit Einhand-Klappdeckel, 0,4 Ltr., Ø 8,5 cm

CON 1560/110



WAL 2509.710

WAL 2509.700



MEG 123123



WAL 2515.710



CON 1096/085

Menge EURO

AUGENBADEBECHER



Qualität seit 1921.

WAL 2511.700

glasklar, 25 ml, anatomisch geformt 1 Stück **0,40 /St.**
 dient zu Reinigungszwecken und zum Entfernen von Fremdkörpern und Schmutzteilchen, Augenspülung zu kosmetischen Zwecken mit Kräutern für müde und überanstrengte Augen, Inhalt 25 ml, Material: SAN, max. Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, spülmaschinengeeignet, schlagfest, oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)



PATIENTENTASCHEN

megro®

MEG 180200

Tragetaschen „Patienteneigentum“ 1 Karton **79,00 /Kart.**
 für das Eigentum des Patienten bei sofortiger Einweisung, mit Schriftfeld für Patientendaten, 5 cm lang oberhalb des Griffloch-Randes, aus LDPE-Folie, 35 µm, weiß
 Maße: 60 x 60 x 10,5 cm
 Karton = 250 Stck.



TRINKHALME

Patiomed®

MEG 161001

Trinkröhrchen aus Kunststoff, biegsam und knickfest, Ø 6 mm
einzel gehülst 1 Karton **3,80 /Kart.**
 Karton = 250 Stück

MEG 161010

Stationspackung 1 Beutel **0,85 /Btl.**
 Beutel = 50 Stück



WASCHSCHÜSSEL

contacto

CON 1525/321

flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, glatter Rand, mittelschwere Qualität
6 Ltr. 1 Stück **21,50 /St.**
 Ø-innen 28,5 cm, Ø Boden: 19,5 cm, Höhe: 14 cm



CON 1570/320

extra flache Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit griffigem, gebördeltem Rand, mittelschwere Qualität
4 Ltr. 1 Stück **19,50 /St.**
 Ø-innen 32 cm, Boden-Ø 20 cm, Höhe 8,5 cm

CON 1570/360

5,5 Ltr. 1 Stück **24,00 /St.**
 Ø-innen 36 cm, Boden-Ø 23,5 cm, Höhe 8,5 cm



BRECHBEUTEL UND SPENDER

sicherer und hygienischer Auffangbeutel bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit etc. Zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflegedienst oder bei Krankentransporten

Qatomed®

MEG 171514

Spuckbeutel

1 Beutel

11,90 /Btl.

aus Polyethylen, mit Kunststoffverschlussring (ca. Ø 12 cm), weiß mit Skala, graduiert bis 1500 ml, **nicht** passend für die Spender MEG 171518 und MEG 171519
Beutel = 50 Stück

megro®

Spender für Brechbeutel

aus Kunststoff, zur Wandmontage, desinfizierbar, Durchmesser 15 cm

MEG 171518

für 25 Brechbeutel 22 cm hoch

1 Stück

9,50 /St.

MEG 171519

für 50 Brechbeutel 43 cm hoch

1 Stück

15,20 /St.

BRECHBEUTEL UND SPENDER

sicherer und hygienischer Auffangbeutel bei Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheit etc. Zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflegedienst oder bei Krankentransporten

HARTMANN®

HAP 999586

SicSac® Spuckbeutel

1 Pack

13,68 /Pack

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen, 11 cm großer Abschlussring als Mundstück, mit Kerben zum Einhängen des Beutels für sicheren Verschluss, Aufnahmekapazität ca. 1 Ltr.
Pack = 50 Stück

HAP 999587

SicSac® Spender, leer

1 Stück

15,27 /St.

Entnahmebehälter für SicSac® Spuckbeutel, aus weiß lackiertem Metall, im platzsparenden Format, zur Wandmontage, 13 x 47 cm



Menge

EURO

EINMAL-ZAHNBÜRSTEN

Robomed / megro

Einmal-Zahnbürsten


ideal für Pflegeheime, Zahnärzte, Hotel etc.,
aus Polystyrol, Gesamtlänge: ca. 15 cm,
einzeln hygienisch verpackt
Pack = 100 Stück

MEG 199101
MEG 199100

mit Paste, Bürstenkopf: ca. 3 cm
ohne Paste, Bürstenkopf: ca. 2,6 cm

1 Pack
1 Pack

8,40 /Pack
8,65 /Pack



LEMON-STICKS

Robomed

MEG 165511

Lemon Glycerin Swabsticks, kurz
Mundpflege-Stäbchen für die orale Hygiene, mit
großem Wattebausch zum mühelosen Reinigen und
Befeuchten des gesamten Mundbereichs, getränkt mit
einer Lösung aus Wasser, Glycerin, Zitronensäure,
Limonenextrakt, Natriumbenzoat 0,1%, ohne Zucker,
für Diabetiker geeignet, Gesamtlänge: ca. 10 cm
Pack = 25 x 3 Stück

1 Pack

5,20 /Pack



MEDIKAMENTENDISPENSER-TABLETTS

megro

für 19 Dispenser und 19 Einnehmebecher,
weiß, aus Polystyrol (PS)

MEG 123106

Maße (LxBxH): 44 x 34 x 1,5 cm

1 Stück

11,90 /St.

MEG 1231060

mit zusätzlichem Boden
Maße (LxBxH): 44 x 34 x 1,5 cm

1 Stück

16,70 /St.



HAE BERLE

Medikamententablett „Langenau“

Untersatz aus weißem, Aufsatz aus glasklarem
Kunststoff, inkl. 1 Verordnungsblock

HAE 04705
HAE 04706
HAE 04707

16 Felder 31 x 31 x 1,8 cm
20 Felder 31 x 39 x 1,8 cm
25 Felder 39 x 39 x 1,8 cm

1 Stück
1 Stück
1 Stück

65,00 /St.
69,00 /St.
78,00 /St.

HAE 04708

Ersatzblock
für Medikamententablett „Langenau“,
50 Blatt mit 300 Abrissen

1 Stück

5,70 /St.





MEG 123070

TABLETTENZERKLEINERER

Qotomed®

PILL MATE

mit diesem praktischen Tabletten-Zerkleinerer können Sie: Zerkleinern, Halbieren, Pulverisieren, Aufbewahren
Maße: Ø 40 mm, Höhe 65 mm

Menge

EURO

1 Stück

8,80 /St.

MEG 123061

Tablettenmörser

1 Stück

5,10 /St.

verwandelt Tabletten ohne großen Kraftaufwand in leichter schluckbares Tablettenpulver, der große Griff des Mörsers eignet sich besonders für Personen mit eingeschränkter Handbeweglichkeit, der Mörser besitzt im Deckel ein Vorratsfach, spülmaschinenfest, blau
Maße: Ø 53 mm, Höhe 45 mm (geschlossen)



MEG 123060

Tablettenteiler

1 Stück

3,10 /St.

halbiert Tabletten in zwei Teile, zerkleinert mit dem innenliegenden Messer leicht und problemlos auch größere Tabletten durch einfachen Druck, zusätzlich auch als Tabletten-Box verwendbar, passt in jede Tasche, blau, Maße: 83 x 33 x 25 mm (L x B x H), Gewicht: 33 g

MEDIKAMENTENDISPENSER

megro®

MEG 123079

für 1 Woche

1 Stück

7,50 /St.

bestehend aus **7 Tagesschachteln** mit 4 Fächern für morgens, mittags, abends und nachts, aus hochwertigem Polypropylen, weiß, handlich, zuverlässig und sicher
Maße (LxBxH): ca. 10,5 x 5,5 x 12,8 cm



Menge EURO

MEDIKAMENTENDISPENSER

Qatiomed®

MEG 123099

Medikamentendispenser

1 Stück

0,75 /St.

4 Unterteilungen, **weiß**
für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel,
mit Beschriftung: **deutsch/englisch**,
Blindenschrift, Symbole (Sonne und Mond)
Pack = 4 x 50 Stück



Qatiomed®

MEG 123104

Medikamentendispenser

1 Stück

0,75 /St.

4 Unterteilungen, **blau**
für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel,
mit Beschriftung: **deutsch/englisch**,
Blindenschrift, Symbole (Sonne und Mond)
Pack = 4 x 50 Stück



Qatiomed®

MEG 123101

Medikamentendispenser groß

1 Stück

1,50 /St.

weiß, 4 extra große Fächer, 4 Unterteilungen
– für morgens, mittags, abends, nachts,
mit transparentem Schiebedeckel
Pack = 4 x 50 Stück



Menge

EURO

STECHBECKEN**megro®**

aus rostfreiem Edelstahl 18/10



Stechbecken mit Flachgriff, „Standard“

MEG 636005

mit Deckel und **Flachgriff** für Erwachsene „**Standard**“, Maße: Ø 32 cm, 8,5 cm hoch

1 Stück

36,00 /St.

MEG 636001

bauchige Form und **Flachgriff**, mit Deckel, für Erwachsene, Maße: Ø 31 cm, 8,5 cm hoch

1 Stück

48,00 /St.

MEG 636002

bauchige Form und **Hohlgriff**, mit Deckel, für Erwachsene, Maße: Ø 31 cm, 8,5 cm hoch

1 Stück

50,50 /St.

MEG 636004

Deckel mit Knopf für Stechbecken, Ø 24,5 cm, einzeln

1 Stück

12,00 /St.

MEG 636003

bauchige Form und Flachgriff, mit Deckel, **für Kinder**, Maße: Ø 23 cm, 7 cm hoch

1 Stück

45,00 /St.

Stechbecken mit Flachgriff, bauchige Form



Stechbecken mit Hohlgriff, bauchige Form



Deckel



Stechbecken mit Flachgriff für Kinder



MEG 636007

Stechbecken aus Kunststoff mit Flachgriff und Deckel für Erwachsene aus Polypropylen, autoklavierbar bis 130°C, Ø 31 cm, stapelbar

1 Stück

6,45 /St.

CON 1942/420

STECHBECKEN**contacto****Deckel mit Knopf** aus Edelstahl 18/10, Ø 30,5 cm, für 1955/420

1 Stück

19,50 /St.

CON 1955/420

aus rostfreiem Edelstahl 18/10 **XXL**, besonders geeignet für **adipöse** Patienten, bauchige Form und Flachgriff, für Erwachsene, Maße: Ø 34 cm, 10,5 cm hoch

1 Stück

52,00 /St.

Menge

EURO

TASCHEN-WC




MEG 171500

roadbag® Taschen-WC für Männer 1 Stück
 wiegt 48 g, 12 x 28 cm groß, auf das handliche Packmaß von 7 x 12 cm zusammengelegt, der Ring-Durchmesser beträgt 5,5 cm. Der in roadbag® eingelegte Innenbeutel enthält einen Superabsorber (chemisch: Polymerkristalle), dieser bindet bis zu 1000 ml Urin (Die normale Miktion beträgt ca. 300 bis 500 ml) und verdichtet ihn zu einem festen Gel – ohne Hautkontakt, hygienisch und geruchlos, nichts läuft aus, das ideale Einwegurinal. Damit ist roadbag® fast jedem (Blasen-)“Druck“ gewachsen. Jeder Packung roadbag® liegt ein **Erfrischungstuch** für die Hände bei, nach dem Wasserlassen roadbag® mit dem Klebestreifen verschließen und in der beigefügten Tragetasche im Restmüll entsorgen

2,35 /St.



Superabsorber + Flüssigkeit = Gel



MEG 171502

ladybag® Taschen-WC für Frauen 1 Stück
 ...immer dann, wenn keine andere Toilette in der Nähe ist. ladybag® nimmt durch den Superabsorber die Flüssigkeit sofort und komplett auf. Das Fassungsvermögen beträgt 1000 ml. Die normale Miktion beträgt ca. 300 bis 500 ml. ladybag® ist hygienisch, zuverlässig, geruchsneutral, diskret und umweltfreundlich. Jeder Packung ladybag® liegt ein **Erfrischungstuch** für die Hände bei. Nach dem Wasserlassen ladybag® in der beigefügten Tragetasche im Restmüll entsorgen

2,90 /St.



INKONTINENZHILFEN



MEG 123023

Katheterventil, Fabr. Stäubli 1 Stück
 KV 100 für Einhandbedienung, für Patienten mit Blasen-Entleerungsstörungen, Vermeidung von Blasenschwund, Verzicht auf Urinbeutel, reduzierte Infektionsgefahr, steril verpackt

15,00 /St.



MEG 123021

Katheterstopfen, PP 1 Pack
 3,3-13 mm, grün, steril verpackt
 Pack = 100 Stück

10,80 /Pack



MEG 122305

MEG 122300
MEG 122302
MEG 122304

MEG 122305

URINBEUTEL

Schlauchlänge 90 cm, für die Bettbefestigung

megro®

VE = 10 Stück

	Menge	EURO
1,5 l Standard, unsteril	10 Stück	0,25 /St.
2,0 l Standard, unsteril	10 Stück	0,28 /St.
2,0 l mit Rücklaufstop und Auslauf, unsteril	10 Stück	0,49 /St.
2,0 l mit Ablasshahn, einzeln steril	1 Stück	0,90 /St.



MEG 122306

URINBEINBEUTEL

megro®

750 ml unsteril, mit geradem Zu- und geradem Ablauf, Schlauchlänge ca. 15 cm VE = 10 Stück	10 Stück	0,45 /St.
---	----------	-----------



MEG 122310

KINDER URINBEUTEL

megro®

Urinbeutel, steril für Mädchen und Jungen, mit Klebezzone, ohne Ablauf, 100 ml Pack = 100 Stück	1 Pack	25,00 /Pack
--	--------	-------------



MEG 122539

URINBEUTELHALTER

megro®

Urinbeutelhalter aus Draht zum Anhängen an Krankenbetten mit rundem Bettrahmen, für Beutel 1.500 ccm, weiß beschichtet, Schlauchhalter geschlossen	1 Stück	1,80 /St.
---	---------	-----------

URINFLASCHENHALTER

megro®

Urinflaschenhalter aus Draht weiß beschichtet, mit Deckel und Kette, nur zur Aufnahme einer Urinflasche für Männer geeignet, zum Anhängen an das Krankenbett	1 Stück	6,90 /St.
---	---------	-----------



Menge EURO

URINFLASCHEN UND ZUBEHÖR

megro®

MEG 122521 **für Frauen** 1 Stück **3,15 /St.**
aus Polypropylen, durchscheinend, **autoklavierbar bis 130°C**, passend für alle üblichen Urinflaschenhalter, mit anhängendem Deckel aus weißem Polyethylen (hitzebeständig bis 90°C), **1 Liter** Fassungsvermögen, graduiert

MEG 122520 **für Männer** 1 Stück **3,15 /St.**
 eckig, langer Hals, aus **Polypropylen**, durchscheinend, **autoklavierbar bis 130°C**, passend für alle üblichen Urinflaschenhalter, mit anhängendem Deckel aus grünem Polypropylen, **1 Liter** Fassungsvermögen, graduiert

MEG 122525 **für Männer** 1 Stück **2,65 /St.**
 eckig, langer Hals, aus **Polypropylen**, durchscheinend, **autoklavierbar bis 130°C**, passend für alle üblichen Urinflaschenhalter, mit anhängendem Deckel aus blauem Polypropylen, **1 Liter** Fassungsvermögen, graduiert

MEG 122523 **für Männer** 1 Stück **5,00 /St.**
 eckig, langer Hals, aus **Polycarbonat**, glasklar, **autoklavierbar bis 130°C** (nur PC-gereignete Reinigungsmittel und Klarspüler verwenden), passend für alle üblichen Urinflaschenhalter, mit anhängendem Deckel aus grünem Polypropylen, **1 Liter** Fassungsvermögen, graduiert



Qualität seit 1921.

WAL 2531.900 **Urinflasche** 1 Stück **10,15 /St.**
 mit Verschluss, Material: **PC** (Polycarbonat), hoch transparent, Sterilisation: Autoklav max. 121°C, 20 min., Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), β -/y-Strahlen 25 kGy, **1 Liter** Fassungsvermögen, graduiert

megro

MEG 122529 **Urinflaschenbürste** 1 Stück **2,05 /St.**
 mit blauem Griff, Gesamtlänge: 37 cm, Bürstenteil: 26,5 cm lang, Bürstenkopf-Ø: 5,5 cm



SEGUFIX®-HUMANE FIXIERUNGEN**SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt**

Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe auf dem Bett, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Gurtbreite: 18 cm, Taillenumfang Gr. M: 80-120 cm bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt und integrierten Seitenbefestigungen
- 3 SEGUFIX®-Schlösser, 2 SEGUFIX®-Schlüssel mit Magnetschloss-System schwarz 1 Set
- mit Dreh-Patentschloss-System grün 1 Set
- mit Steckschloss-System 1 Set

138,30 /Set**159,40 /Set****188,90 /Set**

SEG 2221-M

SEG 2321-M

SEG 2421-M

**SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten**

Fixierung von Patienten und Lagerungshilfe auf dem Bett, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Gurtbreite: 18 cm, Taillenumfang Gr. M: 80-120 cm bestehend aus:

- 1 SEGUFIX®-Standard mit Oberschenkelmanschetten und integrierten Seitenbefestigungen
- 5 SEGUFIX®-Schlösser, 2 SEGUFIX®-Schlüssel mit Magnetschloss-System schwarz 1 Set
- mit Dreh-Patentschloss-System grün 1 Set
- mit Steckschloss-System 1 Set

179,40 /Set**211,20 /Set****255,40 /Set**

SEG 2231-M

SEG 2331-M

SEG 2431-M

**SEGUFIX®-Handhalterung**

flexible Fixierung einer oder beider Hände auf dem Bett, SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt/ Oberschenkelmanschetten erforderlich, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Umfang Handgelenk: 16-24 cm bestehend aus:

- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten
- 2 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel) mit Magnetschloss-System schwarz 1 Set
- mit Dreh-Patentschloss-System grün 1 Set
- mit Steckschloss-System 1 Set

30,90 /Set**44,90 /Set****59,70 /Set**

SEG 2204-M

SEG 2304-M

SEG 2404-M

**SEGUFIX®-Handhalterung verlängert**

flexible Fixierung einer oder beider Hände auf dem Bett, SEGUFIX®-Standard mit Schrittgurt/ Oberschenkelmanschetten nicht erforderlich, direkt am Krankenbett zu befestigen, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Umfang Handgelenk: 16-24 cm bestehend aus:

- 2 SEGUFIX®-Handmanschetten verlängert
- 4 SEGUFIX®-Schlösser, 1 SEGUFIX®-Schlüssel mit Magnetschloss-System schwarz 1 Set
- mit Dreh-Patentschloss-System grün 1 Set
- mit Steckschloss-System 1 Set

52,20 /Set**76,80 /Set****110,00 /Set**

SEG 2224-M

SEG 2324-M

SEG 2424-M



Menge

EURO

SEGUFIX®-HUMANE FIXIERUNGEN

SEGUFIX®

SEGUFIX® -Fußhalterung

lockere bis feste Fixierung eines oder beider Füße auf dem Bett, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Umfang Fußgelenk: 22-30 cm

bestehend aus:

2 SEGUFIX®-Fußmanschetten

1 SEGUFIX®-Verbindungsgurt

4 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

SEG 2205-M	mit Magnetschloss-System schwarz	1 Set	53,70 /Set
SEG 2305-M	mit Dreh-Patentschloss-System grün	1 Set	90,10 /Set
SEG 2405-M	mit Steckschloss-System	1 Set	129,10 /Set



SEGUFIX® -Akut-Fixierung-Schulter, robust

Fixierung von Patienten in Akut-Situationen auf dem Bett, darf nur in Verbindung mit weiteren Fixierelementen benutzt werden, wobei Hände und Füße fixiert werden müssen, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Umfang Brust Gr. M: 74-114 cm

bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Schulter

5 SEGUFIX®-Schlösser (ohne Schlüssel)

SEG 4213/r-M	mit Magnetschloss-System schwarz	1 Set	116,50 /Set
SEG 4313/r-M	mit Dreh-Patentschloss-System grün	1 Set	143,10 /Set
SEG 4413/r-M	mit Steckschloss-System	1 Set	180,00 /Set



SEGUFIX® -Akut-Fixierung-Hand, robust

Fixierung einer oder beider Hände in Akut-Situationen auf dem Bett, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Umfang Handgelenk Gr. M: 16-24 cm

bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Hand (für beide Hände)

4 SEGUFIX®-Schlösser

1 SEGUFIX®-Schlüssel

SEG 4214/r-M	mit Magnetschloss-System schwarz	1 Set	79,10 /Set
SEG 4314/r-M	mit Dreh-Patentschloss-System grün	1 Set	103,00 /Set
SEG 4414/r-M	mit Steckschloss-System	1 Set	136,20 /Set



SEGUFIX® -Akut-Fixierung-Fuß, robust

Fixierung eines oder beider Füße in Akut-Situationen auf dem Bett, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Umfang Fußgelenk Gr. M: 22-30 cm

bestehend aus:

1 SEGUFIX®-Akut-Fixierung-Fuß (für beide Füße)

4 SEGUFIX®-Schlösser

1 SEGUFIX®-Schlüssel

SEG 4215/r-M	mit Magnetschloss-System schwarz	1 Set	79,10 /Set
SEG 4315/r-M	mit Dreh-Patentschloss-System grün	1 Set	103,00 /Set
SEG 4415/r-M	mit Steckschloss-System	1 Set	136,20 /Set





SEG 1306

SEGUFIX®-HUMANE FIXIERUNGEN**SEGUFIX®-Dreh-Patentschloss grün**
zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

Menge

EURO

1 Stück

11,60 /St.

SEG 1308

SEGUFIX®-Dreh-Patentschlüssel gelb
zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-Dreh-Patentschlusses grün

1 Stück

6,40 /St.

SEG 1206

SEGUFIX®-Magnetschloss schwarz/segufix.com
zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme

1 Stück

6,40 /St.

SEG 1208

SEGUFIX®-Magnetschlüssel rot
zum schnellen Öffnen des SEGUFIX®-Magnetschlusses schwarz/segufix.com

1 Stück

4,00 /St.

SEG 1406

Steckschloss
zum Verschließen der SEGUFIX®-Systeme, ohne Magnetmechanismus, kann in unmittelbarer Nähe zum Herzschrittmacher verwendet werden

1 Stück

19,80 /St.

SEG 1408

Steckschlüssel
zum Öffnen des Steckschlusses

1 Stück

10,50 /St.

SEG 7256-M

SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt

zur Stützung und Positionierung von Patienten in Rollstühlen und anderen geeigneten Sitzgelegenheiten, verhindert das Herabrutschen des Patienten von der Sitzfläche, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Umfang Gr. M: Rückenlehne 70-115 cm, Taille 80-120 cm, Gurtbreite: 14 cm

bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Sitzgurt mit Schrittgurt/2 Schlösser/1 Schlüssel

1 Set

137,50 /Set

SEG 7356-M

mit Magnetschloss-System schwarz

1 Set

150,80 /Set

SEG 7456-M

mit Dreh-Patentschloss-System grün

1 Set

169,20 /Set

SEG 6244-M

SEGUFIX®-Rückhaltegurt mit Schrittpolster

zur Stützung des sitzenden Patienten, stützt den Oberkörper und verhindert ein Abrutschen von der Sitzfläche, zur Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, Gr. M: Umfang Leibgurt 90-130 cm, Verbindungsstück 15 cm, Schulterkranz 80 cm

bestehend aus: 1 SEGUFIX®-Rückhaltegurt/ 1 Schrittpolster/1 Schloss/1 Schlüssel

1 Set

165,40 /Set

SEG 6344-M

mit Magnetschloss-System schwarz

1 Set

173,60 /Set

SEG 6444-M

mit Dreh-Patentschloss-System grün

1 Set

184,70 /Set

mit Steckschloss-System

1 Set

184,70 /Set

FIXIERUNGEN UND ZUBEHÖR



Fingerhülsen aus Bast

die Extensions-Fingerhülsen aus Bast werden in die Haken an den Kettchen eingehängt, durch das Zusammenziehen des Bastgeflechtes werden die Finger gehalten, bei Entlastung des Zuges kann die Fingerhülse wieder vom Finger gezogen werden

Menge

EURO

PKO 2781001	Gr. 1	1 Stück	15,00 /St.
PKO 2781002	Gr. 2	1 Stück	15,00 /St.
PKO 2781003	Gr. 3	1 Stück	15,00 /St.
PKO 2781004	Gr. 4	1 Stück	15,00 /St.
PKO 2781005	Gr. 5	1 Stück	15,00 /St.
PKO 2781006	Gr. 6	1 Stück	15,00 /St.
PKO 2781000	Set bestehend aus den Fingerhülsen Gr. 1 - 6	1 Set	84,00 /Set



FIXIERUNGEN UND ZUBEHÖR



Haftbandfixierungen ohne Polster zur Sicherung des Patienten, aus gewebtem Haftband mit Metallschlaufen, Innenseite **ungepolstert**

BIS 780003	VE = 10 Stck. 30 x 5 cm	10 Stück	3,50 /St.
BIS 780004	40 x 5 cm	10 Stück	3,90 /St.



Haftbandfixierungen mit Polster zur Sicherung des Patienten, aus gewebtem Haftband mit Metallschlaufen, Innenseite **gepolstert** mit kaschiertem Schaum

BIS 780103	VE = 10 Stck. 30 x 5 cm	10 Stück	4,50 /St.
BIS 780104	40 x 5 cm	10 Stück	5,40 /St.



BIS 510001	Hand-/Fußgelenkfixierungsgurte 7 cm breit*, zur Sicherung des Patienten im Bett, aus stabilem Band mit synthetischem Fell gepolstert , Haftbandverschluss, Gurtband: 170 cm lang, waschbar bis 60°C	1 Paar	36,40 /Paar
------------	--	--------	--------------------



* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!

FIXIERUNGEN UND ZUBEHÖR**bisanz****OP-Gurt mit Polster**

zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch, stabiler Chemotex-Gurt mit Schnalle, Polster (mit Kunstleder bezogener Schaumstoff) auswechselbar und abwaschbar, 10 cm breit (Polster)

BIS 560001

BIS 560005

190 cm lang x 7 cm breit

1 Stück

79,30 /St.**250 cm lang x 7 cm breit**

1 Stück

81,10 /St.**NAMENSBÄNDER**

Anwendung: zur Patientenidentifikation, fest verschließbarer Plastikdruckknopf verhindert unbeabsichtigtes Öffnen, latexfrei, inkl. beschreibbaren Papiereinsteckkarten

megro®

aus hochwertigem PVC (Polyvinylchlorid)

Pack = 250 Stück

Größe (ca.)

MEG 180105

für Erwachsene, weiß

24,5 cm

1 Pack

37,00 /Pack

MEG 180101

für Kinder / Säuglinge, blau

16,5 cm

1 Pack

37,00 /Pack

MEG 180100

für Kinder / Säuglinge, rosa

16,5 cm

1 Pack

37,00 /Pack**pd Precision Dynamics****Veri Color®**

widerstandsfähig und komfortabel, aus weichem Vinyl

Pack = 250 Stück

Größe (ca.)

MEG 180121

für Erwachsene, weiß

25 cm

1 Pack

74,00 /Pack

MEG 180111

für Kinder / Säuglinge, weiß

17 cm

1 Pack

74,00 /Pack

MEG 180112

für Kinder / Säuglinge, rosa

17 cm

1 Pack

74,00 /Pack

MEG 180113

für Kinder / Säuglinge, blau

17 cm

1 Pack

74,00 /Pack**KÄMME****megro®**

Material: aus recyceltem SMMA

Erweichende Temperatur ab ca. 75°C

MEG 600413

Damenkamm, 7 1/2"

Pack = 24 Stück

1 Pack

12,75 /Pack

MEG 600424

Herrenkamm, 6"

Pack = 60 Stück

1 Pack

19,05 /Pack

MEG 600406

Universalkamm, 5"

Pack = 60 Stück

1 Pack

14,70 /Pack

MEG 600418

Staub- u. Nissenkamm

Pack = 24 Stück

1 Pack

19,00 /Pack

Material: aus PA 6.6, sterilisierbar

Menge EURO

WICKELTISCHAUFLAGEN



BIS 1341608T


Wickeltischauflege

Anwendungsgebiet: in der Neugeborenen- und Kinderstation, Material: mittelfester Schaumstoff, mit Entlüftungsösen, Bezug: Kunstleder Trio*, phthalatfrei
Maße: 80 x 60 x 3 cm

1 Stück

75,60 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



Anwendungsgebiet: in der Neugeborenen- und Kinderstation

Wickeltischauflege mit Aufkantung

durch die seitlichen Aufkantungen ist eine sichere Lagerung des Kindes möglich, größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde, Material: mittelfester Schaumstoff, Bezug: Kunstleder creme*, phthalatfrei
Maße: 60 x 70 x 5/10 cm

BIS 1341803KL.16

2-seitige Aufkantung

1 Stück

112,60 /St.

BIS 1341804KL.16

3-seitige Aufkantung

1 Stück

207,20 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



ENTBINDUNGSKEIL



BIS 1341201PU.08

Entbindungskeil

zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen, Material: sehr fester Schaumstoff mit PU-Beschichtung, schwarz*
Maße: 40 x 50 x 12 cm

1 Stück

69,90 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



Menge

EURO



MEG 940104

KOPFKISSEN**megro®****Kissen ohne Bezug**

40 x 40 cm, weiß, Füllung: 100 % rautenförmige PU-Stäbchen, Bezug: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, waschbar bis 95°C, atmungsaktiv, formbeständig, antiallergisch, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Text Standard 100, passend für Kissenbezüge Frottee MEG 940105.01 bis MEG 940105.99, Einmalkissenbezug MEG 199098 und Hygieneschutzbezug MEG 940106

1 Stück


6,85 /St.

MEG 940106

KISSENBEZUG**megro®****Hygieneschutzbezug**

mit **Hotelverschluss**, 40 x 40 cm, weiß, hochwertiger Bezug aus polyurethan kaschierem Jersey, atmungsaktiv, klimaregulierend, wasserdicht, elastisch, bakterien- und virendicht, blut- und urinundurchlässig, desinfizierbar, PVC-frei, waschbar bis 95°C, schwer entflammbar Crib 5, passend für Kissen MEG 940104

1 Stück

9,45 /St.

BIS 640800PU

KOPF- UND NACKENKISSEN**bisanz****Kopflagerungskissen flach, agave***

22 x 22 x 5 cm, für die Kopflagerung auf der Untersuchungs-/Behandlungsliege bzw. für OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage. PU-Beschichtung, abwaschbar/desinfizierbar

1 Stück

40,20 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



MEG 940100.99

MEG 940100.07

megro®**Kopfpolster mit Kopfmulde**

19,5 x 14 x 5/2 cm, **aus PVC**, für Massage- und Therapieliegen, im OP, beim Röntgen und zur Auflage für Sonnenbänke geeignet, aus einem Stück gefertigt und nach DIN 53160 schweiß- und speichelecht, außerdem bakterizid und fungizid, abwaschbar und desinfizierbar

1 Stück

16,45 /St.

1 Stück

16,45 /St.**schwarz****blau**

Menge

EURO

SANDSÄCKE

 bisanz

Sandsack* weiß, phthalatfrei, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen, Kunstleder-Bezug, Quarzsandfüllung

BIS 600004	20 x 10 cm, 0,5 kg	1 Stück	10,80 /St.
BIS 600011	20 x 15 cm, 1,0 kg	1 Stück	11,30 /St.
BIS 600012	25 x 15 cm, 1,5 kg	1 Stück	12,00 /St.
BIS 600013	30 x 15 cm, 2,0 kg	1 Stück	12,80 /St.
BIS 600019	20 x 20 cm, 1,5 kg	1 Stück	11,50 /St.
BIS 600020	25 x 20 cm, 2,0 kg	1 Stück	14,20 /St.
BIS 600021	30 x 20 cm, 2,5 kg	1 Stück	15,30 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



HODENKISSEN

 bisanz


BIS 300400KL	Hodenkissen weiß, phthalatfrei, zur Entlastung des Skrotums nach Prostata- oder Hodenoperationen, weicher Schaumstoff, Maße: 19 x 14 x 7 cm	1 Stück	28,30 /St.
--------------	---	---------	-------------------




FERSENKISSEN

 bisanz

BIS 590001PU	Fersenkissen* mit PU-Beschichtung agave, zur Krankenpflege und Altenpflege, vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse, weicher Schaumstoff mit Loch, Maße: 15 x 15 x 5 cm, Loch 6 cm Ø	1 Stück	19,30 /St.
--------------	---	---------	-------------------



BIS 590003PU	Fersenstütze* mit PU-Beschichtung agave, zur Krankenpflege und Altenpflege, vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse, durch größeres Maß bessere Druckverteilung, weicher Schaumstoff, Maße: 25 x 15 x 8 cm, Loch 7 cm Ø	1 Stück	24,90 /St.
--------------	--	---------	-------------------



* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!

KOPFLAGERUNGSKISSEN

 bisanz

BIS 680019PUD.08	Kopflagerungsring* schwarz, dicht, zur freien Lagerung des Hinterkopfes, überwiegend im OP-Bereich, mittelfester Schaumstoff, Außen- und Innenflächen rund, Maße: Ø 20/10 x 5 cm	1 Stück	60,80 /St.
------------------	--	---------	-------------------



* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



ohne Bezug Kunstlederbezug
Druckbedingte Farbabweichungen
sind möglich!

BIS 720000
BIS 720100
BIS 720000-1

BEINLAGERUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR

 bisanz

Zur Hochlagerung

Beinhochlagerungsschiene "1"

für Erwachsene, 80 x 25 cm, nach Art der Braun'schen und Schulze Schienen, zum Ruhigstellen und Hochlagern nach Operationen, Frakturen, bei Venenentzündungen und Thrombosen

Material: mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

ohne Bezug*	1 Stück	63,90 /St.
mit Kunstlederbezug weiß*, phthalatfrei	1 Stück	122,10 /St.
mit PU-Beschichtung agave*	1 Stück	136,30 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!

Zur Flachlagerung

BIS 711000

Beinlagerungsschiene "3"*

1 Stück

53,00 /St.

für Erwachsene, ohne Bezug, 75 x 25 cm, zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbrett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung. Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

BIS 711002

Trikotbezug*

1 Stück

38,90 /St.

75 cm, aus Baumwolle, weiß, 25 cm breit mit Bändchen, zu Art. 711000

BIS 711004

Kunstlederbezug*

1 Stück

55,10 /St.

75 cm, weiß, phthalatfrei, 25 cm breit mit Haken- und Flauschband, zu Art. 711000

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



Trikotbezug Kunstlederbezug
Druckbedingte Farbabweichungen
sind möglich!

LAGERUNGSKISSEN

 bisanz

Säuglingslagerungshilfe

für Hüftsonographie, zur stabilen Lagerung von Säuglingen bei Sonographie, die einzelnen Teile sind durch Haken- und Flauschverbindungen variabel verstellbar, aus mittelfestem Schaumstoff
Außenmaß der Grundplatte: 40 x 70 cm

BIS 1341801PU	mit PU-Beschichtung agave*	1 Stück	255,00 /St.
BIS 1341801-1PUD	mit PUD-Beschichtung agave*	1 Stück	311,30 /St.
BIS 1341802KL	mit Kunstlederbezug weiß*, phthalatfrei	1 Stück	282,80 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



Abbildung ähnlich

Menge

EURO

BEINLAGERUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR



Zur Hochlagerung

PKO 1533800	Beinhochlagerungsschiene	1 Stück	70,80 / St.
	nach Schulze, ohne Bezug, Gr. 1, 70 x 25 x 18 cm, mit Kunststoff-Sohle, zur Lagerung des Beines bei Knochenbrüchen, Verrenkungen, Quetschungen, Erste-Hilfe-Versorgung und kurzfristigen Behandlungen sowie Venenentzündungen und Thrombosen. Das aus Kunststoff bestehende, gepolsterte Fußbett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung, der Schaumstoff ist weich, wodurch keine Durchblutungsstörungen entstehen, leicht desinfizierbar		
PKO 1533804	Bezug Gr. 1 zu Art. 1533800	1 Stück	49,85 / St.
	aus Kunstleder, mit Klettverschluss, weiß		



Zur Flachlagerung

PKO 1532800	Schaumstoffschiene	1 Stück	70,80 / St.
	für Erwachsene, ohne Bezug, 75 x 30 cm, mit Kunststoff-Sohle, zur Lagerung des gestreckten Beins, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, Entzündungen und Frakturen. Das aus Schaumstoff bestehende Fußbett mindert die Gefahr der Spitzfußbildung, an der Sohle ist die Schiene durch eine Kunststoffplatte verstärkt, Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen		
PKO 1534100	Bezug zu Art. 1532800	1 Stück	50,55 / St.
	aus Kunstleder, mit Klettverschluss, weiß		



LAGERUNGSKISSEN



Lagerungskissen aus Styropor, finden ihren Einsatz zur Lagerung und seitlichen Abstützung von Kranken, werden sehr gerne zur Anti-Decubitus-Prophylaxe eingesetzt, der PVC-Bezug ist abwaschbar

PKO 1348000	40 x 30 cm	1 Stück	23,40 / St.
PKO 1348100	70 x 30 cm	1 Stück	38,35 / St.
PKO 1348200	80 x 60 cm	1 Stück	48,50 / St.




SANDSÄCKE




Anwendungsgebiet: Zur Lagerung und seitlichen Abstützung von Extremitäten, kleinere Säcke werden zur Beschwerung von postoperativen Wunden verwendet, Material: PVC-Bezug, abwaschbar

PKO 1347000	15 x 10 cm, 0,4 kg	1 Stück	9,10 / St.
PKO 1347001	20 x 10 cm, 0,5 kg	1 Stück	9,65 / St.
PKO 1347004	30 x 15 cm, 2 kg	1 Stück	11,45 / St.
PKO 1347006	50 x 15 cm, 3 kg	1 Stück	17,65 / St.





elfenbein



schwarz



bordeaux-rot

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

KNIE- / NACKEN- UND HALBROLLEN



dr. paul koch
GESUNDHEITSPRODUKTE

Knief- und Nackenrollen

Anwendungsgebiet: Zur Therapie und allgemeinen Lagerung und zur unterstützenden Lagerung der Kniegelenke und des Nackens

PU-beschichtet, **elfenbeinweiß**

Maße (L x Ø)

PKO 1341870	40 x 13 cm	1 Stück	16,50 /St.
PKO 1341871	50 x 15 cm	1 Stück	19,90 /St.

mit PVC-Bezug verschweißt, **schwarz**

Maße (L x Ø)

PKO 1341867	40 x 13 cm	1 Stück	14,20 /St.
PKO 1341868	50 x 15 cm	1 Stück	19,80 /St.
PKO 1341869	65 x 15 cm	1 Stück	23,10 /St.

mit PVC-Bezug verschweißt, **bordeaux-rot**

Maße (L x Ø)

PKO 1341862	40 x 13 cm	1 Stück	14,20 /St.
PKO 1341864	50 x 15 cm	1 Stück	19,80 /St.
PKO 1341866	65 x 15 cm	1 Stück	23,10 /St.

mit Kunstlederbezug, mit Reißverschluss

Maße (L x Ø)

PKO 1341818	50 x 15 cm, schwarz	1 Stück	30,30 /St.
PKO 1341820	50 x 15 cm, weiß	1 Stück	30,30 /St.

Halbrollen

ermöglichen eine optimale ergonomische Lagerung. Sehr häufig werden sie im Nacken-, Knie- und Fersebereich angewendet, mit abwaschbarem Kunstlederbezug mit Reißverschluss

Kunstlederbezug **weiß**

PKO 1341300	Gr. 1 40 x 22 x 11,0 cm	1 Stück	41,40 /St.
PKO 1341301	Gr. 2 40 x 15 x 7,5 cm	1 Stück	28,90 /St.

Kunstlederbezug **schwarz**

PKO 1341318	Gr. 2 40 x 15 x 7,5 cm	1 Stück	28,90 /St.
-------------	------------------------	---------	-------------------

GIPSBÄNKCHEN



dr. paul koch
GESUNDHEITSPRODUKTE

Gipsbänkchen

aus Schaumstoff, weiß, abwaschbar, 30 x 20 x 20 cm, stützt das Bein beim Eingipsen oder Verbinden, angenehme Lagerung durch kunstlederbezogenen Schaumstoff

PKO 1892000		1 Stück	85,15 /St.
-------------	--	---------	-------------------

Menge

EURO

KNIE- / NACKEN- UND HALBROLLEN



Anwendungsgebiet: Je nach Größe unterschiedliche Verwendung möglich, z.B. zur Lagerung von Nacken, Knie und Ferse

Halbrollen

40 x 22 x 11 cm, aus Schaumstoff, Bezug: Kunstleder, phthalatfrei, vernäht ohne Reißverschluss

BIS 1340901KL.24	chrom*	1 Stück	38,40 /St.
BIS 1340901KL.16	creme*	1 Stück	38,40 /St.
BIS 1340901KL.07	royalblau*	1 Stück	38,40 /St.
BIS 1340901KL.08	schwarz*	1 Stück	38,40 /St.

Halbrollen

aus Schaumstoff, Bezug: Kunstleder, phthalatfrei, vernäht ohne Reißverschluss

BIS 1340902KL	weiß 40 x 15 x 7,5 cm	1 Stück	27,60 /St.
BIS 1340915KL	weiß 50 x 18 x 9,0 cm	1 Stück	40,20 /St.

Knierollen

50 x 20 cm, aus Schaumstoff, Bezug: Kunstleder, phthalatfrei, mit Reißverschluss auf der Längsseite

BIS 1340719KL.24	chrom*	1 Stück	40,50 /St.
BIS 1340719KL.16	creme*	1 Stück	40,50 /St.
BIS 1340719KL.07	royalblau*	1 Stück	40,50 /St.
BIS 1340719KL.08	schwarz*	1 Stück	40,50 /St.

Nackenrollen

40 x 13 cm, aus Schaumstoff, Bezug: Kunstleder, phthalatfrei, mit Reißverschluss auf der Längsseite

BIS 1340710KL.24	chrom*	1 Stück	22,30 /St.
BIS 1340710KL.16	creme*	1 Stück	22,30 /St.
BIS 1340710KL.07	royalblau*	1 Stück	22,30 /St.
BIS 1340710KL.08	schwarz*	1 Stück	22,30 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



Knies- und Nackenrollen

Bezug: **PVC creme, geschweißt**
aus Schaumstoff, elastisch und formbeständig
Maße (L x Ø)


BIS 1340710PVC	40 x 13 cm	1 Stück	16,60 /St.
BIS 1340714PVC	50 x 15 cm	1 Stück	20,90 /St.
BIS 1340715PVC	65 x 15 cm	1 Stück	24,30 /St.

Knies- und Nackenrollen

Bezug: **Kunstleder, phthalatfrei, mit Reißverschluss**
aus Schaumstoff, elastisch und formbeständig
Maße (L x Ø)

BIS 1340714KL	50 x 15 cm	weiß	1 Stück	25,60 /St.
BIS 1340714KL.07	50 x 15 cm	royalblau*	1 Stück	25,60 /St.
BIS 1340714KL.10	50 x 15 cm	agave*	1 Stück	25,60 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



weiß



royalblau

agave

weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

NACKENROLLENBEZÜGE FROTTEE**megro®**

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, beidseitig mit Gummizug, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

Bezüge für Rollen Ø 15 cm und Länge 40 cm

Farbe:	weiß	1 Stück	9,50 /St.
	mint		
	viola		
	beige		
	silbergrau		
	gelb		
	royalblau		
	bordeaux		
	apricot		
	brombeer		
	natur		
	jade		
	aqua		
	marine		
	camel		
	türkisblau		
	graphit		
	pink		
	apfelgrün		
	orange		
	nougat		
	terra		
	schwarz		



Abbildung zeigt Rolle mit Bezug

Bezüge für Rollen Ø 15 cm und Länge 50 cm

Farbe:	weiß	1 Stück	9,97 /St.
	mint		
	viola		
	beige		
	silbergrau		
	gelb		
	royalblau		
	bordeaux		
	apricot		
	brombeer		
	natur		
	jade		
	aqua		
	marine		
	camel		
	türkisblau		
	graphit		
	pink		
	apfelgrün		
	orange		
	nougat		
	terra		
	schwarz		



Abbildung zeigt Rolle mit Bezug

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

Menge EURO

NACKENROLLENBEZÜGE FROTTEE

megro®

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

Bezüge für Halbrollen, mit Gummizug beidseitig

Höhe 7,5 cm und Länge 40 cm

- MEG 940114.01
- MEG 940114.02
- MEG 940114.03
- MEG 940114.04
- MEG 940114.05
- MEG 940114.06
- MEG 940114.07
- MEG 940114.08
- MEG 940114.10
- MEG 940114.13
- MEG 940114.15
- MEG 940114.18
- MEG 940114.19
- MEG 940114.27
- MEG 940114.34
- MEG 940114.36
- MEG 940114.48
- MEG 940114.34
- MEG 940114.50
- MEG 940114.57
- MEG 940114.65
- MEG 940114.69
- MEG 940114.70
- MEG 940114.99

- Farbe: weiß
- mint
- viola
- beige
- silbergrau
- gelb
- royalblau
- bordeaux
- apricot
- brombeer
- natur
- jade
- aqua
- marine
- camel
- türkisblau
- graphit
- camel
- pink
- apfelgrün
- orange
- nougat
- terra
- schwarz

1 Stück **9,50 /St.**



Abbildung zeigt Halbrolle mit Bezug

weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

KISSENBEZÜGE FROTTEE

megro®

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

Bezüge 40 x 40 cm, mit Reißverschluss

- MEG 940105.01
- MEG 940105.02
- MEG 940105.03
- MEG 940105.04
- MEG 940105.05
- MEG 940105.06
- MEG 940105.07
- MEG 940105.08
- MEG 940105.10
- MEG 940105.13
- MEG 940105.15
- MEG 940105.18
- MEG 940105.19
- MEG 940105.27
- MEG 940105.34
- MEG 940105.36
- MEG 940105.48
- MEG 940105.50
- MEG 940105.57
- MEG 940105.65
- MEG 940105.69
- MEG 940105.70
- MEG 940105.99

Farbe: weiß Pack = 2 Stück 1 Pack **16,30 /Pack**



Abbildung zeigt Kissen mit Bezug

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

ZUBEHÖR FÜR GEHSTÜTZEN

PKO 0921000 **Universal-Gehstützenhalterung** 1 Stück **33,60 /St.**
kann an Bett- oder Tischbeinen flexibel angebracht werden, durch Verdrehung der Halterung ist eine senkrechte und waagerechte Montage möglich, Tiefe: 14,5 cm, Platte: 9,5 x 5 cm



PKO 0921001 **Gehstützenhalterung zur Wandmontage** 1 Stück **27,80 /St.**
zur festen Montage an bestimmten Orten, wie in Bettnähe oder am Essplatz, Lieferung inkl. Dübeln und Schrauben



PKO 0921002 **Gehstützenhalterung zum Einhängen am Bett** 1 Stück **27,80 /St.**
kann an allen Betten mit Rundrohr/-holm (ca. 35 mm Durchmesser) angebracht werden, Platte: 9,5 x 5 cm, Länge: 14 cm



PKO 5800121 **Gehstützenhalterung auf Alu-Schiene** 1 Stück **40,00 /St.**
zur festen Montage, Länge 21,5 cm, Breite 5,5 cm, Tiefe der Alu-Schiene ca. 1 cm, Tiefe inkl. Halterung ca. 9 cm, inkl. Zubehör



PKO 5800067 **Gehstützenhalterung zur Wandmontage** 1 Stück **33,70 /St.**
Tool-Flex-Halterung: ein elastisches Gummiband hält die Gehstütze sicher und fest, nur ein geringer Druck genügt, um die Gehstütze festzuklemmen, leichte Handhabung: auch für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion geeignet, Lieferung inkl. Schrauben und Dübel



PKO 5800070 **Gehstützenhalterung zum Einhängen am Bett** 1 Stück **44,90 /St.**
Tool-Flex-Halterung: ein elastisches Gummiband hält die Gehstütze sicher und fest, nur ein geringer Druck genügt, um die Gehstütze festzuklemmen, leichte Handhabung: auch für Menschen mit eingeschränkter Handfunktion geeignet, passt auf alle Betten mit Rundrohr/-holm mit ca. 35 mm Durchmesser

Menge

EURO

UNTERARMGEHSTÜTZEN

megro®

10-fach höhenverstellbar, ergonomisch geformter Handgriff, Reflektor im Griff, kräftige, verwindungssteife Armschale, stabiler Fuß mit großer Auflagefläche, mit einzigartigem Abstellsystem, CE gekennzeichnet, bis 130 kg belastbar

- MEG 961900
- MEG 961901
- MEG 961902
- MEG 961903
- MEG 961904
- MEG 961905
- MEG 961906
- MEG 961907
- MEG 961909

- grün**
- lichtgrau**
- enzianblau**
- feuerrot**
- minttürkis**
- tiefschwarz**
- chromgelb**
- weinrot**
- türkisblau**

1 Paar

16,50 /Paar*
* +7 % MwSt.



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich



UNTERARMGEHSTÜTZEN

megro®

für Kinder

Armschale 3-fach verstellbar, Rohrlänge 10-fach verstellbar, CE gekennzeichnet, bis 100 kg belastbar

- MEG 962412
- MEG 962417

- blau/bunt**
- gelb/bunt**

1 Paar

24,99 /Paar*
* +7 % MwSt.



Menge

EURO



MEG 962900
MEG 962901
MEG 962902

ZUBEHÖR**megro®**

Gehhilfe-Kappen, 19 mm
für Unterarmgehstützen
grau
feuerrot
blau

1 Stück **4,20 /St.**
1 Stück **4,20 /St.**
1 Stück **4,20 /St.**



MEG 963016
MEG 963030
MEG 963050

SP-Krückenband

das Krückenband ist ein breites, elastisches Trägerband, das um den Nacken gelegt die Unterarmgehstützen griffbereit an den Körper positioniert. Stabil und leicht zu montieren. Ein Verstellmechanismus ermöglicht dem Träger eine individuelle Längeneinstellung des Bandes. Der Patient hat die Hände frei um einfache alltägliche Dinge zu erledigen. Breite ca. 3 cm

anthrazit
feuerrot
enzianblau

1 Stück **9,95 /St.**
1 Stück **9,95 /St.**
1 Stück **9,95 /St.**



MEG 961850

4-FUß GEHHILFE**▲ DIETZ Rehab**

Vierfuß-Gehhilfe
mit anatomischem Griff und rutschfesten Gummifüßen, schafft Stabilität beim Gehen, Aluminium bronze-eloxiert, höhenverstellbar von 75 - 90 cm, Belastbarkeit: 100 kg

1 Stück **42,30 /St.***
* +7 % MwSt.

Menge

EURO

DUSCH- UND TOILETTENSTUHL

megro

MEG 990290

AQ-TICA Confort

1 Stück

130,00 /St.*

**+7% MwSt.

mit **großer** Rückenlehne, **anis**

2 Funktionen: hilft bei der Körperpflege und auch bei der persönlichen Hygiene, kann als Toilettenstuhl oder Duschstuhl verwendet werden, leichte, wasserdichte Aluminium- und Kunststoffkonstruktion, Baukastensystem: abnehmbare Armlehnen und Rückenlehnen, Wasserablauföffnungen reduzieren die Rutschgefahr, rutschfeste Saugnäpfe, Eimer lässt sich von der Vorderseite abnehmen

Sitzfläche (LxB): 46,5 (zwischen Armlehnen) x 45 cm

Sitzhöhe: 43,5 - 59,5 cm (5-fache Höhenverstellung)

Rückenlehne: 39 cm hoch

Sitzöffnung: 22 x 25 x 6,5 cm

Höhe Armlehnen: 17,5 cm

Breite Armlehnen: 5,7 cm

Gesamtabmessung (LxB): 58 x 52 cm

max. Belastbarkeit: 130 kg

Gewicht: 7,03 kg

Wird als Bausatz geliefert, kann ohne Werkzeug montiert werden



megro

MEG 990293

AQ-TICA Club

1 Stück

124,00 /St.*

**+7% MwSt.

mit **kleiner** Rückenlehne, **dunkelgrau**

2 Funktionen: hilft bei der Körperpflege und auch bei der persönlichen Hygiene, kann als Toilettenstuhl oder Duschstuhl verwendet werden, leichte, wasserdichte Aluminium- und Kunststoffkonstruktion, Baukastensystem: abnehmbare Armlehnen und Rückenlehnen, Wasserablauföffnungen reduzieren die Rutschgefahr, rutschfeste Saugnäpfe, Eimer lässt sich von der Vorderseite abnehmen

Sitzfläche (LxB): 46,5 (zwischen Armlehnen) x 45 cm

Sitzhöhe: 43,5 - 59,5 cm (5-fache Höhenverstellung)

Rückenlehne: 12 cm hoch

Sitzöffnung: 22 x 25 x 6,5 cm

Höhe Armlehnen: 17,5 cm

Breite Armlehnen: 5,7 cm

Gesamtabmessung (LxB): 58 x 52 cm

max. Belastbarkeit: 130 kg

Gewicht: 5,99 kg

Wird als Bausatz geliefert, kann ohne Werkzeug montiert werden



Menge

EURO

DUSCHHOCKER**DIETZ Rehab**

MEG 990312

1 Stück

65,30 /St.**Duschhocker**

weiß, **ohne Rückenlehne**, der stabile und pulverbeschichtete Aluminiumrahmen erlaubt den problemlosen Einsatz in Feuchträumen, die 5-fach höhenverstellbaren Standfüße mit Saugfüßen ermöglichen eine individuelle und schnelle Anpassung, Sitzfläche mit Öffnungen für Wasserablauf
Sitzbreite: 50 cm, Sitztiefe: 29 cm,
Sitzhöhe: innen 39-49 cm, außen 42-52 cm,
Gesamtbreite: 50 cm, Gesamtlänge: 38 cm,
Gesamthöhe: 42-52 cm, max. Belastbarkeit: 100 kg

**VERBANDNÄSSESCHUTZ****PRÄMETA****Aqua Protect**

ist ein wiederverwendbarer Schutzüberzug aus hautfreundlichem Polyurethan, die Beinmodelle haben eine rutschfeste Sohle, das Material ist latexfrei



PRÄ AP17

Unterarm, klein

1 Stück

15,63 /St.

PRÄ AP21

Unterarm, groß

1 Stück

16,89 /St.

PRÄ AP26

Oberarm, klein

1 Stück

19,41 /St.

PRÄ AP31

Oberarm, groß

1 Stück

21,93 /St.

PRÄ LP20

Unterschenkel, klein

1 Stück

23,28 /St.

PRÄ LP25

Unterschenkel, groß

1 Stück

26,13 /St.

PRÄ LP33

Oberschenkel, klein

1 Stück

30,76 /St.

PRÄ LP44

Oberschenkel, groß

1 Stück

33,99 /St.**WÄRMFLASCHEN****Rotomed****Wärmflasche**

hergestellt aus Naturkautschuk, 1,6 Ltr.,

Farbe: rot, die Wärmflasche kann Verbrennungen verursachen, idealerweise Stoffbezug verwenden



Halblamelle

Doppellamelle

MEG 810000

Halblamelle

1 Stück

4,65 /St.

MEG 810010

Doppellamelle

1 Stück

4,65 /St.

Menge

EURO

HAARWASCHWANNE

RUSSKA

Die Haarwaschwanne ist für die Anwendung bei Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld gedacht

RSS 77062000

Haarwaschwanne-Set 1 Set

45,50 /Set

ermöglicht eine wohltuende Haarwäsche, ohne dass der Pflegebedürftige aus dem Bett bewegt werden muss. Die Wanne hat eine viereckige Form und verfügt über einen fest integrierten Ablaufschlauch. Für bequemes Liegen auf der Wanne sorgt die integrierte Kopfmulde (ca. 25 cm breit). Die Haarwaschwanne kann mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden und sollte vor dem Zusammenlegen vollständig trocknen. Set bestehend aus:

Haarwaschwanne aus PVC, aufblasbar, Fassungsvermögen 12,5 Ltr., 2-reihig, Maße ca. 60 x 50 x 20 cm, **Duschvorrichtung** aus PVC, Fassungsvermögen 10 Ltr., Wasserdurchlauf-Clip, Handpumpe aus Kunststoff, Aufhängungsseil aus Nylon



RSS 77063000

Haarwaschwanne 1 Stück

30,40 /St.

aufblasbar, mit Kopfmulde (ca. 25 cm breit), viereckig, 2-reihig, Fassungsvermögen 12,5 Ltr., mit fest integriertem Ablaufschlauch und Reparatur-Set, Maße ca. 60 x 50 x 20 cm, Material: PVC



KIRSCHKERNKISSEN



Kirschkerne

als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen, Füllmaterial: Kirschkerne, Bezug: Nylonspezialgewebe, abwaschbar, desinfizierbar und sterilisierbar bis max. 115°C



BIS 640910.03
BIS 640911

20 x 20 cm orange*
40 x 20 cm türkis*

1 Stück
1 Stück

21,80 /St.
29,10 /St.

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!

Menge

EURO

TOILETTENSTUHL UND ZUBEHÖR**DIETZ Rehab**

MEG 964400

Standard

1 Stück

119,00 /St.*

*+7% MwSt.



stabile Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem **Stahlrohr**, Rückenteil mit Armlehnen und Schiebstange, komplett abnehmbar, Halterung des Toiletteneimers an der Sitzbrille; Toiletteneimer mit Deckel von hinten herausnehmbar, Seitenteile nach unten abschwenkbar, Armlehnen gepolstert, Beinstützen mit Wadenband, Beinstützen abnehm- und abschwenkbar, Fußplatten aus Kunststoff, vier Schwenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller

Technische Daten:

Überfahrhöhe: 42 cm
 Sitzbreite: 47 cm
 Gesamtbreite: 56 cm
 Sitzhöhe: 51 cm
 Sitztiefe: 44 cm
 Rückenhöhe: 45 cm
 Gesamthöhe: 98 cm
 Gesamtlänge: 81,5 cm inkl. Beinstützen
 Radabstand: 43 cm
 Belastbarkeit: 120 kg

ZUBEHÖR FÜR TOILETTENSTUHL**megro**

MEG 965600

Toiletten-Eimer

1 Stück

7,80 /St.

aus Kunststoff, grau, Fassungsvermögen ca. 7 Ltr., Innen Ø ca. 26 cm, Außen Ø ca. 31,6 cm, Höhe 17 cm, mit Deckel, Geruchsverschluss, Bügel verzinkt

**contacto**

CON 0610/260

Nachtstuhl-Einsatz

1 Stück

74,50 /St.

aus Edelstahl 18/10, mit Deckel, 5,5 Ltr., Ø 30,5 cm

GUMMI-SITZRING**Rotomed**

MEG 965700

45 cm Ø, orange

1 Stück

21,20 /St.

sehr gut als Sitzkissen für Patienten geeignet, die für längere Zeit auf den Toilettenstuhl angewiesen sind



Menge

EURO

FALTROLLSTÜHLE UND ZUBEHÖR

DIETZ Rehabi

MEG 964340

Standard Faltrollstuhl

1 Stück

271,00 /St.*

* +7 % MwSt.

Rahmenfarbe: anthrazit, Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar, Fußplatte höhenverstellbar mit Fersenband, Feststellbremse, PU-Bereifung, passive Beleuchtung und Rückstrahler, Rückenrohr mit Lumbalknick

Technische Daten:

Sitzbreite: 48 cm
 Sitzhöhe: 48 - 51 cm
 Sitztiefe: 41 - 44 cm
 Rückenhöhe: 40 cm
 Gesamtbreite: 68 cm
 Gesamthöhe: 90 cm
 Gesamtlänge: 105 cm
 Belastbarkeit: 140 kg



SITZERHÖHUNG

bisanz

BIS 300210

Sitzerhöhung*

1 Stück

72,70 /St.

40 x 40 x 10 cm, als Stuhl- und Sitzflächen-erhöhung, z. B. in der Krankenhaus- und Altenpflege, fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt und hoher Lebensdauer, Kunstleder weiß mit Reißverschluss, abwaschbar, desinfizierbar

* Sonderanfertigung, keine Rückgabe!



TOILETTENSITZERHÖHUNGEN

DIETZ Rehabi

einfache und schnelle Montage, passt auf alle handelsüblichen WC-Becken

Relaxon Basic

weiß, die Toilettensitzerhöhung lässt sich ohne Werkzeug an- und abmontieren und ist bestens für den mobilen Einsatz geeignet, Aufsatz aus hochwertigem ABS-Kunststoff, anatomisch geformter Sitz, fester Sitz durch Rundprofil an den seitlichen Befestigungssystemen, großer Hygieneausschnitt vorn und hinten, erhöht den Toilettensitz um 10 cm

Technische Daten

Öffnung (L x B): 27,7 x 20,5 cm
 Gesamtbreite: 37 cm, Gesamtlänge: 40 cm
 Gesamthöhe: 10 cm, Belastbarkeit: 200 kg

MEG 990203

ohne Deckel

1 Stück

53,00 /St.

MEG 990204

mit Deckel

1 Stück

57,00 /St.



Menge

EURO

ROLLATOREN**▲ DIETZ Rehab**

MEG 963380

**Standardrollator Fakto+**

2 Stück

89,00 /St.

* +7 % MwSt.

aus **stabilem** pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen, Gestell **mangan grey metallic**, sehr gute Laufeigenschaften, leicht zu bedienende Feststellfunktion der Bremsen, mit stufenlos höhenverstellbaren Schiebegriffen, Ergobremse mit integrierter Feststellbremse und dunkelgrauer, weniger schmutzanfälliger PU-Bereifung, leicht zu reinigende Kunststoffablage zum sicheren Transport von Gegenständen bis 7 kg, inkl. Acryltablett (max. Belastung 5 kg), Einkaufskorb (max. Belastung 5 kg) und Stockhalter, beidseitig montierbar

Sitzhöhe: 59,5 cm, Sitzfläche: 19 x 42 cm,

Gesamttiefe: 64 cm, Gesamtbreite: 58 cm,

Griffhöhe: 81 - 95 cm, max. Belastbarkeit: 130 kg,

Maße gefaltet, liegend (HxBxL): 23 x 58 x 91 cm,

Gewicht ohne Korb und Tablett: 8,3 kg,

Gewicht inkl. Korb und Tablett: 9,1 kg

VE = 2 Stück

**▲ DIETZ Rehab**

MEG 963387

**Leichtgewicht-Rollator**

1 Stück

239,00 /St.*

* +7 % MwSt.

TAiMA M-GT (Modell 2017)

Rahmen aus Aluminium, resedagrün metallic.

Dieser Rollator hat dank konsequenter Leichtbauweise das äußerst geringe Gewicht von **5,5 kg** (ohne Zubehör), ist dennoch sehr stabil und nimmt gefaltet nur wenig Platz in Anspruch. Er unterstützt bei allen Unternehmungen und bietet im richtigen Moment einen Platz zum Sitzen und Ruhen. Zur Ausstattung gehören: Ankipphilfe zum leichten Überwinden von Hindernissen, Reflektoren für deutlich höhere Sicherheit bei Dunkelheit, Rückenbügel, Einkaufsnetz und Gehstockhalter, Lenkungsdämpfer und Soft-PU-Bereifung für ausgezeichneten Fahrkomfort

Radgröße: 20 x 3,5 cm, Länge: 68 cm

Breite: 63 cm, Höhe: 79 - 95 cm

Höhe zusammengeklappt: 81 cm,

Sitzhöhe: 59 cm, Sitzbreite: 45 cm

Breite zusammengeklappt: 23 cm

Griffhöhe verstellbar: 5 x 4 cm

max. Zuladung Einkaufsnetz: 5 kg

max. Belastbarkeit: 150 kg



Menge

EURO

BABYHYGIENE**Lockweiler**
QUALITY IN PLASTICS

LOC 103610026

Handwaschbecken blau
oval, mit Seifenablage, ein Zubehör der
Badausstattung, ideal für den Alten- und
Pflegebereich, sowie zur Babyhygiene ge-
eignet, Material: Polyäthylen, Inhalt 7 Liter
Maße: 45 x 30 x 13 cm

1 Stück

6,30 /St.

LOC 106431127

Windeleimer classic marineblau
11 Ltr., für die hygienische und geruchfreie
Entsorgung von Windeln, mit Deckel und
Kunststoffbügel, Ø 26 cm, Höhe mit Deckel
ca. 29 cm

1 Stück

7,85 /St.**BABYHYGIENE****SÖHNGEN®**

SÖH 0104007

Baby-Schleimabsauger
insbesondere für die Anwendung bei Neu-
geborenen geeignet, die Saugleistung wird
durch Ansaugen über den Mund des Helfers
gesteuert, Auffangbehälter ca. 24 ml, einzeln
steril verpackt

1 Stück

1,85 /St.

Menge

EURO

UNTERSUCHUNGS- / BEHANDLUNGSLIEGEN

Ratiomed®

Gestell: lackiert (RAL 9016), Polsterhöhe: 65 mm, inkl. Rollenhalter für Rollen bis 53 cm Breite, **mit 2 Raster**, die Unterseite des Kopfteils ist für eine bessere Desinfektion mit dem gleichen Kunstleder abgedeckt, Kopfteilverstellung bis 45°, 8 Abstandshalter, max. Tragkraft 220 kg
Maße (LxBxH): 195 x 65 x 65 cm

MEG 940050.40740	Bezug: weiß	1 Stück	444,83 /St.
MEG 940050.41491	grau	1 Stück	444,83 /St.
MEG 940050.41492	dunkelblau	1 Stück	444,83 /St.
MEG 940050.40003	schwarz	1 Stück	444,83 /St.



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



Rollenhalter




Lieferung ohne Ärztekrepp

GUMMISPANNER

megro®

MEG 9401100	Gummispanner für Liegenbezüge aus elastischem Gewebband mit einem Versteller, der es ermöglicht, die gewünschte Spannstärke selbst zu bestimmen	1 Stück	2,85 /St.
-------------	--	---------	------------------



**LIEGEN- / DIWANBEZÜGE FROTTEE****megro®**

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, engmaschig gestrickt, daher äußerst saugfähig, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, mit Rundum-Gummizug und Tunnelnaht, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100

Bezüge für Liegen 65 x 195 cm

Farbe: weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

1 Stück

19,70 /St.**Bezüge für Liegen 80 x 210 cm**

Farbe: weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

1 Stück

21,81 /St.

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

Menge EURO

FUßMATTE / LIEGENAUFLAGE

megro®

Klarsichtmatte aus Vinyl

abwaschbar, mit geeigneten, handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfizierbar, auch als Schreibunterlage geeignet

MEG 940230.00	ca. 56 x 40 x 0,2 cm	1 Stück	12,95 /St.
MEG 940231.00	ca. 80 x 60 x 0,2 cm (einseitig strukturiert)	1 Stück	26,30 /St.



megro®

Matte aus Vinylschaum, mit Textil-Inlay, latexfrei, SANITIZED®-veredelt: Bakterien und Pilze können sich nicht entwickeln durch den aktiven bioziden Wirkstoff Pyrithionzink, beste Formbeständigkeit, die rutschsichere Oberfläche verhindert sowohl das Rutschen auf der Matte als auch das Rutschen der Matte an sich

MEG 940240.20	grau	1 Stück	15,95 /St.
MEG 940240.30	forstgrün		
MEG 940240.40	kornblau		
MEG 940240.99	schwarz		

Maße: 60 x 40 x 0,6 cm

MEG 940241.20	grau	1 Stück	29,50 /St.
MEG 940241.30	forstgrün		
MEG 940241.40	kornblau		
MEG 940241.99	schwarz		

Maße: 80 x 60 x 0,6 cm




WÄRMEDECKEN

megro®

Kuscheldecke „Memphis“

flauschige Decke (280 g/m²) aus Microfaser mit 4-seitig breit gesäumten Saumkanten, angenehm wärmend, kuschelig und pflegeleicht, waschbar bis 95°C ohne Weichspüler, bügelfrei, koch- und chlorecht, trocknergeeignet, Maße: 150 x 200 cm

MEG 940131.10	creme	1 Stück	16,94 /St.
MEG 940131.30	karminrot		
MEG 940131.37	rot		
MEG 940131.39	altrosa		
MEG 940131.40	beere		
MEG 940131.50	marineblau		
MEG 940131.54	petrol		
MEG 940131.55	aqua		
MEG 940131.71	taupe		
MEG 940131.72	braun		
MEG 940131.80	grün		
MEG 940131.90	silber		
MEG 940131.91	anthrazit		
MEG 940131.94	schwarz		



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

TRANSPORT- UND RUHELIEGEN**Variationsliege Sita**

robustes Untergestell aus beschichtetem Stahl, die Liege verfügt über eine mechanisch verstellbare Rückenlehne und Beinauflage, welche mittels einer Gasdruckfeder eine separate und stufenlose Verstellmöglichkeit (von der Sitz- bis in die Liegeposition) ermöglicht, groß dimensionierte Polsterflächen, die verschiebbare, integrierte Nackenrolle und die gepolsterten Armauflagen sorgen für hohen Komfort in jeder Position der Liege, die Seitenteile bieten gleichzeitig Schutz gegen Herausfallen

Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 49 cm, Gesamttiefe 82 cm, Gesamtbreite 63 cm, Gesamthöhe 126 cm, Sitzhöhe 55 cm, Liegefläche 185 cm
max. Patientengewicht 220 kg

ohne Rollen und Schubbügel

GRP 4490000.C111	Bezug compact schwarz	1 Stück	995,00 /St.
GRP 4490000.C711	Bezug compact dunkelblau	1 Stück	995,00 /St.

mit Rollen und Schubbügel

vier einzelgebremste, total feststellbare Doppelrollen (Ø 100 mm)

GRP 4490200.C111	Bezug compact schwarz	1 Stück	1.150,00 /St.
GRP 4490200.C711	Bezug compact dunkelblau	1 Stück	1.150,00 /St.



C111 schwarz



C711 dunkelblau



Lieferung ohne Kopfpolster

Variationsliege carryLine fix

robustes Untergestell aus beschichtetem Stahl, die Liege verfügt über eine einteilige oder zweiteilige Rückenlehne mit anatomischer Formgebung und Seitenhalt, die synchrone Verstellung der Rückenlehne und dem Beinpolster erfolgt manuell stufenlos bis in Ruheposition, das Kopfteil der zweiteiligen Rückenlehne ist um ca. 100° stufenlos nach hinten verstellbar, die automatische Stufenlagerung der Liegefläche um 10° bietet eine entspannte Liegeposition, die in Liegeposition erreichbaren und abschwengbaren Armauflagen erleichtern den seitlichen Einstieg, das Wadenbrett mit Negativeinigung sorgt für bequemen Ein- und Ausstieg, mittels 7-stufiger Rasterung ist es bis zur Waagerechten schwenkbar

Sitzbreite 49 cm, Sitztiefe 50 cm, Gesamttiefe 82 cm, Gesamtbreite 63 cm, Gesamthöhe 126 cm, Sitz-/Liegehöhe 49 cm, Liegefläche 179 cm
max. Patientengewicht 200 kg

mit einteiliger Rückenlehne

GRP 4870002.C111	Bezug compact schwarz	1 Stück	1.395,00 /St.
GRP 4870002.C711	Bezug compact dunkelblau	1 Stück	1.395,00 /St.

mit zweiteiliger Rückenlehne

GRP 4870000.C111	Bezug compact schwarz	1 Stück	1.495,00 /St.
GRP 4870000.C711	Bezug compact dunkelblau	1 Stück	1.495,00 /St.



C111 schwarz



C711 dunkelblau

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

Weitere Farben auf Anfrage!

Menge EURO

DREH- /ROLLHOCKER



Arbeitshocker

höhenverstellbar mit Handauslösung und einem hochglanzpolierten Aluminiumkreuzfuß, einer verchromten Säule und Sicherheitsrollen (Ø 50 mm)

Ø Sitzpolster 40 cm, Polsterstärke 75 mm

Gesamtbreite 76 cm, max. Personengewicht 130 kg

Bezug compact schwarz

GRP 3006105.C111	Höhenverstellung 43 - 55 cm	1 Stück	199,00 /St.
GRP 3006205.C111	Höhenverstellung 47 - 59 cm	1 Stück	199,00 /St.
GRP 3006305.C111	Höhenverstellung 54 - 73 cm	1 Stück	199,00 /St.

mit Rückenlehne

Lehne höhenverstellbar und um ca. 180° drehbar

Bezug compact hellblau

GRP 4154105.C700	Höhenverstellung 43 - 55 cm	1 Stück	414,00 /St.
GRP 4154205.C700	Höhenverstellung 47 - 59 cm	1 Stück	414,00 /St.
GRP 4154305.C700	Höhenverstellung 54 - 73 cm	1 Stück	414,00 /St.



PATIENTENSTÜHLE



Patientenstuhl Serie 22

die Rückenlehne ist beweglich, mit Armlehnen aus schwarzem Integralschaum, das Oberteil ist um 360° dreh- und feststellbar, die Höhenverstellung erfolgt durch eine hydraulische Pumpe mit 17 cm Hub, die auf einem 5-teiligen Kreuzfuß aus poliertem Aluminium fixiert ist, die Säule hat einen Durchmesser von 85 mm, alle Stahlteile sind verchromt

Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 47 cm,

Sitzhöhe 47 - 66 cm, max. Patientengewicht 130 kg

Bezug compact schwarz

GRP 2227640.C111	mit Gleitern	1 Stück	765,00 /St.
GRP 2227740.C111	mit 5 Rollen (Ø 50 mm) u. Doppelfeststeller	1 Stück	850,00 /St.



BLUTENTNAHMESTÜHLE



Blutentnahmestuhl Serie 22

mit 5-teiligem Kreuzfuß und mit Armauflage, der Stuhl hat links und rechts eine Halterung für die vielseitig einstellbare Blutentnahme-Armauflage

Sitzbreite 50 cm, Sitztiefe 47 cm,

Sitzhöhe 47 - 66 cm, max. Patientengewicht 130 kg

Bezug compact beigebraun

GRP 2227602.C830	mit Gleitern	1 Stück	1.000,00 /St.
GRP 2227702.C830	mit 5 Rollen (Ø 50 mm) u. Doppelfeststeller	1 Stück	1.085,00 /St.



Menge

EURO

WANDSCHIRME**megro®**

MEG 940295

3-teilig, fahrbar, zusammenklappbar, Rahmen: Aluminium, mit schwer entflammablem PVC-Bezugsstoff (abnehmbar), Maße: einzelnes Paneel: 68 cm, Gesamtbreite: 204 cm, Höhe: 180 cm

1 Stück

183,50 /St.

SÖH 6001010

SÖHNGEN®**Bettschirm, 1-teilig**

ca. 185 x 95 cm, Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, elektrostatistisch weiß pulverbeschichtet, drehbarer Standfuß, Bezug PVC weiß, undurchsichtig, durch Klettverschlüsse einfach abzunehmen, zu reinigen und wieder zu befestigen

1 Stück

150,00 /St.UNTERSUCHUNGS- / MASSAGELIEGEN**megro®****Koffermassagebank**

aus silbereloxiertem Aluminium mit höhenverstellbarem Kopfteil, Bezug aus robustem SKAI-Kunstleder, das Kopfteil ist mit einem großzügigen Nasenschlitz ausgestattet, einfacher Aufbau in nur ca. 12 Sekunden, Abmessungen aufgebaut (LxBxH/H, Höhe verstellbar): 205 x 60 x 70/79 cm, Gewicht ca. 13 kg, Polsterhöhe 2 cm, Tragfähigkeit 300 kg

MEG 940070.03
MEG 940070.04
MEG 940070.06

Bezug: **atollblau**
schwarz
maisgelb

1 Stück

260,00 /St.

atollblau

schwarz

maisgelb

Druckbedingte
Farbabweichungen
sind möglich!

Menge

EURO

UNTERSUCHUNGS- / BEHANDLUNGLIEGEN



SCHMITZ

Untersuchungs- und Behandlungsliege

Höhenverstellung elektromotorisch von 50 bis 92 cm über Fußbedienung, ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement, Kopfteil über Gasfeder verstellbar von -20° bis +40°, Polster Kunstleder 70 mm, 2-teilig, Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil, Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau, mit 4 Nivellierfüßen, sichere Arbeitslast: 225 kg
Maße: 195 x 65 x 50-92 cm



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

Kunstleder **Classic**

Gestell: **RAL 9007** pulverbeschichtet grau-aluminium

SSW 211.4200.0.53 R7	Bezug: weiß	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.55 R7	silbergrau	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.57 R7	schwarz	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.52 R7	ozean	1 Stück	1.761,00 /St.

Gestell: **RAL 9006** pulverbeschichtet weiß-aluminium

SSW 211.4200.0.53 R6	Bezug: weiß	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.55 R6	silbergrau	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.57 R6	schwarz	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.52 R6	ozean	1 Stück	1.761,00 /St.

Gestell: **RAL 9002** pulverbeschichtet grau-weiß


SSW 211.4200.0.53 R2	Bezug: weiß	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.55 R2	silbergrau	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.57 R2	schwarz	1 Stück	1.761,00 /St.
SSW 211.4200.0.52 R2	ozean	1 Stück	1.761,00 /St.

Kunstleder **Comfort**


Gestell: **RAL 9006** pulverbeschichtet weiß-aluminium

SSW 211.4200.0C91R6	Bezug: titangrau	1 Stück	1.812,00 /St.
SSW 211.4200.0C96R6	steingrau	1 Stück	1.812,00 /St.
SSW 211.4200.0C97R6	schiefergrau	1 Stück	1.812,00 /St.
SSW 211.4200.0C82R6	karibikblau	1 Stück	1.812,00 /St.
SSW 211.4200.0C92R6	karminrot	1 Stück	1.812,00 /St.


Gestellfarben



Kunstleder **Classic**



Kunstleder **Comfort**



SSW 200.0400.0 **Seitengitter** 1 Paar **722,00 /Paar**
Länge: 990 mm, unter Liegeflächenniveau versenkbar, pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006



SSW 200.0930.0 **Papierrollenhalter** 1 Stück **91,00 /St.**
für Papierrollen bis 59 cm Breite, an der Kopfseite montierbar, inkl. Halterung und Befestigungsmaterial



SSW 200.0250.0 Aufpreis **Fahrbarkeit** für Liege 211.4xxx 1 Stück **284,00 /St.**
beinhaltet 4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm, 2 davon elektrisch leitend, Zentralfeststellung je Achse, 1 Rolle mit Richtungssteller, der Höhenverstellbereich bleibt gleich



weiß
mint
viola
beige
silbergrau
gelb
royalblau
bordeaux
apricot
brombeer
natur
jade
aqua
marine
camel
türkisblau
graphit
pink
apfelgrün
orange
nougat
terra
schwarz

HOCKERBEZÜGE FROTTEE**megro®**

Material: Frottee-Stretch, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, maschinenwaschbar, weiß bei 90°C, bunt bei 60°C, bügelfrei, farbecht, trocknergeeignet, mit Rundum-Gummizug, gefertigt nach Öko-Tex Standard 100



Abbildungen zeigen Hocker mit Bezug

Bezüge für Hocker bis Ø 45 cm

MEG 940109.01	Farbe: weiß
MEG 940109.02	mint
MEG 940109.03	viola
MEG 940109.04	beige
MEG 940109.05	silbergrau
MEG 940109.06	gelb
MEG 940109.07	royalblau
MEG 940109.08	bordeaux
MEG 940109.10	apricot
MEG 940109.13	brombeer
MEG 940109.15	natur
MEG 940109.18	jade
MEG 940109.19	aqua
MEG 940109.27	marine
MEG 940109.34	camel
MEG 940109.36	türkisblau
MEG 940109.48	graphit
MEG 940109.50	pink
MEG 940109.57	apfelgrün
MEG 940109.65	orange
MEG 940109.69	nougat
MEG 940109.70	terra
MEG 940109.99	schwarz

1 Stück

8,55 /St.



Abbildungen zeigen Hocker mit Bezug

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

Menge EURO

DREH- / ROLLHOCKER



Drehhocker mit schwarzem Kunststofffußkreuz und schwarzer Säule, Polsterhöhe 70 mm, höhenverstellbar von 45 - 59 cm, Fußkreuz Ø 60 cm, Sitzfläche Ø 38,5 cm, Tragkraft: 135 kg

mit **harten Rollen** für weiche Böden

MEG 940515.40740	Bezug: weiß	1 Stück	102,50 /St.
MEG 940515.41491	grau		
MEG 940515.41492	dunkelblau		
MEG 940515.40003	schwarz		

mit **weichen Rollen** für harte Böden

MEG 940516.40740	Bezug: weiß	1 Stück	109,68 /St.
MEG 940516.41491	grau		
MEG 940516.41492	dunkelblau		
MEG 940516.40003	schwarz		



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!



Polsterhöhe 70 mm, **poliertes Alufußkreuz**, höhenverstellbar von 45 - 59 cm, harte Rollen für weiche Böden, Fußkreuz Ø 60 cm, Sitzfläche Ø 38,5 cm, Tragkraft: 135 kg

MEG 940520.40740	Bezug: weiß	1 Stück	181,96 /St.
MEG 940520.41491	grau		
MEG 940520.41492	dunkelblau		
MEG 940520.40003	schwarz		



Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich!

Menge

EURO

DREH- / ROLLHOCKER

- SSW 222.2760.0.53 **Drehhocker Classic** 1 Stück **263,00 /St.**
 5-strahliger **Aluminium-Fuß**, poliert, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung, Polster 60 mm **weiß** kunstlederbezogen, Sitzfläche: Ø 35 cm, Höhenverstellung 50 - 69 cm

Drehhocker Comfort

Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung, Polster 60 mm kunstlederbezogen, Sitzfläche: Ø 35 cm, Höhenverstellung 50 - 69 cm



- SSW 222.2760.0 C.102 Polster **milchkafee** 1 Stück **275,00 /St.**
 5-strahliger **Aluminium-Fuß**, poliert
- SSW 222.2810.0 C.103 Polster **himbeerrot** 1 Stück **223,00 /St.**
 5-strahliger **Kunststoff-Fuß**, **schwarz**

UNTERSUCHUNGSSITZE**Untersuchungssitz Classic**

5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte/harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz, Spezialpolstersitz 80 mm mit Kunstlederbezug **schwarz**, Sitzfläche: Ø 36 cm, Gasfederhöhenverstellung von 49 - 69 cm, mit Fußringauslösung



- SSW 222.1550.0.57 **ohne Rückenlehne** 1 Stück **1.000,00 /St.**
 SSW 222.1570.0.57 **Rückenlehne** mit Kunstleder bezogen 1 Stück **1.142,00 /St.**

Untersuchungssitz Comfort

5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte/harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz, Spezialpolstersitz 80 mm mit Kunstlederbezug **karibikblau**, Sitzfläche: Ø 36 cm, Gasfederhöhenverstellung von 49 - 69 cm, mit Fußringauslösung



- SSW 222.1550.0 C.82 **ohne Rückenlehne** 1 Stück **1.012,00 /St.**
 SSW 222.1570.0 C.82 **Rückenlehne** mit Kunstleder bezogen 1 Stück **1.154,00 /St.**

Menge EURO

OP-HOCKER



SSW 222.1530.0

OP-Hocker

1 Stück

371,00 /St.

5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff, Ø 50 mm, rostfrei, Sitzronde aufgepolstert mit elektrisch leitendem Bezug in schwarz, Höhenverstellung über Gewindespindel, mit Arretierung gegen Herausdrehen, Ø der Sitzronde 35 cm, Höhenverstellung 48,5 - 65,5 cm



INSTRUMENTENTISCHE UND ZUBEHÖR



SSW 232.4170.0

Instrumenten-Zureichungstisch

1 Stück

2.109,00 /St.

mit Fußpumpe, Höhenverstellung durch Trittbügel von 95 bis 135 cm, Tischplatte aus Chromnickelstahl 18/10, Platte 70 x 50 cm mit 15 mm hohem Rand, abnehmbar, drehbar und in jeder Position fixierbar, geschlossene Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei, sichere Arbeitslast in jeder Position der Tischplatte: 30 kg



SSW 232.5210.0

Instrumententisch

1 Stück

500,00 /St.

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 60 x 45 cm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 80 cm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen, ohne Schublade, sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg



ABWURFGESTELL UND ZUBEHÖR



SSW 252.1180.0

Abwurfgestell

1 Stück

439,00 /St.

herausnehmbarer 12 Ltr. Eimer aus Chromnickelstahl 18/10, Gestell aus Chromnickelstahl, mit umlaufendem Kunststoffprofil, Kunststoffdoppelrollen 50 mm Ø, elektrisch leitend, rostfrei, Gestellhöhe 23 cm



DREH- / ROLLHOCKER**Drehhocker myPUNTO mit Sattelsitz**

Bezug Kunstleder Kuba, Alu-Fußkreuz poliert, Lift TÜV Rheinland LGA geprüft, Sitzhöhe: 40-51 cm, Sitzbreite: 42 cm, Sitztiefe: 33 cm, Gesamtbreite: 63 cm, Belastbarkeit: 120 kg, Eigengewicht: 6,5 kg

inkl. **harten Rollen** für Teppichböden

MAY 1257G26498	Bezug: weiß	Gestell: lichtgrau	(Abb. 1) 1 Stück	142,45 /St.
MAY 1257S26497	Bezug: schwarz	Gestell: schwarz	1 Stück	131,35 /St.

inkl. **weichen Rollen** für Hartböden

MAY 1257GRO26498	Bezug: weiß	Gestell: lichtgrau	1 Stück	151,82 /St.
MAY 1257SRO26497	Bezug: schwarz	Gestell: schwarz	(Abb. 2) 1 Stück	140,74 /St.

**Arbeitsdrehhocker myVITO mit Rückenbügel**

Sitz gepolstert, Bezug Kunstleder Kuba, Lift TÜV Rheinland LGA geprüft, inkl. weichen Rollen für Hartböden, Sitzhöhe: 54-74 cm, Sitzbreite: 38 cm, Sitztiefe: 38 cm, Gesamthöhe: 65-85 cm, Gesamtbreite: 58,5 cm, Belastbarkeit: 120 kg, Eigengewicht: 9 kg

MAY 12546126497	Bezug: schwarz	Gestell: chrom/schwarz	1 Stück	203,00 /St.
MAY 12546226498	Bezug: weiß	Gestell: chrom/weiß	1 Stück	198,74 /St.

ARBEITSSTÜHLE**Drehstuhl myMAX**

Rückenlehne in Höhe und Neigung variabel verstellbar, Bezug Kunstleder Kuba, Alu-Fußkreuz poliert, Lift TÜV Rheinland LGA geprüft, inkl. Rollen für Hartböden, Sitzhöhe: 42-53 cm, Sitzbreite: 42 cm, Sitztiefe: 32-36 cm, Rückenhöhe: 39-51 cm, Gesamthöhe: 80-103 cm, Gesamtbreite: 66 cm, Belastbarkeit: 120 kg, Eigengewicht: 8,2 kg

MAY 2206G26498	Bezug: weiß	Gestell: lichtgrau	1 Stück	182,53 /St.
MAY 2206S26497	Bezug: schwarz	Gestell: schwarz	1 Stück	182,53 /St.



Menge EURO

ARBEITSSTÜHLE



MAY 1252118

Funktionsdrehstuhl myJAZZ

1 Stück

184,23 /St.

Sitz und Rücken gepolstert, Bezug PU Kunstleder weiß, Rückenlehne/Armauflage 360° drehbar, Alu-Fußkreuz poliert, Lift TÜV Rheinland LGA geprüft, Ringauslösung, inkl. weichen Rollen für Hartböden, Sitzhöhe: 45-55 cm, Sitzbreite: 39 cm, Sitztiefe: 39 cm, Rückenhöhe: 25 cm, Gesamthöhe: 68-78 cm, Gesamtbreite: 63 cm, Belastbarkeit: 120 kg, Eigengewicht: 9,2 kg



ARM- UND BEINSTÜTZE



„Made in Germany“

MEG 950950

Arm- und Beinstütze

1 Stück

82,00 /St.

dient als Stütze zur medizinischen Behandlung, Stativ aus verchromtem Stahl. Polsterauflage aus schwarzem PU-Schaum (30 x 10 cm) mit Feststellgriff, Schraubhöhenverstellbar von ca. 64 - 87 cm, Fußdurchmesser ca. 46 cm, mit Antirutschfüßen, Lieferung: zerlegt, Gewicht ca. 2,6 kg



BLUTENTNAHME- UND INFUSIONSSTÜHLE



Blutentnahmestuhl

Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, Sitz, Rückenlehne und Armlehne kunstlederbezogen, Stuhlbreite: 64,5 cm inkl. Armlehnen, Gesamthöhe: 86,5 cm, Sitzfläche: 45,5 x 46,5 cm, Tragkraft: 225 kg



MEG 940560

weiß

1 Stück

325,00 /St.

MEG 940565

schwarz

1 Stück

325,00 /St.

Menge

EURO

SPRITZEN- UND KANÜLENSPENDER

Die Spenderserie PicBox® mit First-in / First-out Garantie und Staubschutz nach DIN 58953, mit Kunststoffgehäuse und transparenten Schütten

HAEBERLE

HAE 11368

Spritzspender PicBox®
Gehäuse grauweiß mit 3 Schütten,
Maße (BxTxH): 60 x 22 x 24,5 cm

1 Stück

121,00 /St.

HAE 11369

Kanülspeicher PicBox®
Gehäuse grauweiß mit 5 Schütten,
Maße (BxTxH): 60 x 17,5 x 16,5 cm

1 Stück

76,00 /St.

HAE 11481

Injektionsset PicBox® multi
mit weißem kunststoff-furniertem Gehäuse,
enthält Spritzspender mit 3 Schütten und
Kanülspeicher mit 5 Schütten,
Maße (BxTxH): 63 x 23,5 x 43,5 cm

1 Stück

365,00 /St.

HAE 11384

Injektionsset PicBox®
Gehäuse grauweiß mit 3 Spritzspender-
schütten und 5 Kanülspeicherschütten,
Maße (BxTxH): 60 x 22 x 41 cm

1 Stück

196,00 /St.

HAE 04879

Injektionsset COMPACT
Gehäuse weiß kunststofffurniert, mit
4 Fächern für unterschiedliche Spritzen-
größen und 4 Fächern für Kanülen,
Maße (BxTxH): 60 x 22 x 45 cm

1 Stück

410,00 /St.

Menge EURO

SPRITZEN- UND KANÜLENSPENDER

megro®

aus schlagfestem Polystyrol, gegen die meisten Säuren und Öle resistent, leicht waschbar, Temperaturbeständigkeit (-20 bis +80 °C), die Schütten sind schwenkbar und herausnehmbar, die Gehäuse haben rechts und links entsprechende Öffnungen zum Aufhängen und sind stapelbar, unbefüllt, Lieferung inkl. Beschriftungsetiketten



MEG 920020	Gehäuse mit 2 Behältern, beige	1 Stück	106,40 /St.
MEG 920021	Gehäuse mit 2 Behältern, weiß Außenmaße (BxTxH): 60 x 24,6 x 35,3 cm		
MEG 920030	Gehäuse mit 3 Behältern, beige	1 Stück	46,90 /St.
MEG 920031	Gehäuse mit 3 Behältern, weiß Außenmaße (BxTxH): 60 x 16,3 x 24,2 cm		
MEG 920040	Gehäuse mit 4 Behältern, beige	1 Stück	34,25 /St.
MEG 920041	Gehäuse mit 4 Behältern, weiß Außenmaße (BxTxH): 60 x 13,7 x 20,7 cm		
MEG 920050	Gehäuse mit 5 Behältern, beige	1 Stück	24,45 /St.
MEG 920051	Gehäuse mit 5 Behältern, weiß Außenmaße (BxTxH): 60 x 11 x 16,4 cm		
MEG 920060	Gehäuse mit 6 Behältern, beige	1 Stück	16,80 /St.
MEG 920061	Gehäuse mit 6 Behältern, weiß Außenmaße (BxTxH): 60 x 7,5 x 11,3 cm		
MEG 920090	Gehäuse mit 9 Behältern, beige	1 Stück	13,90 /St.
MEG 920091	Gehäuse mit 9 Behältern, weiß Außenmaße (BxTxH): 60 x 5,1 x 7,7 cm		



AUFBEWAHRUNGS- / ENTNAHMEBOXEN UND ZUBEHÖR

WACA®

Qualität seit 1921.

WAL 6000.700	Entnahme-Box glasklar	1 Stück	8,40 /St.
	Universal-Box für Pflaster, Tupfer, Einwegspritzen, Tuben und andere kleine nützliche Dinge, mit zurückschiebbarer Frontklappe, stapelbar und seitlich zusammensteckbar, SAN, max. Gebrauchstemperatur: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin), Maße: 26 x 15 x 15,5 cm		



Menge

EURO

**ALLZWECKSCHRÄNKE**

Orgmed e. K.

Allzweckschrank

ergänzt jede beliebige Kombination aus der Wagner-Serie, hochwertige Acrylglasscheiben bieten Staubschutz und Übersicht, flexible Böden, individuelle Platzeinteilung, Maße (HxBxT): 50 x 50 x 23 cm

WAG 04.105
WAG 04.205

weiß
antikweiß

1 Stück **269,00 /St.**
1 Stück **269,00 /St.**

**HAEBERLE**

HAE 14858

Organisationsschrank COMPACT1 Stück **288,00 /St.**

Gehäuse weiß kunststofffurniert, für Formulare, mit diversen Fachteilern, inkl. Wandhaltereschienen und Montagematerial, Maße (HxBxT): 45 x 60 x 22 cm

**VERBANDMITTELSPENDER****HAEBERLE**

HAE 04878

Verbandmittelspender COMPACT1 Stück **473,00 /St.**

mit weißem, kunststoff-furniertem Gehäuse, praktische Einteilung für alle gängigen Schlauchverbände, Mullbinden, Pflaster etc., mit 2 rostfreien Halterungen für Schere, eine davon mit magnetischer Auflagefläche
Maße (BxTxH): 60 x 22 x 45 cm

**ROLL-TRITT-HOCKER****megro®**

MEG 940575

Rolltritt-Hocker1 Stück **55,00 /St.**

universell einsetzbar, kippsicher, aus stabilem Stahl, mit Gummistoßkante, Farbe: schwarz/weiß, Belastbarkeit 150 kg

Menge EURO

VERBANDMITTELSPENDER

AN Orgmed e. K.

Injektionsmaterialspender schmal

Injektionsmaterial geordnet und übersichtlich in zwei Kippschütten nebeneinander mit 3 und 6 Fächern für Spritzen und Kanülen, Raum für Tupfer und Desinfektion

Maße (HxBxT): 27 x 100 x 23 cm



WAG 04.110	weiß	1 Stück	341,25 /St.
WAG 04.210	antikweiß	1 Stück	341,25 /St.

Injektionsmaterialspender

Injektionsmaterial geordnet und übersichtlich in zwei Kippschütten mit 3 und 6 Fächern für Spritzen und Kanülen, Raum für Tupfer und Desinfektion, mit herausziehbarem Tablarboden,

Maße (HxBxT): 50 x 50 x 23 cm



WAG 04.102	weiß	1 Stück	344,40 /St.
WAG 04.202	antikweiß	1 Stück	344,40 /St.

Verbandmaterialspender

für 5 Sorten Pflaster, 4 Größen Binden, Tupfer, Kompressen, Fach für Scheren, 3 Pflaster-Rollen mit Abschneider (mit Berührungsschutz, Einhandbedienung) alles übersichtlich und griffbereit, staubgeschützt, Maße (HxBxT): 50 x 50 x 23 cm



WAG 04.101	weiß	1 Stück	399,00 /St.
WAG 04.201	antikweiß	1 Stück	399,00 /St.

MEDIKAMENTENSCHRÄNKE

AN Orgmed e. K.

Medikamentenschrank mit Tresor

zur verschlussssicheren Aufbewahrung von Wert- sachen im Tresor der Sicherheitsgruppe B mit Doppelbartschloss, Tresor-Innenmaß (HxBxT): 16,4 x 23 x 11 cm, Maße (HxBxT): 50 x 50 x 23 cm



WAG 04.109	weiß	1 Stück	541,80 /St.
WAG 04.209	antikweiß	1 Stück	541,80 /St.

MEDIKAMENTENSCHRÄNKE


LOC 23000000202

Aufbewahrungs- und Medikamentenschrank

1 Stück 1.854,00 /St.

mit 2 Türen, weiß, das Grundmodell ist für die Einrichtung aller Stationszimmer in Altenpflegeheimen und Krankenhäusern sowie für Arztpraxen konzipiert

Die **Grundausrüstung** besteht aus: 8 verstellbaren Flachböden (aus Holz) mit einer Tiefe von 30 cm, sowie einem abschließbarem Wertfach aus Holz. Eine stabile, ausziehbare Arbeitsplatte in Schrankbreite erleichtert das Ein- und Aussortieren von Medikamenten. Der Schrank ist mit einem Sicherheits-Drehzylinderschloss ausgestattet
Maße (HxBxT): 205 x 100 x 50 cm



WAG 21.113

Medikamenten- und Verbandmittelschrank

1 Stück 1.999,00 /St.

Oberteil **Glastüren + Unterteil Kühlschranks** ideal zur staubfreien Aufbewahrung von Sterilgut, Medikamenten und Verbandmaterialien, verschließbare Türen verhindern unbefugten Zugriff, Kühlschrank und Schrank sind separat abschließbar. Oberfläche: Kunststoff weiß, die Weitwinkelbänder ermöglichen ein komplettes Öffnen der Türen

Maße (HxBxT): 180 x 90 x 48 cm

Oberteil: abschließbare Glastüren und 3 variabel einstellbare Glaseinlegeböden

Unterteil: Kühlschrank (DIN 58345) zur Lagerung kühlpflichtiger Medikamente und Präparate zwischen 2 °C und 8 °C, Volumen 28 Ltr., LED-Innenbeleuchtung, Digitalthermometer mit Wertspeicher zur Dokumentation für die Qualitätssicherung, neben dem Kühlschrank befinden sich 3 Fächer für die Lagerung von Verbrauchsmaterial



Menge EURO

MEDIKAMENTENSCHRÄNKE

AN Orgmed e. K.

WAG 21.109

Medikamenten- und Verbandmittelschrank

1 Stück 1.324,00 /St.

Oberteil Glastüren + Unterteil Modulkörbe ideal zur staubfreien Aufbewahrung von Sterilgut, Medikamenten und Verbandmaterialien, verschließbare Türen verhindern unbefugten Zugriff. Oberfläche: Kunststoff weiß, die Weitwinkelbänder ermöglichen ein komplettes Öffnen der Türen

Maße (HxBxT): 180 x 90 x 48 cm

Oberteil: abschließbare Glastüren und 3 variabel einstellbare Glaseinlegeböden
Unterteil: Tablarauszug als Ablagefläche, 2 ISO-Modulkörbe bieten auch Platz für größere Packungen, 2 Einlegeböden können nach Bedarf in der Höhe variiert werden



AN Orgmed e. K.

WAG 21.112

Medikamenten- und Verbandmittelschrank

1 Stück 1.324,00 /St.

Oberteil Holztüren + Unterteil Schubladen ideal zur staubfreien Aufbewahrung von Sterilgut, Medikamenten und Verbandmaterialien, verschließbare Türen verhindern unbefugten Zugriff. Oberfläche: Kunststoff weiß, die Weitwinkelbänder ermöglichen ein komplettes Öffnen der Türen. Das Unterteil mit Schubladen ist insbesondere zur kontaminationsfreien Aufbewahrung von Instrumenten geeignet

Maße (HxBxT): 180 x 90 x 48 cm

Oberteil: abschließbare Holztüren, zusätzlich integriertes abschließbares Wertfach und 6 Türschalen

Unterteil: 5 Schubladen (1 Schublade 6 cm, 1 Schublade 11 cm, 3 Schubladen 18 cm lichte Höhe)



GERÄTEWAGEN**HAEBERLE**

Einsetzbar in Arztpraxen, Laboren, Dentalpraxen, Kliniken, Beauty-Studios, Besprechungsräumen und Industriebetrieben

bravo® Gerätewagen-Modelle

im leichten Design für kleine Geräte geeignet, mit supermobilem Fahrgestell, zweigeteiltem Aluminium-Trägerprofil mit **Dekorstreifen in grau** vorne und hinten sowie integrierten Kabelkanälen. Mit Doppellenkrollen (Ø 75 mm) mit 2 Feststellern und grauen Wandabweisern



HAE 2702.1

bravo® Basiswagen 2

1 Stück

399,00 /St.

mit Ablageplatte (Metall) 44,3 x 40 cm (BxT), Ziehgriff und 2 seitlichen Schiebegriffen, basaltgrau (RAL 7012), Trägerprofil 78 cm hoch, Maße (BxTxH): 57,7 x 57,7 x 98,6 cm



HAE 2707.1

bravo® Basiswagen 5

1 Stück

562,00 /St.

mit Ablageplatte (Metall) 28 x 40 cm (BxT), Ziehgriff, unten zusätzliche Ablageplatte (Metall) 32,4 x 24 cm (BxT), inklusive ausziehbarer, weißer Ablageschale (Polycarbonat) für Zubehör, Trägerprofil 78 cm hoch, Maße (BxTxH): 57,7 x 57,7 x 98,6 cm

HAE 2715.1

bravo® Computerwagen 1

1 Stück

623,00 /St.

mit Ablageplatte (Metall) 28 x 40 cm (BxT) und integriertem TFT-Halter (VESA-Standard 7,5 / 10 cm), dreh- und neigbar, zur Aufnahme von flachen Monitoren, Trägerprofil 78 cm hoch, Maße (BxTxH): 57,7 x 57,7 x 139,3 cm

HAE 2747.1

bravo® Hygienewagen 1

1 Stück

612,00 /St.

mit Desinfektionsmittelspender zur Aufnahme von 1 Liter-Flaschen inkl. herausnehmbarer Abtropfschale, Trägerprofil 78 cm hoch, Maße (BxTxH): 57,7 x 58,8 x 106,8 cm



Menge EURO

GERÄTEWAGEN

HAE BEP LE

Einsetzbar in Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios, Büros, Besprechungs- und Tagungsräumen

fuego Gerätewagen

robustes Fahrgestell „cuatro“, Einsäulen-Aluminium-Profil zur Aufnahme von Steckdosenleisten, mit integriertem Kabelkanal. Stabile Platten (ABS-Kunststoff) mit angeformtem Rand und **oriongrauer** Griffmulde.

Dekorstreifen grau. Serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff, 4 Rollen (Ø 100 mm hinten, Ø 75 mm vorne) mit 2 Feststellern und 2 Wandabweisern

HAE 3001.1	fuego 1 mit 1 ABS-Ablageplatte und 1 ABS-Schublade, 1 Kabelklammer und Schiebegriff, Trägerprofil 80 cm hoch, Maße (BxTxH): 54,6 x 56,9 x 98,6 cm	1 Stück	749,00 /St.
HAE 3003.1	fuego 2 mit 2 ABS-Ablageplatten, 1 Kabelklammer und Schiebegriff, Trägerprofil 80 cm hoch, Maße (BxTxH): 54,6 x 56,9 x 98,6 cm	1 Stück	595,00 /St.
HAE 1958.1	fuego Computerwagen 2 mit 1 ABS-Ablageplatte, Steckdosenleiste (4-fach), Tastaturarm mit Mausauszug an höhenverstellbarer Stange inkl. TFT-Halter, PC-Halter (rechts), 1 Kabelklammer und Schiebegriff, mit POAG-Pin*, Trägerprofil 80 cm hoch, Maße (BxTxH): 54,6 x 56,9 x 144,4 cm	1 Stück	1.009,00 /St.
HAE 1962.1	fuego Ergometriewagen 1 mit 2 ABS-Ablageplatten, 1 Ablagekorb, Kabel- und Schlauchhalter, 1 Kabelklammer und Schiebegriff, mit POAG-Pin*, Trägerprofil 95 cm hoch, Maße (BxTxH): 54,6 x 56,9 x 113,6 cm	1 Stück	976,00 /St.

* Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801 (In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicherer Schutz bietet ein Potentialausgleich)



fuego Computerwagen 2

fuego Ergometriewagen 1

BEISTELLWAGEN / -TISCH

MEG 986100

megro®**Multifunktions-Beistelltisch**

1 Stück

71,80 /St.

weiß, kunststoffbeschichtet, Ablageplatte **40 x 60 cm** mit schwarzer Kunststoff-Umrandung, robuster weiß lackierter Stahlrahmen mit vier leichtgängigen Doppellenkrollen (2 davon feststellbar), Höhenverstellung stufenlos von 61 - 94 cm, Tragkraft ca. **10 kg** (bei senkrecht gestellter Säule)

Die Neigung der Tischplatte ist durch variable Arretierungen 8-fach verstellbar bis zu einem Winkel von 45°, Schrägstellen der Standsäule per Arretierungsbolzen (90° oder 80° Neigung bzw. Arretierung des Fußteils in zusammengeklappter Position), Maße zusammengeklappt: 92 x 61 x 11 cm

**megro®**

MEG 986102

Multifunktions-Beistelltisch

1 Stück

87,00 /St.

wie MEG 986100 jedoch mit einer **zusätzlichen** feststehenden, seitlichen, waagerechten Ablagefläche von 18 x 40 cm



Menge EURO

BEISTELLWAGEN / -TISCH

megro®

MEG 986105

Side-Car

Beistellwagen aus Metall, **weiß**, Tischhöhe 72 cm, Tablett 60 x 40 cm, zusammengeklappt 7,5 cm breit, mit 4 stabilen Lenkrollen, mit einem Handgriff aufgestellt, Tragkraft ca. 30 kg

1 Stück

91,60 /St.



VIELZWECKWAGEN

megro®

MEG 940600

Gestell RAL 9002 pulverbeschichtet, **montierte Ausführung**, mit 1 Schublade, kann zusätzlich mit max. 2 Schubladen ausgestattet werden, 4 Doppelrollen Ø 75 mm, Maße (BxHxT): 58 x 75 x 45 cm

1 Stück

214,00 /St.



MEG 940604

Schublade mit Bügelgriff für Vielzweckwagen MEG 940600, Laufschienen, Innenmaße (BxTxH): 51 x 41,3 x 9 cm

1 Stück

88,00 /St.



HAEBERLE

HAE 08069

Variocar® Basiswagen 60

mit hochglanz-verchromten Vierkantstahlrohrobügeln und patentiertem Rastersystem, weiß, mit 1 Schublade, 73 cm hoch, Rollen Ø 75 mm, jederzeit nachrüstbar (bis zu 3 weitere Schubladen), Maße (BxTxH): 60 x 45 x 73 cm

1 Stück

332,00 /St.



VIELZWECKWAGEN**HAEBERLE****08/16® Basiswagen 45**

schlüssiges, ausgereiftes System, besonders stabile Vierkantstahlrohrrügel hochwertig weiß beschichtet, Rollen Ø 50 mm,

Maße (BxTxH): 49 x 45 x 70,5 cm

mit 1 Schublade

mit 2 Schubladen

mit 3 Schubladen

1 Stück

237,00 /St.

1 Stück

330,00 /St.

1 Stück

399,00 /St.



HAE 15139

HAE 15139

HAE 15155

HAE 15156



HAE 15150

HAE 14514

08/16® Regalwagen 45

mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere mit Stabilisierungsstange,

Rollen Ø 50 mm,

Maße (BxTxH): 49 x 45 x 80,5 cm

1 Stück

227,00 /St.

HAE 15150

08/16® Regalwagen 60

mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere mit Stabilisierungsstange,

Rollen Ø 75 mm,

Maße (BxTxH): 60 x 45 x 83 cm

1 Stück

256,00 /St.



HAE 17153

08/16® Regalwagen 90

mit 3 Platten, oben und unten mit Aufkantung, die mittlere Platte mit Stabilisierungsstange,

Rollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellern,

Maße (BxTxH): 90 x 45 x 83 cm

1 Stück

353,00 /St.



HAE 12180

HAE 12078

HAE 12179

HAE 12180

08/16® Unterfahrwagen 60

passt optimal unter Behandlungsliegen,

Platten 560 mm breit,

Rollen Ø 50 mm,

Maße (BxTxH): 60 x 45 x 52 cm

mit 1 Schublade

mit 2 Schubladen

mit 3 Schubladen

1 Stück

253,00 /St.

1 Stück

330,00 /St.

1 Stück

440,00 /St.

Menge EURO

VIELZWECKWAGEN

HAE BEP LE

Vielzweckwagen 08/16®

schlüssiges, ausgereiftes System,
besonders stabile Vierkantstahlrohrrügel
hochwertig weiß beschichtet

HAE 12075 **08/16® Basiswagen 60** 1 Stück **235,00 /St.**
mit 1 Schublade, Rollen Ø 75 mm,
Maße (BxTxH): 60 x 45 x 73 cm



08/16® Basiswagen 60
Rollen Ø 75 mm,
Maße (BxTxH): 60 x 45 x 83 cm

HAE 14754 mit 1 Schublade 1 Stück **258,00 /St.**
HAE 14755 mit 2 Schubladen 1 Stück **340,00 /St.**
HAE 14756 mit 3 Schubladen 1 Stück **423,00 /St.**
HAE 14757 mit 4 Schubladen 1 Stück **500,00 /St.**
HAE 15391 mit 5 Schubladen 1 Stück **591,00 /St.**



HAE 14757

HAE 15862 **08/16® Schrankwagen 60** 1 Stück **694,00 /St.**
schlüssiges, ausgereiftes System,
besonders stabile Vierkantstahlrohrrügel
hochwertig weiß beschichtet, mit 1 Schublade,
1 Facheinlage und Türen, Rollen Ø 75 mm,
Maße (BxTxH): 60 x 45 x 83 cm



HAE 17120 **08/16® Steharbeitsplatz/Laptop-Wagen 60** 1 Stück **382,00 /St.**
Vielzweckwagen 08/16 mit 2 Feststell-
rollen Ø 75 mm, 2 Platten mit Aufkantung,
1 Platte ohne Aufkantung, Schublade 10 cm
hoch, 1 Stabilisierungsstange unten,
Maße (BxTxH): 60 x 45 x 100 cm



VIELZWECKWAGEN**Servierwagen**

aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit Ø 25 mm, Montage mit festsitzenden rostfreien Bolzen M12, 0,8 mm starke Ablagefläche, innen 76 x 44 cm, außen 83 x 51 cm, auf Unterseite schalldämmend beschichtet, 4 Lenkrollen mit Ø 125 mm, davon 2 feststellbar, Traglast 40 kg je Ebene, Maße (BxTxH): 83 x 51 x 94 cm

CON 7004/002
CON 7004/003

mit 2 Böden
mit 3 Böden

1 Stück **119,00** /St.
1 Stück **140,00** /St.

LABORSCHALEN

Laborschale Typ B, schwere Ausführung, rostfreier Edelstahl 18/10

	Ø cm	Volumen	Höhe		
CON 1576/061	B2 6	0,06 l	3,0 cm	1 Stück	4,40 /St.
CON 1576/083	B4 8,5	0,16 l	4,0 cm	1 Stück	5,90 /St.
CON 1576/111	B6 11	0,4 l	5,5 cm	1 Stück	8,05 /St.
CON 1576/151	B8 15	1,0 l	7,5 cm	1 Stück	13,50 /St.

Universal- und Laborschale

flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, leicht gewölbter Rand, mittelschwere Qualität

	Volumen	Ø-innen	Ø-Boden	Höhe		
CON 1525/240	3 l	24 cm	16 cm	9,5 cm	1Stück	12,25 /St.
CON 1525/320	8 l	32 cm	21 cm	14,0 cm	1Stück	22,50 /St.
CON 1525/400	14 l	40 cm	28,5 cm	15,5 cm	1Stück	36,00 /St.



Menge EURO

BEHÄLTER UND DECKEL AUS EDELSTAHL



Instrumentenschalen

mit Knopfüberfalldeckel, rostfreier Edelstahl 18/10

Länge x Breite x Höhe:

CON 0515/160	16 x 10 x 3 cm	1 Stück	42,50 /St.
CON 0515/180	18 x 12 x 5 cm	1 Stück	47,00 /St.
CON 0515/200	20 x 10 x 5 cm	1 Stück	46,50 /St.
CON 0515/220	22 x 15 x 5 cm	1 Stück	54,50 /St.
CON 0515/260	26 x 15 x 5 cm	1 Stück	61,00 /St.
CON 0515/300	30 x 20 x 5 cm	1 Stück	71,50 /St.
CON 0515/400	40 x 20 x 8 cm	1 Stück	99,00 /St.



Watte- und Tupferbehälter, rostfreier Edelstahl 18/10

	Ø	Höhe	Inhalt		
CON 1540/010	6 cm	6 cm	0,15 l	1 Stück	10,00 /St.
CON 1540/020	8,5 cm	8,5 cm	0,4 l	1 Stück	12,50 /St.
CON 1540/040	10 cm	10 cm	0,75 l	1 Stück	14,50 /St.
CON 1540/060	12 cm	12 cm	1,25 l	1 Stück	18,00 /St.
CON 1540/080	15 cm	10 cm	1,75 l	1 Stück	25,00 /St.
CON 1540/090	20 cm	20 cm	6 l	1 Stück	44,00 /St.
CON 1540/100	20 cm	10 cm	3 l	1 Stück	37,50 /St.



Deckel für Watte- und Tupferbehälter, rostfreier Edelstahl 18/10

CON 1544/060	für 1540/010	Ø 6 cm	1 Stück	5,25 /St.
CON 1544/085	für 1540/020	Ø 8,5 cm	1 Stück	6,50 /St.
CON 1544/100	für 1540/040	Ø 10 cm	1 Stück	7,00 /St.
CON 1544/120	für 1540/060	Ø 12 cm	1 Stück	9,00 /St.
CON 1544/150	für 1540/080	Ø 15 cm	1 Stück	11,50 /St.
CON 1544/200	für 1540/090 und /100	Ø 20 cm	1 Stück	12,75 /St.



Standzylinder

Thermometer und Zangenbehälter, rostfreier Edelstahl 18/10

	Ø	Höhe		
CON 1530/100	2,55 cm	10,50 cm	1 Stück	14,50 /St.
CON 1530/200	5,4 cm	12,25 cm	1 Stück	19,00 /St.
CON 1530/300	5,4 cm	12,50 cm	1 Stück	21,00 /St.
CON 1530/400	4,9 cm	17,75 cm	1 Stück	26,00 /St.
CON 1530/500	8,2 cm	13,35 cm	1 Stück	29,50 /St.



Menge EURO

AUFBEWAHRUNGS- / ENTNAHMEBOXEN UND ZUBEHÖR**megro**

Systembox SB 4 und SB 5 (ohne Inhalt)
transparent, praktisches und übersichtliches System für die Lagerung von medizinischen Artikeln, ohne Etiketten



MEG 920200	SB 4 , Maße (TxB/H): 23 x 15/13 cm	1 Stück	7,20 /St.
MEG 920201	SB 5 , Maße (TxB/H): 16 x 10/7,5 cm	1 Stück	3,85 /St.
MEG 920210	Etiketten für Systembox, Pack = 100 Stück für SB 4 Box	1 Pack	8,20 /Pack
MEG 920211	für SB 5 Box	1 Pack	8,20 /Pack

INSTRUMENTENSCHALEN / -TABLETTS**WACA**

Material: **MF Melamin-Formaldehyd**,
spülmaschinenfest, hygienisch, feuchtigkeitsbeständig,
max. Gebrauchstemperatur dauernd: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -50°C, hohe Oberflächenhärte und Kratzfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid)

Instrumentenschalen

Melamin, Maße: 280 x 210 x 60 mm

WAL 1426.710	weiß	1 Stück	12,20 /St.
WAL 1426.790	schwarz	1 Stück	12,20 /St.
WAL 1423.700	Deckel , glasklar für 1426/1429 SAN, Maße: 285 x 215 x 15 mm	1 Stück	4,10 /St.

Material: **SAN**, max. Gebrauchstemperatur: 70°C,
Kältebeständigkeit dauernd: -20°C, spülmaschinengeeignet, schlagfest, oberflächenhart, hohe Bruchfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid), chemisch (Formalin)

Instrumentenschalen

SAN, hoher Rand, weiß

WAL 1401.710	190 x 150 x 40 mm	1 Stück	2,50 /St.
WAL 1403.710	290 x 160 x 35 mm	1 Stück	3,40 /St.
WAL 1405.710	350 x 240 x 36 mm	1 Stück	5,40 /St.

Instrumententabletts

SAN, flach, weiß

WAL 1303.710	190 x 150 x 17 mm	1 Stück	2,10 /St.
WAL 1305.710	240 x 180 x 17 mm	1 Stück	2,80 /St.
WAL 1307.710	300 x 150 x 17 mm	1 Stück	3,00 /St.
WAL 1309.710	270 x 210 x 17 mm	1 Stück	3,70 /St.
WAL 1311.710	300 x 190 x 17 mm	1 Stück	3,60 /St.
WAL 1313.710	350 x 240 x 17 mm	1 Stück	4,90 /St.

Menge

EURO

INSTRUMENTENSCHALEN / -TABLETTS



Qualität seit 1921.

Material: **MF Melamin-Formaldehyd**, spülmaschinengeeignet, hygienisch, feuchtigkeitsbeständig, max. Gebrauchstemperatur dauernd: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -50°C, hohe Oberflächenhärte und Kratzfestigkeit, Sterilisation: Gas (Ethylenoxid)

Instrumentenschalen

Melamin, hoher Rand, **weiß**

WAL 1400.710	190 x 150 x 40 mm	1 Stück	5,30 /St.
WAL 1402.710	290 x 160 x 35 mm	1 Stück	7,20 /St.
WAL 1404.710	350 x 250 x 40 mm	1 Stück	14,40 /St.
WAL 1406.710	420 x 280 x 60 mm	1 Stück	18,70 /St.
WAL 1450.710	290 x 160 x 60 mm	1 Stück	9,10 /St.



Instrumentenschalen

Melamin, hoher Rand, **schwarz**

WAL 1400.790	190 x 150 x 40 mm	1 Stück	5,30 /St.
WAL 1402.790	290 x 160 x 35 mm	1 Stück	7,20 /St.
WAL 1404.790	350 x 250 x 40 mm	1 Stück	14,40 /St.
WAL 1406.790	420 x 280 x 60 mm	1 Stück	18,70 /St.
WAL 1450.790	290 x 160 x 60 mm	1 Stück	9,10 /St.



Instrumententabletts

Melamin, flach, **weiß**

WAL 1302.710	190 x 150 x 17 mm	1 Stück	4,10 /St.
WAL 1304.710	240 x 180 x 17 mm	1 Stück	5,50 /St.
WAL 1306.710	300 x 150 x 17 mm	1 Stück	6,20 /St.
WAL 1308.710	270 x 210 x 17 mm	1 Stück	7,30 /St.
WAL 1310.710	300 x 190 x 17 mm	1 Stück	7,30 /St.
WAL 1312.710	350 x 240 x 17 mm	1 Stück	10,70 /St.
WAL 1314.710	420 x 280 x 17 mm	1 Stück	17,90 /St.



Instrumententabletts

Melamin, flach, **schwarz**

WAL 1302.790	190 x 150 x 17 mm	1 Stück	4,10 /St.
WAL 1304.790	240 x 180 x 17 mm	1 Stück	5,50 /St.
WAL 1306.790	300 x 150 x 17 mm	1 Stück	6,20 /St.
WAL 1308.790	270 x 210 x 17 mm	1 Stück	7,30 /St.
WAL 1310.790	300 x 190 x 17 mm	1 Stück	7,30 /St.
WAL 1312.790	350 x 240 x 17 mm	1 Stück	10,70 /St.
WAL 1314.790	420 x 280 x 17 mm	1 Stück	17,90 /St.



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN

provita
medical

Halogen-Untersuchungsleuchte mit Flexarm

zuverlässige und bewährte Untersuchungsleuchte für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen, „Made in Germany“
Ausladung Leuchte: ca. 800 mm
Leuchtmittel: Halogenreflektorlampe 12 V / 35 W IRC, 10°
Farbtemperatur: ca. 3.000 Kelvin
Netzanschluss: 230 V, 50-60 Hz
Lichtstärke: ca. 30.000 Lux / 500 mm
Leuchtfeld: Ø 90/180 mm bei 500/1000 mm



KLE L100073A
inklusive Normschienenklaue
(im Lieferumfang enthalten)

KLE L100073A	Wandausführung zur Montage an Normschiene	1 Stück	311,00 /St.
KLE L111105A	Mobile Ausführung auf Standrohr mit Rollfuß	1 Stück	368,00 /St.

LED-Untersuchungsleuchte mit Flexarm

Untersuchungsleuchte mit einem speziell entwickelten Zentralreflektor für eine fokussierte Ausleuchtung, „Made in Germany“
Ausladung Leuchte: ca. 800 mm
Leuchtmittel: LED, Zentralreflektor 18 V / 12 W
Farbtemperatur: ca. 4.300 Kelvin
Farbwiedergabeindex: > 93
Lichtstärke: > ca. 55.000 Lux / 500 mm
Leuchtfeld: Ø 100/160 mm bei 500/1000 mm



KLE L100013A
inklusive Normschienenklaue
(im Lieferumfang enthalten)

KLE L100013A	Wandausführung zur Montage an Normschiene	1 Stück	437,00 /St.
KLE L111111A	Mobile Ausführung auf Standrohr mit Rollfuß	1 Stück	516,00 /St.
KLE L140080A	Wandausführung zur direkten Montage an die Wand	1 Stück	915,00 /St.



KLE L111111A Mobile Ausführung
auf Standrohr mit Rollfuß



KLE L140080A Wandausführung
zur direkten Montage an der Wand



Speziell entwickelter **Zentralreflektor**
für fokussierte Ausleuchtung

Menge EURO

LESELEUCHTE

HAE BERLE

HAE 05523

Culta LED S

1 Stück

225,00 /St.

das blendfreie Licht und extra großes Lichtfeld sorgen für maximalen Lesekomfort bei angenehmer Lichtfarbe, die LED-Leseleuchte hat einen satiniert-transparenten Leuchtschirm und harmoniert mit jedem Einrichtungsstil, sie hat einen um 240° drehbaren Leuchtenkopf und flexiblen Schwanenhals
Leuchtmittel: 1 x LED-Modul
Farbtemperatur: 3000 K
Beleuchtungsfeld: Ø 60 cm/0,5 m
Leistungsaufnahme: 5,2 W



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN

HAE BERLE

HAE 05521

Visiano LED S

1 Stück

564,00 /St.

flaches Design mit ergonomischem Handgriff und hellem, homogenem Licht dank Diamantoptik und Premium-LEDs, sehr gute Beleuchtungsstärke und großes Lichtfeld, drehbarer (280°) Leuchtenkopf, geschlossenes Gehäuse und glatte Oberfläche
Leuchtmittel: 1 x LED-Modul
Lichtstärke: 50.000 Lux/0,5 m
Beleuchtungsfeld: Ø 18 cm/0,5 m
Leistungsaufnahme: 13 W



HAE 05522

Halux® LED F 7-P

1 Stück

409,00 /St.

die robuste LED-Untersuchungsleuchte erfüllt alle wichtigen Kriterien für präzise Untersuchungen, der federentlastete Gelenkarm ermöglicht eine schnelle Positionierung, der Leuchtenkopf hat ein doppelwandiges Gehäuse zur optimalen Kühlung
Leuchtmittel: 1 x LED-Modul
Lichtstärke: 15.000 Lux/0,5 m
Beleuchtungsfeld: Ø 30 cm/0,5 m
Farbtemperatur: 4000 K
Leistungsaufnahme: 19 - 27 VA



HAE 16425

Halux® 35 F HNO

1 Stück

499,00 /St.

praktische und formschöne Halogen-**Gegen-spiegelleuchte** mit Mattglasfilter und federentlastetem Gelenkarm, Zweistufenwippschalter
Leuchtmittel: 1 x Halogen-Glühlampe
Betriebsgerät: elektronischer Transformator
Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
Netzanschlusskabel: 1,4 m Eurostecker
Leistungsaufnahme: 40 W





KUW 10.11020.002

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN**KaWe MASTERLIGHT®**

1 Stück

355,00 /St.

flexible LED-Leuchte mit 5-Fuß-Fahrstativ aus hochwertigem Edelstahl, punktgenaues Licht, angenehm und wunschgemäß verstellbar, einfache und schnelle Montage, Rollen: 2 x mit Bremsen, 1 x antistatisch und 2 x normal, 12 V / 7 W, Lebensdauer: 50.000 Stunden, Beleuchtungsstärke: ca. 31.000 Lux / 0,4 m Abstand, Farbtemperatur ca. 2700° Kelvin, Leuchtfeldgröße: 100 mm / 0,5 m Abstand, Arbeitsbereich: 125 mm / 0,5 m Abstand), max. Höhe 211 cm

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN**ri-magic® HP-LED**

flexible Untersuchungsleuchte mit weißem, fokussierbarem HP-LED-Kaltlicht, deutlich unterscheidbare Farbnuancen und starke Kontraste mit einer leistungsstarken Beleuchtung, keine Wärmeabstrahlung auf das Untersuchungsfeld, Spezialarm kann in jede Richtung gebogen werden, Lampe bleibt in Position, Griff mit Rheostat zur stufenlosen Regulierung der Lichtstärke, 230/120 V, Lebensdauer der LED ca. 50.000 Std., mind. 100.000 Lux / 40 cm, Farbtemperatur 6200 Kelvin



RIE 6230

ri-magic® HP-LED Tischmodell
inkl. Universalklemme

1 Stück

414,30 /St.

RIE 6240

ri-magic® HP-LED Wandmodell

1 Stück

396,45 /St.

RIE 6250

ri-magic® HP-LED Standmodell

1 Stück

468,15 /St.

ri-magic® HP-LED Tischmodell



ri-magic® HP-LED Wandmodell



ri-magic® HP-LED Standmodell

Menge EURO

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN

LUXAMED®

LED-Untersuchungsleuchte

für die Praxis, auf stabilem, kippsicherem Rollstativ aus Metall (pulverbeschichtet), Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung, Schwanenhalskonstruktion mit 90 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position, maximale Untersuchungshöhe: 165 cm, 15 V / 11.25 W LED Lampe mit 4 Hochleistungs-LEDs, Beleuchtungsstärke: ca. 50.000 Lux / 30 cm Abstand, Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden, Farbtemperatur: ca. 4.200 Kelvin, Multifunktionsstecker (EU/UK/US)


LUX U1.111.014	weiß	1 Stück	320,00 /St.
LUX U1.121.014	schwarz	1 Stück	320,00 /St.
LUX U1.131.014	weiß-blau	1 Stück	320,00 /St.



LED-Untersuchungsleuchte FOCUS

für die Praxis, **mit Fokussierung**, Lichtspot von 9 cm auf 15 cm einstellbar, Aluminiumleuchtkopf, geringe Wärmeentwicklung, Schwanenhalskonstruktion mit 100 cm langem Arm, maximale Untersuchungshöhe: 165 cm, 10 W LED Lampe mit 1 Hochleistungs-LED, Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand: 80.000 Lux (Durchmesser 90 mm), Beleuchtungsstärke bei 40 cm Abstand: 50.000 Lux (Durchmesser 150 mm), Farbtemperatur: ca. 5000 K, Lebensdauer der LED: ca. 50.000 Betriebsstunden, Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

LUX U9.212.014	Oberteil allein, weiß	1 Stück	300,00 /St.
LUX U9.212.114	Oberteil allein, weiß mit abnehmbarem Griff (sterilisierbar)	1 Stück	340,00 /St.
LUX U5.232.014	Wandhaltewinkel	1 Stück	24,00 /St.
LUX U5.242.014	Tischklemme	1 Stück	30,00 /St.
LUX U1.211.014	auf 5-Fuß Rollstativ, weiß	1 Stück	395,00 /St.
LUX U1.211.114	auf 5-Fuß Rollstativ, weiß mit abnehmbarem Griff (sterilisierbar)	1 Stück	415,00 /St.



UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN

HEINE OPTOTECHNIK

EL 3 LED Untersuchungsleuchte

für besonders helle, schattenfreie Ausleuchtung der gewünschten Beleuchtungsfläche, präzise Positionierung durch einen kompakten Leuchtkopf (Ø ca. 60 mm), konstante Leuchtkraft und Farbwiedergabe der LED über gesamte Lebenszeit, intuitive und einfache Justierung durch hochwertigen Schwanenhals, unkomplizierte Reinigung und Desinfektion durch kompakte Bauweise

OPT J-008.27.011	mit Wandhalterung	1 Stück	496,80 /St.
OPT J-008.27.013	mit Klemmhalterung für die Tischmontage	1 Stück	568,40 /St.
OPT J-008.27.014	mit Rollstativ aus Metall	1 Stück	670,10 /St.



EL 3 LED mit Klemmhalterung für die Tischmontage

ZUBEHÖR

OPT J-000.27.013	Klemmhalterung für die Tischmontage für EL 3 LED	1 Stück	71,60 /St.
OPT Y-096.50.010	Rollstativ aus Metall mit Aufsatz für EL 3 LED	1 Stück	173,30 /St.
OPT J-000.27.014	Stativaufsatz einzeln für Rollstativ	1 Stück	17,50 /St.



EL 3 LED mit Rollstativ aus Metall

Menge EURO

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN



HEINE OPTOTECHNIK

EL 10 LED Untersuchungsleuchte

absolut homogenes Leuchtfeld, die Leuchtstärke kann stufenlos geregelt werden, die Leuchtfeldgröße kann frei zwischen 8,5 und 14 cm Durchmesser eingestellt werden (bei einem Arbeitsabstand von 30 cm), die griffigen Drehelemente erlauben ein intuitives und schnelles Einstellen der Helligkeit und des Leuchtfelds, der kompakte Leuchtkopf (Ø ca. 60 mm) gestattet eine annähernd koaxiale Beleuchtung, insbesondere in schwierigen Anwendungssituationen



OPT J-008.27.001	mit Wandhalterung	1 Stück	1.070,00 /St.
OPT J-008.27.002	mit Klemmhalterung für die Tischmontage	1 Stück	1.141,60 /St.
OPT J-008.27.003	mit Rollstativ aus Metall	1 Stück	1.243,30 /St.



EL 10 LED mit Klemmhalterung für die Tischmontage



EL 10 LED mit Rollstativ aus Metall

ZUBEHÖR

OPT J-000.27.013	Klemmhalterung für die Tischmontage für EL 10 LED	1 Stück	71,60 /St.
OPT Y-096.50.010	Rollstativ aus Metall mit Aufsatz für EL 10 LED	1 Stück	173,30 /St.
OPT J-000.27.014	Stativaufsatz einzeln für Rollstativ	1 Stück	17,50 /St.



Abbildung links und oben: Normale LED (jeweils links), LED^{HQ} (jeweils rechts)



Menge EURO

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - STATIVMODELLE**Dr. Mach****Arztleuchten für Praxis und Klinik**

MAC 1103101200 **Mach LED 110** (Fixfokus) 1 Stück **381,00 /St.**
auf 5-Fuß-Stativ mit Einhandhöhenverstellung,
inkl. elektronischem Netzteil, 3 LED's, Ein-/Aus-
schalter, Beleuchtungsstärke: 30.000 Lux / 0,5 m



MAC 1153101200 **Mach LED 115** (Fixfokus) 1 Stück **854,00 /St.**
auf 5-Fuß-Stativ mit Einhandhöhenverstellung,
inkl. elektronischem Netzteil, 7 LED's, Ein-/Aus-
schalter, Helligkeitsregulierung, Beleuchtungs-
stärke: 60.000 Lux / 0,5 m



MAC 1203101100 **Mach LED 120** (Fixfokus) 1 Stück **1.101,00 /St.**
auf 5-Fuß-Stativ, Kurzarmgelenk, 12 LED's,
inkl. Netzteil, Ein-/Ausschalter und Helligkeits-
regulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungs-
stärke: 40.000 Lux / 1 m

MAC 1203101300 **Mach LED 120** (Fixfokus) 1 Stück **1.383,00 /St.**
auf SWING-Stativ mit Vierfuß, Netzteil im
Handgriff, 12 LED's, Ein-/Ausschalter und Hellig-
keitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungs-
stärke: 40.000 Lux / 1 m



Menge EURO

UNTERSUCHUNGSLAUCHTEN - STATIVMODELLE



MAC 1303301300 **Mach LED 130 (Fixfokus)** 1 Stück **1.772,00 /St.**
auf SWING-Stativ mit Vierfuß, inkl. Netzteil im Handgriff, 19 LED's, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke: 60.000 Lux / 1 m

MAC 1304301300 **Mach LED 130F (fokussierbar)** 1 Stück **1.962,00 /St.**
auf SWING-Stativ mit Vierfuß, inkl. Netzteil im Handgriff, 19 LED's, Leuchtfeldgröße 15-21 cm, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke: 70.000 Lux / 1 m

MAC 1305301300 **Mach LED 130 Plus (Fixfokus)** 1 Stück **1.772,00 /St.**
auf SWING-Stativ mit Vierfuß, inkl. Netzteil im Handgriff, 19 LED's, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke: 100.000 Lux / 1 m



UNTERSUCHUNGSLAUCHTEN - WANDMODELLE





MAC 1153102100 **Mach LED 115 (Fixfokus)** 1 Stück **865,00 /St.**
mit Wandbefestigung, mit elektronischem Netzteil, 7 LED's, Helligkeitsregulierung, Ein-/Ausschalter, Beleuchtungsstärke: 60.000 Lux / 0,5 m





Menge EURO

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - WANDMODELLE**Dr. Mach**

- | | | | | |
|--|----------------|--|---------|----------------------|
|  | MAC 1303302202 | Mach LED 130 (Fixfokus) mit SWING-Arm, inkl. Netzteil, 19 LED's, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke: 60.000 Lux / 1 m | 1 Stück | 1.667,00 /St. |
|  | MAC 1304302202 | Mach LED 130F (fokussierbar) mit SWING-Arm, inkl. Netzteil, 19 LED's, Leuchtfeldgröße 15-21 cm, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke: 70.000 Lux / 1 m | 1 Stück | 1.857,00 /St. |

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - DECKENMODELLE**Dr. Mach**

- | | | | | |
|--|----------------|---|---------|----------------------|
|  | MAC 1303303330 | Mach LED 130 (Fixfokus) mit SWING-Arm für Raumhöhe bis 3 m, inkl. Netzteil, 19 LED's, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke: 60.000 Lux / 1 m | 1 Stück | 1.962,00 /St. |
|  | MAC 1304303330 | Mach LED 130F (fokussierbar) mit SWING-Arm für Raumhöhe bis 3 m, inkl. Netzteil, 19 LED's, Leuchtfeldgröße 15-21 cm, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke: 70.000 Lux / 1 m | 1 Stück | 2.152,00 /St. |



Menge EURO

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN - DECKENMODELLE



- | | | | |
|----------------|--|---------|----------------------|
| MAC 1505303130 | Mach LED 150 FP (fokussierbar)
an Acrobat 2000-Tragarm für Raumhöhe 2,61 bis 3 m, inkl. Netzteil, 26 LED's, Leuchtfeldgröße 17-24 cm, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, Beleuchtungsstärke: 130.000 Lux / 1 m | 1 Stück | 3.225,00 /St. |
|----------------|--|---------|----------------------|



OP-LEUCHTE - WANDMODELL



- | | | | |
|----------------|---|---------|----------------------|
| MAC 1902302100 | Mach LED 2sc (Single Colour)
inkl. Leuchtfelderzusammenführung, ohne Netzteil, 21 LED's, Leuchtfeldgröße 17-28 cm, mit sterilisierbarer Griffhülse, Beleuchtungsstärke: 115.000 Lux / 1 m | 1 Stück | 4.445,00 /St. |
|----------------|---|---------|----------------------|



OP-LEUCHTE - DECKENMODELL



- | | | | |
|----------------|---|---------|----------------------|
| MAC 1902303127 | Mach LED 2sc (Single Colour)
mit zentralem Federarm für Raumhöhe unter 2,80 m, inkl. Leuchtfelderzusammenführung, ohne Netzteil, 21 LED's, Leuchtfeldgröße 17-28 cm, mit sterilisierbarer Griffhülse, Beleuchtungsstärke: 115.000 Lux / 1 m | 1 Stück | 5.015,00 /St. |
|----------------|---|---------|----------------------|



ZUBEHÖR EXTERNES NETZTEIL

- | | | | |
|----------------|--|---------|--------------------|
| MAC 9300009905 | Trafogehäuse LED
mit 1 Netzteil 190 W, für LED 2sc, 2mc, 2 Smart | 1 Stück | 609,00 /St. |
| MAC 9300009907 | Netzteil 190 W 230 V
am Flansch montiert, für alle LED 2 Modelle | 1 Stück | 408,00 /St. |
| MAC 9160009903 | Aufpreis Netzteil 100 VA/230 V
im Wandlager montiert, nur für LED 2sc und LED 2sc Hybrid | 1 Stück | 374,00 /St. |

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN
Welch Allyn Green Series™
 medizinische LED-Untersuchungsleuchten

- hochwertiges, weißes Licht, Lichtleistung: 50.000 Betriebsstunden
- geringere Betriebskosten, da keine Lampen mehr ausgetauscht werden müssen
- niedrigerer Energieverbrauch
- größerer Komfort und mehr Sicherheit, da keine Wärme abgestrahlt wird
- Intensitätsregulierung der benötigten Lichtleistung bei den GS 600 und GS 900 Behandlungsleuchten
- berührungsloses Ein- und Ausschalten – verringert das Infektionsrisiko durch Kreuzkontamination
- durch die ergonomische Form sind die Leuchten leicht zu reinigen

**GS Technische Daten**

	GS Examlight IV	GS 300	GS 600	GS 900
Anzahl LEDs	1 weiße LED	1 weiße LED	3 weiße LEDs	6 weiße LED
Farbtemperatur	5.500° K	5.500° K	5.500° K	5.500° K
Lichtintensität bei normalem Arbeitsabstand	20.000 lux (1.858 footcandles)	30,5 cm Abstand: 30.000 lux (2.787 footcandles) 50 cm Abstand: 15.000 lux (1.393 footcandles)	Hohe Lichtintensität: 30,5 cm Abstand: 75.000 lux (6.967 footcandles) 50 cm Abstand: 40.000 lux (3.716 footcandles) Niedrige Lichtintensität: 30,5 cm Abstand: 55.000 lux (5.109 footcandles) 50 cm Abstand: 30.000 lux (2,787 footcandles)	Hohe Lichtintensität: 100.000 lux (9.290 footcandles) 100 cm Abstand: 55.000 lux (5.109 footcandles) Niedrige Lichtintensität: 60,9 cm Abstand: 75.000 lux (6.967 footcandles) 100 cm Abstand: 40.000 lux (3.716 footcandles)
LED Lebensdauer	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden
Arbeitsabstand	40 cm	30,5 cm bis 50 cm	30,5 cm bis 50 cm	60,9 cm bis 100 cm
Lichtfeld bei Arbeitsabstand	10 cm bis 25 cm	13 cm bis 15 cm	15 cm bis 18 cm	23 cm bis 25 cm
Elektrische Daten	Eingang: 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,30 A max	Eingang: 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,35 A max	Eingang: 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 0,65 A max	Eingang: 100-240 V-50 Hz-60 Hz, 1,00 A max
Kabel	#18 AWG, 3adriges Netzkabel, 2,5 m lang	#18 AWG, 3adriges Netzkabel, 2,5 m lang	#18 AWG, 3adriges Netzkabel, 2,5 m lang	#18 AWG, 3adriges Netzkabel, 2,5 m lang
Gewicht	Gesamtgewicht mit Tisch-/Wandmontage: 2,40 kg	Total Tisch/Wandmontage: 2,56 kg Total Rollstativ: 5,78 kg	Total Tisch/Wandmontage: 2,93 kg Total Rollstativ: 7,87 kg	Total Wandmontage: 8,12 kg Total Rollstativ: 20,34 kg Total Deckenhalterung: 11,11 kg
Montageoptionen	Gesamtgewicht mit Rollstativ: 5,63 kg	Tisch/Wandmontage Rollstativ	Tisch/Wandmontage Rollstativ	Wandmontage, Rollstativ, Deckenhalterung
Zubehöroptionen	Einmal-Schutzhülle 52640	N/A	Einmal-Schutzhülle 52640	Einmal-Schutzhülle 52640

Menge EURO

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN



WLA 48812

Welch Allyn GS Exam Light IV
Untersuchungsleuchte mit Tisch-/Wand-
 befestigung, ideal für die gynäkologische Pra-
 xis oder Fachgebiete, in denen ein sehr fokus-
 siertes Licht in bestimmten Bereichen erforder-
 lich ist. Die GS Exam Light IV Untersuchungs-
 leuchte bietet das Dreifache der herkömmli-
 chen Lichtleistung und weist eine hochflexible
 Lichtröhre auf, die doppelt so lang ist wie kon-
 ventionelle Röhren. Mit einem kompakten, un-
 auffälligen Kopf gewährleistet sie äußerste Ge-
 nauigkeit und gibt die Gewebefarbe während
 einer Untersuchung unverfälscht wieder
 (Spezifikation siehe Tabelle Seite 13/40)

1 Stück **922,00 /St.**



WLA 48950

Welch Allyn Rollstativ
 für GS Exam Light IV Untersuchungsleuchte

1 Stück **312,00 /St.**



Welch Allyn GS 300 Untersuchungsleuchte
 ideal für allgemeine Untersuchungen in der Praxis
 (Spezifikation siehe Tabelle Seite 13/40)

WLA 44412

mit Tisch-/Wandbefestigung

1 Stück **377,00 /St.**

WLA 44452

mit Rollstativ

1 Stück **521,00 /St.**



Menge

EURO

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN**Welch Allyn GS 600****Untersuchungs- und Behandlungsleuchte**

weist drei LEDs und einen breiteren Kopf auf und ist speziell für anspruchsvolle Sichtbedingungen konzipiert. Sie ist ideal für kleinere Eingriffe und Untersuchungen in jedem Gesundheitsumfeld (Spezifikation siehe Tabelle Seite 13/40)

WLA 44612
WLA 44602

mit Tisch-/Wandbefestigung
mit Rollstativ

1 Stück **814,00 /St.**
1 Stück **924,00 /St.**

WLA 48955

Welch Allyn Tisch-/Wandbefestigung
für GS Exam Light IV / GS 300 / GS 600

1 Stück **39,60 /St.**

Welch Allyn GS 900**Große Behandlungsleuchte (Klein-OP)**

weist sechs LEDs auf, verbindet hervorragende Lebensdauer, außergewöhnliche Manövrierbarkeit, nie dagewesene Spot-Qualität und verschiedene Montageoptionen. Durch die Option der Deckenmontage wird Platz am Boden gespart, und so liefert sie auch direktes Licht, wenn es während einer Operation erforderlich ist. Mit minimaler Wärmeabstrahlung und hoher Farbtemperatur ist die GS 900 die perfekte pflegeleichte und leistungsstarke Leuchte für nahezu jede Anwendung in Krankenhaus, Ambulanz und Arztpraxis (Spezifikation siehe Tabelle Seite 13/40)

WLA 44902
WLA 44900-C
WLA 44900-W

mit Rollstativ
zur Deckenmontage
zur Wandmontage

1 Stück **2.647,00 /St.**
1 Stück **2.846,00 /St.**
1 Stück **2.846,00 /St.**



Menge EURO

ARZTTASCHEN / -KOFFER



BOLLMANN

Modell "MINI" Polymousse

kleine universelle Tasche: für medizinische Utensilien, für den Pflegebereich, als Gerätetasche u.v.a., sehr kompakt, leicht und handlich, großes Platzangebot trotz geringer Aussenmaße, beidseitig Kunststoffeinsatz mit Unterteilungsstegen, flexible Klappe mit Druckknopf und drei Einsteckfächern für Papiere, transparente Abdeckklappe mit Druckknopf, mit Doppelgriff und abnehmbarem, verstellbarem Schultergurt, Reißverschluss-Kombinationsschloss, schmutzabweisende Bodenfläche mit Bodenschützern, aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe

Maße (LxHxB): 29 x 21 x 16 cm



BOL 1.08.411	schwarz	1 Stück	159,00 /St.
BOL 1.08.415	blau	1 Stück	159,00 /St.
BOL 1.08.417	rot	1 Stück	159,00 /St.



BOLLMANN

Fächermappe Polymousse

aus strapazierfähigem Polymousse, inkl. Schreibblock und Kugelschreiber. Insgesamt 11 Fächer für Karteikarten, Rezepte und Formulare
Maße (LxB): 25,5 x 20 cm

BOL 6.02.411	schwarz	1 Stück	89,90 /St.
BOL 6.02.415	blau	1 Stück	89,90 /St.



NOTFALLSCHILDER

megro

MEG 930012	"Med.-techn. Notdienst" selbstklebendes Folienschild für Windschutz- oder Schaufensterscheiben, ca. 10 cm Ø, PVC weiß/rot	1 Stück	2,30 /St.
MEG 930013	"Arzt im Dienst" Autoschild, mit Saugfuß, ca. 10 cm Ø, PVC weiß/rot	1 Stück	3,40 /St.



Menge

EURO

ARZTTASCHEN / -KOFFER

BOLLMANN

Modell "MEDICARE" Polymousse

sehr leicht (1500 g) und handlich, mit verstellbarem Schulterriemen und komfortablem Doppelgriff, Kunststoffeinsatz mit variabler Einteilung und Abdeckklappe mit Magnetverschluss, Deckel mit großzügigem Einsteckfach mit Klettverschluss
Maße (LxHxB): 46 x 12 x 33 cm

BOL 1.01.411
BOL 1.01.415
BOL 1.01.417

schwarz
blau
rot

1 Stück **175,00 /St.**
1 Stück **175,00 /St.**
1 Stück **175,00 /St.**

Modell "MEDICARE XL" Polymousse

leicht und geräumig (2700 g), mit verstellbarem, abnehmbarem Schulterriemen, eine Taschenhälfte mit variabler Fächereinteilung, 3 Ampulleneinsätze für 60 Ampullen und transparenter Abdeckplatte mit Magnetverschluss, andere Taschenhälfte mit 4 herausnehmbaren Klarsichtboxen mit Klettbandhalterung, beide Taschenhälften sind mit ABS-Kunststoffschalen verstärkt, mit Rundum-Kantenschutz und großer Außentasche
Maße (LxHxB): 46 x 17 x 33 cm

BOL 1.01.421
BOL 1.01.425
BOL 1.01.427

schwarz
blau
rot

1 Stück **299,50 /St.**
1 Stück **299,50 /St.**
1 Stück **299,50 /St.**

Modell "DIE ANDERE" Polymousse

übersichtliche, geräumige und trotzdem leichte Tasche, mit tiefem Bodeneinsatz und seitlich ausziehbaren Fächern, zwei große Außentaschen und Klarsichtfach innen, zwei Ampulleneinsätze für 46 Ampullen
Maße (LxHxB): 40 x 36 x 24 cm

BOL 1.05.411
BOL 1.05.415
BOL 1.05.417

ohne Schultergurte (2700 g)
schwarz
blau
rot

1 Stück **299,00 /St.**
1 Stück **299,00 /St.**
1 Stück **299,00 /St.**

BOL 1.05.421
BOL 1.05.425
BOL 1.05.427

mit Schultergurten (2800 g)
schwarz
blau
rot

1 Stück **339,00 /St.**
1 Stück **339,00 /St.**
1 Stück **339,00 /St.**

Menge EURO

ARZTTASCHEN / -KOFFER



BOLLMANN

Modell "PRACTICUS" Leder oder Polymousse

moderne leichte Besuchstasche (Leder 1900 g, Polymousse 1400 g), mit Alu-Bügel und abschließbarem Bügelschloß, auswaschbar, mit großer Innentasche und herausnehmbarer, variabler Fächereinteilung

Maße (LxHxB): 45 x 22 x 20 cm

BOL 1.13.121	Leder schwarz	1 Stück	297,00 /St.
BOL 1.13.122	Leder braun	1 Stück	297,00 /St.
BOL 1.13.123	Leder bordeaux	1 Stück	297,00 /St.
BOL 1.13.130	Leder „Flower Style“	1 Stück	306,00 /St.
BOL 1.13.411	Polymousse schwarz	1 Stück	198,00 /St.
BOL 1.13.415	Polymousse blau	1 Stück	198,00 /St.



BOLLMANN

Modell "ASSISTA" Leder

in traditioneller Form und zeitgemäßer Eleganz, mit Leder-Handgriff und wertvollem, stabilem Maulbügel-Verschluss. 2 Innentaschen, auswaschbar gefüttert, herausnehmbare, variable Fächereinteilung

Maße (LxHxB): 42 x 18 x 23 cm

BOL 1.14.111	Leder schwarz	1 Stück	409,00 /St.
BOL 1.14.112	Leder braun	1 Stück	409,00 /St.
BOL 1.14.113	Leder bordeaux	1 Stück	409,00 /St.

Maße (LxHxB): 42 x 23 x 23 cm

BOL 1.14.121	Leder schwarz, hohe Ausführung	1 Stück	429,00 /St.
BOL 1.14.122	Leder braun, hohe Ausführung	1 Stück	429,00 /St.
BOL 1.14.123	Leder bordeaux, hohe Ausführung	1 Stück	429,00 /St.



ARZTTASCHEN / -KOFFER

BOLLMANN

Modell "MEDI-LIGHT"**Leder oder Polymousse mit Lederbesatz**

großräumige Tasche mit stabilem Alu-Bügel, abschließbar, ein Federmechanismus hält die Tasche geöffnet und verhindert ungewolltes Schließen, auswaschbar gefüttert, Innentaschen, Einsatz mit variabler Einteilung
Maße (LxBxH): 44 x 25 x 25 cm

**mit 1 Vortasche**

BOL 1.20.111	Leder schwarz	1 Stück	455,00 /St.
BOL 1.20.112	Leder braun	1 Stück	455,00 /St.
BOL 1.20.113	Leder bordeaux	1 Stück	455,00 /St.
BOL 1.20.411	Polymousse schwarz	1 Stück	282,00 /St.

**Modell "NOVA"**

auf Leichtmetall-Profilrahmen gearbeitet: die Tasche schließt präzise, ist besonders formstabil, transparente Abdeckplatte mit Magnetverschlüssen erlauben Sicht auf Tascheninhalt, zeitraubendes Suchen entfällt, individuell verstellbare Einteilung, 3 Ampullen-Einsätze für 60 Ampullen, sehr große, geräumige Vortasche, Doppelgriff, Kantenschutz
Maße (LxHxB): 46 x 33 x 18 cm

**ohne Trolley**

BOL 1.18.111	Leder, schwarz	1 Stück	447,00 /St.
BOL 1.18.113	Leder, bordeaux	1 Stück	447,00 /St.
BOL 1.18.311	Skailan, schwarz	1 Stück	349,00 /St.
BOL 1.18.313	Skailan, bordeaux	1 Stück	349,00 /St.

mit Trolley

BOL 1.18.121	Leder, schwarz	1 Stück	494,00 /St.
BOL 1.18.321	Skailan, schwarz	1 Stück	411,00 /St.



Menge EURO

ARZTTASCHEN / -KOFFER



BOLLMANN

Modell "VISITA"

variable Fächereinteilung, auch der Mittelsteg ist herausnehmbar, sehr großzügige Innenmaße, Doppelgriff, geräumige Vortasche, transparente Abdeckplatten über beide Taschenhälften mit Magnetschlössern, 2 große Ampulleneinsätze aus Schaumstoff für 74 Ampullen sortiert
Maße (LxHxB): 42 x 29 x 18 cm



BOL 1.12.111	Leder schwarz	1 Stück	477,00 /St.
BOL 1.12.113	Leder bordeaux	1 Stück	477,00 /St.
BOL 1.12.311	Skailan schwarz	1 Stück	378,00 /St.
BOL 1.12.313	Skailan bordeaux	1 Stück	378,00 /St.



Modell "MEDICA 2000"

vorderer aufklappbarer Bereich zur übersichtlichen Unterbringung und schnellen Entnahme von Blutdruckmesser, Stethoskop und Dingen der Routineuntersuchung sowie der Formulare, andere Hälfte mit variabler Inneneinteilung und transparenter Abdeckplatte, ausklappbares Ampullarium zur bruchsicHERen Unterbringung von 84 Ampullen
Maße (LxHxB): 42 x 29 x 19 cm



BOL 1.21.111	Leder schwarz	1 Stück	538,00 /St.
BOL 1.21.113	Leder bordeaux	1 Stück	538,00 /St.
BOL 1.21.311	Skailan schwarz	1 Stück	468,00 /St.

mit zusätzlicher Außentasche

BOL 1.21.121	Leder schwarz	1 Stück	597,00 /St.
BOL 1.21.123	Leder bordeaux	1 Stück	597,00 /St.
BOL 1.21.321	Skailan schwarz	1 Stück	523,00 /St.



ARZTTASCHEN / -KOFFER

BOLLMANN

Modell "CONZERTINA"

besonders geräumiges Modell, auch Beatmungsbeutel und Absaugpumpe finden Platz, Tasche und Inneneinrichtung öffnen und schließen gleichzeitig, stabiler Aluminiumbügel, variable Fächereinteilung, 2 Ampullen-Einsätze aus Schaum für 46 Ampullen, Dokumentenfach, Doppelgriff, Sicherheit durch integriertes Metallschloß: öffnet auf Fingerdruck, verriegelt automatisch

Maße (LxHxB): 43 x 32 x 21 cm

mit 17 cm hohem Bodenfach

BOL 1.06.121	Leder schwarz	1 Stück	571,00 /St.
BOL 1.06.122	Leder braun	1 Stück	571,00 /St.
BOL 1.06.123	Leder bordeaux	1 Stück	571,00 /St.
BOL 1.06.321	Skailan schwarz	1 Stück	471,00 /St.
BOL 1.06.322	Skailan braun	1 Stück	471,00 /St.
BOL 1.06.323	Skailan bordeaux	1 Stück	471,00 /St.

AMPULLARIEN**Reißverschlussetui mit 60 Gummischlaufen**

transparente Schutzklappen mit selbstklebenden Beschriftungstreifen,

für 34 Ampullen 1-2 cc und 26 Ampullen 5-10 cc

Maße: 22 x 16 cm

aus kratzfestem, echtem Leder

BOL 3.07.111	schwarz	1 Stück	91,00 /St.
BOL 3.07.112	braun	1 Stück	91,00 /St.
BOL 3.07.113	bordeaux	1 Stück	91,00 /St.

aus Polymousse-Gewebe

BOL 3.07.411	schwarz	1 Stück	69,50 /St.
BOL 3.07.415	blau	1 Stück	69,50 /St.
BOL 3.07.417	rot	1 Stück	69,50 /St.

BOL 3.01.320	Ampullenhalter	1 Stück	22,50 /St.
--------------	-----------------------	---------	-------------------

mit Klarsicht-Schutzdecke und Druckknopf-Verschluss, Schaumstoff-Profileinsatz für 37 Ampullen, Maße: 26 x 15 x 2,3 cm

Ampullarium

stabile Kunststoffschalen mit strapazierfähigem Skailan-Außenmaterial garantieren bruch sicheren Transport, für 42 Ampullen

Maße (LxHxB): 21 x 13 x 5 cm

BOL 3.09.311	schwarz	1 Stück	36,50 /St.
BOL 3.09.312	braun	1 Stück	36,50 /St.
BOL 3.09.313	bordeaux	1 Stück	36,50 /St.



Menge EURO

PRAXISORGANISATIONSHILFEN



MED+ORG Terminbücher

Ringbuch, neutral für 52 Wochen, Montag bis Samstag, je Woche 1/2 Notizenspalte, 10 Notizenseiten, Telefonregister A-Z

1 Spalte pro Tag

MEO 60.008.1	Terminbuch 1.15, 15-Minuten-Takt	1 Stück	43,20 /St.
MEO 60.007.1	Terminbuch 1.20, 20-Minuten-Takt	1 Stück	43,20 /St.

2 Spalten pro Tag

MEO 60.008.2	Terminbuch 2.15, 15-Minuten-Takt	1 Stück	43,20 /St.
MEO 60.007.2	Terminbuch 2.20, 20-Minuten-Takt	1 Stück	43,20 /St.



Terminbuch 1.20



Terminbuch 2.15

MED+ORG Terminplaner 2021

schuppenartige Anordnung der Tagessseiten, seitliche Codierleiste für Raum- / Personalbelegung, je Terminspalte eine zusätzliche Spalte für Untersuchungskürzel, transparente Übersicht der kompletten Praxisbelegung, freie Terminalsuche ohne Blättern zu müssen, Kennzeichnung aller Ereignis- und Feiertage für (A), (CH) und (D) in der Datumsleiste, beigelegte Jahresübersicht mit detaillierter Aufstellung aller Ereignis- und Feiertage für (A), (CH) und (D), Buch geschlossen 27 x 32 cm, offen 55 x 32 cm (BxH)

Zeiteinteilung 4-spaltig 7.30 Uhr bis 19.15 Uhr
 Zeiteinteilung 6-spaltig 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Alle Terminplaner werden inkl. Bleistift, Radiergummi, separater Jahresübersicht, Kunststoffhülle und Urlaubsplan ausgeliefert



Terminplaner mit 4 Tagesspalten



Terminplaner mit 6 Tagesspalten

MEO 60.005.21	Terminplaner mit 4 Tagesspalten für 12 Monate in 2 Halbjahresbänden von Januar bis Juni und Juli bis Dezember 2021	1 Stück	164,90 /St.
---------------	--	---------	--------------------

MEO 60.006.21	Terminplaner mit 6 Tagesspalten für 12 Monate in 2 Halbjahresbänden von Januar bis Juni und Juli bis Dezember 2021	1 Stück	185,90 /St.
---------------	--	---------	--------------------

Lederhülle für MED+ORG Terminplaner
 hochwertiges und strapazierfähiges Rind-Nappa-Leder

MEO 60.005S	schwarz	1 Stück	54,90 /St.
MEO 60.005R	rot	1 Stück	54,90 /St.
MEO 60.005HB	hellbraun	1 Stück	54,90 /St.
MEO 60.005G	grün	1 Stück	54,90 /St.
MEO 60.005BL	blau	1 Stück	54,90 /St.



Lederhüllen

Menge

EURO

PRAXISORGANISATIONSHILFEN**Zubehör zu den MED+ORG Karteisystemen
Alphanorm DIN A5 und DIN A4**

MEO 60.010

MED+ORG Abheftstreifen

1 Pack

20,50 /Pack

selbstklebend, zur sicheren Aufbewahrung aller
Formulare in allen Karteitaschen/-karten/-mappen,
weiß, Kunststoff, Pack = 100 Stück



MEO 60.700B

MED+ORG Farbmarkierer

zur farbigen Markierung der Alphabeteile aller
Karteikarten/-taschen/-mappen, abgeschrägte Spitze

MEO 60.700G

blau

1 Stück

2,50 /St.

MEO 60.700O

grün

1 Stück

2,50 /St.

MEO 60.700R

orange

1 Stück

2,50 /St.

MEO 60.700S

rot

1 Stück

2,50 /St.

MEO 60.700Y

schwarz

1 Stück

2,50 /St.

gelb

1 Stück

2,50 /St.

MEO 60.011

MED+ORG Hängeschienen

1 Pack

45,40 /Pack

zur Verwendung in allen MED+ORG Kartei-
mappen DIN A4 als Hängeregistratur, Metall, grau,
komplett gerundet und gesintert, 347 mm lang, mit
8 mm Lochung, nur in Verbindung mit Abheftstreifen
60.010 zu verwenden, Pack = 100 Stück



MEO 60.300

MED+ORG Signalkarten

für temporäre Markierungen, für Karteisystem
DIN-A5 quer, aus farbiger Kunststoffolie
Pack = 100 Stück

MEO 60.315

grau mit seitl. TAB 10 mm hoch

1 Pack

32,40 /Pack

MEO 60.325

rot mit seitl. TAB 20 mm hoch

MEO 60.345

gelb mit seitl. TAB 20 mm hoch

MEO 60.355

grün mit seitl. TAB 10 mm hoch

MEO 60.305

blau mit seitl. TAB 10 mm hoch

sortiert in 4 Farben, je 25 Stück
(rot, gelb, grün, blau)



MEO 60.156.50

MED+ORG Altarchivkarton

zur Archivierung von Karteitaschen/-karten
im Format DIN A5 quer, weiß, bedruckt,
stabile Ausführung mit Deckel,
Aussenmaß (LxBxH) 420 x 238 x 168 mm

MEO 60.156.25

Pack = 50 Stück

1 Pack

127,90 /Pack

Pack = 25 Stück

1 Pack

71,30 /Pack

Menge EURO

PRAXISORGANISATIONSHILFEN



MED+ORG Karteitaschen ALPHAnorm DIN A5 quer

weiß, aus 180 g Computer-Karton, holzfrei, extra zäh, 4 x genutet, plan verpackt, Adressfeld gemäß KVK, Klebefeld für Abheftstreifen, wird zur Anwendung 2 x gefaltet

	Pack = 1 000 Stück		
MEO 60.101	Zahnarzt	1 Pack	157,90 /Pack
MEO 60.105A	Standard		
MEO 60.105	Facharzt / Allgemeinmedizin		
MEO 60.112	Heilpraktiker		
MEO 60.113	Augenheilkunde		
MEO 60.114	HNO-Heilkunde		
MEO 60.115	Gynäkologie		
MEO 60.116	Psychotherapie		
MEO 60.125	Kinder- und Jugendmedizin		



	Pack = 100 Stück		
MEO 60.112H	Heilpraktiker	1 Pack	25,40 /Pack
MEO 60.116H	Psychotherapie		

MED+ORG Karteimappen ALPHAnorm DIN A4 quer

weiß, aus 280 g Computer-Karton, 3 x genutet, plan verpackt, mit 8 Schlitz für Karteireiter, Klebefeld für Abheftstreifen, Lochung 8 cm für Blitzabhefter, eingeklebte Einstecktasche

	Pack = 100 Stück		
MEO 60.204	für alle Fachrichtungen, weiß	1 Pack	133,60 /Pack
MEO 60.204B	für alle Fachrichtungen, blau	1 Pack	146,20 /Pack
MEO 60.204G	für alle Fachrichtungen, grün	1 Pack	146,20 /Pack
MEO 60.204R	für alle Fachrichtungen, rot	1 Pack	146,20 /Pack
MEO 60.204Y	für alle Fachrichtungen, gelb	1 Pack	146,20 /Pack
MEO 60.201	Zahnheilkunde	1 Pack	133,60 /Pack



MEO 60.160	MED+ORG Behandlungsverlauf	1 Pack	68,90 /Pack
	DIN A4, 80 g holzfrei weiß, zweiseitig grau bedruckt, für alle Karteitaschen (Normalpapier) mit gleicher Linierung wie Karteitaschen 60.105 und 60.114, Zeilenabstand 6 mm, oben gelocht		
	Pack = 1 000 Stück		

MEO 60.160A	MED+ORG Behandlungsverlauf	1 Pack	51,90 /Pack
	15 mm kürzer als DIN A4, 80 g holzfrei weiß, zweiseitig grau bedruckt, mit Linierung wie Karteitaschen 60.105 A, 60.113, 60.115 und 60.125, Zeilenabstand 8 mm, oben gelocht		
	Pack = 500 Stück		



Behandlungsverlauf, DIN A4



MEO 60.173



MEO 60.173M



MEO 60.427

**PRAXISORGANISATIONSHILFEN****Zubehör zu den MED+ORG Karteisystemen
Alphanorm DIN A5 und DIN A4**

MEO 60.173	MED+ORG Adressfeld-Aufkleber KVK 1 Pack für alle Karteikarten/-taschen/-mappen geeignet, Stammdatenfeld gemäß KVK, selbstklebend, Aufkleber 80 x 48 mm, 2 Aufkleber/Blatt, für Nadeldrucker zum einzelnen Bedrucken, Pack = 1 000 Stück	44,40 /Pack
MEO 60.173M	MED+ORG Adressfeld-Aufkleber KVK 1 Pack für alle Karteikarten/-taschen/-mappen geeignet, Stammdatenfeld gemäß KVK, selbstklebend, Aufkleber 80 x 48 mm, 2 Aufkleber/Blatt, für Nadeldrucker, Laserdrucker und Mehrschichtdrucker zum einzelnen Bedrucken, Pack = 500 Stück	47,60 /Pack
MEO 60.174	MED+ORG Adressfeld-Aufkleber KVK 1 Pack für alle Karteikarten/-taschen/-mappen geeignet, Stammdatenfeld gemäß KVK, selbstklebend, Aufkleber 89 x 48 mm, für Nadeldrucker als Lochrandetikett zum endlos Bedrucken, Pack = 1 000 Stück	46,40 /Pack
MEO 60.427	MED+ORG Terminzettel 1 Pack DIN A6 hoch, 80 g Offset weiß, einseitig grau bedruckt, Pack = 500 Stück	30,70 /Pack
MEO 60.416	MED+ORG Verordnungsplan 1 Pack DIN A6 quer, 80 g holzfrei weiß, einseitig grau bedruckt, ungelocht, Pack = 500 Stück	30,70 /Pack



MEO 60.416

MEO 60.803	MED+ORG Sonografie-Befundhüllen 1 Pack Tasche zur Aufbewahrung von Sonografie-Aufnahmen, Format 212 x 152 mm mit längsseitiger Verschlusslasche, Lichtschutz-Innenbeschichtung, Adressfeld gemäß KVK, Alphabeteiste Pack = 500 Stück	81,10 /Pack
------------	---	--------------------

Menge EURO


LEHRTAFELN DER MENSCHLICHEN ANATOMIE




Anatomische Lehrtafeln, 70 x 100 cm, Papier

ein klares Konzept gewährleistet Genauigkeit und Anschaulichkeit gleichermaßen. Durch engen Kontakt zur medizinischen Forschung bleibt eine permanente Aktualisierung der vorhandenen Tafeln und eine stetige Neuentwicklung sichergestellt. Die Tafeln fassen alle relevanten Informationen in konzentrierter Form zusammen. Dabei decken sie nicht nur das jeweils betrachtete anatomische Thema grafisch ab, sondern stellen auch die spezifischen Krankheiten bzw. Unfallschäden dar. Und ganz nebenbei bieten sie auch noch einen interessanten Blickfang für jeden Arbeitsraum und jedes Behandlungszimmer dar. Damit die grafische Qualität im Druck erhalten bleibt, werden Rüdiger-Tafeln in einem aufwendigen 4 bzw. 5 Farbdruck auf besonders starkem und reißfestem 200 gr. Papier gedruckt. Zur Aufhängung sind die Lehrtafeln oben und unten mit einer Metallschiene versehen

RÜD TA4	Männliches Muskelsystem	1 Stück	16,72 /St.
RÜD TA18	Schwangerschaft, Geburt	1 Stück	16,72 /St.
RÜD TA20	Das menschliche Ohr	1 Stück	16,72 /St.
RÜD TA21	Haut - Haare - Nägel	1 Stück	16,72 /St.
RÜD TA29	Die menschliche Hand	1 Stück	16,72 /St.
RÜD TA33	Das Kniegelenk	1 Stück	16,72 /St.
RÜD TA40	Beckenbodengymnastik	1 Stück	16,72 /St.
RÜD TA60	Zähne & Kiefergelenk	1 Stück	16,72 /St.



TA 4




TA 20



TA 21



TA 29



TA 18



TA 33




TA 40




TA 60

**Laminierte Lehrtafeln
oder Poster sind auf Anfrage
erhältlich!**

**LEHRTAFELN DER MENSCHLICHEN ANATOMIE****Mini-Poster Booklets**

die Poster-Booklets sind Bücher im Posterformat 24 x 34 cm, jedes **Booklet** enthält die wichtigsten **12 Poster** von Rüdiger-Anatomie zu dem entsprechenden Thema, die Mini-Poster sind auf schwerem 250 g/m² Hochglanzkarton gedruckt und mittels Spiralbindung ringgebunden

- | | | | |
|-----------------|--|---------|-------------------|
| RÜD MIPO-BOOK01 | Anatomie | 1 Stück | 29,33 /St. |
| | „Das Menschliche Skelett“, „Muskelsystem des Menschen“, „Nervensystem des Menschen“, „Gefäßsystem des Menschen“, „Die Wirbelsäule des Menschen“, „Die untere Extremität“, „Lymphsystem des Menschen“, „Das Menschliche Herz“, „Die Obere Extremität“, „Das Menschliche Gehirn“, „Atmungsorgane des Menschen“, „Verdauungsorgane des Menschen“ | | |
| RÜD MIPO-BOOK02 | Muskulatur | 1 Stück | 29,33 /St. |
| | „Tiefe Muskeln, Frontansicht“, „Tiefe Muskeln, Rückansicht“, „Muskulatur des Kopfes“, „Muskulatur des Halses“, „Muskulatur der Wirbelsäule“, „Schulter- und Rückenmuskulatur“, „Bauch- und Rippenmuskulatur“, „Becken-, Hüft- und Gesäßmuskulatur“, „Armmuskulatur des Menschen“, „Handmuskulatur des Menschen“, „Beinmuskulatur des Menschen“, „Fußmuskulatur des Menschen“ | | |
| RÜD MIPO-BOOK03 | Akupunktur | 1 Stück | 29,33 /St. |
| | „Körperakupunktur“, „Körperakupunktur I“, „Körperakupunktur II“, „Handakupunktur“, „Fußakupunktur“, „Kopfakupunktur“, „Ohrakupunktur“, „Irisdiagnose“, „Der menschliche Körper“, „Wirbeltherapie nach Dorn“, „Meridiane und Dorntherapie“, „Akupressur“ | | |
| RÜD MIPO-BOOK04 | Physiotherapie | 1 Stück | 29,33 /St. |
| | „Thermotherapie & Kryotherapie“, „Bindegewebsmassage“, „Triggerpunkte“, „Hautinnervation“, „Reflexzonen Hand“, „Reflexzonen Fuß“, „Triggerpunkte Kopf und Rumpf“, „Triggerpunkte Arm und Bein“, „Taping Basistechniken“, „Vegetatives Nervensystem“, „Lymphsystem des Menschen“, „Manuelle Lymphdrainage“ | | |
| RÜD MIPO-BOOK05 | Naturheilkunde | 1 Stück | 29,33 /St. |
| | „Irisdiagnose“, „Wirbeltherapie nach Dorn“, „Meridiane und Dorntherapie“, „Akupressur“, „Craniosacrale Osteopathie“, „Vegetatives Nervensystem“, „Manuelle Lymphdrainage“, „Chakra“, „Basisübungen Yoga“, „Beziehungen von Zähnen und Organen“, „Lymphsystem des Menschen“, „Der menschliche Körper“ | | |



Menge EURO

ANATOMISCHE MODELLE

megro

MEG 688220 **Homo-Schädel** 1 Stück **102,76 /St.**

100 % exakter Abguß von einem natürlichen Schädel, mit hervorragender Wiedergabe aller anatomischen Details, mit 31 einzelnen voll ausgebildeten, extrahierbaren Zähnen, der Unterkiefer ist abnehmbar. Eine Knochenklappe im Unterkiefer ermöglicht Blicke auf Zahnwurzel, Spongiosa, Nervenkanal und einen impaktierten Weisheitszahn. Die Schädeldecke ist abnehmbar, um Einblick in die vollausgebildete Schädelbasis zu ermöglichen. Nervenkanäle in der Schädelbasis sind eröffnet



MEG 688200 **Homo Skelett** 1 Stück **335,29 /St.**

100 % Abformung eines perfekten natürlichen Skelettes, alle Details und Feinheiten der Knochen sind anatomisch korrekt und absolut naturgetreu. Mit Kniescheiben und mit Zungenbein ausgestattet. Die Gelenke der Arme und Beine sind so gestaltet, daß alle natürlichen Bewegungen nachvollzogen werden können (z.B. kann die Kreuz- und Parallelstellung von Radius und Ulna beim Drehen des Handgelenkes deutlich gemacht werden). Mittels spezieller Gleitgelenk-Scharniere zur Arm- und Beinbefestigung am Rumpf sind auch Gleitbewegungen innerhalb des Schulter- bzw. Oberschenkelgelenks möglich. Die Arme und Beine sind abnehmbar, Lieferung inkl. fahrbarem 5-Fuß-Sicherheitsstativ und Staubschutzhülle, Gewicht inkl. Stativ 11 kg, Maße: Höhe inkl. Stativ 180 cm, Breite 40 cm, Stativ-Ø: 60 cm



Wirbelsäule mit Stativ

MEG 688212 **Flexible Wirbelsäule - Standard** 1 Stück **131,84 /St.**

Abguß einer echten menschlichen Wirbelsäule (ca. 80 cm) mit Hinterhauptbein, Nervenstrang mit austretenden Spinalnerven und Vertebralarterien, beweglichen Oberschenkelstümpfen. Voll flexibles Modell: Verkümmungen, Verspannungen und sonstige pathologische Erscheinungsformen können dargestellt werden. Das Kreuzbein ist auf der Rückseite durch eine Knochenklappe zu öffnen, um den Verlauf der Nerven innerhalb des Knochens zu zeigen. Mit Stümpfen, **ohne Stativ**



Homo Skelett

MEG 688301 **Stativ** für MEG 688212 1 Stück **49,70 /St.**

Menge

EURO

ANATOMISCHE MODELLE

ERL 6053

**Fußskelett mit Schien- und Wadenbeinansatz**

1 Stück

46,00 /St.

Naturabguss eines menschlichen Fußes, auf Draht montiert. Mit Ansatz von Schien- und Wadenbein. Ohne Stativ



ERL B223


Miniatur Torso, 16-teilig

1 Stück

139,00 /St.

zweigeschlechtig, Darstellung des menschlichen Torsos in ca. 50 % der natürlichen Größe. Ideal für den Einsatz als Schreibtischmodell oder zum Studium der grundlegenden Anatomie. Das Modell besteht aus folgenden Teilen: Grundkörper, zwei Kopfhälften, eine mit herausnehmbarem Gehirn, zwei Lungenhälften, Herz (zweiteilig zerlegbar), Magen, Leber, Darmpaket mit abnehmbarem Blinddarmdeckel, weibliche Geschlechtsorgane (zweiteilig), männliche Geschlechtsorgane (zweiteilig). Das Modell wird auf Grundplatte mit Anleitung geliefert. Größe: 19 x 14 x 43 cm

AKUPUNKTURMODELLE



AKUPUNKTURMODELLE (siehe Katalogseite 14/7)

Menge

EURO




Bild zur Veranschaulichung
der Akupunkturpunkte am Ohr
(Poster und Lehtafeln siehe
Katalogseite 13/53 und 13/54)

AKUPUNKTURNADELN - STANDARDNADELN

Qotomed®

das Programm, das alle Bereiche abdeckt; unsilikonisiert/silikonisiert für Anwender und Patienten die richtige Wahl; einzeln steril verpackt, sowohl mit Plastik- als auch Kupfer- oder Silbergriff (für die Moxa-Anwendung), mit und ohne Führungsröhrchen; nickelhaltig; ein ausgereiftes, umfangreiches Sortiment für den Akupunkteur



Pack = 100 Stück

mit Silbergriff, A2, ohne Führungsröhrchen

MEG 148301
MEG 148304
MEG 148305
MEG 148306

0,20 x 15 mm
0,25 x 25 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm

1 Pack

4,95 /Pack



mit Kupfergriff, A1, ohne Führungsröhrchen

MEG 148201
MEG 148202
MEG 148203
MEG 148204
MEG 148205
MEG 148206
MEG 148207
MEG 148208
MEG 148209
MEG 148211

0,20 x 15 mm
0,22 x 13 mm
0,22 x 25 mm
0,25 x 25 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 40 mm
0,30 x 50 mm
0,35 x 50 mm
0,35 x 75 mm

1 Pack

4,95 /Pack



mit Kupfergriff, B1, mit Führungsröhrchen

MEG 148256

0,30 x 30 mm

1 Pack

4,95 /Pack



Menge

EURO

AKUPUNKTURNADELN - STANDARDNADELN

Qotomed®

das Programm, das alle Bereiche abdeckt; unsilikonisiert/silikonisiert für Anwender und Patienten die richtige Wahl; einzeln steril verpackt, sowohl mit Plastik- als auch Kupfer- oder Silbergriff (für die Moxa-Anwendung), mit und ohne Führungsröhrchen; nickelhaltig; ein ausgereiftes, umfangreiches Sortiment für den Akupunkteur

Pack = 100 Stück

**mit Plastikgriff, A3,
ohne Führungsröhrchen**

MEG 148001
MEG 148002
MEG 148003
MEG 148004

0,20 x 15 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 50 mm

1 Pack

4,95 /Pack

**mit Plastikgriff, S3,
ohne Führungsröhrchen
silikonbeschichtet**

MEG 148011
MEG 148013
MEG 148015

0,20 x 15 mm
0,30 x 30 mm
0,35 x 50 mm

1 Pack

5,35 /Pack



OHRKUGELN

megro®

MEG 148510

Magnetische Ohrkugeln

1 Pack

3,23 /Pack

auf hautfarbenem Pflaster einzeln eingeschiegelt, vergoldet, 800 Gauß, besonders geeignet für sensible Patienten, zur Druckstimulation der Ohrpunkte, verbindet die magnetischen Erkenntnisse mit der Theorie der TCM, Akupunkturmagnettherapie funktioniert durch die Magnetfelder auf den Haupt-, und Nebenanälen sowie Reflexpunkten der Energiemeridiane. Die Magnetfelder durchdringen Haut, Gewebe und die Muskeln. Die Symptome werden dadurch positiv beeinflusst durch die Lösung von Blockaden im Energiefluss der Meridiane. Anwendung bei: Arthritis, Weichteilverletzungen, Entzündungen, generelle Schmerzzustände
Pack = 100 Stück



Menge

EURO

**DAUERNADELN****megro®****Ohr-Dauernadeln**

gassterilisiert, die Nadeln können einzeln entnommen werden, einfach das Pflaster auflegen und glattstreichen, Pyonex gleitet in die Haut
Pack = 100 Stück

MEG 148501	0,25 x 1,0 mm	1 Pack	4,95 /Pack
MEG 148502	0,25 x 1,5 mm	1 Pack	4,95 /Pack
MEG 148503	0,20 x 1,3 mm	1 Pack	4,95 /Pack
MEG 148504	0,22 x 1,5 mm	1 Pack	4,95 /Pack

asiamed

ASI A000558

Dauernadeln Apex Gold

1 Pack

35,90 /Pack

wie ASI A55001, jedoch wird auf die Dauernadelspitze in einem aufwendigen Herstellungsprozess eine Schicht reinsten Goldes (Reinheitsgrad 99,9%) abriebsicher aufgetragen
Pack = 100 Stück



ASI A000557

Dauernadeln Apex

1 Pack

31,90 /Pack

für die professionelle Ohrakupunktur, Nadelspitze aus hochqualitativem, medizinischem Edelstahl, punktgenaue Positionierung und einfache Handhabung durch Applikationsröhrchen mit Magnetpille zur Stimulation
Pack = 100 Stück

**Press-Tack - Dauernadeln**

Dauerhaft nahezu schmerzfreie Akupunktur, hygienisch und körpergerecht, erfüllt alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche, längerfristige Behandlung, Bewegungsfreiheit durch haltbares Pflaster für den Patienten, leichte Anwendungsweise ermöglicht die optimale Fixierung an allen Ohr- und Körperpunkten
Pack = 100 Stück

ASI A000553
ASI A000554
ASI A000555

small	0,22 x 1,6 mm	1 Pack	14,00 /Pack
medium	0,24 x 1,7 mm		
large	0,26 x 1,8 mm		



Menge

EURO

AKUPUNKTURNADELN - STANDARDNADELN

asiamed


s | needle: Präzision für nahezu schmerzfreie Akupunktur, die Spitzenqualität der s | needle gewährleistet optimale Behandlungsergebnisse für höchstes Patientenvertrauen, geringste Schaftreibung

s | needle J-Type Place N'Press

mit speziellem Führungsröhrchen für Einhand-Applikation, mit farbigem Kunststoffgriff

Pack = 100 Stück

ASI A000674	0,12 x 15 mm	dunkelgrün	1 Pack	13,00 /Pack
ASI A000675	0,12 x 30 mm	dunkelgrün		
ASI A000676	0,14 x 15 mm	hellgrün		
ASI A000677	0,14 x 30 mm	hellgrün		
ASI A000678	0,16 x 15 mm	rot		
ASI A000679	0,16 x 30 mm	rot		
ASI A000680	0,16 x 40 mm	rot		
ASI A000681	0,18 x 30 mm	hellgelb		
ASI A000682	0,18 x 40 mm	hellgelb		
ASI A000683	0,20 x 15 mm	hellblau		
ASI A000684	0,20 x 30 mm	hellblau		
ASI A000685	0,20 x 40 mm	hellblau		
ASI A000686	0,20 x 50 mm	hellblau		
ASI A000687	0,25 x 30 mm	lila		
ASI A000688	0,25 x 40 mm	lila		
ASI A000689	0,25 x 50 mm	lila		
ASI A000690	0,30 x 30 mm	braun		
ASI A012056	0,30 x 40 mm	braun		
ASI A000691	0,30 x 50 mm	braun		



s | needle B-Type

ohne Führungsröhrchen, mit farbigem Kunststoffgriff

Pack = 100 Stück

ASI A000647	0,16 x 15 mm	rot	1 Pack	12,50 /Pack
ASI A000648	0,20 x 15 mm	hellblau		
ASI A000649	0,25 x 15 mm	lila		
ASI A000650	0,25 x 40 mm	lila		
ASI A000651	0,30 x 30 mm	braun		
ASI A000652	0,30 x 50 mm	braun		
ASI A000653	0,35 x 50 mm	schwarz		



Special Akupunkturadeln

beschichtete Akupunkturadeln aus korrosionsfreiem medizinischen Stahl mit flexiblem Kupferwendelgriff für besonders gute Stich- und Gleiteigenschaften, ohne Führungsröhrchen

Pack = 100 Stück

ASI A000347	0,30 x 10 mm	grün	1 Pack	12,50 /Pack
ASI A000348	0,20 x 15 mm	hellblau		
ASI A000349	0,25 x 20 mm	dunkelblau		
ASI A000350	0,20 x 25 mm	rot		
ASI A000351	0,25 x 25 mm	orange		
ASI A000352	0,30 x 30 mm	gelb		
ASI A000353	0,25 x 40 mm	lila		
ASI A000354	0,35 x 50 mm	schwarz		



Menge

EURO

AKUPUNKTURNADELN - STANDARDNADELN

asiamed

TeWa CJ-Type

aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl,
silikonbeschichtet, mit Kupferwendelgriff,
mit Führungsröhrchen

Pack = 100 Stück

ASI CJ1630	CJ-Type 1630	0,16 x 30 mm	rot	1 Pack	4,95 /Pack
ASI CJ2030	CJ-Type 2030	0,20 x 30 mm	hellblau		
ASI CJ2540	CJ-Type 2540	0,25 x 40 mm	lila		

TeWa CB-Type

aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl,
silikonbeschichtet, mit Kupferwendelgriff,
ohne Führungsröhrchen

Pack = 100 Stück

ASI CB2015	CB-Type 2015	0,20 x 15 mm	hellblau	1 Pack	4,95 /Pack
ASI CB2520	CB-Type 2520	0,25 x 20 mm	lila		
ASI CB2525	CB-Type 2525	0,25 x 25 mm	lila		
ASI CB2540	CB-Type 2540	0,25 x 40 mm	lila		
ASI CB3030	CB-Type 3030	0,30 x 30 mm	gelb		

TeWa PB-Type

aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl,
silikonbeschichtet, mit farbigem Kunststoffgriff,
ohne Führungsröhrchen

Pack = 100 Stück

ASI PB2015	PB-Type 2015	0,20 x 15 mm	hellblau	1 Pack	4,95 /Pack
ASI PB2540	PB-Type 2540	0,25 x 40 mm	lila		
ASI PB3030	PB-Type 3030	0,30 x 30 mm	gelb		

TeWa PJ-Type

aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl,
silikonbeschichtet, mit farbigem Kunststoffgriff,
mit Führungsröhrchen,

Pack = 100 Stück

ASI PJ1615	PJ-Type 1615	0,16 x 15 mm	rot	1 Pack	4,95 /Pack
ASI PJ1630	PJ-Type 1630	0,16 x 30 mm	rot		
ASI PJ2030	PJ-Type 2030	0,20 x 30 mm	hellblau		
ASI PJ2540	PJ-Type 2540	0,25 x 40 mm	lila		



Menge

EURO

AKUPUNKTURMODELLE - STANDARD

megro®

Akupunkturmodelle

des menschlichen Körpers aus Kunststoff mit einer weichen, hautähnlichen Oberfläche; die einzelnen Akupunkturpunkte und Meridiane sind mehrfarbig angelegt (außer Ohr, nur Punkte und rot); die Modelle sind ideal zum Üben und Veranschaulichen der einzelnen Therapieformen; ganz nebenbei werden neue Patienten durch diese Modelle darauf aufmerksam gemacht, dass Akupunktur als Therapieform in der Arztpraxis angeboten wird

MEG 148901	Akupunkturmodell Frau	ca. 50 cm groß	1 Stück	21,00 /St.
MEG 148902	Akupunkturmodell Mann	ca. 50 cm groß	1 Stück	21,00 /St.
MEG 148903	Akupunkturmodell Kopf	ca. 22 cm groß	1 Stück	18,00 /St.
MEG 148904	Akupunkturmodell Hand	ca. 13 cm groß	1 Stück	10,65 /St.
MEG 148906	Akupunkturmodell Fuß	ca. 15 cm groß	1 Stück	9,80 /St.
MEG 148907	Akupunkturmodell Ohr	ca. 7,5 cm groß	1 Stück	4,90 /St.



Weitere Abbildungen
siehe Katalogseite 14/1



Menge

EURO

**KINESIOLOGIE**

Qotomed®

Gittertape

das gitterförmige Pflaster besteht aus einem hautfreundlichen Textilgewebe und haftet über mehrere Tage hinweg durch den dermatologisch getesteten medizinischen Acrylkleber. Die Gittertapes sind nach der Anwendung leicht zu entfernen und hinterlassen keinerlei Kleberückstände

	Pack = 20 Blatt à 9 Pflaster			
MEG 501005	27 x 21 mm beige/klein	1 Pack	11,90 /Pack	
MEG 501020	27 x 21 mm pink/klein	1 Pack	11,90 /Pack	
MEG 501035	27 x 21 mm blau/klein	1 Pack	11,90 /Pack	
	Pack = 20 Blatt à 6 Pflaster			
MEG 501010	36 x 28 mm beige/mittel	1 Pack	11,90 /Pack	
MEG 501025	36 x 28 mm pink/mittel	1 Pack	11,90 /Pack	
MEG 501040	36 x 28 mm blau/mittel	1 Pack	11,90 /Pack	
	Pack = 20 Blatt à 2 Pflaster			
MEG 501015	52 x 44 mm beige/groß	1 Pack	11,90 /Pack	
MEG 501030	52 x 44 mm pink/groß	1 Pack	11,90 /Pack	
MEG 501045	52 x 44 mm blau/groß	1 Pack	11,90 /Pack	

**KINESIOLOGIE - ZUBEHÖR**

Qotomed®



MEG 509001	Spezial-Tapeschere	1 Stück	14,15 /St.
	24 cm lang, hochwertige Titanium -Schneidesechere mit der sowohl Textilgewebe als auch Trägerpapier des Kinesiologie-Tapes (MEG 500050 bis MEG 500075) geschnitten werden kann, es bleiben keine Klebstoffreste auf der Schere		

Menge

EURO

KINESIOLOGIE

patomeo

Kinesiologie-Tape

ist hochelastisch und lässt sich auf 140% seiner Grundstruktur dehnen. Es besteht aus latexfreiem, luftdurchlässigem und wasserabweisendem Baumwollgewebe (mit dem Tape kann man wie gewohnt duschen, saunieren und Sport treiben), das mit einem dermatologisch sehr gut verträglichen Acrylkleber beschichtet ist



MEG 500050	5 m x 5 cm	beige	1 Rolle	7,50 /Ro.
MEG 500055	5 m x 5 cm	blau	1 Rolle	7,50 /Ro.
MEG 500060	5 m x 5 cm	pink	1 Rolle	7,50 /Ro.
MEG 500065	5 m x 5 cm	schwarz	1 Rolle	7,50 /Ro.
MEG 500070	5 m x 5 cm	grün	1 Rolle	7,50 /Ro.
MEG 500075	5 m x 5 cm	gelb	1 Rolle	7,50 /Ro.
MEG 500100	5 m x 5 cm	Farbmix	1 Pack	42,00 /Pack
	je 1 x beige, blau, pink, schwarz, grün und gelb, Pack = 6 Rollen			



SCHRÖPFGLÄSER

Schröpfköpfe werden mit Hilfe eines Vakuums auf der Haut angebracht. Dieses Vakuum entsteht durch einen Saugball, oder bei geschlossenen Gläsern durch erwärmen der Luft im Inneren der Schröpfköpfe

Schröpfkopf mit Olive und Ball

mundgeblasen, Ball aus Weich-PVC, kadmiumpf, Glas allein autoklavierbar bis 134°C

HCT 42893001	2,5 cm Ø	1 Stück	10,00 /St.
HCT 42893002	3,5 cm Ø	1 Stück	10,30 /St.
HCT 42893003	4,4 cm Ø	1 Stück	12,30 /St.
HCT 42893004	5,0 cm Ø	1 Stück	13,65 /St.
HCT 42893005	6,5 cm Ø	1 Stück	15,65 /St.

Massage-Schröpfglas mit Olive und Ball

mundgeblasen, Ball aus Weich-PVC, kadmiumpf, Glas allein autoklavierbar bis 134°C

HCT 42889001	9 x 3 cm Ø	1 Stück	12,95 /St.
HCT 42889010	11 x 5 cm Ø	1 Stück	14,95 /St.

Schröpfkopf ohne Ball

aus gepreßtem Glas, dickwandig

HCT 42890004	3,5 cm Ø	1 Stück	5,55 /St.
HCT 42890005	4,5 cm Ø	1 Stück	5,90 /St.

MOORKOMPRESSEN

Anwendungsgebiete: rheumatische Schmerzen, Rückenschmerzen, als Bettwärmekissen und bei Verspannungen, geeignet als Wärmeträger, zur äußerlichen Anwendung bestimmt, der Folienbeutel aus PVC ist hautfreundlich, leicht formbar und phthalatfrei, das Produkt ist auf Wärmeeanwendung ausgelegt

MEG 600085	20 x 50 cm befüllt mit 1 kg Naturmoor, besonders für den Bereich Nacken und Schulter geeignet	1 Stück	8,60 /St.
MEG 600086	30 x 40 cm befüllt mit 1,8 kg Naturmoor	1 Stück	11,60 /St.

Menge

EURO

PFLEGEPRODUKTE



BIOFREEZE - schmerzlinderndes Gel

hilft dabei, Schmerzen bei Zerrungen, Verstauchungen, Prellungen und Muskelkrämpfen zu lindern, hilft vor und nach Massagebehandlungen, die Muskulatur zu entspannen, revitalisiert, wenn die Müdigkeit kommt und löst Verspannungen, findet Anwendung bei Ultraschalluntersuchungen; die Patienten genießen den angenehmen Kühleffekt während der Behandlung

ART PH1001	Roll On 82 g	1 Stück	10,88 /St.
ART PH1002	Tube 110 g	1 Tube	10,88 /Tube
ART PH1003	Spender klein 452 g	1 Stück	33,57 /St.
ART PH1004	Spender mittel 904 g	1 Stück	50,38 /St.
ART PH1005	Spender groß 3,84 Ltr.	1 Stück	167,23 /St.



Menge

EURO

MASSAGEGERÄT UND ZUBEHÖR**megro®****Großflächen Massage Gerät 3D
"Senator Professional", weiß**

1 Stück

215,38 /St.

VDE, VDE-GS und VDE-EMV geprüft und zertifiziert, dreidimensionale Massage, zweistufig mit 115/130 Watt Leistung, Anwendung: Linderung von Schmerzen, Lösen von Verspannungen, zur Verbesserung der Durchblutung oder auch zur Erleichterung bei Atemproblemen, Lieferumfang: Moosgummischuh, Nylonbürste und Nylontasche (ca. 33 x 13 x 13,5 cm)

MEG 680500

Naturborstenbürste

1 Stück

20,18 /St.

stimulierende Wirkung im Bereich der Hautoberfläche und Steigerung der Durchblutung

MEG 680502

Noppenmoosgummischuh

1 Stück

20,18 /St.

zur Steigerung der Massagewirkung

MEG 680501

Moosgummischuh

1 Stück

18,46 /St.

größere Tiefenwirkung, bei gleichzeitiger Dämpfung der Schwingungen der Grundplatte

MEG 680504

KÜHLSPRAY**megro®****Kühlspray "MEDICOOL" 300 ml**

1 Dose

5,00 /Do.

geeignet zur kurzfristigen Kältetherapie bei Verletzungen wie Prellungen, Verzerrungen, Verstauchungen oder Muskelverletzungen. Die sportliche Duftnote wirkt angenehm erfrischend und belebend

MEG 600100

RELAX-BRILLE**megro®****Relax Gel-Brille**

1 Stück

6,05 /St.

mit blauem Gel, zur Kältebehandlung bei: Kopfschmerzen, Migräne, Katerbeschwerden, Fieber, Schwellungen der Augenpartie, Müdigkeit der Augen, sowie auch für eine wohltuende Wärmebehandlung geeignet

MEG 600092



Menge

EURO

NERVENSTIMULATOREN

OMRON

OMR HV-F021-EW **OMRON E3 Intense** TENS-Gerät 1 Stück
leistungsstarkes Schmerztherapiegerät, ohne Medikamente, basiert auf der klinisch getesteten TENS-Technologie, fortschrittliche Schmerzlinderung mit 9 verschiedenen Programmen, für 6 spezifische Körperzonen, 15 unterschiedliche Intensitätsstufen, die abwaschbaren Pads können bis zu 150 x verwendet werden, inkl. Long-life-Pads, Pad-Halter, Gürtel-Clip, Verbindungskabel, Aufbewahrungsbeutel und Batterien

78,57 /St.



OMR 930999905 **Long Life Elektroden-Pads** 1 Pack
langlebige und abwaschbare Pads, geeignet für die Verwendung mit den Schmerztherapiegeräten E1, E2, E3 Intense, E4 und Soft Touch von OMRON, Abmessung (LxBxH): 16,5 x 8 x 2 cm
Pack = 1 Paar

19,33 /Pack



promed

PRO 352420 **promed EMT6 Kombigerät** 1 Stück
zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen, Programme für **TENS** (6 voreingestellte, 2 frei wählbare), Programme für **EMS** (5 voreingestellte, 2 frei wählbare), integrierter Anwendungsspeicher (speichern von bis zu 30 Behandlungsdatensätzen), Zweikanal-Gerät, biphasisch-asymmetrischer Rechteckstrom, gleichstromneutral
Maße (HxBxT): 118 x 62 x 25 mm,
inkl. 4 selbstklebenden Elektroden 40 x 40 mm, 4 Batterien, 2 Elektrodenkabel und Aufbewahrungskoffer

67,18 /St.



PRO 352410 **promed EMT4 Kombigerät** 1 Stück
zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen, 11 voreingestellte Programme (5 **TENS**- und 6 **EMS**-Programme, davon 2 Programme zur Behandlung von Inkontinenz), 2 frei programmierbare Programme, integrierter Anwendungsspeicher, Uhrenfunktion im Standby-Modus, Zweikanal-Gerät, biphasischer Rechteckstrom
Maße (HxBxT): 122 x 58 x 18 mm,
inkl. 4 selbstklebenden Elektroden 40 x 40 mm, Geräteständer, 4 Batterien, 2 Elektrodenkabel, Aufbewahrungskoffer und Gürteltasche

67,18 /St.



KALT-/WARM-KOMPRESSEN

Qotomed®

Vliesstoffhüllen für Kalt-/Warmkompressen

in vielen Bereichen einsetzbare Vliesstoffhülle, insbesondere bei Kältebehandlungen gegen den Kälteschock, die weiche Kompressenhülle aus weißem Vliesstoff kann einfach über eine passende Kalt-Warm-Komresse gezogen werden, sie wirkt als anschmiegsame Schutzschicht zwischen Komresse und Haut und beugt Erfrierungen oder Verbrennungen beim Einsatz der Kalt-Warm-Komresse vor, die Vliesstoffhülle ist aus hygienischen Gründen zum einmaligen Gebrauch vorgesehen

Pack = 10 Stück

MEG 600075	13 x 14 cm	1 Pack	2,20 /Pack
MEG 600077	16 x 26 cm	1 Pack	3,20 /Pack
MEG 600076	12 x 29 cm mit Klettverschluss	1 Pack	2,20 /Pack

KALT-/WARM-KOMPRESSEN

Anwendungsgebiete: Verbrennungen, Blutergüsse, lokale Schmerzbetäubung, Verstauchungen, Schwellungen, Krämpfe, Zerrungen und Zahnschmerzen

megro®

Kälte-Sofortkomresse

nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt, direkten Hautkontakt vermeiden, dünnes Tuch unterlegen, Beutel an der markierten Stelle zusammendrücken und Innenbeutel zum Platzen bringen und heftig schütteln, zum Einmalgebrauch

MEG 600045	15 x 17 cm	1 Stück	1,50 /St.
MEG 600048	15 x 21 cm	1 Stück	1,70 /St.
MEG 600050	15 x 25 cm	1 Stück	1,90 /St.

SÖHNGEN®

SÖH 1012042	Kälte-Sofortkomresse, klein	1 Stück	2,20 /St.
-------------	------------------------------------	---------	------------------

ohne Vorkühlung, wird durch Zusammendrücken aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte, zum Einmalgebrauch



Menge

EURO

KALT-/WARM-KOMPRESSEN

Qotomed®

Mehrfach Kalt-/Warm Kompressen zeichnen sich aus durch: eine gleichmäßige Kälte-/ Wärme-Verteilung, äußerste Flexibilität, Wiederverwendbarkeit, hohe Reißfestigkeit, zum Einsatz in: Sportmedizin, Zahnmedizin, Physiotherapie, Erste Hilfe, Orthopädie, Gynäkologie, postoperative Therapie

blau

MEG 600060B	13 x 14 cm	1 Stück	2,10 /St.
MEG 600062B	12 x 29 cm	1 Stück	2,50 /St.
MEG 600064B	16 x 26 cm	1 Stück	3,90 /St.
MEG 600072B	21 x 38 cm	1 Stück	6,40 /St.
MEG 600066B	30 x 40 cm	1 Stück	7,05 /St.
MEG 600026B	7,5 x 35 cm	1 Stück	3,90 /St.
MEG 600025B	7,5 x 52 cm	1 Stück	4,60 /St.



transparent

MEG 600060W	13 x 14 cm	1 Stück	2,10 /St.
MEG 600062W	12 x 29 cm	1 Stück	2,50 /St.
MEG 600064W	16 x 26 cm	1 Stück	3,90 /St.
MEG 600072W	21 x 38 cm	1 Stück	6,40 /St.
MEG 600066W	30 x 40 cm	1 Stück	7,05 /St.
MEG 600026W	7,5 x 35 cm	1 Stück	3,90 /St.
MEG 600025W	7,5 x 52 cm	1 Stück	4,60 /St.



WÄRMEKISSEN*Werkmeister***Kryotherm® natur Traubenkernkissen**

kann durch die lang anhaltende natürliche Wärme wohltuende Temperaturen ausstrahlen. Die feinen Traubenkerne mit dem kuscheligen Mikrofaserbezug passen sich dem Körper an und erzeugen eine wohligh angenehme Wärme. Erwärmung in der Mikrowelle oder im Backofen. Nicht waschbar, der Bezug kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bezug: Mikrofaser 100 % Polyester. Füllung: 100 % Traubenkerne

Traubenkernkissen

klein, blau, ca. 20 x 30 cm
 groß, blau, ca. 55 x 20 cm

1 Stück
 1 Stück

7,95 /St.
9,85 /St.

Traubenkern-Nackenkissen

blau, ca. 58 x 16 cm

1 Stück

13,95 /St.

Traubenkern-Nackenkissen Comfort

blau, ca. 52 x 26 cm

1 Stück

18,25 /St.

das Kryotherm® natur Nackenkissen Comfort garantiert durch den optimierten Schnitt eine Anwendung im gesamten Nacken- und Schulterbereich. Die aufwendige Verarbeitung mit acht Kammern verhindert das Verrutschen der Füllung und ermöglicht so eine gleichmäßige Wärmeabgabe auf der gesamten Fläche

*Werkmeister***Kryotherm® natur Nacken-Wärmeschal XXL**

schwarz, ca. 68 x 60 cm

bei Rückenschmerzen kann Wärme bekanntlich für Linderung sorgen. Mit diesem Nacken-Wärmeschal XXL wird nicht nur der Nacken sondern der gesamte Rücken erwärmt. Dank Klettverschluss und Haltegurt auch bei Bewegungen zu tragen. Erwärmung in der Mikrowelle oder im Backofen. Nicht waschbar, der Bezug kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Füllung: 100 % Rapssamen

1 Stück

18,80 /St.



MEG 600095
 MEG 600096

MEG 600097

MEG 600098

MEG 600099

Menge

EURO

IONTOPHORESEGERÄTE UND ZUBEHÖR



KUW 05.11110.002

SwiSto3

1 Stück

369,00 /St.

Gleich- und Pulsstromtherapie mit nur einem Gerät für die Hand-, Fuß- und Achselschweißbehandlung. Das SwiSto3 ist ohne Sprachsoftware. Der Benutzer wird einfach durch das Menü geführt und muss die gewünschte Einstellung nur noch mit der SET-Taste bestätigen. Das Grafik-LCD-Modul ist beleuchtet und bietet eine übersichtliche und deutliche Ansicht aller Einstellungen. Der Anwender kann während der Behandlung die Stromstärke selbst verändern, so dass eine zweite Person sowie ein Fußschalter nicht notwendig sind. Maße Gerät (HxBxT): 8,4 x 11 x 12 cm

Lieferumfang:

- 1 x Iontophorese Gerät
- 2 x stoßsichere Behandlungswannen
- 2 x Elektroden-Platten mit Sicherheitsstecker
- 1 x Ladestecker
- 2 x Schaumstoffauflagen

Für die Achselschweißbehandlung werden Flächenelektroden KUW 05.19080.001 benötigt



KUW 05.19110.002

SwiSto3, Gerät allein ohne Zubehör, jedoch mit Ladestecker
Maße (HxBxT): 8,4 x 11 x 12 cm

1 Stück

312,00 /St.



Sonderzubehör

KUW 05.19080.001

Flächenelektroden mit Schwammtaschen, biokompatibel, für die Achselschweiß-Behandlung
Pack = 2 Stück

1 Pack

49,60 /Pack



Menge

EURO

NAGELPFLEGE MANIKÜRE / PEDIKÜRE


PRO 155020

**feeling II**

1 Set

41,97 /Set

auch auf **Reisen** perfekt gepflegt kürzt und formt die Nägel, repariert eingerissene (Kunst-) Nägel, entfernt spielend Nagelhaut und verdickte Hautstellen, maximale Bewegungsfreiheit ohne Kabel, für diese Klasse sehr leistungsstarker Motor für Akkubetrieb, zwei Geschwindigkeitsstufen: 7.000 und 11.000 U/min, mit Links-Rechts-Lauf, inkl. 5 Schleifkörper mit Bithalter
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 80 mA, Sek. 5 V, 200 mA

PRO 100030

**emotion**

1 Set

67,18 /Set

mit **Kaltlichtstrahler** und Sicherheitsstopp für einfache und sichere Pflege von Nägeln und Problemzonen wie verhornten Hautpartien an z.B. Fußballen und Ferse, ist bei maximaler Drehzahl von 12.000 U/min der Andruck zu stark, so verhindert der Sicherheitsstopp etwaige Verletzungen durch Automatikstopp, komfortable Tastenbedienung, Rechts-/Linkslauf, Verpackung mit Aufbewahrungsfunktion, inkl. 41 Zubehörteile
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A, Sek. 14 VDC, 500 mA

PRO 173010

**sensitive**

1 Set

75,59 /Set

die Extraklasse mit **Kaltlichtstrahler** im hell beleuchteten Arbeitsbereich pflegen Sie Ihre Natur- und Kunstnägel noch präziser, entfernen Sie Ihre Hornhaut noch genauer, alle Mani- und Pedikürarbeiten werden schnell und mühelos erledigt, komfortable, staubgeschützte Softtouch-Bedientasten regeln Rechts-/Linkslauf und durchzugsstarke Schleifkraft bis zu 12.000 U/min, Intensitätsanzeige über 5 LEDs, im praktischen Aufbewahrungs-Etui, inkl. 42 Zubehörteile
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 450 mA, Sek. 14 VDC, 800 mA

PRO 133110

**pedisenso duo**

1 Set

100,80 /Set

mit 2 Spannzangen (Sicherheitsstopp) für **Diabetiker** und empfindliche Füße, verletzungs-freies Arbeiten, automatischer Stopp bei zu starkem Andruck, bewährte kraftvolle Technik mit Planeten-getriebe, stufenlose Schleifkraftregulierung bis 4.000 U/min, inkl. 44 Zubehörteile für jeden Einsatz an Haut und Nägeln, im praktischen Aufbewahrungsetui
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 800 mA, Sek. 24 VDC, 1250 mA

Menge

EURO

NAGELPFLEGE MANIKÜRE / PEDIKÜRE



PRO 143220

ultra pro S

1 Set

134,41 /Set

die elegante **Spitzenklasse**

überzeugt durch die komfortable Bedienung, mittels Tasten lässt sich die Schleifkraft stufenlos bis 13.000 U/min regeln, der professionelle Rechts-/Linkslauf vereinfacht das Arbeiten an diffizilen Stellen, ein Alleskönner von überzeugender Nagelpflege bis zur entspannten Hornhautentfernung, auch für Nageldesign, im praktischen Aufbewahrungsetui, inkl. 42 Zubehörteile
Spannungsversorgung: Sicherheitstransformator 100-240 V, 50/60 Hz, 800 mA, Sek. 24 VDC, 1250 mA



PRO 200630

620 de luxe

1 Set

159,62 /Set

die **Profiklasse** für zu Hause

Sie stellen höchste Ansprüche, wollen Ihren Nägeln leicht und bequem zu perfektem Aussehen verhelfen, auch für Nageldesign geeignet, separates, 75g leichtes Handstück, leichte Handhabung, Steckspannzange mit Automatik-Verriegelung für einfachstes Wechseln der Schleifkörper, kraftvolle 20.000 U/min, Rechts-/Linkslauf vereinfacht das Arbeiten, Geschwindigkeitsanzeige mittels 5 LED-Leuchten, inkl. 42 Zubehörteile
Spannungsversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz, 21 Watt



PRO 114010

pedimed

1 Set

100,80 /Set

der **Profi** für Ihre Hornhaut, entfernt ab der ersten Anwendung schnell und einfach überschüssige Hornhaut an den Füßen und Fersen, sanfte und effektive Bearbeitung der Haut und Nägel, sichere und einfache Bedienung durch ergonomisches Design, schlanke, leichte Feile, stufenlos regelbar bis 20.000 U/min Umdrehungen (umschaltbarer Rechts-/Linkslauf), hochwertige Qualitätsschleifkörper im Standarddentalmaß, ideal auch auf Reisen und unterwegs, inkl. 30 Schleifbänder, 5 Schleifkörper in Bitbox und Designeretui
Spannungsversorgung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 800 mA / Sek. 24 VDC, 1250 mA



PRO 202025

the file 2020

1 Stück

293,28 /St.

für eine professionelle Bearbeitung der Füße und Nägel, besonders von Hornhaut, Drehzahl stufenlos bis 20.000 U/min, ergonomisches, kraftvolles, vibrationsloses Edelstahlhandstück, Profi-Drehspannzange, 5 LED's zur Drehzahlanzeige, 1 LED für Fußpedalanzeige, Safety Stop, ASC (Automatic speed control), All-in-One Regler, Fußpedal (On/Off) **separat** erhältlich (Nr. 290004)
Spannungsversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz, 800 mA, Sek. 24 VDC, 1250 mA



Menge

EURO

NAGELPFLEGE MANIKÜRE / PEDIKÜRE

excellente Wertarbeit in OP-Qualität, die keinen Vergleich scheut. Die Firma Zepf vertreibt weltweit in über 40 Ländern zertifizierte OP-Qualität nach allen global wichtigen Standards



ZEP 74-3401-13

Nagelzange nach Turnbull
13,5 cm, elektroliert

1 Stück

18,60 /St.

ZEP 74-3806-10

Nagelfeile
10,0 cm, elektroliert

1 Stück

6,80 /St.PFLEGEPRODUKTE

schülke -+

esemtan® aktiv-gel

für durchblutungsanregende, belebende und hautschonende Einreibungen, erfrischend und belebend durch ätherische Öle, zur Heilmassage bei Verspannungen, Schwere in den Beinen etc.

SMH 115503
SMH 115506

150 ml Tube
500 ml Flasche

1 Tube

1 Flasche

3,47 /Tube**5,62 /Fl.**

ASA 10460

Asam®

Alter Heideschäfer Latschenkiefer-Massage-Fluid mit Arnika 500 ml

1 Flasche

3,20 /Fl.

erfrischt und belebt, wohltuende Pflege für Arme, Beine und Rücken durch Duft und Massage, steigert das körperliche Wohlbefinden, beugt schnellen Ermüdungserscheinungen der Muskulatur bei körperlichen Anstrengungen vor



ASA 10450

Kräuterhof® Pferdebalsam 250 ml

1 Dose

2,30 /Do.

kühlt und belebt mit wertvollen Kräuterextrakten aus Rosskastanie, Arnika, Rosmarin und Minzöl

Menge

EURO

PFLEGEPRODUKTE

Asam[®]

ASA 10436

Kräuterhof[®] Hornhautbalsam 250 ml 1 Dose
reduziert Hornhaut sehr sanft und effektiv, gleichzeitig spendet der leichte, angenehm duftende Balsam intensiv Feuchtigkeit, der Hautzustand wird verbessert, die Haut wird weich und geschmeidig

2,25 /Do.



ASA 10452

Kräuterhof[®] Creme mit rotem Weinlaub 250 ml 1 Dose
hochwertige Bein- und Fußcreme mit Extrakten aus rotem Weinlaub und Rosskastanie, durch eine pflegende Massage bringt die Creme Ihre Beine wieder in Schwung, die wohltuenden Inhaltsstoffe dieser Creme halten Ihre Beine täglich fit

2,35 /Do.



ASA 10411

Kräuterhof[®] Fußcreme 100 ml 1 Tube
die spezielle Formulierung mit Extrakten aus rotem Weinlaub und Rosskastanie, sowie Allantoin und Sheabutter bietet eine erfrischende Pflege, spendet Feuchtigkeit, fettet nicht, zieht schnell ein und pflegt die Haut

1,70 /Tube



ASA 10415

Kräuterhof[®] Power Anti-Cellulite Serum 100 ml 1 Tube
zur sichtbaren Verbesserung der Hautkontur bei Cellulite, ein High Tech Multi-Wirkstoffkomplex mit LIPOREDUX sorgt mit einem angenehmen Wärme-Effekt für eine sichtbare Verbesserung des Hautbildes, die Haut wird spürbar gestrafft und geglättet

5,40 /Tube



Menge

EURO

PFLEGEPRODUKTE*Asam*[®]

ASA 10500

Krauterhof[®] Hyaluron+Phytokomplex Tagescreme 1 Tiegel 50 ml**8,20 /Ti.**

intensive Feuchtigkeitspflege für den Tag mit kurz- und langkettiger Hyaluronsäure und einem Phytokomplex aus 7 natürlichen Extrakten. Die seidig-weiche Textur kann durch den Hyaluronkomplex Trockenheitsfältchen optisch glätten und ein verfeinertes Hautbild verleihen. Eine innovative Wirkstoffkombination kann außerdem dazu beitragen die Haut aufzupolstern und zu festigen. Mit einem frischen Duft. Für empfindliche Haut geeignet

ASA 10501

Krauterhof[®] Hyaluron+Phytokomplex Nachtcreme 1 Tiegel 50 ml**8,20 /Ti.**

eine intensive Pflege für die Nacht mit Hyaluronsäure und einem Phytokomplex. Die Creme mit Repair-Effekt hilft der Haut Feuchtigkeit besser zu speichern und stärkt die natürliche Barrierefunktion. Die spezielle Kombination an Lipiden wie zum Beispiel Sheabutter, Macadamianuss-, Nachtkerzen- und Mandelöl pflegt intensiv und versorgt die Haut. Mit einem frischen Parfum ohne Duftstoffallergene. Auch für die empfindliche Haut geeignet. Auch für den Mann



ASA 10502

Krauterhof[®] Hyaluron+Phytokomplex Augencreme 1 Tube 20 ml**7,45 /Tube**

parfumfreie Augencreme mit Hyaluronsäure und einem Phytokomplex. Besonders mild und auf die Bedürfnisse der empfindlichen Augenpartie angepasst, pflegt und spendet extra viel Feuchtigkeit. Auch für den Mann. Mit einem frischen Duft. Für empfindliche Haut geeignet



ASA 10503

Krauterhof[®] Hyaluron+Phytokomplex Intensiv Serum 1 Stück 30 ml**7,60 /St.**

intensiv Feuchtigkeit spendendes Serum mit Hyaluronsäure und einem Phytokomplex. Mit Aquaporin-Technologie zur Unterstützung des natürlichen Feuchtigkeitsgehalts der Haut. Mit einem frischen Parfum ohne Duftstoffallergene. Auch für die empfindliche Haut geeignet. Auch für den Mann



ASA 10504

Krauterhof[®] Hyaluron+Phytokomplex Reinigungsgel 1 Tube 200 ml**5,40 /Tube**

Hydro Reinigungsgel mit Hyaluronsäure und Phytokomplex für empfindliche Haut. Sulfatfreie milde Tenside reinigen die Haut gründlich von Unreinheiten. Spendet zusätzlich Feuchtigkeit. Mit einem frischen Parfum ohne Duftstoffallergene. Auch für den Mann



Menge

EURO

PFLEGEPRODUKTE

Asam[®]

ASA 10507

Kräuterhof® Perfect Make-up 30 ml 1 Tiegel
die zart schmelzende Make-up Textur legt sich wunderbar leicht auf die Haut, kaschiert Unebenheiten und Rötungen und wirkt wie ein natürliches Make-up, ohne die Poren zu verstopfen. Die Haut kann atmen und wirkt zugleich samtig mattiert. Selbst Puder ist überflüssig. Ergebnis ist ein ebenmäßig perfekter Teint voller Ausstrahlung. Für jeden Hauttyp geeignet

9,55 /Ti.



ASA 10508

Kräuterhof® Perfect Skin Wrinkle Filler 30 ml 1 Tiegel
Perfect Skin Hautoptimierer mit Soforteffekt. Poren und Falten optisch ausgleichend. Mattierende Textur. Für ein optisch geglättetes und ebenmäßiges Hautbild. Mit Steinsamenwurzel-Extrakt

9,55 /Ti.



ASA 10509

Kräuterhof® Hyaluron Ampullenkur 1 Pack
14 x 2 ml
diese parfümfreie Ampullenkur enthält einen Hyaluronsäurekomplex, der die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt und sie dabei unterstützt, Feuchtigkeit besser zu speichern. Mit den Ampullen versorgen Sie Ihre Haut mit Silicium und anderen wertvollen Mineralien wie Magnesium, Kupfer und Zink. Eine regenerierende und intensive Feuchtigkeit spendende Pflege zur gezielten Bekämpfung der sichtbaren Anzeichen der Hautalterung

12,50 /Pack



ASA 10512

Kräuterhof® Hyaluron Mizellen Gesichtereinigung 3-in-1, 200 ml 1 Stück
Krauterhof® Hyaluron Reinigungsfluid kombiniert die Wirkung eines Make-up-Entferners mit der Wirkung eines Gesichtswassers. Durch die Mizellentechnologie werden Schmutzpartikel und Make-up wirksam eingeschlossen und sanft von der Haut entfernt. Mit Panthenol, alkohol- und parfümfrei: besonders für trockene und sensible Haut geeignet

4,20 /St.



ASA 10513

Kräuterhof® Phytokomplex Tagescreme mit LSF 15 + UVA 50 ml 1 Tiegel
intensive Feuchtigkeitspflege für den Tag mit kurz- und langkettiger Hyaluronsäure und dem bewährten Phytokomplex aus 7 natürlichen Extrakten. Der Hyaluronkomplex glättet optisch Trockenheitsfältchen. Zusätzlich angereichert mit Panthenol für eine regenerierte Hautbarriere. Die innovative Wirkstoffkombination verleiht ein gefestigtes und aufgepolstertes Hautbild. Der integrierte Lichtschutzfaktor von 15 schützt die Haut vor vorzeitiger Hautalterung durch schädliche UV-Strahlung

9,40 /Ti.



WÄRMESTRAHLER**Infrarot-Lampen**

die sonnenähnliche, kurzwellige Strahlung der Infrarotlampe dringt tief in die Gewebeschichten der Haut ein und erzeugt dort wohltuende Wärme



REI 240010
REI 240011

medilight IR Classic

mit hochwertiger 150 Watt Reflektor-Infrarotlampe aus spritzwassersicherem Preßglas, für häufigen Gebrauch, Bestrahlungsabstand: 40 bis 60 cm

Farbe: **grau / gelb** 1 Stück **27,50 /St.**
Farbe: **grau / blau** 1 Stück **27,50 /St.**

REI 240017

Ersatzlampe für IR Classic

1 Stück **26,00 /St.**



REI 253100S
REI 253100W

medilight IR Standard

mit 100 Watt Reflektor-Infrarotlampe, für den privaten Hausgebrauch, Bestrahlungsabstand: 30 bis 50 cm

Farbe: **grau / gelb** 1 Stück **18,25 /St.**
Farbe: **grau / blau** 1 Stück **18,25 /St.**

REI 240027

Ersatzlampe für IR Standard

1 Stück **14,50 /St.**



REI 287300

medilight universal IR

mit einer leistungsfähigen 250 Watt Reflektor-Infrarotlampe, Universalhalter-Set ohne Zeitschaltwerk, für den professionellen Einsatz und für anspruchsvolle Heimanwendung konzipiert, das Gehäuse ist äußerst robust, Bestrahlungsabstand: 50 cm

1 Stück **118,00 /St.**

REI 240028

IR-Ersatzstrahler 250 W
für medilight universal IR

1 Stück **19,50 /St.**

Menge

EURO

WÄRMESTRAHLER



REI 288000

medilight IR professional Typ 288

1 Stück

756,00 /St.

Infrarot-Wärmestrahler, zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, solide Bauweise mit Alu-Profilgehäuse, das Gerät besitzt eine stufenlose Zeitschaltuhr mit 120 min. Laufzeit und automatische Abschaltung bei erreichter Bestrahlungszeit, 4 Quarzstrahler à 350 W, umschaltbar in 2 Stufen (700 W/1400 W), Bestrahlungsabstand: 70 bis 100 cm, Maße (HxBxT): 8 x 60 x 34 cm (kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang)



REI 288200

Stativ 288 200

1 Stück

765,00 /St.

fahrbar, inkl. elektrischem Anschluss für medilight® 288, 276, 272 (siehe Kennzeichnung* unten), das Stativ kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt als Zubehör bestellt werden, falls es mit den Typen 276 und 272 verwendet wird



LICHTTHERAPIE



fehlt eine ausreichende Lichtmenge, kann es bei verschiedenen Personen zu Krankheitsanzeichen wie verstärktes Schlafbedürfnis, mangelnde Antriebskraft, Stimmungsschwankungen und sogar Depressionen kommen. Die Lichttherapie kann hier relativ einfach, schnell und vor allem fast ohne Nebenwirkungen Linderung verschaffen, indem sich der Patient einer ausreichenden Lichtmenge künstlich aussetzt

REI 276000

medilight home Typ 276 DL*

1 Stück

415,00 /St.

Kompaktgerät für die Lichttherapie Zuhause, 2 x 36 Watt, Leistungsaufnahme: 65 Watt, Beleuchtungsstärken:
10.000 lux bei 20 cm Abstand
5.000 lux bei 35 cm Abstand
2.500 lux bei 60 cm Abstand
Maße (H x B x T): 50 x 31 x 20 cm, mit praktischem Tragegriff



REI 272000

medilight Typ 272 DL*

1 Stück

998,00 /St.

Tischmodell für den professionellen Einsatz in Arztpraxen und Therapiezentren, aber auch für den anspruchsvollen Heimanwender geeignet, 8 x 18 Watt, Leistungsaufnahme: 144 Watt, Beleuchtungsstärken:
10.000 lux bei 35 cm Abstand
5.000 lux bei 55 cm Abstand
2.500 lux bei 90 cm Abstand
Maße (H x B x T): 68 x 47 x 22 cm



* Bei Verwendung mit dem Stativ REI 288200 bitte unbedingt medilight zusammen mit dem Stativ bestellen und auf die Benutzung in der Stativ-Version hinweisen

Menge

EURO



OMR HJ-325-EB
OMR HJ-325-EW

SCHRITZÄHLER / KALORIENZÄHLER

OMRON

Walking Style IV

funktioniert auch in der Tasche, separate Messung selbst definierter Walking Events mit Anzeige aller Parameter (Schritte, Distanz, verbrauchten Kalorien und abgebautem Körperfett in Gramm), präzise Funktion sowohl bei normalem als auch bei schnellem Gehen, **7 Tage** Datenspeicher, inkl. Befestigungsband mit Clip und Batterie

blau
weiß

1 Stück
1 Stück

26,47 /St.
26,47 /St.



MEG 696000

KLEINGERÄTE

megro®

Pedal-Trainer / Bewegungstrainer

1 Stück

32,50 /St.

dient zum Aufbau der Muskelstärke, zur Verbesserung der Durchblutung und zur besseren Koordination der unteren Extremitäten. Der Widerstandsgrad lässt sich individuell einstellen. Der Trainer hat einen stabilen Stahlrahmen und rutschfeste Kunststoffnoppen, kann leicht unter einem Stuhl oder Bett verstaut werden, belastbar bis 50 kg
Maße gefaltet: 38 x 33 x 18 cm
Aufstellmaße: 49 x 37 x 24 cm
Gewicht: 2,3 kg



STABILITÄTS-TRAINER

THERABAND
EXCELLENT PERFORMANCE. EXCELLENT DESIGN.

Thera-Band® Stabilitäts Trainer

werden insbesondere bei älteren Personen und in der Knie-, Rücken- und Fußgelenksrehabilitation zur Verbesserung von Bewegungsmustern und Gleichgewicht eingesetzt. Der härtere, grüne Stabilitäts-Trainer ermöglicht ein Training für Einsteiger, während die weicheren, blauen und schwarzen Stabilitäts-Trainer ein fortgeschrittenes Training ermöglichen. Der schwarze Trainer bietet zudem mit seiner Noppenoberfläche einen zusätzlichen sensomotorischen Reiz



THB 23305

THB 23304

THB 23323

Ausführung

hart

weich

extra weich

Farbe

grün

für Einsteiger (leicht)

blau

für Fortgeschrittene (schwer)

schwarz

für Fortgeschrittene (extra schwer)

1 Stück

1 Stück

1 Stück

29,37 /St.

29,37 /St.

46,18 /St.

Menge

EURO

GYMNASTIK

BÄLLE



Gymnastikbälle werden unter anderem in Therapie, Fitness und Sporttherapie zur Beweglichkeits- und Haltungsverbesserung, zur Prävention von Rückenschmerzen und zur Koordinationsschulung eingesetzt

THB 23010	gelb	45 cm	bis Körpergröße 150 cm	1 Stück	19,29 /St.
THB 23020	rot	55 cm	bis Körpergröße 165 cm	1 Stück	20,13 /St.
THB 23030	grün	65 cm	bis Körpergröße 180 cm	1 Stück	20,97 /St.
THB 23040	blau	75 cm	bis Körpergröße 200 cm	1 Stück	20,97 /St.
THB 23050	silber	85 cm	ab Körpergröße 200 cm	1 Stück	46,18 /St.



PILATES



Pilates-Ball

vielseitiges Trainingsgerät, das u.a. beim klassischen Pilates, Beckenbodentraining oder im Bereich der Rehabilitation genutzt wird, extrem weiches, griffiges Material, mit Ventil: kann mühelos aufgeblasen oder entlüftet werden

THB 24030	rot	18 cm		1 Stück	7,52 /St.
THB 24040	blau	22 cm		1 Stück	8,36 /St.
THB 24050	silber	26 cm		1 Stück	9,20 /St.



BÄLLE UND ZUBEHÖR



THB 23099	Ball-Stapelhilfe			1 Stück	20,97 /St.
-----------	-------------------------	--	--	---------	-------------------

die TheraBand™ Stapelhilfe vereinfacht die Lagerung und Präsentation aufgepumpter Bälle und ermöglicht ein einfaches Stapeln





MEG 966006
MEG 966007
MEG 966008
MEG 966009
MEG 966010

HANDTRAINER

megro

Igel-Massage-Handbälle

finden Einsatz bei Reflexzonenmassagen und dienen der Durchblutungsförderung und Sensibilisierung nach Operationen

orange	6 cm	1 Stück	1,85 /St.
grün	7 cm	1 Stück	1,90 /St.
gelb	8 cm	1 Stück	2,20 /St.
rot	9 cm	1 Stück	2,65 /St.
blau	10 cm	1 Stück	2,85 /St.

Menge

EURO



#THERABAND

Handtrainer dienen der Fingerkoordination, Muskelkräftigung, Regeneration, Durchblutungsförderung und Stressreduktion; fünf farbig gekennzeichnete Widerstände und die Möglichkeit der Kälte- und Wärmetherapie erweitern das Anwendungsspektrum

extra weich	gelb	1 Stück	12,56 /St.
weich	rot	1 Stück	12,56 /St.
mittel	grün	1 Stück	12,56 /St.
hart	blau	1 Stück	12,56 /St.
extra hart	schwarz	1 Stück	12,56 /St.

Holzbox für vier Handtrainer 1 Stück **29,37 /St.**

THB 26020
THB 26030
THB 26040
THB 26050
THB 26060

THB 26099



MASSAGEROLLEN

ARTZT

ART LA-5610

vitality **BLACKROLL® BLACKBOX**

1 Set

50,38 /Set

alle wichtigen BLACKROLL®-Tools in einem Set bestehend aus: BLACKROLL® Standard, schwarz - der Klassiker zum Ausrollen des gesamten Körpers, BLACKROLL® Mini schwarz - perfekt für das intensive Ausrollen von Fußfaszie und Achillessehne, BLACKROLL® BALL 08 - für die punktuelle Massage von Triggerpunkten, BLACKROLL® DUOBALL 08 - für die maximale Wirkung im Nacken und oberen Rücken sowie Anleitung mit umfangreichem Übungsmaterial. Material: hochwertiges EPP - leicht, widerstandsfähig und zu 100 % recyclefähig, frei von Treibgasen, frei von anderen chemischen Treibmitteln, geruchlos und wasserunlöslich, einfach zu reinigen und zu sterilisieren



Menge

EURO

STABILITÄTS-TRAINER

 THERABAND

THB 11744

Thera-Band® Massageroller 1 Stück
findet seinen Einsatz sowohl bei Stabilisationsübungen als auch in der Verbesserung der Beweglichkeit, 30 cm lang, Ø 15 cm
Mit den **separat** erhältlichen Wraps lässt sich der Foamroller mit einer Wicklung in ein Massage-Tool verwandeln

10,88 /St.



 THERABAND

Thera-Band® Wraps

mit dem Thera-Band® Wrap lässt sich der Thera-Band® Foamroller (THB 11744 - nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Wicklung in ein Massage-Tool verwandeln, die vier erhältlichen Stärken bieten für die Selbstmassage die bekannte farbliche Progression, von einer weichen Massagewirkung bis hin zu einer festen und tief wirkenden Behandlung durch das eigene Körpergewicht

THB 11747
THB 11748
THB 11749
THB 11750

extra weich gelb
weich rot
fest grün
extra fest blau

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

18,45 /St.
22,65 /St.
25,17 /St.
27,69 /St.



Abbildungen zeigen jeweils Thera-Band® Wraps mit Foamroller

FUSSMASSAGE

 THERABAND

THB 26150

Thera-Band® Fußroller, grün 1 Stück
zur Massage und zur Anwendung bei Beschwerden wie Plantarfasziitis oder Fersensporn, gerillte Oberflächenstruktur fördert den Massageeffekt, aus Naturkautschuk: rutschfest und hinterlässt keine Streifen, auch für Kälteanwendungen geeignet (vorherige Kühlung im Eisschrank), inkl. Anleitung zur Fußmassage

10,04 /St.





ART LA-6116

**NEUROATHLETIK****Relaxator Atemtrainer**

1 Stück

36,93 /St.

inkl. Umhängeschlaufe, kleines und praktisches Hilfsmittel zur Verbesserung der Atemgewohnheiten, einfach zu bedienen, sorgt nicht nur für rhythmischere, langsamere und entspanntere Atmung, sondern auch für eine bessere Funktionalität des Zwerchfells, mit einstellbarem Widerstand auf 5 Stufen. Der Relaxator findet Anwendung bei Asthma, Stress, Husten, Geburt usw.

VISUELLES TRAINING

ART LA-6130

vitality Sehtafel-Set (14 Tafeln)


1 Set

54,58 /Set

die Sehtafeln helfen, das visuelle System optimal und ganz individuell zu trainieren, dabei können die selbsthaftenden Folien einfach an ebenen Oberflächen angebracht und bei Bedarf wieder spurlos entfernt werden.

Die Tafeln **4-Felder**, **Pfeile** und **Koordination** dienen der Verbesserung der Koordination in Hinblick auf Auge-Hand bzw. Auge-Fuß-Koordination, gedankliche Flexibilität, Multitasking und bewegtes Denken. Die **Nah-Fern**-Tafeln trainieren das Scharf-Sehen in unterschiedlichen Entfernungen (Akkommodation), die Tafel **Periphere Wahrnehmung**, die Weite unseres Sichtfeldes und damit die schnellere Erfassung von unvorhergesehenen Ereignissen, die plötzlich unser aktuell fokussiertes Sichtfeld tangieren. Die **VOR** Tafel hilft bei generell schwacher Augenmuskulatur und ist ein hilfreiches Grundlagentraining, kann aber auch im Bereich des Gleichgewichtstrainings zum Einsatz kommen. Die Tafel **Ziffernsuche** verbessert die räumliche Orientierung und somit die Reaktionsschnelligkeit und kann auch einen positiven Einfluss auf das Gleichgewicht haben. Die Tafel **Sakkade** trainiert zielgenaue Augensprünge.

Folgende Tafeln sind enthalten: 4-Felder, Pfeile, Koordination (4 Tafeln), Nah / Fern (2 Tafeln), Ziffernsuche, Periphere Wahrnehmung, Sakkade (3 Tafeln), Vestibulookulärer Reflex (VOR)



Menge

EURO

NEUROATHLETIK



ART LA-6100


vitality Neuro-Trainings-Set

1 Set

41,97 /Set

mit diesen 6 Tools trainiert man die visuellen und vestibulären Prozesse und verbessert die Wahrnehmung - im Alltag, Sport oder im Büro. Jeder, der täglich vor dem Bildschirm sitzt, regelmäßig fernsieht, liest oder einfach nur eine Brille trägt, kann vom Training mit dem ARTZT vitality Neuro-Trainings-Set profitieren. Doch auch in der Alltagsbewältigung, bei Schwierigkeiten mit Koordination und Gleichgewicht sowie im professionellen Athletiktraining kann Neuro-Training angewendet werden.

Set bestehend aus: ARTZT vitality **Sehtafeln** - Training der peripheren Wahrnehmung des Nah-/ Fern-Sehens und der zielgenauen Ansteuerung. ARTZT vitality **Brock String** - Training des synchronen, beidäugigen Sehens. ARTZT vitality **Augenklappe** - Erhöhung des Schwierigkeitsgrads visueller Übungen. ARTZT vitality **Rasterbrille** - Training der Augenmuskulatur bei gleichzeitiger Entspannung. ARTZT vitality **Marsden Ball** - Training von Augenfolgebewegungen und gezielter Fixierung. ARTZT vitality **Vision Sticks** - Training der zielgenauen Ansteuerung. Die Übungsanleitung erläutert ausführlich den richtigen Umgang mit jedem Neurotrainings-Tool und zeigt Übungsbeispiele



ÜBUNGSBÄNDER**■ THERABAND® - das kleinste Fitness-Studio der Welt**

die Übungsbänder werden weltweit zur Wiederherstellung von Muskel- und Gelenkfunktionen eingesetzt; die guten elastischen Eigenschaften des Thera-Band® Naturlatex-Bandes zeigen einen linearen Kraftanstieg im aktiven Trainingsbereich und machen damit das Thera-Band® zu einem effektiven und einfach anzuwendenden Trainingsgerät

12,8 cm x 5,5 m

THB 20010	extra leicht, beige	1 Stück	15,08 /St.
THB 20020	leicht, gelb	1 Stück	15,92 /St.
THB 20030	mittel stark, rot	1 Stück	16,76 /St.
THB 20040	stark, grün	1 Stück	18,45 /St.
THB 20050	extra stark, blau	1 Stück	20,13 /St.
THB 20060	spezial stark, schwarz	1 Stück	21,81 /St.
THB 20070	super stark, silber	1 Stück	33,57 /St.
THB 20080	max. stark, gold	1 Stück	41,97 /St.

12,8 cm x 45,5 m

THB 20110	extra leicht, beige	1 Stück	100,00 /St.
THB 20120	leicht, gelb	1 Stück	108,40 /St.
THB 20130	mittel stark, rot	1 Stück	111,76 /St.
THB 20140	stark, grün	1 Stück	128,57 /St.
THB 20150	extra stark, blau	1 Stück	141,18 /St.
THB 20160	spezial stark, schwarz	1 Stück	166,39 /St.
THB 20170	super stark, silber	1 Stück	200,84 /St.
THB 20180	max. stark, gold (2 x 22,75 m)	1 Pack	276,47 /Pack

■ THERABAND®

2,5 m, in **Reißverschlussstasche**, mit 32-seitiger Anleitung

THB 27927	mittel stark, rot	1 Stück	11,72 /St.
THB 27928	stark, grün	1 Stück	11,72 /St.
THB 27929	extra stark, blau	1 Stück	11,72 /St.

THB 22120	Thera-Band® Griffe ermöglichen einen einfachen und sicheren Griff von Bändern und Tubes	1 Paar	8,36 /Paar
-----------	---	--------	-------------------

THB 22130	Thera-Band® Türanker mit Hilfe des Türankers können Band oder Tube sicher fixiert werden und ermöglichen so ein vielseitiges Ober- und Unterkörpertraining	1 Stück	5,84 /St.
-----------	--	---------	------------------



Anwendungs-Beispiel



Menge

EURO

ÜBUNGSBÄNDER

THERABAND

Thera-Band® CLX Band

das latexfreie CLX Band besteht aus aneinandergereihten Schlaufen (patentiertes Easy Grip Loop-System), die ein einfaches Greifen und Befestigen der Bänder ermöglichen, dadurch entstehen individuelle Griffoptionen und neuartige Trainingsmöglichkeiten für ein einfaches, vielseitiges und progressives Widerstandstraining ohne aufwändige Wicklungen oder Knoten des Bandes. Das CLX Band erfüllt die Funktionen von vier Trainingsgeräten: Übungsband, Loops, Tubing mit Handgriffen und Türanker, geeignet für alle Trainingssituationen von Physiotherapie bis Athletiktraining

CLX Band 2 m


vorgeschnittenes Band, Breite: ca. 5 cm, Länge pro Einzelband 2 m mit 11 Schlaufen

THB 13219	leicht	gelb	1 Stück	13,40 /St.
THB 13220	mittel	rot	1 Stück	14,24 /St.
THB 13221	stark	grün	1 Stück	15,08 /St.
THB 13222	extra stark	blau	1 Stück	15,92 /St.
THB 13223	spezial stark	schwarz	1 Stück	16,76 /St.
THB 13224	super stark	silber	1 Stück	18,45 /St.
THB 13225	maximal stark	gold	1 Stück	19,29 /St.

CLX Band ca. 22 m

Rollenware, Breite: ca. 5 cm, Gesamtlänge ca. 22 m (entspricht ca. 10 CLX Bändern mit 11 Schlaufen)

THB 12778	leicht	gelb	1 Stück	125,21 /St.
THB 12779	mittel	rot	1 Stück	137,82 /St.
THB 12780	stark	grün	1 Stück	146,22 /St.
THB 12781	extra stark	blau	1 Stück	167,23 /St.
THB 12782	spezial stark	schwarz	1 Stück	184,03 /St.
THB 12783	super stark	silber	1 Stück	213,45 /St.
THB 12784	maximal stark	gold	1 Stück	247,06 /St.



KRAFTTRAINING

ARTZT

Gymstick™ Neopren-Hanteln

ART CS-2035	2 x 2 kg	rot	1 Paar	16,76 /Paar
ART CS-2036	2 x 4 kg	blau	1 Paar	31,05 /Paar
ART CS-2037	2 x 6 kg	schwarz	1 Paar	41,97 /Paar



WIDERSTANDS-TRAINER

GYMSTICK™ Original 2.0 Trainingsgerät
einfaches, effektives und vielseitiges Trainingsgerät zur Kräftigung der unteren und oberen Extremitäten, sowie für Stabilisationsübungen und sportartspezifische Bewegungsausführungen. Der 130 cm lange Fiberglasstab ist mit weichen Griffpolstern und zwei 75 cm langen Thera-Band® Tubes mit Griffen ausgestattet. Lässt sich dank des Quick Lock Mechanismus **platzsparend** in zwei Teile **zerlegen**. Durch Farbwahl und individuelle Trainingshandhabung können Widerstände von 1 - 30 kg erreicht werden

Lieferumfang: Gymstick™ Original 2.0, 1 Paar Widerstandstübings, Workout-Poster, Link für Online-Training und Tragetasche



ART CS-1201

leicht / grün

1 Stück

58,78 /St.

die leichte Version wird sowohl bei der Rehabilitation als auch beim Fitness- und Gruppentraining für ältere Menschen und Neueinsteiger besonders empfohlen, da die Koordination verbessert und die Muskeln stabilisiert und mobilisiert werden, **Widerstände** von einem **bis 10 kg**

ART CS-1202

mittel / blau

1 Stück

58,78 /St.

die mittlere Variante eignet sich hervorragend für das Fitness- und Gruppentraining von Junioren und sportbegeisterten Damen. Weiterhin wird es bei Fitness-Wiedereinsteigern und der Rehabilitation von Leistungssportlern empfohlen, **Widerstände** von einem **bis 15 kg**

ART CS-1203

stark / schwarz

1 Stück

58,78 /St.

die starke Variante ermöglicht trainierten Damen und sportbegeisterten Herren eine Vielzahl innovativer Herausforderungen sowohl im Einzel- als auch im Gruppentraining, **Widerstände** von einem **bis 20 kg**

ART CS-1204

extra stark / silber

1 Stück

58,78 /St.

diese extrastarke Version fordert Leistungssportlerinnen und trainierte Herren gleichermaßen heraus und ermöglicht ein professionelles Training im gehobenen Leistungsbereich, **Widerstände** von einem **bis 25 kg**

ART CS-1205

maximal stark / gold

1 Stück

58,78 /St.

die ultrastarke Version ist eine besondere Herausforderung und Abwechslung für Leistungssportler, da sie anspruchsvollstes Krafttraining mit Koordinationstraining auf erfrischende Art und Weise verbindet, **Widerstände** von einem **bis 30 kg**



Quick Lock Mechanismus



Menge

EURO

HANDTRAINER

KLS martin
GRUPP

MAR 174000104

Martin-Vigorimeter, komplett

1 Stück

317,50 /St.

Hand- und Fingerkraftmesser, inkl. 3 Bälle zur Prüfung der Muskelkraft, die Messergebnisse werden durch ein Manometer angezeigt, dieses ist durch einen Schlauch und metallene Anschlussstücke mit birnenförmigen Gummibällen verschiedener Größen verbunden. Die Anpassung der Größe des Druckballs (kleiner, mittlerer und großer Ball) an die jeweilige, individuell verschiedene Größe der Hand gestattet dem Patienten, sein Maximum an Kraft zu entfalten.

Der **große** Ball soll für Männer und männliche Jugendliche mit einem Mittelhandumfang über den Knöcheln von mehr als 19 cm (= Handschuhgröße über 7,5) benutzt werden.

Der **mittlere** Ball von Mädchen und Frauen und männlichen Jugendlichen mit einem Mittelhandumfang von weniger als 19 cm.

Der **kleine** Ball ist für die Anwendung bei Kleinkindern und jüngeren Schulkindern, etwa von 2 bis 10 Jahren, gedacht. Außerdem kann dieser kleine Ball bei Jugendlichen und Erwachsenen zur Prüfung der Kraft einzelner Finger – gegen den Daumen bzw. gegen die Mittelhand – Anwendung finden.

Messbereich: 0-1,6 Bar (0-160 kPa), Schlauchlänge: 37 cm, Durchmesser der Bälle: 6 cm, 4,5 cm und 4 cm, Maße Aufbewahrungsbox (LxBxH): 25 x 10 x 13 cm



KERN

KSB MAP80K1

Handkraftmessgerät MAP

1 Stück

235,00 /St.

für den Einsatz in Rehabilitationszentren zur Bestimmung der Schließkraft der Hand. Geeignet zum Aufdecken verringerter Handkräfte und einem daraus abzuleitenden Mortalitätsrisiko. Sichere und komfortable Handhabung durch rutschsichere Gummigriffe. Einheitsumschaltung von kg auf lb möglich. Auswechselbare Federn ermöglichen schnelles Ändern der Kapazität. Stabiler Koffer zum sicheren und einfachen Transport sowie zur Aufbewahrung der zusätzlichen Federsatzes, inkl. CR2450 Batterie, Federsatzes: 20 kg, 40 kg, 80 kg, Messbereich: max. 80 kg, Teilung: 100 g



Menge

EURO

ABSAUGGERÄTE

überzeugend praktisch, leicht und flexibel integriert sich die BORA UP 2080 perfekt in das jeweilige Arbeitsumfeld. Mit einem hohen Durchsatz von 42 Liter Freeflow/Minute und einem hohen Vakuum von bis zu -90 kPa eignet sich die BORA UP 2080 für die meisten medizinischen Anwendungen in den Bereichen Chirurgieabsaugung und Sekretabsaugung. Der raumsparende, handliche Universalsauger saugt schnell und zuverlässig große Mengen an Blut und serösen Flüssigkeiten - inklusive der darin enthaltenen Partikel aus dem OP-Feld wie aus künstlichen Körperöffnungen ab



Grundgerät

ATM HM57524856

BORA UP 2080

Komplettgerät 1 x 1 Ltr., **tragbar**, leistungsstarker Chirurgiesauger für hohe Anforderungen mit 1 Ltr. Sekretbehälter (tragbar)

Vakuum: von 0 bis zu -90 kPa

Saugleistung: 42 l/min

Abmessungen (HxBxT): 360 x 310 x 310 mm

1 Stück

2.443,30 /St.

ATM HM57525511

BORA UP 2080

Komplettgerät 1 x 3 Ltr., **fahrbar**, leistungsstarker Chirurgiesauger für hohe Anforderungen mit 3 Ltr. Sekretbehälter (auf einem Trolley)


Vakuum: von 0 bis zu -90 kPa

Saugleistung: 42 l/min

Abmessungen (HxBxT): 1.160 x 500 x 520 mm

1 Stück

3.255,20 /St.



MEG 173020

**PATIENTENSCHUTZ****megro®****Einmal-Patientenserviettenhalter**

Menge

EURO

1 Pack

5,95 /Pack

weiß, 41 x 2,2 cm, größenflexibel, Material: Zellstoff/Polyester, elastisch, latexfrei, an den Enden Klebefolie zum Befestigen der Serviette
Pack = 250 Stück

BECHER**megro®****Universalbecher 180 ml**

hochwertiger Universalbecher aus lebensmittel-echtem, sortenreinem **Polypropylen**, 100%-ig recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar. Kein zerknittern und zerknautschen, angenehm weich – im gefüllten Zustand aber sehr kompakt und stabil, farbintensiv glänzend, passend für alle standardisierten Becherspender
Maße: Höhe ca. 81 mm,
oberer Durchmesser ca. 70 mm
unterer Durchmesser ca. 45 mm

Beutel = 100 Stück, Karton = 30 Beutel



MEG 122210
MEG 122211
MEG 122212
MEG 122213
MEG 122214
MEG 122215
MEG 122216
MEG 122217
MEG 122218
MEG 122219
MEG 122220

aqua blau
blau
weinrot
rosa
lila
rot
orange
gelb
limette
grün opak
schwarz

1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**
1 Beutel **2,10 /Btl.**

MUNDSPÜLUNG**schülke -+****octenident® INT Mundspülung**

zur hygienischen Pflege des gesamten Mund-
raumes, hemmt geruchsbildende Keime, sorgt
für einen frischen Atem, chlorhexidinfrei



SMH 70002126
SMH 70002321

250 ml
60 ml

1 Flasche
1 Flasche

6,48 /Fl.
1,89 /Fl.

PATIENTENSCHUTZ

Menge EURO

megro®

MEG 173100

Servietten Typ Dental

40 x 40 cm, 2-lagig Tissue, 1/8 Falz, Frischzellstoff, ohne optische Aufheller, besonders weich und saugfähig, weiß
Pack = 250 Stück

1 Pack

11,55 /Pack



patiomed®

MEG 173200

Servietten Nasskrepp Typ Dental

34 x 38 cm, 1-lagig, nassfeste Kreppqualität, ohne optische Aufheller, weiß
Pack = 1000 Stück

1 Pack

19,85 /Pack



PATIENTENSCHUTZ



Patientenservietten

33 x 45 cm, 2-lagig, 1 Lage extrastarkes (26g/m²), saugfähiges Tissue aus reinem Zellstoff und 1 Lage PE-Folie, geprägt und gefaltet, latexfrei. Die speziellen Eigenschaften der Materialien bieten höchste Saugfähigkeit und Wasserbeständigkeit, um einen hohen Komfort zu garantieren
Karton = 10 x 50 Stück




MEG 173000
MEG 173001
MEG 173002
MEG 173003
MEG 173004
MEG 173005
MEG 173006
MEG 173007
MEG 173008
MEG 173009

weiß
blau
orange
dunkelblau
mint grün
pfirsich
rosa
gelb
lila
schwarz

1 Karton
1 Karton
1 Karton
1 Karton
1 Karton
1 Karton
1 Karton
1 Karton
1 Karton
1 Karton

21,50 /Kart.
21,50 /Kart.
21,50 /Kart.
21,50 /Kart.
21,50 /Kart.
21,50 /Kart.
21,50 /Kart.
21,50 /Kart.
21,50 /Kart.
21,50 /Kart.



Menge

EURO

PATIENTENSCHUTZ**Kopfstützenschoner**

25 x 33 cm, Tissue/PE, zum Schutz des Patienten, aber auch der Kopfstütze vor Schweiß, Haarpflegemitteln etc., 1 Lage extrastarkes (26g/m²), saugfähiges Tissue aus reinem Zellstoff und 1 Lage PE-Folie, geprägt und gefaltet, latexfrei
Karton = 500 Stück

MEG 106500.1
MEG 106500.2
MEG 106500.3
MEG 106500.4
MEG 106500.5
MEG 106500.6
MEG 106500.7
MEG 106500.8
MEG 106500.9
MEG 106500.10
MEG 106500.11

weiß
dunkelblau
burgundy
fresh grün
gelb
orange
pfirsich
rosa
grün
blau
lila

1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**
1 Karton **29,50 /Kart.**

**Patientenumhänge**

50 x 60 cm, Tissue/PE, bieten einen hohen Schutz vor Verunreinigungen, sind saugfähig (oben) und schützend (unten), 1 Lage Tissue und 1 Lage PE-Folie, zum Binden oder selbstklebend mittels Sticker
Rolle = 80 Stück

MEG 106550.1
MEG 106550.2
MEG 106550.3
MEG 106550.4
MEG 106550.5
MEG 106550.6
MEG 106550.7
MEG 106550.8
MEG 106550.9
MEG 106550.10
MEG 106550.11

weiß
med blau
weinrot
fresh grün
gelb
orange
pfirsich
rosa
mint grün
blau
lila

1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**
1 Rolle **10,10 /Ro.**



Menge

EURO

VERBRAUCHSMATERIAL**megro®****Zahnwatterollen**

aufsaugen, abhalten, polstern, chlorfrei gebleicht,
Länge 40 mm, aus reinsten Baumwolle und Zellstoff
Beutel = 300 g

MEG 106700.1	Gr. 1, Ø 8 mm	1 Beutel	3,80 /Btl.
MEG 106700.2	Gr. 2, Ø 10 mm	1 Beutel	3,80 /Btl.
MEG 106700.3	Gr. 3, Ø 12 mm	1 Beutel	3,80 /Btl.
MEG 106700.4	Gr. 4, Ø 14 mm	1 Beutel	3,80 /Btl.

**HANDSCHUHE****AMPri****Absogel Latex U.-Handschuhe, weiß**

unsteril, puderfrei, Länge: 300 mm, mit feuchtigkeitsabsorbierender Hydrogel-Innenbeschichtung, anatomische Passform, paarweise verpackt, mikro-angeraute Oberfläche für eine gute Griffigkeit, doppelt chloriert, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, Schichtstärke Handfläche: ca. 0,26 mm, AQL 1,5, EN 420, EN 455, PSA Kategorie I gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
Pack = 25 Paar

AMP 0104055	Gr. 5,5	1 Pack	21,20 /Pack
AMP 0104060	Gr. 6	1 Pack	21,20 /Pack
AMP 0104065	Gr. 6,5	1 Pack	21,20 /Pack
AMP 0104070	Gr. 7	1 Pack	21,20 /Pack
AMP 0104075	Gr. 7,5	1 Pack	21,20 /Pack
AMP 0104080	Gr. 8	1 Pack	21,20 /Pack
AMP 0104085	Gr. 8,5	1 Pack	21,20 /Pack
AMP 0104090	Gr. 9	1 Pack	21,20 /Pack

**AMPri****EpidermProtect Nitril U.-Handschuhe, metal blue**

unsteril, puderfrei, Länge: 240 mm, Nitril-Schutz- und U.-Handschuhe mit patentierter Low Derma™ Technologie, links und rechts passend, präventiver und sicherer Schutz für alle Hauttypen, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, akzeleratorenfrei, angeraute Fingerspitzen, Schichtstärke Handfläche: ca. 0,05 mm, AQL 1,5, EN 420, EN 455, EN 374, PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
Pack = 100 Stück

AMP 01166XS	Gr. XS	1 Pack	5,75 /Pack
AMP 01166S	Gr. S	1 Pack	5,75 /Pack
AMP 01166M	Gr. M	1 Pack	5,75 /Pack
AMP 01166L	Gr. L	1 Pack	5,75 /Pack
AMP 01166XL	Gr. XL	1 Pack	5,75 /Pack





MEG 199101.3
MEG 199101.4
MEG 199101.5
MEG 199101.6
MEG 199101.7
MEG 199101.9
MEG 199101.11

VERBRAUCHSMATERIAL

megro®

Einmal-Zahnbürsten

mit Paste, ideal für Zahnärzte, Hotels, Pflegeheime etc., aus Polystyrol, Gesamtlänge: ca. 15 cm, Bürstenkopf: ca. 2,6 cm, einzeln hygienisch verpackt
Pack = 100 Stück

weinrot
grün
gelb
orange
pink
limette
lila

Menge

EURO

1 Pack	8,95 /Pack
1 Pack	8,95 /Pack
1 Pack	8,95 /Pack
1 Pack	8,95 /Pack
1 Pack	8,95 /Pack
1 Pack	8,95 /Pack
1 Pack	8,95 /Pack



megro®

Dental-Trayeinlagen/-Filterpapier

Zellstoff, 18 x 28 cm, Filterpapier in 55 g/m², sterilisierbar bis 134°C
Beutel = 250 Blatt

MEG 106200.1
MEG 106200.2
MEG 106200.3
MEG 106200.4
MEG 106200.5
MEG 106200.6
MEG 106200.8
MEG 106200.9
MEG 106200.10
MEG 106200.11

weiß
blau
weinrot (nicht sterilisierbar)
grün
gelb
orange
rosa
limette
hellblau
lila

1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.
1 Beutel	4,40 /Btl.

Index

A	
Abbe Refraktometer	3 -41
Abdeck- u. OP-Tuch	10 -38
	10 -39
Abdeckfolie f. Kamera	10 -48
Abdeckmaterial	4 -86
Abfallbeutel u. -säcke	
megro	4 -56
	4 -57
	4 -60
Brand	3 -39
Abfallsammler u. Entsorgungsgeräte	
Contacto	4 -58
Fripa	4 -57
Haerberle	4 -58
	4 -59
Ophardt	4 -58
	4 -60
Abheftstreifen	13 -50
ABI System	9 - 9
Abroller f. Pflaster	11 -22
Abaugeräte u. -pumpen	
Ambu	10 -10
Asskea	10 - 5
Atmos	10 - 6
	bis 10 - 9
	15 - 1
Söhngen	10 -10
VBM	10 -10
Weinmann	10 - 4
Absaugkatheter	12 - 8
Absogel Handschuhe	15 - 5
Abstrichspatel	3 -50
Abtropfglas f. Infusionsständer	1 -25
Abwurfgestell	13 -11
Accu Chek	
Geräte	2 - 3
	2 - 4
Lanzetten	2 -10
Teststreifen	2 - 4
Accutrend	2 -15
Accuvac Lite Absaugpumpe	10 - 4
Accuvac Pro Absaugpumpe	10 - 4
Acidic Intense	4 - 1
Activair Batterie	9 -84
Activscan Blutdruckmesser	9 -14
Adressfeldaufkleber	13 -52
Adsonpinzette	8 - 9
(Einmal-)	8 -13
	8 -15
	8 -17
	8 -18
Ärmelschoner	4 -73
	4 -94
Aerobag	10 -40
Ärztetrepp	
megro	4-106
Akzenta	4-104
Fripa	4-103
Kimberly-Clark	4-105
Aesculap	
Chir. Scheren	8 - 7
Containerzubehör	5 - 5
Einmal Instrumente	8 -13
Fadenschere	8 - 7
Klemme	8 - 7
Kornzange	8 - 7
Nadelhalter	8 - 7
Pinzette	8 - 7
Präparierschere	8 - 7
Skalpelle, Klängen	8 -30
Sterilit Öl Spray	8 -25
Susi Klemmen	8 -13
Susi Nadelhalter	8 -13
Susi Pinzetten	8 -13
Susi Scharfe Löffel	8 -13
Susi Scheren	8 -13
Susi Wundspreizer	8 -13
Susi Zangen	8 -13
Verbandschere	8 - 7
Agani Kanüle	1 -11
Air Vita Bi Protect	10 -49
Akku Sekretsauger	10 - 4
	bis 10 - 9
Akupunktur	
Modelle	14 - 1
	14 - 7
Nadeln	14 - 2
	bis 14 - 6
Ohrkugeln	14 - 3
Akzenta	
Ärztetrepp	4-104
Kopfstützenschoner	15 - 4
Patientenschutz	15 - 3
	15 - 4
Patientenservietten	15 - 3
Patientenumhänge	15 - 4
Sterilisierpapier	5 - 8
Albustix	2 -19
Alcotest	9 -68
	9 -69
Alkohol Messgerät	9 -68
	9 -69
Alkohol Test	2 -30
Alkoholtupfer	1 - 6
ratiomed, Holtsch	
Allzweckreiniger	4 -27
Allzweckschrank	13 -16
Aloe Vera Gel	4 -43
Alphacheck	2 - 2
	2 - 7
	2 - 9
AltaQ Ärztetrepp	4-104
Altarchivkarton	13 -50
Alter Heideschäfer	
Massagefluid	14 -20
Melkfett	4 -43
Vaseline	4 -42
Aluderm	
Alufinger	11 - 1
Braunülenpflaster	11 -10
Fingerverband	11 -28
Injektionspflaster	11 -10
Pflasterspender	11 -15
Sterilverband	11 -28
Verbandpäckchen	11 -29
Verbandtücher	11 -13
Wundpflaster	11 -28
Aluminiumstäbchen	3 -50
Ambu	
Absaugpumpen	10 -10
Ampullarium	10 -14
Beatmungsbeutel	10 -42
Beatmungsmasken	10 -45
	10 -51
Blue Sensor Elektroden	6 -14
Gesichtsmasken	10 -45
King Vision	10 -46
Laryngoskope	10 -46
Larynxmasken	10 -45
Life Key	10 -50
Amnicot Fruchtblasensprenger	9 -22
Ampri Handschuhe	15 - 5
Ampullarium	
megro	10 -14
Ambu	10 -14
Bollmann	13 -48
Ampullenbehältnis	10 -14
	13 -48
Ampullenhalter	13 -48
Ampullenkur	14 -23
Ampullenöffner	10 -14
Anästhesie Stethoskop	9 -26

Analysegerät u. Zubehör			
Analyticon	2 - 20		
Roche Diagnostics	2 - 13		
	bis 2 - 15		
Siemens	2 - 20		
Analyticon			
Harnanalysesystem	2 - 20		
Teststreifen	2 - 20		
	bis 2 - 22		
Anatomische Lehrtafel	13 - 53		
	13 - 54		
	14 - 2		
Anatomische Modelle			
megro	13 - 55		
Erler Zimmer	13 - 56		
Anatomische Pinzette	8 - 2		
	8 - 4		
	8 - 6		
	8 - 7		
	8 - 9		
(Einmal-)	3 - 45		
	8 - 13		
	8 - 15		
	8 - 17		
	8 - 18		
Angler Verbandtasche	10 - 32		
Anna Waage	9 - 81		
Anoskop	9 - 21		
Ansell			
Handschuhe	4 - 69		
	4 - 71		
	4 - 72		
Anti Beschlagmittel	3 - 46		
Anti Cellulite Serum	14 - 21		
Apex Gold Nadel	14 - 4		
Apex Nadel	14 - 4		
Applica Kanülenfixierpflaster	11 - 10		
Applikationshilfe			
megro	4 - 47		
B. Braun	4 - 46		
Bode	4 - 46		
Dr. Schumacher	4 - 46		
Hartmann, Paul	4 - 46		
Ophardt	4 - 51		
Schülke	4 - 46		
AQ Tica Club	12 - 41		
AQ Tica Confort	12 - 41		
Aqua Bidest u. -Dest	3 - 45		
Aquaflex Pad	6 - 21		
Aqua Protect	12 - 42		
Aqua Protect Pflaster	11 - 34		
Aquarius Handtuchspender	4 - 109		
Aquasonic	6 - 20		
	6 - 21		
Arbeitsunterlage	4 - 95		
Arm- u. Beinstütze	13 - 13		
Armschoner	4 - 73		
	4 - 94		
Arterienklemme	8 - 1		
	8 - 5		
	bis 8 - 7		
	8 - 10		
(Einmal-)	8 - 13		
Artifit Gehörschutzstöpsel	10 - 102		
Artzt			
Biofreeze	14 - 11		
Krafttraining	14 - 33		
Massagerollen	14 - 28		
Neuroathletik	14 - 30		
	14 - 31		
Visuelles Training	14 - 30		
Widerstands Trainer	14 - 34		
"Arzt im Dienst" Schild	13 - 43		
Arzttasche u. -koffer	13 - 43		
	bis 13 - 48		
Asam			
Aloe Vera Gel	4 - 43		
Ampullenkur	14 - 23		
Anti Cellulite Serum	14 - 21		
Augencreme	14 - 22		
Body Creme	4 - 43		
Creme Seife	4 - 40		
Duschöl, -gel	4 - 42		
Fußcreme	14 - 21		
Hand- u. Nagelcreme	4 - 44		
Hautcreme	4 - 43		
Hornhautbalsam	14 - 21		
Körpercreme	4 - 43		
Make up	14 - 23		
Massagefluid	14 - 20		
Melkfett	4 - 43		
Mizellen Gesichtsreinigung	14 - 23		
Nachtcreme	14 - 22		
Perfect Skin Filler	14 - 23		
Pferdebalsam	14 - 20		
Pflegegel	4 - 43		
Reinigungsgel	14 - 22		
Seifen	4 - 40		
Serum	14 - 22		
Shampoo	4 - 42		
Solecreme	4 - 42		
Tagescreme	14 - 22		
	14 - 23		
Vaseline	4 - 42		
Ascensia			
Blutzuckermessgeräte	2 - 1		
Blutzuckerteststreifen	2 - 1		
Sicherheitslanzetten	2 - 11		
Aseptoderm	4 - 14		
Aseptoman	4 - 9		
Aseptoman Forte	4 - 9		
Aseptoman Med	4 - 9		
Aseptoman Viral	4 - 9		
Asiamed			
Dauernadeln	14 - 4		
Standardnadeln	14 - 5		
	14 - 6		
Askina	11 - 8		
	11 - 30		
	11 - 42		
	11 - 44		
	11 - 50		
	11 - 57		
Aspirationsnadel	8 - 23		
Assista Arzttasche	13 - 45		
Assistent			
Blutbildzählgerät	3 - 47		
Handzähler	3 - 47		
Kurzzeitmesser	3 - 28		
Mörser	3 - 35		
Pipettierhelfer	3 - 25		
Pistillen	3 - 35		
Rollen Mischgerät	3 - 47		
Thermometer	3 - 30		
Verschlussfolie	3 - 52		
Zählkammern	3 - 52		
Asskea Absaugpumpe	10 - 5		
Astro Haube	4 - 79		
Atemkalk	10 - 40		
Atemschutzmaske	4 - 90		
	4 - 91		
Atemtrainer	6 - 1		
	14 - 30		
Atmos Sauger	10 - 6		
	bis 10 - 9		
Atrauman	11 - 43		
Aufbewahrungsbox f. Ohrtrichter	9 - 51		
	9 - 55		
Aufbewahrungsbox u. Zubehör			
megro	13 - 28		
Walch	13 - 15		
Aufbewahrungsschrank	13 - 16		
	bis 13 - 19		
Aufkleber Adressen	13 - 52		
Aufkleber „Med.-techn. Notdienst“	13 - 43		
Aufkleber Mülltrennung	4 - 59		
Auflage f. Liegen	4 - 100		
	4 - 103		
	bis 4 - 106		
	13 - 2		
	13 - 3		
Augenbadebecher	12 - 15		
Augencreme	14 - 22		
Augendusche	10 - 24		
Augenklappe	11 - 9		
Augenkompressen	11 - 17		
Augennotfallstation	10 - 29		
Augenspray	10 - 28		
Augenspülflasche u. Zubehör	10 - 24		
	10 - 28		
	10 - 29		
Augenspülstation	10 - 29		
Augenverband	11 - 17		
Aura Atemschutzmaske	4 - 91		
AuraGain Larynxmaske	10 - 45		
AuraOnce Larynxmaske	10 - 45		
Ausschankbecher, Deckel, Spender	3 - 36		
	15 - 2		
Ausschwingrotor			
Eppendorf	3 - 6		
	3 - 7		
Hettich	3 - 1		
	bis 3 - 3		
Autoklav	5 - 2		
Autoklavierklebeband	5 - 10		
Autoschild	13 - 43		
AutoShield Pen Nadel	2 - 6		
Aviva Teststreifen	2 - 4		
B			
Babinski Hammer	9 - 73		
Baby Hygiene	12 - 47		
Baby Schleimabsauger	12 - 47		
Baby Seitenlagerungskissen	12 - 32		

Baby Waage	9 - 75	Warzenentfernungsmittel	11 - 57	Schuhe	4 - 83
.	9 - 76	Waschlotionen	4 - 40	bis 4 - 85
.	9 - 78	Wund- u. Blasenspritze	1 - 3	Berger Med	
Bacillol	4 - 23	Wundschnellverband	11 - 30	Blutzuckermessgeräte	2 - 2
Badethermometer	3 - 30	Beatmungsbeutel u. -hilfen		Blutzuckerteststreifen	2 - 2
Bakterienfilter	6 - 4	ratiomed	10 - 50	Kontrollösung	2 - 2
.	10 - 4	10 - 51	Lanzetten f. Blutentnahmegerate	2 - 9
.	10 - 5	megro	10 - 41	Pen Nadeln	2 - 7
.	10 - 40	10 - 43	Sicherheitslanzetten	2 - 9
Baktolan	4 - 44	Ambu	10 - 42	Stechhilfe	2 - 2
Baktolin	4 - 40	10 - 45	Berliner Hammer	9 - 73
Baldur Silberwindel	10 - 22	10 - 50	Berner	
Ball	14 - 27	10 - 51	Zytostatika Handschuhe	4 - 94
.	14 - 28	HUM	10 - 40	4 - 95
Bandmaß	9 - 70	Söhngen	10 - 41	Zytostatika Notfallset	4 - 96
.	9 - 71	10 - 49	Zytostatika Schutzarmstulpen	4 - 94
Basel Kasack	4 - 76	VBM	10 - 44	Zytostatika Schutzkittel	4 - 94
Basic Line Ärztekrepp	4 - 103	Weinmann	10 - 43	Zytostatika Unterlagen	4 - 95
Basic Toilettenpapier	4 - 115	Beatmungsmaske	10 - 40	Berufsbekleidung	
Basiswagen	13 - 20	10 - 43	Hose	4 - 75
.	13 - 23	10 - 45	4 - 76
.	bis 13 - 25	10 - 49	Kasack	4 - 75
Batterie	9 - 84	bis 10 - 51	4 - 76
.	9 - 85	Beatmungstuch	10 - 49	Mantel	4 - 75
.	10 - 3	bis 10 - 51	4 - 77
Batteriegriff		Becher u. Spender		OP-Socken	4 - 77
Heine Optotechnik	10 - 47	megro, ratiomed, Walch	3 - 36	Schuhe	4 - 83
Kirchner & Wilhelm	10 - 46	megro	15 - 2	bis 4 - 85
Baumwollhandschuhe	4 - 72	Becton Dickinson		Besucherbrille	3 - 31
Baumwollhandtücher	4 - 101	Einmalkanülen	1 - 9	Besucherkittel	4 - 74
.	4 - 102	Einmalspritzen Standard	1 - 1	Betriebsverbandkasten	10 - 31
Bayha Skalpellklingen, Griffe	8 - 26	Infusionsgeräte	1 - 29	Bettabdeckhaube	4 - 86
.	8 - 27	Insulin Pen Nadeln	2 - 6	Bettschirm	13 - 6
B. Braun		Insulinspritzen	1 - 2	Bettschutz	
Applikationshilfen	4 - 46	Mandrin	1 - 12	ratiomed	4 - 97
Blutentnahmekanülen	1 - 10	Sicherheitskanülen	1 - 9	megro	4 - 97
Dentalkanülen	1 - 10	Spinalkanülen	1 - 15	4 - 99
Einmalkanülen	1 - 10	Staubbinde	1 - 22	Hartmann, Paul	4 - 98
Einmalspritzen	1 - 4	Tuberkulinspritzen	1 - 2	Lohmann/Rauscher	4 - 99
Fixier- u. Mullbinden	11 - 8	Venenverweilkanülen	1 - 12	Werkmeister	4 - 97
Händedesinfektion	4 - 10	Wund- u. Blasenspritzen	1 - 3	Bewegungstrainer	14 - 26
Handschuhe	4 - 64	Befestigungsknopf	6 - 16	Bezug f. Gummiblase	9 - 1
.	4 - 66	Befundhüllen	13 - 52	Bezug f. Hocker	13 - 8
.	4 - 70	Behälter f. Zahnprothese	12 - 11	Bezug f. Kissen	10 - 36
Hautdesinfektion	4 - 14	Behälter u. Deckel aus Edelstahl	13 - 27	12 - 30
Heparin Kanülen	1 - 10	Behandlungsliege	13 - 1	12 - 37
Idealbinden	11 - 50	13 - 6	Bezug f. Lagerungsschiene	12 - 32
Infusionsgeräte	1 - 28	13 - 7	12 - 33
Instrumentenaufbereitung	4 - 21	Behandlungsverlauf Einlegeblatt	13 - 51	Bezug f. Liegen	4 - 100
Insulinkanülen	1 - 10	Beiersdorf		13 - 2
Intrafix	1 - 28	Fixier- u. Mullbinden	11 - 7	Bezug f. Nackenrollen	12 - 36
Intramuskulärkanülen	1 - 10	Fixierpflaster u. -vlies	11 - 19	12 - 37
Mehrfachaufhänger	1 - 26	Injektionspflaster	11 - 13	Bialind	4 - 38
Mini Spike	1 - 30	Kompressen	11 - 41	Big Ben Blutdruckmesser	9 - 6
Mullkompressen	11 - 42	Sprühpflaster	11 - 34	Biguanid	4 - 24
Neuraltherapie Kanülen	1 - 10	Wundschnellverband	11 - 31	Bilsom Gehörschutzstöpsel	10 - 52
Oberflächendesinfektion	4 - 21	bis 11 - 35	Binokularlupe	9 - 65
Schlinggazetupfer	11 - 44	Wundspray	11 - 41	Biofreeze	14 - 11
Schnelldesinfektion	4 - 21	Beinlagerungsschiene		Bioline Abfallbeutel	4 - 57
.	4 - 22	Bisanz	12 - 32	Biomet Merck Abdeckfolie	10 - 48
Tuberkulinkanülen	1 - 10	Paul Koch	12 - 33	Bionix	
Tuberkulinspritzen	1 - 4	Beinstütze	13 - 13	Ohrkürretten	9 - 34
Vasofix	1 - 14	Beistelltisch	13 - 22	9 - 35
Vasofix Safety	1 - 14	Beistellwagen	13 - 23	Ohrspülsystem	9 - 35
Venofix	1 - 14	Bekleidung	4 - 75	Biopsienadel	8 - 23
Venofix Safety	1 - 14	bis 4 - 77	Biopsiestanzer	8 - 22

Bisanz		Blutentnahmekanüle		Boso	
Beinlagerungsschienen	12 - 32	B. Braun	1 - 10	ABI System	9 - 9
Entbindungskeil	12 - 29	Neopoint	1 - 8	Blutdruckmesser	9 - 8
Fersenkissen	12 - 31	Terumo	1 - 11	bis 9 - 10
Fersenstütze	12 - 31	Blutentnahmestuhl	13 - 5	Ohrthermometer	9 - 38
Fixierungen	12 - 27	13 - 13	Bosotherm	9 - 38
.	12 - 28	Blutentnahmesystem	3 - 46	Bouffant Haube	4 - 79
Halbrollen	12 - 35	3 - 48	Bowie-Dick Einmaltestpaket	5 - 3
Halbrundrollen	12 - 35	3 - 49	Box z. Aufbewahrung	
Hodenkissen	12 - 31	Blutlanzette		megro	13 - 28
Injektionskissen	1 - 21	megro	2 - 8	Walch	13 - 15
Kirschkerne	12 - 43	2 - 11	Brand	
Knierollen	12 - 35	Ascensia	2 - 11	Desinfektions- u. Reinigungsmittel	4 - 5
Kopflagerungskissen	12 - 30	Berger Med	2 - 9	Entsorgungsbeutel u. Ständer	3 - 39
.	12 - 31	Roche Diagnostics	2 - 10	Mikrokapillarpipetten	3 - 26
Kopf- u. Nackenkissen	12 - 30	2 - 13	3 - 27
Lagerungshilfen	12 - 30	Sarstedt	2 - 12	Pasteurpipetten u. Zubehör	3 - 27
.	12 - 32	Ypsomed	2 - 12	PD Tips	3 - 16
Nackenrollen	12 - 35	Blutmischpipette	3 - 46	Petrischalen	3 - 31
OP Gurt	12 - 28	Blutsenkungspipette	3 - 46	Pipettenspitzen	3 - 16
Röntgenkopfteil	7 - 3	Blutsenkungsständer		Pipettierhelfer	3 - 24
Röntgensortiment	7 - 3	Guest Medical	3 - 46	3 - 27
Röntgenschauflagen	7 - 2	Sarstedt	3 - 46	Reagenzglasgestelle	3 - 13
Säuglingslagerungshilfe	12 - 32	Blutzuckermessgerät		Reaktionsgefäße	3 - 9
Sandsäcke	12 - 31	Ascensia	2 - 1	Rührspatel	3 - 29
Sitzerhöhung	12 - 45	Berger Med	2 - 2	Transferpette	3 - 24
Wickeltischauflage	12 - 29	Roche Diagnostics	2 - 3	Brandfluchthaube	10 - 53
Black Pearl Handschuhe	4 - 68	2 - 4	Braun	
Blackroll	14 - 28	2 - 15	Blutdruckmesser	9 - 14
Blasenspritze		Ypsomed	2 - 3	Thermometer	9 - 32
B. Braun	1 - 3	Blutzuckerteststreifen		9 - 37
Becton Dickinson	1 - 3	Ascensia	2 - 1	9 - 38
Henke-Sass, Wolf (Glas)	1 - 5	Berger Med	2 - 2	Thermoscan	9 - 37
Terumo	1 - 3	Roche Diagnostics	2 - 4	Braun Stadler Schere (Einmal-)	8 - 18
Blasentumortest	2 - 25	2 - 15	Braunäule	1 - 14
Blessing Nystagmusbrille	9 - 66	Ypsomed	2 - 3	Braunülenpflaster	11 - 10
.	9 - 67	BM Lactate Teststreifen	2 - 14	Braun Basiswagen	13 - 20
Blue Pearl Handschuhe	4 - 68	Bocholt Notfallkoffer	10 - 19	Bravo Computerwagen	13 - 20
Blue Plane Tragetasche	10 - 11	Bochum Hose	4 - 76	Bravo Hygienewagen	13 - 20
Blue Sensor EKG Elektrode	6 - 14	Bode		Brechbeutel u. Spender	12 - 16
Blu Grip	11 - 8	Applikationshilfen	4 - 46	Brille	3 - 31
Blutbildzählgerät	3 - 47	Händedesinfektion	4 - 8	12 - 5
Blutdruckmesser u. Zubehör		Handpflege	4 - 44	Brille Relax	14 - 12
megro	9 - 1	Hautantiseptik	4 - 12	Browne	
.	9 - 10	Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 23	Dampfdurchdringungstest	5 - 4
ratiomed	9 - 1	Waschlotion	4 - 40	Prüfanschmutzungstest	5 - 4
Bosch, Friedrich	9 - 2	Bode X-Wipes	4 - 23	Reinigungskontrolle	4 - 4
.	9 - 3	Bodo Waage	9 - 80	Resitest	4 - 4
Boso	9 - 8	Bodycheck Waage	9 - 82	Sterilisationskontrolle	5 - 3
.	bis 9 - 10	9 - 83	5 - 4
Braun	9 - 14	Body Creme	4 - 38	STF Load Check Halter	4 - 4
Erka	9 - 10	4 - 39	STF Load Check Indikatoren	4 - 4
.	9 - 11	4 - 43	TST Bowie-Dick Einmaltestpaket	5 - 3
Geratherm	9 - 3	Body Lotion	4 - 38	TST Control	5 - 4
Hartmann, Paul	6 - 7	4 - 39	TST Control Helix Prüfkörper	5 - 3
Heine Optotechnik	9 - 55	4 - 41	TST Load Check Chargenkontrolle	5 - 3
Hillrom	9 - 15	Böhlerschiene	11 - 2	Brustwandgummigurt	6 - 16
.	bis 9 - 17	Bollmann Arzttasche	13 - 43	Brustwandsaugelektrode	6 - 16
Kirchner & Wilhelm	9 - 7	bis 13 - 48	Brutschrank	3 - 31
Omron	9 - 12	Booklet Poster	13 - 54	BSN medical	
.	9 - 13	Bora Up	15 - 1	Fixier- u. Mullbinden	11 - 6
Riester	9 - 4	Bosch, Friedrich		Fixierpflaster u. -vlies	11 - 22
.	bis 9 - 6	Blutdruckmesser	9 - 2	11 - 23
Blutentnahmegerat	1 - 26	9 - 3	Gipsbinden	11 - 55
		Druckinfusionsmanschette	1 - 22	Hautkleber	8 - 39

Injektionspflaster	11 - 11	Fadenschere	8 - 7	(Einmal-)	8 - 15
Klebefpflasterbinden	11 - 49	(Einmal-)	8 - 14		8 - 17
Kurzzugbinden	11 - 47		8 - 17		8 - 18
Schlinggazetupfer	11 - 44	Haushaltspinzetten	8 - 2	Tuchklemmen	8 - 10
Tape Verbände	11 - 49	Hautklammerentferner (Einmal-)	8 - 16	Tupferzangen	8 - 3
Universalbinden	11 - 45	Hautschere	8 - 2		8 - 7
Warzenentfernungsmittel	11 - 57	IUP Set	8 - 21		8 - 10
Wundnahtstreifen	8 - 39	Kehlkopfspiegel	8 - 11	(Einmal-)	8 - 13
Wundschnellverband	11 - 26	Klammerentfernungszange	8 - 11		8 - 18
	11 - 27	Klemmen	8 - 1	Universalklemmen	8 - 42
Zinkleimbinden	11 - 55		8 - 5	Uterussonde	9 - 23
BTAstat Test	2 - 25		bis 8 - 7	Verbandscheren	8 - 3
Buch Farbtafeln	9 - 64		8 - 10		8 - 5
Buck Hammer		(Einmal-)	8 - 13		bis 8 - 8
megro	9 - 72		8 - 14	(Einmal-)	8 - 17
Luxamed	9 - 73		8 - 16	Wundspreizer (Einmal-)	8 - 13
Riester	9 - 73		8 - 18	Zeckentferner	8 - 12
Bürstenauffangbehälter	4 - 54	Knopfsonden	8 - 11	Cilienpinzette	8 - 9
Bürstenspender	4 - 54	Kornzangen	8 - 3	Classic Drehhocker	13 - 10
Busch Nabelschnurschere	9 - 23		8 - 7	Classic Line Ärztekrepp	4 - 103
			8 - 10	Classic Rasierer	4 - 89
		(Einmal-)	8 - 13	Classic II Stethoskop	9 - 30
			8 - 18	Classic III Stethoskop	9 - 29
		Nadelhalter	8 - 3	Classic Untersuchungssitz	13 - 10
			8 - 5	Cleanisept	4 - 24
			8 - 7	Cleanisept Wipes	4 - 26
			8 - 10	Cleanisept Wipes Forte	4 - 26
		(Einmal-)	8 - 13	Cleo Saphir Kittel	4 - 94
			8 - 14	Cleo Saphir Stulpe	4 - 94
			8 - 16	Clickfine	2 - 5
		Nagelhautzange	8 - 3	Clickfine Autoprotect	2 - 5
		Nagelscheren	8 - 2	Clinic Thermometer	9 - 33
			8 - 8	Clinitex	2 - 19
		Nasenspekula	8 - 11		2 - 20
		Pinzetten, anatomisch /chir.	8 - 2	Clinitest	2 - 19
			8 - 4	Clipcharger	10 - 3
			8 - 6	Cliplampe	9 - 41
			8 - 7		9 - 42
			8 - 9	Clogs	
		(Einmal-)	3 - 45	Medimex	4 - 83
			8 - 13	Schürr	4 - 84
			8 - 15		4 - 85
			8 - 17	CLX Band	14 - 33
			8 - 18	CoaguChek	2 - 13
		Pinzetten, sonstige	8 - 2		2 - 14
			8 - 9	Coagulometerröhrchen	3 - 12
		Präparierscheren	8 - 7	Cola Becher	3 - 36
			8 - 8		15 - 2
		Scharfer Löffel	8 - 11	Color	11 - 11
		(Einmal-)	8 - 13	Color EKG Gerät	6 - 7
			8 - 15	Colorflex Hammer	9 - 72
			8 - 16	Colorscop Stethoskop	9 - 28
			8 - 19	Color spooky	11 - 11
		Scheidenspekula	9 - 22	Combibag Beatmungsbeutel	10 - 43
		Scheren (Einmal-)	8 - 13	Combilight	9 - 62
			8 - 14	CombiScreen	2 - 20
			8 - 16		bis 2 - 22
			bis 8 - 18	Combi Test	2 - 17
		Schlauchklemmen	8 - 1	Combitips	3 - 19
			8 - 5	Combur Test	2 - 16
		Schwesterngarnitur	8 - 3	Comfort Drehhocker	13 - 10
		Splitterpinzetten	8 - 2	Comfort Mundschutz	4 - 81
			8 - 4	Comfort Untersuchungssitz	13 - 10
			8 - 6	Compact Inhalationsgerät	12 - 4
			8 - 9	Compact Injektionsset	13 - 14

C

Cardinal Health

Handschuhe	4 - 69
Thermometer	9 - 36
Cardiology Stethoskop	9 - 31
Carryline Liege	13 - 4
Castlonguette	11 - 55

Cederroth

Augendusche	10 - 24
Augenspülflasche	10 - 24
Erste Hilfe Koffer	10 - 23
Erste Hilfe Tasche	10 - 23
	10 - 24
Nachfüllpacks	11 - 16
Pflasterspender	11 - 16
Soft Foam Bandage	11 - 16
Verbandschränke	10 - 25
Wandhalterung f. Augendusche	10 - 24
Wandhalterung f. Notfallkoffer	10 - 23

Cervix Abstrichspatel	3 - 50
Chargenkontrolle	5 - 3
Chargenkontrollsystem	5 - 2
Check Stix	2 - 18
Chiro Clogs	4 - 84
	4 - 85
Chirurgiesauger	10 - 9

Chirurgische Instrumente

Arterienklemmen	8 - 1
	8 - 5
	8 - 6
	8 - 10
(Einmal-)	8 - 13
Chir. Scheren	8 - 1
	bis 8 - 4
	8 - 6
	bis 8 - 8
(Einmal-)	8 - 14
	8 - 16
Chir. Set	8 - 21
Dermatologie Set	8 - 21
Einmal Instrumente	8 - 13
	bis 8 - 19

Compact Organisationsschrank	13 - 16	Cutflex	11 - 38	Descoton Extra	4 - 15
Compact Timer	3 - 29	Cutiplast	11 - 29	Descoton Forte	4 - 15
Compact Verbandmittelspender	13 - 16	Cutisoft	11 - 44	Desderman Pure	4 - 11
Compact Verbandtasche	10 - 31			Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 48
Comp Air	12 - 4		 bis 4 - 53	
Compridur	11 - 47		 4 - 55	
Comprilan	11 - 47		 13 - 20	
Computerwagen	13 - 20				
.	13 - 21			Desinfektions- u. Reinigungsmittel	
Conical Tubes	3 - 11			f. Tauch- u. Ultraschallbad	4 - 5
Connex Blutdruckmessgerät	9 - 15			Flächenreiniger	4 - 27
Contacto				Händedesinfektion	4 - 6
Abfallsammler	4 - 58		 bis 4 - 11	
Einnehmelöffel	12 - 14			Hautantiseptik	4 - 12
Instrumentenschale	13 - 27		 4 - 13	
Laborschale	13 - 26			Hautdesinfektion	4 - 14
Medizinbecher	12 - 12			Instrumentenaufbereitung	4 - 14
Messbecher	3 - 34		 bis 4 - 21	
Mörser	3 - 35			Oberflächendesinfektion	4 - 21
Nachtstuhleinsatz	12 - 44		 4 - 22	
Nierenschalen	12 - 10		 4 - 24	
Servierwagen	13 - 26		 4 - 28	
Sputumbecher	12 - 14		 4 - 31	
Standzylinder	13 - 27			Schleimhautantiseptik	4 - 13
Stechbecken	12 - 20			Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 21
Tretabfalleimer	4 - 58		 bis 4 - 23	
Universalschale	13 - 26		 4 - 25	
Vielzweckwagen	13 - 26		 bis 4 - 37	
Waschschüssel	12 - 15			Waschdesinfektion	4 - 11
Watte- u. Tupferbehälter	13 - 27			Waschmittel	4 - 6
Containerzubehör	5 - 5			Desinfektionswanne	4 - 45
Contour Next	2 - 1			Desmanol Care	4 - 11
Contour Next One Set	2 - 1			Desolind Protect	4 - 39
Contour Next Sensoren	2 - 1			Diagnostik Center Heine Optotechnik	9 - 54
Contour XT Set	2 - 1			Diagnostikleuchte	
Control Helix Prüfkörper	5 - 3			rationed	9 - 41
Conzertina Arzttasche	13 - 48			Heine Optotechnik	9 - 42
Cooper Schere	8 - 7			Kirchner & Wilhelm	9 - 42
Copolymer Handschuhe	4 - 72			Luxamed	9 - 42
Cosmopor	11 - 9			Riester	9 - 42
.	11 - 37			„Die Andere“ Arzttasche	13 - 44
Coulter Counter Gefäß	3 - 12			Dietz	
Counter	3 - 47			Duschhocker	12 - 42
Coussina Küchenrolle	4 - 114			Faltrollstuhl	12 - 45
Covermed	11 - 26			Rollatoren	12 - 46
Coverplast	11 - 26			Toilettenstuhlerhöhung	12 - 45
Cramerschiene	11 - 2			Toilettenstuhl	12 - 44
Creative Medical				Vierfuß Gehhilfe	12 - 40
EKG Gerät	6 - 7			Digital Stoppuhr	3 - 28
Pulsoximeter	9 - 19		 3 - 29	
.	9 - 20			Digitalthermometer	9 - 32
Cremeseife	4 - 40		 9 - 33	
Crile Wood Nadelhalter	8 - 7		 9 - 36	
.	8 - 10		 bis 9 - 40	
CRP Test	2 - 25			Digital Timer	3 - 28
Culta Leuchte	13 - 31		 3 - 29	
Cultura Mini Incubator	3 - 31			Dilatator	9 - 23
Cupfix Ampullenöffner	10 - 14			Dimed	
Curafix	11 - 9			Arterienklemmen	8 - 6
Curaplast	11 - 12			Chir. Scheren	8 - 6
.	11 - 36			Pinzetten	8 - 6
Curapor	11 - 36			Splitterpinzette	8 - 6
cusco Scheidenspekulum	9 - 22			Verbandschere	8 - 6
Cutasept F	4 - 12			Dispenser/Tablett f. Medikamente	12 - 17
Cutasept G	4 - 12		 bis 12 - 19	
Cutifix	11 - 24			Dispetten/Ständer	3 - 46
				Disposima Krankenunterlage	4 - 99

Diwanbezug	13 - 2	Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 25	Einmal Beatmungshilfe	10 - 49
Dokumentationshilfe	5 - 7 bis 4	- 27 bis 10	- 51
Dolores Waage	9 - 82	4 - 37	Einmal Bereichskleidung	4 - 75
Doppelkopfstethoskop	9 - 24	Waschlotionen	4 - 37	Einmal Decke	10 - 22
. bis 9	- 31	4 - 38	10 - 37
Doppellamelle Wärmflasche	12 - 42	Dr. Weigert		Einmal Düse f. Ohrspülgerät	9 - 35
Doppellöffel	8 - 11	Händedesinfektion	4 - 10	9 - 36
(Einmal-)	8 - 15	Instrumentenaufbereitung	4 - 18	Einmal Instrumente	8 - 13
.	8 - 16 bis 4	- 20 bis 8	- 19
Dormo Strip	8 - 42	Instrumentenwanne	4 - 45	Einmal Kissen	10 - 36
Dose	3 - 44	Drucker f. Etiketten	5 - 7	Einmal Matratzenschonbezug	4 - 97
Dosierpumpen u. Sprühköpfe	4 - 46	Druckinfusionsmanschette	1 - 22	Einmal Mundschutz	
.	4 - 47	Friedrich Bosch, Erka, VBM		megro	4 - 80
.	4 - 51	Druckinjektor	1 - 6	ratiomed	4 - 80
Dräger Safety		Druckmanschette	1 - 22	3M	4 - 79
Alcotest	9 - 68	Düse f. Mulimed	9 - 36	Hartmann, Paul	4 - 81
.	9 - 69	Duo Line Ärztekrepp	4-103	Einmal Nierenschale	12 - 10
Atemschutzmaske	4 - 90	Duotemp	9 - 40	Einmal OP Überschuhe	4 - 81
Brandfluchthaube	10 - 53	Duplex Stethoskop	9 - 27	Einmal Pinzette	3 - 45
Mundstücke	9 - 68	Duracell Batterie	9 - 84	Einmal Pumpe	4 - 51
.	9 - 69	9 - 85	Einmal Rasierer	
Drahtkorb	4 - 57	Durapore	11 - 25	ratiomed, megro, Kai, Wilkinson	4 - 88
Drainageflasche	11 - 56	Durashock Blutdruckmesser	9 - 16	4 - 89
Drehkopf Urofilter	3 - 39	9 - 17	Einmal Schürze	4 - 74
Dreh- u. Rollhocker	13 - 5	Duschhaube	4 - 86	ratiomed, Samco Clinhand	
.	13 - 9	Duschhocker	12 - 42	Einmal Staubbinde	1 - 22
. bis 13	- 13	Duschöl, -gel	4 - 42	Einmal Umbettungs/-Tragetuch	10 - 36
Drehstuhl	13 - 12	Duschpflaster	11 - 34	Einmal Waschhandschuhe	4-102
.	13 - 13	Dusch- u. Toilettenstuhl	12 - 41	Einmal Zahnbürste	12 - 17
Dreiecktuch	11 - 1	Dynacast	11 - 55	15 - 6
3M				Einmal Zahnschutz	10 - 34
Atemschutzmasken	4 - 91	E		Einnehmebecher	
Fixierpflaster	11 - 25	Easy Küchenrolle	4-114	megro	12 - 12
Gehörschutzstöpsel	10 - 52	Easyscreen	2 - 23	Contacto	12 - 12
Hautklammerentferner	8 - 41	Easy Stauer	1 - 23	Walch	12 - 12
Hautklammermagazine	8 - 41	Easy Tab Batterie	9 - 84	Einnehmelöffel	12 - 14
OP Masken	4 - 79	EBA Zentrifuge	3 - 1	megro, Contacto, Walch	
Red Dot Elektroden	6 - 15	3 - 2	Eintauchnährboden	
Stethoskope	9 - 29	Eclipse	6 - 21	megro	2 - 31
. bis 9	- 31	Eclipse Kanüle	1 - 9	Orion Diagnostica	2 - 30
Vliespflaster	11 - 25	Ecolab		Roche Diagnostics	2 - 30
Wundverschlussstreifen	8 - 41	Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 50	Schülke	2 - 27
Dr. Mach		Händedesinfektion	4 - 6	EKG/EEG/CTG/ Spirometrie Papier	6 - 6
Deckenleuchten	13 - 38	4 - 7	EKG Elektrode	6 - 12
.	13 - 39	Hautantiseptik	4 - 12 bis 6	- 16
OP Leuchten	13 - 39	Instrumentenaufbereitung	4 - 20	EKG Gerät	6 - 7
Stativleuchten	13 - 36	Oberflächendesinfektion	4 - 31	6 - 8
.	13 - 37	Pflegelotion	4 - 41	EKG Klebering	6 - 11
. bis 13	- 39	Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 31	Elastomull	11 - 6
Wandleuchten	13 - 37 bis 4	- 33	Elastus	
.	13 - 39	Waschlotion	4 - 41	Fixier- u. Mullbinden	11 - 7
Zubehör OP Leuchten	13 - 39	Waschmittel	4 - 6	Kühlbinden	11 - 54
Dr. Marx Replantat Versorgung	10 - 35	Eco Wipes	4 - 37	Kurzzugbinden	11 - 46
Drogentest	2 - 26	Edina Toilettenpapier	4-115	Spezialpflaster	11 - 37
.	2 - 29	Edisonite	4 - 5	Elastus active	11 - 7
Dropwundverband	11 - 39	Eimer	3 - 32	Elastus Komprefix	11 - 7
Dr. Schumacher		Eimer f. Toilettenstuhl	12 - 44	Elektrode	6 - 12
Applikationshilfen	4 - 46	Eimer f. Windeln	12 - 47 bis 6	- 16
Flächenreiniger	4 - 27	Einlagen Bettschutz	4 - 97	8 - 24
Händedesinfektion	4 - 9	Einlaufsystem	7 - 2	8 - 25
Hautdesinfektion	4 - 14	Einlegeblatt	13 - 51	Elektrode f. Swisto	14 - 13
Instrumentenaufbereitung	4 - 14	Einmal Beatmungsbeutel	10 - 41	Elektrodencreme, -gel, -spray	6 - 18
.	4 - 15	10 - 42 bis 6	- 21
Oberflächendesinfektion	4 - 24			Elektrodenhandgriff	8 - 24
Pflegecreme	4 - 38				
.	4 - 39				
Pflegelotionen	4 - 38				

Elektrosauger	10 - 4
..... bis	10 - 9
Elite Lithium Set	9 - 46
EliteVue	9 - 52
Elmasonic	4 - 1
Elma Ultraschallreiniger u. Zubehör	4 - 1
Eltra	4 - 6
Emag	
Emmi Reiniger	4 - 2
.....	4 - 3
Heißluft Sterilisateur	5 - 1
Ultraschallreiniger u. Zubehör	4 - 2
.....	4 - 3
E-mega Blutdruckmesser	9 - 4
Emotion Nagelpflege	14 - 18
Endoragard Zahnschutz	10 - 34
Entbindungskeil	12 - 29
Entnahmebox	
megro	13 - 28
Walch	13 - 15
Entnahmekanüle	1 - 30
Enthral	
Chir. Scheren	8 - 16
Doppellöffel	8 - 16
Einmal-Instrumente	8 - 16
.....	8 - 17
Hautklammerentferner	8 - 16
Klemmen	8 - 16
Nadelhalter	8 - 16
Pinzetten	8 - 17
Scheren	8 - 16
.....	8 - 17
Verbandscheren	8 - 17
Entsorgungsbeutel	3 - 39
Epiderm Handschuhe	15 - 5
Episiotomie Schere (Einmal-)	8 - 17
.....	8 - 18
Eppendorf	
Combitips u. Adapter	3 - 19
Conical Tubes	3 - 11
ep.T.I.P.S	3 - 17
.....	3 - 18
Filterspitzen	3 - 18
Halter f. Multipette	3 - 23
Handdispenser	3 - 23
Kühl-/Mischgerät	3 - 8
Ladekarussell	3 - 23
Ladeständer	3 - 23
Micropistill	3 - 11
Multipette	3 - 23
PCR Gefäße	3 - 10
Pipetten	3 - 20
..... bis	3 - 23
Pipettenkarussell	3 - 23
Pipettenspitzen	3 - 17
..... bis	3 - 19
Pipettenständer	3 - 23
Reaktionsgefäße	3 - 10
.....	3 - 11
Thermotop	3 - 8
Tubes	3 - 11
Viscotip	3 - 19
Zentrifugen u. Zubehör	3 - 4
..... bis	3 - 7

EpreDia	
Deckgläser	3 - 42
Objekttträger u. Zubehör	3 - 42
..... bis	3 - 44
Ergometrierwagen	13 - 21
Erka	
Blutdruckmesser	9 - 10
.....	9 - 11
Druckinfusionsmanschetten	1 - 22
Stethoskope	9 - 26
Erkameter Blutdruckmesser	9 - 10
.....	9 - 11
Erlor Zimmer	
Fußskelett	13 - 56
Hautnahttrainer	8 - 37
Miniatur Torso	13 - 56
Ersatzklingen Rasierer	4 - 87
.....	4 - 89
Ersatzlampe	
Heine Optotechnik	9 - 21
.....	9 - 61
Hillrom	9 - 51
Reiher	14 - 24
Ersatzstrahler medilight	14 - 24
Erste Hilfe Koffer	10 - 19
..... bis	10 - 23
Erste Hilfe Rucksack	10 - 12
.....	10 - 16
.....	10 - 17
Erste Hilfe Tafel	10 - 25
Erste Hilfe Tasche	10 - 11
..... bis	10 - 15
.....	10 - 23
.....	10 - 24
.....	10 - 30
..... bis	10 - 33
Erste Hilfe Taschenmaske	10 - 51
Ery Test	2 - 31
Escape	9 - 44
.....	9 - 52
Esemtan	4 - 39
Esemtan Aktiv Gel	14 - 20
ES Komresse	11 - 43
Ethicon	
Hautkleber	8 - 34
Nahtmaterial	8 - 34
..... bis	8 - 37
Ethiparat Handschuhe	4 - 72
Etikettendrucker	5 - 7
Etiketten f. Systembox	13 - 28
Euroklav	5 - 2
Eurolight	9 - 62
.....	9 - 63
Euro Spender	4 - 48
Evolv Blutdruckmesser	9 - 13
Exactfit Blutdruckmesser	9 - 14
Exotic Duschcreme	4 - 42
Extra Precision Rasierer	4 - 89
Extra Sensitive Rasierer	4 - 89
Extra Spike	1 - 30
Extremitätengurt	6 - 16
EZ Huber Nadel	1 - 15

F	
Facile Biopsienadel	8 - 23
Fadenentfernungsmesser	
ratiomed	8 - 20
Swann Morton	8 - 20
Fadenschere	8 - 7
.....	8 - 8
(Einmal-)	8 - 17
Fadenziehmesser	8 - 20
Fadenziehset	8 - 20
Fächermappe	13 - 43
Fahrgestell f. Flaschen	12 - 6
Fahrtenbuch Organisator	10 - 13
Fakto Rollator	12 - 46
Faltrollstuhl	12 - 45
Farbmarkierer f. Karteitaschen	13 - 50
Farbstift z. Hautmarkierung	10 - 48
Farbtafel	9 - 64
Fassbender Hammer	9 - 72
Fastclix	2 - 10
Feather Skalpelle, Klingen, Griffe	8 - 31
Feeling Nagelpflege	14 - 18
Feilchenfeldpinzette	8 - 2
.....	8 - 4
.....	8 - 6
.....	8 - 9
(Einmal-)	8 - 15
.....	8 - 17
Fersenkissen	12 - 31
Fersenstütze	12 - 31
Festwinkelrotor	3 - 6
.....	3 - 7
Fieberthermometer u. Hüllen	9 - 32
.....	9 - 33
.....	9 - 36
..... bis	9 - 40
Filtereinlagen	5 - 1
Filterpapier Dental	15 - 6
Filterspitzen	3 - 18
Finesse Stethoskop	9 - 26
Fingergelenkverband	11 - 28
Fingerhülse	12 - 27
Fingerkraftmesser	14 - 35
Fingerkuppenpflaster	11 - 32
Fingerkuppenverband	11 - 28
Fingerling	4 - 73
.....	11 - 1
Fingerpulsoximeter	9 - 19
.....	9 - 20
Fingerschiene	
ratiomed	11 - 3
Paul Koch	11 - 2
Fingerverband	
Miro	11 - 1
Söhngen	11 - 1
.....	11 - 28
Trusetal	11 - 1
Fitness Kleingerät	14 - 26
Fitness Programm	14 - 26
..... bis	14 - 35
Fitnesswaage	9 - 79
Fixier- u. Mullbinde	
B. Braun	11 - 8
Beiersdorf	11 - 7
BSN medical	11 - 6

Hartmann, Paul	11 - 8	Papierhandtücher	4 - 113	Gentle Skin Handschuhe	4 - 65
Lohmann/Rauscher	11 - 5	Sammelkorb	4 - 57		4 - 70
Miro	11 - 4	Schaumseifenkartusche	4 - 50	Gentle Temp	9 - 38
	11 - 5	Toilettenpapier	4 - 115	Gerätewagen	13 - 20
Most Active	11 - 7	Toilettenpapier Spender	4 - 115		bis 13 - 25
Trusetal	11 - 8	Frottee Bezug	12 - 36	Geratherm	
Fixierpflaster u. -vlies			12 - 37	Blutdruckmesser	9 - 3
Beiersdorf	11 - 19		13 - 2	Fieberthermometer	9 - 33
BSN medical	11 - 22		13 - 8		9 - 40
	11 - 23	Fruchtblasensprenger	9 - 22	Pulsoximeter	9 - 19
3M	11 - 25	Fuego Computerwagen	13 - 21	Stirnthermometer	9 - 40
Hartmann, Paul	11 - 9	Fuego Ergometriewagen	13 - 21	Gesichtsauflage	4 - 100
Lohmann/Rauscher	11 - 9	Fuego Gerätewagen	13 - 21	Gesichtsmaske	10 - 45
Miro	11 - 20	Füllsortiment f. Notfalltasche	10 - 18	Gesichtsreinigung Asam	14 - 23
	11 - 21	Füllsortiment f. Verbandschränke	10 - 33	Gewebekleber	8 - 34
Smith & Nephew	11 - 10	Fuhrmann			8 - 39
	11 - 24	Chirurgisches Set	8 - 21		8 - 40
Söhngen	11 - 10	Dermatologieset	8 - 21	Gigasept	4 - 17
	11 - 24	Fadenziehset	8 - 20	Gigazyme	4 - 16
Trusetal	11 - 10	IUP Set	8 - 21	Gipsbänkenchen	12 - 34
	11 - 18	Nahtset	8 - 20	Gipsbinde	
Fixierung	1 - 20	Fußauflage	4 - 100	BSN medical	11 - 55
	1 - 21		13 - 3	Miro	11 - 55
	12 - 24	Fußcreme	14 - 21	Gipssäge	11 - 51
	bis 12 - 28	Fußgelenkfixierung	12 - 25	Gipsschutz	12 - 42
Fixomull	11 - 22		12 - 27	Gittertape	14 - 8
Flachkopfstethoskop	9 - 24	Fußmassage	14 - 29	Glasspritze	1 - 5
	9 - 28	Fußmatte	13 - 3	Glasthermometer	9 - 32
	9 - 30	Fuß Modell	14 - 7	Glaswaage	9 - 80
Flaschenfahrgestell	12 - 6	Fußpflege	14 - 18		bis 9 - 83
Flexiport Manschette	9 - 16		14 - 19	Gleichgewichtstrainer	14 - 26
Flex Temp Thermometer	9 - 32		14 - 21		14 - 29
Flex Thermometer	9 - 32	Fuß f. Praesidio	4 - 55	Glucose Test	2 - 15
	9 - 33	Fußroller	14 - 29		2 - 17
FOB Test	2 - 30	Fußskelett	13 - 56	Goniometer	9 - 70
Focus Leuchte	13 - 33				9 - 71
Folienschild	13 - 43	G		Green Cuff Manschette	9 - 11
Folienschweißgerät	5 - 6	Gäsetuch, Walkfrottier	4 - 101	Green Series Leuchte	13 - 40
	5 - 7		4 - 102		bis 13 - 42
Folienverband	11 - 20	Gammex Handschuhe	4 - 69	Green Series Wandsystem	9 - 50
	11 - 40	Ganzkörpermodell Frau/Mann	14 - 7	Greiner Stahlmöbel	
Folienwundverband	11 - 36	Ganzmetallspritze	1 - 5	Blutentnahmestuhl	13 - 5
	11 - 38	Gazintupfer	1 - 6	Dreh-/Rollhocker	13 - 5
Foliodrape Protect	10 - 38	Gebälseball	7 - 2	Patientenstuhl	13 - 5
Foliodress Haube	4 - 78	Gefrierthermometer	3 - 30	Ruheliege	13 - 4
Foliodress Kleidung	4 - 75	Gegenspiegelleuchte	13 - 31	Transportliege	13 - 4
Foliodress Mundschutz	4 - 81	Gehilfe	12 - 38	Griff Therapogramm	14 - 32
F.O. Spatel	10 - 46		bis 12 - 40	Großflächen Massagegerät	14 - 12
	10 - 47	Gehörschutz	10 - 52	Gross Maier Kornzange	8 - 3
Fotobatterie	9 - 85	Gehörschutzstöpsel	10 - 52		8 - 10
Frauenkatheter	12 - 6	Gehstockzubehör	12 - 38	(Einmal-)	8 - 13
Freizeit Verbandtasche	10 - 32	Gehstütze	12 - 39	Gross Tupferzange (Einmal-)	8 - 13
Frenzel Nystagmusbrille	9 - 66	Gehstützenhalterung	12 - 38	Guedel Tubus	10 - 48
	9 - 67	Gel Brille	14 - 12	Guest Medical	3 - 46
Fresenius		Gel Komresse	14 - 14	Guide Set	2 - 3
Entnahmekanülen	1 - 30		14 - 15	Gummibläse	9 - 1
Heidelberger Verlängerungen	1 - 27	Geocast	11 - 55	Gummihütchen	3 - 27
Infusionsgeräte	1 - 29	Gelwärmer	6 - 17	Gummikeil f. Mund	10 - 34
Transferset	1 - 30	Genius	9 - 36	Gummi Sitzring	12 - 44
Transfusionsbestecke	1 - 31			Gummispanner f. Liegenbezug	13 - 1
Verschlussstopfen	1 - 27			Gurttrenner	10 - 50
Fripa				Gwen Waage	9 - 81
Ärzttekrepp	4 - 103			Gymnastik	14 - 26
Desinfektionsmittel- u. Seifenspender	4 - 50				bis 14 - 29
Handtuchspender	4 - 106				14 - 32
Küchenrollen	4 - 114				bis 14 - 34

Gymnastikball	14 - 27	Halter f. Hygienebeutel.	4 - 60	Hansapor	11 - 34
Gymstick	14 - 33	Halter f. Multipette	3 - 23	11 - 35
.	14 - 34	Halter f. Serviette	15 - 2	Hantel	14 - 33
H		Halter f. Urinbeutel	12 - 22	Harnanalyzesystem	
Haarwaschwanne	12 - 43	Halter f. Urinflaschen	12 - 22	Analyticon	2 - 20
Haerberle		Halux Leuchte	13 - 31	Siemens	2 - 20
Abfallsammler u. Zuhör	4 - 58	Hammer		Hartteststreifen	
. bis 4 - 60		nach Babinski.	9 - 73	rationed	2 - 23
Basiswagen	13 - 20	nach Berliner	9 - 73	Analyticon	2 - 20
.	13 - 23	nach Buck	9 - 72 bis 2 - 22	
. bis 13 - 25		9 - 73	Hitado	2 - 24
Bravo Gerätewagen	13 - 20	Colorflex	9 - 72	Macherey-Nagel	2 - 17
Compact Injektionsset	13 - 14	nach Rossier	9 - 72	Roche Diagnostics	2 - 16
Compact Organisationsschrank	13 - 16	nach Troemner	9 - 73	Siemens	2 - 18
Compact Verbandmittelspender	13 - 16	Varioflex	9 - 72 bis 2 - 20	
Cupfix Ampullenöffner	10 - 14	nach Witroe	9 - 72	Ulti Med	2 - 28
Fuego Gerätewagen	13 - 21	Handabsaugpumpe	10 - 10	Hartmann Halle Spekula	8 - 11
Gegenspiegelleuchte	13 - 31	Handdispenser	3 - 23	Hartmann, Paul	
Gerätewagen	13 - 20	Handgelenkfixiergurt	12 - 24	Abdecktuch	10 - 38
.	13 - 21	12 - 25	Blutdruckmesser	6 - 7
Handschuhbox Halterung	4 - 63	12 - 27	Dosierpumpe	4 - 46
Hygienebeutel/-spender	4 - 60	Handgriff	9 - 51	Einmalbereichskleidung	4 - 75
Hygienewagen	13 - 20	9 - 61	EKG Gerät	6 - 7
Kanülenabwurfbehälter	1 - 19	10 - 46	Fixier- u. Mullbinden	11 - 8
Medikamententablett	12 - 17	10 - 47	Händedesinfektion	4 - 8
PicBox Injektionsset	13 - 14	Handkraftmesser	14 - 35	Handpflege	4 - 44
PicBox Spritzen- u.		Hand Modell	14 - 7	Handschuhe	4 - 65
Kanülsender	13 - 14	Hand- u. Nagelcreme	4 - 44	4 - 70
Leseleuchte	13 - 31	Handschuhbox Halter	4 - 62	Hautantiseptik	4 - 12
Regalwagen	13 - 24	4 - 63	Inkontinenz	4 - 98
Schrankwagen	13 - 25	Handschuhe	4 - 64	Instrumente (Einmal-)	8 - 18
Spender f. Zungenläppchen	4 - 92 bis 4 - 72		8 - 19
Spritzenspender	13 - 14	4 - 94	Kanülenfixierverband	11 - 9
Steharbeitsplatz	13 - 25 bis 4 - 96		Kurzzugbinden	11 - 46
Tupferbefeuchter	1 - 7	15 - 5	Lochtuch	10 - 38
Unterfahrwagen	13 - 24	Handtrainer		Mullkompressen	11 - 43
Untersuchungsleuchten	13 - 31	megro	14 - 28	Mundschutz	4 - 81
Variocar	13 - 23	Kern & Sohn	14 - 35	OP-Hauben	4 - 78
Verbandmittelspender	13 - 16	Martin	14 - 35	Peha Instrumente	8 - 18
Vielzweckwagen	13 - 20	Thera-Band	14 - 28	8 - 19
.	13 - 21	Handtuch Sammelkorb	4 - 57	Peha Klemmen	8 - 18
.	13 - 23	Handtuchspender		Peha Kormzangen	8 - 18
. bis 13 - 25		rationed	4 - 108	Peha Pinzetten	8 - 18
Zungenläppchen	4 - 92	megro	4 - 108	Peha Scharfe Löffel	8 - 19
Händedesinfektion	4 - 6	Fripa	4 - 106	Peha Scheren	8 - 18
. bis 4 - 11		Kimberly-Clark	4 - 109	Peha Schlitzkompressen	11 - 43
Händedesinfektionsgerät	4 - 55	Ophardt	4 - 107	Schlinggazetupfer	11 - 42
Hängeschiene	13 - 50	Handtücher		Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 23
Haftbandfixierung	12 - 27	Baumwolle	4 - 101	Spezial Kompressen	11 - 43
Hakenzange	9 - 23	4 - 102	Spuckbeutel	12 - 16
Halblamellen Wärmflasche	12 - 42	Papier	4 - 61	Verbandmull	11 - 9
Halbmikroküvette	3 - 13	4 - 110	Waschlotion	4 - 40
Halbrundrolle	 bis 4 - 113		Wundschnellverband	11 - 37
Bisanz	12 - 35	Handwaschbecken	12 - 47	Zellstoffspender	1 - 7
Paul Koch	12 - 34	Handwaschbürste	4 - 54	Zellstofftupfer	1 - 7
Halogenlampe	13 - 30	rationed, megro, Ophardt		Haube (OP)	4 - 78
.	13 - 31	Handzähler	3 - 47	4 - 79
Halstedklemme	8 - 1	Handzentrifuge	3 - 1	Haushaltspinzette	8 - 2
.	8 - 5	Hansa Clean	4 - 27	Hautantiseptik	4 - 12
.	8 - 7	Hansaplast	11 - 7	4 - 13
(Einmal-)	8 - 14	11 - 13	Hautcreme	4 - 43
.	8 - 16	11 - 19	Hautdesinfektion	4 - 14
Halter f. Handschuhbox	4 - 62	11 - 31	Hautklammerentferner	8 - 11
.	4 - 63 bis 11 - 35		(Einmal-)	8 - 16
		11 - 41	8 - 41
				8 - 42

Hautklammergerät	8 -41	Dermatoskope	9 -58	SureTemp	9 -39
	8 -42		9 -59	ThermoScan	9 -39
Hautklammermagazin	8 -41	Diagnostik Center	9 -54	Untersuchungsleuchten/Zubehör	13 -40
Hautkleber		Diagnostikleuchten	9 -42		bis 13 -42
BSN medical	8 -39	Ersatzlampen	9 -21	Wandsystem	9 -50
Ethicon	8 -34		9 -61	Hirschmann	
Trusetal	8 -40	Handgriffe	10 -47	Micropipetter	3 -25
Hautkürette	8 -22	Hygienefilter	9 -21	Pipettierhilfe	3 -25
Hautmarkierungsstift	10 -48	Kopfleuchte	9 -65	Ringcaps/Zubehör	3 -25
Hautnahttrainer	8 -37	Ladegerät	9 -61	Histofreezer	11 -57
Hautpflege		Ladegriffe/Zubehör	9 -61	Hitachi Gefäß	3 -13
Duschgel	4 -42	Laryngoskope/Zubehör	10 -47	Hitado	
Handcreme	4 -44	Lupenbrillen	9 -65	Drogenteste	2 -26
Hautcreme	4 -43	Mini 3000	9 -42	Hamteststreifen	2 -24
Pflegelotionen	4 -38		9 -57	Schnellteste	2 -25
	4 -39		9 -59	Schwangerschaftstest	2 -24
	4 -41		9 -60	Stuhlteste	2 -27
	bis 4 -43	Mundspatel	3 -51	Hitadokkult	2 -27
Pflegeshampoo	4 -42	Ohrtrichter	9 -45	Hochdruckbeutel	4 -56
Seifen	4 -40	Ophthalmoskope	9 -54	Hocker	
Vaseline	4 -42		9 -60	Dreh- u. Rollhocker	13 - 5
Waschlotionen	4 -37	Otoskope	9 -54		13 - 9
	bis 4 -41		bis 9 -57		bis 13 -13
Hautschere	8 - 2	Rektoskop/Proktoskop Set	9 -21	Duschhocker	12 -42
Haut- u. Schleimhautantiseptik	4 -12	Tip Spender	9 -55	OP Hocker	13 -11
	4 -13	Trichter Spender	9 -55	Rolltritthocker	13 -16
Hautverschluss	8 -39	Unispec	9 -21	Hockerbezug	13 - 8
	bis 8 -42		9 -45	Hodenkissen	12 -31
HB Test	2 -31		9 -55	Hörgerät Batterie	9 -84
HCG Test	2 -24	Untersuchungsleuchte	13 -34	Holtzsch Alkoholtupfer	1 - 6
	2 -29		13 -35	Holzbox f. Handtrainer	14 -28
HeartSave	10 - 1	Zubehör Untersuchungsleuchte	13 -34	Holzmundspatel	3 -51
	bis 10 - 3		13 -35	Holzstäbchen	3 -50
HeartSave Aed	10 - 1	Heißluft Sterilisator	5 - 1		3 -51
	10 - 2	Helicobacter Pylori	2 -28	Holzstethoskop	9 -27
HeartSave As	10 - 1	Helipur	4 -21	Homo Schädel	13 -55
	10 - 2	Helix Prüfkörper	5 - 3	Homo Skelett	13 -55
HeartSave Pad	10 - 1	Hema Combistix	2 -18	Hornhautbalsam	14 -21
Hecht		Hemastix	2 -19	Hose	4 -73
Blutbildzählgerät	3 -47	Hemohapto	2 -27		4 -75
Handzähler	3 -47	Henke-Sass, Wolf			4 -76
Kurzzeitmesser	3 -28	Glasspritzen	1 - 5	Hostess Papierhandtuch	4-111
Mörser	3 -35	Ohrenspritze	1 - 5	Hülle f. Komprese	14 -14
Pipettierhelfer	3 -25	Wund- u. Blasenspritze	1 - 5	Hugo Waage	9 -80
Pistillen	3 -35	Herrenkamm	12 -28	HUM	
Rollen Mischgerät	3 -47	Hettich Zentrifugen u. Zubehör	3 - 1	Beatmungsbeutel	10 -40
Schröpfungläser	14 -10		bis 3 - 3	Beatmungsmasken	10 -40
Thermometer	3 -30	Hexaquart	4 -21	Humane Fixierung	
Verschlussfolie	3 -52	HF Chirurgie	8 -24	Bisanz	12 -27
Zählkammern	3 -52		8 -25		12 -28
Heftpflaster	11 -18	Highspeed Thermometer	9 -32	Paul Koch	12 -27
	11 -19	Hillrom		Segufix	12 -24
	11 -21	Aufbewahrungsbox f. Ohrtrichter	9 -51		bis 12 -26
	bis 11 -25	Blutdruckmesser	9 -15	Hyaluron Ampullenkur	14 -23
Hegar Uterus Dilator	9 -23		9 -17	Hyaluron Augencreme	14 -22
Heidelberger Verlängerung	1 -27	EKG Geräte	6 - 8	Hyaluron Mizellen Gesichtsreinigung	14 -23
Heidelberg Verbandschrank	10 -27	Ladegriffe / Zubehör	9 -51	Hyaluron Nachtcreme	14 -22
Heideschäfer		Manschetten	9 -16	Hyaluron Reinigungsgel	14 -22
Massagefluid	14 -20	Ohrtrichter	9 -44	Hyaluron Serum	14 -22
Melkfett	4 -43	Ophthalmoskope	9 -48	Hyaluron Tagescreme	14 -22
Vaseline	4 -42		bis 9 -50		14 -23
Heimwerker Verbandkasten	10 -31	Otoskope	9 -46	Hyclick System	4 -51
Heine Optotechnik			9 -47	Hydrocool Binde	11 -54
Binokularlupen	9 -65		9 -49	Hygienebeutel u. -spender	4 -40
Blutdruckmesser	9 -55		9 -50	megro, Haeberle, Ophardt	

Hygienefilter	9 -21
Hygieneschutz	9 - 1
Hygieneschutzbezug	12 -30
Hygienewagen	13 -20
Hyperventilationsmaske	10 -49
Hypothermie Thermometer	9 -33

I	
lcheck Blutdruckmesser	9 - 14
ICI Klemme	8 -43

Idealbinde

B. Braun	11 -50
Lohmann/Rauscher	11 -50
Miro	11 -49
Iexaminer Adapter	9 -48
Igelmassageball	14 -28
Incidin Alcohol Wipes	4 -31
Incidin Foam	4 -33
Incidin Liquid	4 -33
Incidin Oxyfoam	4 -32
Incidin Oxywipe	4 -32
Incidin Premium Wipes	4 -33
Incidin Pro	4 -31
Incidin Rapid	4 -31
Incidin Wipes Flexpack	4 -33
Incubator	3 -31
Indikator Klebeband	5 -10
Indikatorstäbchen	2 -32
Infektionsschutzmittel	4 -92
Infektionsschutzset	4 -93
Influenza Test	2 -28
Infrarotlicht Strahler	14 -24
Infrarot Multifunktionsthermometer	9 -36
	bis 9 -40
Infudrop	1 -29

Infusionsgerät

megro	1 -28
B. Braun	1 -28
Becton Dickinson	1 -29
Fresenius	1 -29
Infusionsständer	1 -24
	bis 1 -26
Infusionsstuhl	13 - 5
	13 -13
Ingo man	4 -52
	bis 4 -54
	4 -60
	4 -63
	4-107

Ingo top	4 -52
----------	-------

Inhalationsgerät

Omron	12 - 3
	12 - 4
Pari	12 - 1
	bis 12 - 3
Inhalationslösung	12 - 3
Inhalator	12 - 1
	bis 12 - 4

Injektionskissen

Bisanz, Paul Koch	1 -21
Injektionsmaterialsponder	13 -14
	13 -17

Injektionspflaster

Beiersdorf	11 -13
BSN medical	11 -11
Lohmann/Rauscher	11 -12
Miro	11 -12
Söhngen	11 -10
Trusetal	11 -11
Inkontinenzhilfe	12 -21
Inkontinenz Programm	4 -97
	bis 4 -99
Insektenschutz	11 -57
Insektenstichbehandlung	11 -57
IN Stopfen	1 -27
Instrumente, chirurgische	8 - 1
	bis 8 -19
Instrumentenaufbereitung	4 -14
	bis 4 -21
Instrumentenband	8 -32
Instrumentenkennzeichnung	8 -32

Instrumentenschale

Edelstahl	13 -27
Melamin	13 -28
	13 -29
Styrol-Acrylnitril	13 -28
Instrumentenschutz	8 -25
	8 -32
Instrumententablett	13 -28
	13 -29
Instrumententisch	13 -11
Instrumentenwanne	4 -45
Instrumentenzureichungstisch	13 -11
Instru Plus	4 -15

Insulinkanüle

B. Braun	1 -10
Neopoint	1 - 8
Terumo	1 -11

Insulin Pen Nadel

Alphacheck	2 - 7
AutoShield	2 - 6
Clickfine	2 - 5
Clickfine Autoprotect	2 - 5
NovoFine	2 - 8
Optifine	2 - 5
Ultra Fine	2 - 6
Insulinspritze	1 - 2
Intersorb Plus	10 -40
Intersurgical Atemkalk	10 -40
Intrafix	1 -28
Intrafix Safeset	1 -28
Intramuskulärkanüle	1 -10
Intra Uterin Pessar	8 -21
Iontophoresegerät	14 -17

Iris

Creme Seife	4 -40
Schere	8 - 7
	8 - 8
(Einmal-)	8 -14
	8 -17
Ishihara Farbtafel	9 -64
Isopropyl Alkohol	3 -53
IUP Set	8 -21

J

Jobst Compri	11 -47
--------------	--------

K

Kai

Biopsiestanzer	8 -22
Hautküretten	8 -22
Kai Rasierer	4 -88
Kalorienzähler	14 -26
Kalt Komresse	14 -14
	14 -15

Kaltlicht Laryngoskop

Heine Optotechnik	10 -47
Kirchner & Wilhelm	10 -46
Kameraabdeckung	10 -48
Kamm	12 -28

Kanüle (Einmal-)

B. Braun	1 -10
Becton Dickinson	1 - 9
megro	8 -43
Neopoint	1 - 8
Sarstedt	3 -48
Terumo	1 -11

Kanülenabwurfbehälter u. Zubehör

megro	1 -16
rationed	1 -17
Haerberle	1 -19
Sarstedt	1 -18
	1 -19
Söhngen	1 -20
Kanülen Fixierpflaster	11 - 9
	11 -10

Kanülen- u. Spritzenspender

megro	13 -15
Haerberle	13 -14

Kapillarpipette

megro	3 -26
Brand	3 -26
	3 -27
Hirschmann	3 -25
Roche Diagnostics	3 -25
Kappe f. Gehhilfe	12 -40
Kapuzen Rettungsdecke	10 -22
Kardiologischer Schnelltest	2 -26
Karteimappe	13 -51
Karteitasche	13 -51
Karton z. Archivierung	13 -50
Kasack	4 -75
	4 -76

Katheter

Absaugkatheter	12 - 8
Frauenkatheter	12 - 6
Nelatonkatheter	12 - 7
Rektalkatheter (Darmrohre)	12 - 7
Sauerstoffkatheter	12 - 6
Tiemannkatheter	12 - 7
Katheter Set	12 - 9
Katheterstopfen	12 -21
Katheterventil	12 -21
Kehlkopfspiegel	8 -11

Kern & Sohn

Handtrainer	14 -35
Mikroskop	3 -40
	3 -41
Refraktometer	3 -41
Waage	9 -75

Kerr Zahnschutz	10 -34
-----------------	--------

Keton Test	2 -17
------------	-------

KFZ Füllsortiment	10 -33	Kittel	4 -74	Körperfettanalysewaage u.	
KFZ Verbandkasten	10 -31		4 -92	-messgerät	9 -82
KFZ Verbandtasche	10 -31		4 -94		9 -83
Kidstripe	11 -11	Klammerelektrode	6 -11	Körper Frau Modell	14 - 7
	11 -12	Klammerentfernungszange	8 -11	Körper Mann Modell	14 - 7
	11 -26		8 -41	Koffermassagebank	13 - 6
	11 -35		8 -42	Kohlendioxid Absorber	10 -40
	11 -39	Klarsichtmatte	13 - 3	Koloskopie Hose	4 -73
Kiel Verbandkasten	10 -30	Klebeadapter f. Kanülenabwurf-		Kombistopfen	1 -27
Kimberly-Clark		behälter	1 -16	Komresse	
Ärztkepp	4 -105		1 -19	rationed	14 -10
Handtuchspender	4 -109	Klebe- u. Pflasterbinde			14 -15
Kosmetiktücher	4 -61	BSN medical	11 -49	megro	14 -14
Papierhandtücher	4 -61	Miro	11 -48	B. Braun	11 -42
	4 -110	Klebering	6 -11	Beiersdorf	11 -41
	4 -111	Kleenex Kosmetiktuch	4 -61	Hartmann, Paul	11 -43
Wandhalter	4 -105	Kleenex Papierhandtuch	4 -110	Kalt-/Warm-	14 -14
Kimtech Labortuch	4 -61		4 -111		14 -15
Kimtech Pflegetuch	4 -61	Kleenspec Ohrtrichter	9 -44	Miro	11 -41
Kindergarten Verbandschrank	10 -27	Kleinzentrifuge	3 - 1	Söhngen	14 -14
Kinderstauer	1 -23		3 - 2	Trusetal	11 -17
Kinder Unterarmgehstütze	12 -39		3 - 4		11 -41
Kinder Urinbeutel	12 -22	Klemmen (chir. Instrumente)	8 - 1	Kontamed	1 -20
Kinesiologie	14 - 8		8 - 5	Kontamedchen	1 -20
	14 - 9		bis 8 - 7	Kontamedium	1 -20
King Vision Laryngoskop	10 -46		8 -10	Kontrastbeutel	7 - 2
Kirchner & Wilhelm		(Einmal-)	8 -13	Kontrolllösung	
Bandmaß	9 -70		8 -14	rationed	2 -23
Batteriegriff	10 -46		8 -16	Analyticon	2 -22
Blutdruckmesser	9 - 7		8 -18	Berger Med	2 - 2
Colorflex Hammer	9 -72	Nasen-	6 - 4	Roche	2 -14
Dermatoskope	9 -63	Universal-	8 -43		2 -15
Diagnostikleuchte	9 -42	Klettenmanschette	9 - 1	Kopfkissen	10 -36
Goniometer	9 -70		9 -11		12 -30
Infusionsständer	1 -26		9 -16		12 -34
Iontophoresegerät	14 -17	Klettverschluss f. Fingerschienen	11 - 3		12 -35
Laryngoskope	10 -46	Kling Ex Skalpellklingenabnehmer	8 -28	Kopflagerungskissen	12 -30
Leuchte	13 -32	Klinische Chemie	2 -32		12 -31
Notfalltasche	10 -46	Knierolle			12 -34
Ohrtrichter	9 -44	Bisanz	12 -35		12 -35
Ophthalmoskope	9 -62	Paul Koch	12 -34	Kopflagerungsring	12 -31
	9 -63	Knochenmarkbiopsienadel	8 -23	Kopfleuchte	9 -65
Otoskope	9 -62	Knopf- batterie	9 -84	Kopf Modell	14 - 7
	9 -63		9 -85	Kopfpolster	12 -30
Personenmessgerät	9 -70	Knopfkanüle	8 -43		12 -34
Rossier Hammer	9 -72	Knopfsonde	8 -11		12 -35
Scheidenspekula	9 -22	Koch, Paul		Kopfschmerz Brille	14 -12
Spatel	10 -46	Beinlagerungsschienen	12 -33	Kopfstützenschoner	15 - 4
Staubbinde	1 -22	Cramer Schienen	11 - 2	Kornzange	8 - 3
Stethoskope	9 -27	Fingerschienen	11 - 2		8 - 7
	9 -28	Fixierungen	12 -27		8 -10
Stimmgabel	9 -74	Gehstützenhalterung	12 -38	(Einmal-)	8 -13
Tupferbefeuchter	1 - 8	Gipsbänkchen	12 -34		8 -18
Varioflex Hammer	9 -72	Halbrollen	12 -34	Korona	
Witroe Hammer	9 -72	Injektionskissen	1 -21	Körperfett Analysewaagen	9 -82
Zeckenentferner	8 -12	Knierollen	12 -34	Personenwaagen	9 -80
Kirschkerne kissen	12 -43	Lagerungskissen	12 -33		9 -81
Kissen	10 -36	Nackenrollen	12 -34	Kosmetikeimer	4 -58
	12 -30	Sandsäcke	12 -33	Kosmetiktücher	4 -61
	bis 12 -33	Kocher Arterienklemme	8 - 1	Kräuterhof	
	12 -43	Kodan Tinktur Forte	4 -13	Ampullenkur	14 -23
	12 -45	Kodan Wipes	4 -30	Anti Cellulite Serum	14 -21
	14 -16	Körpercreme	4 -38	Augencreme	14 -22
Kissenbezug	10 -36		4 -39	Body Butter	4 -43
	12 -30		4 -41	Body Creme	4 -43
	12 -37		bis 4 -43	Creme	14 -21

Fußcreme	14 - 21	Labor Rührstäbchen		Riester	9 - 65
Gel	4 - 43	megro, Brand	3 - 29		13 - 32
Handcreme	4 - 44	Laborschale	13 - 26	LED Nystagmusbrille	9 - 66
Hornhautbalsam	14 - 21	Laborwasser	3 - 45	LED Ohrkürette	9 - 34
Mizellen Gesichtereinigung	14 - 23	Laborwecker	3 - 28	Lehrstethoskop	9 - 28
Nachtcreme	14 - 22	Lactate Teststreifen	2 - 14	Lehrtafel	13 - 53
Perfect Make up	14 - 23	Ladeinheit Hillrom	9 - 51		13 - 54
Perfect Skin Filler	14 - 23	Ladegerät f. Heine Opt. Artikel	9 - 61		14 - 2
Pferdebalsam	14 - 20	Ladegerät f. Multipette	3 - 23	Leichtgewicht Rollator	12 - 46
Pflegecreme	4 - 43	Ladegriff u. Zubehör		Leina Werke	
Pflegegel	4 - 43	Heine Optotechnik	9 - 61	Erste Hilfe Taschen	10 - 31
Reinigungsgel	14 - 22	Hillrom	9 - 51		bis 10 - 33
Serum	14 - 22	Ladekarussell	3 - 23	Füllsortiment	10 - 33
Shampoo	4 - 42	Ladybag	12 - 21	Verbandkasten	10 - 31
Solecreme	4 - 42	Lätzchen	4 - 73	Lemon Sticks	12 - 17
Tagescreme	14 - 22	Lagerungshilfe		Lenkelast	11 - 45
	14 - 23	megro	12 - 30	Lenkideal	11 - 50
Kraftsack	4 - 57	Bisanz	1 - 21	Leseleuchte	13 - 31
Krafttraining	14 - 33		12 - 29	Leuchte	
Krankentrage	10 - 37		bis 12 - 31	Haeberle	13 - 31
Krankenunterlage			12 - 35	Heine Optotechnik	13 - 34
megro	4 - 97		12 - 43		13 - 35
ratiomed	4 - 97	Paul Koch	1 - 21	Hillrom	13 - 40
	4 - 99		12 - 33		bis 13 - 42
Hartmann, Paul	4 - 98		12 - 34	Kirchner & Wilhelm	13 - 32
Lohmann/Rauscher	4 - 99	Lagerungskissen	12 - 32	Luxamed	13 - 33
Werkmeister	4 - 97		12 - 33	Mach, Dr.	13 - 36
Kreppfix	4 - 92	Lagerungsschiene	12 - 32		bis 13 - 39
Krücken	12 - 39		12 - 33	Provita	13 - 30
	12 - 40	Lamellenstopfen	3 - 12	Riester	13 - 32
Krückenband	12 - 40	Langenau Tablett	12 - 17	Leukomed	11 - 26
Kryotherm Kissen	14 - 16	Lang Stereotest	9 - 64	Leuko Pipette	3 - 46
Kryotherm Nackenschal	14 - 16	Langzeit Blutdruckmesser	9 - 10	Leukoplast	11 - 11
Küchenrolle	4 - 114	Langzugbinde	11 - 48		11 - 23
Kühlbinde	11 - 54	Lanzette für Blutentnahmegeräte			11 - 27
Kühlgerät	3 - 8	megro	2 - 8	Leukosan	
Kühlspray	14 - 12	Berger Med	2 - 9	Hautkleber	8 - 39
Kühlthermometer	3 - 30	Roche Diagnostics	2 - 10	Wundnahtstreifen	8 - 39
Küretten	8 - 22		2 - 13	Leukosilk	11 - 23
	9 - 34	Laptop Wagen	13 - 25	Leukostrip Wundnahtstreifen	8 - 42
	9 - 35	Laryngoskop		Leukotape	11 - 49
Küvette	3 - 13	Ambu	10 - 46	Lichttherapiegerät	14 - 25
Küvettentest	2 - 31	Heine Optotechnik	10 - 47	Liege	13 - 1
Kunststoff Nierenschale	12 - 10	Kirchner & Wilhelm	10 - 46		13 - 4
	12 - 11	Larynxmaske	10 - 45		13 - 6
Kunststoff Ohrkürette	9 - 34	Larynxtubus	10 - 44		13 - 7
	9 - 35	Latex OP Handschuhe	4 - 69	Liegenauflage	4 - 100
Kunststoff Spatel	3 - 51		bis 4 - 71		4 - 103
Kurzzeitmesser	3 - 28	Latex Schutzhandschuhe	4 - 95		bis 4 - 106
Kurzzugbinde		Latex Untersuchungshandschuhe	4 - 64		13 - 2
BSN medical	11 - 47		bis 4 - 66		13 - 3
Hartmann, Paul	11 - 46		15 - 5	Liegenbezug	4 - 100
Lohmann/Rauscher	11 - 46	Latschenkiefer Massage-Fluid	14 - 20		13 - 2
Miro	11 - 46	Lederhülle	13 - 49	Life Key	10 - 50
Most Active	11 - 46	LED Leuchte		Lifosan soft	4 - 40
Kuscheldecke	13 - 3	Haeberle	13 - 31	Liquifix	1 - 8
		Heine Optotechnik	9 - 65	Liquimed	1 - 8
			13 - 34	Lister Verbandschere	8 - 3
			13 - 35		8 - 5
		Hillrom	13 - 40		bis 8 - 8
			bis 13 - 42	Littmann Stethoskop	9 - 29
		Kirchner & Wilhelm	13 - 32		bis 9 - 31
		Luxamed	13 - 33	Load Check Chargenkontrolle	5 - 3
		Mach, Dr.	13 - 36	Load Check Indikator	4 - 4
			bis 13 - 39	Lochtuch	10 - 38
		Provita	13 - 30		10 - 39

Lockweiler			
Aufbewahrungsschrank	13 - 18		
Handwaschbecken	12 - 47		
Windeleimer	12 - 47		
Löffel (Einmal-)	8 - 13		
	8 - 15		
	8 - 16		
	8 - 19		
Löffel (Mehrweg-)	12 - 14		
Löffel nach Volkmann	8 - 11		
(Einmal-)	8 - 15		
Löffel nach Willinger	8 - 11		
(Einmal-)	8 - 19		
Lohmann/Rauscher			
Fixier- u. Mullbinden	11 - 5		
Handschuhe	4 - 64		
	4 - 71		
Idealbinden	11 - 50		
Injektionspflaster	11 - 12		
Kanülenfixierpflaster	11 - 9		
Krankenunterlagen	4 - 99		
Kurzzugbinden	11 - 46		
Schlauchverbände	11 - 53		
Schlinggazetupfer	11 - 44		
Spezialwundauflagen	11 - 40		
Universalbinden	11 - 45		
Wundschnellverband	11 - 36		
Lomatuell	11 - 40		
Louis Waage	9 - 80		
Lungenfunktion			
Omron	6 - 5		
Pari	6 - 5		
Riester	6 - 1		
Vitalograph	6 - 2		
	bis 6 - 5		
Lupenbrille	9 - 65		
Luxamed			
Diagnostikleuchte	9 - 42		
Ohrtrichter	9 - 53		
Otосkope	9 - 53		
Reflexhammer	9 - 73		
Untersuchungsleuchten	13 - 33		
Luxascope Auris	9 - 53		
M			
Mach, Dr.			
Deckenleuchten	13 - 38		
	13 - 39		
OP Leuchten	13 - 39		
Stativleuchten	13 - 36		
	13 - 37		
Wandleuchten	13 - 37		
	bis 13 - 39		
Zubehör OP Leuchten	13 - 39		
Macherey-Nagel			
Indikatorstäbchen	2 - 32		
Teststreifen	2 - 17		
Macro View Otосkop	9 - 46		
	9 - 47		
Madera Waage	9 - 81		
Madrid Verbandschrank	10 - 27		
Magazin f. Hautklammergerät	8 - 41		
Magenta Handschuhe	4 - 66		
Magenta Pearl Handschuhe	4 - 68		
Maier Tupferzange	8 - 7		
(Einmal-)	8 - 13		
Make up	14 - 23		
Makroküvette	3 - 13		
Mandrin	1 - 12		
Maniküre u. Pediküre	14 - 18		
	bis 14 - 20		
Manisoft	4 - 41		
Manschettenbezug	9 - 1		
	9 - 11		
	9 - 16		
Mantel	4 - 75		
	4 - 77		
Manuelle Instrumentenaufbereitung	4 - 14		
	bis 4 - 17		
	4 - 20		
	4 - 21		
Manu Handschuhe	4 - 94		
	4 - 95		
Mark IV Beatmungsbeutel	10 - 42		
Marker f. Karteitaschen	13 - 50		
Marker z. Hautmarkierung	10 - 48		
Martin			
Handtrainer	14 - 35		
Skalpelle, Klengen	8 - 30		
Marx, Dr. Replantat Versorgung	10 - 35		
Maschinelle Instrumentenaufbereitung	4 - 18		
	4 - 19		
Maske f. Beatmungsbeutel	10 - 40		
	10 - 43		
Maske f. OP	4 - 79		
	4 - 81		
Maske f. Sauerstoff	12 - 5		
Massageball	14 - 28		
Massagefluid	14 - 20		
Massagegerät	14 - 12		
Massageglas	14 - 10		
Massageliege	13 - 6		
Massagerolle	14 - 28		
	14 - 29		
Master Cardiology Stethoskop	9 - 30		
Master Classic Stethoskop	9 - 30		
Masterlight	13 - 32		
Mastermed Blutdruckmesser	9 - 7		
Mathieu Nadelhalter	8 - 3		
	8 - 5		
Matratzenschonbezug	4 - 97		
Maxi Minima Thermometer	3 - 30		
Maxi Wundschnellverband	11 - 39		
Maya Waage	9 - 80		
Mayer Sitzmöbel			
Arbeitsdrehhocker	13 - 12		
Arbeitsstuhl	13 - 12		
Drehhocker	13 - 12		
Drehstuhl	13 - 12		
Funktionsdrehstuhl	13 - 13		
Mayo Hegar Nadelhalter	8 - 3		
	8 - 5		
	8 - 7		
	8 - 10		
(Einmal-)	8 - 13		
	8 - 14		
	8 - 16		
McIntosh Spatel	10 - 46		
	10 - 47		
Medap Absauggeräte	15 - 1		
Medax			
Aspirationsnadeln	8 - 23		
Biopsienadeln	8 - 23		
Facile Nadeln	8 - 23		
Knochenmarkbiopsienadeln	8 - 23		
MED Nadeln	8 - 23		
Medica Arzttasche	13 - 47		
Medicare Arzttasche	13 - 44		
Medicool Kühlspray	14 - 12		
Medicus Blutdruckmesser	9 - 8		
	9 - 9		
Medikamentenbecher	12 - 12		
Medikamenten Dispenser u. Tablett			
ratiomed	12 - 19		
megro	12 - 17		
	12 - 18		
Haeberle	12 - 17		
Medikamentenschrank	13 - 17		
	bis 13 - 19		
Medikrepp	4 - 104		
Medilight	14 - 24		
	14 - 25		
Medilight Arzttasche	13 - 46		
Medimex			
Schuhe	4 - 83		
Verbrauchsmaterial f. HF Chirurgie	8 - 24		
	8 - 25		
Medi Müll	1 - 19		
Medioplast Klemme	8 - 43		
Mediplogs Schuhe	4 - 83		
Medistar Blutdruckmesser	9 - 9		
Meditemp Fieberthermometer	9 - 32		
	9 - 33		
Medi Test Teststreifen	2 - 17		
Meditrade Handschuhe	4 - 65		
	4 - 66		
	4 - 70		
Mediwood	3 - 50		
	3 - 51		
Medizinbecher	12 - 12		
MED Nadeln	8 - 23		
MED & ORG			
Abheftstreifen	13 - 50		
Adressfeld Aufkleber	13 - 52		
Altarchivkarton	13 - 50		
Befundhüllen	13 - 52		
Behandlungsverlauf	13 - 51		
Farbmarkierer	13 - 50		
Hängeschienen	13 - 50		
Karteimappen	13 - 51		
Karteitaschen	13 - 51		
Lederhülle	13 - 49		
Signalkarten	13 - 50		
Sonografie Befundhüllen	13 - 52		
Terminbücher	13 - 49		
Terminplaner	13 - 49		
Terminzettel	13 - 52		
Verordnungsplan	13 - 52		
Medtronic			
Nahtmaterial	8 - 38		
Pulsoximeter	9 - 19		
megroCid	4 - 22		
megroIDplus	4 - 17		
megroMan	4 - 6		
megroPlate	2 - 31		
megroSept	4 - 22		

megroSkin	4 - 14	Microalbumin	2 - 17	Miro fix	11 - 53
megro Wipes System	4 - 35		2 - 19	Miro fixorip	11 - 4
Mehrfachaufhänger	1 - 26		2 - 24	Miro haft	11 - 4
Mehrkanalpipette	3 - 20		2 - 28	Miro ideal	11 - 49
	3 - 21	Microalbustix	2 - 19	Miro Kidstripe	11 - 12
Mehrweg Nierenschale	12 - 10	Microfine Spritze	1 - 2	Miro lan	11 - 46
	12 - 11	Microlance Kanüle	1 - 9	Miro last	11 - 52
Mehrweg Schnabelbecher	12 - 13	Micropipetter	3 - 25	Miro longelast	11 - 48
Mehrweg Schnabeltasse	12 - 13	Micro Pipettierhelfer	3 - 24	Miro med	11 - 30
Mehrweg Trinkhilfe	12 - 11	Micro Pipex	3 - 25	Miro mull	11 - 5
	12 - 13	Micropistill	3 - 11	Miro plast	11 - 30
Melacontrol	5 - 2	Micropore	11 - 25	Miro pore	11 - 21
Meladem	5 - 6	Migräne Brille	14 - 12	Miro pretape	11 - 51
Meladoc	5 - 7	Mikroalbumin	2 - 24	Miro silikon tape	11 - 20
Melaflash	5 - 2		2 - 28	Miro silk	11 - 21
Melafol	5 - 10	Mikrobac	4 - 23	Miro soft	11 - 51
Melag		Mikrocount	2 - 27	Miro stretch	11 - 20
Autoklaven	5 - 2	Mikro Kapillarpipette		Miro stripe	11 - 12
Chargenkontrollsystem	5 - 2	megro	3 - 26	Miro tape	11 - 48
Dokumentationshilfe	5 - 7	Brand	3 - 26	Miro tip	11 - 1
Euroklav	5 - 2		3 - 27	Miro tube	11 - 52
Heißluft-Sterilisatoren	5 - 1	Hirschmann	3 - 25	Miro tubiquick	11 - 52
Melacontrol	5 - 2	Roche Diagnostics	3 - 25	Mischgerät	3 - 8
Meladem	5 - 6	Mikroliterzentrifuge	3 - 3		3 - 47
Meladoc	5 - 7	Mikroskop Kern & Sohn	3 - 40	Mitsubishi	
Melaflash	5 - 2		3 - 41	Ersatzrollen	6 - 9
Melafol	5 - 10	Mikro Zentrifuge	3 - 4	Video-Printer	6 - 8
Melanet Box	5 - 2		3 - 6		6 - 9
Seal Check	5 - 7	Mikrozid AF	4 - 29	Mizellen Gesichtereinigung	14 - 23
Siegelgerät	5 - 6		4 - 30	Modelle Akupunktur	14 - 1
	5 - 7	Mikrozid Paa	4 - 30		14 - 7
Vacuklav	5 - 2	Mikrozid Sensitive	4 - 29	Modelle anatomisch	13 - 55
Wasseraufbereitungsanlage	5 - 6	Mikrozid Universal	4 - 28		13 - 56
Melanet Box	5 - 2	Mini Arzttasche	13 - 43	Mörser	
Melaseal	5 - 6	Mini Incubator	3 - 31	Contacto	3 - 35
	5 - 7	Minimus II Blutdruckmesser	9 - 4	Hecht	3 - 35
Meliseptol Formula	4 - 22	Miniposter Booklet	13 - 54	Vitalab	3 - 35
Meliseptol HBV Tücher	4 - 21	Miniset Verbandtasche	10 - 30	Mörser f. Tabletten	12 - 18
Meliseptol Rapid	4 - 22	Mini Spike	1 - 30	Molinea	4 - 98
Meliseptol Wipes sensitive	4 - 21	Minispin	3 - 4	Mollelast	11 - 5
Melkfett	4 - 43	Minitest ratiomed	2 - 31	Mona Waage	9 - 80
Memphis Decke	13 - 3	Minitoilette	12 - 21	Monitor	9 - 18
Menzel		Miro		Monoclix Lanzetten	2 - 8
Deckgläser	3 - 42	Fingerverband	11 - 1	Monocryl Plus Nahtmaterial	8 - 34
Objektträger u. Zubehör	3 - 42	Fixier- u. Mullbinden	11 - 4		bis 8 - 36
	bis 3 - 44		11 - 5	Mononukleose	2 - 25
Messband	9 - 70	Fixierpflaster u. -vlies	11 - 20	Monosof Nahtmaterial	8 - 38
	9 - 71		11 - 21	Monovette	3 - 48
Messbecher		Folienverband	11 - 20		3 - 49
Contacto	3 - 34	Gipsbinden	11 - 55	Moorkompresse	14 - 10
Vitalab	3 - 33	Idealbinden	11 - 49	Moosgummischuh	14 - 12
Walch	3 - 34	Injektionspflaster	11 - 12	Mosquitoklemme	8 - 1
Messschaufel	3 - 34	Klebe- u. Pflasterbinden	11 - 48		8 - 5
Messstab	9 - 70	Kompressen	11 - 41		8 - 7
	9 - 71	Kurzzugbinden	11 - 46	(Einmal-)	8 - 14
	9 - 75	Langzugbinden	11 - 48		8 - 16
	bis 9 - 79	Schlauchverbände	11 - 52		8 - 18
Metallplattenelektrode	6 - 16		11 - 53	Most Active	
Metzenbaumschere	8 - 7	Universalbinden	11 - 45	Fixier- u. Mullbinden	11 - 7
	8 - 8	Unterzugbinden	11 - 51	Kühlbinden	11 - 54
(Einmal-)	8 - 14	Zinkleimbinden	11 - 54	Kurzzugbinden	11 - 46
	8 - 17	Miro acryl	11 - 48	Spezialpflaster	11 - 37
Michelzange	8 - 11	Miro biacryl	11 - 48	Mousticlick	11 - 57
Micral Test	2 - 16	Miro castlonguette	11 - 55	Mucasol	4 - 5
Micro Air	12 - 3	Miro clearfix	11 - 21	Mucocit	4 - 16
		Miro derm	11 - 21		

Müllbeutel	3 -39	(Einmal-)	8 -13	Ambu	10 -50
	4 -56		8 -14		10 -51
	4 -57		8 -16	Dräger Safety	10 -53
	4 -60			Söhngen	10 -49
Mulimed	9 -36	Nährboden		Notfall Koffer	
Mullbinde	11 - 4	megro	2 -31	megro	10 -19
	bis 11 - 8	Orion Diagnostica	2 -30	Cederroth	10 -23
Mullkomresse		Roche Diagnostics	2 -30	Söhngen	10 -22
B. Braun	11 -42	Schülke	2 -27	Weinmann	10 -20
Beiersdorf	11 -41	Nagelbürste	4 -54		10 -21
Hartmann, Paul	11 -43	Nagelcreme	4 -44	Notfall Reinigungsset	4 -96
Miro	11 -41	Nagelfeile	14 -20	Notfallrucksack	10 -12
Trusetal	11 -41	Nagelhautzange	8 - 3		10 -16
Multiadapter	3 -49	Nagelpflege	14 -18		10 -17
Multi Drogentest	2 -26		bis 14 -20	Notfall Sauger	
	2 -29	Nagelschere	8 - 2	Asskea	10 - 5
Multify Kanüle	3 -48		8 - 8	Atmos	10 - 6
Multifunktionsstisch	13 -22	Nagelzange	14 -20		bis 10 - 9
Multipette	3 -23	Nahtmaterial		Weinmann	10 - 4
Multi Safe Kanülenabwurfbehälter	1 -18	Ethicon	8 -34	Notfall Schild	13 -43
	1 -19		bis 8 -37	Notfalltasche	10 -11
Multistix	2 -18	Medtronic	8 -38		bis 10 -15
	2 -19	Resorba	8 -33		10 -23
Multitex Rolle	4 -34	Nahtset	8 -20		10 -24
Mundkeil	10 -34	Namensbänder	12 -28		10 -46
Mundpflege Stäbchen	12 -17	Nasenklemme	6 - 4	Nova Arzttasche	13 -46
Mundschutz		Nasenspekula	8 -11	Nova Line Ärztekrepp	4-103
megro	4 -80	Natriumcitratlösung	1 -32	NovoFine Pen Nadel	2 - 8
rationed	4 -80	Natura Papierhandtuch	4-111	Novo Nordisk Nadel	2 - 8
3M	4 -79	Naturborstenbürste	14 -12	Nürnberg Mantel	4 -77
Hartmann, Paul	4 -81	Nelatonkatheter	12 - 7	Nystagmusbrille	9 -66
Mundschutztuch	10 -49	Nellcor Pulsoximeter	9 -19		9 -67
	bis 10 -51	Neodisher	4 -18		
Mundspatel			bis 4 -20		
megro	3 -51	Neopoint Kanüle	1 - 8		
Heine Optotechnik	3 -51	Neopen Hantel	14 -33		
Mundspülbecher	15 - 2	Nervenstimulator			
Mundspülung	15 - 2	Omron	14 -13	O	
Muskelstimulator	14 -13	Promed	14 -13	Oberflächendesinfektion	4 -21
MVSA Spot Check Monitor	9 -18	Netzverband	11 -52		bis 4 -37
Myjazz Drehstuhl	13 -13		11 -53	Objektträger	3 -42
Mylife Pen Nadeln	2 - 5	Neuraltherapiekanüle	1 -10		3 -43
Mylife Sicherheitslanzette	2 -12	Neuroathletik	14 -30	Objektträgerbox	3 -44
Mylife Unio	2 - 3		14 -31	Octenident	15 - 2
Mymax Drehstuhl	13 -12	Neurotraining	14 -31	Octeniderm	4 -13
Mypunto Drehhocker	13 -12	Nexa Compact	4 -50	Octenilin	11 -42
Myvito Drehhocker	13 -12	Nierenschale		Octenisept	4 -13
		Edelstahl, Einmal-, Kunststoff	12 -10	Oculus	
			12 -11	Sehrprüftafel	9 -64
N		Nissenkamm	12 -28	Stereotest	9 -64
Nabelschnurschere	9 -23	Nitril Schutzhandschuhe	4 -94	Öko Decke	10 -37
Nachtcreme	14 -22		4 -96	Ölmassagetuch	4-100
Nachtstuhleinsatz	12 -44	Nitril Untersuchungshandschuhe	4 -66	Ölspray	8 -25
Nackenkissen	12 -30		bis 4 -68	Ohrdauernadeln	14 - 4
	14 -16	Nitrit Test	2 -17	Ohren Modell	14 - 7
Nackenrolle	12 -34		2 -21	Ohrenspritze	
	12 -35	Non Contact	9 -40	Henke-Sass, Wolf	1 - 5
Nackenrollenbezug	12 -36	Noppenmoosgummischuh	14 -12	Zepf Medical	1 - 6
	12 -37	Normtray Filtereinlagen	5 - 1	Ohrfieberthermometer	9 -36
Nadelhalter	8 - 3	Notdienst Schild	13 -43		bis 9 -40
	8 - 5	Notfall Beatmungshilfe	10 -49	Ohrkürette	9 -34
	8 - 7		bis 10 -51		9 -35
	8 -10	Notfall Gurtrenner	10 -50	Ohrkugel	14 - 3
		Notfall Hilfen		Ohrpinzette	8 - 9
		rationed	10 -50	Ohrspülsystem u. Zubehör	9 -35
			10 -51		9 -36

Ohrtp	9 - 35	OP Schuhe	4 - 83	Papierrollenhalter f. Liege	13 - 7
. bis 9 - 40	 bis 4 - 85		Papiersack	4 - 57
. 9 - 43		Opsite	11 - 24	Papierstaschentuch	4 - 114
. bis 9 - 45		OP Socke	4 - 77	Pappmündstücke	6 - 1
. 9 - 53	 4 - 81	 6 - 4	
Ohrtrichter f. Otoclear	9 - 35	Optifine	2 - 5 bis 6 - 6	
Ohrtrichterspender	9 - 51	Optisal	4 - 24	Parafilm	3 - 52
. 9 - 55		Optisept	4 - 24	Parat Brandfluchthaube	10 - 53
Olsen Nadelhalter	8 - 10	Optomed	11 - 17	Pari	
Omnifix	1 - 3	OP Tuch	10 - 38	Inhalationsgeräte	12 - 1
Omron	 10 - 39	 bis 12 - 3	
Blutdruckmessgeräte u. Zubehör	9 - 12	OP Überschuhe	4 - 81	Inhalationslösung	12 - 3
. 9 - 13		Organisationshilfen	13 - 49	Lungenfunktion	6 - 5
Digitalthermometer	9 - 32 bis 13 - 52		Peak Flow Meter	6 - 5
. 9 - 38		Orgmed		Pari Boy Classic	12 - 1
Inhalationsgeräte u. Zubehör	12 - 3	Allzweckschrank	13 - 16	Pari Boy Free	12 - 2
. 12 - 4	 bis 13 - 19		Pari Boy Junior	12 - 1
Kalorienzähler	14 - 26	Injektionsmaterialsponder	13 - 17	Pari Boy Pro	12 - 1
Körperfett Messgerät	9 - 83	Medikamentenschrank	13 - 17	Pari Compact 2	12 - 2
Körperfettwaage	9 - 82 bis 13 - 19		Pari Compact 2 Junior	12 - 2
. 9 - 83		Verbandmaterialsponder	13 - 17	Pari O-Pep	12 - 3
Lungenfunktion	6 - 5	Oriflex System	11 - 56	Pari Peak Flow Meter	6 - 5
Mundstücke	6 - 5	Orion Diagnostica Uricult	2 - 30	Pari Protect	12 - 3
Nervenstimulator	14 - 13	Oriplast Redon Artikel	11 - 56	Pari Sinus 2	12 - 2
Peak Flow Meter	6 - 5	Ortho Clogs	4 - 84	Pari Xlent	12 - 1
Personenwaage	9 - 83	Ortolux	11 - 17	Parker	6 - 17
Schrittzähler	14 - 26	Otoclear	9 - 35 6 - 20	
Stirnthermometer	9 - 38	Otoskop	 6 - 21	
One System Plus	4 - 37	Heine Optotechnik	9 - 54	Pasteurpipette.	3 - 27
OP Bürste	4 - 54 bis 9 - 57		megro, Brand	
Open Cuff Maske	10 - 45	Hillrom	9 - 46	Patientenidentifikation	12 - 28
Operationsotoskopkopf	9 - 46 9 - 47		Patientenschuhe	4 - 82
OP Fingerling	4 - 73 9 - 49		Patientenschutz	15 - 2
OP Fix Schlauchhalter	1 - 20 9 - 50	 bis 15 - 4	
OP Gurt	12 - 28	Kirchner & Wilhelm	9 - 62	Patientenserviette	15 - 3
OP Handschuhe	4 - 69 9 - 63		Patientenserviettenhalter	15 - 2
. bis 4 - 71		Luxamed	9 - 53 4 - 82	
Ophardt		Riester	9 - 52	Patientenstuhl	13 - 5
Abfallbox	4 - 58	Otoskoptrichter	9 - 43	Patiententasche	12 - 15
. 4 - 60	 bis 9 - 45		Patientenumhang	15 - 4
Applikationshilfen	4 - 51 9 - 53		PAVK Früherkennung	9 - 9
Bürstenauffangbehälter	4 - 54	Oval Plus Beatmungsbeutel	10 - 42	PCR Gefäß	3 - 10
Bürstenspender	4 - 54	Overall	4 - 93	PDS II Plus Nahtmaterial	8 - 34
Desinfektionsmittel- u. Seifenspen.	4 - 51	Oxy control	9 - 19 8 - 36	
. bis 4 - 53		Ozon Perfusionleitung	1 - 29	PD Tips	3 - 16
. 4 - 55		Ozon Therapie	1 - 31	Peak Flow Meter	6 - 5
Händedesinfektionsgerät	4 - 55	Ozon Transfusionsbesteck	1 - 31	Pea Arterienklemme	8 - 1
Halter f. Spenderbox	4 - 63	P	 8 - 5	
Handtuchspender	4 - 107	Pagasling	11 - 42 8 - 6	
Handwaschbürsten	4 - 54	Panoptic Ophthalmoskop	9 - 48 8 - 10	
Hygienebeutelhalter	4 - 60	Papierbeutel	4 - 57	(Einmal-)	8 - 13
Schalenhalter	4 - 52 4 - 60	 8 - 18	
Standfuß f. Praesidio	4 - 55	Papierfilter	3 - 39	Pedal Trainer	14 - 26
OP Haube	 5 - 5		Pediküre u. Maniküre	14 - 18
megro	4 - 79	Papierhandtücher	 bis 14 - 20	
Hartmann, Paul	4 - 78	megro	4 - 61	Pedimed Nagelpflege	14 - 19
OP Hocker	13 - 11 4 - 112		Pedisenso Duo Nagelpflege	14 - 18
Ophthalmoskop		Fripa	4 - 113	Peha basic	4 - 70
Heine Optotechnik	9 - 54	Kimberly-Clark	4 - 61	Peha crepp	11 - 8
. 9 - 60	 4 - 110		Peha haft	11 - 8
Hillrom	9 - 48 4 - 111		Peha Instrumente	8 - 18
. bis 9 - 50		ZVG	4 - 112 8 - 19	
Kirchner & Wilhelm	9 - 62			PE Handschuhe	4 - 71
. 9 - 63			 4 - 72	
OP Leuchte	13 - 39			Peha Schlitzkomresse	11 - 43
OP Maske	4 - 79				

Peha soft	4 - 65	Pinzette (chir. Instrumente)	8 - 2	Precision Dynamics	
PE Lätzchen	4 - 73		8 - 4	Namensbänder	12 - 28
Penleuchte	9 - 41		8 - 6	Press Tack Nadel	14 - 4
	9 - 42		8 - 7	Primapore	11 - 29
Pen Nadeln	2 - 5		8 - 9	Primasept Wash	4 - 11
	bis 2 - 8	(Einmal-)	3 - 45	Primedica	
Perfect Aneroid Blutdruckmesser	9 - 11		8 - 13	Defibrillatoren	10 - 1
Perfect Make up	14 - 23		8 - 15		bis 10 - 3
Perfect Skin Wrinkler Filler	14 - 23		8 - 17	Zubehör	10 - 3
Perfektan Active	4 - 15		8 - 18	Printer	
Perform	4 - 28	HF Chirurgie	8 - 24	Mitsubishi	6 - 8
Perfusionsbesteck		Labor-	3 - 45		6 - 9
B. Braun	1 - 14	Pipette		Sony	6 - 10
Terumo	1 - 13	Brand	3 - 24	Printerpapier	
Perfusorleitung	1 - 29	Eppendorf	3 - 20	Mitsubishi	6 - 9
			bis 3 - 23	Sony	6 - 10
Perkussionshammer		Pipettenkarussell	3 - 23	ProBP Blutdruckmesser	9 - 15
megro	9 - 72	Pipettenspitzen		Procell Batterie	9 - 84
ratiomed	9 - 71	ratiomed	3 - 16	Professional Massagegerät	14 - 12
Kirchner & Wilhelm	9 - 72	Brand	3 - 16	Profi Plane Rucksack	10 - 16
Luxamed	9 - 73	Eppendorf	3 - 17	Proktoskop/Rektoskop Set	9 - 21
Riester	9 - 73		bis 3 - 19	Prolene Nahtmaterial	8 - 34
Person check	9 - 70	Pipettenständer	3 - 23		bis 8 - 37
Personenmessgerät	9 - 70	Pipettierhelfer	3 - 24	Prolind	4 - 38
	9 - 71		3 - 25	Promed	
Personenwaage	9 - 75		3 - 27	Nagelpflege	14 - 18
	bis 9 - 83	Pistill	3 - 35		14 - 19
Petrischale		Plattenelektrode	6 - 16	Nervenstimulator	14 - 13
megro, Brand	3 - 31	Plomben	5 - 5	Pronto Rasierer	4 - 88
Pferdebalsam	14 - 20	Plum		Protector Rasierer	4 - 87
Pflasterabroller	11 - 22	Augennotfallstation	10 - 29	Protein Test	2 - 17
Pflaster- u. Klebebinde		Augenspray	10 - 28	Protexis Handschuhe	4 - 69
BSN medical	11 - 49	Augenspülflasche	10 - 28	Provisio Absaugpumpe	10 - 5
Miro	11 - 48	Augenspülstation	10 - 29	Provita Leuchten	13 - 30
Pflasterspender	11 - 14	Nachfüllpacks	11 - 14	Prüfanschmutzungstest	5 - 4
	bis 11 - 16	Pfütterbinde u. -verband	11 - 15	Pfütterbinde u. -verband	11 - 46
Pflegecreme	4 - 38	Pflasterspender	11 - 14	Pulsoximeter	
	4 - 39		11 - 15	Creative Medical	9 - 19
	4 - 42	Spüllösung	10 - 28		9 - 20
	4 - 43	Plurazyme	4 - 14	Geratherm	9 - 19
Pflegegel	4 - 43	Pocket LED	9 - 49	Medtronic	9 - 19
Pfiegelotion	4 - 38	Pocket Plus LED	9 - 49	Pulsuhr megro	9 - 41
	4 - 39	Polsterbinde	11 - 51	Pumpdosierer	4 - 46
	4 - 41	Polysorb Nahtmaterial	8 - 38		4 - 47
Pflege Shampoo	4 - 42	Portkanüle	1 - 15		4 - 51
PFM medical		PPS Blutentnahmegesät	1 - 26	Pursept A	4 - 29
Portkanülen	1 - 15	PPS Transfusionsbesteck	1 - 31	Pur Zellin	1 - 7
PGA Nahtmaterial	8 - 33	Practicus Arzttasche	13 - 45	Push Abfallbehälter	4 - 58
PH Fix Teststäbchen	2 - 32	Prämeta			
Photometer		Aqua Protect	12 - 42	Q	
Analyticon	2 - 20	Venenstauer	1 - 23	Quadra Wundverband	11 - 38
Roche Diagnostics	2 - 15	Präparierschere	8 - 7	Quartamon Med	4 - 28
Siemens	2 - 20		8 - 8	Quickfix Pflasterspender	11 - 14
PicBox Injektionsset	13 - 14	Praesidio	4 - 55		11 - 15
PicBox Spritzen- u. Kanülenspender	13 - 14	Präzisions Dispenser Tips	3 - 16	Quickpad Alkoholtupfer	1 - 6
Piccolight	9 - 62	Prakticus Blutdruckmesser	9 - 2		
	9 - 63	Praxisliege	13 - 1		
Piccolo Verbandschrank	10 - 27		13 - 6		
Picco Novo	4 - 59		13 - 7		
Pilates Ball	14 - 27	Praxisorganisationshilfen	13 - 49		
Pillenkruiser	12 - 18		bis 13 - 52		
Piil Mate Tablettenzerkleinerer	12 - 18	Praxiswagen	13 - 20		
Pillow Paws	4 - 82		bis 13 - 25		
Pinard Stethoskop	9 - 27	Precisa Blutdruckmesser	9 - 4	R	
Pink Pearl Handschuhe	4 - 68	Precise Hautklammergerät	8 - 41	Radfahrer Verbandtasche	10 - 30

Rasierer (Einmal-)					
ratiomed, megro, Kai, Wilkinson	4	- 88			
			4	- 89	
Rasierschaum	4	- 87			
Reagenzglasgestell	3	- 13			
Reagenzien f. Kleinstphotometer	2	- 31			
Reagenzien / Klinische Chemie	2	- 32			
Reagenzröhrchen	3	- 12			
			3	- 14	
Reaktionsgefäß					
megro	3	- 9			
Brand	3	- 9			
Eppendorf	3	- 10			
			3	- 11	
Red Dot Elektrode	6	- 15			
Redon Drain	11	- 56			
Redonflasche					
megro	11	- 56			
Oriplast	11	- 56			
Redon Set	11	- 56			
Red Pearl Handschuhe	4	- 68			
Reference Pipette	3	- 21			
			3	- 22	
Reflexhammer					
megro	9	- 72			
ratiomed	9	- 71			
Kirchner & Wilhelm	9	- 72			
Luxamed	9	- 73			
Riester	9	- 73			
Reflexionsphotometer	2	- 15			
			2	- 20	
Refraktometer	3	- 41			
Regalwagen	13	- 24			
Regent Blutdruckmesser	9	- 3			
Reibschale	3	- 35			
Reiher					
Lichttherapiegeräte/Zubehör	14	- 25			
Wärmestrahler	14	- 24			
			14	- 25	
Reiner Spritze	1	- 6			
Reinigungsgel	14	- 22			
Reinigungskontrolle	4	- 4			
Reinigungskorb	4	- 1			
			4	- 3	
Reinigungsset	4	- 96			
Reiseset Verbandtasche	10	- 32			
Rektalkatheter (Darmrohre)	12	- 7			
Rektoskop/Proktoskop Set	9	- 21			
Relaxator	14	- 30			
Relax Brille	14	- 12			
Relaxon Basic	12	- 45			
Rendell Baker Maske	10	- 43			
Replantat Versorgung	10	- 35			
Rescue Pump	10	- 10			
Rescue Taschenmaske	10	- 51			
Research Plus Pipette	3	- 20			
Resitest	4	- 4			
Resolon Nahtmaterial	8	- 33			
Resorba Nahtmaterial	8	- 33			
Retungsdecke					
ratiomed	10	- 22			
Söhngen	10	- 22			
Retungsrucksack	10	- 12			
			10	- 16	
			10	- 17	
Retungsschere	8	- 26			
Rettungstuch	10	- 36			
Ri-champion Blutdruckmesser	9	- 6			
Riester					
Blutdruckmesser	9	- 4			
			bis 9	- 6	
Diagnostikleuchten	9	- 42			
Leuchten	13	- 32			
Lungenfunktion	6	- 1			
Mundstücke	6	- 1			
Ohrtrichter	9	- 44			
Otoskope	9	- 52			
Perkussionshämmer	9	- 73			
Stethoskope	9	- 27			
Stimmgabeln	9	- 74			
Stirnlampen	9	- 65			
Thermometer u. Hüllen	9	- 40			
Ri-focus	9	- 65			
Ri-magic	13	- 32			
Ringcaps					
Hirschmann	3	- 25			
Roche Diagnostics	3	- 25			
Ri-Pen	9	- 42			
Ri-scope	9	- 44			
			9	- 52	
Ri-thermo N Thermometer	9	- 40			
Roadbag	12	- 21			
Roche Diagnostics					
Analysegerät u. Zubehör	2	- 13			
			bis 2	- 15	
Blutlanzetten	2	- 10			
Blutzuckermessgeräte	2	- 3			
			2	- 4	
Blutzuckerteststreifen	2	- 4			
			2	- 15	
Harnteststreifen	2	- 16			
Kardiologische Schnellteste	2	- 26			
Lactate Teststreifen	2	- 14			
Lanzetten	2	- 10			
			2	- 13	
Nährböden	2	- 30			
Ringcaps	3	- 25			
Sicherheitslanzetten	2	- 10			
Rochester Klemme	8	- 10			
Rociale					
Einmal Instrumente	8	- 14			
			8	- 15	
Hautklammerentferner	8	- 42			
Klemmen	8	- 14			
Nadelhalter	8	- 14			
Pinzetten	8	- 15			
Scharfe Löffel	8	- 15			
Scheren	8	- 14			
Röntgenbuchstaben	7	- 2			
Röntgenkopfteil	7	- 3			
Röntgensortiment	7	- 3			
Röntgentischauflage	7	- 2			
Röntgenzubehör	7	- 2			
			7	- 3	
Rollator	12	- 46			
Rollen Mischgerät	3	- 47			
Rollflex	11	- 18			
			11	- 40	
Rollhocker	13	- 5			
			13	- 9	
			bis 13	- 13	
			13	- 16	
Rollpore	11	- 18			
Rollsilk	11	- 18			
Rollstick	11	- 18			
Rollstuhl	12	- 45			
Rollstuhlwaaage	9	- 75			
			9	- 76	
Roll Tritt Hocker	13	- 16			
Romy Waage	9	- 81			
Rosidal	11	- 46			
Rossier Hammer	9	- 72			
Rotasept	4	- 16			
Rotafix	3	- 3			
Rotor					
Eppendorf	3	- 4			
			bis 3	- 7	
Hettich	3	- 1			
			bis 3	- 3	
RT-Anschluss f. Elektroden	6	- 16			
Rucksack Verbandtasche	10	- 30			
Rüdiger Lehrtafeln	13	- 53			
			13	- 54	
			14	- 2	
Rührspatel	3	- 29			
Rührstäbchen					
megro, Brand	3	- 29			
Ruheliege	13	- 4			
Rundfilter	5	- 5			
Rundkorb Emmi	4	- 3			
Russka	12	- 43			
RX Spender	4	- 51			
Rydel-Seiffer Stimmgabel	9	- 74			
S					
Sägeblatt f. Gips säge	11	- 51			
Säuglingslagerungshilfe	12	- 29			
			12	- 32	
Säuglingswaage	9	- 75			
			9	- 76	
			9	- 78	
Säulenwaage	9	- 75			
			9	- 77	
			9	- 79	
Safe Box	1	- 16			
			1	- 17	
Safe Lock	3	- 10			
Safe T Pro	2	- 10			
Safety Kanüle	3	- 48			
Safety Lanzette	2	- 12			
Salbendose	3	- 44			
Salvadio	11	- 1			
Salvequick Nachfüllpacks	11	- 16			
Salvequick Pflasterspender	11	- 16			
Samco Clinhand					
OP-Socke	4	- 81			
Schürzen (Einmal-)	4	- 74			
Sammelkorb	4	- 57			
Sanaphon Blutdruckmesser	9	- 4			
Sandsack	12	- 31			
			12	- 33	
Sanduhr	9	- 41			
Sangodrop	1	- 31			
Sani Cloth Active	4	- 31			
Santral Abfallbox	4	- 58			
Santral Spender	4	- 107			

Sarstedt					
Kanülen	3 - 48				
Kanülenabwurfbehälter	1 - 18				
	1 - 19				
Monovetten	3 - 49				
Multiadapter	3 - 49				
Safety Lanzetten	2 - 12				
Sedivetten	3 - 46				
S-Monovetten	3 - 49				
Tischständer	3 - 46				
Urin Monovette	3 - 49				
Urinsammelgefäße	3 - 38				
Uriset	3 - 38				
Sauerstoffbrille	12 - 5				
Sauerstoffflaschentasche	10 - 11				
Sauerstoffgerät	12 - 5				
Sauerstoffkatheter	12 - 6				
Sauerstoffmaske	12 - 5				
Sauerstoffmedizin	12 - 5				
Sauerstoffreservoir	10 - 43				
Sauerstoff Verbindungsschlauch	12 - 5				
Saugelektrode	6 - 16				
Savepad	10 - 3				
Scanlan					
Surg-I-Band	8 - 32				
TipGuards	8 - 32				
Scott Ärzterollen	4 - 105				
Scott Papierhandtuch	4 - 110				
	4 - 111				
Seal Check	5 - 7				
Seca					
Monitor	9 - 18				
Waage	9 - 76				
	9 - 77				
Secutex Overall	4 - 93				
Sedivette	3 - 46				
Segufix Fixierung	12 - 24				
	bis 12 - 28				
Sehprüftafel	9 - 64				
Sehtafel Vitality	14 - 30				
Seifencreme	4 - 40				
Seifenspender	4 - 48				
	bis 4 - 53				
	4 - 55				
Seiflappen	4 - 102				
Seitengitter f. Liege	13 - 7				
Seitenlagerungskissen	12 - 32				
Sekretabsaugpumpe	10 - 4				
	bis 10 - 10				
Sekretsauger	10 - 4				
	bis 10 - 10				
	12 - 47				
Sekusept Aktiv	4 - 20				
Sekusept Plus	4 - 20				
Select Toilettenpapier	4 - 115				
Semikrepp	4 - 104				
Semm Scheidenspekula	9 - 22				
Sempermed OP-Handschuhe	4 - 71				
Senator Professional Massagegerät	14 - 12				
Sensitive Nagelpflege	14 - 18				
Sensiva	4 - 39				
	4 - 44				
Sensor f. Pulsoximeter	9 - 20				
Sentina Handschuhe	4 - 64				
Seraman	4 - 41				
Serum	14 - 21				
	14 - 22				
Servierwagen	13 - 26				
Serviette	15 - 3				
Serviettenhalter	15 - 2				
Shampoo	4 - 42				
Shampoo Haube	4 - 86				
Sicherheitskanüle					
B. Braun	1 - 14				
Becton Dickinson	1 - 9				
	1 - 12				
Terumo	1 - 11				
	1 - 13				
Sicherheitslanzette					
megro	2 - 11				
Ascensia	2 - 11				
Berger Med	2 - 9				
Roche Diagnostics	2 - 10				
Sarstedt	2 - 12				
Ypsomed	2 - 12				
Sicherheitsskalpell	8 - 31				
Sicsac Spuckbeutel	12 - 16				
Side Car	13 - 23				
Siegelgerät	5 - 6				
	5 - 7				
Siemens					
Harnanalysesystem	2 - 20				
Harnteststreifen	2 - 18				
	bis 2 - 20				
Signa Creme/Spray/Gel	6 - 20				
Signalkarte	13 - 50				
Silberwindel	10 - 22				
Silikonbeatmungsbeutel	10 - 40				
	bis 10 - 43				
Silkspray	8 - 25				
Silkpflaster	11 - 18				
	11 - 19				
	11 - 21				
	bis 11 - 25				
SilkSkin med.	11 - 37				
Silomed Spray	8 - 25				
Silonda	4 - 41				
Sims Sonde	9 - 23				
Simulationsmodell	8 - 37				
Single Let Sicherheitslanzette	2 - 11				
Sirius Rettungsdecke	10 - 22				
Sita Liege	13 - 4				
Sitzerhöhung	12 - 45				
Sitz Gummiring	12 - 44				
Skalpelle/Skalpellklingen/Griffe					
megro Griffe	8 - 29				
rationed	8 - 29				
Aesculap	8 - 30				
Bayha	8 - 26				
	8 - 27				
Feather	8 - 31				
Martin	8 - 30				
Swann Morton	8 - 28				
Zepf Medical	8 - 29				
Skalpellklingen Abnehmer	8 - 28				
Skalpellklingen Entfernerbox	8 - 28				
Skelett	13 - 55				
	13 - 56				
Skin Freeze	11 - 57				
Skinman Clear	4 - 7				
Skinman Complete Pure	4 - 7				
Skinman Foam	4 - 6				
Skinman Soft	4 - 7				
Skin Marker	10 - 48				
Skinsept F	4 - 12				
Slide Box	3 - 44				
Slimroll Handtuchspender	4 - 109				
Slimroll Papierhandtuch	4 - 111				
Smartblock	3 - 8				
Smart Blutdruckmesser	9 - 3				
Smith & Nephew					
Fixierpflaster u. -vlies	11 - 24				
Kanülenfixierpflaster	11 - 10				
Wundnahtstreifen	8 - 42				
Wundschnellverband	11 - 29				
S Monovette	3 - 48				
	3 - 49				
Snap Halter	4 - 63				
S Needle	14 - 5				
Socke	4 - 77				
	4 - 81				
	4 - 82				
Söhnen					
Absaugpumpen	10 - 10				
Atemspeende	10 - 49				
Augenklappe	11 - 9				
Baby Schleimabsauger	12 - 47				
Beatmungsbeutel	10 - 41				
Beatmungstuch	10 - 49				
Bettschirm	13 - 6				
Erste Hilfe Koffer	10 - 22				
Erste Hilfe Taschen	10 - 30				
Fingerverband	11 - 1				
Fixierpflaster	11 - 10				
	11 - 24				
Hyperventilationsmaske	10 - 49				
Injektionspflaster	11 - 10				
Kälte Sofortkomresse	14 - 14				
Kanülenabwurfbehälter	1 - 20				
Kopfkissen	10 - 36				
Krankentrage	10 - 37				
Notfallbeatmungshilfe	10 - 49				
Notfallkoffer	10 - 22				
Pflasterspender	11 - 15				
Replantat Versorgung	10 - 35				
Rettungsdecken	10 - 22				
Rettungsschere	8 - 26				
Rettungstuch	10 - 36				
Tragetuch	10 - 36				
Verbandkasten	10 - 30				
Verbandpäckchen	11 - 29				
Verbandschränke	10 - 27				
Verbandtücher	11 - 13				
Verband- u. Erste Hilfe Koffer	10 - 22				
Wundschnellverband	11 - 28				
Zeckenentferner	8 - 12				
Soehnle Professional	9 - 78				
	9 - 79				
Sofortkomresse	14 - 14				
Softa Man	4 - 10				
Softa Man Viscorub	4 - 10				
Softasept N	4 - 14				
Softclix	2 - 10				
	2 - 13				
Soft Foam Bandage	11 - 16				

Softline Handschuhe			
Baumwollhandschuhe	4 - 72		
Copolymer	4 - 72		
Latex	4 - 64		
	4 - 66		
Nitril	4 - 67		
PE	4 - 71		
Vinyl	4 - 66		
Softtemp Thermometerhüllen	9 - 32		
Solecreme	4 - 42		
Sonden	8 - 11		
	9 - 23		
Sondenhülle f. Ri-thermo	9 - 40		
Sondenhülle f. Suretemp	9 - 39		
Sonja Waage	9 - 81		
Sonogel Ultraschallgel	6 - 18		
Sonografie Befundhülle	13 - 52		
Sony			
Ersatzrollen	6 - 10		
Video Printer	6 - 10		
Sortimentbox Fingerschienen	11 - 3		
Spectra Elektrodengel	6 - 21		
Spekula	8 - 11		
	9 - 22		
Spencer Ligatur Schere	8 - 8		
Spender f. Becher	3 - 36		
Spender f. Brechbeutel	12 - 16		
Spender f. Bürste	4 - 54		
Spender f. Handschuhbox	4 - 62		
	4 - 63		
Spender f. Handtücher	4-106		
	bis 4-109		
Spender f. Hygienebeutel	4 - 60		
Spender f. Ohrtips	9 - 51		
	9 - 55		
Spender f. Seifen	4 - 48		
	bis 4 - 53		
	4 - 55		
Spender f. Toilettenpapier	4-115		
Spender f. Zungenlappchen/Krepp	4 - 92		
Spezial Kompresse	11 - 43		
Spezialnadel	14 - 4		
	14 - 5		
Spezial Öl	8 - 25		
Spezialpflaster	11 - 37		
Spezial Schere	14 - 8		
Spezialwundauflage	11 - 40		
SpillKit	4 - 96		
Spinalkanüle	1 - 15		
Spirometer	6 - 1		
	bis 6 - 3		
Spirotest	6 - 1		
Spitacid	4 - 7		
SP Krückenband	12 - 40		
Splitterpinzette	8 - 2		
	8 - 4		
	8 - 6		
	8 - 9		
(Einmal-)	8 - 15		
	8 - 17		
	8 - 18		
Sportprogramm			
megro	14 - 26		
	14 - 28		
Artzt Programm	14 - 28		
	14 - 30		
	14 - 31		
Omron Kalorienzähler	14 - 26		
Omron Schrittzähler	14 - 26		
Thera Programm	14 - 26		
	bis 14 - 29		
	14 - 32		
	bis 14 - 34		
Sporttape			
BSN medical	11 - 49		
Miro	11 - 48		
Spot Check Monitor	9 - 18		
Spritze (Einmal-)			
B. Braun	1 - 3		
	1 - 4		
Becton Dickinson	1 - 1		
	bis 1 - 3		
Terumo	1 - 3		
Spritze (Glas)	1 - 5		
Spritzen- u. Kanülenspender			
megro	13 - 15		
Haerberle	13 - 14		
Spritzflasche	3 - 32		
Sprühkopf	4 - 46		
	4 - 47		
	4 - 51		
Sprühpflaster	11 - 34		
Spuckbeutel u. Spender	12 - 16		
Spüllösung	10 - 28		
Spülspitzen	9 - 35		
	9 - 36		
Spur II Einwegbeutel	10 - 42		
Sputumbecher	12 - 14		
Sputumgefäß	3 - 14		
S Sedivette	3 - 46		
STF Load Check	4 - 4		
Superfrost	3 - 43		
Supra Blutlanzette	2 - 8		
Suprasorb	11 - 36		
Surecolor Lampe	9 - 51		
Suretemp	9 - 39		
Surflo	1 - 13		
Surg-I-Band	8 - 32		
Surgipro Nahtmaterial	8 - 38		
Surguard	1 - 11		
Surshield Surflo	1 - 13		
Surshield Versatus	1 - 13		
Susi			
Klemmen	8 - 13		
Nadelhalter	8 - 13		
Pinzetten	8 - 13		
Scharfe Löffel	8 - 13		
Scheren	8 - 13		
Wundspreizer	8 - 13		
Zangen	8 - 13		
Swann Morton			
Skalpelle, Klängen	8 - 28		
Skalpellklängenentfernerbox	8 - 28		
Fadenziehmesser	8 - 20		
Swisto Gerät	14 - 17		
Sysdimed Blutdruckmesser	9 - 3		
Systembox	13 - 28		
SCH			
Schädel Modell	13 - 55		
Schalenhalter	4 - 48		
	4 - 52		
Scharfe Löffel	8 - 11		
(Einmal-)	8 - 13		
	8 - 15		
	8 - 16		
	8 - 19		
Schaumseifenkartusche	4 - 50		
Scheidenspekula	9 - 22		
Schere	8 - 1		
	bis 8 - 8		
	8 - 26		
	9 - 23		
	14 - 8		
(Einmal-)	8 - 13		
	8 - 14		
	8 - 16		
	bis 8 - 18		
Schiene	11 - 1		
	bis 11 - 3		
	12 - 32		
	12 - 33		
Schimmelbusch Spritze	1 - 5		
Schlauchhalter	1 - 20		
Schlauchklemme	8 - 1		
	8 - 5		
Schlauchverband			
Lohmann/Rauscher	11 - 53		
Miro	11 - 52		
Schlauchverbinder	12 - 5		
Schleimhautantiseptik	4 - 13		
Schlinggazetupfer			
B. Braun	11 - 44		
BSN medical	11 - 44		
Hartmann, Paul	11 - 42		
Lohmann/Rauscher	11 - 44		
Schlitzkompressen	11 - 43		
Schluckfix	1 - 19		
Schmerztherapie	14 - 13		
Schmitz & Söhne			
Abwurfgestell	13 - 11		
Drehhocker	13 - 10		
Instrumententische	13 - 11		
OP Hocker	13 - 11		
Papierrollenhalter	13 - 7		
Seitengitter	13 - 7		
Untersuchungsliegen	13 - 7		
Untersuchungssitze	13 - 10		
Schnabelbecher	12 - 13		
Schnabeltasse	12 - 13		
Schnappdeckel	3 - 37		
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 21		
	bis 4 - 37		
Schnelltest	2 - 25		
	2 - 26		
	2 - 28		
Schrankwagen	13 - 25		
Schrittzähler	14 - 26		
Schröder Hakenzange	9 - 23		
Schröpfglas	14 - 10		
Schublade	13 - 23		

Schülke			
Applikationshilfen	4 - 46	Schutzoverall	4 - 93
Desinfektions- u. Reinigungsmittel	4 - 5	Schwamm f. Reizstromgerät	6 - 11
Desinfektions- u. Seifenspende	4 - 51	Schwangerschaftstest	2 - 24
Händedesinfektion	4 - 11	Schwesterngarnitur	2 - 29
Handpflege	4 - 44	Schwesternhaube	8 - 3
Hautantiseptik	4 - 13	Schwesternhaube	4 - 78
Instrumentenaufbereitung	4 - 16	Schwesternstethoskop	4 - 79
Instrumentenaufbereitung	4 - 17	Schwesternstethoskop	9 - 24
Mundspülung	15 - 2	Schwesternstethoskop	9 - 31
Nährböden	2 - 27	Schwesternuhr	9 - 41
Oberflächendesinfektion	4 - 28		
Pfegelotionen	4 - 39	ST	
Pflegeprodukte	14 - 20	Stabilitätstrainer	14 - 26
Schleimhautantiseptik	4 - 13	Stabilitätstrainer	14 - 29
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 28	Stackschiene	11 - 2
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	bis 4 - 30	Standardnadel	14 - 2
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 36	Standardnadel	14 - 3
Waschdesinfektion	4 - 11	Standardnadel	14 - 3
Waschlotionen	4 - 39	Standardnadel	14 - 5
Wundgel	11 - 42	Standardnadel	14 - 6
Schür Schuhe	4 - 84	Standfuß f. Praesidio	4 - 55
Schürze (Einmal-)	4 - 85	Standzylinder	13 - 27
rationemed, Samco Clinhand	4 - 84	Stapelhilfe	14 - 27
Schuhe	4 - 82	Stativ f. Mediilight	14 - 25
Schuhe	4 - 83	Stativ f. Monitor	9 - 18
Schuhe	bis 4 - 85	Stativwaagen	9 - 75
		Stativwaagen	9 - 77
		Stativwaagen	9 - 79
Schumacher, Dr.		Stativ f. Wirbelsäule	13 - 55
Applikationshilfen	4 - 46		
Flächenreiniger	4 - 27	Staubbinde	
Händedesinfektion	4 - 9	rationemed, megro.	1 - 23
Hautdesinfektion	4 - 14	Becton Dickinson	1 - 22
Instrumentenaufbereitung	4 - 14	Kirchner & Wilhelm	1 - 22
Instrumentenaufbereitung	4 - 15	Prämeta	1 - 23
Oberflächendesinfektion	4 - 24	Staubkamm	12 - 28
Pflegecreme	4 - 38	Stauschlauch	1 - 22
Pflegecreme	4 - 39		
Pfegelotionen	4 - 38	Stechbecken	
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 25	Edelstahl	12 - 20
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	bis 4 - 27	Kunststoff	12 - 20
Schnelldesinfektion f. Oberflächen	4 - 37	Stechhilfe	2 - 2
Waschlotionen	4 - 37	Stechstopfen	1 - 27
Waschlotionen	4 - 38	Steharbeitsplatz	13 - 25
Schutzbrille	3 - 31	Stereotest	9 - 64
Schutzgefäß	3 - 14	Steribeutel u. -rollen	5 - 9
Schutzhandschuhe	4 - 94	Steribeutel u. -rollen	5 - 10
Schutzhandschuhe	bis 4 - 96	Steriblock	11 - 10
Schutzhandschuhe	bis 4 - 96	Steriblock	11 - 40
Schutzhülle f. Thermometer	9 - 32	Sterican Einmalkanüle	1 - 10
Schutzhülle f. Thermometer	9 - 36	Sterigrap	8 - 40
Schutzhülle f. Thermometer	bis 9 - 40	Sterilance Press	2 - 11
Schutzhülle f. Ultraschallsonden	6 - 18	Sterilbezug f. Kochsalzschüssel	8 - 12
Schutzkappe f. ThermoScan	9 - 37	Sterilisationsklebeband	5 - 10
Schutzkappe f. ThermoScan	9 - 39	Sterilisationskontrolle	5 - 3
Schutzkittel	4 - 74	Sterilisationskontrolle	5 - 4
Schutzkittel	4 - 92		
Schutzkittel	4 - 93	Sterilisator	
Schutzkittel	4 - 94	Emag	5 - 1
Schutzkleidung	4 - 93	Melag	5 - 1
Schutzkleidung	4 - 94	Melag	5 - 2
Schutzkleidung	4 - 95	Sterilisierpapier	5 - 8
Schutzkleidung	4 - 99	Sterilit	8 - 25
Schutzmaske	4 - 79	Sterillium	4 - 8
Schutzmaske	bis 4 - 81	Sterillium classic pure	4 - 8
Schutzmaske	4 - 90	Sterillium Gel pure	4 - 8
Schutzmaske	4 - 91	Sterillium Virugard	4 - 8
		Steris	
		Dampfdurchdringungstest	5 - 4
		Prüfanschmutzungstest	5 - 4
		Reinigungskontrolle	4 - 4
		Resitest	4 - 4
		Sterilisationskontrolle	5 - 3
		Sterilisationskontrolle	5 - 4
		STF Load Check Halter	4 - 4
		STF Load Check Indikatoren	4 - 4
		TST Bowie-Dick Einmaltestpaket	5 - 3
		TST Control	5 - 4
		TST Control Helix Prüfkörper	5 - 3
		TST Load Check Chargenkontrolle	5 - 3
		Steristrip	8 - 41
		Stethoskop	
		rationemed	9 - 24
		rationemed	bis 9 - 26
		3M	9 - 29
		3M	bis 9 - 31
		Erka	9 - 26
		Kirchner & Wilhelm	9 - 27
		Kirchner & Wilhelm	9 - 28
		Riester	9 - 27
		STF Load Check	4 - 4
		Stimmgabel	
		rationemed	9 - 74
		Kirchner & Wilhelm	9 - 74
		Riester	9 - 74
		Stirnlampe	9 - 65
		Stirnthermometer	9 - 38
		Stirnthermometer	9 - 40
		Stitchcutter	8 - 20
		Stopfen f. Röhrchen	3 - 12
		Stoppuhr	3 - 28
		Stoppuhr	3 - 29
		Streptokokken Test	2 - 25
		Streptokokken Test	2 - 28
		Stuhlkissen	12 - 45
		Stuhlröhrchen	3 - 15
		Stuhltest	2 - 27
		Stuhltest	2 - 30
		Stuhlwaage	9 - 75
		Stuhlwaage	9 - 76
		T	
		TAB-Elektrode	6 - 16
		Tablett f. Einnehmebecher	12 - 17
		Tablett f. Sterilisatoren	5 - 1
		Tablett f. Sterilisatoren	5 - 2
		Tablettenaufbewahrung	12 - 18
		Tablettenaufbewahrung	12 - 19
		Tablettenhelfer PILL MATE	12 - 18
		Tablettenmörser	12 - 18
		Tabletenteiler	12 - 18
		Tablettenzerkleinerer	12 - 18
		Tagescreme	14 - 22
		Tagescreme	14 - 23
		Taima Rollator	12 - 46
		Tape Kinesiologie	14 - 8
		Tape Kinesiologie	14 - 9
		Tape Schere	14 - 8
		Tape Verband	
		BSN medical	11 - 49
		Miro	11 - 48

Tasche f. Accuvac	10 - 4	Tiemannkatheter	12 - 7	Fixier- u. Mullbinden	11 - 8
Tasche f. Babywaage	9 - 78	Tip Guard	8 - 32	Fixierpflaster u. -vlies	11 - 18
Tasche f. Heartsave	10 - 3	Tipfix Tupferbefeuchter	1 - 7	Folienvverband	11 - 40
Tasche f. Langzeitblutdruckmesser	9 - 10	Tip Spender	9 - 51	Folienwundverbände	11 - 38
Tasche f. Sauerstoffflasche	10 - 11	Tischzentrifuge	9 - 55	Injektionspflaster	11 - 11
Taschen Arztmodell	13 - 43	3 - 3	Kanülen Fixierpflaster	11 - 10
.....	bis 13 - 48	Toiletteneimer	3 - 7	Kompressen	11 - 41
Taschenmaske	10 - 51	12 - 44	Maxi	11 - 39
Taschentücher	4 - 114	Toilettenpapier		Optomed	11 - 17
Taschen WC	12 - 21	megro	4 - 114	Ortolux	11 - 17
Tensgerät	14 - 13	Fripa	4 - 115	Quadra	11 - 38
Terminbuch	13 - 49	Toilettenpapierspender	4 - 115	Rollflex	11 - 18
Terminplaner	13 - 49	Toilettensitzerhöhung	12 - 45	Rollpore	11 - 18
Terminzettel	13 - 52	Toilettenstuhl	12 - 41	Rollsilk	11 - 18
Terrain Protect	4 - 28	12 - 44	Rollstick	11 - 18
Terumo		Tomo Abfallsammler	4 - 58	Salvadio	11 - 1
Blutentnahmekanülen	1 - 11	Torso Modell	13 - 56	Steriblock	11 - 10
Einmalkanülen	1 - 11	Trage	10 - 37	11 - 40
Insulinkanülen	1 - 11	Tragetasche f. Accuvac	10 - 4	Sterigrap	8 - 40
Perfusionsbestecke	1 - 13	Tragetasche f. Heartsave	10 - 3	Truglue	8 - 40
Sicherheitskanülen	1 - 11	Tragetasche f. Patienteneigentum	12 - 15	TST Bowie-Dick Einmaltestpaket	5 - 3
Tuberkulinkanülen	1 - 11	Tragetasche f. Sauerstoffflasche	10 - 11	TST Control	5 - 4
Tuberkulinspritzen	1 - 3	Tragetuch	10 - 36	TST Control Helix Prüfkörper	5 - 3
Venenverweilkanülen	1 - 13	Transferperette	3 - 24	TST Load Check Chargenkontrolle	5 - 3
Veterinärkanülen	1 - 11	Transfer Set	1 - 30	Tuberkulinkanüle	
Wund- u. Blasenspritze	1 - 3	Transfusionsbesteck	1 - 31	B. Braun	1 - 10
Teststreifen		Transpore	11 - 25	Neopoint	1 - 8
ratiomed	2 - 23	Transportliege	13 - 4	Terumo	1 - 11
Analyticon	2 - 20	Transportröhrchen	3 - 14	Tuberkulinspritze	
.....	bis 2 - 22	3 - 15	B. Braun	1 - 4
Ascensia	2 - 1	Traubenkernkissen	14 - 16	Becton Dickinson	1 - 2
Berger Med	2 - 2	Trefleur Duschöl, -gel	4 - 42	Terumo	1 - 3
Hitado	2 - 24	Tresor Medikamentenschränk	13 - 17	Tubes	3 - 11
.....	2 - 26	Tretaballeimer	4 - 58	Tubiquick	11 - 52
Macherey-Nagel	2 - 17	4 - 59	Tuchklemme	8 - 10
.....	2 - 32	TRI Ball	6 - 1	Türanker	14 - 32
Roche Diagnostics	2 - 4	Trichter	3 - 34	Tupfer	
.....	2 - 13	Trichter f. Oskope	9 - 43	B. Braun	11 - 44
.....	bis 2 - 16	bis 9 - 45	BSN medical	11 - 44
Siemens	2 - 18	9 - 53	Hartmann, Paul	11 - 42
Ulti Med	2 - 28	Trichter Spender	9 - 51	Lohmann/Rauscher	11 - 44
.....	2 - 29	Trikotschlauchverband	9 - 55	Tupfer (Zellstoff)	
Ypsomed	2 - 3	11 - 53	ratiomed	1 - 7
Tewa Nadeln	14 - 6	Trinkbecher	12 - 11	Hartmann, Paul	1 - 7
Tg Fix Netzverband	11 - 53	12 - 13	Tupferbefeuchter u. -spender	1 - 7
THC Test	2 - 26	Trinkhalm	12 - 15	Tupferbehälter	13 - 27
.....	2 - 29	Trinkhilfe	12 - 11	Tupferzange	8 - 3
The File Nagelpflege	14 - 19	12 - 13	8 - 7
Thera Band	14 - 32	Trinkröhrchen	12 - 15	8 - 10
.....	14 - 33	Trithocker	12 - 13	8 - 13
Thera Programm	14 - 26	Troeltsch Pinzette	8 - 9	(Einmal-)	8 - 18
.....	bis 14 - 29	Troemner Hammer		Turnbull Nagelzange	14 - 20
.....	14 - 32	Luxamed	9 - 73	TwinPump	10 - 10
.....	14 - 33	Riester	9 - 73		
Thermasonic Gelwärmer	6 - 17	Trolley	13 - 46		
Thermoblock	3 - 8	Tropfglashalter f. Infusionsständer	1 - 25		
Thermo Cover	8 - 12	Troponin Test	2 - 26		
Thermometer u. -hüllen	3 - 30	2 - 30		
.....	9 - 32	Tropt Test	2 - 26		
.....	9 - 33	Truglue	8 - 40		
.....	9 - 36	Trusetal			
.....	bis 9 - 40	Augenverbände	11 - 17		
Thermomixer	3 - 8	Blu Grip	11 - 8		
ThermoScan	9 - 37	Cutiflex	11 - 38		
.....	9 - 39	Dermatess	11 - 41		
Thermotop	3 - 8	Drop	11 - 39		

U

Überleitungskanüle	1 - 30
Überschuhe	4 - 81
Übungsbänder	14 - 32
.....	14 - 33
Uhr m. Clip	9 - 41
Uhren	3 - 28
.....	3 - 29

Uhrmacherpinzette	8 - 9
Ulmer Koffer	10 -20
	10 -21
Ulti Med	
Alkoholtest	2 -30
Drogenteste	2 -29
Harnteststreifen	2 -28
Schnellteste	2 -28
Schwangerschaftsteste	2 -29
Stuhltest	2 -30
Ultra Asept Glasspritze	1 - 5
Ultra Fine Pen Nadel	2 - 6
Ultra Janet Glasspritze	1 - 5
Ultra Pro S Nagelpflege	14 -19
Ultraschallgel	6 -18
	bis 6 -21
Ultraschall Reiniger u. Zubehör	
Elma	4 - 1
Emag	4 - 2
	4 - 3
Ultraschallsonden Schutzüberzug	6 -18
Ultrasol Active	4 -24
Ultra Stop	3 -46
Umbettungstuch	10 -36
Umhang f. Patienten	15 - 4
Umwelt Nierenschale	12 -10
Uniflex	11 -45
Unigloves	
Handschuhbox Halterung	4 -63
Nitril Handschuhe	4 -68
UniSpec Anoskop	9 -21
UniSpec Proktoskop	9 -21
UniSpec Rektoskop	9 -21
UniSpec Trichter	9 -45
UniSpec Trichter Spender	9 -55
Universal	
-Becher	3 -36
	15 - 2
-Box	13 -15
	13 -28
-Dosen	3 -44
-Gehstützenhalterung	12 -38
-halterung	1 -20
-kamm	12 -28
-klemme	8 -43
-lanzetten	2 - 8
-schale	13 -26
-schutzhüllen f. Ultraschallsonden	6 -18
Universalbinde	
BSN medical	11 -45
Lohmann/Rauscher	11 -45
Miro	11 -45
Unterarmgehstütze	12 -39
	12 -40
Unterfahrwagen	13 -24
Untersuchungshandschuhe	
Copolymer	4 -72
Latex	4 -64
	bis 4 -66
	15 - 5
Nitril	4 -66
	bis 4 -68
	15 - 5
PE	4 -71
	4 -72
Vinyl	4 -66

Untersuchungsleuchte

Haerberle	13 -31
Heine Optotechnik	13 -34
	13 -35
Hillrom	13 -40
	bis 13 -42
Kirchner & Wilhelm	13 -32
Luxamed	13 -33
Mach, Dr.	13 -36
	bis 13 -39
Provita	13 -30
Riester	13 -32
Untersuchungsliege	13 - 1
	13 - 6
	13 - 7
Untersuchungssitz	13 -10
Unterzugbinde	11 -51
Urbi Test	2 -17
Uricult	2 -30
Urilyzer	2 -20
Urinbecher	3 -36
	3 -37
Urinbeinbeutel	12 -22
Urinbeutel	12 -22
Urinbeutelhalter	12 -22
Urintnahmesystem	3 -49
Urinflasche	
megro, Walch	12 -23
Urinflaschenbürste	12 -23
Urinflaschenhalter	12 -22
Urin Monovette	3 -49
Urinsammelgefäß	
megro	3 -39
Sarstedt	3 -38
Vitlab	3 -39
Uriset	3 -38
Uristix	2 -18
URO Filter	3 -39
Uryxxon Test	2 -17
Uterus Sonde	9 -23

V

Vacuklav	5 - 2
Vaginal Spekula	9 -22
Vakuumflasche	1 -32
Variationsliege	13 - 4
Variocar	13 -23
Varioflex Hammer	9 -72
Varta Batterie	9 -84
Vasco Handschuhe	4 -64
	4 -66
	4 -70
Vaseline	4 -42
Vasofix	1 -14
Vasofix safety	1 -14
VBM	
Absaugpumpen	10 -10
Druckinfusionsmanschetten	1 -22
Larynx Tubus	10 -44
Venenstauer	1 -22
	1 -23
Venenstripper	8 -42

Venenverweilkanüle

B. Braun	1 -14
Becton Dickinson	1 -12
Terumo	1 -13
Venflon	1 -12
Venflon Safety	1 -12
Venofix	1 -14
Venofix Safety	1 -14
Verband- u. Erste Hilfe Koffer/	10 -19
Notfallkoffer	bis 10 -23
megro, Cederroth, Söhngen, Weinmann	
Verband- u. Erste Hilfe Tasche	10 -11
	bis 10 -15
	10 -23
	10 -24
	10 -30
	bis 10 -33
Verbandkasten	10 -30
	10 -31
Verbandklammer	11 -49
Verbandmittelspender	
Haerberle	13 -16
Orgmed	13 -17
Verbandmull	11 - 9
Verbandnässeschutz	12 -42
Verbandpäckchen	11 -29
Verbandschere	8 - 3
	8 - 5
	bis 8 - 8
(Einmal-)	8 -17
Verbandschrank	
megro	10 -26
Cederroth	10 -25
Lockweiler	13 -18
Orgmed	13 -18
	13 -19
Söhngen	10 -27
Verbandstoff	
Augenverbände	11 -17
Fixier- u. Mullbinden	11 - 4
	bis 11 - 8
Fixierpflaster u. -vlies	11 -18
	bis 11 -25
Folienverband	11 -20
	11 -40
Folienwundverbände	11 -38
Gipsbinden	11 -55
Idealbinden	11 -49
	11 -50
Injektionspflaster	11 -10
	bis 11 -13
Kanülenfixierpflaster	11 - 9
	11 -10
Klebe- u. Pflasterbinden	11 -48
	11 -49
Kompressen	11 -41
	bis 11 -43
Kühlbinden	11 -54
Kurzzugbinden	11 -46
	11 -47
Langzugbinden	11 -48
Pflasterabroller	11 -22
Pflasterspender u. Zubehör	11 -14
	bis 11 -16

Schlauchverbände	11 - 52	Vitality Sehtafel	14 - 30	Wandhalter f. Ärztrolle	4 - 105
	11 - 53	Vitalograph		Wandhalter f. Hygienebeutel	4 - 60
Schlinggazetupfer	11 - 42	Lungenfunktion	6 - 2	Wandhalter f. Kanülenabwurfbehälter	1 - 16
	11 - 44		bis 6 - 5	Wandhalterung f. Aed.	1 - 19
Spezial Kompressen	11 - 43	Peak Flow Meter	6 - 5	Wandhalterung f. Augendusche	10 - 24
Spezial Pflaster	11 - 37	Spirometer	6 - 2	Wandhalterung f. Notfallkoffer	10 - 23
Spezial Wundauflagen	11 - 40		6 - 3	Wandhalterung f. Verbandkasten	10 - 30
Tape Verbände	11 - 48	Verbrauchsmaterial	6 - 4	Wandkasten Aed	10 - 3
	11 - 49	Vitlab		Wandschirm	
Tupfer	11 - 42	Eimer	3 - 32	megro, Söhngen	13 - 6
	11 - 44	Messbecher	3 - 33	Warm Komresse	14 - 10
Universalbinden	11 - 45	Messschaufeln	3 - 34		14 - 15
Unterzugbinden	11 - 51	Pinzetten	3 - 45	Warzenentfernungshilfsmittel	
Verbandklammern	11 - 49	Pistill	3 - 35	B. Braun	11 - 57
Verbandmull	11 - 9	Reibschale	3 - 35	BSN medical	11 - 57
Verbandpäckchen	11 - 29	Spritzflaschen	3 - 32	Waschbecken	12 - 47
Verbandtücher	11 - 13	Trichter	3 - 34	Waschdesinfektion	4 - 11
Wundschnellverbände	11 - 26	Urinsammelgefäße	3 - 39	Waschhandschuhe (Einmal-)	4 - 102
	bis 11 - 39	Viva Waage	9 - 82	Waschlappen	4 - 102
Zellstoff	11 - 50	Vivomed Katheter Set	12 - 9	Waschlotion	4 - 37
Zinkleimbinden	11 - 54	Vliesauflage f. Liegen	4 - 100		bis 4 - 41
	11 - 55	Vliesdecke	10 - 37	Waschmittel	4 - 6
Verbandtuch	11 - 13	Vlieshaube	4 - 78	Waschschüssel	12 - 15
Verbrauchsmaterial f. HF Chirurgie	8 - 24	Vlieshose	4 - 73	Wasseraufbereitungsanlage	5 - 6
	8 - 25	Vlieskissen	10 - 36	WasserStopp Tasche	10 - 11
Veri Color Namensbänder	12 - 28	Vliesstoffhülle f. Komresse	14 - 14		bis 10 - 17
VeriFine Lanzette	2 - 9	Volkmann Löffel	8 - 11	Watterolle	15 - 5
Vernichtungsbeutel	3 - 39	(Einmal-)	8 - 15	Wattestäbchen	3 - 50
Verordnungsplan	13 - 52	V2A Nierenschale	12 - 10	Watteträger	3 - 51
Veroval Gerät	6 - 7			Watte- u. Tupferbehälter	13 - 27
Versandgefäß	3 - 14			Weichteilbiopsiesystem	8 - 23
	3 - 15	W		Weigert, Dr.	
Versandgefäß f. Objektträger	3 - 44	Waage	9 - 75	Händedesinfektion	4 - 10
Verschlussfolie	3 - 52		bis 9 - 83	Instrumentenaufbereitung	4 - 18
Verschlusssiegel	5 - 5	Wärmedecke	13 - 3		bis 4 - 20
Verschlusstopfen	1 - 27	Wärmekissen	14 - 16	Instrumentenwanne	4 - 45
Verschweißautomat	5 - 6	Wärmestrahler	14 - 24	Weigoman	4 - 10
	5 - 7		14 - 25	Weinmann	
Veterinärkanüle	1 - 11	Wärmflasche	12 - 42	Absaugpumpe	10 - 4
Vicryl Plus Nahtmaterial	8 - 34	Walch		Beatmungsbeutel Combibag	10 - 43
	bis 8 - 36	Augenbadebecher	12 - 15	Beatmungsmasken	10 - 43
Vicryl Rapide Nahtmaterial	8 - 34	Becher	3 - 36	Notfallkoffer	10 - 20
	bis 8 - 36	Einnehmebecher	12 - 12		10 - 21
Videolaryngoskop	10 - 46	Einnehmelöffel	12 - 14	Sauerstoffgeräte	12 - 5
Video Printer, Zubehör u.		Entnahmebox	13 - 15	Sauerstoffreservoir	10 - 43
Verbrauchsmaterial		Instrumentenschalen	13 - 28	Weitlaner Wundspreizer (Einmal-)	8 - 13
Mitsubishi	6 - 8		13 - 29	Werkmeister	
	6 - 9	Instrumententablets	13 - 28	Bettschutz	4 - 97
Sony	6 - 10		13 - 29	Nackenkissen	14 - 16
Vielzweckwagen		Messbecher	3 - 34	Nackenwärmeschal	14 - 16
megro	13 - 22	Nierenschalen	12 - 10	Traubenkernkissen	14 - 16
	13 - 23		12 - 11	Wero	
Contacto	13 - 26	Schnabelbecher	12 - 13	Augenspülflasche	10 - 28
Haeberle	13 - 20	Schnabeltasse	12 - 13	Gehörschutzstöpsel	10 - 52
	13 - 21	Sputumbecher	12 - 14	Replantat Versorgung	10 - 35
	13 - 23	Trinkbecher	12 - 11	Wero Replantat Set	10 - 35
	bis 13 - 25		12 - 13	Westergren Pipette	3 - 46
Vier Fuß Gehhilfe	12 - 40	Trinkhilfe	12 - 11	Wewa Bettschutz	4 - 97
Vigorimeter	14 - 35		12 - 13	Wickeltischauflage	12 - 29
Vinyl Handschuhe	4 - 66	Urinflasche	12 - 23	Widerstands Trainer	14 - 34
Viren u. Bakterienfilter	10 - 40	Waldarbeiter Verbandtasche	10 - 33	Wilde Ohrpinzette	8 - 9
Visco Tip	3 - 19	Walking Style	14 - 26	Wilkinson	
Visiano Leuchte	13 - 31	Wandabroller	4 - 86	Rasierer	4 - 87
Visita Arzttasche	13 - 47				bis 4 - 89
Vitality Blackroll	14 - 28			Rasierschaum	4 - 87
Vitality Neurotraining	14 - 31				

Willinger Löffel	8 - 11
(Einmal-)	8 - 19
Windeleimer	12 - 47
Winkelmesser	9 - 70
	9 - 71
Winkelrotor	3 - 2
	3 - 3
Wiper Bowl	4 - 34
Wipes Spender System	4 - 23
	4 - 27
	4 - 33
	4 - 34
	bis 4 - 37
Wirbelsäule u. Stativ	13 - 55
Wischfix Rolle	4 - 114
Wispy Wattestäbchen	3 - 50
Witroe Hammer	9 - 72
Wrap	14 - 29
Wundbenzin	3 - 53
Wund- u. Blasenspritze	
B. Braun	1 - 3
Becton Dickinson	1 - 3
Henke-Sass, Wolf (Glas)	1 - 5
Terumo	1 - 3
Wunddrainage	
megro	11 - 56
Oriplast	11 - 56
Wundgel	11 - 42
Wundkleber	
BSN medical	8 - 39
Ethicon	8 - 34
Trusetal	8 - 40
Wundnahtstreifen	8 - 39
	bis 8 - 42
Wundschnellverband	
B. Braun	11 - 30
Beiersdorf	11 - 31
	bis 11 - 35
BSN medical	11 - 26
	11 - 27
Hartmann, Paul	11 - 37
Lohmann/Rauscher	11 - 36
Miro	11 - 30
Smith & Nephew	11 - 29
Söhngen	11 - 28
Trusetal	11 - 38
	11 - 39
Wundspray	10 - 28
	11 - 41
Wundspreizer (Einmal-)	8 - 13
Wundverschluss	8 - 39
	bis 8 - 42
Wundversorgungsset	8 - 20

X

X-Plore Atemschutzmaske	4 - 90
Xplorer Pipette	3 - 21
X-Wipes	4 - 23

Y

Ypsomed	
Blutzuckermessgerät	2 - 3
Blutzuckerteststreifen	2 - 3
Pen Nadeln	2 - 5
Sicherheitslanzetten	2 - 12

Z

Zählgerät	3 - 47
Zählkammer	3 - 52
Zahnbürste (Einmal-)	12 - 17
	15 - 6
Zahnprothesendose	12 - 11
Zahnschutz	10 - 34
Zahnwatterolle	15 - 5
Zange	8 - 3
	8 - 7
	8 - 10
	8 - 11
	8 - 41
	8 - 42
	9 - 23
	14 - 20
(Einmal-)	8 - 13
	8 - 18
Zeckenentferner	8 - 12
Zellstoff	11 - 50
Zellstofftupfer	
rationed	1 - 7
Hartmann, Paul	1 - 7
Zentrifuge u. Zubehör	
Eppendorf	3 - 4
	bis 3 - 7
Hettich	3 - 1
	bis 3 - 3
Zentrifugenröhrchen	3 - 12
	3 - 14
Zepf Medical	
Arterienklemmen	8 - 10
Chir. Scheren	8 - 8
Dilator	9 - 23
Fadenschere	8 - 8
Hakenzange	9 - 23

Kehlkopfspiegel	8 - 11
Klammerentfernungszange	8 - 11
Knopfsonden	8 - 11
Kornzange	8 - 10
Nabelschnurschere	9 - 23
Nadelhalter	8 - 10
Nagelfeile	14 - 20
Nagelschere	8 - 8
Nagelzange	14 - 20
Nasenspekula	8 - 11
Ohrenspritze	1 - 6
Pinzetten	8 - 9
Präparierschere	8 - 8
Scharfe Löffel	8 - 11
Scheidenspekula	9 - 22
Skalpellgriffe	8 - 29
Spencer Ligatur Scheren	8 - 8
Tuchklemme	8 - 10
Uterussonde	9 - 23
Verbandschere	8 - 8
Zeckenentferner	8 - 12
Zerkleinerer f. Tabletten	12 - 18
Zinkleimbinde	
BSN medical	11 - 55
Miro	11 - 54
Zungenkrepp/-läppchen	4 - 92
rationed, Haeberle	
Zungenspatel	3 - 51
Zupfbox Tücher	4 - 61
Zureichetisch	13 - 11
ZVG	
Atemschutzmaske	4 - 90
Handtücher	4 - 112
Schnelldesinfektion	4 - 34
Schutzoverall	4 - 93
Zwirnhandschuhe	4 - 72
Zytostatika Notfallset	4 - 96
Zytostatika Schutzarmstulpen	4 - 94
Zytostatika Schutzhandschuhe	4 - 94
	bis 4 - 96
Zytostatika Schutzkleidung	4 - 94
	bis 4 - 96
Zytostatika Unterlagen	4 - 95

Folgende Desinfektionsmittel sind Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes: Katalog-Seiten: 1/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 12/9

BODE CHEMIE 22525 Hamburg

Sterillium®: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg **Stand: 06/2015**

Sterillium® Virugard: Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 95,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Warnhinweise: Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholohlenen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg **Stand: 06/2015**

Sterillium® classic pure: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg **Stand: 06/2015**

Cutasept® G: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser, Gelborange S (E 110), Chinolingelb (E 104), Brillantschwarz (E 151). Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept G während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind selten. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteleermanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegeflächen vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21,5°C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg **Stand: 06/2015**

Cutasept® F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteleermanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegeflächen vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg **Stand: 06/2015**

B. BRAUN 34209 Melsungen

Softa-Man®: Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Wirkstoffe: Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Dexpanthenol, (+/-)-alpha-Bisabolol, Geruchsstoffe (enthalten Limonen und Linalool), Allantoin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol. 21°C Flammpunkt nach DIN 51 755. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen **Stand: 02/2012**

Softa-Man® ViscoRub: Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Wirkstoffe: Ethanol (100%) 45 g, 1-Propanol (Ph. Eur.) 18 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Butan-2-on, Glycerol, Isopropylmyristat (Ph. Eur.), (Hexadecyl, octadecyl)[(RS)-2-ethylhexanoat], Octyldodecanol (Ph. Eur.), Edetol, Acrylate (C10-30 Alkylacrylat-Crosspolymer), (+/-)-alpha-Bisabolol. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder 1-Propanol oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew.% Ethanol, 20,9 Gew.% 1-Propanol. 21°C Flammpunkt nach DIN 51 755. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen **Stand: 02/2012**

Softasept® N: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol (100%) 74,1 g, 2-Propanol (Ph. Eur.) 10,0 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzlich Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122)). Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen und Injektionen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol, 2-Propanol oder (nur Softasept® N gefärbt) einem der sonstigen Bestandteile. Softasept® N ist nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung der Augen geeignet. Warnhinweise: Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen **Stand: 03/2011**

ECOLAB 40789 Monheim am Rhein

Skinman™ complete pure: 96 % (v/v) Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 95,7 g denaturierten Ethanol 96 % v/v (entsprechend 89,0 g Ethanol). Sonstige Bestandteile: Vergällungsmittel Butan-2-on (1 % v/v); Macrogol-6-Glycerolcaprylocaprat, Milchsäure (90 %), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht bei Überempfindlichkeit gegen denaturierten Ethanol (96 %) oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. Nebenwirkungen: Selten kann Skinman™ complete pure Hautirritationen wie Rötungen und Brennen sowie Kontaktallergien auslösen. Im Fall, dass bei häufiger Anwendung kleinere Hautirritationen (z.B. trockene Hände) auftreten, sollte die Hautpflege intensiviert werden. Warnhinweise: Nur äußerlich anwenden. Leicht entzündlich (Brand- und Explosionsgefahr). Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht in der Nähe der Augen, auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Spülen Sie bei unbeabsichtigtem Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten sofort mit viel Wasser (im Falle der Augen auch unter den Augenlidern). Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei der Anwendung auf alkoholempfindlichen Oberflächen. Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein **Stand: 10/2018**

Skinman™ soft: Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Skinman™ soft enthalten: Wirkstoffe: 60 g 2-Propanol, 0,15 g Benzalkoniumchlorid, 0,1 g Undecylensäure. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Geruchsstoffe, Patentblau V (E 131), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Skinman™ soft während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Kontaktreaktionen sind möglich. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 22 °C. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein **Stand: 10/2018**

Skinman™ clear: Lösung zur Anwendung auf der Haut. Wirkstoff: 1-Propanol. Zusammensetzung: 100 g Skinman™ clear enthalten: Wirkstoff: 70,0 g 1-Propanol. Sonstige Bestandteile: Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Glycerol 85 %, Milchsäure 90 %, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich treten kontaktirritative und sehr selten kontaktallergische Reaktionen der Haut wie Rötung oder Brennen auf. Warnhinweise: Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): + 32 °C. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Skinman™ clear enthält Wollwachs. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein **Stand: 03/2019**

Spitacid™: Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Spitacid™ enthalten: Wirkstoffe: 46,0 g Ethanol (96 % MEK-vergällt), 27,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 1,0 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %, Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat (Ph.Eur.), Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht zur Antiseptik großflächiger, offener Wunden geeignet. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Die Anwendung von Arzneimitteln in der Schwangerschaft sollte grundsätzlich immer unter besonderer Vorsicht erfolgen. Bei sachgemäßer Anwendung kann Spitacid™ in der Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Kontaktreaktionen der Haut sind möglich. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen, Flammpunkt (nach DIN 51755): 21°C; vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein **Stand: 10/2018**

Skinsept™ F: Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zusammensetzung: 100 g Skinsept™ F enthalten: Wirkstoffe: 70,0 g 2-Propanol, 0,5 g Chlorhexidinbis(D-gluconat), 1,5 g Wasserstoffperoxid-Lösung 30%. Sonstige Bestandteile: Macrogol-6-glycerolcaprylocaprat, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Gebrauchs-fertige Lösung für die Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Impfungen sowie für die hygienische und chirurgische Händedes-infektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Zur Wundantiseptik nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten (weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten) treten Urtikaria und allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auf. Häufig (weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten) können irritative Hautreaktionen und Kontaktdermatitis auftreten. Eine kurzzeitige Rötung der Haut ist in den meisten Fällen bedeutungslos und verschwindet von selbst. Verätzungen der Haut wurden bei Neugeborenen und Säuglingen für chlorhexidinhaltige Produkte beobachtet (Häufigkeit unbekannt). Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Leicht entzündlich; nicht in Flammen sprühen, Flammpunkt (n. DIN 51755): 20 °C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen las-sen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt bei der Hautantiseptik mindestens 1 Minute antrocknen lassen. Verätzungen der Haut wurden nach topischer Anwendung mit Chlorhexidindigluconat bei Neugeborenen und Säuglingen beobachtet. Frühgeborene scheinen aufgrund der Unreife der Hautbarriere besonders gefährdet zu sein. Daher sollte Skinsept™ F nur bei Neugeborenen und Säuglingen eingesetzt werden wenn es keine therapeutische Alternative gibt und der zu erwartende Nutzen die Risiken überwiegt. Es wird empfohlen die überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Pharmazeutischer Unternehmer: Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein **Stand: 10/2018**

HOLTSCH 65232 Tausenstein

Quickpad®: Wirkstoff: 2-Propanol (Ph. Eur.) 70% (V/V), Getränkte Tupfer zur Anwendung auf der Haut, für Säuglinge, Kinder und Erwachsene. Stoff- oder Indika-tionsgruppe: Desinfektionsmittel / Antiseptikum. Anwendungsgebiete: Zur Desinfektion der Haut vor Injektionen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden: - bei Überempfindlich-keit gegen 2-Propanol (Isopropylalkohol), - zur Hautdesinfektion vor Eingriffen die eine größere Eröffnung erfordern als eine Injektion, - zur Antiseptik offener Wunden, - zur Schleimhautantiseptik, insbesondere am Auge, - zur Hautdesinfektion bei Frühgeborenen. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: keine Anwendung auf Schleimhäuten, insbesondere dem Auge. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Bei sachgemäßem Gebrauch kann QUICKPAD® wäh-rend der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt. Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Zur Desinfektion/Antiseptik die betroffene Hautfläche mit QUICKPAD® abreiben und trocknen lassen. Als Mindesteinwirkzeit sind 15 s einzuhalten. Dauer der Anwendung: QUICKPAD® kann ohne zeitliche Begrenzung angewendet werden. Nebenwirkungen: Bei Hauteinreibungen mit 2-Propanol (Ph.Eur) 70 % (V/V) können in sehr seltenen Fällen (dies entspricht weniger als 1 von 10.000 Behandelten) Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten. Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Kunststoff-behälter angegeben. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate. Lagerungs-hinweise: Vor Feuer schützen! Gut verschlossen aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zusammensetzung: 1 Kunststoffbehälter mit 150 getränkten Tupfern enthält pro Tupfer: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 2-Propanol (Ph.Eur.) 70% (V/V): 0,41 g. Sonstige Bestandteile: Vliestupfer aus Polypropylen: 0,12 g. Packungsgrößen: Packung mit 150 getränkten Tupfern. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: HOLTSCH Medizinprodukte GmbH, 65232 Tausenstein **Stand: 11/2014**

MEGRO 46485 Wesel

megroSKIN: 2-Propanol 70% (V/V) Lösung, Zul.-Nr.: 1599.98.99 Zusammensetzung: 100g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; Sonstiger Be-standteil: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Infektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlmuschläge. Gegenanzeigen: megroSKIN ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Keine bekannt. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Warnhinweise: Leicht Entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kie-singer-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Hersteller/Pharmazeutischer Unternehmer: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld **Stand: 07/2018**

desderman® pure: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/octadecyl) (2-ethylhexanoat), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Ethanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von desderman® pure gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) und Rotaviren ein. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z.B. Rötung, Trockenheit) kommen. Meist klingen diese Missemphindungen trotz weiterer Anwendung bereits nach 8-10 Tagen wieder ab. Auch Kontaktallergien können auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht aufgeführt sind. Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlichem Augenkontakt mit desderman® pure sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Min. mit viel Wasser spülen. Flammpunkt nach DIN 51755 16°C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 05/2017

desmanol® care 700 mg/g + 99 mg/g, Lösung: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 70,0 g, Ethanol 96 % 9,9 g; sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpantenol, Methylthylketon. Anwendungsgebiete: hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Propan-2-ol und Ethanol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze* und viele Viren. Die Wirksamkeit von desmanol® care gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid“)** ein. Gegenanzeigen: desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzeme) sind möglich. Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nicht in offene Flamme sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Leicht entzündlich. Nicht einnehmen! Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol.

* gemäß DGHM/VAH-Richtlinien

** Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 10/2017

octeniderm® farblos: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 30,0 g, 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., Nahtversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm® farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-Propanol, 2-Propanol und Octenidindihydrochlorid wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von octeniderm® farblos gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen. Nebenwirkungen: Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktekzem) sind möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Entzündlich. Nicht in offene Flammen sprühen. Überschüssiges Präparat aufnehmen, um eine Pflanzbildung zu vermeiden. Thermokauter erst ansetzen, wenn die desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit octeniderm® farblos sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. Das Einatmen von Dämpfen ist zu vermeiden. octeniderm® farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden.

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 07/2018

kodan® Tinktur forte farblos: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a.. Zur Nahtversorgung. Zur hygienischen Händedesinfektion. Zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2-Propanol, 1-Propanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von kodan® Tinktur forte farblos gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. Gegenanzeigen: Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur Forte farblos abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur Forte farblos desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit kodan® Tinktur forte farblos sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. kodan® Tinktur forte farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden.

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 05/2017

kodan® Tinktur forte gefärbt: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Nahtversorgung, zur Unterstützung allgemeiner hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2-Propanol, 1-Propanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von kodan® Tinktur forte gefärbt gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur Forte gefärbt abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur Forte gefärbt desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit kodan® Tinktur Forte gefärbt sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. kodan® Tinktur forte gefärbt soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden.

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakzinäivirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 07/2015

octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: (3-Cocofettsäure-amidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut auch vor Katheterisierung der Harnblase. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: octenisept® Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 07/2013

octenisept® Wund-Desinfektion: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kocofettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. octenisept® Wund-Desinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z.B. Drainage, Lasche). octenisept® Wund-Desinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Die Anwendung von octenisept® Wund-Desinfektion im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt

Stand: 05/2017

DR. SCHUMACHER 34323 Malsfeld

Descoderm: 2-Propanol 70% (V/V) Lösung, Zul.-Nr.: 1599.98.99 Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g; Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlschläge. Gegenanzeigen: Ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld

Stand: 07/2016

Aseptoman®: Wirkstoff: 2-Propanol. Alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Lösung zur Anwendung auf der Haut. Enthält rückfettende Substanzen. Zul.Nr.: 24562.00.00 Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 2-Propanol 63,14 g. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Enthält Wollwachs. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Bakterizid incl. TbB (Mycobacterium tuberculosis), levurozid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-Vitro-Versuchen gegen BVDV und Vakzinäivirus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. HBV/HIV, HCV. Gegenanzeigen: Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötungen, Brennen) kommen. Auch Kontaktallergien sind möglich. Auftretende Nebenwirkungen bitte dem Arzt oder Apotheker mitteilen. Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung: Alkoholhaltig, entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Entemung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft, in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch. Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Elektrische Geräte erst nach Auftrocknung benutzen.

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld

Stand: 07/2016

Aseptoman® Viral: Desinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Zul. Nr. 57802.00.00 Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 10 g 1-Propanol (Ph. Eur.), 57,6 g Ethanol 96 %. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanon, Phosphorsäure 85 %, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Parfum Fresh. Anwendungsgebiete: ASEPTOMAN® VIRAL wird angewendet zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Anwendung auf Schleimhäuten und offenen Wunden nicht geeignet. Bakterizid (inkl. TB), fungizid, viruzid. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Insbesondere bei mehrfacher Anwendung kann es zu Irritationserscheinungen der Haut (z.B. Austrocknung, Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) und bei hochfrequenter Anwendung auch zu weiter gehenden Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten kommen. Das Ausmaß und der Schweregrad hängen direkt mit der Häufigkeit der Anwendung und der Durchführung angemessener Hautpflegetmaßnahmen zusammen. Bei dem ersten Auftreten von Irritationserscheinungen sind die Hautpflegetmaßnahmen zu intensivieren. Lanolinpoly(oxyethylen)-75 kann örtlich begrenzte Hautreaktionen auslösen. Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ASEPTOMAN® VIRAL: ASEPTOMAN® VIRAL darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einen der Inhaltsstoffe von ASEPTOMAN® VIRAL sind. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. ASEPTOMAN® VIRAL ist alkoholhaltig und brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte die mit ASEPTOMAN® VIRAL eingeriebene Haut gut trocknen lassen. Nicht verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Kontakt mit den Augen sollte vermieden werden. Bei versehentlichen Spritzern ins Auge sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld **Stand: 07/2016**

Aseptoderm®: Wirkstoff: 2-Propanol. Alkoholisches Hautdesinfektionsmittel. Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zul.-Nr.: 34734.00.00 Zusammensetzung: 100 g der Lösung enthalten: Wirkstoff: 2-Propanol 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen. Bakterizid incl. TbB (Mycobacterium tuberculosis), levurozid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-Vitro-Versuchen gegen BVDV und Vakziniavirus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. HBV/HIV, HCV. Gegenanzeigen: Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu kontaktirritativen Hautirritationen (z.B. Rötungen, Brennen) kommen. Auch Kontaktallergien sind möglich. Auftretende Nebenwirkungen bitte dem Arzt oder Apotheker mitteilen. Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung: Alkoholhaltig, entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft, in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch. Elektrische Geräte erst nach Aufklärung benutzen. Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller: Dr. Schumacher GmbH, Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld **Stand: 08/2016**

DR. WEIGERT 20539 Hamburg

weigoman® / weigoman® parfümfrei: Zusammensetzung: 100 g Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält 63,14 g 2-Propanol und 14,3 g 1-Propanol. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Glycerol, Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75. Bei weigoman® zusätzlich: Parfümöl Fresh. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Nicht im Augenbereich, auf Schleimhäuten oder offenen Wunden anwenden. Nebenwirkungen: Austrocknungserscheinungen der Haut (Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) bei mehrfacher Anwendung. Kontaktallergische Reaktionen bzw. Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. Warnhinweise: Enthält Wollwachs.
Pharmazeutischer Unternehmer: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlentagen 85, 20539 Hamburg **Stand: 05/2017**

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!**



röntgen bender GmbH & Co. KG

Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 8-10

D-76534 Baden-Baden

T: +49 (0)7223.9669.0

F: +49 (0)7223.9669.610

info@roentgen-bender.de

www.bendergruppe.com